

## STETOSCOPI 3M™ LITTMANN® CLASSIC III

Gli stetoscopi 3M™ Littmann® Classic III™ offrono un'elevata sensibilità acustica per una diagnosi accurata; sono dotati di doppia membrana fluttuante e presentano un design moderno.

- padiglione a doppia testina versatile per adulti e pediatrica
- doppia membrana monoblocco fluttuante (sensibile alla pressione)

- la membrana dal lato piccolo impedisce ai detriti di entrare nella campana aperta
- sensibilità acustica elevata
- olive morbide, a massima tenuta
- tubi a lunga durata di nuova generazione
- la parte più piccola diventa una campana aperta



Grossista autorizzato



CLASSIC III - LAMPONE - FINITURA ARCOBALENO

Codice GIMA	Codice 3M	STETOSCOPI 3M™ LITTMANN® - lunghezza 69 cm
<b>CLASSIC III - testina Ø 43/33 mm</b>		
32290	5620	■ Littmann® Classic III - nero
32291	5622	■ Littmann® Classic III - blu navy
32292	5648	■ Littmann® Classic III - lampone
32293	5627	■ Littmann® Classic III - bordeaux
32295	5832	■ Littmann® Classic III - lavanda
32296	5835	■ Littmann® Classic III - turchese
32297	5839	■ Littmann® Classic III - limone - lime
32299	5621	■ Littmann® Classic III - grigio
32300	5623	■ Littmann® Classic III - blu caraibi
32303	5630	■ Littmann® Classic III - celeste
32304	5633	■ Littmann® Classic III - rosa perla
32306	5831	■ Littmann® Classic III - prugna
<b>CLASSIC III EDIZIONE SPECIALE - testina Ø 43/33 mm</b>		
32307	5872	■ Littmann® Classic III - turchese - padiglione fumo
32308	5870	■ Littmann® Classic III - nero - finitura arcobaleno
32310	5803	■ Littmann® Classic III - black edition
32311	5809	■ Littmann® Classic III - cioccolato - finitura rame
32312	5806	■ Littmann® Classic III - lampone - finitura arcobaleno
32313	5807	■ Littmann® Classic III - blu caraibi - finitura arcobaleno
32314	5811	■ Littmann® Classic III - nero - finitura fumo
32317	5868	■ Littmann® Classic III - bordeaux - finitura nera
32319	5873	■ Littmann® Classic III - grigio - padiglione fumo
32320	5875	■ Littmann® Classic III - verde lime - padiglione fumo

Codice GIMA	Codice 3M	3M™ LITTMANN® CLASSIC III SPECCHIO/CHAMPAGNE
32239	5960	■ Littmann® Classic III - prugna - specchio
32240	5962	■ Littmann® Classic III - rosa perla - specchio
32243	5861	■ Littmann® Classic III - nero - champagne
32245	5863	■ Littmann® Classic III - blu navy - specchio
32246	5864	■ Littmann® Classic III - bordeaux - champagne
32249	5959	■ Littmann® Classic III - celeste - specchio



## 3M™ LITTMANN® MASTER CLASSIC II

Codice GIMA	Codice 3M	STETOSCOPI 3M™ LITTMANN® - lunghezza 71 cm
<b>CLASSIC II PEDIATRICO - testina Ø 33/25 mm</b>		
32404	2113	■ Littmann® Classic II ped. - black
32405	2119	■ Littmann® Classic II ped. - blu caraibi
32406	2113R	■ Littmann® Classic II ped. - rosso
32407	2122	■ Littmann® Classic II ped. - lampone
32381	2153	■ Littmann® Classic II ped. - blu caraibi - fin. arcobaleno
<b>CLASSIC II INFANT - testina Ø 27/19 mm</b>		
32376	2124	■ Littmann® Classic II infant - blu caraibi
32410	2114	■ Littmann® Classic II infant - nero
32411	2114R	■ Littmann® Classic II infant - rosso
32380	2157	■ Littmann® Classic II infant - lampone - fin. arcobaleno

