

## SFIGMO DIGITALE EASYCHECK

### • 49880 SFIGMOMANOMETRO DIGITALE EASYCHECK

Sfigmomanometro elettronico con schermo LED e interfaccia semplice per misurare la pressione sistolica, diastolica e media e la frequenza cardiaca. Le registrazioni NIBP possono essere riviste. Per uso domestico e clinico e per test di routine.

Caratteristiche:

- misurazione con un solo tasto, facile da usare
- registra e memorizza fino a 199 gruppi di misurazioni
- schermo LED a colori con caratteri grandi facilmente leggibili
- spegnimento automatico in caso di inattività
- allarme alta pressione
- indicatore di batteria scarica e di errore
- commutabile: mmHg e kPa

Fornito con bracciale per adulti e 4 batterie alcaline AA. Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, RO, GR, SE, HR, Arabo

- 49881 BRACCIALE - adulto - 22-32 cm - ricambio
- 80555 BRACCIALE - adulto large - 32-43 cm - opzionale
- 80556 ADATTATORE 100-240V, 50/60 Hz - opzionale



Dimensioni: 128x100x72 mm  
Peso: 281 g



49880

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Metodo di misurazione: oscillometrico  
Intervallo di misurazione: 0 kPa (0 mmHg) - 39,6 kPa (297 mmHg)  
Risoluzione: 0,133 kPa (1 mmHg) ±0,4 kPa (±3 mmHg)  
Intervallo misurazione FC: 40 bpm - 240 bpm  
Gonfiaggio: automatico con pompa  
Sgonfiaggio: automatico graduale  
Schermo: LED a colori, ampio  
Alimentazione: 4 batterie AA o adattatore 5V opzionale  
Sicurezza: Classe II Tipo BF

## SFIGMO DIGITALE AUTOMATICO SMART - VALIDATO ESH



European Society Hypertension



32921

Schermo LCD 62x43 mm

### • 32921 SFIGMOMANOMETRO AUTOMATICO SMART con bracciale adulto

Sfigmomanometro compatto, multiutente, dalle caratteristiche innovative:

- tecnologia Smart Inflation determina automaticamente la pressione di gonfiaggio
- indicatore di pressione OMS - rilevatore di battito cardiaco irregolare
- media delle ultime 3 letture - 2x60 memorie, data e ora
- visualizza separatamente pressione sistolica, pressione diastolica e frequenza cardiaca

- manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, DE, ES, PT, PL, GR, Arabo

### • 32922 BRACCIALE - adulto small - 22-30 cm - nero - ricambio

### • 32923 BRACCIALE - adulto - 30-42 cm - grigio

### • 32920 BRACCIALE - adulto large 42-48 cm - grigio

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Metodo di misurazione: oscillometrico, gonfiaggio e misurazione automatici  
Intervallo misurazione: pressione bracciale: 0-300 mmHg ±3 mmHg  
frequenza cardiaca: 40-180 battiti/min ±5% della lettura  
pressione sistolica: 60-260 mmHg  
pressione diastolica: 40-199 mmHg  
Alimentazione: 4 batterie AA 1,5 V  
Dimensioni - Peso: 138x98x48 mm - 211 g (senza batterie)  
Bracciale: per circonferenze braccio 22-30 cm, 30-42 cm o 42-48 cm

## SFIGMO DIGITALE AUTOMATICO DA POLSO SMART



European Society Hypertension



32918

Schermo LCD 31,9x39,6 mm

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, DE, ES, PT, PL, GR, Arabo

### • 32918 SFIGMOMANOMETRO AUTOMATICO DA POLSO SMART

Sfigmomanometro compatto dalle caratteristiche innovative:

- tecnologia Smart Inflation determina automaticamente la pressione di gonfiaggio
- indicatore di pressione OMS - rilevatore di battito cardiaco irregolare
- media delle ultime 3 letture - 2x60 memorie, data e ora
- visualizza separatamente pressione sistolica, pressione diastolica e frequenza cardiaca

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Metodo di misurazione: oscillometrico, gonfiaggio e misurazione automatici  
Pressione bracciale: 0-295 mmHg ±3 mmHg  
Intervallo freq. cardiaca: 40-180 battiti/min ±5% della lettura  
Intervallo misurazione: 30-280 mmHg  
Alimentazione: 2 batterie AAA 1,5 V  
Dimensioni - Peso: 84x64x28 mm - 110 g (senza batterie)  
Bracciale da polso: per circonferenze da 14 a 19,5 cm

## SFIGMO DIGITALE ANDON

- 32901 SFIGMOMANOMETRO ANDON
- 32922 BRACCIALE - adulti small- 22-30 cm - ricambio
- 32923 BRACCIALE - adulti - 30-42 cm
- 32920 BRACCIALE - adulti large - 42-48 cm



#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Metodo di misurazione: oscillometrico  
Intervallo di misurazione: Pressione: 0-300 mmHg ±3 mmHg  
Frequenza cardiaca: 40-180 battiti/min ±5%  
Alimentazione: 4 batterie AAA 1,5 V - non incluse  
Dimensioni - peso: 107x80x52 mm - 170 g (senza batterie)  
Dimensioni schermo LCD: 66x58,5 mm

- ampio schermo LCD di facile lettura, indicatore di pressione OMS
- 4 gruppi x 30 volte con data e ora
- media di tutti i valori di pressione misurati e salvati negli ultimi 7 giorni
- rilevatore aritmia (HB)
- spegnimento automatico

Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE



32901

Circonferenza braccio: 22-30 cm