

## SFIGMOMANOMETRI DIGITALI JOLLY

Bracciale per adulti  
14 - 19,5 cm



32773



Schermo re-  
troilluminato



Bracciale per adulti  
22-30 cm

32777

- **32773 SFIGMOMANOMETRO DA POLSO JOLLY**
  - **32777 SFIGMOMANOMETRO JOLLY**
- Sfigmomanometri professionali per uso medico.
- ampio display LCD illuminato di facile lettura 47x40 mm (32773) o 86x74 mm (32777)
  - indicatore pressione OMS
  - rilevamento dell'aritmia (IHB)
  - 4 memorie utenti, ciascuna con 30 valori memorizzati, la data e l'ora
  - media di tutte le misurazioni salvate e della pressione sanguigna della mattina e della sera degli ultimi 7 giorni
  - data e ora
  - spegnimento automatico
- Dispositivi medici Classe IIa  
Forniti con bracciale per adulti, custodia morbida, batterie e

manuale multilingue (GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR per 32777, GB, FR, IT, ES, DE, NL, SE, CZ, HU, RO per 32773).

- **32922 BRACCIALE - adulto - 22-30 cm - nero - ricambio for 32777**
- **32923 BRACCIALE - adulto large - 30-42 cm - grigio - opzionale per 32777**
- **32920 BRACCIALE - adulto extra large - 42-48 cm - grigio - opzionale per 32777**

### CARATTERISTICHE TECNICHE

	32773	32777
Metodo di misurazione:	Oscillometrico	Oscillometrico
Intervallo di misurazione:	Pressione: 0~300 mmHg ±3 mmHg	Pressione: 0~300 mmHg ±3 mmHg
	Polso: 40~180 battiti/min. ±5%	Polso: 40~180 battiti/min. ±5%
Alimentazione:	2 batterie AAA 1,5 V	4 batterie AAA 1,5 V
Dimensioni:	89x60x31 mm	150x95x41 mm
Peso (senza batterie):	69,5 g	circa 235 g

## SFIGMO DIGITALE DOMINO



Indicatore classificazione pressione

- Ipertensione grave
- Ipertensione moderata
- Ipertensione lieve
- Pressione alta-normale
- Pressione normale
- Pressione ottimale **32778**



Custodia capiente per il bracciale

Gonfiaggio e sgonfiaggio automatici

Schermo molto ampio 115x79,3 mm

- **32778 SFIGMO DIGITALE DOMINO**
  - **32779 SFIGMO DIGITALE DOMINO su carrello con cestello**
- Sfigmomanometro professionale.
- display LCD molto grande con design innovativo
  - visualizzazione data/ora/temperatura ambiente (°C/°F)
  - rilevamento battiti irregolari IHB
  - indicatore classificazione OMS pressione arteriosa
  - 120 memorie (60 per 2 utenti)
  - funzione di allarme come promemoria

Fornito con bracciale per adulti, custodia, 4 batterie AA 1,5V e 1 batteria a bottone CR2025

- **32802 ADATTATORE CA 230 V - 50 Hz**
  - **32809 BRACCIALE ADULTO 22-32 cm - ricambio**
  - **32865 SPIRALE IN GOMMA 3 m (42/45 spire)**
- Manuale e scatola multilingue:  
GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Intervallo di misurazione:	Pressione - 40~260 mmHg	Polso: 40~160 battiti/min.
Accuratezza:	Pressione ± 3 mmHg	Polso: ± 5%
Alimentazione:	4 batterie AA o adattatore CA (opzionale)	
Dimensioni - Peso:	158x120xh 127 mm - 490 g	