

ERKA VARIO DA TAVOLO, DA PARETE E MOBILE

- 32671 VARIO - tavolo - bracciale adulto - 285.20.481
- 32672 VARIO - parete - bracciale adulto - 288.20.481+295.00.003
- 32673 VARIO - carrello Ø 50 cm - bracciale adulto - 288.20.481+995.00.003

Sfigmo di qualità superiore, per uso in ambulatorio o in ospedale. Dotato di un manometro di precisione in struttura di ABS con vite integrata di chiusura per inclinazione variabile, un supporto per la sistemazione dei bracciali in lamina d'acciaio bianca polverizzata, un supporto per la monopalla e un tubo a spirale con monopalla e valvola di sfiato cromata di qualità per le regolazioni di precisione. La scala di 150 mm è dotata di anello esterno a specchio e di vetro anti-riflesso.

- 32898 BRACCIALE PEDIATRICO "SUPERB" 2 TUBI - 20,5-28 cm*
- 32899 BRACCIALE ADULTI "SUPERB" 2 TUBI - 27-35 cm* - ricambio
- 32900 BRACCIALE LARGE "SUPERB" 2 TUBI - 34-43 cm*

*Circonferenza braccio

CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza con cestino:	260 mm (32672-3)
Larghezza con cestino:	180 mm (32672-3)
Profondità con cestino:	120 mm (32672-3)
Intervallo misurazione:	0-300 mmHg ± 3 mmHg
Peso con cestino:	1.350 g
Altezza carrello:	830-1.360 mm (regolabile)
Ø tubo:	18-25 mm
Angolo orientamento:	fino a 60°

32671



MADE IN GERMANY

Bracciali privi di lattice, PVC e ftalati



Supporto per la pera

32673

ERKA.

BIG BEN® RIESTER

- 32742 BIG BEN® RIESTER - rotaia (morsetto cod. 32766 e rotaia esclusi)

MADE IN GERMANY

Riester

- 32743 BIG BEN® RIESTER - parete Rotazione 130°, 65° destra, 65° sinistra

- 32746 BIG BEN® RIESTER - carrello Ø 54 cm - bracciale velcro adulto
- 32740 BIG BEN® RIESTER - carrello Ø 54 cm - bracciale pezzo unico adulti
- 32748 BIG BEN® RIESTER - tavolo

Sfigmomanometro aneroido in plastica resistente, con quadrante grande (147 mm) e lancetta bianca su quadrante nero per una lettura facilitata delle misurazioni da 0 a 300 mmHg. Cestello posteriore per riporre il bracciale dopo l'uso. Bracciale nero a 2 tubi con chiusura velcro e tubo a spirale lungo. Senza lattice.

- 32766 MORSETTO ROTAIA

Morsetto universale (per codice 32742) per qualsiasi rotaia.



32748

Cestello in plastica sul retro per riporre il bracciale



32743

CE 0124



32766

BHS VALIDATION



CE 0124

Altezza regolabile 90-140 cm

32740, 32746

Nuovo carrello Ø 54 cm

SFIGMO DAYTON DA TAVOLO/PARETE

- 32745 SFIGMO DAYTON - tavolo/parete Fornito con ampio quadrante (Ø 113 mm) per una lettura facilitata. Cesto con maniglia per un trasporto agevolato. Bracciale in nylon con anello a D. Fissaggio a muro.

Dimensioni: 130x130x135 mm - Peso: 180 g. Intervallo di misura: 0-300 mmHg ± 3 mmHg.

- 32850 BRACCIALE ADULTI - nero - ricambio Disponibili anche 32839, 32841, 32843, 32847, 32849 vedere pagina 305.



Sfigmomanometro da tavolo/parete Dayton Desk/Wall Type Dayton Sphygmomanometer

Ampio cestello con maniglia per il bracciale

CE 0123

Monopalla e polmone in PVC

SENZA LATTICE



32745

