


## SFIGMO DALLAS: DA PARETE E SU CARRELLO



- **32749 SFIGMOMANOMETRO DALLAS - da parete**  
Provvisto di cestello posteriore in plastica per riporre il bracciale.
- **32733 SFIGMOMANOMETRO DALLAS - su carrello**  
Provvisto di cestello posteriore in plastica e carrello regolabile in altezza, con 5 rotelle di plastica Ø 5 cm. Tutti gli sfigmomanometri DALLAS sono dotati di quadrante molto grande (Ø 147 mm) per una lettura facilitata, bracciale in nylon nero con anello a D e polmone in lattice a 2 tubi per adulti. Scala 0-300 mmHg. Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR. Scatola multilingue (solo 32749): GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo.



- Cestello posteriore in plastica per riporre il bracciale
- Valvola di rilascio aria a doppio uso
- Tubo a spirale in PVC (1,8 m)
- Altezza regolabile 95 - 135 cm
- 5 rotelle con freno

## SFIGMO DENVER

- **32744 SFIGMOMANOMETRO DENVER - su carrello - bracciale adulto**  
Sfigmomanometro su carrello, leggero ma con un'elevata stabilità e rotelle girevoli a 360°. Altezza regolabile (da 90 a 135 cm) con cestello in metallo. Quadrante quadrato 145x145 mm e bracciale in nylon. Polmone in TPU a 2 tubi per adulti, pera in PVC, valvola di rilascio d'aria a doppio uso con molla, tubo a spirale in PVC (1,8 m). Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.



- BRACCIALI CALIBRATI IN NYLON**
- **32839 BRACCIALE PER BAMBINI - nero**
- **32850 BRACCIALE PER ADULTI - nero - ricambio**
- **32841 BRACCIALE PER ADULTI LARGE - nero**  
Bracciali con polmone in TPU a 2 tubi



## SFIGMOMANOMETRI SENZA MERCURIO CON DISPLAY LCD O LED

- **32797 SFIGMOMANOMETRO SENZA MERCURIO CON DISPLAY LED - da tavolo - azzurro**
- **32798 SFIGMOMANOMETRO SENZA MERCURIO CON DISPLAY LCD - su carrello - nero**

Gli sfigmomanometri senza mercurio con display LCD (32798) o LED (32797) forniscono risultati precisi e affidabili.

- gonfiaggio manuale con la pera
- decompressione manuale con la valvola di rilascio dell'aria
- colonna e display LED (32797)
- colonna e display LCD (32798)

La colonna lampeggia quando la pressione supera 315 mmHg. Adatti per adulti e per uso pediatrico. Entrambi dotati di polmone e pera in PVC, bracciale in nylon per adulti (25-38 cm) con anello a D, manuale in GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, CZ, SK, HU, RO, GR, HR, SI, EE, Arabo.



- **32799 BRACCIALE PEDIATRICO 16-30 cm - opzionale**
- **32789 BRACCIALE ADULTI 25-38 cm - ricambio**
- **32790 BRACCIALE ADULTI LARGE 34-52 cm - opzionale**

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Intervallo pressione: 0-300 mmHg, ±3 mmHg  
Intervallo polso: 30-200 bpm, ±5%  
Alimentazione: 3 batterie AA, CC 4,5V (32797); 2 batterie AA, CC 3V (32798)  
Peso: 584 g (32797); 2,62 kg (32798) senza batteria e bracciale  
Dimensioni imballaggio: 49x44x18 cm (32798)  
Protezione: parte applicata di tipo BF: IPx21

- **32775 SFIGMOMANOMETRO SENZA MERCURIO UM-102A - da tavolo**
- **32776 SFIGMOMANOMETRO SENZA MERCURIO UM-102B - su carrello**

Misuratori di pressione AND digitali professionali altamente avanzati

- misurazione auscultatoria della pressione
- lettura digitale delle pulsazioni
- supporto bracciale e impugnatura per il trasporto
- corpo durevole e resistente agli agenti chimici
- vano in ABS e corpo leggero
- colonna del display regolabile per l'agevole analisi dei risultati
- schermo antiriflesso che minimizza i riflessi di luce



MADE IN JAPAN

32775

32776

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: 360x96x66 mm (32775)  
Intervallo di misurazione - pressione: 0-300 mmHg ±3 mmHg  
- polso: 40-180 battiti/minuto ±5% (32775-6)  
Alimentazione: 2 batterie alcaline AA 1,5V