

## SFIGMO SIRIO E 3 KIT DI BRACCIALI CON BORSA

CE 0476



32729

• **32729 SFIGMO SIRIO - adulti**  
Sfigmomanometro classico con bracciale in tessuto con chiusura velcro (colore verde/grigio). Grande quadrante (60 mm) per facilitare la lettura, montato sulla pera. Scala 0-300 mm/Hg, graduata ogni 2 mm/Hg. Confezionato in borsetta in una scatola di cartone con manuale d'uso multilingue: GB, ES, FR, IT.



• **32705 KIT SIRIO PEDIATRICO - sfigno con 3 bracciali pediatrici**  
Sfigmo Sirio con 3 bracciali pediatrici: mini-bracciale (32812) 4 mesi-3 anni, mini-bracciale (32813) 3-7 anni, mini-bracciale (32814) 7-10 anni in borsa di nylon.  
• **27177 BORSA SIRIO MULTIBRACCIALE PEDIATRICO - vuota**



32705

• **32706 KIT SIRIO 3 - sfigno con 3 bracciali**  
Sfigmo Sirio con 3 bracciali a pezzo unico: bambino (32910), adulto (32911), adulto large (32912) in borsa di nylon.  
• **27178 BORSA SIRIO 3 - multibracciale - vuota**



32706

• **32707 KIT SIRIO 5 - sfigno con 5 bracciali**  
Sfigmo Sirio con 5 bracciali: neonato (32886), bambino (32888), adulto (32830), adulto large (32834), cosciale (32837) in borsa di nylon.  
• **27179 BORSA SIRIO 5 - multibracciale - vuota**





32707

## SFIGMO LONDON PROFESSIONALI

CE 0476



32725

• **32725 SFIGMO LONDON - adulti - bracciale nero**   
• **32726 SFIGMO LONDON - adulti - bracciale rosso**   
Sfigmomanometro professionale in ABS, elegante, affidabile, leggerissimo, senza lattice, con pera in PVC integrata, meccanismo di precisione di alta qualità, bracciale calibrato in nylon con chiusura velcro e polmone a un tubo in TPU. Quadrante Ø 55 mm, con colori vivaci per facilitare la lettura. Uno speciale anello in plastica protegge il quadrante da graffi ed urti. Fornito in un'elegante borsetta in nylon coordinata,  
303

CE 0476

Bracciale calibrato in nylon



32726

con scatola e manuale d'uso multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR.



32726

