

SFIGMO AUTOMATICO TOKYO

- **32736 SFIGMO TOKYO 2 - adulti - bracciale nero**

Sfigmomanometro professionale con ampio quadrante Ø 65 mm e valvola di rilascio dell'aria a pulsante. Struttura in plastica ABS leggera, dotata di robusto anello antishock per una lunga durata nel tempo. Impugnatura ruotabile a 360°.

Fornito con bracciale in nylon nero calibrato (54x14,4 cm), anello tipo D, 1 tubo in PVC nero, polmone latex free e pera priva di lattice in PVC in una pratica borsa in nylon per il trasporto ed elegante scatola di cartone.

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, Arabo.



CE 0476
32736



Premere per sfiatamento rapido

Pera con fondo piatto (solo 32736) con tre modalità di utilizzo per utenti destrorsi e mancini

SFIGMO ROMA: 4 MODELLI PER OGNI EVENIENZA



CE 0476

32727



Sfigmomanometro aneroidale palmare tradizionale leggero e resistente. Struttura in ABS, pera in PVC e valvola a pulsante per l'uso con una mano. Fornito con bracciale calibrato in nylon blu e un polmone in TPU. Ampio quadrante Ø 60 mm con anello protettivo in gomma. Fornito in un'elegante borsa in nylon con tasca esterna a velcro e scatola di cartone. Latex free.

- **32727 SFIGMO ROMA - adulti - 1 tubo - bracciale blu**
 - **32734 SFIGMO ROMA - adulti - 2 tubi**
 - **32709 SFIGMO ROMA - pediatrico - 1 tubo**
- Come cod. 32727 ma con bracciale pediatrico 35x11 cm.
- **32728 SFIGMO ROMA - adulti - fluorescente - 1 tubo**
- Come cod. 32727 ma con un quadrante speciale fluorescente per una facile lettura in luoghi bui. Per questo gli sfigmomanometri Roma sono ideali nelle applicazioni d'emergenza.

- **32856 PERA PVC**
- **32857 ANELLO PVC**



32709 Pediatrico



32734 2 tubi



32734

KIT ROMA MULTIBRACCIALE



CE 0476

32738

- **32738 KIT ROMA - Sfigmo con 3 bracciali blu**

Come il Cod. 32727, ma con 3 bracciali: pediatrico (35x11 cm), adulti (53x14,5 cm), adulti largo (62x17,5 cm). Latex free.

KIT MULTIBRACCIALE

- **32771 KIT DI EMERGENZA - 5 bracciali**

Sfigmomanometro palmare con anello antiurto in silicone arancione e valvola rilascio aria arancione. Tubo in PVC e polmone a un tubo in TPU, latex free. Fornito in borsa di plastica per il trasporto con 5 bracciali: XS neonati (13 - 19 cm) S bambini (18,4 - 26,7 cm) M adulti (25,4 - 40,6 cm) L adulti largo (33,3 - 51 cm) XL coscia (40,6 - 66 cm). Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES.



32771



CE 0123