

BRACCIALI SFIGMOMANOMETRI ANEROIDI DA NEONATI AD ADULTI OBESI



BRACCIALI CALIBRATI IN NYLON

Bracciali calibrati in nylon con polmone in TPU e tubo in PVC.

BRACCIALI CALIBRATI - latex free - nylon					
1 tubo*	2 tubi**	Colore	Modello	Dim. cm	Circonferenza braccio
-	32839	Black	Bambini	35x11	19 - 26 cm
32846	32847	Blue	Bambini	35x11	19 - 26 cm
32842	32843	Blue	Adulti	49x15	26 - 40 cm
32844	-	Red	Adulti	49x15	26 - 40 cm
32845	32850	Black	Adulti	49x15	26 - 40 cm
32848	32849	Blue	Adulti large	62x17,5	34 - 51 cm
-	32841	Black	Adulti large	62x17,5	34 - 51 cm





BRACCIALI PREMIUM

Realizzati in nylon 210D di alta qualità.

Prova di durata fino a 10.000 cicli.

BRACCIALI PREMIUM grigio scuro - nylon - polmone TPU - chiusura velcro					
1 tubo*	2 tubi**	Modello	Dim. cm	Circonferenza braccio	
32817	32818	Neonati	5,5x18,5	9,5 - 13,5 cm	
32886	32887	Bebè	7,5x26	13 - 19 cm	
32888	32889	Bambini	11x34,5	19 - 27 cm	
32830	32832	Adulti	54x15	25,4 - 40,6 cm	
32834	32835	Adulti large	61x17,5	34,3 - 50,8 cm	
32837	32838	Cosciale	82x21,5	40,6 - 66 cm	
BRACCIALI PREMIUM ADULTI colorati - nylon - polmone TPU - chiusura velcro					
49750	-	Adulti - blu reale	54x15	25,4 - 40,6 cm	
49751	-	Adulti - verde petrolio	54x15	25,4 - 40,6 cm	
49752	-	Adulti - celeste	54x15	25,4 - 40,6 cm	
49753	-	Adulti - rosa	54x15	25,4 - 40,6 cm	
BRACCIALI ADULTI grigio/verdi - cotone - polmone TPU - chiusura velcro					
32829	-	Adulti	54x15	25,4 - 40,6 cm	



BRACCIALI IN NYLON CON POLMONE INTEGRATO

- riutilizzabili fino a 10'000 volte - evitano contaminazioni crociate
- lavabili fino a 60 °C - morbidi sulla pelle
- disinfettabili con alcool/etanolo - conformi a ISO 105 E01

BRACCIALI CON POLMONE INTEGRATO - latex free				
1 tubo*	2 tubi**	Modello	Dimensioni	Circonferenza braccio
32910	32913	Bambini	10x34 cm	19 - 27 cm
32911	32914	Adulti	14,5x54 cm	26 - 41 cm
32912	32915	Adulti large	16x63 cm	34,3 - 51 cm
32919	32890	Cosciale	20x83 cm	40,6 - 66,5 cm

*Bracciale 1 tubo per Sirio, London, Boston, Roma 1T, Tokyo, Madrid, Ri-san, Precisa, Minimus...

**Bracciale 2 tubi per Minor, Yton line, Roma 2T, Dallas, Big Ben, Empire, Dayton...

RICAMBI E ACCESSORI PER SFIGMOMANOMETRI



Codice GIMA	RICAMBI SFIGMOMANOMETRI	Minimo vendita
32865	Spirale gomma nera (42-46 spirali) - 39,5 cm	1
32808	Bracciale nylon velcro (senza polmone) 54 x15 cm*	1
49700	Polmone PVC - 1 tubo - bambini	conf. da 5
49702	Polmone PVC - 1 tubo - adulti	conf. da 5
49703	Polmone PVC - 2 tubi - adulti	conf. da 5
49706	Polmone TPU - 1 tubo - adulti	conf. da 5
49707	Polmone TPU - 2 tubi - adulti	conf. da 5
32870	Connettore in metallo maschio-femmina	conf. da 10
32871	Connettore in metallo a vite	conf. da 10
32872	Connettore in metallo a baionetta	conf. da 10
32873	Connettore in plastica	conf. da 100

*Ricambio per 32830, 32832

Codice GIMA	RICAMBI SFIGMOMANOMETRI	Minimo vendita
32854	Pera Yota in PVC - nera - latex free	1
32851	Pera Yota in PVC - verde	1
32863	Pera in PVC - nera	conf. da 10
32855	Pera Yota in lattice - nera	1
32860	Pera Superior in PVC - verde - latex free*	1
32859	Pera Superior in PVC - nera*	1
32852	Valvola cromata Yota	1
32861	Valvola cromata Superior	1
32853	Soffieria Yota	1
32862	Soffieria Superior - latex free*	1
32863	Soffieria Deluxe	1

*Produzione tedesca