

RIESTER SANAPHON®



MADE IN GERMANY

Corpo in alluminio leggero e solido resistente alla corrosione

32686

CE 0124

Riester



Manico a cucchiaino in acciaio inossidabile

- 32686 SFIGMO SANAPHON® con stetoscopio integrato
- Sfigmomanometro classico per auto misurazioni precise con stetoscopio integrato. Sanaphon® garantisce la precisione delle misurazioni anche nei pazienti con disturbi del ritmo cardiaco. Tolleranza massima di errore ± 3 mmHg. Custodia con cerniera in dotazione.

RIESTER E-MEGA®



Riester

Superficie liscia facile da disinfettare

Quadrante ampio Ø 63 mm

Custodia con cerniera in dotazione

CE 0124

Manometro in polycarbonato resistente agli urti



MADE IN GERMANY

32687

32751, 32752

- 32687 SFIGMO E-MEGA® - bianco - adulti
 - 32751 SFIGMO E-MEGA® - nero - adulti
 - 32752 SFIGMO E-MEGA® - nero - pediatrico
- Bracciale con polmone integrato disinfettabile e senza lattice. - gonfiaggio rapido del bracciale grazie all'ergonomica forma a cucchiaino - precisione nel tempo grazie alla membrana speciale in rame-berillio temprato, componente di precisione per una resistenza alla pressione fino a 600 mmHg - tolleranza massima di errore ± 3 mmHg - confortevole, valvola di sfiato anti-usura con regolazione di precisione

RIESTER EXACTA®

- 32750 SFIGMO EXACTA®
- Modello di sfigmomanometro a due tubi, di alta qualità e precisione, con corpo in metallo nero laccato
- precisione di lunga durata grazie al sistema di misurazione anti-invecchiamento resistente alla pressione fino a 600 mmHg
 - morsetto metallico per fissare il manometro al bracciale
 - valvola di sfiato anti-usura con regolazione di precisione
 - un microfiltro protegge la valvola di sfiato e il meccanismo di misurazione
 - quadrante lineare Ø 49 mm da 0 a 300 mmHg
 - pera in lattice per gonfiare il bracciale
 - tolleranza massima di errore ± 3 mmHg
- Custodia in vinile con cerniera in dotazione.



32750

CE 0124

Riester MADE IN GERMANY

RIESTER SPHYGMOTENSIOPHONE®

- 32760 SPHYGMOTENSIOPHONE - 1380
- Sfigmomanometro a due tubi estremamente preciso, con funzionalità perfezionate. Bracciale per adulti in cotone di qualità con finiture in pelle artificiale, dotato di clip metallica con cui il bracciale può essere tirato. Custodia in nylon con cerniera in dotazione.
- valvola di sfiato anti-usura con regolazione di precisione
 - un microfiltro protegge la valvola di sfiato e il meccanismo di misurazione
 - membrana in rame-berillio temprato anti-invecchiamento
 - membrana resistente alla pressione fino a 600 mmHg
 - tolleranza massima di errore ± 3 mmHg
 - quadrante facilmente leggibile Ø 49 mm da 0 a 300 mmHg



CE 0124

32760

Riester MADE IN GERMANY

SFIGMO PEDIATRICO BABYPHON® RIESTER

- 32710 SFIGMO PEDIATRICO BABYPHON® con 3 bracciali - metallo 1440
 - 32708 SFIGMO PEDIATRICO BABYPHON® con 3 bracciali - plastica/metallo - 1441
- Sfigmomanometro palmare pediatrico con 3 bracciali
- gonfiaggio rapido del bracciale grazie all'ergonomica manopola in acciaio inox a forma di cucchiaino
 - manometro metallico facilmente leggibile, con quadrante in alluminio Ø 49 mm (32710), Ø 63 mm (32708)
 - precisione nel tempo grazie alla membrana speciale in rame-berillio temprato, componente di precisione per una resistenza alla pressione fino a 600 mmHg
 - quadrante lineare fino a 300 mmHg, ± 3 mmHg
 - figura di orsetto stampata sui bracciali
- Fornito con 3 bracciali pediatrici in custodia in nylon imbottita con cerniera.
- Neonato: dimensioni 15,5x5 cm - circonferenza 5-8 cm
 Infante: dimensioni 23x7,5 cm - circonferenza 8-13 cm
 Bambino: dimensioni 35,5x10 cm - circonferenza 13-17 cm

Riester MADE IN GERMANY

CE 0124



32710