


SFIGMOMANOMETRI ANEROIDI RIESTER PRECISA® N



- 32754 PRECISA® N con stetoscopio - plastica/metallo - 1 tubo
 - 32755 PRECISA® N - plastica/metallo - 1 tubo
 - 32717 PRECISA® N - alluminio - 1 tubo
 - 32756 PRECISA® N - alluminio - 2 tubi
- Sfigmomanometri affidabili e di alta qualità, con una precisione durevole.
- un microfiltro protegge la valvola di sfiato e il meccanismo di misurazione
 - membrana speciale in rame-berillio

temprato, precisa e anti-invecchiamento

- membrana resistente alla pressione fino a 600 mmHg
- base della valvola in metallo
- manico ergonomico a forma di cucchiaio in acciaio inox
- quadrante lineare in alluminio inclinato (32717, 32756) o in plastica/metallo (32755, 32754), da 0 a 300 mmHg (facilmente leggibile)

Forniti con bracciale di nylon calibrato e con chiusura velcro, in borsa di similpelle.

- 32757 SFIGMO PRECISA® N SHOCK-PROOF
- Sfigmomanometro aneroido resistente agli urti, con le stesse caratteristiche di Precisa® N. Resistente agli urti da un'altezza di 1 m, in conformità con DIN EN 81060-1:2012-08, per evitare che urti o cadute accidentali compromettano l'accuratezza delle misurazioni.

SFIGMO ANEROIDI RIESTER RI-SAN®, MINIMUS® II E SHOCK-PROOF® R1



Adatto per utenti destrorsi o mancini

- 32715 SFIGMO RI-SAN® - azzurro - senza lattice
- 32718 SFIGMO RI-SAN® - verde
- 32721 SFIGMO RI-SAN® - grigio ardesia

Sfigmomanometro di alta qualità dal design ergonomico, con valvola di sfiato dell'aria regolabile tramite un pratico pulsante.

- bracciale calibrato in nylon con velcro
- pera per gonfiare il bracciale priva di lattice
- tubo di collegamento nella parte superiore del manometro per un utilizzo senza intralci
- un microfiltro protegge la valvola di sfiato e il meccanismo di misurazione
- membrana speciale in rame-berillio temprato anti-invecchiamento
- il movimento preciso garantisce misurazioni affidabili
- la membrana può essere pressurizzata fino a 600 mmHg senza intaccare la calibrazione.
- 32730 PERA GRIGIA PER RI-SAN - ricambio

DE Erwachsene	Armumfang:
GB Adults	Arm Circumference:
FR Adultes	Circonférence de bra:
ES Adultos	Perímetro de brazo:
IT Adulti	Circonférenza di braccia:

- 32711 SFIGMO MINIMUS® II
- Sfigmomanometro aneroido cromato, affidabile, durevole ed elegante, con pera integrata senza lattice e valvola di sfiato per uso con una sola mano, manico in acciaio inox, collegamento Luer Lock, bracciale nero calibrato in nylon con chiusura velcro e polmone a un tubo. Valvola di sfiato estremamente sensibile, precisa e anti-usura. Fornito in un'elegante valigetta in similpelle.

La valvola di sfiato si apre senza resistenza e l'utilizzo risulta preciso e pratico

Pera ergonomica per insufflazione rapida grazie al manico integrato

- 32716 SFIGMO SHOCK-PROOF R1 - con bracciale in velcro - 1250-107
 - 32732 SFIGMO SHOCK-PROOF R1 con bracciale monopezzo - 1250-150
- Sfigmo di precisione e lunga durata.
- antishock fino ad un'altezza di 120 cm
 - base della valvola e condotto aria con valvola di precisione in metallo
 - struttura a due componenti in ABS
 - raccordo del tubo in metallo, posizionato all'estremità del dispositivo per facilitare il cambio di bracciale e garantire un livello di ergonomia superiore
 - tolleranza massima di errore ± 3 mmHg
 - borsa con cerniera in dotazione