

TURBINE MONOUSO E RIUTILIZZABILI PER SPIROMETRI MIR

- **33507 TURBINA MONOUSO CON BOCCAGLIO INTEGRATO** - conf. da 60 pz.
Monopaziente, economica e affidabile, garantisce l'igiene assoluta in quanto confezionata singolarmente. Facile da sostituire, non necessita di calibrazione.
Compatibile con i codici GIMA: 33509, 33511-14, 33518-22, 33527-29, 33530, 33532, 33534.
- **33526 TURBINA RIUTILIZZABILE** - baionetta
Facile da sostituire, non necessita di calibrazione.
Compatibile con i codici GIMA: 33510-14, 33518, 33520-22, 33528-32, 33534.



BOCCAGLI PER SPIROMETRI DI VARIE MARCHE

Boccali monouso di carta o riutilizzabili di plastica, adatti a numerose marche di spirometri e picchi di flusso. I boccali in carta sono confezionati singolarmente in un sacchetto trasparente.



BOCCAGLI CARTA GIMA					
Codice GIMA	Misura - cm Ø int x est x h	Adatti per	Compatibilità Codici GIMA	Altri marchi	Minimo vendita
33410	2,8x3x6,5	adulto	33431, 33433, 33471-2, 33510, 33512-14, 33518-22, 33528-32, 33534	Micromedical Vitalograph, Mir	conf. da 500
33897				Ferraris (Koko legend) Cardiette (Pneumos 300)	dispenser da 100
33411	2,0x2,2x6	pediatrico		Micromedical Vitalograph, Mir	conf. da 250
33412	Adattatore in plastica		33411	Mir	-
33506	2,6x2,8x6,5	adulto	33484-7	Sibel, BTL	conf. da 100
33890	2,5x2,7x7	adulto	-	Fukuda Sangjo, Thor	dispenser da 100
33892	2,8x3,05x7	adulto	-	Cosmed (modello Pony)	dispenser da 100
33898	2,8x3,05x7	adulto	-	Cosmed (modello Pony)	conf. da 500
33895	3,03x3,3	adulto	-	Sensormedics, Microcard	conf. da 500
33899	2,42x2,6	adulto	-	Sorin Lifewatch, Fukuda Denshi	conf. da 500
BOCCAGLI PLASTICA GIMA					
33432*	1,7x2,1x5 2,7x3x5	adulto/ pediatrico	33431, 33433	Ferraris	-
33691		adulto	33682-4, 6, 8	Thor	conf. da 10

MADE IN EUROPE

*Made in USA

CARTA PER SPIROMETRI

- **33493 CARTA PER MIR SPIROLAB** - rotolo 112mm x 25m - conf. da 10
Utilizzabile anche per SIBEL DATOSPIR 120 B, C, D, DATOSPIR Touch e GIMASPIR 120 modelli B, C, D.
- **33891 CARTA COSMED PONY** - rotolo 57 mm x 11 m - conf. da 25
- **33894 CARTA COSMED PONY FX** - rotolo 112 mm x 13m - conf. da 25
Compatibile anche con Spirosift Fukuda.
- **35674 CARTA TERMICA** - rotolo 57 mm x 25 m - conf. da 20
Utilizzabile per SIBEL DATOSPIR 120 A e GIMASPIR 120-A.
- **33404 CARTA TERMICA** - rotolo 111 mm x 8 m - conf. da 25
Utilizzabile per Microlab 3500.

FILTRO ANTIBATTERICO

- **33525 FILTRO ANTIBATTERICO** - conf. da 50 per spirometri MIR, Medisoft
- **33557 FILTRO ANTIBATTERICO SPIROGUARD** - conf. da 50

Compatibilità di Spiroguard

Erich Jaeger GmbH	Masterlab e Masterscreen
Ferraris Medical - P.K. Morgan	Autolink-Benchmark Transflo e USA Transfer System
Sensormedics	2200 - 2400 - 2450
Vitalograph	Wedge-Bellow-Alpha e Escort Spirometers

FILTRO ANTIBATTERICO - BOCCAGLIO PER VARI SPIROMETRI



FILTRO ANTIBATTERICO - BOCCAGLIO
Filtro monouso dalla forma anatomica, utile per prevenire contaminazioni batteriche e virali. Facile da utilizzare: da un lato si connette allo spirometro, dall'altro funge da boccalio. Adatto alla maggior parte degli spirometri e dispositivi. Classe II A. Confezionato singolarmente in busta trasparente.

MADE IN ITALY

FILTRI ANTIBATTERICI - BOCCAGLI - conf. da 100 pz.				
Codice GIMA	Misura - cm Ø int x est	Compatibilità con Codici GIMA	Altri marchi	
33884	2,75x3	33341, 33433, 33471-2, 33509-14, 33518-22, 33528-32, 33534	Micromedical, Vitalograph, Mir, Ferraris (koko legend), Cardiette (Pneumos 300)	
33885	2,7x3,05	-	Cosmed	
33886	2,95x3,3	-	Customed, Jaeger	
33887	3,05x3,4	-	Sensormedics, Thor, Morgan, Chest, Microgard	
33888	3,4x3,6	-	Medical Graphics	
33889	2,5x2,7	-	Fukuda Sangjo	
33902	2,22x2,8		BTL, Sibel	

STRINGINASO MONOUSO PER SPIROMETRIE



- **33475 STRINGINASO** - gomma - 70x40 mm - busta da 100
 - **33476 STRINGINASO** - schiuma - 70x40 mm - busta da 100
 - **33477 STRINGINASO** - gomma grande - 70x45 mm - busta da 100
- Stringinaso Gima monouso con cuscinetti in gomma o in schiuma, per evitare che i pazienti ispirino o espirino attraverso il naso durante la spirometria. La tensione tiene fermo il dispositivo, mentre i cuscinetti in gomma o in schiuma offrono il massimo confort. Realizzati in termoplastica, privi di lattice. Gli stringinaso in gomma sono disponibili in 2 misure: standard o grande.



MADE IN ITALY