

ECOGRAFO MINDRAY DP-50 EXPERT



33992 + 33988
Fornito con manuale in:
GB, IT e manuale su CD
in: GB, IT, FR, DE, RU,
ES, PT, BR

• **33992 ECOGRAFO PORTATILE MINDRAY DP-50 EXPERT con monitor LCD ad alta risoluzione 15", 2 connettori sonda, hard disk 500GB, 4 porte USB, pacchetto software multipli, senza sonde.**

- Modalità immagine:** B, B/B, 4B, B/M, M
Elaborazione dell'immagine:
- imaging armonico a spostamento di fase
 - THI (Tissue Harmonic Imaging)
 - iBeam™ composizione spaziale dell'immagine
 - iClear™ immagini senza macchie
 - iTouch™ ottimizzazione automatica - immagini trapezoidali
 - iZoom™ visualizzazione automatica a schermo pieno
 - scansione inclinata per le sonde lineari (2D Steer)
- Sonde a banda larga multifrequenza:** continuamento regolabili 2-14 MHz
Flusso di lavoro intelligente/Memorizzazione/Revisione:
- sistema di gestione intelligente dei dati del paziente iStation™
 - 320 GB di memoria su hard disk - 4 porte USB
 - capacità memoria cine (max): Modalità B: 10566 fotogrammi
Modalità M: 66,3

PW (doppler pulsato) e DICOM inclusi
Certificato MDR.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Display:	LCD 15"
Lingue del display:	GB, FR, IT, ES, PT, RU, PL, CZ, TR, FI, DK, NO, SE, DE
Alimentazione:	CA 100-240 V - 50/60 Hz
	Batteria agli ioni di litio ricaricabile - opzionale
Dimensioni e peso:	DP-50 Expert 14,7x36,1xh 35,8 cm - 7,5 kg

ECOGRAFO A COLORI MINDRAY Z50

• **33881 ECOGRAFO PORTATILE A COLORI MINDRAY Z50 con display LCD ad alta risoluzione 15", 2 connettori sonda, hard disk 500GB, 4 porte USB, pacchetto software, multipli, senza sonde.** Sistema doppler a colori che offre una rara combinazione tra alte prestazioni e basso costo. Immagini di alta qualità, accessibilità, versatilità e mobilità in un unico sistema Doppler portatile.

Versatilità

- modalità scansione: B, Colore, PW, Power, M, FreeXros M
- modalità visualizzazione immagine: B, 2B, 4B, B/C, B/M, B/PW, Triplex PW
- applicazioni: ABD/OB/GYN/CAR/SML/URO/VAS/ORTH/EM/NERVE
- varietà sonde: Convesse, Lineari, Micro-convesse, Endocavità
- angolatura di scansione estesa tramite ExFov
- sonda lineare ad alta frequenza per la scansione superficiale

Produttività

- iTouch: ottimizzazione rapida dell'immagine con un click
- iZoom: ingrandimento a pieno schermo istantaneo con un click
- iStation: piattaforma di revisione e analisi database dei pazienti
- iStorage: trasferimento diretto dei dati al PC
- Clipboard: esecuzione, anteprima e condivisione di cineclip
- Multipli formati di immagine: BPM, JPG, DCM, AVI, DCM, CIN

Portatile

- forma compatta e affusolata peso 8,1 kg
- monitor LCD da 15 pollici con funzione di inclinazione di 60 gradi

- doppi connettori universali trasduttori
 - tastiera retroilluminata a due livelli per varie esigenze
 - borsa portatile per facilitarne il trasporto
 - 1,5 h di scansione senza interruzione con batteria ricaricabile opzionale
- PW (Pulse Wave) incluso.**
Manuale su CD:
GB, FR, IT, ES, PT, DE, RU.
Certificato MDR.



33881

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Schermo:	LCD 15", alta risoluzione 1024x768
Software interno + input tastiera:	GB, FR, IT, ES, PT, RU, PL, CZ, DE
Digitazione tastiera:	TR, FI, DK, NO, SE
Alimentazione:	AC 100-240 V - 50/60Hz - batteria agli ioni di litio ricaricabile - opzionale
Dimensioni e peso:	19x41,5xh 37,8 cm; 8,1 kg

SONDE E ACCESSORI PER DP-50, DP-50 EXPERT, Z5, Z50

Codice GIMA	ACCESSORI per DP-50, DP-50 EXPERT, Z5, Z50	
33875	Ago guida per sonda lineare (33983)	
33876	Ago guida per sonda Micro-Convesca (33984)	
33975	Batteria al litio ricaricabile per DP-50, DP-50 Expert, Z5, Z50	
33987	Borsa per trasporto DP-50, DP-50 Expert, Z5, Z50	
33988	Carrello UMT-150 per DP-50, Z5	
33962	Carrello UMT-150 per DP-50 Expert, Z50	
33968	Stampante SONY UP-X898 MD per DP-50, DP-50 Expert	
33993	Stampante a colori SONY UP-25 MD per Z5, Z50	

SONDE DP-50, DP-50 Expert, Z5, Z50			FREQUENZA (MHZ)		● Applicazione principale									
Codice GIMA	Codice Mindray	Scansione	Freq. princ.	Larghezza banda sonda	ADDOMINALE	OST. & GIN	UROLOGIA	PICCOLE PARTI	CARDIOLOGIA	MISK	VASCOLARE	PEDIATRIA	PROSTATA	ORTOPEDIA
33982	35C50EA	Convesca	3,5	2,0 - 5,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
33983**	75L53EA	Lineare	7,5	5,0 - 10,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
33978*	65C15EA	Micro-convesca	6,5	5,0 - 8,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
33984*	65EC10EA	Micro-convesca	6,5	5,0 - 8,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
33990*	10L24EA	Array lineare	10,0	8,0 - 14,00	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
34004	75L38EA	Lineare	7,5	5,0 - 10,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*Non per DP-50PT **Non compatibile con Z5, Z50



Dimensioni del carrello:
44,5x53,5xh 81 o 87 cm

Altezza selezionabile durante l'installazione (2 livelli)

