
















CAVI ECG PER MONITOR BM GIMA E BIONET

Codice GIMA	CAVI ECG PER BM3 (33718, 33719, 33720, 33780, 33781)	ACCESSORI PER MONITOR BM3, BM5, BM7					
		NUOVI (dopo 6/2006)	VECCHI (prima di 6/2006)				
33711	Kit cavo paziente 3 derivazioni (cavo+conn. snap 33748)	 33713 Kit cavo veterinario					
33712	Kit cavo paziente 5 derivazioni (cavo+conn. snap 33749)						
33727	Kit cavo veterinaria a 3 derivazioni (cavo+3 conn. clip)	 33727 Kit cavo veterinario					
33713	Kit cavo veterinaria a 3 derivazioni (cavo+3 conn. clip)						
33748	Connettori snap a 3 derivazioni per 33711 - ricambio - nuovi	 33711 Kit cavo					
33749	Connettori snap a 5 derivazioni per 33712 - ricambio - nuovi						
33750	Connettori snap a 3 derivazioni per 33726 - ricambio - vecchi	33760	33762	33748	33752	33750	
33751	Connettori snap a 5 derivazioni per 33728 - ricambio - vecchi	Connettore clip vet Cavo		Connettore snap		Connettore clip vet	Connettore snap
33752	Connettori clip vet a 3 derivazioni per 33726-7 - ricambio - vecchi	 33712 Kit cavo		 33752		 33750	
33753	Connettori clip vet a 5 derivazioni per 33728 - ricambio - vecchi						
33760	Connettori clip vet a 3 derivazioni per 33713 - ricambio - nuovi	 33760		 33762		 33748	
33761	Connettori clip vet a 5 derivazioni per 33712 - ricambio - nuovi						
33762	Cavo paziente 3 derivazioni	Connettore clip vet		Cavo		Connettore snap	
33763	Cavo paziente 5 derivazioni	33761		33763		33749	
CAVI ECG PER BM5-BM7 (33776, 33777, 33778, 33779)		33761		33763		33749	
33764	Kit cavo paziente 3 derivazioni (cavo+conn. snap)	Connettore clip vet		Cavo		Connettore snap	
33765	Kit cavo paziente 10 derivazioni (cavo + conn. snap) solo 33778	33761		33763		33749	
33766	Kit cavo veterinario a 3 derivazioni (cavo + connettore clip)	Connettore clip vet		Cavo		Connettore snap	

SENSORI SpO₂ BM1, BM3, BM5, BM7

Codice GIMA	SENSORI E CAVO DI ESTENSIONE SpO ₂ PER TUTTI I MONITOR BM	SENSORI SpO ₂ RIUTILIZZABILI	CAVO ESTENSIONE SpO ₂
33730	Sensore dito adulti riutilizzabile* (> 45 kg) - 7 piedini	 33730 33731	 33716
33731	Sensore dito pediatrico riutilizzabile* (15-45 kg)		
33732	Sensore vet riutilizzabile* - clip *Richiede cavo di estensione 33716		
33716	Cavo di estensione**, 2 m (connettore SpO ₂ grande a 7 piedini), dal 2007 **Necessario per tutte le sonde	7 piedini	

SENSORI SpO₂ MONOUSO NELLCOR COMPATIBILI

 33757	 33754	 33755	 33756	Tutti i sensori sono forniti in busta sterile con cavo di 70 cm
Codice GIMA	SENSORI SpO ₂ MONOUSO NELLCOR COMPATIBILI (non compatibili con Nellcor Oximax)			CARATTERISTICHE TECNICHE SENSORI SpO ₂
33755	Sensore monouso neonato/adulto - <3 kg (piede neonato) >40 kg (dito adulto)			Intervallo misurazione SpO ₂ : 70%~100%
33756	Sensore monouso infante - 3-20 kg			Accuratezza: 70%~100% ±2%; sotto 70%: non specificata
33757	Sensore monouso pediatrico - 10-50 kg			Intervallo misurazione pulsazioni: 30~250 bpm
33754	Sensore monouso adulti - > 30 kg			Accuratezza: ±2 bpm o 2% (il maggiore dei due valori)
				Sensore ottico: luce rossa (lunghezza d'onda 650~670 nm, 6,65 mW)
				infrarossi (lunghezza d'onda 880~910 nm, 6,75 mW)

ACCESSORI MONITOR BM1, BM3, BM5 E BM7

Codice GIMA	ACCESSORI PER BM1, BM3, BM5, BM7		 33737		
33738	NIBP	Cavo di estensione, 3 m (necessario per tutti i bracciali)	 33738		
33735		Bracciale adulti 27,5-36,5 cm richiede cavo estensione 33738	 33735		
33736		Bracciale bambini - richiede cavo estensione 33738	 33736		
32848		Bracciale obesi - richiede cavo estensione 33738	 33737		
33737		Kit di 3 bracciali neonato* - richiede cavo estensione 33738	 32810		
32810		Minibracciale 16x5 cm - richiede 33738+33739	 32811		
32811		Minibracciale 23x5 cm - richiede 33738+33739	 33738		
33739		Connettore metallo (necessario per minibracciale)	 33771		
33771	Temp	Sensore temperatura pelle 3,0 m***	 33772		
33772		Sensore temperatura rettale 3,0 m	 33715		
33743	Carta	Carta termica 57,5 mm, Ø 38 mm	 33715		
33742	Batteria	Batteria Ni-MH 12V - fino a gennaio 2006** - BM3, BM3 Plus	 33715		
33715		Batteria Ni-MH 12V - da gennaio 2006** - BM3, BM3 Plus			
33707		Batteria Li-ion 10,8 V per BM3 Pro, BM5 Pro			
33710		Batteria Li-ion 11,1 V per BM1			
33709		Batteria Li-ion 11,1 V per BM7			
33747	Adattatore	Adattatore CA per BM3, BM5, BM7			

*Dimensioni 3,3-5,6 cm, 4,2-7,1 cm, 5-10,5 cm

**La data è approssimativa. Scegliere la batteria in base alle specifiche e alla fotografia

***Compatibile con Drager MM15114, MM15822, GE 21733601, Philips HP21059B,

Nihon Kohden P242A, Datascope 0206-02-0003