


PLACCHE COMPATIBILI CON PIÙ DEL 90% DEI DEFIBRILLATORI



PLACCHE COMPATIBILI PER ADULTI - monouso

Una vasta gamma di placche certificate BSI (British Standard Institute) per pazienti maggiori di 8 anni (25 kg), compatibili con la maggior parte dei defibrillatori presenti sul mercato. Aderenza eccellente e adeguato spessore del gel. Includono un paio di placche, cavo e connettore. Durata massima di validità: 30 mesi (24 mesi per 33584) dalla data di produzione. Senza lattice. Conformi a: Direttiva 93/42/CEE e successivi emendamenti. Dispositivo medico Classe IIb. ANSI/AAMI: DF-80; IEC/EN: 60601-1, 60601-2-4; ISO: 10993-1.

Confezione multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, SE, GR, RU.

MADE IN ITALY

| Paio | 10 paia | PRODUTTORE | MODELLO | Paio | 10 paia | PRODUTTORE | MODELLO |
|-------|---------|-------------------------|---|-------|---------|-------------------------|---|
| 33576 | 55020 | Agilent-Philips | - Heartstream/HeartStart XL M4735A - Heartstream/HeartStart XLT M3500B - HeartStart XL 861290 - HeartStart 4000 M5500B (tutti con cavo Philip M3508A) | 33579 | 55036 | Nihon Kohden | Cardiolife TEC 2202 - 2203 - 5500 - 7531 - 7600 - 7700 - 8251 tutti con cavo JC-755V, TEC 5600 - 8300 con cavo JC855V |
| 33577 | 55022 | Agilent Hewlett-Packard | - Codemaster 100-XE-XL-XL+ - Heartstream XL, XLT con cavo M3507A | 33575 | 55037 | Nihon Kohden | Cardiolife TEC 2202 - 2203 - 5500 - 7531 - 7600 - 7700 - JC-765V, TEC 5600 - 8300 con cavo JC855V |
| 33579 | 55036 | Artema Innomed | - Cardio Aid 100 - 200 - 200B - 360B - XL - XL+ | 33576 | 55020 | Philips Laerdal Medical | - Heartstream Fore Runner I AED modelli E, S, EM - Heartstart FR AED 940010XX - 940020XX - 940030XX |
| 33579 | 55036 | Artema S&W | - Cardio Aid LS - MC - MC+ | 33579 | 55036 | S&W | - Tecnoheart Plus (per paziente >10 kg) |
| 33587 | 55048 | Bexen Cardio | - Reanibex 200 - 300 - 500 - 700 - 800 | 33584 | 55046 | Weinmann | - Meducare easy - Meducare standard |
| 33580 | 55026 | Cardiac Science | - Powerheart AED serie 9200 - Powerheart AED G3 serie 9300 (G3, G3 Plus, G3 Pro) | 33579 | 55036 | Welch-Allyn | - AED 10 - AED20 - PIC30 - PIC40 - PIC50 |
| 33581 | 55028 | Cardiaid | - Cardiaid CT0207 | 33589 | 55058 | Zoll Medical Corp | - Zoll PD 1200 - 1400 - 1600 - 1700 - 2000 - serie E - M - R - X - Pro paq MD |
| 33587 | 55048 | Cardioline | - Elife 700 | 33585 | 55060 | Zoll Medical Corp | - Aed Plus - AED Pro - AED 3 senza funzione RCP |
| 33448 | 55030 | Cmos Drake | - Futura | | | | |
| 33448 | 55030 | CU Medical System | - i-PAD NF1200 | | | | |
| 33578 | 55034 | Defibtech | - DDU 100 Lifeline AED - DDU 120 Lifeline Auto AED | | | | |
| 33579 | 55036 | Drager | - Cardiolog 2000 | | | | |
| 33586 | 55038 | Esaote | - MDF SAED - MDF II | | | | |
| 33580 | 55026 | GE | - Responder AED - AED Pro | | | | |
| 33583 | 55042 | GE | - Responder 1100 - 2000 - 3000 (connessione diretta) | | | | |
| 33579 | 55036 | Innomed | - CardioAid 200B - 200 - 100 - 360B - XL+ - XL | | | | |
| 33577 | 55022 | Laerdal | - HeartStart 4000 | | | | |
| 33589 | 55058 | M&B | - AED 7000 | | | | |
| 33582 | 55044 | Mediana | - HeartOn AED A10 | | | | |
| 33584 | 55046 | Mediana | - HeartOn AED A15 (paziente >10 kg) | | | | |
| 33609 | 55050 | Metrax Primedic | - Heartsave AED fino a N.S. 73944xxxxxx - Heartsave AED-M fino a N.S. 73945xxxxxx - Heartsave 6 fino a N.S. 73946xxxxxx - Heartsave 6S fino a N.S. 73947xxxxxx - Defimonitor XD | | | | |
| 33587 | 55048 | Mindray | - Beneheart D1 - D3 - D6, serie S&C | | | | |
| 33579 | 55036 | MRL | - Lite - Lifequest | | | | |

CONNETTORI DI ELETTRODI COMPATIBILI PER DEFIBRILLATORI





PLACCHE COMPATIBILI PEDIATRICHE CON SISTEMA DI RIDUZIONE DI ENERGIA

PLACCHE COMPATIBILI PEDIATRICHE - monouso

Sistema di riduzione dell'energia: l'energia del defibrillatore di 150 J (33606) o di 200 J (33603) viene ridotta a 50 J. Conformi alle medesime normative delle placche adulti

descritte sopra. Senza lattice.

*Le direttive internazionali RCP indicano di effettuare trattamenti pediatrici fino a 8 anni, corrispondenti a circa 25 kg secondo la curva standard di crescita



Confezione multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, SE, GR, RU

| Paio | 5 paia | 10 paia | PRODUTTORE | MODELLO |
|-------|--------|---------|-------------------------|---|
| 33604 | 55002 | - | Cardiac Science | - Powerheart AED serie 9200 - Powerheart G3 AED serie 9300 (G3, G3 Plus, G3 Pro) |
| 33604 | 55002 | - | GE | - Responder AED, AED Pro |
| 33584 | - | 55046 | Mediana | - HeartOn AED A15 (paziente >10 kg) |
| 33606 | 55006 | - | Philips Laerdal Medical | - Heartstart FR2 AED, con modulo ECG 3840A, M3861A, 3860A |
| 33603 | 55004 | - | Physiocontrol | - Lifepak 500 AED presa rosa - Lifepak 1000 AED - Lifepak CR plus AED - Lifepak Express AED |
| 33584 | - | 55046 | Tecno-Gaz | - Tecnoheart Plus (paziente >10 kg) |