

# LARINGOSCOPI HEINE F.O. CLASSIC+® XHL O LED<sup>HQ</sup>

## LARINGOSCOPI HEINE F.O. CLASSIC+® XHL O LED<sup>HQ</sup>

La gamma "Classic+" di lame a f.o. con fascio di fibre HEINE HiLite® con oltre 6.500 singole micro-fibre offre una migliore trasmissione di luce e una maggiore durata. L'innovativa luce HEINE LED<sup>HQ</sup> nel manico o la tradizionale lampadina alogena XHL allo Xenon e l'esclusivo fascio di fibre HEINE HiLite® dal Ø fino a 4,3 mm garantiscono una luce 3 volte o del 40% più brillante rispetto alle altre lampadine alogene convenzionali. **Garanzia di 5 anni o per 4.000 cicli standard in autoclave (134°C/5 min)** su lame con fascio di fibre HEINE HiLite® con più di 1.000 lux. **Lampadine a lunga durata.** Le lampadine alogene HEINE XHL® allo Xenon sono frutto della tecnologia allo Xenon di ultima generazione e offrono il 40% di luce in più! Le lampadine XHL da 3,5 V durano fino al doppio rispetto a quelle da 2,5 V e offrono più luce. Se si desidera avere fino a 3 volte in più di illuminazione rispetto a qualsiasi lampadina allo Xenon da 3,5 V si può optare per i manici HEINE LED<sup>HQ</sup>, per una illuminazione brillante fino a 50.000 ore.

**Batterie ricaricabili a lunga durata 3,5 V** I sistemi HEINE da 3,5 V (LED<sup>HQ</sup> o XHL) utilizzano una batteria ricaricabile al litio a lunga durata da 3,5 V. Le lame e i manici HEINE F.O. sono compatibili con la norma ISO 7376 (green standard).

### • 34374 CARICATORE NT 4 PER 2 MANICI - X-002.99.494

**34374** Due comparti di carica indipendenti:

- carica veloce:
- 2 ore per manico Li-ion
- carica automatica
- indicatore di carica

• **34449 CARICATORE NT 300 PER 2 MANICI - X-002.99.495**



Dimensioni: 14x6x6,6 cm



Codice GIMA	Codice HEINE	LAME HEINE A FIBRE OTTICHE	Lunghezza totale	Lunghezza distale
34411	F-000.22.119	MILLER 00	76 mm	9,5 mm
34412	F-000.22.120	MILLER 0	80 mm	10,5 mm
34413	F-000.22.121	MILLER 1	100 mm	11,5 mm
34414	F-000.22.122	MILLER 2	152 mm	13 mm
34415	F-000.22.110	PAED 0	82 mm	12 mm
34416	F-000.22.111	PAED 1	95 mm	13 mm
34417	F-000.22.100	MAC 0	82 mm	9 mm
34418	F-000.22.101	MAC 1	93 mm	11 mm
34419	F-000.22.102	MAC 2	115 mm	13 mm
34420	F-000.22.103	MAC 3	135 mm	15 mm
34421	F-000.22.104	MAC 4	155 mm	15 mm
34422	F-000.22.105	MAC 5	176 mm	15 mm
34423	F-000.22.313	MAC 3 - Flex Tip+	115 mm	13,2 mm
34368	F-000.22.314	MAC 4 - Flex Tip+	137 mm	13,2 mm
34361	F-000.22.763	XP MAC 3 - monouso - conf. da 25	134 mm	14 mm
34362	F-000.22.764	XP MAC 4 - monouso - conf. da 25	154 mm	14 mm

### MANICI STANDARD PER LARINGOSCOPI HEINE E ACCESSORI

34430	F-001.22.800	Manico sottile F.O. 2,5 V - pediatrico
34400	F-001.22.812	Manico corto F.O. 2,5 V - pediatrico e per obesi
34401	F-001.22.860	Manico standard F.O. 2,5 V
34405	F-008.22.860	Manico standard F.O. 2,5 V LED
34370	F-008.22.820	Manico LED EasyClean® - 100% impermeabile
31769	X-001.88.035	Ricambio lampadina 2,5 V per 34400, 34401, 34430
31768	X-002.88.044	Ricambio lampadina 3,5 V per 34369

### MANICI E BATTERIE RICARICABILI PER LARINGOSCOPI HEINE

34371	F-008.22.804	Manico pediatrico LED 2,5 V Li-ion con batteria ricar.*
34372	F-007.22.894	Manico standard F.O. 3,5 V Li-ion con batteria ricar.*
34373	F-008.22.894	Manico standard LED 3,5 V Li-ion con batteria ricar.*
34402	F-008.22.891	Manico standard LED 3,5 V Li-ion con batteria ricar.**
34378	X-007.99.104	Batteria ricaricabile pediatrica 2,5 V per 34371 - ricambio
34448	X-007.99.383	Batteria ricaricabile 3,5 V per 34372-3, 34402, 34367 - ricambio

\*Necessita dell'unità di carica NT4 codice 34374 \*\*Necessita dell'unità di carica NT300 codice 34449

### SET LARINGOSCOPI A FIBRE OTTICHE HEINE CLASSIC+®\*\*


#### con manico 2,5 V

34403	F-119.10.860	Set 3 lame con Paed 1, Mac 2, Mac 3, manico XHL
34404	F-120.10.860	Set 4 lame con Paed 1, Mac 2, Mac 3, Mac 4, manico XHL
34446	F-120.18.860	Set 4 lame con Paed 1, Mac 2, Mac 3, Mac 4, manico LED <sup>HQ</sup>

#### con manico ricaricabile 3,5 V

34367	F-119.94.865	Set 3 lame con Paed 1, Mac 2, Mac 3, manico ricaricabile LED <sup>HQ</sup>
-------	--------------	--

\*\*Il set include ricambio lampadina e manico F.O. 2,5 V (34401) o manico F.O. LED 2,5 V



**MANICO STANDARD LED LI-ION 3,5 V**  
Manico ricaricabile F.O. LED 3,5 V con display dello stato di carica nella parte inferiore del tappo. Stato di carica indicato per 10 secondi dopo l'accensione o dopo la rimozione dal caricatore. Tempo di ricarica 2 ore, durata carica: 13 ore. 12.000 lux a 40 mm.



**MANICO LED:**  
- 5.000 Kelvin  
- Durata lampadina: 50.000 ore

**MANICO LED EASYCLEAN®**  
Manico LED per sterilizzazione a gas plasma a bassa temperatura (STERRAD®/STERIS®). 100% impermeabile (IP68) per facilitare la pulizia e la disinfezione a immersione. Non richiede smontaggio. Design "a onde" facile da pulire. Tecnologia LED autoclavabile: durante la disinfezione non occorre rimuovere la luce, basta togliere le batterie. 10 ore di funzionamento con 2 batterie C (non incluse).

