

## BARELLE A CUCCHIAIO IN PLASTICA O IN ALLUMINIO

Fornite con manuale multilingue:  
GB, FR, IT, ES, PT, DE



Entrambe le barelle sono conformi a EN1865 (attrezzature per il trasporto dei pazienti utilizzate nelle autoambulanze)



- **34103 BARELLA A CUCCHIAIO - alluminio**
  - **34104 BARELLA A CUCCHIAIO - plastica**
- Pratiche barelle a cucchiaio posizionabili sotto il paziente senza doverlo muovere. La forma delle barelle è studiata per immobilizzare correttamente il paziente durante il trasporto.
- efficace dispositivo di aggancio e sgancio per la divisione della barella
  - lunghezza regolabile con bloccaggio automatico
  - borsa con tre cinture di sicurezza a sgancio rapido per l'immobilizzazione del paziente
  - quando sono piegate possono essere facilmente collocate all'interno dell'autoambulanza
  - costruite in alluminio leggero e robusto (34103) o in plastica (34104)
  - traslucide ai raggi X (solo 34104)

### CARATTERISTICHE TECNICHE

	34103		34104	
Dim. aperte cm:	min 171x43	max 205x43	min 164x44,5	max 200x44,5
Dim. piegate cm:	121x43x10		118x44,5x8,5	
Peso:	8,5 kg		7,5 kg	
Portata:	159 kg		159 kg	


## FERMACAPO



34108

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, FI, LT, LV, EE, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, BG, GR, Arabo

Il rivestimento in plastica impermeabile agevola la pulizia ed evita la proliferazione batterica



34109



Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, GR, BG, RO



34079

Materiale radiotrasparente adatto per camera a raggi x

### FERMACAPO

Modelli di fermacapo per adulti e per bambini, in forme, materiali e colori differenti. Tutti sono formati da due blocchi testa e due fasce per impedire qualsiasi movimento della testa della persona infortunata durante il trasporto. Sui lati è presente un'apertura per le orecchie. Utilizzabili con barelle a cucchiaio e barelle in PE.

Codice GIMA	Tipo	Colore	Dimensioni immobilizzatore aperto (cm)	Peso (kg)	Materiale
34108	FERMO 3 - bambino	blu	26x34x14	0,5	plastica impermeabile alta densità
34109	FERMO 3 - adulto	rosso	40x26x18	1	plastica impermeabile alta densità
34079	CONTOUR - adulto	giallo	-	1,5	poliuretano e PVC stampati

## CINTURE IMMOBILIZZAZIONE PER BARELLE E TAVOLE SPINALI



33840

33842

33843

33844

34081



32794



33847 set di 4



33849

Cintura a ragno regolabile in diverse misure per bambino e per adulto. Lunghezza totale 173 cm

Codice GIMA	Tipo	Colore	Dimensioni (cm)		Materiale cintura	Fibbia	Compatibilità
			Larghezza	Lunghezza			
33840	Cintura di sicurezza B2	nero	4,8	180	polipropilene	fibbia in plastica	barelle PE
33842	Cintura di sicurezza B4	nero	4,8	180	poliestere	fibbia in plastica	barelle PE
33843	Cintura di sicurezza B8	nero	4,8	130+40*	poliestere	fibbia in plastica, estremità con gancio	barelle PE
33844	Cintura di sicurezza B9	nero	4,8	180	poliestere	fibbia in metallo	barelle PE
33847	Set 4 cinture di sicurezza	mix	4,8	150+30*	poliestere	fibbia in metallo, estremità con gancio	barelle PE, tavole spinali
33849	Imbragatura ragno	mix	-	-	polipropilene	-	tavole spinali
34081	Set 3 cinture	arancione	-	-	-	fibbia a sgancio rapido in plastica	barelle + tavole spinali
32794	Borsa nylon - vuota	rosso	-	-	-	-	contiene fino a 3 cinture

\* Cintura in due pezzi