
MEDICAZIONI 3M™ TEGADERM™ - PER ACCESSI VASCOLARI



3M™ TEGADERM"

Medicazione trasparente, sterile ed impermeabile, Altamente traspirante, Bordo a cornice per applicazione facilitata. Disponibile anche in formato rotolo non sterile





3M[™] TEGADERM[™] + PAD

Medicazione trasparente, sterile ed impermeabile. Altamente traspirante. Bordo a cornice per applicazione facilitata. Con tampone assorbente non aderente. Ideale per ferite chirurgiche.

I [™] TEGADERM [™] + PAD	Minimo vendita
M™ + DAD Ev7.2 cm storilo	conf do EO

Codice Codice **3M** GIMA 3M 34895 TEGADERM™ + PAD 5x7,2 cm - sterile conf. da 50 TEGADERM™ + PAD 9x10 cm - sterile conf. da 25 TEGADERM™ + PAD 9x15 cm - sterile conf. da 25 TEGADERM 3582 34896 3586 34897 3589 **3591** TEGADERM™ + PAD 9x25 cm - sterile conf. da 25

3M™TEGADERM™ CHG, PICC/CVC - PER ACCESSI VASCOLARI

3M[™] TEGADERM[™] CHG MEDICAZIONE DI FISSAGGIO IV

La medicazione I.V. integrata combina la riduzione delle infezioni con la visibilità del sito, il fissaggio del catetere e la traspirabilità. Comprovata riduzione delle infezioni catetere-correlate (CRBSI) e della colonizzazione del catetere vascolare. Protezione antimicrobica immediata e continua grazie al tampone di gel di gluconato di clorexidina integrato, senza richiedere umidità per l'attivazione.

34959

Studiata per minimizzare lo spostamento del catetere, può esssere tenuta fino a 7 giorni.

Barriera impermeabile e sterile contro i contaminanti esterni (liquidi, batteri e virus).

Codice	Codice	3M™ TEGADERM™ CHG	Minimo
GIMA	3M	MEDICAZIONE DI FISSAGGIO IV	vendita
34959	1657R	TEGADERM™ CHG - 8,5x11,5 cm	conf. da 25
34960	1658R	TEGADERM™ CHG - 10x12 cm	conf. da 25

3M™ TEGADERM™ PICC/ CVC DISPOSITIVO FIS SAGGIO IV AVANZATO

Pellicola impermeabile trasparente che crea una barriera contro contaminanti esterni (liquidi, batteri e virus). Il dispositivo in plastica stampata è integrato su una base traspirante con adesivo a base di silicone riposizio-



nabile e facilmente rimovibile dalla cute, evitando le ferite da ago. Consente il monitoraggio continuo del punto di accesso vascolare. Studiata per essere tenuta fino a 7 giorni. Il dispositivo è utilizzato per fissare cateteri centrali a inserimento periferico (PICC) e cateteri venosi centrali (CVC) a breve termine.

Codice	Codice	3M'" TEGADERM'" PICC/CV	Minimo
GIMA	3M	MEDICAZIONE FISSAGGIO IV AVANZATO	vendita
34962	1837-2100	TEGADERM™ PICC/CVC - 8,5x11,5 cm	conf. da 20
34963	1877R-2100	TEGADERM™ PICC/CVC + CHG - 8,5x11,5 cm	conf. da 20

3M™ TEGADERM™ IV - PER ACCESSI VASCOLARI

Linea completa di medicazioni in film, trasparenti, sterili, impermeabili e altamente traspiranti per proteggere gli accessi vascolari da acqua, virus e batteri. Con supporto antiattrito e bordi rinforzati in TNT per poter essere indossati più a lungo e per evitare il rischio di spostamenti del catetere.





Una soluzione avanzata, rinforzata, completamente impermeabile, che garantisce un fissaggio ottimale e può essere indossata più a lungo

gararresce arr ressaggro otterreare e pao essere maossata pra a rango.				
	Codice GIMA	Codice 3M	3M™ TEGADERM™IV ADVANCED - STERILE	Minimo vendita
	34947	1683	6,5x7 cm per linee periferiche	conf. da 100
	34948	1685	8.5x11.5 cm per linee centrali	conf. da 50

