

STERILIZZATRICI AD ARIA CALDA STANDARD, VENTILATE, DIGITALI



35580

Struttura esterna e parte anteriore interamente in acciaio inox, compresa la porta tamburata fortemente isolata con materiale non conduttore.



35586

Struttura esterna in acciaio, porta e controporta in acciaio inox



MADE IN ITALY



35583



35587

STERILIZZATRICI AD ARIA CALDA TITANOX 20, 60, 120 LITRI
Struttura interna e ripiani regolabili in altezza interamente in acciaio inox. Chiusura a chiave.

Unità standard: doppia resistenza per raggiungere più rapidamente temperature elevate.

Unità termoventilata: per garantire l'uniformità della temperatura all'interno della camera di riscaldamento e permettere la circolazione dell'aria, il dispositivo è munito di una ventola cablata sempre in funzione, sia durante il ciclo di riscaldamento sia durante le pause di raffreddamento.

- termostato di sicurezza - ventola per ventilazione forzata - doppia lampadina di controllo

Unità digitale: tunnel di aerazione regolabili, posti sul lato destro in basso e sul lato sinistro in alto per la regolazione e circolazione

| Standard | Termoventilata | Digitale | Capacità | Misure esterne (mm) | Misure interne (mm) |
|----------|----------------|----------|----------|---------------------|---------------------|
| 35580 | 35583 | 35586 | 20 l | 570x345xh 400 | 405x255xh 210 |
| 35581 | 35584 | 35587 | 60 l | 705x450xh 475 | 535x320xh 345 |
| - | 35585 | 35588 | 120 l | 835x565xh 555 | 670x420xh 415 |

dell'aria calda, utile per un raffreddamento rapido dell'apparecchio.

- funzionamento elettronico C.P.S. - distribuzione ottimale del calore
- indicazione automatica di eventuali problemi di alimentazione (in caso di mancata tensione di rete, il programma riparte dall'inizio)
- termostato di sicurezza
Tutti i modelli sono forniti con manuale in: GB, FR, IT (ES su richiesta) e 2 vassoi regolabili in altezza.

Certificato MDR.

- 35592 TIMER CON MANOPOLA per 35575-6, 35580-5 - ricambio
- 35593 TERMOREGOLATORE CON MANOPOLA per 35575-6, 35580-5 - ricambio

CARATTERISTICHE TECNICHE

Standard e termoventilata:

Temporizzatore: 0-120 minuti, disinserisce l'apparecchio alla fine del tempo programmato

Termometro a sonda: 0° - 200°

Termoregolatore a sonda: 0° - 200°

Tensione di esercizio: 230 V - 50/60 Hz

Digitale:

Modalità funzionamento: continua (standby) o temporizzata

Temporizzatore: 0 - 250 minuti

Tensione di esercizio: 230 V - 50/60 Hz

STERILIZZATRICI AD ARIA CALDA 3 o 5 LITRI

- 35575 STERILIZZATRICE AD ARIA CALDA TITANOX - 3 l
- 35576 STERILIZZATRICE AD ARIA CALDA TITANOX - 5 l

Struttura esterna in acciaio inossidabile. Struttura interna, griglia, bacinella traforata estraibile, porta e controporta interamente in acciaio inox. Struttura interna e porta con guarnizione in gomma al silicone atossica, coibentate con fibra di vetro. Resistenza corazzata in acciaio inossidabile.

Temporizzatore 0-120 minuti che disinserisce l'apparecchio alla fine del tempo programmato. Termostato di sicurezza.

Spia luminosa verde (sulla destra) che indica l'inserimento della linea. Spia luminosa verde (sulla sinistra) che indica la resistenza

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | 35575 | 35576 |
|--------------------------|--|------------------|
| Temporizzatore: | 0 - 120 minuti | 0 - 120 minuti |
| Termometro a sonda: | 0° - 200°C | 0° - 200°C |
| Termoregolatore a sonda: | 0° - 200°C | 0° - 200°C |
| Tensione di esercizio: | 230 V-50/60 Hz | 230 V-50/60 Hz |
| Misure esterne: | 400x295xh 170 mm | 500x325xh 170 mm |
| Misure interne: | 300x125xh 80 mm | 400x160xh 80 mm |
| Classificazione: | Dispositivo medico Classe IIB, UE 2017/745 | |

in funzione. Fornita con manuale in GB, FR, IT (ES su richiesta).

Certificato MDR.

- 35592 TIMER CON MANOPOLA per 35575-6, 35580-5 - ricambio
- 35593 TERMOREGOLATORE CON MANOPOLA per 35575-6, 35580-5 - ricambio



MADE IN ITALY