

DRUM PER STERILIZZAZIONE IN ACCIAIO INOX - AISI 304



Codice GIMA	DRUM PER STERILIZZAZIONE	Codice GIMA	DRUM PER STERILIZZAZIONE
26675	Ø 150x h 100 mm	26682	Ø 240x h 240 mm
26674	Ø 150x h 150 mm	26683	Ø 290x h 160 mm
26676	Ø 165x h 120 mm	26684	Ø 290x h 240 mm
26678	Ø 180x h 180 mm	26687	Ø 290x h 290 mm
26680	Ø 190x h 160 mm	26689	Ø 340x h 180 mm
26677	Ø 190x h 240 mm	26688	Ø 340x h 240 mm
26681	Ø 240x h 160 mm	26685	Ø 340x h 340 mm
26679	Ø 240x h 190 mm	26686	Ø 390x h 250 mm

DRUM CILINDRICI PER STERILIZZAZIONE in autoclave e ad aria secca. Contenitori cilindrici adatti a sterilizzare medicazioni (garze, bende di cotone, ecc.) in sterilizzatore a vapore (autoclave) o ad aria secca. I drum hanno un coperchio di chiusura con un efficace sistema di blocco a clip, una maniglia per il trasporto e un sistema di prese d'aria che consente al vapore di circolare liberamente durante il ciclo/processo di sterilizzazione. Le prese d'aria laterali sono semplici da chiudere manualmente dopo ogni sterilizzazione.

SCATOLE IN ACCIAIO INOX CON O SENZA MANICO



SCATOLE IN ACCIAIO INOX - autoclavabili a 125°C

- 26653 SCATOLA IN ACCIAIO INOX 18x8xh 4 cm
- 26654 SCATOLA IN ACCIAIO INOX 20x10xh 6 cm
- 26655 SCATOLA IN ACCIAIO INOX 25x12xh 6 cm
- 26656 SCATOLA IN ACCIAIO INOX 30x15xh 6 cm
- 26657 SCATOLA IN ACCIAIO INOX 50x20xh 10 cm
- 26672 TAPPETINO IN SILICONE 20x10 cm per 26654



SCATOLE IN ACCIAIO INOX CON MANICI - autoclavabili a 125°C

- 26668 SCATOLA IN ACCIAIO INOX 18x8xh 4 cm
- 26669 SCATOLA IN ACCIAIO INOX 20x10xh 4,5 cm
- 26670 SCATOLA IN ACCIAIO INOX 25x12,5xh 4,5 cm
- 26671 SCATOLA IN ACCIAIO INOX 30x15xh 6 cm
- 26667 SCATOLA IN ACCIAIO INOX 50x20xh 10 cm
- 26672 TAPPETINO IN SILICONE 20x10 cm per 26669

SCATOLE ALLUMINIO

Pratici contenitori per la sterilizzazione e la conservazione della sterilità degli strumenti chirurgici. Tappetino in silicone non incluso. Scatola blu di alluminio con coperchio argentato.

- 26662 SCATOLA ALLUMINIO 17,5x7,6xh 2 cm
- 26663 SCATOLA ALLUMINIO 18,5x9,5xh 3 cm
- 26664 SCATOLA ALLUMINIO 21,8x10,6xh 3 cm
- 26665 SCATOLA ALLUMINIO 21,8x10,6xh 5 cm
- 26672 TAPPETINO IN SILICONE 20x10 cm (per 26669, 26664, 26665)

