

CONTENITORI PER STERILIZZAZIONE IN ALLUMINIO



Contenitori standard (forniti con 1 filtro in carta e un portafiltro)

Tutti i contenitori sono autoclavabili a un massimo 134°C, 2,2 bar

Contenitori "Barrier system"

Nottolino di chiusura in cromo

CONTENITORI STANDARD CON FILTRO* non in vendita in Germania			
COLORE COPERCHIO			
Altezza mm	FONDO NON PERFORATO		FONDO PERFORATO*
	PICCOLO 285x280 mm		
1 filtro			
100	37000	37010	37030
135	37001	-	37031
150	37002	37012	37032
200w	37003	-	37033
260	37004	-	-
MEDIO 465x280 mm			
1 filtro			
100	37050	37060	37080
135	37051	-	37081
150	37052	37062	37082
200	37053	-	37083
GRANDE 580x280 mm			
2 filtri			
100	37100	37110	37130
135	37101	-	37131
150	37102	37112	37132
200	37103	-	37133
260	37104	-	-

*Il fondo perforato permette un processo di sterilizzazione più veloce (metà tempo rispetto a quello non perforato). Nottolino di chiusura in cromo sul lato inferiore.

CONTENITORI "BARRIER SYSTEM" CON VALVOLA** non in vendita in Germania			
COLORE COPERCHIO			
Altezza mm	FONDO NON PERFORATO		FONDO PERFORATO*
	PICCOLO 285x280 mm		
100	37150	37160	37180
135	37151	-	37181
150	37152	37162	37182
200	37153	-	37183
260	37154	-	-
MEDIO 465x280 mm			
100	37200	37210	37240
135	37201	-	37241
150	37202	37212	37242
200	37203	-	37243
GRANDE 580x280 mm			
100	37250	37260	37280
135	37251	-	37281
150	37252	37262	37282
200	37253	-	37283
260	37254	-	-

**Questo sistema è preferibile quando è richiesto un uso continuo dei contenitori, evitando la sostituzione del filtro. La valvola si apre durante la sterilizzazione per permettere l'uscita del vapore. Nottolino di chiusura in cromo sul lato inferiore.

CESTELLI IN FILO DI ACCIAIO INOX

CESTELLO IN FILO - acciaio inox			
Dimensioni mm	Altezza		
		50 mm*	70 mm**
255x245	37301	37302	37303
405x255	37306	37307	37308
540x255	37311	37312	37313

*Consigliato per contenitori di altezza 100/135 mm
 **Consigliato per contenitori di altezza 135/150 mm
 ***Consigliato per contenitori di altezza >150 mm




ACCESSORI PER CONTENITORI



Codice GIMA	FILTRI PER CONTENITORI STANDARD
37325	Portafiltro acciaio inox per filtro carta/tessuto Ø 18 cm
37328	Filtro carta monouso Ø 18,6 cm con indicatore di vapore - conf. da 100
37329	Filtro tessuto riutilizzabile* Ø 20,5 cm - contenitori standard
37327	Filtro Teflon PTFE riutilizzabile** Ø 19 cm

*Il filtro a lunga durata può essere utilizzato per 100 cicli
 **I filtri a lunghissima durata possono essere utilizzati per un massimo di 1.200 cicli di sterilizzazione
 Spessore 0,75 mm. Larghezza pori circa 2,5 µm

SIGILLI DI SICUREZZA vedere pagina 433



Codice GIMA	TAPPETINI IN SILICONE
37320	Tappetino in silicone 220x230 mm - perforato - piccolo
37321	Tappetino in silicone 380x230 mm - perforato - medio
37323	Tappetino in silicone 520x230 mm - perforato - grande



Codice GIMA	SCHEDE CONTENITORI
37333	Scheda contenitore con indicatore del vapore 68x37,5 mm - conf. da 250
37334	Etichetta autoadesiva per sigilli contenitori con pin*** - conf. da 1100

***Per proteggere il contenitore impedendone l'apertura da parte di persone non autorizzate