


SUTURATRICE CUTANEA MONOUSO



Manuale e scatola multilingue:
GB, FR, IT, ES, PT, DE



• **25891 SUTURATRICE CUTANEA MONOUSO STERILE** - conf. da 5
Innovativa, consente di ridurre il tempo di sutura e il rischio di contrarre infezioni. Genera cicatrici meno invasive che guariscono in tempi brevi. La rimozione delle graffette è indolore e agevole grazie all'apposita levapunti. Ogni suturatrice è dotata di 35 punti in acciaio inossidabile medico di alta qualità (317 L). Utilizzabile in sala operatoria, sala parto, pronto soccorso, cliniche, ospedali e ambulatori medici.

3M™ PRECISE™ SUTURATRICI CUTANEE

- 25896 SUTURATRICE 3M PRECISE™ 5 punti - sterile - conf. da 12
- 25897 SUTURATRICE 3M PRECISE™ 15 punti - sterile - conf. da 12

Le pinzatrici cutanee monouso Precise offrono numerosi benefici rispetto alle suture:

- più veloci, più semplici da usare e più sicure delle suture
- migliore effetto visivo
- sei volte più veloci della sutura
- nessun rischio di lesioni accidentali
- meno dolorose delle suture
- facili da rimuovere.




Vengono fornite con 5 o 15 graffette (6,5x4,5 mm). Adatte per lesioni semplici, recenti, ferite aperte e non mascherate.

I punti metallici sono particolarmente adatti per il cuoio capelluto in quanto non intaccano i capelli circostanti e sono facilmente identificabili al momento della rimozione.



PINZE RIMUOVI PUNTI



25893

- **25893 PINZA MONOUSO RIMUOVI PUNTI** 11 cm - sterile - conf. da 50

Adatta per l'uso con la maggior parte delle marche di graffette per la pelle. Combina funzionalità e convenienza.

26722

26737

- 26737 FORBICI SPENCER ACCIAIO INOX - 13 cm
- 26722 PINZA MICHEL LEVAPUNTI ACCIAIO INOX - 12 cm
- 26719 PINZA SPENCER ACCIAIO INOX - 13 cm



25892



- **25892 PINZA MONOUSO RIMUOVI PUNTI** - sterile - conf. da 20

Pratica pinza monouso per rimozione di graffette di misura regolare o grande. Manico in plastica e punte in acciaio inox.



25895

- **25895 PINZA MONOUSO RIMUOVI PUNTI SR-3** - sterile - conf. da 10

Simile a una forbice, fornisce una presa ergonomica e rimuove i punti nella stessa direzione in cui sono stati impiantati, facilitandone l'estrazione. Manico in plastica e punte in acciaio inox.

TRUWAX - STERILE

- **23000 CERA CHIRURGICA STERILE TRUWAX** 2,5 g - conf. da 12 pz.

Equivalente a Ethicon: BONE WAX

Truwax è una cera per ossa sterile utilizzata durante le operazioni chirurgiche per monitorare e tamponare perdite di liquido dalla superficie dell'osso, agendo come una barriera meccanica e fornendo una funzione emostatica che blocca i pori e i canali dell'osso lesionato o danneggiato. Costituita da una miscela sterile di cera d'api, paraffina e palmitato di isopropile. I materiali offrono un'ottima malleabilità. Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

Certificato MDR.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Cera d'api I.P., Paraffina bianca dura, I.P., Palmitato di isopropile, U.S.P.

Colore - Odore: opaco - odore di cera

Sterilizzazione: radiazione gamma

Scadenza da data produzione: 5 anni

Imballaggio: 2,5 g per confezione unitaria



23000

CELLULOSA RIGENERATA OSSIDATA CLINICEL

CELLULOSA RIGENERATA OSSIDATA CLINICEL

Equivalente a Ethicon: SURGICEL

Caratteristiche

- emostatico assorbibile
- ricavato da cellulosa ossidata e rigenerata (prodotto a base vegetale)
- malleabile e flessibile

Applicazioni

- neurochirurgia: interventi chirurgici a cervello, sistema ventricolare, colonna vertebrale
- cardiocirurgia: chirurgia di sostituzione valvola, emorragia midollare sternale, approccio alla base del cranio, chirurgia cerebrovascolare
- chirurgia ginecologica: perforazione parete uterina
- ORL: epistassi posteriore
- chirurgia generale: perforazioni iatrogene

CARATTERISTICHE TECNICHE

Emostasi: in 3-5 minuti

Sterilizzazione: radiazione gamma

Scadenza da data produzione: 3 anni



23005

23008

Manuale e scatola multilingue:
GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

Certificato MDR

Codice GIMA	CLINICEL STANDARD - conf. da 6 pz.	cm	pollici
23003	Clinicel standard	5,1x7,6	2x3
23004	Clinicel standard	5,1x35,5	2x14
23005	Clinicel standard	10x20	4x8
Codice GIMA	CLINICEL FIBRIL - conf. da 6 pz.	cm	pollici
23007	Clinicel fibril	2,5x5,1	1x2
23008	Clinicel fibril	5,1x10	2x4