

SIRINGHE BD EMERALD™

Ecologiche
30% di materiale in meno rispetto alle altre siringhe

Flangia
Per un maggiore comfort e una migliore stabilità

Top stantuffo ruvido
Riduce lo slittamento in fase di somministrazione

CE 0318



Codice GIMA	Codice BD	Capacità	AGO	Minimo vendita
SIRINGHE BD EMERALD™				
SIRINGHE SENZA AGO - LUER SLIP PUNTA CENTRALE				
23863	307727	2 ml		conf. da 100
23864	307731	5 ml		conf. da 100
23865	307736	10 ml		conf. da 100
SIRINGHE CON AGO - LUER SLIP PUNTA CENTRALE				
23868	307728	2 ml	22G - 0,7x30 mm	conf. da 100
23871	307732	5 ml	21G - 0,8x40 mm	conf. da 100
23870	307737	10 ml	21G - 0,8x40 mm	conf. da 100

SIRINGHE BD PLASTIPAK™

CE 0318

23873



23878

Codice GIMA	Codice BD	Capacità	MODELLO	Minimo vendita
SIRINGHE BD PLASTIPAK™				
SIRINGHE SENZA AGO - LUER LOCK				
23873	301229	30 ml	Luer - lock	conf. da 60
23874	300865	50 ml	Luer - lock	conf. da 60
SIRINGHE SENZA AGO - CONO CATETERE				
23877	300867	50 ml	Cono catetere	conf. da 60
23878	300605	100 ml	Cono catetere	conf. da 25

AGHI BD MICROLANCE™ 3

Gli aghi BD Microlance™ 3 sono studiati per facilitare la penetrazione, agevolare lo scorrimento durante l'inserimento e l'estrazione e ridurre l'attrito della cannula mentre attraversa i tessuti. Scatola multilingue.

Codice GIMA	Codice BD	AGHI BD MICROLANCE™ 3	Minimo vendita
23739	304622*	18G - 1,20x40 mm - rosa	conf. da 100
23742	304432	21G - 0,80x40 mm - verde	conf. da 100
23744	300800	23G - 0,60x25 mm - blu	conf. da 100
23745	300600	25G - 0,50x16 mm - arancio	conf. da 100
23747	300635	27G - 0,40x13 mm - grigio	conf. da 100
23748	304000	30G - 0,29x13 mm - giallo	conf. da 100


*Equivalente a 303262



CE 0318



SIRINGHE ED AGHI DA INSULINA BD MICRO-FINE™




Codice GIMA	Codice BD	AGHI BD MICRO-FINE™	Minimo vendita
23850	320211*	Aghi Micro-fine BD 4 mm - 32 G	conf. da 100
23851	320594	Aghi Micro-fine BD 5 mm - 31 G	conf. da 100
23852	320212**	Aghi Micro-fine BD 8 mm - 31 G	conf. da 100
Compatibili con la maggior parte delle penne da insulina disponibili sul mercato (Sanofi-Aventis, Eli Lilly, Novo Nordisk, Owen Mumford)			
SIRINGHE BD MICRO-FINE™			
23860	324826	Siringhe Micro-Fine BD 0,3 ml - 8 mm - 30G	conf. da 100
23862	324827	Siringhe Micro-Fine BD 0,5 ml - 8 mm - 30G	conf. da 300

*Equivalente a 320140

**Equivalente a 320592

SIRINGHE DA INSULINA



La siringa residuo zero ha una doppia protezione (copri ago e copri cilindro) per una migliore sterilità.

Fornite con ago staccabile o ago fisso, entrambi a residuo zero. Le siringhe da insulina con ago fisso hanno l'ago direttamente attaccato al corpo della siringa e forniscono una doppia protezione (copri ago e copri cilindro) per una sterilità ottimale. Atossiche e apirogene, fatte in polipropilene trasparente con scala graduata per insulina. Aghi in acciaio inossidabile AISI 304 con triplo affilamento.

Codice GIMA	SIRINGA DA INSULINA A RESIDUO ZERO - AGO STACCABILE	Minimo vendita
23802	Siringa da Insulina 1ml - 25G - 0,5x16 mm	conf. da 100
23803	Siringa da Insulina 1ml - 27G - 0,4x13 mm	conf. da 100
SIRINGA DA INSULINA A RESIDUO ZERO - AGO FISSO		
23805	Siringa da Insulina 0,5ml - 30G - 0,3x8 mm	conf. da 100

AGHI PER PENNE DA INSULINA

Scatola multilingua: GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, PL, Arabo



STERILE EO

CE 0197

Aghi monouso sterili da usare con le penne da insulina, per adulti e bambini affetti da diabete mellito. Grazie ad una speciale pellicola in silicone e ad una punta estremamente sottile, questi aghi garantiscono un'iniezione indolore e poco fastidiosa. Apirogeni. Rimborsabili SSN.

Codice GIMA	AGHI PER PENNE DA INSULINA GIMA - UNIVERSALI	Minimo vendita
23840	Aghi per penne da insulina GIMA 4 mm - 32G	conf. da 100
23841	Aghi per penne da insulina GIMA 5 mm - 31G	conf. da 100
23842	Aghi per penne da insulina GIMA 6 mm - 31G	conf. da 100
23843	Aghi per penne da insulina GIMA 8 mm - 31G	conf. da 100

Compatibili con la maggior parte delle penne da insulina presenti sul mercato (Sanofi-Aventis, Novo Nordisk, Eli Lilly, Owen Mumford)