

AGHI PER MESOTERAPIA, SCLEROTERAPIA E FILLER MESO-RELLE

meso-relle®

CE 0373

AGHI IPODERMICI MESO-RELLE
 Gli aghi ipodermici monouso Meso-relle sono estremamente affilati per agevolare la penetrazione. Cannula in acciaio inox AISI 304 e connettore per siringa in polipropilene. Sterilizzati con ossido di etilene. Confezionati in blister singolo realizzato con carta medicale.
 MADE IN JAPAN

| Codice GIMA | AGHI LUER MESOTERAPIA | | | | Minimo vendita |
|--------------------------------|-----------------------|------|--------------|---------|----------------|
| | Calibro | Ø mm | Lunghezza mm | Colore | |
| 23670 | 27G | 0,40 | 4 | grigio | conf. da 100 |
| 23671 | 27G | 0,40 | 6 | grigio | conf. da 100 |
| 23672 | 30G | 0,30 | 4 | giallo | conf. da 100 |
| 23673 | 30G | 0,30 | 6 | giallo | conf. da 100 |
| 23674 | 31G | 0,26 | 4 | azzurro | conf. da 100 |
| 23675 | 31G | 0,26 | 6 | azzurro | conf. da 100 |
| 23676 | 32G | 0,23 | 4 | rosa | conf. da 100 |
| 23677 | 32G | 0,23 | 6 | rosa | conf. da 100 |
| 23678 | 33G | 0,20 | 4 | verde | conf. da 100 |
| AGHI LUER SCLEROTERAPIA/FILLER | | | | | |
| 23679 | 27G | 0,40 | 12 | grigio | conf. da 100 |
| 23680 | 30G | 0,30 | 12 | giallo | conf. da 100 |
| 23682 | 31G | 0,26 | 12 | azzurro | conf. da 100 |
| 23684 | 32G | 0,23 | 12 | rosa | conf. da 100 |
| AGHI LUER FILLER | | | | | |
| 23686 | 27G | 0,40 | 40 | grigio | conf. da 100 |
| 23687 | 30G | 0,30 | 25 | giallo | conf. da 100 |
| 23688 | 30G | 0,30 | 40 | giallo | conf. da 100 |

MICRO-MESOTERAPIA

CE 0373

MICRO-MESOTERAPIA MESO-RELLE
 La Microterapia, evoluzione della mesoterapia, è una recente tecnica utilizzata per somministrare medicinali tramite iniezione intradermica superficiale; si aggiunge ad altre tecniche quali le iniezioni intramuscolari, intraveneree e sottocutanee.

Dispositivo monouso a forma di cono rovesciato con al centro un ago speciale ultrafine

| Codice GIMA | AGHI MICRO-MESOTERAPIA - STERILI | | | | | Minimo vendita |
|-------------|----------------------------------|---------|------|----------|--------|----------------|
| | Tipo | Calibro | Ø mm | Lung. mm | Colore | |
| 23690 | Ago | 27G | | 2,5 | bianco | conf. da 25 |
| 23691 | Ago | 30G | | 2,5 | giallo | conf. da 25 |
| 23694 | S.i.T.* | 31G | 0,26 | 2,5 | bianco | conf. da 25 |

*Skin Injection Therapy (Terapia a iniezione cutanea)

MULTINIETTORI MESO-RELLE

CE 0373

CONNETTORI MULTINIETTORI MESO-RELLE
 I connettori multiniettori monouso per mesoterapia Meso-relle sono sterilizzati con ossido di etilene. Confezionati in blister singoli e trasparenti, sono privi di colore in modo da consentire una visualizzazione completa del contenuto e resistono perfettamente ad elevati livelli di pressione.

| Codice GIMA | CONNETTORI MULTINIETTORI | | | Minimo vendita |
|-------------|--------------------------|------------|-------|----------------|
| | Tipo | Connettori | Taper | |
| 23700 | Lineare | 3 | Luer | conf. da 50 |
| 23701 | Lineare | 5 | Luer | conf. da 50 |
| 23703 | Circolare | 5 | Luer | conf. da 50 |

AGHI CANNULA OPTIVA® MONOVIA O A DOPPIA VIA - RADIOPACCHI

Alta portata sottile parete in poliuretano a prova di colpi e cateteri FEP radiopachi

Facile e sicuro da maneggiare corpo con nervature e indicatore con parte smussa rivolta verso l'alto

Aspirazione ago in vena tappo rimovibile

Ingresso laterale igienico con design Snap Cap per ridurre il disturbo al catetere durante l'uso della valvola di iniezione

Stabilizzazione

Facile introduzione in vena l'ago introduttore con punta affilatissima a V riduce la forza di penetrazione del 25-30%

Fissaggio sicuro e confort del paziente raccordo lungo per abbondanti suture o cerotti

Visualizzazione reflusso camera di reflusso trasparente

Flusso elevato

Facile introduzione in vena

Fissaggio sicuro

Terapie intermittenti

MADE IN ITALY

smiths medical bringing technology to life

CE 2797

| Codice GIMA | Codice Smiths | AGO CANNULA MONOVIA | | | Minimo vendita |
|-------------|---------------|---------------------|-------------|--------|----------------|
| | | Calibro | Calibro mm | Colore | |
| 23720 | 5064-AI | 18G | 45 mm (1¾") | Verde | conf. da 50 |
| 23721 | 5066-AI | 20G | 32 mm (1¼") | Rosa | conf. da 50 |
| 23722 | 5060-AI | 22G | 25 mm (1") | Blu | conf. da 50 |

| Codice GIMA | Codice Smiths | AGO CANNULA A DOPPIA VIA | | | Minimo vendita |
|-------------|---------------|--------------------------|-------------|--------|----------------|
| | | Calibro | Calibro mm | Colore | |
| 23730 | 1018-AI | 18G | 45 mm (1¾") | Verde | conf. da 50 |
| 23731 | 1020-AI | 20G | 32 mm (1¼") | Rosa | conf. da 50 |
| 23732 | 1022-AI | 22G | 25 mm (1") | Blu | conf. da 50 |

AGHI CANNULA BD VENFLON™ - STERILI

AGHI CANNULA BD VENFLON™
 Aghi cannula con connessione Luer-lock collegata all'attacco di controllo del flusso. Appositamente studiati per un accesso periferico venoso del paziente per idratazione, alimentazione, somministrazione di farmaci, trasfusioni e monitoraggio.

| Codice GIMA | Codice BD | CATETERI BD VENFLON™ | | | | Minimo vendita |
|-------------|-----------|----------------------|-------------|---------|--------|----------------|
| | | Calibro | Calibro mm | Portata | Colore | |
| 23715 | 391453 | 18G | 45 mm (1¾") | 80 | Verde | conf. da 50 |
| 23716 | 391452 | 20G | 32 mm (1¼") | 54 | Rosa | conf. da 50 |
| 23717 | 391451 | 22G | 25 mm (1") | 31 | Blu | conf. da 50 |

Funzione Flashback - Al momento dell'introduzione in vena, il flusso di sangue è visibile tramite il flashback nel raccordo della cannula

Scatola e manuale multilingue

BD

CE 0086

23716