

CONTENITORI RIFIUTI TAGLIENTI GIMA

Gamma completa di contenitori per smaltire rifiuti appuntiti o taglienti. Dotati di chiusura provvisoria e definitiva, chiusura ermetica certificata, non rilasciano emissioni nocive durante l'incenerimento. Marchio UN per il trasporto di materiali pericolosi.

- pratico sistema di apertura

- chiusura provvisoria e definitiva
- rimozione aghi
- dispositivo di rimozione penne da insulina
- livello riempimento massimo
- resistenza agli urti
- resistenza alle perforazioni
- facilità di utilizzo

- facilità di montaggio
- eccellente stabilità
- forma quadrata o rotonda
- maniglia robusta per facilitare il trasporto
- etichetta personalizzabile per grandi quantitativi
- autoclavabili a 134°C per 18'
- nessuna emissione di gas nocivi in fase di incenerimento



Codice GIMA	CONTENITORI RIFIUTI TAGLIENTI LINEA CS	Minimo vendita	Codice GIMA	CONTENITORI RIFIUTI TAGLIENTI LINEA PBS	Minimo vendita
25782	CS 2 l - 14,8x14,8xh 19,5 cm	conf. da 60	25790	PBS 0,6 l - Ø 10xh 14,5 cm	conf. da 100
25783	CS 3 l - 16,7x16,7xh 23,2 cm	conf. da 50	25791	PBS 1,5 l - Ø 14xh 16,5 cm	conf. da 100
25784	CS 4 l - 16,7x16,7xh 28,2 cm	conf. da 40	25792	PBS 2 l - Ø 14xh 21 cm	conf. da 75
25785	CS 5 l - 21x21xh 20 cm	conf. da 30	25793	PBS 5 l - Ø 21,4xh 19,5 cm	conf. da 55
CONTENITORI RIFIUTI TAGLIENTI LINEA CS PLUS			25796	PBS 6 l - Ø 21,4xh 24 cm	conf. da 55
25787	CS Plus 10 l - 22x22xh 32,5 cm	conf. da 33	25794	PBS 7 l - Ø 25xh 19,5 cm	conf. da 40
25788	CS Plus 22 l - 37,5x27,2xh 34,5 cm	conf. da 10	25795	PBS 12 l - Ø 25xh 31,3 cm	conf. da 25
27599	Sistema di fissaggio* - orizzontale o verticale		VASSOI PER CONTENITORI		
Da parete o per carrello			37725	Vassoio a scomparti 32x24,5xh 4,4 cm	conf. da 24

CERTIFICATIONS



ISO 23907-1:2019

FDA K071517

*Per 25790-2, 25782

37725 + 25790

CONTENITORI RIFIUTI - 30-50-60 L

CONTENITORI RIFIUTI - 3 misure

Contenitori per smaltire rifiuti ospedalieri speciali, in 3 misure, con 2 coperchi diversi.

- estremamente solidi, resistenti agli urti sia ad alte che a basse temperature
- chiusura ermetica tramite il collante perimetrale sul coperchio (singolo o doppio)
- maniglie laterali e centrali testate per il doppio della portata massima
- impilabilità fino a un massimo di 3 m a pieno carico
- conformità: ISO 23907-1:2019



MADE IN ITALY

Codice GIMA	Capacità	Coperchio	Portata max kg	Misura
25774	Contenitore 30 l	singolo	15	40x30xh 39 cm
25775	Contenitore 30 l	doppio	15	40x30xh 39 cm
25776	Contenitore 50 l	singolo	20	40x30xh 56 cm
25777	Contenitore 50 l	doppio	20	40x30xh 56 cm
25778	Contenitore 60 l	singolo	25	40x30xh 65 cm
25779	Contenitore 60 l	doppio	25	40x30xh 65 cm

Coperchio singolo con collante



Coperchio doppio con collante

CONTENITORI FINO A 72 CM

CONTENITORI RIFIUTI TAGLIENTI LUNGI

Contenitori monouso per eliminare oggetti lunghi fino a 72 cm, come pinze per biopsia e lame. Grande apertura per l'eliminazione di oggetti ingombranti, chiusura provvisoria e definitiva, impugnatura ergonomica. Autoclavabili a 134°C per 18'.



MADE IN ITALY

25799 Tubo non incluso

Codice GIMA	CONTENITORI RIFIUTI TAGLIENTI
25797	Magnum L 6,3 l - 17,2x12xh 61,7 cm
25798	Magnum XL 8,3 l - 17,2x12xh 84,5 cm
25799	Sistema di fissaggio* - orizz. o vert.

*Da parete o per carrello