

BORSE FLORIDA IN PELLE/PU

Misure esterne:
38x20xh 20 cm



- 27121 FLORIDA pelle - colore bordeaux
- 27122 FLORIDA pelle - colore nero
- 27123 FLORIDA pelle - colore marrone
- 27124 FLORIDA pelle - colore castagna



Fondo rigido, tasca interna centrale con zip, tasca interna laterale, serratura brunita. Esterno in pelle, interno in PU (poliuretano). Prodotte in Asia, design italiano.

BORSE KANSAS - 5 COLORI

- 27095 KANSAS skay - colore nero
- 27096 KANSAS skay - colore castagna
- 27097 KANSAS skay - colore blu
- 27098 KANSAS skay - colore ocra
- 27099 KANSAS skay - colore marrone

Prodotte in Asia - design italiano.

Fondo rigido, tasca esterna con velcro, divisorio interno, tasca interna con zip, serratura con chiave.



Tasca esterna con chiusura velcro

Misure esterne:
42x20xh 24 cm

ENERGY BORSA TERMOREGOLATA PER IL RISCALDAMENTO

- 27218 ENERGY BORSA TERMOREGOLATA PER IL RISCALDAMENTO

Borsa termoregolata per riscaldare liquidi endovenosi. Utilizzata come fonte attiva di calore, è indicata per la prevenzione e il trattamento dell'ipotermia. Ideale per la medicina d'urgenza, gli ospedali e gli ospedali da campo. La sua compattezza consente di utilizzarla sia appesa ai portaflebo delle barelle o in ambulanza, sia all'interno di altri contenitori più capienti. I liquidi da infusione rimangono a una temperatura costante e i liquidi endovenosi possono essere trasportati fuori dall'ambulanza per un tempo breve. Il vano principale è riscaldato da un pannello resistivo alimentato elettricamente. Dotata di tasca anteriore per il cavo di alimentazione elettrica, tasca trasparente di identificazione, cavo con connettore, tracolla regolabile e manuale GB, IT.



27218

SPENCER MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale isolante: PVC esterno, nylon 210 interno
Tensione di rete: 12 V CC, assorbimento 3,75 A Dimensioni: 24x14xh 33 cm Peso: 1,2 kg
Accendisigari: DIN ISO 4165 Protezione: IP3x Isolamento: Classe II

PORTA VACCINO PROFESSIONALE

- 27211 PORTA VACCINO PROFESSIONALE

Compatto, resistente, con una speciale schiuma PU isolante ad alta densità per un più sicuro trasporto del vaccino. Composto da 8 contenitori porta ghiaccio da 400 ml che mantengono il vaccino freddo per 40 ore, ad una temperatura di 8° con temperatura esterna di 43°C (in assenza di apertura). Capacità di stoccaggio dei vaccini: 2,6 l. Struttura e coperchio con guarnizioni per un migliore isolamento. Dimensioni esterne: 28,5x25,5xh 32 cm. Dimensioni interne: 22x18xh 24 cm.



27211

MADE IN ITALY

BORSE TERMICHE

- 27209 BORSA TERMICA - gialla - nylon
- 27212 BORSA TERMICA - blu - nylon

MADE IN ITALY

Borsa termica, impermeabile e resistente, con tracolla removibile, in grado di mantenere temperature stabili, fredde o calde, per lunghi periodi, grazie ai 3 panetti termici in dotazione, alloggiati in apposite tasche.

Misure esterne: 34x25x24 cm - Misure interne: 30x23x21 cm

- 27206 PANETTO TERMICO - conf. da 2
- 27215 PANETTO DI GHIACCIO FLESSIBILE - 200 g
- 27216 PANETTO DI GHIACCIO FLESSIBILE DOPPIO - 100+100 g

Misure esterne: 10x10xh 3 cm



27209



27206



27215



27216

