

PESANEONATI DIGITALE OSPEDALIERA



- **27267 PESANEONATI OSPEDALIERA SECA 376 - digitale classe III**
- tecnologia Seca di alta qualità con graduazione fine a 5 grammi
- funzioni TARE, HOLD, auto-HOLD e BMIF
- piatto extra large ed ergonomico per una pesata sicura
- smorzamento regolabile
- ampio display per una lettura facilitata
- possibilità di connessione grazie alla tecnologia wireless Seca 360°

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata: 20 kg Precisione: 5 g fino a 7,5 kg, 10 g da 7,5 kg in su
 Dimensioni - peso: 620x190x358 mm - 3,7 kg
 Piatto: 615 x 130 x 275 mm Funzionamento a batterie

PESANEONATI ELETTRONICHE SECA



- **27282 PESANEONATI SECA 354 - elettronica**
- **27283 PESANEONATI SECA 384 - elettronica - (CE M Classe III)**
- Due bilance in una: vassoio confortevole per la misurazione del peso in posizione sdraiata, trasformabile in una bilancia da pavimento per bambini. Dotata di funzione Breast-Milk-Intake per determinare la quantità di latte assunta durante la poppata. Altre funzioni: tara, hold automatico, conversione kg/lbs, spegnimento automatico.
- Manuale: GB, FR, IT, ES, DE (27282-3), PT, PL, NL, GR, DK, SE, FI, NO (solo 27283).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata: 20 kg Precisione: 10 g < 10 kg > 20g
 Dimensioni: 552x156x332 mm Peso: 2,3 kg (27282), 2,8 kg (27283)
 Funzionamento a batterie Fabbricate in Asia

PESANEONATI MECCANICA GIMA



- **27300 PESANEONATI MECCANICA GIMA**
- Pesaneonati meccanica robusta e di alta qualità, precisa e sensibile. Dotata di piatto di pesatura ricurvo, leve e perni in alluminio, struttura stabile per la massima sicurezza.
- Manuale in GB, FR, IT, ES, PT, DE, RO, GR.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata: 20 kg Precisione: 10 g
 Dimensioni: 570x330x285 mm Peso: 6,5 kg

PESANEONATI MECCANICA SECA




- **27299 PESANEONATI SECA 725 - meccanica**
- **27294 PESANEONATI SECA 745 - meccanica - (CE M Classe III)**
- La più classica delle bilance pesaneonati, pratica e robusta; il piatto di peso ricurvo, la struttura interamente in acciaio e il sistema di scorrimento preciso dei pesi la rendono l'unica e originale pesaneonati. Manuale: GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata: 16 kg Precisione: 5 g (27299) 10 g (27294)
 Dimensioni: 550x180x290 mm Peso: 6,4 kg
 Fabbricate in Asia

MISURATORI PER BAMBINI



- **27331 MISURATORE BAMBINI GIMA**
- Misuratore pieghevole e lavabile per bambini e neonati. Portatile. Per misurazioni precise e facili dell'altezza dei bambini. Dimensioni: 121x30 cm. Intervallo di misurazione: 10-99 cm. Graduazione: 5 mm.



- **27329 MISURATORE BAMBINI SECA 210**
- Misuratore portatile per neonati e bambini. Morbido per le pelli delicate, lavabile, pieghevole. Soluzione salva spazio per misurazioni precise e facili dell'altezza dei bambini. Intervallo di misurazione 10-99 cm. Graduazione: 5 mm.