


PESANEONATI RIPIEGABILE



• **27266 PESANEONATI RIPIEGABILE SOEHNLE 8320**

Pesaneonati facile da trasportare. Con sistema di chiusura magnetica. Apertura facile rimuovendo la base e tirando le due parti della maniglia. Funzione di taratura del lenzuolino sul piatto. Dati stabili sul display grazie alla funzione filtro e attesa. Ampio schermo LCD di facile lettura. Doppia lettura in kg/lb. Manuale d'uso in: DE, GB, FR, ES, IT, GR, CZ, Arabo.



• **27271 CUSTODIA DI TRASPORTO**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata:	15 kg	
Precisione:	10 g	
Dimensioni:	395x315x105 mm (chiusa) - 740x315x53 mm (aperta)	
Peso:	1,9 kg	
2 batterie AAA alcaline 1,5 V - non incluse		Garanzia: 2 anni

PESANEONATI DOMICILIARE



Manuale in:
DE, GB, FR, IT, ES, NL,
DK, SE, HU, FI, PT.

• **27306 BILANCIA DIGITALE PER BAMBINI E NEONATI SOEHNLE 8352 MULTINA**

Bilancia pratica e ben progettata in materiale plastico facile da pulire. - adatta per pesare bambini fino a 20 kg rimuovendo il piatto - schermo LCD di facile lettura grazie alle cifre alte 13 mm - un unico pulsante per tutte le funzioni - interamente elettronica: non richiede il ricambio delle parti né alcuna manutenzione - funzione tara per escludere il peso di lenzuolini o altri tessuti - funzione di attesa: il valore rimane visualizzato fino a 10 secondi dopo la pesata - spegnimento automatico

• **27307 PIATTO PER 8352 - ricambio**

• **27264 ALTIMETRO PER NEONATI**

- opzionale

- vedere pagina 87

MADE IN GERMANY

27306
+ 27264

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata:	20 kg	Precisione:	10 g
Dimensioni:	601x346x92 mm	Peso:	3,5 kg
Batteria:	9 V	Garanzia:	2 anni

BILANCIA PER BAMBINI E NEONATI



• **27312 BILANCIA DIGITALE PER BAMBINI E NEONATI**

Bilancia multifunzione per bambini e neonati con piatto estraibile in plastica leggera. Può essere utilizzata con il piatto per i neonati o senza per i bambini. Funzione di memorizzazione della differenza di peso: è possibile osservare l'aumento di peso del neonato dopo la poppata. Bilancia precisa con display LCD molto semplice da leggere. Funzioni di auto azzeramento, auto-tara e auto attesa. Funzione di selezione di kg/lb/st. **MADE IN HUNGARY**



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensione piatto:	525x305x63-95 mm	Portata:	20 kg
Dimensione conf.:	540x300x110 mm	Precisione:	5 g
Alimentazione:	2 batterie CR2032 al litio	Peso:	2 kg

PESANEONATI ELETTRONICA



• **27313 BILANCIA PESA NEONATI GIMA - elettronica**

Design avanzato, pratica ed affidabile, dotata di un ampio display LCD da 66x28 mm, conversione kg/lbs. Include un copripiatto lavabile, batterie e un metro a nastro. Manuale e confezione regalo multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, Arabo.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata:	20 kg / 44 lbs	Precisione:	10 g
Dimensioni:	595x340x90 mm	Peso:	4 kg
Alimentazione:	4 batterie AA 1,5 V	Funzione spegnimento automatico	

PESANEONATI FAMILY

• **27302 BILANCIA PESANEONATI FAMILY**

Bilancia pesaneonati per uso esclusivo domiciliare. Portata 20 kg / 44 lbs. Frazionamento bilancia: 50 g (0-10 kg), 100 g (10-20 kg). Vassoio in plastica. Quadrante in kg e lbs. Regolazione manuale dello zero. Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, Arabo.

