


BILANCIA FITNESS

• 27286 BILANCIA DIGITALE FITNESS SOEHNLE 7850

Bilancia fitness per il controllo della massa muscolare, del grasso corporeo, dei liquidi, dell'IMC e dell'apporto calorico giornaliero

- misurazione dell'impedenza attraverso le mani, senza bisogno di togliere le scarpe
 - guida semplice e autoesplicativa sul display di vetro
 - nessun limite di misura per persone sovrappeso o sottopeso
 - peso dei vestiti regolabile a seconda della stagione
 - stampa di data/ora, peso, analisi dei dati, raccomandazioni nutrizionali e per l'attività fisica
 - software per settare la stampa e le impostazioni in DE, GB, FR, NL, ES, IT, HU, CZ, FI, SE, NO, DK, GR, PL, SI, RU, TR (scaricabile da www.soehnle.com)
 - selezione funzioni in kg/lbs/st
- Manuale in: GB, FR, IT, DE, CZ.

• 35674 ROTOLO CARTA 57mm x 25m - conf. da 20 rotoli



Pedana per pesata extra large

27286


CARATTERISTICHE TECNICHE	
Capacità:	180 kg
Precisione:	100 g / 0,2 lb
Dimensioni - peso:	365x490xh 1.290 mm - 15,8 kg
Dimensione pedana:	365x480xh 45 mm
Alimentazione:	100-240 V, 50/60 Hz

SOEHNLE
PROFESSIONAL

SMARTWATCH CON 11 PARAMETRI



27232



Temp

ECG

Pressione arteriosa

- 11 PARAMETRI:**
 TEMPERATURA CORPOREA
 FREQUENZA CARDIACA
 ECG
 BPM
 SpO₂
 FREQUENZA RESPIRATORIA
 SONNO
 SPORT
 CALORIE
 PASSI
 METEO



Frequenza cardiaca

Sport

Sonno



27233

• 27232 SMARTWATCH QUADRANT

• 27233 SMARTWATCH SPORTPIX

Smartwatch progettati per monitorare vari parametri relativi alla salute e all'attività sportiva. Due tipi di orologio con le stesse funzionalità: Sportpix è più adatto per le attività sportive; Quadrant si presta a tutte le occasioni, dal lavoro al tempo libero. Oltre ai suddetti parametri, entrambi includono il cronometro, il lettore musicale e le foto. Connessione wireless all'App SIMPLO, compatibile con Android 8.1 e versioni superiori, con iOS 13 e versioni superiori. Non sono dispositivi medici. Forniti con cavo di alimentazione. Scatola e manuale multilingue in GB, IT, FR*, ES*, PT*, DE*, PL*, Arabo*.

*Manuale disponibile mediante codice QR o su www.gimaitaly.com

CARATTERISTICHE TECNICHE

	27232	27233
Accelerometro:	sensore 3D	
Display:	IPS TFT 1,70"	OLED 1,3"
Sincronizzazione dati:	4.2 BLE	4.0 BT
Intervallo temperatura:	-10° ~ 50°	
Alimentazione:	Batteria ai polimeri di litio	
Capacità batteria:	200 MAH	240 MAH
Durata batteria stand-by:	30 giorni	15 giorni
uso normale:	15 giorni	5 giorni
uso frequente:	7 giorni	3 giorni
Tempo di ricarica:	2-3 ore	
Peso:	55 g	38 g
Resistenza all'acqua:	IP68	IP67

ACTIVITY HEALTH TRACKER FITBAND

Compatibile con GIMA APP e numerose piattaforme di telemedicina

• 27234 ACTIVITY HEALTH TRACKER FITBAND - nero

• 27237 ACTIVITY HEALTH TRACKER FITBAND PLUS - nero

Braccialetti intelligenti impermeabili per monitorare vari parametri: temperatura (solo 27237), frequenza cardiaca, calorie, pressione arteriosa, SpO₂, sonno (solo 27237), passi + distanza e vari sport. Tre tipi di modalità sport (corsa, bicicletta, salto della corda). Visualizzano inoltre promemoria di chiamate ricevute e rifiutate, contenuti informativi inviati automaticamente, previsioni meteo, cronometro, sveglia e foto. Connessione wireless all'App Dayband per gestione dati. Requisiti: iOS 8.0 ed oltre; Android 4.4 ed oltre. Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, GR, RO (27237). Non sono dispositivi medici.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Schermo:	4 livelli di luminosità regolabili
Dimensioni - peso:	42x23x9,5 mm - 25 g
Batteria al litio:	90 mAh - tempo di ricarica 1,5/2 ore
Alimentazione:	batteria ricaricabile USB
Protezione da liquidi:	IP67



27234

4 parametri di salute + passi & distanza + 3 attività sportive



27237

6 parametri di salute + passi & distanza + 5 attività sportive