

OMRON GENTLE TEMP® 720

• 25611 TERMOMETRO A DISTANZA **CE 0197**
OMRON GENTLE TEMP® 720

Gentle Temp® 720 è un termometro a distanza a infrarossi rapidissimo e preciso. Misura la temperatura del corpo, delle superfici e dell'ambiente. Memorizza fino a 25 letture, registra le variazioni di temperatura in un periodo di tempo e ne monitora l'andamento. Passando dalla modalità di rilevazione frontale alla modalità di misurazione della temperatura superficiale, si ottiene la temperatura reale non rettificata degli oggetti, che consente di determinare per esempio se la temperatura di un oggetto (biberon o portavivande) è giusta per il paziente o per il bambino. La temperatura ambientale è sempre visualizzata. Per uso domestico. La scala di lettura è commutabile °C/°F. Fornito con 1 batteria, tappo protettivo e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, NL, RU, TR, Arabo.



**3 APPLICAZIONI:
FRONTE, SUPERFICI, AMBIENTE**

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Tipo di misurazione:	a distanza 3 in 1 (fronte, superfici, ambiente)
Campo/precisione misurazione:	fronte 34,0 - 42,2°C (93,2-108,0°F) / ± 0,2°C superfici -22,0 - 80,0°C (-7,6° - 176,0°F) / ± 0,3°C ambiente 10 - 40°C (50°-104°F) / ± 2°C
Spegnimento automatico:	1 min
Tempo di misurazione:	1 secondo
Distanza di misurazione:	1-3 cm (0,4-1,2 pollici)
Modalità di visualizzazione:	°C/°F
Memoria:	25 letture
Display:	retroilluminato
Batteria:	1 batteria a bottone al litio CR2032 (codice 32212) 3,0V CC durata batteria: circa 2.500 misurazioni
Classificazione - protezione:	Tipo BF - IP22
Dimensioni - Peso:	155x39x45 mm - 90g

GIMATEMP TERMOMETRO A DISTANZA

• 25583 TERMOMETRO A DISTANZA **CE 0598**
GIMATEMP GB, FR, IT, ES

• 25584 TERMOMETRO A DISTANZA **FDA**
GIMATEMP IT, DE, PT, SE
Termometro a distanza multifunzionale a infrarossi con 4 applicazioni: temperatura corpo, liquidi, cibo, ambiente

- elevata precisione e misurazione rapida in ≤2-3 sec
- schermo retroilluminato a 3 colori (rosso, giallo, verde) per indicare la presenza di febbre
- distanza di misurazione 1-5 cm
- temperatura ambiente sempre visualizzata
- 50 memorizzazioni

ALLARME RETROILLUMINATO A TRE COLORI

NORMALE
35,5-37,3°C (95,9-99,1°F)

FEBBRE LEGGERA
37,4-38,0°C (99,3-100,4°F)

FEBBRE ALTA
38,1-43,0°C (100,6-109,4°F)



**4 APPLICAZIONI:
TEMPERATURA CORPO,
LIQUIDI, CIBO, AMBIENTE**

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Metodo di misurazione:	Scansione arteria temporale o fronte
Visualizzazione - risoluzione:	°C/°F - 0,1°C/0,1°F
Modalità operativa:	Modalità regolata (Modalità corpo) Modalità diretta (Modalità superficie) Modalità corpo: 34,0-43,0°C/93,2-109,4°F Modalità superficie: 0-100°C/32-212°F
Intervallo risultati:	Mod. corpo: 35,0-42,0°C ±0,2°C / 95,0-107,6°F ±0,4°F ±0,3°C/±0,5°F per altro intervallo
Precisione:	Modalità superficie: ±2°C/±3,6°F
Spegnimento automatico:	≤18 s
Tempo di misurazione:	2-3 s
Distanza di misurazione:	1-5 cm (0,4-2 pollici)
Batterie (incluse):	2 batterie alcaline (AAA) da 1,5 V (tipo IEC LR03)
Dimensioni - Peso:	122x96x42 mm - 80 g

TERMOMETRI A DISTANZA A INFRAROSSI PER CORPO E OGGETTI



• 25591 TERMOMETRO A DISTANZA A INFRAROSSI
Termometro multifunzione a infrarossi a distanza per persone e oggetti.
Distanza di utilizzo 2,5 cm.

Temperatura corporea con indicatore di febbre
Ampio campo 32,0-42,9 °C e retroilluminazione verde, gialla e rossa.

Temperatura oggetti 0-100 °C (32-212 °F)
Funzione per misurare la temperatura ambientale, del latte o dell'acqua del bagnetto.

Allarme per febbre
32 memorie

Tempo di risposta: 1 secondo
Spegnimento sia automatico che manuale.
Fornito con batterie (2 AA).
Dimensioni: 160x95x46 mm.
Display 30x31 mm. Lettura °C/°F modificabile.
Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES.

INDICATORE DI FEBBRE



Retroilluminazione verde da 32° a 37,5° Retroilluminazione gialla da 37,6° a 37,9° Retroilluminazione rossa da 38° a 42,9°



• 25582 TERMOMETRO A DISTANZA A INFRAROSSI A200 - GB, FR, IT, ES

• 25590 TERMOMETRO A DISTANZA A INFRAROSSI A200 - IT, GR, RO, PL

Termometro multifunzione a infrarossi a distanza per persone e oggetti.
Distanza di utilizzo 2-3 cm.
- tempo di risposta: 1 secondo
- schermo LCD retroilluminato
- sensore qualità per misurazioni di alta precisione
- scala facilmente convertibile °C/°F
- i 3 colori dello schermo (rosso, arancione e verde) indicano il livello di temperatura
- spegnimento automatico dopo 30s
- memorizzazione di 25 misurazioni
- allarme acustico
- allarme batteria scarica
Fornito con scatola e manuale multilingue (GB, FR, IT, ES o IT, GR, PL, RO) e batterie.

36.5 MEM	37.5	38.0
Retroilluminazione verde ≥ 37,5°C ≤ 37,9°C < 37,5°C (99,5 °F)	Retroillum. arancione ≥ 37,5°C ≤ 37,9°C (≥99,5°F ≤100,2°F)	Retroilluminazione rossa ≥ 38,0°C (≥100,4 °F)

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Campo di misurazione:	Persone 32 - 42,9°C (89,6 - 109,3 °F) ±0,2 °C Oggetti 0-99°C (32,0-211,82 °F)
Tempo di risposta:	1 secondo
Memoria:	25 gruppi
Modalità di visualizzazione:	°C/°F
Batterie:	2 AAA 1,5V
Dimensioni (LxWxH) - Peso:	168x54x44 mm - 75 g



**25582
25590**