

SINCE 1966  
MADE IN ITALY

# Baby Mask

by **FLAEM**®



**Mascherine per neonati e bimbi piccoli**  
*Babies and young children nebulizer masks*

**Raccordo regolabile che consente l'uso in ogni posizione**  
*Adjustable connector that allows use in any positions*

**3 diverse misure di mascherina in morbido silicone**  
*3 different sizes of soft silicone mask*

**Adatto all'uso con tutte le ampolle Flaem Nuova**  
*Suitable for use with Flaem nebulizers*

[www.flaem.it](http://www.flaem.it)



SIZE 0  
(Neonatale-1 mese) - (Neonatal - 1 Month)  
ACO389P



SIZE 1  
(1 - 11 mesi) - (1 - 11 Months)  
ACO390P




SIZE 2  
(1 - 3 Anni) - (1 - 3 Years)  
ACO391P



## SCOPO D'USO - PURPOSE OF USE

Il set Neonatale, grazie al raccordo regolabile, consente di erogare la terapia a neonati e bambini che ancora non sono in grado di eseguire l'inhalazione con il boccaglio o mascherine di taglia standard.

*The Neonatal Set, thanks to the adjustable connector, allows to deliver therapy to infants and children who are not able yet to perform inhalation with standard size mouthpiece or mask.*



\* Accessori opzionali da acquistare separatamente  
\* Optional accessories sold separately



## CONFORMITÀ | IN COMPLIANCE

Conforme alla Direttiva Europea 93/42/EEC  
"Dispositivi Medici" (solo per unità 230 V ~ 50 Hz)  
In compliance with 93/42/EEC Medical Devices  
Directive (for the 230 V ~ 50 Hz unit only)



In conformità alla Norma Europea EN 10993-1  
"Valutazione Biologica dei dispositivi medici"  
In compliance with European standard EN 10993-1  
Biological evaluation of medical devices



## CONFIGURAZIONE SET - SET-CONFIGURATION

1	Set neonatale composto da: mascherina mis. 0 (Neonatale - 1 mese) e raccordo a gomito. <i>Neonatal Set included: mask size 0 (Neonatal - 1 Month) and angle.</i>	ACO389P	 8 018294 010331
2	Set neonatale composto da: mascherina mis. 1 (1 - 11 mesi) e raccordo a gomito. <i>Neonatal Set included: mask size 1 (1 - 11 Months) and angle connection.</i>	ACO390P	 8 018294 010348
3	Set neonatale composto da: mascherina mis. 2 (da 1 a 3 anni) e raccordo a gomito. <i>Neonatal Set included: mask size 2 (1 or 3 years) and angle connection.</i>	ACO391P	 8 018294 009830
4	Set neonatale composto da: mascherina mis. 1 (1 - 11 mesi) mascherina mis. 2 (da 1 a 3 anni) e raccordo a gomito. <i>Neonatal Set included: mask size 1 (1 - 11 Months) mask size 2 (1 to 3 years) and angle connection.</i>	ACO392P	 8 018294 010355

14500A0-0 Copyright by FLAEM NUOVA S.p.A., 2011 - Materiale divulgativo riservato alle categorie professionali specializzate. FLAEM NUOVA si riserva di apportare modifiche tecniche e funzionali al prodotto della presente scheda senza alcun preavviso. FLAEM NUOVA reserves the right to make technical and functional alterations to this product without prior notice.



Fabbricante/Manufacturer:

FLAEM NUOVA S.p.A.  
Via Colli Storici, 221  
25015 S. Martino della Battaglia (BS) Italy  
Tel. +39 030 9910168 - Fax +39 030 9910287  
info@flaemnuova.it

FLAEM NUOVA S.p.A. è un'azienda  
con sistema di qualità certificato  
Company with certified quality system



Export Department of FLAEM NUOVA



3, Via del Passero - 20147 Milano - Italy  
Phone (39) 02 4120769  
Fax (39) 02 48376295  
E-mail: info@medexpointernational.com

[www.fluem.it](http://www.fluem.it)

