



Cod. **E41**

**COD.ISO 12.22.18.003**

- Carrozzina compatta da viaggio
- Carrozzina pieghevole in Alluminio
- Telaio a doppia crociera
- Ruote posteriori 8" in PU.
- Ruote anteriori 5" in PU.
- Pedane ribaltabili verticalmente.
- Tappezzeria in nylon.
- Braccioli ribaltabili
- Schienale ribaltabile
- Cintura di sicurezza.
- Freni di servizio e di stazionamento a leva sulle manopole di spinta
- Seduta cm 36,5