

MAG 1000 MAGNETOTERAPIA ALTA FREQUENZA - 20 PROGRAMMI

CE 0068



28338

• 28338 MAG 1000 MAGNETOTERAPIA - 2 canali - 20 programmi

Mag 1000 è un dispositivo CEMP ad alta frequenza particolarmente consigliato per il trattamento di patologie di tessuti molli quali muscoli e tendini. Offre 20 programmi preimpostati con 3 livelli regolabili di intensità. Genera un segnale elettrico con una frequenza portante di 27 MHz, modulata con frequenze specifiche (da 8 Hz a 640 Hz) e pertanto in grado di lenire il dolore nel punto colpito. Progettato e indicato anche per la cura, la riabilitazione e il recupero funzionale di molte patologie. Funzionamento in continuo. Idoneo sia per uso professionale, sia per uso domestico.

Dimensioni: 153x91x38 mm

Fornito con fascia elastica terapeutica, borsa per il trasporto, batteria ricaricabile 2.300mAh, caricabatteria, manuale in GB, FR, IT, ES, DE. Dispositivo medico di Classe IIa.



28338

20 PROGRAMMI

Artrite-Artrosi	Ecchimosi
Reumatismi	Mialgia
Protesi-dolori articolari	Tendinite
Ernia del disco	Ematomi
Dolori muscolari	Epicondilite
Osteoporosi	Epitrocleite
Fratture	Lombalgia
Distorsioni	Contratture muscolari
Lussazioni	Applicazione media 2h
Traumi	Applicazione lunga 4h

MATERASSO TAP2000 PER MAGNETOTERAPIA

• 28339 MATERASSO TAP 2000 PER MAGNETOTERAPIA per MAG 2000

TAP 2000 è un materasso che misura 40x40 cm ed è dotato di 2 cavi, ciascuno con 3 solenoidi (in totale 6 solenoidi), ideale per trattamenti di magnetoterapia.

Compatibile con dispositivi a campi elettromagnetici pulsati ad alta intensità/bassa frequenza: MAG 2000, MAG 2000 Plus e MAG 2000 Premium.

Fornito con cavo di connessione e manuale.

Dispositivo medico di Classe I.



28339

TENS KURA - 2 CANALI

• 28431 TENS KURA - 6 programmi - GB, FR, ES, PT, DE, NL, PL, CZ, SE, Arabo

• 28432 KURA TENS - 6 programmi - IT, DK, LT, FI, HU, RO, HR, SI, GR, BG

Dispositivo elettroterapeutico a due canali con funzione di massaggio, ideale per alleviare il dolore muscolare associato all'esercizio fisico, al lavoro e alle attività domestiche. Serve anche per dare sollievo sintomatico e gestire il dolore cronico e intrattabile, nonché il dolore correlato all'artrite. Dispositivo medico Classe IIa.

- 2 canali con 4 elettrodi

- 15 intensità per canale

- 6 modalità principali (composita, percussione, pressione, schiaffetti, agopuntura, rilassamento muscolare)

- 24 modalità secondarie (4 per ciascuna modalità principale)

- grande schermo LCD con retroilluminazione blu

Fornito con 2 cavi (120 cm), 4 elettrodi (50x50 mm) e manuale multilingue (vedere sopra).

• 28408 ELETTRODI PREGELLATI RIUTILIZZABILI 50x50 mm

- conf. da 4



28431, 28432

CE 0197

CARATTERISTICHE TECNICHE

Canali di uscita:	2
Parti del corpo:	giovita, schiena, braccia, gambe, articolazioni, spalle, adduttori e glutei, petto, ventre, piedi
Durata trattamento:	da 15 a 30 minuti
Larghezza di banda:	0-100 us
Gamma frequenza impulsi:	0-100 Hz
Tensione di uscita:	0-60 V ± 20% (a 500 ohm)
Alimentazione:	4 batterie AAA 1,5 V
Dimensioni - Peso:	120,3x60,3x20,6 mm - 73 g (escluse batterie)
Classificazione:	alimentazione interna, parte applicata di tipo BF, IP22

SFIGMOMANOMETRO MADRID

• 50000 SFIGMOMANOMETRO ANEROIDE MADRID

Sfigmomanometro professionale di alta qualità con scala da 0 a 300 mmHg. Due modalità di utilizzo per utenti destrorsi e mancini. Quadrante spazioso Ø 59,5 mm con ghiera antiurto in PVC. Manico in lega di zinco con connettore nichelato maschio e femmina. Fornito con bracciale in nylon per adulti (22-32 cm) con anello a D, polmone a 1 tubo in PVC, pera zigrinata in PVC, borsa di nylon nera, scatola e manuale multilingue.



Quadrante luminoso



Connettore maschio e femmina



Uso con mano sinistra e destra



50000

CE 0123