

DENSITOMETRO A ULTRASUONI SUNLIGHT MINIOMNI™

• 56800 DENSITOMETRO A ULTRASUONI SUNLIGHT MINIOMNI™ PER LA VALUTAZIONE DELL'OSTEOPOROSI con sonda CM + software MINIOMNI

Il sistema di sonografia ossea Sunlight MiniOmni™ rappresenta una soluzione professionale eccezionalmente economica per la diagnosi precoce dell'osteoporosi, consentendo la valutazione affidabile, accurata, non invasiva e sicura della densità ossea. Ultra-compatto e leggerissimo, utilizzo facile e intuitivo, pratica porta USB per la connessione a PC e laptop dotati di sistema operativo Windows™ 10 e versioni superiori. Adatto per l'uso in qualsiasi studio medico, clinica, farmacia, centro per checkup annuale o altro punto vendita.

Accuratezza comprovata

MiniOmni™ si basa sulla tecnologia quantitativa a ultrasuoni Omnipath™, che rileva la velocità delle onde ultrasoniche lungo l'asse di forza massima dell'osso, eliminando gli effetti del tessuto molle e consentendo risultati precisi, comprovati in migliaia di strutture in tutto il mondo.

Sicurezza comprovata

Non invasivo e senza radiazioni

Risultati rapidi

- non richiede riscaldamento e calibrazione
- conferma audio immediata della correttezza della misurazione
- screening del paziente in pochi minuti
- facile e rapido da imparare grazie al modulo di addestramento integrato

Referto facilmente interpretabile in formato A4/Lettera

- varie banche dati etniche di riferimento per risultati accurati: Caucasica, Asiatica, Cinese, Nordamericana e Latinoamericana, Europea
- referti chiari a colori, facili da leggere e interpretare
- dati del paziente e storico delle rilevazioni
- genere ed età (da 0 a 90 anni) sono presi in considerazione
- T-score e Z-score conformi a prescrizioni OMS

Molto economico, rapido ritorno dell'investimento

- nessun costo per il funzionamento, nessuna manutenzione ordinaria, nessun materiale di consumo, nessuna calibrazione

Licenza Multi-Site opzionale (56805) per misure in varie sedi scheletriche

Consente di effettuare la misurazione da varie sedi scheletriche: radio, falange, tibia e metatarso.

La flessibilità del test multi-site migliora l'identificazione dei punti di osteoporosi, così come è in grado di testare i pazienti sui quali risulta difficile la valutazione di determinate sedi scheletriche.

- massima comodità per l'esaminatore, nessuna necessità di chinarsi
- massima praticità per il paziente, non è necessario levare le scarpe
- ideale per pazienti immobili
- viene verificata la correlazione di ciascun sito con l'osteoporosi

| Codice GIMA | ACCESSORI |
|-------------|--|
| 56802 | SONDA CM per radio e tibia* - ricambio |
| 56803 | SONDA CS per terza falange - opzionale, richiede 56805 |
| 56804 | SONDA CR per metatarso - opzionale, richiede 56805 |
| 56805 | LICENZA MULTI-SITE per uso della sonda CS e CR |
| 56808 | BORSA PER IL TRASPORTO |

*Per la Tibia è richiesta la licenza 56805

Indicatori e porta MiniOmni:

A - indicatore LED connessione

B - pulsante misurazione

C - indicatore LED misurazione

D - connettore sonda

E - sonda MiniOmni

F - supporto sonda



Laptop non incluso



DOTAZIONE STANDARD

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Sonda ultrasonica CM | Poggiamani |
| Misuratore Radio/Tibia | Alimentazione 100-240 V e cavo |
| Penna dermatologica | Cavo connessione USB |
| Gel per ultrasuoni | CD installazione software MiniOmni |
| Fantoccio verifica qualità sistema | Guida utente GB, IT |

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|--------------------------|--|
| Metodo di misurazione: | velocità onde ultrasoniche (SOS) |
| Tecnologia: | trasmissione assiale ultrasuoni Omnipath® |
| Frequenza sonda: | 1,25 MHz |
| Accuratezza misurazione: | da 0,25 a 0,5% |
| Tempo di misurazione: | circa 1 minuto per sede scheletrica |
| Alimentazione: | 7,5V 1,5 A |
| Consumo energia: | 0,4 A |
| Dimensioni: | 140x140xh 223 mm (escluso supporto sonda) |
| Peso: | 1 kg |
| Protezione: | parte applicata di tipo BF, alimentazione interna con requisiti per Classe I o Classe II |

TAVOLINO SERVILETTO ELITE

• 27487 TAVOLINO SERVILETTO ELITE

Tavolino serviletto di alta qualità con sistema di regolazione a manovella. La base consente un maggiore avvicinamento. 4 rotelle a scomparsa consentono di manovrarlo ovunque. Migliora il benessere e il confort del paziente, per una qualità più elevata dell'assistenza medica.

Dimensioni:

800x400xh 615-905 mm.

Carico max: 25 kg. Peso: 11,5 kg.

Dimensioni dell'imballaggio:

860x90x520 mm.

Fornito smontato.



Ripiano in pannello di fibra a media densità (MDF - Medium Density Fibreboard) 800x400 mm

Altezza regolabile (615-905 mm)

Struttura in acciaio

27487

40 mm I

588 mm

710 mm

400 mm



Manovella pieghevole



Rotelle Ø 16 mm

CAMICI BIANCHI

CAMICI BIANCHI

Camici bianchi economici, eleganti e moderni, 100% in cotone (190 g/m²). 2 tasche laterali e 1 tasca sul petto. 4 bottoni. Disponibili in varie taglie da donna e da uomo.



| CAMICI BIANCHI | | |
|----------------|-------|-------|
| Taglia | Uomo | Donna |
| XS | 18800 | 18810 |
| S | 18801 | 18811 |
| M | 18802 | 18812 |
| L | 18803 | 18813 |
| XL | 18804 | 18814 |
| XXL | 18805 | 18815 |
| XXXL | 18806 | 18816 |