

SCHEDA TECNICA



Nome Commerciale:	Accessori Linea Disinfettanti - Dispenser touchless
Descrizione Prodotto:	Dispenser da parete automatico e manuale per flaconi da 1000ml e da 500ml
Divisione:	Patient Market
Prodotto da:	B. Braun Medical AG - Sempach
Officina di produzione:	Ophardt Hygiene-Technik GmbH + Co. KG • Lindenau 27 • 47661 Issum
Rappresentato in Italia da:	B.Braun Milano S.p.A. Via Vincenzo da Seregno 14 20161 Milano
Classe di rischio:	Non applicabile
Codice CND:	Non applicabile

INDICAZIONI, CONTROINDICAZIONI, AVVERTENZE

Dispenser Touchless compatibili con tutti i prodotti B. Braun per l'erogazione automatica di soluzioni per la disinfezione delle mani, di saponi liquidi e di lozioni per la cura delle

mani.

I Dispenser Touchless sono disponibili in due misure:

- per flaconi da **500 ml con piattino salvagoccia integrato rimovibile**, può essere rimosso in caso non fosse necessario
- per flaconi da **1000 ml senza piattino integrato**, se necessario deve essere ordinato separatamente

INFORMAZIONI TECNICHE

I Dispenser Touchless sono caratterizzati da:

- Pompa erogatrice autoclavabile (max. 123 °C)
 - Leva di emergenza azionabile manualmente
 - Dosaggio regolabile (0.75 - 1.5 ml)
 - Funzionamento a batteria ed una leva d'emergenza manuale
 - Involucro antigraffio realizzato con alluminio anodizzato
- Applicare i dispenser in posizione verticale fissandoli alla parete.

Applicare i dispenser in posizione verticale fissandoli alla parete.

DATI TECNICI

Monouso:	No
Poliuso:	Si
Sterile alla vendita:	No sterile
Presenza di lattice:	No
Confezionamento:	Singolo pezzo
Temperatura di conservazione:	NA
Anno inizio commercializzazione:	2020

LISTA CODICI

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	Paraf	Nomenclatori	N° Repertorio
3908393	DISPENSER TOUCHLESS flacone da 1000ml	blank	blank	SCA da 1 pz.	N.A.	N.A.	blank
3908394	PIATTINO DISP.TOUCHLESS 500/1000ML	blank	blank	SCA da 1 PZ			blank
4400774	DISPENSER TOUCHLESS FLAC CON VASCH.500ML	blank	blank	SCA da 1 PZ			blank