

## **SCHEDA TECNICA**

<b>Nome Commerciale:</b>	MONOSYN® (BBS)
<b>Descrizione Prodotto:</b>	MONOFILAMENTO SINTETICO ASSORBIBILE A MEDIO TEMPO DI ASSORBIMENTO
<b>Divisione:</b>	Aesculap
<b>Prodotto da:</b>	B. Braun Surgical S.A. Carretera de Terrassa 121, Rubí, Spagna Registro Mercantil de Societades de Barcelona Hoja n B-150083, Folio 1, Tomo 29126 RIF. ES-A-61123782
<b>Officina di produzione:</b>	B. Braun Surgical S. A., Rubí, Spagna
<b>Rappresentato in Italia da:</b>	B.Braun Milano S.p.A. Via Vincenzo da Seregno 14 20161 Milano
<b>Certificazioni:</b>	D.O.C., CE, ISO
<b>Ente certificatore:</b>	0123
<b>Classe di rischio:</b>	Vedi elenco allegato
<b>Codice CND:</b>	Vedi elenco allegato

## **INDICAZIONI, CONTROINDICAZIONI, AVVERTENZE**

### **INDICAZIONI**

MONOSYN® è indicato per l'approssimazione e/o legatura dei tessuti molli che richiedano tempi di cicatrizzazione compatibili con le caratteristiche tecniche del prodotto e ove sia necessario un tempo di assorbimento prevedibile.

E' controindicato nei casi in cui sia necessario un prolungato sostegno della ferita da parte del materiale di sutura.

### **Precauzioni:**

Da usare in conformità alle necessità chirurgiche. Assicurarsi che eventuali strumenti chirurgici, quali pinze o porta-ago non danneggino il filo. L'utilizzatore dovrà essere già esperto nelle tecniche di sutura chirurgiche prima di utilizzare il prodotto.

Come avviene per tutti i materiali di sutura, un contatto molto prolungato con soluzioni saline, ad esempio bile e urina, può provocare litiasi.

### **Reazioni a contatto con agenti topici disinfettanti:**

Gli studi effettuati in sede di progettazione e sviluppo e l'ormai consolidato uso clinico non hanno evidenziato reazioni di incompatibilità tra il prodotto e agenti topici disinfettanti.

## INFORMAZIONI TECNICHE

### COMPOSIZIONE

#### Monofilamento in Gliconato costituito da:

72% glicolide

14% carbonato di trimetilene

14% epsilon-caprolattone

### CARATTERISTICHE

#### La composizione e le caratteristiche di produzione di MONOSYN® garantiscono:

- un avanzato processo di estrusione della molecola, che conferisce grado di memoria minore e facilità di eliminazione della stessa;
- una eccellente maneggevolezza e morbidezza, grazie anche alla ottimale uniformità di superficie e calibro;
- una eccellente scorrevolezza, e un aspetto della sutura liscio e levigato;
- uniformità di calibro, che consente una elevata facilità di scorrimento e un grande equilibrio tra elasticità e plasticità;
- mancanza totale di capillarità;
- una eccellente tenuta del nodo, con grande facilità di annodamento, posizionamento del nodo, tenuta del nodo e resistenza alla trazione del nodo stesso;
- una superiore resistenza alla trazione del filo dritto per tutto il periodo di cicatrizzazione;
- una prevedibile curva di assorbimento.

#### Resistenza tensile post-impianto:

MONOSYN® ha le seguenti percentuali di resistenza tensile residua post-impianto:

- 100% = iniziale;

- 50% = 13-14 giorni;

#### Tempi di riassorbimento:

Il riassorbimento si completa in 60-90 gg.

Il filo viene riassorbito per idrolisi del polimero di glicolide. Il monomero è un composto normalmente presente nell'organismo che genera come cataboliti terminali H<sub>2</sub>O e CO<sub>2</sub>. La degradazione del polimero non è influenzata dalle componenti enzimatiche tissutali. Anche in tessuti infetti la curva di assorbimento non viene influenzata.

#### Colorazione:

MONOSYN® è previsto sia non colorato che di colore viola, in quest'ultimo caso viene utilizzato il colorante D&C violet nr. 2 approvato dalla Food & Drug Administration (FDA).

### GAMMA DI PRODOTTO

MONOSYN® è disponibile sia come filo libero che atraumatico; le combinazioni atraumatiche sono armate con aghi tipo EASYSLIDE®. Tutti gli aghi, dei fili montati, sono forati meccanicamente, e controllati con

sistema computerizzato, e sono a canale chiuso, per garantire una minor traumaticità durante il passaggio tissutale e un ottimo rapporto ago-filo.

Calibri disponibili: da U.S.P. 6/0 a 1; da E.P. 0.7 a 4.

Lunghezza del filo: da 45 cm. di lunghezza a 250 cm.

Lunghezza dell'ago: da 11 mm a 76 mm

Ampiezza della gamma di prodotto: si veda lista codici in allegato.

## CARICHI DI ROTTURA

Calibro EP-USP	Resistenza tensile sul nodo/Kg. Valore medio	Resistenza tensile sul nodo/N. Valore medio	Resistenza attacco ago/filo Kg. Valore medio	Resistenza attacco ago/filo N. Valore medio
0,7-6/0	0,78	7,69	0,67	6,61
1-5/0	1,40	13,81	1,02	10,06
1,5-4/0	2,11	20,82	1,57	15,49
2-3/0	2,92	28,10	1,96	19,34
3-2/0	4,42	43,60	3,15	31,08
3,5-0	5,77	56,93	4,10	40,45
4-1	8,26	81,50	5,53	54,56

## CARATTERISTICHE DEGLI AGHI

Acciaio inox secondo le norme DIN 17440 7/85, che garantisce atraumaticità costante oltre che facilità e rapidità di penetrazione attraverso i tessuti anche dopo più passaggi. Gli aghi montati su MONOSYN® sono disponibili in colore "silver" o acciaio naturale, oppure in colore nero (Easyblack). Gli aghi Easyblack sono individuati dalla lettera "b" posta dopo la misura della lunghezza dell'ago.

Altre caratteristiche:

- Stabilità sul porta aghi
- Corrispondenza di calibro ago-filo, atraumaticità e tenuta della congiunzione ago-filo
- Duttilità e resistenza alle deformazioni e alle rotture

Elemento	Serie	Serie	Serie
	<b>300</b>	<b>420</b>	<b>455</b>
Carbonio	<0.15	0.33	0.03
Manganese	<2.0	1.0	0.5
Fosforo	<0.045	0.04	0.015
Zolfo	<0.03	0.03	0.015
Titanio			2.0/2.2
Silicio	<1.0	1.0	0.5

Cromo	17.0/19.0	12/14.5	11.5/12.5
Nichel	8.0/10.0	0.5	9.2/10.3
Molibdeno		0.06	0.5
Rame			1.4/2.5
Ferro	a 100 %	a 100 %	a 100 %
Modulo di Young (modulo di elasticità)	200.000 N/mm2 20.500 kg/mm2	200.000 N/mm 20.500 kg/mm2	200.000 N/mm2 20.500 kg/mm2
Durezza (Rc)	55.2	55.2	55.2

Per identificare le diverse tipologie di ago, B.Braun usa la seguente nomenclatura:

CURVATURA		CORPO		PUNTA		LUNGHEZZA	SPESSORE	
S	1/8 cerchio	R	cilindrico	T	punta trocar	Questa misura si riferisce alla distanza tra punta e coda dell'ago, misurata lungo la lunghezza dell'ago in mm.	ff	super sottile
V	1/4 cerchio	S	tagliente	N	punta smussa		f	ago sottile
D	3/8 cerchio	L	lanceolato	S	punta sternale		s	rinforzato
H	1/2 cerchio			C	punta tagliente corta		ss	super rinforzato
F	5/8 cerchio			M	micro punta		v	a rottura controllata
G	retto			MP	punta di precisione		b	nero
P	curvatura progressiva			m	micro ago			
J	uncino			mV	micro vascolare			

## CONTROLLI DI QUALITA'

### Controlli di Qualità Fornitori:

Le materie prime acquistate presso altre aziende vengono poi controllate da B. Braun, secondo standard qualitativi ufficialmente riconosciuti.

### Controlli di Qualità in accettazione:

La procedura minima di controllo di Qualità del materiale in accettazione prevede:

- verifica del certificato di conformità ai requisiti prestabiliti;
- rigoroso esame fisico delle caratteristiche (verifica del calibro e della sua uniformità, resistenza tensile lineare e sul nodo, ecc.);
- nel caso di elementi chimici, come l'acido glicolico, analisi chimica, secondo protocolli ufficialmente riconosciuti.

### Controlli di qualità "in process":

Ogni singola fase del ciclo produttivo viene sottoposta a rigorosi esami di controllo, in modo da garantire che essa risponda alle specifiche prestabilite.

**Controlli di qualità sui prodotti finiti:**

Al termine del ciclo produttivo, a prodotto finito e sterilizzato, vengono presi da ogni lotto dei campioni, a caso, dove vengono effettuati tutti i controlli necessari atti a garantire la rispondenza agli standard USP ed EP, ma soprattutto agli standard B. Braun che sono molto più restrittivi. I campioni, dopo essere stati controllati, vengono conservati.

Tra i controlli che vengono effettuati ci sono:

- controllo visivo;
- test di sterilità;
- analisi chimica ;
- test fisici per garantire la rispondenza alle specifiche USP ed EP.
- controlli a campione volti a valutare la resistenza del filo al carico di rottura su filo semplice e su filo annodato;
- verifica della uniformità di calibro;
- dopo un adeguato periodo di quarantena successivo alla sterilizzazione dei fili viene valutata nuovamente la resistenza (intesa come carico di rottura) e vengono effettuati saggi di valutazione della sterilità.

Le suture B.Braun sono conformi ai requisiti stabiliti dal D.Lgs. n. 46 del 24 Febbraio 1997 (attuazione della Direttiva 93/42/CE concernente i dispositivi medici) e successive modifiche e aggiornamenti con particolare riferimento al D. Lgs. n- 37 del 25 Gennaio 2010 (recepimento della Direttiva 2007/47/CE) e rispondenti ai requisiti di confezionamento ed etichettatura richiamati dalla sopracitata normativa.

Le suture B.Braun sono conformi alle norme di buona fabbricazione, ai requisiti stabiliti dalla ultima edizione disponibile della Farmacopea Ufficiale e Farmacopea Europea, nonché alle norme sulle modalità e sui metodi di sterilizzazione. I materiali utilizzati per la fabbricazione delle suture B.Braun sono di ultima generazione.

B.Braun ha provveduto alla registrazione dei fili da sutura in ottemperanza al Decreto del Ministero della Salute del 21 dicembre 2009, completa del numero di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici di cui all'art. 57 comma1 della Legge 27 dicembre 2002 – n. 289. Il numero di repertorio di ogni articolo è riportato nella lista codici in allegato.

Tutte le suture B.Braun sono fabbricate in materiale idoneo per esclusivo uso medicale, interamente sterili, monouso, apirogene, atossiche (con particolare riferimento agli ftalati come al punto 7.5 dell'allegato 1 della Legge 247/44 del 2007).

Tutte le suture B.Braun, una volta sterilizzate, sono confezionate in idoneo materiale, che consente il mantenimento della sterilità del prodotto nel tempo e garantisce un'efficace barriera contro polvere ed umidità, come da normativa di riferimento UNI EN ISO 11607-1: 2017.

## DATI TECNICI

<b>Monouso:</b>	Si
<b>Poliuso:</b>	NO
<b>Sterile alla vendita:</b>	Si
<b>Risterilizzabile:</b>	NO
<b>Medodo di sterilizzazione:</b>	Modalità di sterilizzazione: Ossido di etilene. Residuo ETO contenuto nel filo trattato: <1 ppm in accordo con le norme ISO-10993-7.
<b>Validità:</b>	Durata della stabilità a confezionamento integro: Bobine (Codici G0020045; G0020046; G0020047; G0020048; G0021245; G0021246; G0021247): 3 anni dalla data di sterilizzazione indicata sulla confezione e su ogni singola busta Filo Montato e Fili Pretagliati: 5 anni dalla data di sterilizzazione indicata sulla confezione e su ogni singola busta
<b>Presenza di lattice:</b>	No
<b>Confezionamento:</b>	<p>Il confezionamento primario è costituito da un doppio confezionamento sterile, che garantisce facilità di apertura della busta e di estrazione della sutura, accessibilità dell'ago, protezione della punta, facilità e velocità nell'armatura dell'ago stesso. All'interno della confezione primaria e sulla confezione secondaria sono presenti tutte le informazioni che consentono l'identificazione del filo e dell'ago (tipo di filo, calibro della sutura e dell'ago).</p> <p>Descrizione della confezione: La confezione esterna è una scatola di cartoncino sigillata con una pellicola di cellophane dotata di linea guida per apertura a strappo. La confezione interna è composta da:</p> <p>Confezionamento DDP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- involucro esterno: tipo peel-pack, con indicatore di sterilità; composto da carta medica e pellicola di PETP/PE;</li> <li>- involucro interno: prodotto secondo norme DIN 1712/3 in alluminio;</li> <li>- supporto del filo: per i fili atraumatici cartoncino ricoperto con LDPE, per i fili liberi bobina in PE;</li> </ul> <p>Confezionamento RCP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- involucro esterno: tipo peel-pack, con indicatore di sterilità;</li> <li>- involucro interno: non presente, apertura in singolo step con accessibilità immediata dell'ago;</li> <li>- supporto del filo: per i fili atraumatici, supporto in materiale plastico con avvolgimento del filo che permette la riduzione della memoria del filo stesso.</li> </ul> <p>Etichettatura: secondo le normative vigenti. In lingua italiana sia sulla confezione che su ogni singola busta. Tutti i materiali utilizzati per il confezionamento non liberano cloro in fase di incenerimento.</p>

	Assenza di lattice e ftalati anche nel confezionamento. Tutti i prodotti offerti sono muniti di codice identificativo di tipo data matrix (EAN-128), posto sia sul confezionamento secondario sia sul confezionamento primario, in conformità agli standard previsti. Detto codice a barre garantisce un'unica identificazione di prodotto per ciascuna combinazione.
<b>Biocompatibilità</b>	Sì I dispositivi sono sottoposti e soggetti a test di biocompatibilità secondo gli standard internazionali: ISO 10993 -1 Valutazioni Biologiche dei dispositivi medici Part. 1: valutazione e test
<b>Presenza ftalati:</b>	No

## LISTA CODICI

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
B0020017	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 6X45CM	H010101010202	III	SCA 24	923856/R
B0022059	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 4X45 HR37SS(M)TO	H010101010201	III	SCA 24	923637/R
B0022079	MONOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HR48 (M) DDP	H010101010201	III	SCA 24	1256013/R
B0022090	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 150CM HR48(M)LOOP	H010101010201	III	SCA 24	923636/R
B0022290	MONOSYN VIOLA 1 (4) 140CM HR48 (M)	H010101010201	III	SCA 24	397114/R
B0022334	MONOSYN VIOLA 1 (4) 150CM HRT48 (M)	H010101010201	III	SCA 24	923124/R
B0022469	MONOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HR40S (M) DDP	H010101010201	III	SCA 24	1256018/R
B0022492	MONOSYN VIOLA 2/0 (3) 90CM HR65 (M)	H010101010201	III	SCA 24	397224/R
B0022494	MONOSYN VIOLA 2 (5) 150CM HR76 (M)	H010101010201	III	SCA 24	397109/R
B0022532	MONOSYN VIOLA 1 (4) 150CM HRT40 (M)	H010101010201	III	SCA 24	923125/R
B0022543	MONOSYN VIOLA 0 (3.5) 4X45CM HR37 (M)TO	H010101010201	III	SCA 24	397533/R
B0022548	MONOSYN VIOLA 0 (3.5) 4X45CM HR40S(M)TO	H010101010201	III	SCA 24	397534/R
B0022554	MONOSYN VIOLA 1 (4) 4X45CM HR48 (M) TO	H010101010201	III	SCA 24	923126/R
B0022578	MONOSYN VIOLA 1 (4) 120CM HR48 (M)	H010101010201	III	SCA 24	397116/R
B0023470	MONOSYN INCOLORE 1 (4) 120CM HR37S (M)	H010101010201	III	SCA 24	923054/R
B0023478	MONOSYN INCOLORE 1 (4) 120CM HR48 (M)	H010101010201	III	SCA 24	923127/R
B0023479	MONOSYN INCOLORE 0 (3.5) 120CM HR48 (M)	H010101010201	III	SCA 24	923128/R
C0020005	MONOSYN VIOLA 3/0 (2) 3X45CM	H010101010202	III	SCA 36	397075/R
C0020006	MONOSYN VIOLA 2/0 (3) 3X45CM	H010101010202	III	SCA 36	397076/R
C0020007	MONOSYN VIOLA 0 (3.5) 3X45CM	H010101010202	III	SCA 36	397077/R
C0020008	MONOSYN VIOLA 1 (4) 3X45CM	H010101010202	III	SCA 36	397078/R



Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
C0020014	MONOSYN VIOLA 4/0 (1.5) 6X45CM	H010101010202	III	SCA 36	923155/R
C0020015	MONOSYN VIOLA 3/0 (2) 6X45CM	H010101010202	III	SCA 36	397079/R
C0020016	MONOSYN VIOLA 2/0 (3) 6X45CM	H010101010202	III	SCA 36	397080/R
C0020017	MONOSYN VIOLA 0 (3.5) 6X45CM	H010101010202	III	SCA 36	397081/R
C0020018	MONOSYN VIOLA 1 (4) 6X45CM	H010101010202	III	SCA 36	397082/R
C0020025	MONOSYN VIOLA 3/0 (2) 5X70CM	H010101010202	III	SCA 36	397083/R
C0020026	MONOSYN VIOLA 2/0 (3) 5X70CM	H010101010202	III	SCA 36	397084/R
C0020027	MONOSYN VIOLA 0 (3.5) 5X70CM	H010101010202	III	SCA 36	397085/R
C0020028	MONOSYN VIOLA 1 (4) 5X70CM	H010101010202	III	SCA 36	397086/R
C0020035	MONOSYN VIOLA 3/0 (2) 140CM	H010101010202	III	SCA 36	397087/R
C0020036	MONOSYN VIOLA 2/0 (3) 140CM	H010101010202	III	SCA 36	397088/R
C0020037	MONOSYN VIOLA 0 (3.5) 140CM	H010101010202	III	SCA 36	397089/R
C0020038	MONOSYN VIOLA 1 (4) 140CM	H010101010202	III	SCA 36	397090/R
C0022002	MONOSYN VIOLA 6/0 (0.7) 70CM HR17 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397537/R
C0022003	MONOSYN VIOLA 5/0 (1) 70CM HR17 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397538/R
C0022004	MONOSYN VIOLA 4/0 (1.5) 70CM HR17 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397539/R
C0022005	MONOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM HR17 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397540/R
C0022007	MONOSYN VIOLA 6/0 (0.7) 70CM HR13 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397535/R
C0022008	MONOSYN VIOLA 5/0 (1) 70CM HR13 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397536/R
C0022009	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM HR13 (M)	H010101010201	III	SCA 36	922856/R
C0022014	MONOSYN VIOLA 4/0 (1.5) 70CM HR22 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397546/R
C0022015	MONOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM HR22 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397547/R
C0022016	MONOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM HR22 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397548/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C0022017	MONOSYN VIOLA 3/0 (2) 30CM HR22 (M) DDP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1799530/R
C0022024	MONOSYN VIOLA 4/0 (1.5) 70CM HR26 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397554/R
C0022025	MONOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM HR26 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397555/R
C0022026	MONOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM HR26 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397556/R
C0022027	MONOSYN VIOLA 0 (3.5) 70CM HR26 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397557/R
C0022028	MONOSYN VIOLA 1 (4) 70CM HR26 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397558/R
C0022035	MONOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM HR30 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397577/R
C0022036	MONOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM HR30 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397578/R
C0022037	MONOSYN VIOLA 0 (3.5) 70CM HR30 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397579/R
C0022038	MONOSYN VIOLA 1 (4) 70CM HR30 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397580/R
C0022044	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM HR37(M)	H010101010201	III	SCA 36	1281522/R
C0022045	MONOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM HR37 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397585/R
C0022046	MONOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM HR37 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397586/R
C0022047	MONOSYN VIOLA 0 (3.5) 70CM HR37 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397587/R
C0022048	MONOSYN VIOLA 1 (4) 70CM HR37 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397588/R
C0022049	MONOSYN VIOLA 2 (5) 70CM HR37 (M)	H010101010201	III	SCA 36	923794/R
C0022056	MONOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM HR37S (M)	H010101010201	III	SCA 36	922858/R
C0022057	MONOSYN VIOLA 0 (3.5) 70CM HR37S (M)	H010101010201	III	SCA 36	397893/R
C0022058	MONOSYN VIOLA 1 (4) 70CM HR37S (M)	H010101010201	III	SCA 36	397887/R
C0022066	MONOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM HR40S (M)	H010101010201	III	SCA 36	397596/R
C0022067	MONOSYN VIOLA 0 (3.5) 70CM HR40S (M)	H010101010201	III	SCA 36	397597/R
C0022068	MONOSYN VIOLA 1 (4) 70CM HR40S (M)	H010101010201	III	SCA 36	397598/R
C0022069	MONOSYN VIOLA 2 (5) 70CM HR40S (M)	H010101010201	III	SCA 36	923795/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C0022076	MONOSYN VIOLA 2/0 (3) 90CM HR48 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397602/R
C0022077	MONOSYN VIOLA 0 (3.5) 90CM HR48 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397603/R
C0022078	MONOSYN VIOLA 1 (4) 90CM HR48 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397604/R
C0022079	MONOSYN VIOLA 2 (5) 90CM HR48 (M)	H010101010201	III	SCA 36	922861/R
C0022084	MONOSYN VIOLA 4/0 (1.5) 70CM HR26S (M)	H010101010201	III	SCA 36	397568/R
C0022085	MONOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM HR26S (M)	H010101010201	III	SCA 36	397569/R
C0022086	MONOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM HR26S (M)	H010101010201	III	SCA 36	397570/R
C0022087	MONOSYN VIOLA 0 (3.5) 70CM HR26S (M)	H010101010201	III	SCA 36	397571/R
C0022088	MONOSYN VIOLA 1 (4) 70CM HR26S (M)	H010101010201	III	SCA 36	397572/R
C0022093	MONOSYN VIOLA 5/0 (1) 70CM DR18 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397605/R
C0022094	MONOSYN VIOLA 4/0 (1.5) 70CM DR18 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397606/R
C0022095	MONOSYN VIOLET 6/0 (0.7) 70CM DR12(M)	H010101010201	III	SCA 36	1126687/R
C0022096	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM DR12 (M)	H010101010201	III	SCA 36	923798/R
C0022100	MONOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM DR22 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397608/R
C0022102	MONOSYN VIOLET 6/0 (0.7) 45CM DS12 (M)	H010101010201	III	SCA 36	923799/R
C0022103	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM DS12 (M)	H010101010201	III	SCA 36	923796/R
C0022106	MONOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM DR32 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397611/R
C0022110	MONOSYN VIOLA 4/0 (1.5) 70CM DR22 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397607/R
C0022113	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 120CM DR22 (M)	H010101010201	III	SCA 36	1126688/R
C0022117	MONOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM DR26 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397609/R
C0022118	MONOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM DR26 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397610/R
C0022125	MONOSYN VIOLA 0 (3.5) 70CM DR32 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397612/R
C0022126	MONOSYN VIOLA 1 (4) 70CM DR32 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397613/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C0022132	MONOSYN VIOLA 7/0 (0,5)45CM HR13(M)	H010101010201	III	SCA 36	922857/R
C0022204	MONOSYN VIOLA 4/0 (1.5) 70CM DS19 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397227/R
C0022205	MONOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM DS19 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397747/R
C0022215	MONOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM DS24 (M)	H010101010201	III	SCA 36	922866/R
C0022216	MONOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM DS24 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397111/R
C0022231	MONOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM DS30 (M)	H010101010201	III	SCA 36	922867/R
C0022232	MONOSYN VIOLA 0 (3.5) 70CM DS30 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397228/R
C0022233	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM DS30 (M)	H010101010201	III	SCA 36	922868/R
C0022234	MONOSYN VIOLA 4/0 (1.5) 70CM HS18 (M)	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1634636/R
C0022236	MONOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM HS26 (M)	H010101010201	III	SCA 36	922862/R
C0022237	MONOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM HS26 (M)	H010101010201	III	SCA 36	922863/R
C0022241	MONOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM HS26S (M)	H010101010201	III	SCA 36	923158/R
C0022242	MONOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM HS26S (M)	H010101010201	III	SCA 36	923159/R
C0022243	MONOSYN VIOLA 0 (3.5) 70CM HS26S (M)	H010101010201	III	SCA 36	923160/R
C0022247	MONOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM HS37S (M)	H010101010201	III	SCA 36	397888/R
C0022248	MONOSYN VIOLA 0 (3.5) 70CM HS37S (M)	H010101010201	III	SCA 36	397889/R
C0022249	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HS37S (M)	H010101010201	III	SCA 36	1296149/R
C0022301	MONOSYN VIOLET 6/0(0,7)70CM HR13B(M)DDP	H010101010201	III	SCA 36	922917/R
C0022304	MONOSYN VIOLA 4/0 (1.5) 70CM HRT26 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397628/R
C0022305	MONOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM HRT26 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397629/R
C0022306	MONOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM HRT26 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397630/R
C0022307	MONOSYN VIOLA 0 (3.5) 70CM HRT26 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397631/R
C0022308	MONOSYN VIOLA 1 (4) 70CM HRT26 (M)	H010101010201	III	SCA 36	923161/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C0022310	MONOSYN VIOLA 6/0 (0.7) 70CM HRT13 (M)	H010101010201	III	SCA 36	923162/R
C0022311	MONOSYN VIOLA 5/0 (1) 70CM HRT13 (M)	H010101010201	III	SCA 36	923163/R
C0022314	MONOSYN VIOLA 3/0 (2) 90CM HRT37 (M)	H010101010201	III	SCA 36	923164/R
C0022315	MONOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM HRT37 (M)	H010101010201	III	SCA 36	923165/R
C0022316	MONOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM HRT37 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397632/R
C0022317	MONOSYN VIOLA 0 (3.5) 70CM HRT37 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397633/R
C0022318	MONOSYN VIOLA 1 (4) 70CM HRT37 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397634/R
C0022322	MONOSYN VIOLA 6/0 (0.7) 70CM HRT17 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397624/R
C0022323	MONOSYN VIOLA 5/0 (1) 70CM HRT17 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397625/R
C0022324	MONOSYN VIOLA 4/0 (1.5) 70CM HRT17 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397626/R
C0022325	MONOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM HRT17 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397627/R
C0022326	MONOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM HRT17 (M)	H010101010201	III	SCA 36	923166/R
C0022330	MONOSYN VIOLA 4/0 (1.5) 70CM 2XHRT22(M)	H010101010201	III	SCA 36	923167/R
C0022331	MONOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM 2XHRT22 (M)	H010101010201	III	SCA 36	923168/R
C0022332	MONOSYN VIOLA 0 (3.5) 90CM HRT48 (M)	H010101010201	III	SCA 36	923169/R
C0022333	MONOSYN VIOLA 1 (4) 90CM HRT48 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397640/R
C0022335	MONOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM HRT30 (M)	H010101010201	III	SCA 36	923170/R
C0022336	MONOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM HRT30 (M)	H010101010201	III	SCA 36	923171/R
C0022337	MONOSYN VIOLA 0 (3.5) 70CM HRT30 (M)	H010101010201	III	SCA 36	923172/R
C0022338	MONOSYN VIOLA 1 (4) 70CM HRT30 (M)	H010101010201	III	SCA 36	923173/R
C0022343	MONOSYN VIOLA 5/0 (1) 70CM DRT18 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397641/R
C0022344	MONOSYN VIOLA 4/0 (1.5) 70CM DRT18 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397642/R
C0022354	MONOSYN VIOLA 4/0 (1.5) 70CM DRT22 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397643/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C0022355	MONOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM DRT22 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397644/R
C0022357	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR26B(M)DDP	H010101010201	III	SCA 36	922899/R
C0022358	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR26B(M)DDP	H010101010201	III	SCA 36	922898/R
C0022365	MONOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM DRT26 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397645/R
C0022366	MONOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM DRT26 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397646/R
C0022376	MONOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM DRT32 (M)	H010101010201	III	SCA 36	923174/R
C0022377	MONOSYN VIOLA 0 (3.5) 70CM DRT32 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397647/R
C0022378	MONOSYN VIOLA 1 (4) 70CM DRT32 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397648/R
C0022382	MONOSYN VIOLA 6/0 (0.7) 70CM DRC10 (M)	H010101010201	III	SCA 36	923175/R
C0022392	MONOSYN VIOLA 6/0 (0.7) 70CM DRC12 (M)	H010101010201	III	SCA 36	923176/R
C0022403	MONOSYN VIOLA 5/0 (1) 70CM DRC12 (M)	H010101010201	III	SCA 36	923214/R
C0022404	MONOSYN VIOLA 4/0 (1.5) 70CM 2XHRT26(M)	H010101010201	III	SCA 36	923215/R
C0022405	MONOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM 2XHRT26 (M)	H010101010201	III	SCA 36	923216/R
C0022406	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 30CM GR19	H010101010201	III	SCA 36	923800/R
C0022412	MONOSYN VIOLA 6/0 (0.7) 45CM HR22 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397544/R
C0022413	MONOSYN VIOLA 5/0 (1) 45CM HR22 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397545/R
C0022419	MONOSYN VIOLA 5/0 (1) 45CM DS16 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397115/R
C0022422	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 90CM HR26(M)	H010101010201	III	SCA 36	923801/R
C0022423	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 90CM HR26 (M)	H010101010201	III	SCA 36	923802/R
C0022424	MONOSYN VIOLA 3/0 (2) 120CM HR26 (M)	H010101010201	III	SCA 36	923217/R
C0022425	MONOSYN VIOLA 3/0 (2) 90CM HR26 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397559/R
C0022426	MONOSYN VIOLA 2/0 (3) 90CM HR26 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397560/R
C0022430	MONOSYN VIOLA 4/0 (1.5) 90CM 2XHRT22(M)	H010101010201	III	SCA 36	923218/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C0022431	MONOSYN VIOLA 3/0 (2) 90CM 2XHR22 (M)	H010101010201	III	SCA 36	923219/R
C0022433	MONOSYN VIOLA 5/0 (1) 45CM DSMP13 (M)	H010101010201	III	SCA 36	922865/R
C0022435	MONOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM 2XHR30 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397581/R
C0022436	MONOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM 2XHR30 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397582/R
C0022440	MONOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM 2XHR30 (M)	H010101010201	III	SCA 36	923220/R
C0022441	MONOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM 2XHR30 (M)	H010101010201	III	SCA 36	923221/R
C0022445	MONOSYN VIOLA 3/0 (2) 90CM HR37 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397589/R
C0022446	MONOSYN VIOLA 2/0 (3) 90CM HR37 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397590/R
C0022447	MONOSYN VIOLA 0 (3.5) 90CM HR37 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397591/R
C0022448	MONOSYN VIOLA 1 (4) 90CM HR37 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397592/R
C0022451	MONOSYN VIOLA 3/0 (2) 90CM HR37S (M)	H010101010201	III	SCA 36	922859/R
C0022453	MONOSYN VIOLA1 (4) 90CM HRN50 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397221/R
C0022456	MONOSYN VIOLA 2/0 (3) 90CM HR37S (M)	H010101010201	III	SCA 36	397593/R
C0022457	MONOSYN VIOLA 0 (3.5) 90CM HR37S (M)	H010101010201	III	SCA 36	397594/R
C0022458	MONOSYN VIOLA 1 (4) 90CM HR37S (M)	H010101010201	III	SCA 36	397595/R
C0022466	MONOSYN VIOLA 2/0 (3) 90CM HR40S (M)	H010101010201	III	SCA 36	397600/R
C0022467	MONOSYN VIOLA 0 (3.5) 90CM HR40S (M)	H010101010201	III	SCA 36	397601/R
C0022468	MONOSYN VIOLA 1 (4) 90CM HR40S (M)	H010101010201	III	SCA 36	397599/R
C0022469	MONOSYN VIOLA 2 (5) 90CM HR40S (M)	H010101010201	III	SCA 36	922860/R
C0022485	MONOSYN VIOLA 3/0 (2) 90CM HR26S (M)	H010101010201	III	SCA 36	397573/R
C0022486	MONOSYN VIOLA 2/0 (3) 90CM HR26S (M)	H010101010201	III	SCA 36	397574/R
C0022487	MONOSYN VIOLA 0 (3.5) 90CM HR26S (M)	H010101010201	III	SCA 36	397575/R
C0022488	MONOSYN VIOLA 1 (4) 90CM HR26S (M)	H010101010201	III	SCA 36	397576/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C0022492	MONOSYN VIOLA 2/0 (3) 90CM HR65 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397223/R
C0022496	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR30 (M) DDP	H010101010201	III	SCA 36	397113/R
C0022497	MONOSYN VIOLA 0 (3.5) 90CM HR30 (M) DDP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1634637/R
C0022503	MONOSYN VIOLA 5/0 (1) 45CM DS19(M)	H010101010201	III	SCA 36	397890/R
C0022507	MONOSYN VIOLA 0 (3.5) 90CM HRT26 (M)	H010101010201	III	SCA 36	923222/R
C0022508	MONOSYN VIOLA 1 (4) 90CM HRT26 (M)	H010101010201	III	SCA 36	923223/R
C0022511	MONOSYN VIOLA 3/0(2)4X45 HR22 TO(M)	H010101010201	III	SCA 36	397549/R
C0022516	MONOSYN VIOLA 2/0 (3) 90CM HRT37 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397635/R
C0022517	MONOSYN VIOLA 0 (3.5) 90CM HRT37 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397636/R
C0022518	MONOSYN VIOLA 1 (4) 90CM HRT37 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397637/R
C0022519	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 120CM HR22 (M)	H010101010201	III	SCA 36	922816/R
C0022520	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 120CM HR22 (M)	H010101010201	III	SCA 36	923797/R
C0022522	MONOSYN VIOLA 3/0(2)4X45 HR26 TO(M)	H010101010201	III	SCA 36	397561/R
C0022525	MONOSYN VIOLA 2/0 (3) 120CM HR26 (M)	H010101010201	III	SCA 36	923224/R
C0022526	MONOSYN VIOLA 0 (3.5) 120CM HR26 (M)	H010101010201	III	SCA 36	923225/R
C0022527	MONOSYN VIOLA 0 (3.5) 90CM HRT40 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397638/R
C0022528	MONOSYN VIOLA 1 (4) 90CM HRT40 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397639/R
C0022535	MONOSYN VIOLA 3/0 (2) 90CM 2XHR30 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397583/R
C0022536	MONOSYN VIOLA 2/0 (3) 90CM 2XHR30 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397584/R
C0022555	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 30CM 2XHR22 (M)	H010101010201	III	SCA 36	923074/R
C0022565	MONOSYN VIOLA 2/0 (3) 30CM GR35 (M)	H010101010202	III	SCA 36	397074/R
C0022575	MONOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM 2XGR65(M)	H010101010201	III	SCA 36	923226/R
C0022581	MONOSYN VIOLA 6/0 (0,7) 45CM 2XDR8 (M)	H010101010201	III	SCA 36	923227/R



<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C0022582	MONOSYN VIOLA 5/0 (1) 45CM 2XDR8(M)	H010101010201	III	SCA 36	923228/R
C0022585	MONOSYN VIOLA 3/0(2)4X45 HR30 TO(M)	H010101010201	III	SCA 36	923229/R
C0022602	MONOSYN VIOLA 5/0 (1) 45CM DSMP11(M)	H010101010201	III	SCA 36	922864/R
C0022606	MONOSYN VIOLA 5/0 (1) 90CM FR13 (M)	H010101010201	III	SCA 36	923230/R
C0022607	MONOSYN VIOLA 4/0 (1.5) 90CM FR13 (M)	H010101010201	III	SCA 36	923231/R
C0022610	MONOSYN VIOLA 5/0 (1) 90CM FR17 (M)	H010101010201	III	SCA 36	923232/R
C0022611	MONOSYN VIOLA 4/0 (1.5) 90CM FR17 (M)	H010101010201	III	SCA 36	923233/R
C0022614	MONOSYN VIOLA 5/0 (1) 90CM FR22 (M)	H010101010201	III	SCA 36	923234/R
C0022615	MONOSYN VIOLA 4/0 (1.5) 90CM FR22 (M)	H010101010201	III	SCA 36	923235/R
C0022616	MONOSYN VIOLA 5/0 (1) 70CM HR17B	H010101010201	III	SCA 36	923574/R
C0022618	MONOSYN VIOLA 4/0 (1.5) 70CM FR26 (M)	H010101010201	III	SCA 36	922869/R
C0022619	MONOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM FR26 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397614/R
C0022620	MONOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM FR26 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397615/R
C0022621	MONOSYN VIOLA 0 (3.5) 70CM FR26 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397616/R
C0022625	MONOSYN VIOLA 2/0 (3) 90CM FR26 (M)	H010101010201	III	SCA 36	922870/R
C0022626	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)70CM 2XHR17B(MDDP)	H010101010201	III	SCA 36	922900/R
C0022629	MONOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM FR40 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397622/R
C0022630	MONOSYN VIOLA 0 (3.5) 70CM FR40 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397623/R
C0022632	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)70CM 2XHR22B(MDDP)	H010101010201	III	SCA 36	922901/R
C0022635	MONOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM FR36 (M)	H010101010201	III	SCA 36	922871/R
C0022636	MONOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM FR36 (M)	H010101010201	III	SCA 36	922854/R
C0022637	MONOSYN VIOLA 0 (3.5) 70CM FR36 (M)	H010101010201	III	SCA 36	922855/R
C0022638	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)90CM 2XHR22B(MDDP)	H010101010201	III	SCA 36	922902/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
C0022639	MONOSYN VIOLET 3/0 (2)70CM 2XHR22B(M)DDP	H010101010201	III	SCA 36	922903/R
C0022643	MONOSYN VIOLA 4/0 (1,5)70CM HR26B(M)DDP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1634698/R
C0022649	MONOSYN VIOLET 3/0 (2)70CM 2XHR26B(M)DDP	H010101010201	III	SCA 36	922904/R
C0022650	MONOSYN VIOLET 3/0 (2)90CM 2XHR26B(M)DDP	H010101010201	III	SCA 36	922905/R
C0022654	MONOSYN VIOLET 2/0 (3)70CM 2XHR26B(M)DDP	H010101010201	III	SCA 36	922906/R
C0022659	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)70CM HR22B(M)DDP	H010101010201	III	SCA 36	922907/R
C0022660	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR22B (M)DDP	H010101010201	III	SCA 36	922908/R
C0022661	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR22B(M)DDP	H010101010201	III	SCA 36	922918/R
C0022670	MONOSYN VIOLA 0 (3,5) 90CM FR40 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397226/R
C0022688	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)70CM HR17B(M)DDP	H010101010201	III	SCA 36	922909/R
C0022692	MONOSYN VIOLA 1 (4) 90CM HR43S (M)	H010101010201	III	SCA 36	923237/R
C0022718	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 120CM SKR26 (M)	H010101010201	III	SCA 36	1203106/R
C0022721	MONOSYN VIOLA 5/0 (1) 90CM DR12 (M)	H010101010201	III	SCA 36	923275/R
C0022724	MONOSYN VIOLA 4/0 (1.5) 70CM 2XHRT17(M)	H010101010201	III	SCA 36	923276/R
C0022725	MONOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM 2XHRT17 (M)	H010101010201	III	SCA 36	923277/R
C0022729	MONOSYN VIOLA 3/0 (2) 90CM 2XFR36 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397620/R
C0022730	MONOSYN VIOLA 2/0 (3) 90CM 2XFR36 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397621/R
C0022731	MONOSYN VIOLA 0 (3,5) 90CM 2XFR36 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397235/R
C0022734	MONOSYN VIOLA 4/0 (1.5) 70CM 2XFR26 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397617/R
C0022735	MONOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM 2XFR26 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397618/R
C0022736	MONOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM 2XFR26 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397619/R
C0022740	MONOSYN VIOLA 2/0 (3) 90CM 2XFR26 (M)	H010101010201	III	SCA 36	923278/R
C0022752	MONOSYN VIOLA 0 (3,5) 70CM 2XGR65(M)	H010101010201	III	SCA 36	923279/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C0022803	MONOSYN VIOLA 5/0 (1) 70CM 2XHR17 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397541/R
C0022804	MONOSYN VIOLA 4/0 (1.5) 70CM 2XHR17 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397542/R
C0022805	MONOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM 2XHR17 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397543/R
C0022814	MONOSYN VIOLA 4/0 (1.5) 70CM 2XHR22 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397550/R
C0022815	MONOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM 2XHR22 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397551/R
C0022823	MONOSYN VIOLA 4/0 (1.5) 70CM 2XHR26 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397562/R
C0022824	MONOSYN VIOLA 4/0 (1.5) 90CM 2XHR26 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397563/R
C0022825	MONOSYN VIOLA 3/0 (2) 90CM 2XHR26 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397564/R
C0022826	MONOSYN VIOLA 2/0 (3) 90CM 2XHR26 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397565/R
C0022830	MONOSYN VIOLA 5/0 (1) 90CM 2XDR12 (M)	H010101010201	III	SCA 36	923280/R
C0022832	MONOSYN VIOLA 6/0 (0.7) 70CM 2XDRC12(M)	H010101010201	III	SCA 36	923281/R
C0022835	MONOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM 2XHR26 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397566/R
C0022836	MONOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM 2XHR26 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397567/R
C0022845	MONOSYN VIOLA 5/0 (1) 70CM 2XDRC12 (M)	H010101010201	III	SCA 36	923282/R
C0022854	MONOSYN VIOLET 6/0(0,7)70CM 2XDR12(M)	H010101010201	III	SCA 36	923283/R
C0022914	MONOSYN VIOLA 4/0 (1.5) 90CM 2XHR22 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397553/R
C0022915	MONOSYN VIOLA 3/0 (2) 90CM 2XHR22 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397552/R
C0023003	MONOSYN INCOL. 5/0 (1) 70CM HR17 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397219/R
C0023004	MONOSYN INCOLORE 4/0 (1.5) 70CM HR17 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397126/R
C0023005	MONOSYN INCOL. 3/0 (2) 70CM HR17 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397220/R
C0023006	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HR17 (M)	H010101010201	III	SCA 36	922817/R
C0023009	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 70CM HR13 (M)	H010101010201	III	SCA 36	922815/R
C0023014	MONOSYN INCOL. 4/0 (1,5) 70CM HR22 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397222/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C0023024	MONOSYN INCOLORE 4/0 (1,5) 70CM HR26 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397127/R
C0023025	MONOSYN INCOLORE 3/0 (2) 70CM HR26 (M)	H010101010201	III	SCA 36	923295/R
C0023026	MONOSYN UNDY. 2/0 (3) 70CM HR26 (M)	H010101010201	III	SCA 36	923415/R
C0023045	MONOSYN INCOLORE 0 (3,5) 70CM HR37 (M)	H010101010201	III	SCA 36	923419/R
C0023046	MONOSYN INCOLORE 2/0 (3) 70CM HR37 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397123/R
C0023061	MONOSYN UNDY. 1 (4) 70CM HR48 (M)	H010101010201	III	SCA 36	922814/R
C0023081	MONOSYN INCOLORE 0 (3,5) 90CM HR37S (M)	H010101010201	III	SCA 36	923100/R
C0023102	MONOSYN INCOLORE 6/0 (0,7) 45CM DS12(M)	H010101010201	III	SCA 36	923105/R
C0023103	MONOSYN INCOLORE 5/0 (1) 45CM DS12(M)	H010101010201	III	SCA 36	923106/R
C0023104	MONOSYN INCOLORE 4/0 (1,5) 45CM DS12(M)	H010101010201	III	SCA 36	923107/R
C0023114	MONOSYN INCOLORE 4/0 (1,5) 45CM DS24(M)	H010101010201	III	SCA 36	923112/R
C0023115	MONOSYN INCOLORE 3/0 (2) 45CM DS24(M)	H010101010201	III	SCA 36	923113/R
C0023116	MONOSYN INCOLORE 2/0 (3) 45CM DS24(M)	H010101010201	III	SCA 36	923114/R
C0023162	MONOSYN INCOL. 5/0 (1) 70CM DSMP16(M)DDP	H010101010201	III	SCA 36	923103/R
C0023163	MONOSYN INCOLORE 4/0(1,5)70CM DSMP16(M)	H010101010201	III	SCA 36	923104/R
C0023169	MONOSYN INCOLORE 6/0 (0,7) 45CM DS9(M)	H010101010201	III	SCA 36	923422/R
C0023173	MONOSYN INCOLORE 1 (4) 90CM DS39(M)	H010101010201	III	SCA 36	923428/R
C0023181	MONOSYN INCOLORE 0 (3,5) 70CM DS24(M)	H010101010201	III	SCA 36	923115/R
C0023182	MONOSYN INCOLORE 1 (4) 70CM DS24(M)	H010101010201	III	SCA 36	923116/R
C0023190	MONOSYN INCOLORE 3/0 (2) 70CM DS39(M)	H010101010201	III	SCA 36	923431/R
C0023191	MONOSYN INCOLORE 2/0 (3) 70CM DS39(M)	H010101010201	III	SCA 36	923456/R
C0023200	MONOSYN INCOLORE 3/0 (2) 45CM DS30(M)	H010101010201	III	SCA 36	923117/R
C0023201	MONOSYN INCOLORE 2/0 (3) 45CM DS30(M)	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1606544/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C0023204	MONOSYN INCOLORE 4/0 (1.5) 45CM DS19 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397672/R
C0023205	MONOSYN INCOLORE 3/0 (2) 45CM DS19 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397673/R
C0023207	MONOSYN INCOLORE 4/0 (1,5) 70CM DS30(M)	H010101010201	III	SCA 36	923118/R
C0023214	MONOSYN INCOLORE 4/0 (1.5) 70CM DS24 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397677/R
C0023215	MONOSYN INCOLORE 3/0 (2) 70CM DS24 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397678/R
C0023216	MONOSYN INCOLORE 2/0 (3) 70CM DS24 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397679/R
C0023224	MONOSYN INCOLORE 4/0 (1,5) 70CM HS23 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397651/R
C0023225	MONOSYN INCOLORE 3/0 (2) 70CM HS23 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397652/R
C0023226	MONOSYN INCOLORE 2/0 (3) 70CM HS23 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397653/R
C0023230	MONOSYN INCOLORE 1 (4) 70CM HS26S (M)	H010101010201	III	SCA 36	397659/R
C0023235	MONOSYN INCOLORE 3/0 (2) 70CM HS37 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397654/R
C0023236	MONOSYN INCOLORE 2/0 (3) 70CM HS37 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397655/R
C0023237	MONOSYN INCOLORE 0 (3.5) 70CM HS37 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397656/R
C0023238	MONOSYN INCOLORE 1 (4) 70CM HS37 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397657/R
C0023239	MONOSYN INCOL. 3/0 (2) 70CM HS26 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397658/R
C0023240	MONOSYN INCOLORE 2/0 (3) 70CM HS26 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397660/R
C0023247	MONOSYN INCOLORE 0 (3.5) 90CM HS40 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397663/R
C0023248	MONOSYN INCOLORE 1 (4) 90CM HS40 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397664/R
C0023250	MONOSYN INCOLORE 2/0 (3) 70CM HS30 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397661/R
C0023251	MONOSYN INCOLORE 0 (3.5) 70CM HS30 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397662/R
C0023258	MONOSYN INCOLORE 1 (4) 90CM HS48 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397665/R
C0023259	MONOSYN INCOLORE 0 (3.5) 90CM HS48 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397120/R
C0023263	MONOSYN INCOLORE 5/0 (1) 70CM HS18 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397649/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C0023264	MONOSYN INCOLORE 4/0 (1.5) 70CM HS18 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397650/R
C0023279	MONOSYN INCOLORE 4/0 (1.5) 70CM GS51 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397683/R
C0023280	MONOSYN INCOLORE 3/0 (2) 70CM GS51 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397684/R
C0023281	MONOSYN INCOLORE 2/0 (3) 70CM GS51 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397685/R
C0023284	MONOSYN INCOLORE 4/0 (1.5) 70CM GS60 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397686/R
C0023285	MONOSYN INCOLORE 3/0 (2) 70CM GS60 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397687/R
C0023286	MONOSYN INCOLORE 2/0 (3) 70CM GS60 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397688/R
C0023303	MONOSYN INCOLORE 4/0 (1,5) 45CM DS16(M)	H010101010201	III	SCA 36	397125/R
C0023313	MONOSYN INCOLORE 1 (4) 70CM HS40(M)	H010101010201	III	SCA 36	923432/R
C0023387	MONOSYN INCOLORE 0 (3,5) 70CM HS48(M)	H010101010201	III	SCA 36	923462/R
C0023388	MONOSYN INCOLORE 1 (4) 70CM HS48(M)	H010101010201	III	SCA 36	923457/R
C0023403	MONOSYN INCOLORE 5/0 (1) 70CM DS19 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397674/R
C0023404	MONOSYN INCOLORE 4/0 (1.5) 70CM DS19 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397675/R
C0023405	MONOSYN INCOLORE 3/0 (2) 70CM DS19 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397676/R
C0023406	MONOSYN INC 2/0 (3) 70CM DS19 (M) DDP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1726723/R
C0023412	MONOSYN INCOLORE 6/0 (0.7) 70CM DS12 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397666/R
C0023413	MONOSYN INCOLORE 5/0 (1) 70CM DS12 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397667/R
C0023414	MONOSYN INCOLORE 4/0 (1.5) 70CM DS12 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397668/R
C0023423	MONOSYN INCOLORE 5/0 (1) 70CM DS16 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397669/R
C0023424	MONOSYN INCOLORE 4/0 (1.5) 70CM DS16 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397670/R
C0023425	MONOSYN INCOLORE 3/0 (2) 70CM DS16 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397671/R
C0023435	MONOSYN INCOLORE 3/0 (2) 70CM DS30 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397680/R
C0023436	MONOSYN INCOLORE 2/0 (3) 70CM DS30 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397681/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
C0023437	MONOSYN INCOLORE 0 (3,5) 70CM DS30 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397682/R
C0023456	MONOSYN INCOLORE. 2/0 (3) 90CM HR37S (M)	H010101010201	III	SCA 36	397124/R
C0023503	MONOSYN INCOLORE 5/0 (1) 45CM DS19(M)	H010101010201	III	SCA 36	923110/R
C0023506	MONOSYN INCOLORE 2/0 (3) 45CM DS19(M)	H010101010201	III	SCA 36	923111/R
C0023562	MONOSYN INCOLORE 6/0 (0,7) 45CM DS16(M)	H010101010201	III	SCA 36	923108/R
C0023563	MONOSYN INCOLORE 5/0 (1) 45CM DS16(M)	H010101010201	III	SCA 36	923109/R
C0023601	MONOSYN INCOLORE 7/0(0,5)45CM DSMP13(M)	H010101010201	III	SCA 36	923102/R
C0023602	MONOSYN INCOLORE 6/0 (0.7) 45CM DSMP13 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397691/R
C0023603	MONOSYN INCOLORE 5/0 (1) 45CM DSMP13 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397692/R
C0023604	MONOSYN INCOLORE 4/0 (1.5) 45CM DSMP13 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397693/R
C0023608	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)45CM HSMP9 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397112/R
C0023613	MONOSYN INCOLORE 5/0 (1) 45CM DSMP16 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397694/R
C0023614	MONOSYN INCOLORE 4/0 (1.5) 45CM DSMP16 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397695/R
C0023618	MONOSYN INCOLORE 0 (3,5) 70CM FR36 (M)	H010101010201	III	SCA 36	923119/R
C0023620	MONOSYN INC 2/0 (3) 70CM FR26 (M) DDP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1808490/R
C0023622	MONOSYN INCOLORE 3/0 (2) 70CM FR26 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397225/R
C0023623	MONOSYN INCOLORE 5/0 (1) 45CM DSMP19 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397696/R
C0023624	MONOSYN INCOL. 4/0 (1.5) 45CM DSMP19 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397697/R
C0023625	MONOSYN INCOLORE 3/0 (2) 45CM DSMP19 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397698/R
C0023627	MONOSYN INCOLORE 4/0 (1.5) 70CM DSMP19 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397699/R
C0023628	MONOSYN INCOLORE 3/0 (2) 70CM DSMP19 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397700/R
C0023632	MONOSYN INCOLORE 4/0 (1.5) 70CM DSMP24 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397701/R
C0023633	MONOSYN INCOLORE 3/0 (2) 45CM DSMP24 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397702/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C0023634	MONOSYN INCOLORE 4/0 (1.5) 45CM DSMP24 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397703/R
C0023635	MONOSYN INCOLORE 3/0 (2) 70CM DSMP24 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397704/R
C0023636	MONOSYN INCOLORE 2/0 (3) 70CM DSMP24 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397705/R
C0023637	MONOSYN INCOLORE 2/0 (3) 45CM DSMP24 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397706/R
C0023641	MONOSYN INCOLORE 7/0(0,5)45CM DSMP11(M)	H010101010201	III	SCA 36	923101/R
C0023642	MONOSYN INCOL. 6/0 (0.7) 45CM DSMP11 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397689/R
C0023643	MONOSYN INCOLORE 5/0 (1) 45CM DSMP11 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397690/R
C0023647	MONOSYN INCOLORE 7/0 (0,5)45CM DSMP7(M)	H010101010201	III	SCA 36	923458/R
C0023701	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DGMP19	H010101010201	III	SCA 36	1271134/R
C0023702	MONOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 45CM DGMP13	H010101010201	III	SCA 36	1271123/R
C0023703	MONOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 45CM DGMP16	H010101010201	III	SCA 36	1271126/R
C0023704	MONOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 45CM DGMP19	H010101010201	III	SCA 36	1271132/R
C0023705	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DGMP11	H010101010201	III	SCA 36	1271116/R
C0023706	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DGMP13	H010101010201	III	SCA 36	1271121/R
C0023707	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DGMP16	H010101010201	III	SCA 36	1271125/R
C0023708	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DGMP19	H010101010201	III	SCA 36	1271128/R
C0023709	MONOSYN UNDYED 6/0 (0,7) 45CM DGMP11	H010101010201	III	SCA 36	1271110/R
C0023710	MONOSYN UNDYED 6/0 (0,7) 45CM DGMP13	H010101010201	III	SCA 36	1271117/R
C0023811	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 6X45CM	H010101010201	III	SCA 36	397122/R
C0023915	MONOSYN INC 3/0 (2) 90CM 2XHR22(M)DDP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1847908/R
C2022003	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM HR17 (M).RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1361730/R
C2022004	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5)70CM HR17(M).RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1361731/R
C2022005	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR17 (M)CRCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1361737/R



<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C2022008	MONOSYN VIOLA 5/0 (1)70CM HR13 (M)CRCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1361739/R
C2022014	MONOSYN VIOLA 4/0 (1,5)70CM HR22(M)RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1361745/R
C2022015	MONOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM HR22 (M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1361746/R
C2022016	MONOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM HR22 (M) RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1361750/R
C2022024	MONOSYN VIOLA 4/0 (1,5) 70CM HR26(M)RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1361755/R
C2022025	MONOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM HR26 (M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1361757/R
C2022026	MONOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM HR26 (M) RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1361758/R
C2022027	MONOSYN VIOLA 0 (3,5) 70CM HR26 (M) RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1361760/R
C2022035	MONOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM HR30 (M) RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1361764/R
C2022036	MONOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM HR30 (M) RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1361765/R
C2022037	MONOSYN VIOLA 0 (3,5) 70CM HR30 (M) RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1361766/R
C2022045	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR37 (M) RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1361775/R
C2022046	MONOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM HR37 (M) RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1361776/R
C2022047	MONOSYN VIOLA 0 (3,5) 70CM HR37 (M) RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1361777/R
C2022048	MONOSYN VIOLA 1 (4) 70CM HR37 (M) RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1361779/R
C2022067	MONOSYN VIOLA 0 (3,5) 70CM HR40S	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1361788/R
C2022068	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR40S (M) RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1361789/R
C2022076	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR48 (M) RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1361791/R
C2022077	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HR48 (M) RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1361792/R
C2022078	MONOSYN VIOLA 1 (4) 90CM HR48 (M) RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1361793/R
C2022086	MONOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM HR26S (M)RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1361861/R
C2022094	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)70CM DR18 (M).RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1361868/R
C2022100	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DR22 (M) RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1361875/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
C2022118	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DR26 (M) RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1361898/R
C2022204	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)70CM DS19 (M) RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1361911/R
C2022205	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DS19 (M) RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1361913/R
C2022214	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM DS24(M)RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1361916/R
C2022215	MONOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM DS24 (M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1361917/R
C2022216	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DS24 (M) RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1361919/R
C2022217	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM DS24 (M) RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1361920/R
C2022231	MONOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM DS30 (M) RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1361949/R
C2022232	MONOSYN VIOLA 0 (3,5) 70CM DS30 (M) RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1361951/R
C2022233	MONOSYN VIOLA 1 (4) 70CM DS30 (M) RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1361953/R
C2022236	MONOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM HS26 (M) RCP	H010101010201	III	SCA 36	1361956/R
C2022237	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HS26 (M) RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1361958/R
C2022242	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HS26S (M)RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1363411/R
C2022243	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HS26S (M)RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1363413/R
C2022247	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HS37S (M)RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1363414/R
C2022248	MONOSYN VIOLA 0 (3,5) 70CM HS37S (M)RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1363415/R
C2022249	MONOSYN VIOLA 1 (4) 70CM HS37S (M) RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1363418/R
C2022305	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HRC26 (M)RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1363437/R
C2022306	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HRC26 (M)RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1363438/R
C2022354	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5) 70CM DRC22(M)RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1363465/R
C2022355	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DRC22 (M)RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1363466/R
C2022357	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR26B(M)RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1363468/R
C2022366	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DRC26 (M)RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1363480/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C2022413	MONOSYN VIOLA 5/0 (1) 45CM HR22 RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1371826/R
C2022419	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM DS16 (M)CRCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1371827/R
C2022422	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 90CM HR26(M)RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1371830/R
C2022425	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM HR26 (M) RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1371833/R
C2022426	MONOSYN VIOLA 2/0 (3) 90CM HR26 (M) RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1371834/R
C2022445	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM HR37 (M) RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1371843/R
C2022446	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR37 (M) RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1371886/R
C2022447	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HR37 (M) RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1371888/R
C2022456	MONOSYN VIOLA 2/0 (3) 90CM HR37S(M) RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1371896/R
C2022457	MONOSYN VIOLA 0 (3,5) 90CM HR37S (M)RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1371897/R
C2022458	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR37S (M) RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1371900/R
C2022467	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HR40S(M) RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1371902/R
C2022468	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR40S (M) RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1371903/R
C2022516	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HRC37S(M)RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1371916/R
C2022620	MONOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM FR26(M)CRCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1372111/R
C2022621	MONOSYN VIOLA 0 (3,5) 70CM FR26(M)CRCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1372113/R
C2022659	MONOSYN VIOLA 4/0(1,5)70CM HR22B(M)RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1372136/R
C2022660	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR22B (M)RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1372138/R
C2022825	MONOSYN VIOLET 3/0 (2)90CM 2XHR26(M).RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1372323/R
C2023115	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 45CM DS24(M)RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1372390/R
C2023163	MONOSYN INC 4/0(1,5)70CM DSMP16M)CRCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1372395/R
C2023204	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)45CM DS19 (M) RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1374210/R
C2023205	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 45CM DS19 (M) RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1374216/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
C2023214	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)70CM DS24 (M) RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1374219/R
C2023215	MONOSYN INC 3/0 (2) 70CM DS24 (M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1374220/R
C2023216	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM DS24 (M) RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1374221/R
C2023225	MONOSYN INC 3/0 (2) 70CM HS23 (M) RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1374225/R
C2023236	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HS37 (M) RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1374230/R
C2023240	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HS26 (M) RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1374236/R
C2023285	MONOSYN INC 3/0 (2)70CM GS60 (M)CRCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1374255/R
C2023303	MONOSYN INC 4/0 (1,5)45CM DS16(M)CRCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1374258/R
C2023403	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 70CM DS19 (M) RCP	H010101010201	III	SCT da 1080 PZ	1374259/R
C2023404	MONOSYN INC 4/0(1,5)70CM DS19 (M)RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1374261/R
C2023405	MONOSYN INC 3/0 (2) 70CM DS19 (M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1374262/R
C2023412	MONOSYN UNDYED 6/0 (0,7)70CM DS12(M).RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1374264/R
C2023413	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 70CM DS12 (M).RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1374265/R
C2023414	MONOSYN INC 4/0(1,5)70CM DS12(M)CRCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1374266/R
C2023423	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 70CM DS16 (M)CRCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1374268/R
C2023424	MONOSYN INC 4/0(1,5)70CM DS16 (M)CRCP	H010101010201	III	SCA 36	1374270/R
C2023425	MONOSYN INC 3/0 (2) 70CM DS16 (M)CRCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1374273/R
C2023436	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM DS30 (M) RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1374276/R
C2023603	MONOSYN INC 5/0 (1) 45CM DSMP13MCRCP	H010101010201	III	SCA 36	1374572/R
C2023604	MONOSYN INC 4/0(1,5)45CM DSMP13MCRCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1374573/R
C2023613	MONOSYN UNDYED 5/0 (1)45CM DSMP16(M)CRCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1374577/R
C2023614	MONOSYN INC 4/0(1,5)45CM DSMP16(M)CRCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1374578/R
C2023623	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DSMP19(M)RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1374583/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C2023624	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)45CM DSMP19M)RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1374584/R
C2023625	MONOSYN INC 3/0 (2)45CM DSMP19(M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1374585/R
C2023627	MONOSYN INC 4/0(1,5)70CM DSMP19(M)RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1374586/R
C2023628	MONOSYN INC 3/0 (2)70CM DSMP19(M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1374587/R
C2023632	MONOSYN INC 4/0(1,5)70CM DSMP24(M)RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1374588/R
C2023633	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 45CM DSMP24(M)RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1374589/R
C2023634	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)45CM DSMP24(M)RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1374590/R
C2023635	MONOSYN INC 3/0 (2) 70CM DSMP24(M)RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1374591/R
C2023636	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM DSMP24(M)RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1374592/R
C2023642	MONOSYN UNDYED 6/0(0,7)45CM DSMP11M).RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1374598/R
C2023643	MONOSYN UNDYED 5/0 (1)45CM DSMP11(M).RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1374599/R
C2023701	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DGMP19 RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1374605/R
C2023704	MONOSYN INC 4/0 (1,5) 45CM DGMP19 RCP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1374608/R
G0020046	MONOSYN VIOLA 2/0 (3) 250CM ARO	H010101010202	III	SCA 12	397091/R
G0020047	MONOSYN VIOLA 0 (3,5) 250CM ARO	H010101010202	III	SCA 12	397092/R
G0020048	MONOSYN VIOLA 1 (4) 250CM ARO	H010101010202	III	SCA 12	397093/R
G0022002	MONOSYN VIOLA 6/0 (0.7) 70CM HR17 (M)	H010101010201	III	SCA 12	923494/R
G0022003	MONOSYN VIOLA 5/0 (1) 70CM HR17 (M)	H010101010201	III	SCA 12	923495/R
G0022024	MONOSYN VIOLA 4/0 (1.5) 70CM HR26 (M)	H010101010201	III	SCA 12	923496/R
G0022419	MONOSYN VIOLA 5/0 (1) 45CM DS16 (M)	H010101010201	III	SCA 12	923497/R
G0022504	MONOSYN VIOLA 4/0 (1.5) 45CM DS19 (M)	H010101010201	III	SCA 12	923498/R
G0023102	MONOSYN INCOLORE 6/0 (0,7) 45CM DS12(M)	H010101010201	III	SCA 12	923501/R
G0023103	MONOSYN INCOLORE 5/0 (1) 45CM DS12(M)	H010101010201	III	SCA 12	923502/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
G0023214	MONOSYN INCOLORE 4/0 (1,5) 70CM DS24(M)	H010101010201	III	SCA 12	923503/R
G0023215	MONOSYN INCOLORE 4/0 (1,5) 70CM DS24(M)	H010101010201	III	SCA 12	923504/R
G0023240	MONOSYN INCOLORE 2/0 (3) 70CM HS26 (M)	H010101010201	III	SCA 12	923505/R
G0023286	MONOSYN INCOLORE 2/0 (3) 70CM GS60 (M)	H010101010201	III	SCA 12	923506/R
G0023403	MONOSYN INCOL. 5/0 (1) 70CM DS19 (M)	H010101010201	III	SCA 12	923507/R
G0023406	MONOSYN INCOLORE 2/0 (3) 70CM DS19 (M)	H010101010201	III	SCA 12	923508/R
G0023412	MONOSYN INCOL. 6/0 (0.7) 70CM DS12 (M)	H010101010201	III	SCA 12	923509/R
G0023413	MONOSYN INCOLORE 5/0 (1) 70CM DS12 (M)	H010101010201	III	SCA 12	923510/R
G0023423	MONOSYN INCOL. 5/0 (1) 70CM DS16 (M)	H010101010201	III	SCA 12	923511/R
G0023603	MONOSYN INCOL. 5/0 (1) 45CM DSMP13 (M)	H010101010201	III	SCA 12	404982/R
G0023614	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 45CM DSMP16 (M)	H010101010201	III	SCA 12	404983/R
G2022003	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM HR17 (M) RCP	H010101010201	III	PAC da 12 PZ	1374621/R
G2022419	MONOSYN VIOLA 5/0 (1) 45CM DS16 (M) RCP	H010101010201	III	PAC da 12 PZ	1375473/R
G2023215	MONOSYN INC 3/0 (2) 70CM DS24 (M) RCP	H010101010201	III	PAC da 12 PZ	1375598/R
G2023240	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HS26 (M) RCP	H010101010201	III	PAC da 12 PZ	1375609/R
M0022148	MONOSYN VIOLET 3/0 (2)8X45CM HR22B(M)TD	H010101010201	III	SCA	922910/R
M0022153	MONOSYN VIOLET 3/0 (2)8X45CM HR26B(M)TD	H010101010201	III	SCA	922911/R
M0022622	MONOSYN VIOLET 2/0(3)8X45CM HR17BTO(M)TD	H010101010201	III	SCA	922912/R
M0022627	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)8X45CM HR22BTOMTD	H010101010201	III	SCA	922913/R
M0022628	MONOSYN VIOLET 3/0(2)8X45CM HR22BTO(M)TD	H010101010201	III	SCA	922914/R
M0022645	MONOSYN VIOLET 3/0(2)8X45CM HR26BTO(M)TD	H010101010201	III	SCA	922915/R
M0022646	MONOSYN VIOLET 3/0(2)8X70CM HR26BTO(M)TD	H010101010201	III	SCA	922916/R