

## **SCHEDA TECNICA**

<b>Nome Commerciale:</b>	MONOSYN® QUICK
<b>Descrizione Prodotto:</b>	MONOFILAMENTO ASSORBIBILE A RAPIDO ASSORBIMENTO
<b>Divisione:</b>	Aesculap
<b>Prodotto da:</b>	B. Braun Surgical S.A. Carretera de Terrassa 121, Rubí, Spagna Registro Mercantil de Societades de Barcelona Hoja n B-150083, Folio 1, Tomo 29126 RIF. ES-A-61123782
<b>Officina di produzione:</b>	B. Braun Surgical S.A., Rubí, Spagna
<b>Rappresentato in Italia da:</b>	B.Braun Milano S.p.A. Via Vincenzo da Seregno 14 20161 Milano
<b>Certificazioni:</b>	D.O.C., CE, ISO
<b>Ente certificatore:</b>	0123
<b>Classe di rischio:</b>	Vedi elenco allegato
<b>Codice CND:</b>	Vedi elenco allegato

## **INDICAZIONI, CONTROINDICAZIONI, AVVERTENZE**

### **Indicazioni:**

Monosyn® Quick è indicato per l'approssimazione di tessuti molli e mucose, quando viene considerato adeguato un supporto della ferita di oltre 7 giorni, e quando sia possibile una contaminazione e/o un particolare processo di sensibilizzazione nel sito della sutura. L'indicazione è estesa a tutti i tessuti dalle membrane mucose, alla pelle e allo scalpo.

Le applicazioni più comuni sono: - sutura delle mucose nella chirurgia facciale e del cavo orale - sutura del derma, particolarmente in chirurgia pediatrica - episiotomia (ginecologia) - circoncisione (urologia).

### **Controindicazioni:**

Monosyn® Quick è controindicato per l'approssimazione di tessuti sottoposti a tensione e per il fissaggio di impianti sintetici permanenti (protesi vascolari e valvole cardiache). Monosyn® Quick è controindicato se è necessario un sostegno della chiusura della ferita di oltre 7 giorni. Monosyn® Quick non è indicato per l'uso in cardiocirurgia e neurochirurgia.

### **Avvertenze:**

Il materiale di sutura può non essere indicato per pazienti anziani, malnutriti, debilitati che mostrano un rallentamento dei processi di cicatrizzazione. Un assorbimento più lento è possibile nei tessuti scarsamente irrorati.

## INFORMAZIONI TECNICHE

### Caratteristiche:

Monosyn® Quick Descrizione Monosyn® Quick è un materiale sterile, sintetiche, assorbibile, monofilamento per suture chirurgiche, prodotto con un copolimero al 72% di glicolide, 14% di E- caprolattone e 14% di trimetilene carbonato.

Il polimero di Monosyn® Quick è caratterizzato da un peso molecolare inferiore rispetto a Monosyn® e da una rapida perdita di resistenza tensile.

Monosyn® Quick soddisfa tutti i requisiti della Farmacopea Europea e degli Stati Uniti per suture sterili, sintetiche, monofilamento riassorbibili, eccezion fatta per occasionali minime variazioni del diametro (calibro) della sutura.

### Resistenza tensile post-impianto:

Monosyn® Quick induce una lieve reazione infiammatoria, tipica di una reazione endogena ad un corpo estraneo. Il processo di idrolisi risulta inizialmente in una perdita di resistenza tensile, seguita successivamente dall'assorbimento di Monosyn® Quick.

La resistenza tensile dopo 5 giorni dall'impianto è pari al 70 – 80% del valore iniziale e dopo 10 giorni è del 20 – 30%. La perdita totale di resistenza tensile avviene dopo 14 – 21 giorni.

### Tempi di riassorbimento:

La degradazione di Monosyn® Quick è completa entro circa 60 giorni senza che ci siano variazioni biochimiche durevoli nell'area della ferita.

### GAMMA DI PRODOTTO:

Monosyn® Quick è disponibile solo non colorato (beige) nei calibri USP da 1 a 6-0 e in confezioni da 12, 24, 36 unità. Tutti gli aghi montati su Monosyn® Quick sono a canale chiuso per garantire una minor traumaticità durante il passaggio tissutale e un ottimo rapporto ago-filo, e hanno corpo a sezione appiattita per favorire la stabilità sul portaghi.

### CARICHI DI ROTTURA

Monosyn Quick				
Calibro	Resistenza tensile sul nodo/kg. Valore medio.	Resistenza tensile sul nodo/ N. Valore medio.	Resistenza attacco ago/filo kg. Valore medio	Resistenza attacco ago/ filo N. Valore medio
6/0	0,25	2,45	0,17	1,67
5/0	0,60	6,77	0,23	2,26
4/0	0,97	9,51	0,46	4,51
3/0	1,79	17,55	0,69	6,77
2/0	2,73	26,77	1,12	10,98

0	3,98	39,03	1,53	15,00
1	5,18	50,80	1,84	18,04

### CARATTERISTICHE DEGLI AGHI

Acciaio inox secondo le norme DIN 17440 7/85, che mantiene un ottimale grado di penetrazione dopo vari passaggi. Gli aghi montati su MONOSYN® QUICK sono tutti di colore "silver" o acciaio naturale.

Elemento	Serie	Serie	Serie
	<b>300</b>	<b>420</b>	<b>455</b>
Carbonio	<0.15	0.33	0.03
Manganese	<2.0	1.0	0.5
Fosforo	<0.045	0.04	0.015
Zolfo	<0.03	0.03	0.015
Titanio			2.0/2.2
Silicio	<1.0	1.0	0.5
Cromo	17.0/19.0	12/14.5	11.5/12.5
Nichel	8.0/10.0	0.5	9.2/10.3
Molibdeno		0.06	0.5
Rame			1.4/2.5
Ferro	a 100 %	a 100 %	a 100 %
Modulo di Young (modulo di elasticità)	200.000 N/mm2 20.500 kg/mm2	200.000 N/mm 20.500 kg/mm2	200.000 N/mm2 20.500 kg/mm2
Durezza (Rc)	55.2	55.2	55.2

Per identificare le diverse tipologie di ago, B.Braun usa la seguente nomenclatura:

CURVATURA		CORPO		PUNTA		LUNGHEZZA	SPESSORE	
S	1/8 cerchio	R	cilindrico	T	punta trocar	Questa misura si riferisce alla distanza tra punta e coda dell'ago, misurata lungola lunghezza dell'ago in mm.	ff	super sottile
V	1/4 cerchio	S	tagliante	N	punta smussa		f	ago sottile
D	3/8 cerchio	L	lanceolato	S	punta sternale		s	rinforzato
H	1/2 cerchio			C	punta tagliante corta		ss	super rinforzato
F	5/8 cerchio			M	micro punta		v	a rottura controllata
G	retto			MP	punta di precisione		b	nero

P	curvatura progressiva			m	micro ago		
J	uncino			mV	micro vascolare		

## CONTROLLI DI QUALITA'

### Controlli di Qualità Fornitori:

Le materie prime acquistate presso altre aziende vengono poi controllate da B. Braun, secondo standard qualitativi ufficialmente riconosciuti.

### Controlli di Qualità in accettazione:

La procedura minima di controllo di Qualità del materiale in accettazione prevede:

- verifica del certificato di conformità ai requisiti prestabiliti;
- rigoroso esame fisico delle caratteristiche (verifica del calibro e della sua uniformità, resistenza tensile lineare e sul nodo, ecc.);
- nel caso di elementi chimici, come l'acido glicolico, analisi chimica, secondo protocolli ufficialmente riconosciuti.

### Controlli di qualità "in process":

Ogni singola fase del ciclo produttivo viene sottoposta a rigorosi esami di controllo, in modo da garantire che essa risponda alle specifiche prestabilite.

### Controlli di qualità sui prodotti finiti:

Al termine del ciclo produttivo, a prodotto finito e sterilizzato, vengono presi da ogni lotto dei campioni, a caso, dove vengono effettuati tutti i controlli necessari atti a garantire la rispondenza agli standard USP ed EP, ma soprattutto agli standard B. Braun che sono molto più restrittivi. I campioni, dopo essere stati controllati, vengono conservati.

Tra i controlli che vengono effettuati ci sono:

- controllo visivo;
- test di sterilità;
- analisi chimica ;
- test fisici per garantire la rispondenza alle specifiche USP ed EP.
- controlli a campione volti a valutare la resistenza del filo al carico di rottura su filo semplice e su filo annodato;
- verifica della uniformità di calibro;
- dopo un adeguato periodo di quarantena successivo alla sterilizzazione dei fili viene valutata nuovamente la resistenza (intesa come carico di rottura) e vengono effettuati saggi di valutazione della sterilità.

Le suture B.Braun sono conformi ai requisiti stabiliti dal D.Lgs. n. 46 del 24 Febbraio 1997 (attuazione della Direttiva 93/42/CE concernente i dispositivi medici) e successive modifiche e aggiornamenti con particolare riferimento al D. Lgs. n- 37 del 25 Gennaio 2010 (recepimento della Direttiva 2007/47/CE) e rispondenti ai requisiti di confezionamento ed etichettatura richiamati dalla sopracitata normativa.

Le suture B.Braun sono conformi alle norme di buona fabbricazione, ai requisiti stabiliti dalla ultima edizione disponibile della Farmacopea Ufficiale e alla Farmacopea Europea, nonché alle norme sulle modalità e sui metodi di sterilizzazione.

B.Braun ha provveduto alla registrazione dei fili da sutura in ottemperanza al Decreto del Ministero della Salute del 21 dicembre 2009, completa del numero di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici di cui all'art. 57 comma1 della Legge 27 dicembre 2002 – n. 289. Il numero di repertorio di ogni articolo è riportato nella lista codici in allegato.

## DATI TECNICI

<b>Monouso:</b>	Sì
<b>Poliuso:</b>	NO
<b>Sterile alla vendita:</b>	SI
<b>Risterilizzabile:</b>	NO
<b>Medodo di sterilizzazione:</b>	Modilità di sterilizzazione: Ossido di Etilene ETO Residuo ETO contenuto nel filo trattato: <1 ppm in accordo con le norme ISO-10993-7
<b>Validità:</b>	Durata della stabilità a confezionamento integro: 5 anni dalla data di sterilizzazione indicata sulla confezione e su ogni singola busta.
<b>Presenza di lattice:</b>	No
<b>Confezionamento:</b>	<p>Tipo di confezione: La confezione esterna è una scatola di cartoncino sigillata con una pellicola di cellophane dotata di linea guida per apertura a strappo. La confezione interna è composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- involucro esterno: tipo peel-pack, con indicatore di sterilità; composto da carta medica e pellicola di PETP/PE;</li> <li>- involucro interno: prodotto secondo norme DIN 1712/3 in alluminio;</li> <li>- supporto del filo: per i fili atraumatici cartoncino ricoperto con LDPE, per i fili liberi bobina in PE;</li> </ul> <p>etichettatura: secondo le normative vigenti. In lingua italiana sia sulla confezione che su ogni singola busta. Tutti i materiali utilizzati per il confezionamento non liberano cloro in fase di incenerimento.</p> <p>Confezione da 12 e 24 buste La lettera, che precede la parte numerica del codice, individua la quantità di buste per confezione: B = 24 buste, G = 12 buste. C= 36 buste.</p> <p>Assenza di lattice e ftalati anche nel confezionamento. Tutti i prodotti offerti sono muniti di codice identificativo di tipo data matrix (EAN-128), posto sia sul confezionamento secondario sia sul confezionamento primario, in conformità agli standard previsti. Detto codice a barre garantisce un'unica identificazione di prodotto per ciascuna combinazione.</p>
<b>Biocompatibilità</b>	Sì I dispositivi sono sottoposti e soggetti a test di biocompatibilità secondo gli standard internazionali: ISO 10993 -1 Valutazioni Biologiche dei dispositivi medici Part. 1: valutazione e test
<b>Presenza ftalati:</b>	No

## LISTA CODICI

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
B0025261	MONOSYN QUI UNDY 2/0 (3) 90CM HR65(M)DDP	H010101010201	III	SCA 24	923645/R
B0025322	MONOSYN QUI UNDY 0 (3,5) 150CM DDP	H010101010202	III	SCA 24	530270/R
B2025261	MONOSYN QUI UNDY 2/0 (3)90CM HR65(M).RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360215/R
C0021004	MONOSYN QUI UNDY 1 (4) 45CM DDP	H010101010202	III	SCA 36	530253/R
C0025001	MONOSYN QUI UNDYED 5/0 (1) 45CM DS19 (M)	H010101010201	III	SCA 36	923096/R
C0025002	MONOSYN QUICK INCOL 4/0(1,5)45CM DS19(M)	H010101010201	III	SCA 36	404986/R
C0025003	MONOSYN QUICK INCOL 3/0 (2)45CM DS19(M)	H010101010201	III	SCA 36	404987/R
C0025005	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0,7)70CM DS19(M)	H010101010201	III	SCA 36	923855/R
C0025006	MONOSYN QUI UNDYED 5/0 (1) 70CM DS19 (M)	H010101010201	III	SCA 36	923854/R
C0025007	MONOSYN QUICK INCOL 4/0(1,5)70CM DS19(M)	H010101010201	III	SCA 36	404988/R
C0025008	MONOSYN QUICK INCOL 3/0 (2)70CM DS19(M)	H010101010201	III	SCA 36	404989/R
C0025009	MONOSYN QUI NON CO 2/0 (3) 70CM DS19 (M)	H010101010201	III	SCA 36	1361666/R
C0025011	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM DS24(M)DDP	H010101010201	III	SCA 36	1138129/R
C0025012	MONOSYN QUICK INCOL 3/0 (2)70CM DS24(M)	H010101010201	III	SCA 36	404990/R
C0025013	MONOSYN QUICK INCOL 2/0 (3)70CM DS24(M)	H010101010201	III	SCA 36	404991/R
C0025014	MONOSYN QUICK INCOL 3/0 (2)70CM DS30(M)	H010101010201	III	SCA 36	404992/R
C0025015	MONOSYN QUICK INCOL 2/0 (3)70CM DS30(M)	H010101010201	III	SCA 36	404993/R
C0025020	MONOSYN QUICK INCOL 6/0(0,7)45CM DSMP11M	H010101010201	III	SCA 36	404994/R
C0025021	MONOSYN QUICK INCOL 5/0(1)45CM DSMP11(M)	H010101010201	III	SCA 36	404995/R
C0025023	MONOSYN QUICK INCOL6/0(0,7)45CM DSMP13M	H010101010201	III	SCA 36	404997/R
C0025024	MONOSYN QUICK INCOL 5/0(1)45CM DSMP13(M)	H010101010201	III	SCA 36	404998/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C0025025	MONOSYN QUICK INCOL4/0(1,5)45CM DSMP13M	H010101010201	III	SCA 36	404999/R
C0025028	MONOSYN QUICK INCOL 5/0(1)45CM DSMP16(M)	H010101010201	III	SCA 36	405000/R
C0025029	MONOSYN QUICK INCOL4/0(1,5)45CM DSMP16M	H010101010201	III	SCA 36	405001/R
C0025030	MONOSYN QUICK INCOL 3/0(2)45CM DSMP16(M)	H010101010201	III	SCA 36	405002/R
C0025031	MONOSYN QUICK INCOL 5/0(1)45CM DSMP19(M)	H010101010201	III	SCA 36	405003/R
C0025032	MONOSYN QUICK INCOL4/0(1,5)45CM DSMP19M	H010101010201	III	SCA 36	405004/R
C0025033	MONOSYN QUICK INCOL 3/0(2)45CM DSMP19(M)	H010101010201	III	SCA 36	405005/R
C0025036	MONOSYN QUICK INCOL4/0(1,5)70CM DSMP19M	H010101010201	III	SCA 36	405006/R
C0025037	MONOSYN QUICK INCOL 3/0(2)70CM DSMP19(M)	H010101010201	III	SCA 36	405007/R
C0025038	MONOSYN QUI INC. 2/0 (3) 70CM DSMP19 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397293/R
C0025039	MONOSYN QUICK INCOL4/0(1,5)45CM DSMP24M	H010101010201	III	SCA 36	405008/R
C0025040	MONOSYN QUICK INCOL 3/0(2)45CM DSMP24(M)	H010101010201	III	SCA 36	405009/R
C0025042	MONOSYN QUICK INCOL4/0(1,5)70CM DSMP24M	H010101010201	III	SCA 36	405010/R
C0025043	MONOSYN QUICK INCOL 3/0(2)70CM DSMP24(M)	H010101010201	III	SCA 36	405011/R
C0025044	MONOSYN QUI UND. 2/0 (3) 70CM DSMP24 (M)	H010101010201	III	SCA 36	923594/R
C0025046	MONOSYN QUI UNDYED 3/0 (2) 70CM FR26 (M)	H010101010201	III	SCA 36	922919/R
C0025047	MONOSYN QUICK INCOL 2/0 (3)70CM FR26(M)	H010101010201	III	SCA 36	405012/R
C0025051	MONOSYN QUI UNDYED 5/0 (1) 70CM HR17 (M)	H010101010201	III	SCA 36	922894/R
C0025052	MONOSYN QUICK INCOL 4/0(1,5)70CM HR17(M)	H010101010201	III	SCA 36	405013/R
C0025053	MONOSYN QUI UNDYED 3/0 (2) 70CM HR17 (M)	H010101010201	III	SCA 36	922895/R
C0025057	MONOSYN QUICK INCOL 4/0(1,5)70CM HR26(M)	H010101010201	III	SCA 36	405014/R
C0025058	MONOSYN QUICK INCOL 3/0 (2)70CM HR26(M)	H010101010201	III	SCA 36	405015/R
C0025059	MONOSYN QUICK INCOL 2/0 (3)70CM HR26(M)	H010101010201	III	SCA 36	405016/R



<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C0025060	MONOSYN QUI UNDYED 0 (3,5) 70CM HR26 (M)	H010101010201	III	SCA 36	397121/R
C0025064	MONOSYN QUICK INCOL 3/0(2)70CM HR37S(M)	H010101010201	III	SCA 36	405017/R
C0025065	MONOSYN QUICK INCOL 2/0(3)70CM HR37S(M)	H010101010201	III	SCA 36	405018/R
C0025066	MONOSYN QUICK INCOL 0(3,5)70CM HR37S(M)	H010101010201	III	SCA 36	404985/R
C0025067	MONOSYN QUICK INCOL 1 (4) 70CM HR37S(M)	H010101010201	III	SCA 36	405019/R
C0025070	MONOSYN QUICK INCOL 3/0(2)90CM HR37S(M)	H010101010201	III	SCA 36	405020/R
C0025071	MONOSYN QUICK INCOL 2/0(3)90CM HR37S(M)	H010101010201	III	SCA 36	405021/R
C0025072	MONOSYN QUICK INCOL 0(3,5)90CM HR37S(M)	H010101010201	III	SCA 36	404984/R
C0025073	MONOSYN QUICK INCOL 1 (4) 90CM HR37S(M)	H010101010201	III	SCA 36	405022/R
C0025076	MONOSYN QUICK INCOL 2/0(3)70CM HR40S(M)	H010101010201	III	SCA 36	405023/R
C0025077	MONOSYN QUICK INCOL 0(3,5)70CM HR40S(M)	H010101010201	III	SCA 36	405024/R
C0025078	MONOSYN QUICK INCOL 1 (4)70CM HR40S (M)	H010101010201	III	SCA 36	405025/R
C0025080	MONOSYN QUICK INCOL 3/0(2)90CM HR40S(M)	H010101010201	III	SCA 36	405026/R
C0025082	MONOSYN QUICK INCOL 0(3,5)90CM HR40S(M)	H010101010201	III	SCA 36	405027/R
C0025083	MONOSYN QUICK INCOL 1(4) 90CM HR40S (M)	H010101010201	III	SCA 36	405028/R
C0025087	MONOSYN QUICK INCOL 0(3,5) 90CM HR48(M)	H010101010201	III	SCA 36	405029/R
C0025088	MONOSYN QUICK INCOL 1(4) 90CM HR48 (M)	H010101010201	III	SCA 36	405030/R
C0025091	MONOSYN QUICK INCOL 2/0(3)90CM HRT37(M)	H010101010201	III	SCA 36	405031/R
C0025096	MONOSYN QUICK INCOL 2/0(3)120CM HRT37(M)	H010101010201	III	SCA 36	405032/R
C0025101	MONOSYN QUICK INC 4/0(1,5)45CM HSMP15M	H010101010201	III	SCA 36	405033/R
C0025103	MONOSYN QUICK INCOL 2/0(3)70CM HRT37S(M)	H010101010201	III	SCA 36	405034/R
C0025107	MONOSYN QUI UNDYED 0(3,5)70CM DS30(M)DDP	H010101010201	III	SCA 36	1555511/R
C0025115	MONOSYN QUICK INC 4/0 (1,5)45CM GR19	H010101010201	III	SCA 36	923472/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
C0025119	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)70CM FR36 (M) DDP	H010101010201	III	SCA 36	923470/R
C0025125	MONOSYN QUICK UNDY 5/0(1)45CM DS16(M)	H010101010201	III	SCA 36	923467/R
C0025126	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM DS16(M)	H010101010201	III	SCA 36	923596/R
C0025130	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM DSMP16MDDP	H010101010201	III	SCA 36	923656/R
C0025136	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM DS12(M)	H010101010201	III	SCA 36	923595/R
C0025160	MONOSYN QUICK UNDY 3/0(2)45CM HR22(M)	H010101010201	III	SCA 36	923469/R
C0025165	MONOSYN QUI UNGE0(3,5)70CM HR26S(M)	H010101010201	III	SCA 36	1575296/R
C0025181	MONOSYN QUICK UNDY 3/0 (2) 70CM GS51 (M)	H010101010201	III	SCA 36	923473/R
C0025182	MONOSYN QUICK INC 2/0(3)70CM GS51(M)DDP	H010101010201	III	PAC da 36 PZ	1755244/R
C0025186	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2) 70CM GS60(M)DDP	H010101010201	III	SCA 36	1132737/R
C0025206	MONOSYN QUICK UNDY 6/0(0,7)70CM HR13MDDP	H010101010201	III	SCA 36	923016/R
C0025216	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)70CM DS24(M)DDP	H010101010201	III	SCA 36	923015/R
C0025219	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0,7)70CM HR17(M)DDP	H010101010201	III	SCA 36	923655/R
C0025225	MONOSYN QUI UNDY 5/0 (1) 45CM HR17(M)DDP	H010101010201	III	SCA 36	923014/R
C0025245	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM HR22(M)	H010101010201	III	SCA 36	940895/R
C0025246	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2) 70CM HR22(M)	H010101010201	III	SCA 36	923018/R
C0025247	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CM HR22(M)	H010101010201	III	SCA 36	923019/R
C0025257	MONOSYN QUI UNDY 1 (4) 90CM HS40S(M)	H010101010201	III	SCA 36	923471/R
C0025265	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)90CM HS37S(M)	H010101010201	III	SCA 36	923640/R
C0025266	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)90CM HS37S(M)	H010101010201	III	SCA 36	923474/R
C0025294	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CM HR30(M)	H010101010201	III	SCA 36	940894/R
C0025295	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)70CM HR30(M)DDP	H010101010201	III	SCA 36	923557/R
C0025296	MONOSYN QUI UNDY 1 (4) 70CM HR30(M)	H010101010201	III	SCA 36	923639/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C0025317	MONOSYN QUI UNDY 2/0 (3) 150CM DDP	H010101010202	III	SCA 36	530268/R
C0025320	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2) 150CM DDP	H010101010202	III	SCA 36	923674/R
C0025323	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)70CM DS12 (M)	H010101010201	III	SCA 36	923468/R
C0025331	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)70CM DS16(M)	H010101010201	III	SCA 36	922896/R
C0025332	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM DS16(M)	H010101010201	III	SCA 36	922897/R
C0025333	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)70CM DS16 (M)	H010101010201	III	SCA 36	1361665/R
C0025342	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0,7)45CM HR17(M)DDP	H010101010201	III	SCA 36	923017/R
C0025351	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)45CM DS24(M)	H010101010201	III	SCA 36	923643/R
C0025352	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)45CM DS24(M)	H010101010201	III	SCA 36	923642/R
C0025361	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CM HR26S(M)DDP	H010101010201	III	SCA 36	923641/R
C0025379	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)70CM HS18(M)	H010101010201	III	SCA 36	1431248/R
C0025385	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CMHR26/FR26MDDP	H010101010201	III	SCA 36	923654/R
C0025388	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM HS23(M)	H010101010201	III	SCA 36	923634/R
C0025389	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)45CM HS23(M)DDP	H010101010201	III	SCA 36	1132744/R
C0025801	MONOSYN QUICK UND 3/0 (2)70CM DGMP19	H010101010201	III	SCA 36	1271210/R
C0025802	MONOSYN QUICK UND 4/0(1,5)45CM DGMP13	H010101010201	III	SCA 36	1271204/R
C0025803	MONOSYN QUICK UND4/0(1,5)45CM DGMP16	H010101010201	III	SCA 36	1271206/R
C0025804	MONOSYN QUICK UND4/0(1,5)45CM DGMP19	H010101010201	III	SCA 36	1271208/R
C0025805	MONOSYN QUICK UND 5/0 (1)45CM DGMP11	H010101010201	III	SCA 36	1271202/R
C0025806	MONOSYN QUICK UND 5/0 (1)45CM DGMP13	H010101010201	III	SCA 36	1271203/R
C0025807	MONOSYN QUICK UND6/0(0,7)45CM DGMP11	H010101010201	III	SCA 36	1271189/R
C2025001	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)45CM DS19(M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360216/R
C2025002	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM DS19(MRCP	H010101010201	III	SCA 36	1360219/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C2025003	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2)45CM DS19(M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360229/R
C2025005	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0,7)70CM DS19M).RCP	H010101010201	III	SCA 12	1360230/R
C2025006	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)70CM DS19(M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360232/R
C2025007	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM DS19(M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360233/R
C2025008	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2)70CM DS19(M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360234/R
C2025009	MONOSYN QUI UNDY 2/0 (3) 70CM DS19(M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360235/R
C2025011	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM DS24(M)RCP	H010101010201	III	SCA 12	1360236/R
C2025012	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2)70CM DS24(M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360238/R
C2025013	MONOSYN QUI UNDY 2/0 (3)70CM DS24(M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360239/R
C2025014	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2)70CM DS30(M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360240/R
C2025015	MONOSYN QUI UNDY 2/0 (3)70CM DS30(M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360241/R
C2025021	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)45CM DSMP11(M.RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360243/R
C2025023	MONOSYN QUI UNDY6/0(0,7)45CM DSMP13M.RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360251/R
C2025024	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)45CM DSMP13(M.RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360252/R
C2025025	MONOSYN QUI UNDY4/0(1,5)45CM DSMP13M.RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360253/R
C2025027	MONOSYN QUI UNDY6/0(0,7)45CM DSMP16M.RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360254/R
C2025028	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)45CM DSMP16(M.RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360255/R
C2025029	MONOSYN QUI UNDY4/0(1,5)45CM DSMP16M.RCP	H010101010201	III	SCA 24	1360256/R
C2025030	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)45CM DSMP16(M.RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360274/R
C2025031	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)45CM DSMP19(MRCP	H010101010201	III	SCA 36	1360275/R
C2025032	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM DSMP19MRCP	H010101010201	III	SCA 36	1360276/R
C2025033	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)45CM DSMP19(M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360278/R
C2025036	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM DSMP19MRCP	H010101010201	III	SCA 36	1360280/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C2025037	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)70CM DSMP19(M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360281/R
C2025038	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CM DSMP19(M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360282/R
C2025039	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM DSMP24MRCP	H010101010201	III	SCA 36	1360284/R
C2025040	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)45CM DSMP24(M)RCP	H010101010201	III	SCA 24	1360285/R
C2025042	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM DSMP24MRCP	H010101010201	III	SCA 36	1360286/R
C2025043	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)70CM DSMP24(M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360287/R
C2025044	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CM DSMP24(M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360288/R
C2025046	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2) 70CM FR26(M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360289/R
C2025047	MONOSYN QUI UNDY 2/0 (3) 70CM FR26(M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360291/R
C2025052	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM HR17(M).RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360294/R
C2025053	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2)70CM HR17(M).RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360295/R
C2025057	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM HR26(MRCP	H010101010201	III	SCA 36	1360297/R
C2025058	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2)70CM HR26(M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360298/R
C2025059	MONOSYN QUI UNDY 2/0 (3)70CM HR26(M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360299/R
C2025060	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)70CM HR26(M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360304/R
C2025064	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)70CM HR37S(M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360305/R
C2025065	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CM HR37S(M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360306/R
C2025066	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)70CM HR37S(M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360307/R
C2025067	MONOSYN QUI UNDY 1 (4) 70CM HR37S(M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360309/R
C2025070	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)90CM HR37S(M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360310/R
C2025071	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)90CM HR37S(M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360312/R
C2025072	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)90CM HR37S(M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360314/R
C2025073	MONOSYN QUI UNDY 1 (4) 90CM HR37S(M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360318/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
C2025076	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CM HR40S(M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360338/R
C2025077	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)70CM HR40S(M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360340/R
C2025078	MONOSYN QUI UNDY 1 (4)70CM HR40S (M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360341/R
C2025080	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)90CM HR40S(M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360344/R
C2025082	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)90CM HR40S(M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360345/R
C2025083	MONOSYN QUI UNDY 1(4) 90CM HR40S (M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360347/R
C2025086	MONOSYN QUI UNDY 2/0 (3) 90CM HR48(M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360348/R
C2025087	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5) 90CM HR48(M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360349/R
C2025088	MONOSYN QUI UNDY 1 (4) 90CM HR48 (M) RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360420/R
C2025091	MONOSYN QUI UNDY 2/0 (3)90CM HRT37(M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360423/R
C2025092	MONOSYN QUI UNDY 0 (3.5)90CM HRT37(M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360424/R
C2025093	MONOSYN QUI UNDY 1 (4) 90CM HRT37 (M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360428/R
C2025101	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CMHSMP15M.RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360430/R
C2025103	MONOSYN QUI UNDY 2/0 (3)70CM HRT37S(M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360433/R
C2025107	MONOSYN QUI UNDY 0 (3,5) 70CM DS30(M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360434/R
C2025110	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0,7)70CMDSMP11M.RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360438/R
C2025111	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0,7)70CM DSMP13MRCP	H010101010201	III	SCA 36	1360441/R
C2025112	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)70CM DSMP11(M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360444/R
C2025113	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)70CM DSMP13M).RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360445/R
C2025114	MONOSYN QUI UNDY 5/0 (1)45CM GR19(M).RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360446/R
C2025115	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM GR19(M).RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360447/R
C2025116	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)70CM HR17(M).RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360293/R
C2025119	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)70CM FR36 (M) RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360448/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
C2025125	MONOSYN QUI UNDY 5/0 (1)45CM DS16(M).RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360450/R
C2025126	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM DS16M).RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360451/R
C2025134	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0,7)45CM DS12M).RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360453/R
C2025135	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)45CM DS12(M).RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360454/R
C2025136	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM DS12M).RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360455/R
C2025143	MONOSYN QUI UNDY 5/0 (1)45CM HS15(M).RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360456/R
C2025152	MONOSYN QUI UNDY 5/0 (1) 70CM HRT17M.RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360457/R
C2025160	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2) 45CM HR22(M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360458/R
C2025165	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)70CM HR26S(M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360460/R
C2025169	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)45CM DS12(M).RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360461/R
C2025172	MONOSYN QUI UNDYED 0(3,5)70CM GS51(M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360462/R
C2025174	MONOSYN QUI UNDYED 0(3,5)70CM HS37(M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360463/R
C2025180	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM GS51M).RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360465/R
C2025181	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)70CM GS51(M).RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360466/R
C2025182	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CM GS51(M).RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360467/R
C2025186	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2)70CM GS60(M).RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360468/R
C2025188	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)90CM 2XHR37S(MRCP	H010101010201	III	SCA 36	1360469/R
C2025193	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0,7)45CM HR13M.RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360470/R
C2025194	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)45CM HR13(M).RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360471/R
C2025195	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM HR13M.RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360472/R
C2025206	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0,7)70CM HR13M.RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360473/R
C2025207	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)70CM HR13(M).RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360474/R
C2025216	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0,7)45CM HR17M).RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360475/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C2025225	MONOSYN QUI UNDY 5/0 (1)45CM HR17(M).RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360476/R
C2025235	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0,7)45CM DRT12M.RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360477/R
C2025236	MONOSYN QUI UNDY 5/0 (1)45CM DRT18(M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360478/R
C2025245	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM HR22(M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360479/R
C2025246	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2) 70CM HR22(M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360480/R
C2025247	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CM HR22(M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360559/R
C2025256	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)90CM HS40S(M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360560/R
C2025257	MONOSYN QUI UNDY 1 (4) 90CM HS40S(M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360561/R
C2025265	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)90CM HS37S(M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360562/R
C2025266	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)90CM HS37S(M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360564/R
C2025275	MONOSYN QUI UNDY 0 (3,5)90CM HRT48(M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360565/R
C2025284	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)90CM HRT43(M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360568/R
C2025285	MONOSYN QUI UNDY 1 (4) 90CM HRT43(M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360569/R
C2025294	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CM HR30(M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360575/R
C2025295	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)70CM HR30(M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360585/R
C2025296	MONOSYN QUI UNDY 1 (4) 70CM HR30(M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360588/R
C2025304	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM DS12M).RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360589/R
C2025313	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM DRT18M).RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360591/R
C2025314	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)70CM DRT18(M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360596/R
C2025323	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)70CM DS12 (M).RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360600/R
C2025331	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)70CM DS16(M).RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360606/R
C2025332	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM DS16(M).RCP	H010101010201	III	SCA 12	1360607/R
C2025333	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)70CM DS16 (M).RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360608/R



<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C2025337	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM DSMP13MRCP	H010101010201	III	SCA 36	1360610/R
C2025342	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)70CM DS24(M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360612/R
C2025351	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)45CM DS24(M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360614/R
C2025352	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)45CM DS24(M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360615/R
C2025361	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CM HR26S(M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360616/R
C2025370	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)90CM HR43S(M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360618/R
C2025379	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)70CM HS18(M).RCP	H010101010201	III	SCA 12	1360620/R
C2025388	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM HS23(M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360622/R
C2025389	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)45CM HS23(M)RCP	H010101010201	III	SCA 24	1360623/R
C2025801	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2) 70CM DGMP19 RCP	H010101010201	III	SCA 24	1360624/R
C2025802	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM DGMP13.RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360625/R
C2025803	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM DGMP16.RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360626/R
C2025804	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM DGMP19 RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360628/R
C2025805	MONOSYN QUI UNDY 5/0 (1)45CM DGMP11 .RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360629/R
C2025806	MONOSYN QUI UNDY 5/0 (1)45CM DGMP13 .RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360630/R
C2025807	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0,7)45CM DGMP11.RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360631/R
G2025002	MONOSYN QUICK UND 4/0(1,5)45CM DS19(MRCP	H010101010201	III	SCA 36	1360633/R
G2025023	MONOSYN QUICK UND6/0(0,7)45CM DSMP13MRCP	H010101010201	III	SCA 36	1360635/R
G2025024	MONOSYN QUICK UND 5/0(1)45CM DSMP13(MRCP	H010101010201	III	SCA 36	1360636/R
G2025025	MONOSYN QUICK UND4/0(1,5)45CM DSMP13MRCP	H010101010201	III	SCA 36	1360639/R
G2025028	MONOSYN QUICK UND 5/0(1)45CM DSMP16(MRCP	H010101010201	III	SCA 36	1360640/R
G2025029	MONOSYN QUICK UND4/0(1,5)45CM DSMP16MRCP	H010101010201	III	SCA 36	1360642/R
G2025032	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM DSMP19MRCP	H010101010201	III	SCA 36	1360643/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
G2025033	MONOSYN QUICK UND 3/0(2)45CM DSMP19(MRCP	H010101010201	III	SCA 36	1360644/R
G2025037	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)70CM DSMP19(MRCP	H010101010201	III	SCA 36	1360645/R
G2025051	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)70CM HR17(M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360646/R
G2025052	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM HR17(MRCP	H010101010201	III	SCA 36	1360647/R
G2025058	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2)70CM HR26(M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360649/R
G2025245	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM HR22(M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360650/R
G2025246	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2) 70CM HR22(M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360651/R
G2025294	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CM HR30(M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360653/R
G2025295	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)70CM HR30(M)RCP	H010101010201	III	SCA 36	1360654/R