

SCHEDA TECNICA

Nome Commerciale:	BACINELLE RENIFORMI E CIOTOLE
Descrizione Prodotto:	CONTENITORI IN ACCIAIO PER PROCEDURE DI DISINFEZIONE
Divisione:	Aesculap
Prodotto da:	AESFULAP AG
Officina di produzione:	AESFULAP AG
Rappresentato in Italia da:	B.Braun Milano S.p.A. Via Vincenzo da Seregno 14 20161 Milano
Certificazioni:	D.O.C., ISO
Ente certificatore:	0123
Classe di rischio:	I NST
Codice CND:	VEDI ELENCO ALLEGATO

INDICAZIONI, CONTROINDICAZIONI, AVVERTENZE

PROCEDURE DI PREPARAZIONE E DISINFEZIONE

INFORMAZIONI TECNICHE

RECIPIENTI IN ACCIAIO GRADUATI

BACINELLE RENIFORMI IN ACCIAIO

DATI TECNICI

Monouso:	No
Poliuso:	SI
Sterile alla vendita:	NO
Risterilizzabile:	SI
Medodo di sterilizzazione:	STERILIZZAZIONE A VAPORE - FARE RIFERIMENTO ALLE ISTRUZIONI PER L' USO
Presenza di lattice:	No
Confezionamento:	Sul confezionamento primario vengono riportate tutte le informazioni previste al punto 13 allegato I direttiva CE 93/42 Dlgs.46/97.
Temperatura di conservazione:	Conservare a T ambiente (5°C-25°C) non esporre a valori estremi di temperatura per periodi prolungati
Biocompatibilità	Sì I dispositivi sono sottoposti e soggetti a test di biocompatibilità secondo gli standard internazionali: ISO 10993 -1 Valutazioni Biologiche dei dispositivi medici Part. 1: valutazione e test
Presenza ftalati:	No

LISTA CODICI

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
JG504R	BACINELLA RENIFORME 170MM 250 ML	V0402	I non sterile	SCA da 1 PZ	226215/R
JG506R	BACINELLA RENIFORME 250MM	V0402	I non sterile	SCA da 1 PZ	770665/R
JG508R	BACINELLA RENIFORME 275MM 750 ML	V0402	I non sterile	SCA da 1 PZ	770666/R
JG513R	BICCHIERE GRADUATO P.MEDICINE 30CCM	V0499	I non sterile	SCA da 1 PZ	770667/R
JG514R	BICCHIERE MEDICINE GRADUATA 50ML/0,05L	V0499	I non sterile	SCA da 1 PZ	770668/R
JG515R	BICCHIERE GRADUATO 0,1 LTR.	V0499	I non sterile	SCA da 1 PZ	770669/R
JG516R	BICCHIERE GRADUATO 0,25 LTR.	V0499	I non sterile	SCA da 1 PZ	770670/R
JG518R	BICCHIERE MISURAZ.PIEDINI GRADUATO 1,0L	V0499	I non sterile	SCA da 1 PZ	770671/R
JG521R	VASCHETTA DA LABORATORIO 0,063 LITRI	V0402	I non sterile	SCA da 1 PZ	770630/R
JG522R	VASCHETTA DA LABORATORIO 0,016 LITRI	V0402	I non sterile	SCA da 1 PZ	770631/R
JG523R	VASCHETTA DA LABORATORIO 0,3 LITRI	V0402	I non sterile	SCA da 1 PZ	770633/R
JG524R	VASCHETTA DA LABORATORIO 1,0 LITRI	V0402	I non sterile	SCA da 1 PZ	770634/R
JG525R	VASCHETTA DA LABORATORIO 2,5 L	V0402	I non sterile	SCA da 1 PZ	770636/R