

SCHEDA TECNICA

Nome Commerciale:	DIVARICATORI AESCULAP
Descrizione Prodotto:	divaricatori per chirurgia open Codici: BVXXXR Divaricatori in acciaio medicale di varie tipologie (vedi elenco allegato)
Divisione:	Aesculap
Prodotto da:	AESCULAP AG -TUTTLINGEN, GERMANIA
Officina di produzione:	AESCULAP AG
Rappresentato in Italia da:	B.Braun Milano S.p.A. Via Vincenzo da Seregno 14 20161 Milano
Certificazioni:	D.O.C., CE, ISO
Ente certificatore:	0123
Classe di rischio:	Vedi elenco allegato
Codice CND:	Vedi elenco allegato

INDICAZIONI, CONTROINDICAZIONI, AVVERTENZE

Esposizione del campo operatorio .

INFORMAZIONI TECNICHE

I materiali usati per gli strumenti Aesculap possiedono i requisiti qualitativi raccomandati per gli acciai secondo gli Standards DIN, ISO e ASTM (American Society for Testing of Materials), tuttavia pur rispettando i termini fissati da questi Standards Aesculap applica standard interni ancora più restrittivi in modo da aumentare le proprietà meccaniche e la resistenza alla corrosione.

Nei laboratori Aesculap di prove per materiali, forniti delle più moderne apparecchiature per i test (spettrometri ad emissione , microscopi elettronici a scansione, ecc.) , si collaudano e monitorizzano tutte le partite dei materiali . Gli strumenti vengono prodotti con acciaio di altissima qualità, che corrisponde alle norme DIN Standard 17442 (norma che si riferisce a prodotti finiti fabbricati tramite tornitura (o laminatura), forgiatura o colatura di acciaio non corrodibile per strumenti medici).

Tutti gli strumenti Aesculap sono prodotti secondo gli standards tedeschi (DIN) come segue:

- DIN 58298 e DIN n. 1.4024 part. 1 - Standard tedesco per forbici da dissezione smusse;
- DIN 58298 e DIN n. 1.4301 part. 2 - Standard tedesco per cannule, dilatatori, etc...
- DIN 58298 e DIN n. 1.4401 part. 3 - Standard tedesco per impugnature varie, etc...
- DIN 58298 e DIN n. 1.4034 part. 4 - Standard tedesco per forbici chirurgiche e taglienti vari;
- DIN 58298 e DIN n. 1.4021 part.5 - Standard tedesco per ossivore, pinze, clamps, etc...
- DIN 58298 e DIN n. 1.4122 part. 10 - Standard tedesco per curette taglienti, etc...
- DIN 58298 e DIN n. 1.4104 - Standard tedesco per chiodi, viti, coni siringhe, etc

DATI TECNICI

Monouso:	No
Poliuso:	SI
Sterile alla vendita:	NO
Risterilizzabile:	si
Medodo di sterilizzazione:	Sterilizzazione a vapore: fare riferimento alle istruzioni per l' uso
Presenza di lattice:	No
Confezionamento:	Busta in plastica, Scatola in cartone e gomma piuma per alcuni codici
Temperatura di conservazione:	Conservare a T ambiente (5°C-25°C) non esporre a valori estremi di temperatura per periodi prolungati.
Biocompatibilità	Sì I dispositivi sono sottoposti e soggetti a test di biocompatibilità secondo gli standard internazionali: ISO 10993 -1 Valutazioni Biologiche dei dispositivi medici Part. 1: valutazione e test
Presenza ftalati:	No
Garanzia:	Garanzia pluriennale sulla base dei seguenti requisiti: uso da parte di personale esperto, preparazione, massima cura durante le manipolazioni, sterilizzazione. Sono esclusi dalla garanzia: Danni violenti o overstressing Applicazioni improprie, non adatte all'uso del prodotto Danneggiamento per corrosione da mezzi chimici, come ad esempio uso di soluzioni saline Maneggiamento , pulizia e trattamento improprio durante la preparazione, (ad esempio uso di disinfettanti , agenti di pulizia o materiali di manutenzione inadatti) Invecchiamento naturale Inadatte condizioni di sterilizzazione (in particolare insoddisfacente qualità' di vapore).
Manutenzione:	Per evitare durezza del movimento o corrosione da attrito, gli strumenti con snodi o con suoerfici di scorrimento metalliche devono essere oliati prima di ogni sterilizzazione. Aesculap raccomanda l' utilizzo di JG600 o

JG598 . in caso di trattamento con detergenti contenenti acido fosforico o acido fluoridrico i prodotti con incisioni al laser possono sbiadire . Cio' puo' determinare la compromissione o la perdita totale della funzione di codifica.

LISTA CODICI

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
BV002R	DIVARICATORE FINSEN 3X4D.70MM	L03140101	I non sterile	SCA da 1 PZ	1038666/R
BV003R	DIVARICATORE FINSEN MODIF.2X3D.75MM	L03140101	I non sterile	SCA da 1 PZ	1038667/R
BV005R	DIVARICATORE FINSEN 3X4D.70MM	L03140101	I non sterile	SCA da 1 PZ	47202/R
BV006R	DIVARICATORE 3X3D.45MM	L03140101	I non sterile	SCA da 1 PZ	1038668/R
BV007R	DIVARICATORE 3X3D.55MM	L03140101	I non sterile	SCA da 1 PZ	1038669/R
BV008R	DIVARICAT.SMUSSO 4X4 DENTI 100MM	L03140101	I non sterile	SCA da 1 PZ	47200/R
BV009R	DIVARICATORE	L03140103	I non sterile	SCA da 1 PZ	60664/R
BV010R	DIVARICATORE ALM 4X4D.SEMI-ACUTO 70MM	L03140101	I non sterile	SCA da 1 PZ	47208/R
BV011R	DIVARICATORE ALM 4X4D.SEMI-ACUTO 100MM	L03140101	I non sterile	SCA da 1 PZ	424226/R
BV013R	DIVARICAT.LOGAN MODIF.REILL 50MM 3X3D.	L03140101	I non sterile	SCA da 1 PZ	424227/R
BV014R	RETRATTORE PARSONNET 3X3D.TAGLIENTE 50MM	L03140101	I non sterile	SCA da 1 PZ	1039826/R
BV015R	RETRATTORE 4X4D.TAGLIENT.100MM	L03140101	I non sterile	SCA da 1 PZ	1038646/R
BV021R	RETRATTORE MINI 3X3D.TAGLIENTE 25MM	L03140101	I non sterile	SCA da 1 PZ	1039846/R
BV022R	RETRATTORE SMALL 3X3D.TAGLIENTE 32MM	L03140101	I non sterile	SCA da 1 PZ	1039847/R
BV023R	RETRATTORE MEDIUM 3X3D.TAGLIENTE 40MM	L03140101	I non sterile	SCA da 1 PZ	1039848/R
BV024R	RETRATTORE LARGE 3X3D.TAGLIENTE 52MM	L03140101	I non sterile	SCA da 1 PZ	1039849/R
BV028R	DIVARICAT.DI ALLPORT 4X4D.95MM	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	424359/R
BV030R	DIVARICATORE JANSEN 3X3D.100MM	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	424360/R
BV032R	DIVARICATORE JANSEN 3X3D.100MM	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	424361/R
BV033R	DIVARICATORE JANSEN 3X4D.SMUSSE 100MM	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	424362/R
BV059R	DIVARICATORE 3X3 DENTI SEMI-ACUTO	L03140101	I non sterile	SCA da 1 PZ	60730/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
BV066R	DIVARICAT.WEITLANER 2X3DENTI SEMI-ACUTO	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	47212/R
BV067R	DIVARICAT.WEITLANER 3X4DENTI SEMI-ACUTO	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	425596/R
BV068R	DIVARICAT.WEITLANER 3X4D.SEMI-ACUT.165	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	425597/R
BV070R	DIVARICATORE WEITLANER 2X3D.	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	425598/R
BV071R	DIVARICATORE WEITLANER 3X4D.130MM	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	425601/R
BV072R	DIVARICAT.WEITLANER C.CHIUSUR.3X4D.165MM	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	425679/R
BV073R	DIVARICATORE WEITLANER 2X3D.SMUSO 110MM	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	425680/R
BV074R	DIVARICATORE WEITLANER 3X4D.SMUSO 130MM	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	425682/R
BV075R	DIVARICT.WEITLANER CHIUSUR.3X4D.SMUS.165	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	425683/R
BV076R	DIVARICATORE WULLSTEIN 3X3D.ACUTO 125MM	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	425684/R
BV077R	DIVARICATORE WULLSTEIN 3X3D.SMUSO 125MM	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	425685/R
BV078R	DIVARICATORE 130MM 2X2 DENTI ACUTO	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	425686/R
BV079R	DIVARICATORE PLESTER 2X2D.SMUSO 130MM	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	425687/R
BV084R	RETRATTORE R.N.T.N.E.H.3X4D.165MM	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	425688/R
BV085R	DIVARICAT.ADSON-BABY C.ARTICOLAZ.3X4D.	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	425689/R
BV086R	DIVARICATORE PER STRUMA	L149003	Ila	SCA da 1 PZ	46984/R
BV087R	DIVARICATORE JOLL AUTOREGGENTE 155MM	L0509020299	Ila	SCA da 1 PZ	46978/R
BV088R	DIVARICATORE MOLLISON 155MM	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	425690/R
BV090R	DIVARIC.PLESTER DE.VAL.2D.SI.VA.PIEN.110	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	425691/R
BV091R	DIVARIC.PLESTER SI.VAL.2D.DE.VA.PIEN.110	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	425692/R
BV092R	RETRATTORE JEFFERSON CURV ST 3X4D 140MM	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	425693/R
BV093R	RETRATTORE MOLLISON CU.2X2D.ACUTO 140MM	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	425699/R
BV094R	RETRATTORE ADSON-BABY 3X4 SEMITAG.ARTIC.	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	425701/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
BV097R	DIVARICAT.P.CAROTIDE C/VALV.CENT.CPL.170	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	425703/R
BV098R	DIVARICATORE SOLO P.CAROTIDE	L03140103	Ila	SCA da 1 PZ	81874/R
BV099R	VALVA MEDIA 35X10MM/20X12MM	L03140103	Ila	SCA da 1 PZ	93727/R
BV101R	DIVARICAT.WEITLANER 130MM 3X4D.ACUTO	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	425705/R
BV104R	DIVARICAT.WEITLANER 130MM 3X4D.SMUSSO	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	425706/R
BV105R	DIVARIC.PLESTER-HELMS DES.VAL.PIEN.110MM	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	1680286/R
BV106R	DIVARIC.PLESTER-HELMS SIN.VAL.PIEN.110MM	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	1680291/R
BV112R	DIVARICATORE MAYO-ADAMS 2X2D.SM.165MM	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	425711/R
BV113R	RETRATTORE HENDERSON RET 4X4D ACUTO	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	425712/R
BV120R	RETRATTORE HENLY SET COMPLETO 180MM	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	1039867/R
BV199R	RETRATTORE WEITLANER 3X4D.SEMITAGL.200MM	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	425713/R
BV200R	DIVARICATORE WEITLANER ACUTO 3X4D.200MM	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	365173/R
BV201R	DIVARICATORE WEITLANER SMUSSO 3X4D.200MM	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	425714/R
BV203R	RETRATTORE WEITLANER 3X4D.SEMITAGL.240MM	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	425715/R
BV205R	RETRATTORE WEITLANER 5X6D.SEMITAGL.255MM	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	425716/R
BV206R	DIVARICATORE WEITLANER ACUTO 3X4D.240MM	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	425718/R
BV207R	DIVARICATORE WEITLANER SMUSSO 3X4D.240MM	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	425719/R
BV208R	DIVARICATORE WEITLANER ACUTO 5X6D.255MM	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	425722/R
BV209R	DIVARICATORE WEITLANER SMUSSO 5X6D.255MM	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	425724/R
BV243R	RETRATTORE 3X3D.SEMI-ACUTO 170MM	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	1323549/R
BV247R	RETRATTORE IRWINS 4X4D.170MM	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	425725/R
BV326R	PAIO LAME 18X42MM	L03140101	Ila	SCA da 1 PR	98549/R
BV327R	BLOCCAGGIO SOLO 90MM	L03140101	I non sterile	SCA da 1 PZ	106378/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
BV328R	PAIO LAME 28X42MM	L03140101	Ila	SCA da 1 PR	433901/R
BV329R	DIVARICAT.P.PARETE ADD.C.2 PAIA VALV.	L040901	Ila	SCA da 1 PZ	1040166/R
BV338R	VALVA CENTRALE SOLA 63X74MM	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	433902/R
BV348R	SET LAME 4D.SM.60X50/3D.40X35MM	L03140103	Ila	SCA da 1 PR	105349/R
BV349R	BLOCCA POPLITEO CON 1 SET LAME	L03140103	Ila	SCA da 1 PZ	360208/R
BV361R	VALVA CENTRALE 54X55MM	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	433904/R
BV362R	VALVA CENTRALE 54X67MM	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	433906/R
BV363R	VALVA CENTRALE 52X76MM	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	433908/R
BV366R	VALVA CENTRALE 54X70MM 205MM	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	433910/R
BV367R	VALVA CENTRALE 72X90MM	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	433912/R
BV369R	VALVA CENTRALE 74X82MM	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	433914/R
BV399R	PINZA P.SOSTIT.VALVE CHIUS.RAPIDA SFERA	L9099	I non sterile	SCA da 1 PZ	21941/R
BV500R	DIVARICATORE ADDOMINALE GOSSET 38MM	L040901	Ila	SCA da 1 PZ	79896/R
BV502R	DIVARICATORE ADDOMINALE GOSSET 55MM	L040901	Ila	SCA da 1 PZ	433539/R
BV505R	DIVARICATORE ADDOMINALE GOSSET 58MM	L040901	Ila	SCA da 1 PZ	433540/R
BV506R	VALVA MEDIA 59X57MM	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	433915/R
BV512R	DIVARICATORE ADDOM.D.HERTZLER 20X25MM	L040901	Ila	SCA da 1 PZ	433541/R
BV520R	RETRATTORE COLLIN SOLO 135MM	L03140101	I non sterile	SCA da 1 PZ	365228/R
BV522R	RETRATTORE COLLIN SOLO 135MM	L03140101	I non sterile	SCA da 1 PZ	1039686/R
BV523R	RETRATTORE COLLIN SOLO 160MM	L03140101	I non sterile	SCA da 1 PZ	1039687/R
BV524R	RETRATTORE COLLIN SOLO 210MM	L03140101	I non sterile	SCA da 1 PZ	1039688/R
BV527R	RETRATTORE RICARD SOLO 320MM	L03140101	I non sterile	SCA da 1 PZ	1039689/R
BV528R	RETRATTORE HOLZBACH 275MM	L03140101	I non sterile	SCA da 1 PZ	1039690/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
BV530R	DIVARICATORE ADDOMINALE COLLIN	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	915035/R
BV531R	DIVARICATORE ADDOMINALE COLLIN	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	1039746/R
BV532R	DIVARICATORE ADDOMINALE COLLIN	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	1039766/R
BV533R	DIVARICATORE ADDOMINALE COLLIN	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	1039767/R
BV535R	DIVARICATORE ADDOMINALE COLLIN	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	1039768/R
BV536R	DIVARICATORE ADDOMINALE COLLIN	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	1039769/R
BV542R	DIVARICATORE ADDOMINALE RICARD CPL.	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	1039770/R
BV543R	DIVARICATORE ADDOMINALE RICARD CPL.	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	1039771/R
BV545R	DIVARICATORE ADDOMINALE HOLZBACH	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	1039772/R
BV551R	VALVE LATERALI PAIO 37X62MM	L03140101	Ila	SCA da 1 PR	68496/R
BV552R	VALVE LATERALI PAIO 37X80MM	L03140101	Ila	SCA da 1 PR	433252/R
BV553R	VALVE LATERALI PAIO 37X98MM	L03140101	Ila	SCA da 1 PR	433253/R
BV554R	VALVE LATERALI PAIO 61X80MM	L03140101	Ila	SCA da 1 PR	433254/R
BV555R	VALVE LATERALI PAIO 48X59MM	L03140101	Ila	SCA da 1 PR	433277/R
BV556R	VALVE LATERALI PAIO 58X80MM	L03140101	Ila	SCA da 1 PR	433281/R
BV557R	VALVE LATERALI PAIO 72X84MM	L03140101	Ila	SCA da 1 PR	433285/R
BV558R	VALVE LATERALI PAIO 59X80MM	L03140101	Ila	SCA da 1 PR	433290/R
BV575R	DIVARICATORE MILLIN 100MM	L03140101	I non sterile	SCA da 1 PZ	365219/R
BV576R	VALVE LATERALE 57X25MM	L06050201	Ila	SCA da 1 PR	81877/R
BV577R	VALVE LATERALE 82X25MM	L06050201	Ila	SCA da 1 PR	93738/R
BV578R	VALVA MEDIA 105X45MM	L06050201	Ila	SCA da 1 PZ	433548/R
BV580R	DIVARICATORE P. VESCICA DI MILLIN	L06050201	Ila	SCA da 1 PZ	433544/R
BV581R	DIVARICAT.ANALE SOLO PARKS MODIF.GIRONA	L040902	I non sterile	SCA da 1 PZ	60654/R

Emesso da: Emanuela Mastropietro
Versione: 0
Controllato da: Sara Setti

Data ultimo aggiornamento: 04/06/2020

il: 11/08/2020

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
BV582R	VALVA CENTRALE P.DIVARICAT.ANALE PARKS	L040902	I non sterile	SCA da 1 PZ	60656/R
BV583R	PAIO VALVE SOLE 70X22MM	L040902	I non sterile	SCA da 1 PR	1000662/R
BV584R	PAIO VALVE SOLE 93X22MM	L040902	I non sterile	SCA da 1 PR	1000663/R
BV585R	DIVARICATORE RETTALE DI PARK COMPLETO	L040902	I non sterile	SCA da 1 PZ	79899/R
BV586R	PAIO VALVE SOLE 90X22MM	L040902	I non sterile	SCA da 1 PR	1000665/R
BV589R	PAIO VALVE SOLE PROF.150X23MM	L040902	I non sterile	SCA da 1 PR	1000666/R
BV591R	VALVA CENTRALE P.DIVARICATORE BV581R	L040902	I non sterile	SCA da 1 PZ	1000667/R
BV601R	DIVARICAT.PARETE ADD.DI BABY-BALFOUR	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	432614/R
BV602R	VALVA MEDIA 21X24MM	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	433327/R
BV605R	DIVARICATORE ADDOMINALE BALFOUR	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	68490/R
BV606R	VALVA MEDIA 47X80MM	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	433342/R
BV608R	DIVARICATORE ADDOMINALE BALFOUR	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	430715/R
BV609R	VALVA MEDIA 62X76MM	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	433345/R
BV610R	DIVARICATORE ADDOMINALE BALFOUR	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	430716/R
BV611R	VALVA MEDIA 80X80MM	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	433346/R
BV615R	DIVARICATORE ADDOMINALE BALFOUR	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	430717/R
BV616R	VALVA MEDIA 107X59MM	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	433423/R
BV617R	VALVA MEDIA 54X80MM	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	433424/R
BV618R	LAMA MEDIANA FESSURATA 75X80MM	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	433440/R
BV621R	RETRATTORE SOLO P.DIVARICAT.DI BALFOUR	L03140101	I non sterile	SCA da 1 PZ	430719/R
BV622R	VALVE LATERALI PAIO 50MM	L03140101	Ila	SCA da 1 PR	433442/R
BV624R	VALVE LATERALI PAIO 60MM	L03140101	Ila	SCA da 1 PR	433444/R
BV626R	VALVE LATERALI PAIO 75MM	L03140101	Ila	SCA da 1 PR	433446/R

Emesso da: Emanuela Mastropietro
Versione: 0
Controllato da: Sara Setti

Data ultimo aggiornamento: 04/06/2020

il: 11/08/2020

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
BV628R	VALVE LATERALI PAIO 90MM	L03140101	Ila	SCA da 1 PR	433447/R
BV632R	DIVARICATORE ADDOMINALE BLAFOUR	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	430722/R
BV634R	DIVARICATORE ADDOMINALE BALFOUR	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	430723/R
BV636R	DIVARICATORE ADDOMINALE BALFOUR	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	430724/R
BV638R	DIVARICATORE ADDOMINALE BALFOUR	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	430726/R
BV640R	RETRATTORE ADDOMINALE GOLIGHER COMPL.	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	432615/R
BV645R	CORNICE SOLO P.DIV.ADDOMINALE BV650	L03140101	I non sterile	SCA da 1 PZ	68938/R
BV646R	VALVA SOLA 20X30MM P:BV645	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	433427/R
BV647R	VALVA SOLA 20X40MM P.BV645	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	433428/R
BV648R	VALVA SOLA 40X30MM P.BV650R	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	433429/R
BV649R	VALVA SOLA 40X40MM P.BV650R	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	433430/R
BV650R	DIVARICAT.PARETE ADD.DI DENIS BROWNE	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	432616/R
BV653R	CORNICE SOLA SEMM 255X220MM PER BV654R	L03140101	I non sterile	SCA da 1 PZ	1038866/R
BV654R	DIVARICAT.ADDOMINALE DEL PROF.DR.SEMB	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	432617/R
BV655R	VALVA SOLA 46X64MM PER BV 654	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	433432/R
BV656R	VALVA SOLA PER VESC.52X54MM P.BV 654	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	433434/R
BV657R	VALVA SOLA P.INTESTINO 82X98MM P.BV654	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	433435/R
BV658R	VALVA SOLA P.INTESTINO 96X51MM P.BV654	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	433436/R
BV659R	VALVA STRETTA 107X36MM P.BV 654	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	433450/R
BV660R	DIVARICAT.ADDOM.DI KIRSCHNER COMPLETO	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	432618/R
BV661R	CORNICE PER DIVARICATORE ADDOMINALE	L03140101	I non sterile	SCA da 1 PZ	1038909/R
BV662R	DIVARICAT.ADDOM.DI KIRSCHNER COMPLETO	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	432619/R
BV663R	CORNICE PER DIVARICATORE ADDOMINALE	L03140101	I non sterile	SCA da 1 PZ	1038908/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
BV664R	CORNICE SOLA KIRSCHNER 275X355MM	L03140101	I non sterile	SCA da 1 PZ	1038910/R
BV665R	CORNICE SOLA KIRSCHNER 275X295MM	L03140101	I non sterile	SCA da 1 PZ	1038911/R
BV668R	VALVA P.DIVARICATORE ADDOM.48X66MM	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	433455/R
BV669R	VALVA P.DIVARICATORE ADDOM.42X54MM	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	433456/R
BV670R	VALVA SOLA KIRSCHNER 64X80MM	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	433438/R
BV672R	VALVA KIRSCHNER-BALFOUR SOLA 78X82MM	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	433458/R
BV674R	VALVA KIRSCHNER 92X69MM	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	433460/R
BV675R	VALVA KIRSCHNER 92X95MM	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	433461/R
BV676R	VALVA KIRSCHNER 79X58MM	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	433464/R
BV680R	VALVA SOLA KIRSCHNER 107X42MM	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	433468/R
BV682R	VALVA SOLA KIRSCHNER 91X55MM	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	433470/R
BV684R	VALVA SOLA KIRSCHNER 120X55MM	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	433472/R
BV709R	PINZETTA CAMBIO/REGOL.LAME BLOCC.BV710R	L031308	I non sterile	SCA da 1 PZ	21703/R
BV710R	BLOCCATORE ILIACO ALLENBERG COMPLETO	L03140103	Ila	SCA da 1 PZ	105348/R
BV711R	BLOCCATORE ILIACO SOLO	L03140103	I non sterile	SCA da 1 PZ	782053/R
BV712T	VALVA RETR.ALLENBERG 30X30MM FINESTRATA	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	94031/R
BV713T	VALVA RETR.ALLENBERG 90X60MM FINESTRATA	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	433898/R
BV906R	DIVARICATORE ANALE SMITH-BUIE	L040902	I non sterile	SCA da 1 PZ	79898/R
BV907R	RETRATTORE PERIN.MOD.ST.MARKUS-HOSPITAL	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	365223/R
BV928R	DEPRESSORE LEGUEU 90X35MM 260MM	L031402	I non sterile	SCA da 1 PZ	106138/R
BV949R	DIVARICATORE KELLY 150X39MM	L040901	Ila	SCA da 1 PZ	80066/R
BV972R	DIVARICATORE ADDOMINALE 100X100MM	L040901	Ila	SCA da 1 PZ	425758/R
BV973R	DIVARICATORE ADDOMINALE 100X120MM	L040901	Ila	SCA da 1 PZ	425759/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
BV993R	DIVARICATORE JACKSON BURROWS 180MM	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	425727/R
BV996R	DIVARICATORE CURVO 135MM CHIUSURA LT	L0509020299	Ila	SCA da 1 PZ	46973/R
BV997R	DIVARICATORE GELPI 175MM	L0509020299	Ila	SCA da 1 PZ	425559/R
BV998R	DIVARICAT.AUTOSTAT.DI DE'BAKEY 100MM	L0915	Ila	SCA da 1 PZ	47136/R
BV999R	DIVARICATORE FEMORALE DE'BAKEY 145MM	L0915	Ila	SCA da 1 PZ	425578/R