

## **SCHEDA TECNICA**

<b>Nome Commerciale:</b>	Forbici poliuso Aesculap
<b>Descrizione Prodotto:</b>	Forbici poliuso
<b>Divisione:</b>	Aesculap
<b>Prodotto da:</b>	Aesculap AG - Tuttlingen
<b>Officina di produzione:</b>	Aesculap AG - Tuttlingen
<b>Rappresentato in Italia da:</b>	B.Braun Milano S.p.A. Via Vincenzo da Seregno 14 20161 Milano
<b>Certificazioni:</b>	D.O.C., CE, ISO
<b>Ente certificatore:</b>	0123
<b>Classe di rischio:</b>	Classe I non sterile- non necessita quindi di certificato CE: vedi elenco codici allegato Classe III : vedi elenco codici allegato
<b>Codice CND:</b>	Vedi elenco allegato

## **INDICAZIONI, CONTROINDICAZIONI, AVVERTENZE**

Una preparazione efficace è nella responsabilità esclusiva del gestore. Vi preghiamo di fare attenzione alle indicazioni ed alle normative descritte nell' istruzione d' uso e ai manuali nazionali dei regolamenti e delle normative.

## **INFORMAZIONI TECNICHE**

Caratteristiche qualitative delle forbici AESCULAP

Forbici in generale:

Lama

- Posizione, piegatura ed inclinazione uniforme della lama
- Estremità della lama di uguale lunghezza
- Superfici di taglio sottili sul lato interno della lama
- Superfici interne della lama con rettificata concava
- Taglio a visonte parallelo

Forbici Durotip

- Cordoni di brasatura sottili e senza pori
- Inserti in carburo di tungsteno senza pori

#### Chiusura e vite

- Smussi della chiusura paralleli a forbice chiusa
- Spigoli della chiusura spezzati
- Vite della chiusura al centro
- Vite ben serrata
- A forbici chiuse, chiusura sovrappoentesi lateralmente

#### Branche

- Spigoli delle branche spezzati
- Superfici interne delle branche con appoggio uniforme
- Branche sovrappoentesi lateralmente

#### Anello

- Superficie dell'anello di larghezza uniforme e priva di spigoli taglienti

#### Funzionamento

- Partendo dalla condizione di apertura a 90 gradi se la lama superiore viene lasciata cadere liberamente essa si deve arrestare ad un terzo della lunghezza di quella inferiore
- Movimento uniforme

#### Capacità di taglio

- Eseguire un taglio su 2/3 della lunghezza di taglio della forbice su un materiale di prova
- La forbice taglia il materiale di prova (panno di cotone) raccomandato dalle normative internazionali per i 2/3 della lunghezza della lama, senza sfilacciature del tessuto, senza strappi o variazioni di pressione di chiusura.

#### Riassunto delle caratteristiche qualitative delle forbici AESCULAP

- Dimensioni AESCULAP conformi alla norma DIN
- Dimensioni AESCULAP con tolleranze notevolmente inferiori, ad es. lunghezza della lama
- Esecuzione delle forbici su disegni (lame campione), campioni conforme all'assicurazione di qualità AESCULAP
- Le tolleranze di lavorazione AESCULAP garantiscono un'esecuzione sempre costante
- Descrizione dell'esecuzione e del funzionamento delle forbici nello standard qualitativo, per ridurre al minimo le valutazioni soggettive
- Valutazione della superficie rispetto al campione di superficie
- Partendo dalla condizione di apertura a 90 gradi se la lama superiore viene lasciata cadere liberamente essa si deve arrestare ad un terzo della lunghezza di quella inferiore
- Controllo del taglio mediante materiali di prova definiti
- Stessa esecuzione delle branche e degli anelli grazie al dimensionamento su disegni AESCULAP
- Controllo finale come da schema dei controlli
- Controllo del posizionamento delle viti mediante cacciavite tosiometrico come da schema dei controlli
- Rapporto di prova
- Le forbici Aesculap con inserto in Carburo di Tungsteno (TC) sono prodotte con tecnologia di fusione sotto vuoto durante fase di incrudimento (facilmente riconoscibile dalla netta linea di demarcazione tra inserto e superficie della lama), tale tecnologia

garantisce una durezza e quindi una durata notevolmente superiori rispetto alle altre metodologie di produzione adottate nel mercato. Aesculap fornisce una garanzia di tre anni sulle proprie forbici TC.

•

Le forbici per chirurgia cardiovascolare presentano le seguenti caratteristiche:

- acciaio temperato ad uso chirurgico secondo DIN 58298.4
- struttura antiriflesso omogenea, realizzata con sfere sintetiche di diametro regolare
- Forbici a molla (spring type)
- impugnatura rotonda che consente una facile e agevole rotazione dello strumento tra le dita
- impugnatura antiscivolo con zigrinatura laterale per una migliore presa e una sicura manipolazione dello strumento
- 180 mm di lunghezza
- diverse angolazioni delle lame: 25° - 45° - 90° - 120°

Le forbici "NOIR" presentano le seguenti caratteristiche:

- rivestimento *NOIR* realizzato in nitrato di titanio alluminio che conferisce estrema resistenza e miglior performance del taglio
- inserti in carburo di tungsteno (T.C.) di elevata robustezza 59-61 HRC
- lame a sezione microtoma per ottenere un taglio preciso e delicato con il minimo sforzo
- speciale zigrinatura laterale sulle lame definita WAVE CUT per evitare l' "effetto di scivolamento" dei tessuti durante il taglio
- lame particolarmente delicate e fini secondo la tecnologia BBRAUN "grazil"
- disponibile il codice Data Matrix per una rapidità di lettura e di identificazione con lo scanner
- facilità di riparazione perchè le due parti delle forbici sono tenute insieme da una vite.

## DATI TECNICI

<b>Monouso:</b>	No
<b>Poliuso:</b>	SI
<b>Sterile alla vendita:</b>	NO
<b>Risterilizzabile:</b>	Fare sempre riferimento alle istruzioni d' uso.
<b>Medodo di sterilizzazione:</b>	Procedimento di sterilizzazione a vapore o a vuoto frazionato. Fare sempre riferimento alle istruzioni d' uso.
<b>Presenza di lattice:</b>	No
<b>Confezionamento:</b>	Busta in plastica, Scatola in cartone e gomma piuma per alcuni codici
<b>Temperatura di conservazione:</b>	Conservare a T ambiente, non esporre a valori estremi di temperatura per periodi prolungati
<b>Biocompatibilità</b>	Si

	I dispositivi sono sottoposti e soggetti a test di biocompatibilità secondo gli standard internazionali: ISO 10993 -1 Valutazioni Biologiche dei dispositivi medici Part. 1: valutazione e test
<b>Garanzia:</b>	<p>Garanzia pluriennale sulla base dei seguenti requisiti: uso da parte di personale esperto, preparazione, massima cura durante le manipolazioni, sterilizzazione.</p> <p>Sono esclusi dalla garanzia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Danni violenti o overstressing</li> <li>Applicazioni improprie, non adatte all'uso del prodotto</li> <li>Danneggiamento per corrosione da mezzi chimici, come ad esempio uso di soluzioni saline</li> <li>Maneggiamento , pulizia e trattamento improprio durante la preparazione, (ad esempio uso di disinfettanti , agenti di pulizia o materiali di manutenzione inadatti)</li> <li>Invecchiamento naturale</li> <li>Inadatte condizioni di sterilizzazione (in particolare insoddisfacente qualità di vapore).</li> </ul>
<b>Manutenzione:</b>	<p>Per evitare durezze del movimento o corrosione da attrito, gli strumenti con snodi o con superfici di scorrimento metalliche devono essere oliati prima di ogni sterilizzazione. Aesculap raccomanda l' utilizzo di JG600 o JG598 . in caso di trattamento con detergenti contenenti acido fosforico o acido fluoridrico i prodotti con incisioni al laser possono sbiadire . Cio' puo' determinare la compromissione o la perdita totale della funzione di codifica.</p>

## LISTA CODICI

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
BC004R	FORBICI FINE RET.PUNTE ACUTE 115MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	73002/R
BC005R	FORBICI FINE CRV.ACUTE/ACUTE 115MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	786177/R
BC006R	FORBICI DELICATA JOSEPH RET.150MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	786179/R
BC008R	FORBICI DISSEZ.STEVENS FINE RET.115MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	786182/R
BC009R	FORBICI DISSEZ.STEVENS FINE CRV.115MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	786183/R
BC011R	FORBICI DISSEZ.STEVENS FINE CRV.115MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	786188/R
BC015R	FORBICI P.VASO REYNOLDS-JAMESON 140MM	L01040402	I.n.s.	PZda 1 PZ	38201/R
BC017R	FORBICI DELIC.NERVI DISSEZ.CRV.140MM	L01040799	I.n.s.	PZda 1 PZ	38082/R
BC021R	FORBICI P.PREPARAZIONE FINE CRV.115MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	786191/R
BC022R	FORBICI P.PREPARAZ.METZENBAUM FINE 145MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	786193/R
BC023R	FORBICI DISSEZ.METZENB.DELIC.CRV.145MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	786194/R
BC026R	FORBICI DISSEZ.RAGNELL DELIC.RET.135MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	786195/R
BC030R	FORBICI P.VASI BOTTONUTA 120MM	L01040402	I.n.s.	PZda 1 PZ	967294/R
BC033R	FORBICI P.STRABISMO 115MM	L01040599	I.n.s.	PZda 1 PZ	38176/R
BC034R	FORBICI P.VASI PUNTA SONDA 145MM	L01040402	I.n.s.	PZda 1 PZ	967295/R
BC050R	FORBICI FINE RET.110MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	786198/R
BC056R	FORBICI FINE RET.95MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	786200/R
BC057R	FORBICI FINE CRV.95MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	786201/R
BC064R	FORBICI FINE RET.120MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	786203/R
BC065R	FORBICI FINE CRV.120MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	786205/R
BC100R	FORBICI IRIDECTOMIA E LEGATUREMM 90MM	L01040503	I.n.s.	PZda 1 PZ	1082613/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
BC101R	FORBICI IRIDECTOMIA E LEGATUREMM 90MM	L01040503	I.n.s.	PZda 1 PZ	1082616/R
BC106R	FORBICI IRIDECTOMIA E LEGATURE 115MM	L01040503	I.n.s.	PZda 1 PZ	1082620/R
BC107R	FORBICI IRIDECTOMIA E LEGATURE 115MM	L01040503	I.n.s.	PZda 1 PZ	1082623/R
BC110R	FORBICI IRIDECTOMIA E LEGATURE 110MM	L01040503	I.n.s.	PZda 1 PZ	38126/R
BC111R	FORBICI IRIDECTOMIA E LEGATURE 110MM	L01040503	I.n.s.	PZda 1 PZ	1082633/R
BC112R	FORBICI IRIDECTOMIA E LEGATURE 110MM	L01040503	I.n.s.	PZda 1 PZ	1082634/R
BC113R	FORBICI IRIDECTOMIA E LEGATURE 110MM	L01040503	I.n.s.	PZda 1 PZ	1082635/R
BC117R	FORBICI IRIDECTOMIA E LEGATURE 110MM	L01040503	I.n.s.	PZda 1 PZ	1082637/R
BC130R	FORBICI OFTALMOLOGIA E LEGAT.120MM	L01040599	I.n.s.	PZda 1 PZ	38084/R
BC131R	FORBICI OFTALMOLOGIA E LEGAT.120MM	L01040599	I.n.s.	PZda 1 PZ	1082471/R
BC135R	FORBICI OFTALMOLOGIA E LEGAT.120MM	L01040599	I.n.s.	PZda 1 PZ	1082473/R
BC140R	FORBICI OFTALMOLOGIA E LEGAT.130MM	L01040599	I.n.s.	PZda 1 PZ	1082476/R
BC141R	FORBICI FINE CRV.130MM	L01040599	I.n.s.	PZda 1 PZ	1082478/R
BC144R	FORBICI P.OFTALM.E LEGATURE 130MM	L01040599	I.n.s.	PZda 1 PZ	1082485/R
BC145R	FORBICI P.OFTALM.E LEGATURE 130MM	L01040599	I.n.s.	PZda 1 PZ	1082488/R
BC153R	FORBICI P.PTERIGIO CHADWICK 115MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	786211/R
BC157R	FORBICI JOSEPH 150MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	786214/R
BC161R	FORBICI KELLY P.FISTOLA CRV.175MM	L010499	I.n.s.	PZda 1 PZ	113740/R
BC162R	FORBICI KILNER DIRITTA AG/AG 115MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	786215/R
BC164R	FORBICI P.STRABISMO RO/RO 115MM	L01040599	I.n.s.	PZda 1 PZ	1082846/R
BC165R	FORBICI P.STRABISMO CRV.SM/SM 115MM	L01040599	I.n.s.	PZda 1 PZ	1082847/R
BC168R	FORBICI KILNER P.DISSEZIONE 150MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	786218/R
BC171R	FORBICI P.TENDINI STEVENS 110MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	786220/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
BC172R	FORBICI TENDINI STEVENS RET.SMUSSA 110MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	786222/R
BC173R	FORBICI P.TENDINI STEVENS 110MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	786223/R
BC175R	FORBICI PREPARAZ.JAMESON-WERBER 130MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	786224/R
BC177R	FORBICI JAMESON 150MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	786225/R
BC178R	FORBICI DISSEZ.POTTS CRV.SM/SM 175MM	L010403	I.n.s.	SCA DA1 PZ	786226/R
BC180R	FORBICI REYNOLDS 145MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	786227/R
BC181R	FORBICI REYNOLDS 175MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	786228/R
BC184R	FORBICI P.SSEZ.GORNEY 125MM RET.	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	786229/R
BC186R	FORBICI P.VASO STEVENS RET.100MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	786230/R
BC187R	FORBICI P.VASO STEVENS CRV.100MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	786231/R
BC189R	FORBICI P.DISSEZ.GORNEY CRV.195MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	786233/R
BC194R	FORB.TENDINI STEVENS RET.SM 125MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	786234/R
BC196R	FORB.DISSEZ.D.NERV.MORSE CRV.AC/AC 175MM	L010403	I.n.s.	SCA DA1 PZ	94558/R
BC210B	FORBICI FILO NOIR RET.AC/AC 110MM	L010403	I.n.s.	PZDa 1 Pz	38086/R
BC211B	FORBICI FILO NOIR CRV.AC/AC 110MM	L010403	I.n.s.	PZDa 1 Pz	38166/R
BC211R	DUROTIP FORBICI SOTTILE CRV.110MM	L01040202	I.n.s.	PZda 1 PZ	973056/R
BC211W	DUROTIP FORBICI TAGLIO ONDUL.CRV.110MM	L01040202	I.n.s.	PZda 1 PZ	973059/R
BC211WB	FORBICI FILO NOIR TAGL.OND.CRV.AC/AC 110	L010403	I.n.s.	PZDa 1 Pz	731207/R
BC231R	DUROTIP FORBICI CHIR.CRV.145MM	L010499	I.n.s.	PZda 1 PZ	973109/R
BC231W	DUROTIP FORBICI TAGLIO ONDUL.CRV.145MM	L010499	I.n.s.	PZda 1 PZ	355493/R
BC234R	DUROTIP FORBICI CHIR.CRV.145MM	L010499	I.n.s.	PZda 1 PZ	973111/R
BC242R	DUROTIP FORBICI MAYO RET.170MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	10431/R
BC250R	DUROTIP FORBICI MAYO RET.140MM	L010403	I non sterile	SCA da 1 PZ	962675/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
BC251R	DUROTIP FORBICI MAYO CRV.140MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	962676/R
BC252R	DUROTIP FORBICI MAYO RET.170MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	962677/R
BC253B	FORBICI MAYO NOIR CRV.170MM	L010403	I.n.s.	PZDa 1 Pz	963114/R
BC253R	DUROTIP FORBICI MAYO CRV.170MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	962678/R
BC253W	DUROTIP FORBICI TAGLIO ONDUL.CRV.170MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	10436/R
BC253WB	FORBICI MAYO NOIR TAGLIO OND.CRV.170MM	L010403	I.n.s.	PZDa 1 Pz	10437/R
BC256R	DUROTIP FORBICI P DISSEZ.RET.115MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	118236/R
BC257B	FORBICI DISS.NOIR CURVO 115MM	L010403	I.n.s.	PZDa 1 Pz	963115/R
BC257R	DUROTIP FORBICI P DISSEZ.CRV.115MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	962744/R
BC257WB	FORBICI DISS.NOIR TAGLIO OND.CURVO 115MM	L010403	I.n.s.	PZDa 1 Pz	963234/R
BC258R	DUROTIP FORBICI METZENBAUM 145MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	962745/R
BC259R	DUROTIP FORBICI METZENBAUM CRV.145MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	962747/R
BC259W	DUROTIP FORBICI TAGLIO ONDUL.CRV.145MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	963035/R
BC260R	DUROTIP FORBICI P.LEGAT.METZB.RET.145MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	962750/R
BC261B	FORBICI DI METZENBAUM NOIR CURVO 145MM	L010403	I.n.s.	PZDa 1 Pz	963135/R
BC261R	DUROTIP FORBICI P.LEGAT.METZB.CRV.145MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	962751/R
BC261W	DUROTIP FORBICI TAGLIO ONDUL.CRV.145MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	963036/R
BC261WB	FORB.D.METZENBAUM NOIR TAGL.OND.CVO.145	L010403	I.n.s.	PZDa 1 Pz	963256/R
BC262R	DUROTIP FORBICI METZENBAUM RET.180MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	962752/R
BC263B	FORBICI DI METZENBAUM NOIR CURVO 180MM	L010403	I.n.s.	PZDa 1 Pz	963175/R
BC263R	DUROTIP FORBICI METZENBAUM CRV.180MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	962753/R
BC263W	DUROTIP FORBICI TAGLIO ONDUL.CRV.180MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	946315/R
BC263WB	FORB.D.METZENBAUM NOIR TAGL.OND.CVO.180	L010403	I.n.s.	PZDa 1 Pz	963258/R



Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
BC265B	FORBICI DI METZENBAUM NOIR CURVO 200MM	L010403	I.n.s.	PZDa 1 Pz	963177/R
BC265R	DUROTIP FORBICI DISS.METZB.CRV.200MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	962756/R
BC265W	DUROTIP FORBICI TAGLIO ONDUL.CRV.200MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	946314/R
BC265WB	FORB.D.METZENBAUM NOIR TAGL.OND.CVO.200	L010403	I.n.s.	PZDa 1 Pz	963259/R
BC266R	DUROTIP FORBICI DISS.METZB.RET.230MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	962757/R
BC267W	DUROTIP FORBICI TAGLIO ONDUL.CRV.230MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	946294/R
BC267WB	FORBICI METZENBAUM NOIR TAGL.OND.CRV.230	L010403	I.n.s.	PZDa 1 Pz	963260/R
BC270R	DUROTIP FORBICI METZENBAUM RET.180MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	962837/R
BC271R	DUROTIP FORBICI METZENBAUM CRV.180MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	962840/R
BC271W	DUROTIP FORBICI TAGLIO ONDUL.CRV.180MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	963037/R
BC271WB	FORB.D.METZENBAUM NOIR TAGL.OND.CVO.180	L010403	I.n.s.	PZDa 1 Pz	963274/R
BC273B	FORBICI TOENNIS-ADSON NOIR CRV.175MM	L010403	I.n.s.	PZDa 1 Pz	963137/R
BC273R	DUROTIP FORBI.DISS.TOENNIS-ADSON 175MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	962841/R
BC273W	DUROTIP FORBICI TAGLIO ONDUL.CRV.175MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	963038/R
BC273WB	FORB.TOENNIS-ADSON NOIR TAGL.OND.CRV.175	L010403	I.n.s.	PZDa 1 Pz	963278/R
BC274R	DUROTIP FORBICI METZENBAUM RET.200MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	962843/R
BC275B	FORBICI DI METZENBAUM NOIR CURVO 200MM	L010403	I.n.s.	PZDa 1 Pz	963155/R
BC275R	DUROTIP FORBICI METZENBAUM CRV.200MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	962845/R
BC275W	DUROTIP FORBICI AFFIL.ONDUL.CRV.200MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	963039/R
BC275WB	FORB.D.METZENBAUM NOIR TAGL.OND.CVO.200	L010403	I.n.s.	PZDa 1 Pz	963280/R
BC276R	DUROTIP FORBICI METZENBAUM RET.230MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	962846/R
BC277R	DUROTIP FORBICI SOTTILE CRV.230MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	962848/R
BC277W	DUROTIP FORBICI TAGLIO ONDUL.CRV.230MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	963054/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
BC277WB	FORBICI METZENBAUM NOIR TAGL.OND.CRV.230	L010403	I.n.s.	PZDa 1 Pz	963283/R
BC279B	FORBICI NELSON-METZB.NOIR CRV.260MM	L010403	I.n.s.	PZDa 1 Pz	963157/R
BC279R	DUROTIP FORBICI NELSON-METZENBAUM 260MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	962851/R
BC279W	DUROTIP FORBICI TAGLIO ONDUL.CRV.260MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	963055/R
BC279WB	FORB.NELSON-METZB.NOIR TAGL.OND.CRV.260	L010403	I.n.s.	PZDa 1 Pz	963284/R
BC281WB	FORB.NELSON-METZB.NOIR TAGL.OND.CRV.285	L010403	I.n.s.	PZDa 1 Pz	963286/R
BC282R	DUROTIP FORBICI NEL-METZENBAUM CUR.285MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	962853/R
BC283B	FORBICI DI LEXER NOIR CURVO 165MM	L010403	I.n.s.	PZDa 1 Pz	963160/R
BC283R	DUROTIP FORBICI LEXER DISSEZ.CRV.165MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	962855/R
BC283WB	FORB.DI LEXER NOIR TAGLIO OND.CVO.165MM	L010403	I.n.s.	PZDa 1 Pz	963287/R
BC284B	FORBICI DI MAYO-LEXER NOIR CURVO 165MM	L010403	I.n.s.	PZDa 1 Pz	963161/R
BC284R	DUROTIP FORBICI MAYO-LEXER DIS.CRV.165MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	962856/R
BC284W	DUROTIP FORBICI TAGLIO ONDUL.CRV.165MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	963059/R
BC284WB	FORB.D.MAYO-LEXER NOIR TAGL.OND.CVO.165	L010403	I.n.s.	PZDa 1 Pz	963294/R
BC285R	DUROTIP FORBICI DISS.CRV.350MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	962858/R
BC287R	DUROTIP FORBICI METZENBAUM CRV.230MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	962860/R
BC289R	DUROTIP FORBICI NELSON-METZB.CRV.305MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	962861/R
BC290R	DUROTIP FORBICI SIMS SM/SM CRV.200MM	L0104110201	I.n.s.	PZda 1 PZ	38423/R
BC290W	DUROTIP FORBICI TAGLIO ONDUL.CRV.200MM	L0104110201	I.n.s.	PZda 1 PZ	973477/R
BC291R	DUROTIP FORBICI SIMS SM/SM CRV.230MM	L0104110201	I.n.s.	PZda 1 PZ	973478/R
BC291W	DUROTIP FORBICI TAGLIO ONDUL.CRV.230MM	L0104110201	I.n.s.	PZda 1 PZ	973479/R
BC292R	FORBICI DI SIMS DUROTIP CRV. SM/SM 350MM	L0104110201	I.n.s.	PZda 1 PZ	973481/R
BC293R	DUROTIP FORBICI WERTHEIM 230MM	L0104110201	I.n.s.	PZda 1 PZ	973483/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
BC294W	DUROTIP FORBICI LEGAT.CRV.145MM	L01040202	I.n.s.	PZda 1 PZ	973062/R
BC295W	DUROTIP FORBICI TAGLIO ONDUL.CRV.180MM	L01040202	I.n.s.	PZda 1 PZ	973064/R
BC296W	DUROTIP FORBICI TAGLIO ONDUL.CRV.230MM	L01040202	I.n.s.	PZda 1 PZ	973067/R
BC297W	DUROTIP FORBICI TAGLIO ONDUL.CRV.260MM	L01040202	I.n.s.	PZda 1 PZ	973070/R
BC298W	DUROTIP FORBICI TAGLIO ONDUL.CRV.350MM	L01040202	I.n.s.	PZda 1 PZ	973073/R
BC299R	DUROTIP FORBICI DISS. WERTHEIM CRV. 350MM	L0104110201	I.n.s.	PZda 1 PZ	38196/R
BC313R	FORBICI CHIR.RET.SM/SM 130MM	L010499	I.n.s.	PZda 1 PZ	970550/R
BC315R	FORBICI CHIR.RET.SM/SM 150MM	L010499	I.n.s.	PZda 1 PZ	970552/R
BC317R	FORBICI CHIR.RET.SM/SM 175MM	L010499	I.n.s.	PZda 1 PZ	970567/R
BC320R	FORBICI CHIR.RET.SM/AC 105MM	L010499	I.n.s.	PZda 1 PZ	38184/R
BC321R	FORBICI CHIR.RET.SM/AC 115MM	L010499	I.n.s.	PZda 1 PZ	970426/R
BC323R	FORBICI CHIR.RET.SM/AC 130MM	L010499	I.n.s.	PZda 1 PZ	970427/R
BC324R	FORBICI CHIR.RET.SM/AC 145MM	L010499	I.n.s.	PZda 1 PZ	970428/R
BC325R	FORBICI CHIR.RET.SM/AC 150MM	L010499	I.n.s.	PZda 1 PZ	970429/R
BC326R	FORBICI CHIR.RET.SM/AC 165MM	L010499	I.n.s.	PZda 1 PZ	970430/R
BC327R	FORBICI CHIR.RET.SM/AC 175MM	L010499	I.n.s.	PZda 1 PZ	970431/R
BC328R	FORBICI CHIR.RET.SM/AC 185MM	L010499	I.n.s.	PZda 1 PZ	970432/R
BC330R	FORBICI CHIR.RET.SM/AC 200MM	L010499	I.n.s.	PZda 1 PZ	970433/R
BC341R	FORBICI CHIR.RET.AC/AC 115MM	L010499	I.n.s.	PZda 1 PZ	970612/R
BC343R	FORBICI CHIR.RET.AC/AC 130MM	L010499	I.n.s.	PZda 1 PZ	970613/R
BC345R	FORBICI CHIR.RET.AC/AC 150MM	L010499	I.n.s.	PZda 1 PZ	970615/R
BC346R	FORBICI CHIR.RET.AC/AC 165MM	L010499	I.n.s.	PZda 1 PZ	970616/R
BC374R	FORBICI CHIR.DEAVER RET.SM/AC 145MM	L010499	I.n.s.	PZda 1 PZ	970621/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
BC403R	FORBICI CHIR.CRV.AC/SM 130MM	L010499	I.n.s.	PZda 1 PZ	970547/R
BC404R	FORBICI CHIR.CRV.AC/SM 145MM	L010499	I.n.s.	PZda 1 PZ	970548/R
BC411R	FORBICI CHIR.D'COOPER CRV.115MM	L010499	I.n.s.	PZda 1 PZ	970586/R
BC413R	FORBICI CHIR.COOPER CRV.130MM	L010499	I.n.s.	PZda 1 PZ	970606/R
BC414R	FORBICI CHIR.COOPER CRV.145MM	L010499	I.n.s.	PZda 1 PZ	970607/R
BC415R	FORBICI CHIR.COOPER CRV.150MM	L010499	I.n.s.	PZda 1 PZ	970608/R
BC416R	FORBICI CHIR.COOPER SM/SM 165MM	L010499	I.n.s.	PZda 1 PZ	970609/R
BC417R	FORBICI CHIR.COOPER SM/SM 175MM	L010499	I.n.s.	PZda 1 PZ	970611/R
BC421R	FORBICI CHIR.CRV.SM/AC 115MM	L010499	I.n.s.	PZda 1 PZ	118218/R
BC423R	FORBICI CHIR.CRV.SM/AC 130MM	L010499	I.n.s.	PZda 1 PZ	970486/R
BC424R	FORBICI CHIR.CRV.SM/AC 145MM	L010499	I.n.s.	PZda 1 PZ	970487/R
BC426R	FORBICI CHIR.CRV.SM/AC 165MM	L010499	I.n.s.	PZda 1 PZ	970506/R
BC427R	FORBICI CHIR.CRV.SM/AC 175MM	L010499	I.n.s.	PZda 1 PZ	970507/R
BC428R	FORBICI CHIR.CRV.SM/AC 185MM	L010499	I.n.s.	PZda 1 PZ	970508/R
BC441R	FORBICI CHIR.CRV.AC/AC 115MM	L010499	I.n.s.	PZda 1 PZ	970617/R
BC443R	FORBICI CHIR.CRV.AC/AC 130MM	L010499	I.n.s.	PZda 1 PZ	970618/R
BC444R	FORBICI CHIR.CRV.AC/AC 145MM	L010499	I.n.s.	PZda 1 PZ	970619/R
BC445R	FORBICI CHIR.CRV.AC/AC 150MM	L010499	I.n.s.	PZda 1 PZ	970620/R
BC464R	FORBICI CHIR.DEAVER CRV.SM/SM 145MM	L010499	I.n.s.	PZda 1 PZ	970623/R
BC466R	FORBICI DI MAYO AC/AC RET.140MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	91371/R
BC474R	FORBICI CHIR.DEAVER CRV.SM/AC 145MM	L010499	I.n.s.	PZda 1 PZ	970622/R
BC504R	FORBICI P.INCISIONE BOTTONUTE 145MM	L010499	I.n.s.	PZda 1 PZ	970625/R
BC506R	FORBICI P.INCISIONE BOTTONUTE 165MM	L010499	I.n.s.	PZda 1 PZ	970626/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
BC515R	FORBICI DIETRICH POTTS EX.FIN.25°180MM	L1002	I.n.s.	PZda 1 PZ	973466/R
BC516R	FORBICI DIETRICH POTTS EX.FIN.45°180MM	L1002	I.n.s.	PZda 1 PZ	973467/R
BC517R	FORBICI DIETRICH POTTS EX.FIN.60°180MM	L1002	I.n.s.	PZda 1 PZ	973469/R
BC518R	FORBICI DIETRICH POTTS EX.FIN.90°180MM	L1002	I.n.s.	PZda 1 PZ	973471/R
BC519R	FORBICI DIETHR.POTTS EX.FIN.125°180MM	L1002	I.n.s.	PZda 1 PZ	973472/R
BC521R	FORBICI SYSTRUNK 130MM	L010499	I.n.s.	PZda 1 PZ	970627/R
BC522R	FORBICI DIETRICH POTTS 25°ANGOL.180MM	L1002	I.n.s.	PZda 1 PZ	38253/R
BC523R	FORBICI DIETRICH POTTS 45°ANGOL.180MM	L1002	I.n.s.	PZda 1 PZ	973450/R
BC524R	FORBICI DIETRICH POTTS 60°ANGOL.180MM	L1002	I.n.s.	PZda 1 PZ	973453/R
BC525R	FORBICI DIETRICH POTTS 90°ANGOL.180MM	L1002	I.n.s.	PZda 1 PZ	973455/R
BC526R	FORBICI DIETRICH POTTS 125°ANGOL.180MM	L1002	I.n.s.	PZda 1 PZ	973456/R
BC531R	FORBIC.DIETHR.POTTS FINI 25°ANGOL.180MM	L1002	I.n.s.	PZda 1 PZ	973457/R
BC532R	FORBIC.DIETHR.POTTS FINI 45°ANGOL.180MM	L1002	I.n.s.	PZda 1 PZ	973458/R
BC533R	FORBIC.DIETHR.POTTS FINI 60°ANGOL.180MM	L1002	I.n.s.	PZda 1 PZ	973459/R
BC534R	FORBIC.DIETHR.POTTS FINI 90°ANGOL.180MM	L1002	I.n.s.	PZda 1 PZ	973460/R
BC544R	FORBICI MAYO RET.140MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	89474/R
BC545R	FORBICI MAYO RET.155MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	960474/R
BC547R	FORBICI MAYO RET.170MM	L010403	I non sterile	SCA da 1 PZ	960476/R
BC551R	DUROTIP FORBICI CRV.COME BJ551R	L0104110201	I.n.s.	PZda 1 PZ	973484/R
BC552R	DUROTIP FORBICI CRV.COME BJ552R	L0104110201	I.n.s.	PZda 1 PZ	973485/R
BC554R	FORBICI MAYO CRV.SULLA PUNTA 140MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	960514/R
BC555R	FORBICI MAYO CRV.SULLA PUNTA 155MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	960515/R
BC557R	FORBICI MAYO CRV.SULLA PUNTA 170MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	960516/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
BC560R	FORBICI MAYO-HARRINGTON RET.230MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	960517/R
BC561R	FORBICI MAYO-HARRINGTON CRV.230MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	960518/R
BC562R	FORBICI MAYO RET.190MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	960519/R
BC563R	FORBICI MAYO CRV.190MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	960522/R
BC564R	FORBICI MAYO DIRITTA 215MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	960523/R
BC565R	FORBICI MAYO CRV.215MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	38091/R
BC566R	FORBICI MAYO-NOBLE RET.170MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	960524/R
BC569R	FORBICI MAYO-NOBLE CRV.170MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	960525/R
BC570R	FORBICI MAYO-STILLE RET.140MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	960526/R
BC573R	FORBICI MAYO-STILLE CRV.140MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	960528/R
BC575R	FORBICI MAYO-STILLE CRV.170MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	960529/R
BC576R	FORBICI DISSEZ.MAYO-STILLE RET.140MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	960530/R
BC577R	FORBICI DISSEZ.MAYO-STILLE CRV.140MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	960531/R
BC578R	FORBICI DISSEZ.MAYO-STILLE RET.165MM	L010403	I.n.s.	SCA DA1 PZ	960532/R
BC579R	FORBICI DISSEZ.MAYO-STILLE CRV.165MM	L010403	I.n.s.	SCA DA1 PZ	960533/R
BC580R	FORBICI STILLE RET.150MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	10434/R
BC581R	FORBICI STILLE CRV.150MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	961794/R
BC584R	FORBICI MAYO RET.165MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	960554/R
BC585R	FORBICI MAYO P.DISSEZIONE RET.200MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	960555/R
BC587R	FORBICI MAYO P.DISSEZ.CRV.165MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	960556/R
BC588R	FORBICI MAYO P.DISSEZ.CRV.200MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	960557/R
BC589R	FORBICI MAYO P.DISSEZ.CRV.210MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	960558/R
BC590R	FORBICI DISSEZ.LEXER SOTTILE RET.165MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	961796/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
BC592R	FORBICI MAYO-LEXER P.DISSEZ.CRV.165MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	960559/R
BC595R	FORBICI RESANO CRV.SUL PIANO 250MM	L01041299	I.n.s.	PZda 1 PZ	38074/R
BC597R	FORBICI COOLEY SM/SM CRV.190MM	L01040401	I.n.s.	PZda 1 PZ	38063/R
BC600R	FORBICI METZENBAUM RET.FINE 145MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	961798/R
BC601R	FORBICI METZENBAUM RET.145MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	961799/R
BC602R	FORBICI METZENBAUM RET.180MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	961814/R
BC603R	FORBICI METZENBAUM CRV.FINE 145MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	961815/R
BC604R	FORBICI DISSEZIONE METZENB.RET.200MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	961817/R
BC605R	FORBICI METZENBAUM CRV.145MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	961819/R
BC606R	FORBICI METZENBAUM CRV.180MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	961820/R
BC608R	FORBICI PREPAR.ISOL.200MM P.COAG.MONOP.	L180201	I.n.s.	SCA DA1 PZ	38595/R
BC611R	FORBICI DISSEZ.NELSON-METZENBAUM 230MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	961821/R
BC612R	FORBICI NELSON-METZENBAUM RET.250MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	961823/R
BC614R	FORBICI NELSON-METZENBAUM RET.305MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	961835/R
BC615R	FORBICI DISS.NELSON-METZENBAUM CRV.230MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	961836/R
BC617R	FORBICI RET.LE CRV.TA FORTE 325MM	L0104080101	I.n.s.	PZda 1 PZ	38181/R
BC620R	FORBICI WELLER CRV.280MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	961861/R
BC621R	FORBICI LLOYD-DAVIES CRV.270MM	L0104080101	I.n.s.	PZda 1 PZ	973155/R
BC624R	FORBICI PREPARAZ.60°ANGOLATA 280MM	L0104080199	I.n.s.	PZda 1 PZ	38068/R
BC625R	FORBICI DISSEZ.NELSON-METZENBAUM 350MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	961858/R
BC628R	FORBICI DISSEZ.DEI NERVI CRV.150MM	L01040799	I.n.s.	PZda 1 PZ	967833/R
BC630R	FORBICI DISSEZ.TOENNIS-ADSON 175MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	786609/R
BC633R	FORBICI TOENNIS FINE RET.180MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	786610/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
BC635R	FORBICI DISSEZ.TOENNIS CRV.180MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	786613/R
BC636R	FORBICI THOREK CRV.180MM	L01040402	I.n.s.	PZda 1 PZ	973357/R
BC638R	FORBICI DI VASO HOHENFELLNER CRV.225MM	L01040402	I.n.s.	PZda 1 PZ	355600/R
BC639R	FORBICI DI VASO HOHENFELLNER CRV.255MM	L01040402	I.n.s.	PZda 1 PZ	355593/R
BC644R	FORBICI SSEZ.STRULLY CRV.220MM	L01040402	III	PZda 1 PZ	868675/R
BC645R	FORBICI DISSEZIONE STRULLY BOTT.220MM	L01040402	III	PZda 1 PZ	868677/R
BC646R	FORBICI SEC.POTTS-SMITH AD ANG.55°180MM	L01040401	I.n.s.	PZda 1 PZ	786996/R
BC647R	FORBICI POTTS-DE'MARTEL ANGOL.25°185MM	L01040401	I.n.s.	PZda 1 PZ	787028/R
BC648R	FORBICI POTTS-DE MARTEL ANGOL.45°185MM	L01040401	I non sterile	SCA da 1 PZ	787029/R
BC649R	FORBICI POTTS-DE MARTEL ANGOL.60°185MM	L01040401	I.n.s.	PZda 1 PZ	787030/R
BC650R	FORBICI POTTS-DE'MARTEL ANGOL.60°220MM	L01040401	I.n.s.	PZda 1 PZ	787031/R
BC651R	FORBICI SEC.MILLS CRV.60°220MM	L01040401	I.n.s.	PZda 1 PZ	787032/R
BC652R	FORBICI POTTS-SMITH 60°175MM	L01040401	I.n.s.	SCA DA1 PZ	787033/R
BC653R	FORBICI SEC.DIETHRICH ANGOLATA 90°170MM	L01040401	I.n.s.	PZda 1 PZ	787034/R
BC656R	FORBICI SECONDO DE'BAKEY 45°155MM	L01040401	I.n.s.	PZda 1 PZ	787037/R
BC657R	FORBICI SECONDO DE'BAKEY 60°155MM	L01040401	I.n.s.	PZda 1 PZ	787038/R
BC660R	FORBICI DURA-MADRE SCHMIEDEN-TAYLOR155MM	L01040701	III	PZda 1 PZ	38110/R
BC662R	FORBICI SECONDO DIETHRICH 25°180MM	L01040401	I.n.s.	PZda 1 PZ	787039/R
BC663R	FORBICI DIETHRICH-HEGEMANN 45°180MM	L01040401	I.n.s.	PZda 1 PZ	787040/R
BC670R	FORBICI FAVALORO CRV.SIN.45°140MM	L01040401	I.n.s.	SCA DA1 PZ	787043/R
BC672R	FORBICI MC'INDOE P.NASO 185MM	L01040601	I.n.s.	PZda 1 PZ	38073/R
BC678R	FORBICI DI VASO COOLEY SM/SM 30°225MM	L01040402	I.n.s.	PZda 1 PZ	1149673/R
BC679R	FORBICI DI VASO COOLEY SM/SM 30°275MM	L01040402	I.n.s.	PZda 1 PZ	1149676/R



<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
BC703R	FORBICI WERTHEIM P.DISSEZ.CRV.200MM	L0104110201	I.n.s.	PZda 1 PZ	972567/R
BC704R	FORBICI WERTHEIM P.DISSEZ.CRV.230MM	L0104110201	I.n.s.	PZda 1 PZ	972568/R
BC708R	FORBICI UTERINE SIMS CRV.210MM	L0104110201	I.n.s.	PZda 1 PZ	38188/R
BC715R	FORBICI AC/AC 280MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	11596/R
BC721R	FORBICI UTERINE SIMS RET.200MM	L0104110201	I.n.s.	PZda 1 PZ	973173/R
BC723R	FORBICI UTERINE SIMS RET.230MM	L0104110201	I.n.s.	PZda 1 PZ	973174/R
BC731R	FORBICI UTERINE SIMS RET.200MM	L0104110201	I.n.s.	PZda 1 PZ	973275/R
BC741R	FORBICI UTERINE SIMS CRV.200MM	L0104110201	I.n.s.	PZda 1 PZ	973175/R
BC743R	FORBICI UTERINE SIMS CRV.230MM	L0104110201	I.n.s.	PZda 1 PZ	973272/R
BC746R	FORBICI UTERINE SIMS CRV.200MM	L0104110201	I.n.s.	PZda 1 PZ	973273/R
BC748R	FORBICI UTERINE SIMS CRV.230MM	L0104110201	I.n.s.	PZda 1 PZ	973274/R
BC760R	FORBICI UTERINE SIEBOLD 245MM	L0104110201	I.n.s.	PZda 1 PZ	973276/R
BC761R	FORBICI UTER.Bozemann CRV.A S 220MM	L0104110201	I.n.s.	PZda 1 PZ	973277/R
BC762R	FORBICI UTERINE SIMS-SIEBOLD RET.250MM	L0104110201	I.n.s.	PZda 1 PZ	973278/R
BC764R	FORB.ISTERECT.KIEBACK CRV.PT.BOTT 260MM	L0104110202	I.n.s.	PZda 1 PZ	973089/R
BC765R	FORBICE PARAMETR. SEC. KIEBACK 90° 350MM	L0104110202	I.n.s.	PZda 1 PZ	973092/R
BC766R	FORBICI ISTERECT.KIEBACK CRV.300MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	64470/R
BC771R	FORBICI PESANTI RET.ALTERNE 160MM	L010499	I.n.s.	PZda 1 PZ	38425/R
BC772R	FORBICI PESANTI CRV.SMUSSE 160MM	L010499	I.n.s.	PZda 1 PZ	973488/R
BC774R	FORBICI DOYEN PARETE ADDOMIN.RET.180MM	L010499	I.n.s.	PZda 1 PZ	973490/R
BC776R	FORBICI DOYEN PARETE ADDOMIN.CRV.175MM	L010499	I.n.s.	SCA DA1 PZ	973491/R
BC796R	FORBICI CORDONE OMBEL.ANGOL.135MM	L0104110101	I.n.s.	PZda 1 PZ	972563/R
BC797R	FORBICI CORDONE OMBEL.ANGOL.160MM	L0104110101	I.n.s.	PZda 1 PZ	972564/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
BC802R	FORBICI P.SUTURA SPENCER 115MM	L01040201	I.n.s.	PZda 1 PZ	972548/R
BC805R	FORBICI P.LEGATURE CRV.120MM	L01040201	I.n.s.	PZda 1 PZ	972550/R
BC815R	FORBICI HARVEY MORSO DENTATO 125MM	L010499	I.n.s.	PZda 1 PZ	355453/R
BC835R	FORBICI A LAME LUNGHE 150MM	L01040199	I.n.s.	PZda 1 PZ	965716/R
BC848R	FORBICI P.MEDICAZ.LISTER 155MM	L01040199	I.n.s.	PZda 1 PZ	965724/R
BC849R	FORBICI P.MEDICAZ.LISTER 180MM	L01040199	I.n.s.	PZda 1 PZ	965726/R
BC860R	FORBICI MEDICAZ.LISTER 115MM	L01040199	I.n.s.	PZda 1 PZ	965718/R
BC861R	FORBICI P.MEDICAZ.LISTER 140MM	L01040199	I.n.s.	PZda 1 PZ	965719/R
BC863R	FORBICI P.MEDICAZ.LISTER 200MM	L01040199	I.n.s.	PZda 1 PZ	965722/R
BC876R	FORBICI MEDICAZ.ARTIC.ECCEN.160MM	L01040199	I.n.s.	PZda 1 PZ	965723/R
BC881R	FORBICI MILLEUSI NERO 180MM	L01040199	I.n.s.	PZda 1 PZ	965789/R
BC885R	FORBICE UNIVERSALE LISTER NERO 145MM	L01040199	I.n.s.	PZda 1 PZ	94299/R
BC890R	FORBICI P.INFERMIERE 145MM	L01040199	I.n.s.	PZda 1 PZ	965803/R
BC900R	IRIS SUPERCUT FORBICI RET.AC/AC 110MM	L01040503	I.n.s.	PZda 1 PZ	38146/R
BC901R	IRIS SUPERCUT FORBICI CRV.AC/AC 110MM	L01040503	I.n.s.	PZda 1 PZ	1082746/R
BC903R	SUPERCUT FORBIC.STANDARD CRV.AC/AC 120MM	L010403	I.n.s.	SCA DA1 PZ	226151/R
BC904R	SUPERCUT FORB.STEVENS RET.105MM 12MM LA.	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	226093/R
BC905R	SUPERCUT FORB.STEVENS CRV.105MM 12MM LA.	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	226090/R
BC906R	SUPERCUT FORB.STEVENS RET.110MM 13MM LA.	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	15385/R
BC907R	SUPERCUT FORB.STEVENS CRV.110MM 13MM LA.	L010403	I non sterile	SCA da 1 PZ	963588/R
BC908R	FORBICI DI PREPARARE MANG SUPERCUT 115MM	L010403	I non sterile	PZda 1 PZ	38102/R
BC909R	SUPERCUT FORBICI GOLDMAN-FOX CRV.130MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	963597/R
BC911R	SUPERCUT FORBICI JAMESON CRV.130MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	38102/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
BC915R	SUPERCUT FORBICI JAMESON CRV.150MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	962037/R
BC916R	SUPERCUT FORB.JOSEPH RET.ACUT/ACUT 150MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	962040/R
BC917R	SUPERCUT FORB.JOSEPH CRV.ACUT/ACUT 150MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	962043/R
BC920R	SUPERCUT FORBICI GORNEY RET.195MM	L010403	I.n.s.	SCA DA1 PZ	962065/R
BC921R	SUPERCUT FORBICI GORNEY CRV.195MM	L010403	I.n.s.	SCA DA1 PZ	962087/R
BC922R	SUPERCUT FORBICI MAYO RET.255MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	963609/R
BC924R	SUPERCUT FORBICI MAYO RET.165MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	962097/R
BC925R	SUPERCUT FORBICI MAYO CRV.165MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	962100/R
BC926R	SUPERCUT FORBICI MAYO RET.145MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	963606/R
BC927R	SUPERCUT FORBICI MAYO CRV.145MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	963608/R
BC930R	SUPERCUT FORBICI DI PREPARARE RET.115MM	L010403	I non sterile	SCA da 1 PZ	962103/R
BC933R	SUPERCUT FORBICI KAYE CRV.195MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	1149656/R
BC934R	SUPERCUT FORBICI BABY-METZENB.RET.145MM	L010403	I.n.s.	SCA DA1 PZ	962134/R
BC935R	SUPERCUT FORBICI BABY-METZENB.CRV.145MM	L010403	I.n.s.	SCA DA1 PZ	962155/R
BC936R	SUPERCUT FORBICI METZENBAUM RET.180MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	962138/R
BC938R	SUPERCUT FORBICI MAYO RET.305MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	1165593/R
BC939R	SUPERCUT FORBICI FOMON CRV.115MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	963602/R
BC945R	SUPERCUT FORBICI METZENBAUM CRV.230MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	963612/R
BC947R	SUPERCUT FORBICI METZENBAUM CRV.260MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	963615/R
BC949R	SUPERCUT FORBICI METZENBAUM CRV.285MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	963618/R
BC951R	SUPERCUT FORBICI METZENBAUM CRV.300MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	356058/R
BC953R	SUPERCUT FORBICI METZENBAUM CRV.355MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	1165607/R
BC957R	SUPERCUT FORBICI POTTS-SMITH 25°190MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	963622/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
BC959R	SUPER CUT FORBICI POTTS-SMITH 60°180MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	963626/R
BC970R	FORBICI MILLEUSI ROSSO 145MM	L01040199	I.n.s.	PZda 1 PZ	965774/R
BC973R	FORBICI MILLEUSI GIALLO 145MM	L01040199	I.n.s.	PZda 1 PZ	965778/R
BC975R	FORBICI MILLEUSI ARANCIONE 145MM	L01040199	I.n.s.	PZda 1 PZ	965780/R
BC977R	FORBICI MILLEUSI PINK 145MM	L01040199	I.n.s.	PZda 1 PZ	965784/R
BC978R	FORBICI MILLEUSI VERDE 145MM	L01040199	I.n.s.	PZda 1 PZ	965786/R
BC979R	FORBICI MILLEUSI VIOLETTO 145MM	L01040199	I.n.s.	PZda 1 PZ	965788/R
BC980R	FORBICI MILLEUSI ROSSO 180MM	L01040199	I.n.s.	PZda 1 PZ	965791/R
BC981R	FORBICI MILLEUSI BLU 180MM	L01040199	I.n.s.	PZda 1 PZ	965792/R
BC985R	FORBICI MILLEUSI ARANCIONE 180MM	L01040199	I.n.s.	PZda 1 PZ	965796/R
BC988R	FORBICI MILLEUSI VERDE 180MM	L01040199	I.n.s.	PZda 1 PZ	965800/R
BC989R	FORBICI MILLEUSI VIOLETTO 180MM	L01040199	I.n.s.	PZda 1 PZ	965801/R
DO208R	DUROTIP FORB.P.GENGIVE RET.AC/AC 120MM	L010410	I.n.s.	SCA DA1 PZ	38213/R
DO209R	DUROTIP FORB.P.GENGIVE CRV.AC/AC 120MM	L010410	I.n.s.	SCA DA1 PZ	973381/R
DO210R	FORBICI PER GENGIVE RETTE 120MM	L010410	I.n.s.	SCA DA1 PZ	38211/R
DO211R	FORBICI PER GENGIVE CURVE 120MM	L010410	I.n.s.	SCA DA1 PZ	968034/R
DO218R	FORBICI PER GENGIVE QUINBY 130MM	L010410	I.n.s.	SCA DA1 PZ	968054/R
DO219R	FORBICE LOCKLIN 155MM 1 LAMA DENTELL.	L010403	I.n.s.	SCA DA1 PZ	786875/R
DO250R	DUROTIP FORBICI P P.GENGIVE CRV.130MM	L010410	I.n.s.	SCA DA1 PZ	973382/R
DO251R	FORBICI PER GENGIVE 130MM	L010410	I.n.s.	SCA DA1 PZ	968075/R
DP551R	FORBICI UNIVERSALI PER LASTRE 120MM	L010499	I.n.s.	SCA DA1 PZ	972964/R
DP552R	DUROTIP FORBICE UNIVERS.CRV.LATO 120MM	L010499	I.n.s.	SCA DA1 PZ	38120/R
DP560R	FORBICI PER CORONE BEEBE PUNTUTA RETTA	L010499	I.n.s.	SCA DA1 PZ	38118/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
DP561R	FORBICI PER CORONE BEEBE PUNTUTA CURVA	L010499	I.n.s.	SCA DA1 PZ	972954/R
DP563R	FORBICI PER CORONE BEEBE SMUSSA CURVA	L010499	I.n.s.	SCA DA1 PZ	972957/R
DP569R	FORBICI CORONE 1 LAMA DENTELLATA 110MM	L010499	I.n.s.	SCA DA1 PZ	972960/R
EA921R	MICROFORBICI METZENBAUM-RET.SEC.MUELLER	L0104080101	I.n.s.	PZ1	104304/R
ET141R	FORBICI BRAUN-STADLER 200MM	L0104110102	I.n.s.	PZda 1 PZ	972921/R
ET142R	FORBICE P.EPISIOTOMIA CURVA LUNGA 240MM	L0104110102	I.n.s.	PZda 1 PZ	972928/R
ET150R	FORBICI CORDONE OMBELICALE SCHUMACHER	L0104110101	I.n.s.	PZda 1 PZ	38081/R
FD011R	FORBICE MICRO MOLLA VANNAS CURV.ANGOL	L1002	I.n.s.	PZda 1 PZ	966198/R
FD012R	FORBICE A MOLLA MICROCH.RETTA 120MM	L1002	I.n.s.	PZda 1 PZ	38241/R
FD013R	FORBICE A MOLLA MICROCH.CURVA 120MM	L1002	I.n.s.	PZda 1 PZ	966194/R
FD014R	FORBICE MICROCHIRURG.VANNAS RETTA 120MM	L1002	I.n.s.	PZda 1 PZ	966196/R
FD015R	FORBICE MICROCHIRURG VANNAS CURVA 120MM	L1002	I.n.s.	PZda 1 PZ	966197/R
FD016R	FORBICE A MOLLA MICROCH.RETTA 160MM	L1002	I.n.s.	PZda 1 PZ	966199/R
FD017R	FORBICE A MOLLA MICROCH.CURVA 160MM	L1002	I.n.s.	PZda 1 PZ	966200/R
FD018R	FORBICE A MOLLA MICROCH.RETTA 160MM	L1002	I.n.s.	PZda 1 PZ	966201/R
FD020R	FORBICE MICROCHIR.MOLLA MILLESI 160MM	L1002	I.n.s.	PZda 1 PZ	966205/R
FD021R	FORBICE MICROCHIR.MILLESII CURVA 160MM	L1002	I.n.s.	PZda 1 PZ	966208/R
FD100R	MICRO-FORBICE RETTA 145MM MANICO ROTONDO	L1002	I.n.s.	PZda 1 PZ	966212/R
FD101R	MICRO-FORBICE CURVA 145MM MANICO ROTONDO	L1002	I.n.s.	PZda 1 PZ	966213/R
FD103R	MICRO-FORBICE CURVA 145MM MANICO ROTONDO	L1002	I.n.s.	PZda 1 PZ	966214/R
FD251R	MICROFORB.MOLLA CURVE ACUTA/ACUTA 180MM	L1002	I.n.s.	SCA DA1 PZ	967226/R
FD252R	MICROFORB.FILO CURVE ACUTA/ACUTA 180MM	L1002	I.n.s.	SCA DA1 PZ	38428/R
FM010R	FORB.MICRO MUELLER RETTA 120MM AC/AC.M	L1002	I.n.s.	PZda 1 PZ	10967/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
FM011R	FORBICI MICRO MUELLER CURVA 120MM AC/AC	L1002	I.n.s.	PZda 1 PZ	966434/R
FM013R	FORBICI MICRO MUELLER CURVO 120MM SM/SM	L1002	I.n.s.	PZda 1 PZ	966455/R
FM014R	FORBICI MICRO MUELLER CURVA 120MM ACUTA	L1002	I.n.s.	PZda 1 PZ	966458/R
FM040R	FORB.MICRO MUELLER RETTA 170MM AC/AC.M	L01040799	I.n.s.	PZda 1 PZ	966463/R
FM041R	FORBICI MICRO MUELLER CURVA 170MM AC/AC	L1002	I.n.s.	PZda 1 PZ	966498/R
FM042R	FORBICE A MOLLA MICROCH.RET.AC/AC 180MM	L1002	I.n.s.	PZda 1 PZ	967225/R
FM043R	FORBICE A MOLLA MICROCH.CURV.BOTT.180MM	L1002	I.n.s.	PZda 1 PZ	967227/R
FM430R	MICROFORBICI ELAST.EXTRA FINI CRV.165MM	L1002	I.n.s.	PZda 1 PZ	966697/R
FM431R	MICROFORBICI ELASTI.FINI ANG.25°165MM	L1002	I.n.s.	PZda 1 PZ	966689/R
FM432R	MICROFORBICI ELASTI.FINI ANG.45°165MM	L1002	I.n.s.	PZda 1 PZ	966691/R
FM434R	MICROFORBICI ELASTI.FINI ANG.90°165MM	L1002	I.n.s.	PZda 1 PZ	966694/R
FM435R	MICROFORBICI ELASTI.FINI ANG.125°165MM	L1002	I.n.s.	PZda 1 PZ	966695/R
FM436R	MICROFORB.ELAST.CRV.165MM	L1002	I.n.s.	PZda 1 PZ	966688/R
FM437R	MICROFORBICI ELAST.25°ANGOLATE 165MM	L1002	I.n.s.	PZda 1 PZ	966679/R
FM440R	MICROFORBICI ELAST.90°ANGOLATE 165MM	L1002	I.n.s.	PZda 1 PZ	966684/R
FM441R	MICROFORBICI ELAST.125°ANGOLATE 165MM	L1002	I.n.s.	PZda 1 PZ	966686/R
FM442R	MICROFORBICI ELAST. 165MM	L1002	I.n.s.	SCA DA1 PZ	966687/R
FM444R	MICROFORBICI ELAST.FINI RET.165MM	L1002	I.n.s.	PZda 1 PZ	966696/R
FM451R	MICROFORBICI ELAST.AC/SM 25°ANG.165MM	L1002	I.n.s.	PZda 1 PZ	966562/R
FM452R	MICROFORBICI ELAST.AC/SM 45°ANG.165MM	L1002	I.n.s.	PZda 1 PZ	966574/R
FM453R	MICROFORBICI ELAST.AC/SM 60°ANG.165MM	L1002	I.n.s.	PZda 1 PZ	966579/R
FM454R	MICROFORBICI ELAST.AC/SM 90°ANG.165MM	L1002	I.n.s.	PZda 1 PZ	966675/R
FM455R	MICROFORBICI ELAST.AC/SM 125°ANG.165MM	L1002	I.n.s.	PZda 1 PZ	966678/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
FM470R	MICROFORBICI FINI 25°ANGOL.165MM	L1002	I.n.s.	PZda 1 PZ	966554/R
FM471R	MICROFORBICI FINI 45°ANGOL.165MM	L1002	I.n.s.	PZda 1 PZ	966556/R
FM472R	MICROFORBICI FINI 60°ANGOL.165MM	L1002	I.n.s.	PZda 1 PZ	966557/R
FM473R	MICROFORBICI FINI 90°ANGOL.165MM	L1002	I.n.s.	PZda 1 PZ	966558/R
FM474R	MICROFORBICI FINI 125°ANGOL.165MM	L1002	I.n.s.	PZda 1 PZ	966561/R
FM476R	MICROFORBICI ELAST.25°FINI 165MM	L1002	I.n.s.	PZda 1 PZ	966714/R
FM478R	MICROFORBICI ELAST.60°FINI 165MM	L1002	I.n.s.	PZda 1 PZ	966736/R
FM479R	MICROFORBICI ELAST.90°FINI 165MM	L1002	I.n.s.	PZda 1 PZ	966737/R
FM480R	MICROFORBICI ELAST.125°FINI 165MM	L1002	I.n.s.	PZda 1 PZ	113729/R
FM482R	MIC.FORB.ELAST.ROTONDO 25°AC/AC 165MM	L1002	I.n.s.	PZda 1 PZ	967183/R
FM483R	MIC.FORB.ELAST.ROTONDO 45°AC/AC 165MM	L1002	I.n.s.	PZda 1 PZ	967195/R
FM484R	MIC.FORB.ELAST.ROTONDO 60°AC/AC 165MM	L1002	I.n.s.	PZda 1 PZ	967197/R
FM485R	MIC.FORB.ELAST.ROTONDO 90°AC/AC 165MM	L1002	I.n.s.	PZda 1 PZ	967198/R
FM488R	MIC.FORB.ELAST.ROTONDO RET.165MM	L1002	I.n.s.	PZda 1 PZ	967202/R
FM489R	MIC.FORB.ELAST.ROTONDO 25°AC/SM 165MM	L1002	I.n.s.	PZda 1 PZ	967206/R
FM490R	MIC.FORB.ELAST.ROTONDO 45°AC/SM 165MM	L1002	I.n.s.	PZda 1 PZ	967214/R
FM491R	MIC.FORB.ELAST.ROTONDO 60°AC/SM 165MM	L1002	I.n.s.	PZda 1 PZ	967215/R
FM492R	MIC.FORB.ELAST.ROTONDO 90°AC/SM 165MM	L1002	I.n.s.	PZda 1 PZ	967216/R
FM504R	MICROFORBICI ELASTI.FINI 25°ANG.165MM	L1002	I.n.s.	PZda 1 PZ	967219/R
FM505R	MICROFORBICI ELASTI.FINI 45°ANG.165MM	L1002	I.n.s.	PZda 1 PZ	967220/R
FM506R	MICROFORBICI ELASTI.FINI 60°ANG.165MM	L1002	I.n.s.	PZda 1 PZ	967221/R
FM507R	MICROFORBICI ELASTI.FINI 90°ANG.165MM	L1002	I.n.s.	PZda 1 PZ	967222/R
FM508R	MICROFORBICI ELASTI.FINI 125°ANG.165MM	L1002	I.n.s.	PZda 1 PZ	967223/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
HF014R	FORBICI PER UNGHIE RETTE 90MM	L010499	I.n.s.	SCA DA1 PZ	965839/R
HF019R	FORBICI PER UNGHIE CURVA 90MM	L010499	I.n.s.	SCA DA1 PZ	965841/R
HF020R	FORBICI PER UNGHIE CURVA 100MM	L010499	I.n.s.	SCA DA1 PZ	965843/R
HF021R	FORBICI PER UNGHIE CURVA 110MM	L010499	I.n.s.	SCA DA1 PZ	965845/R
HF028R	FORBICI PER UNGHIE RETTA 95MM	L010499	I.n.s.	SCA DA1 PZ	965846/R
HF030R	FORBICI PER UNGHIE CURVE 95MM	L010499	I.n.s.	SCA DA1 PZ	965847/R
HF031R	FORBICI PER UNGHIE CURVE 105MM	L010499	I.n.s.	SCA DA1 PZ	965849/R
HF032R	FORBICI UNGHIE BAMBINI CURVE 85MM	L010499	I.n.s.	SCA DA1 PZ	965837/R
HF400R	FORBICI PIPITA CURVA MOD.EXTRA FINE 90MM	L010403	I.n.s.	SCA DA1 PZ	963775/R
HF409R	FORBICI PER PELLE UNGHIE CURVE 90MM	L010499	I.n.s.	SCA DA1 PZ	68521/R
LX548R	FORBICI PER GESSI DELLA MANO MM 160	L01040101	I.n.s.	PZda 1 PZ	38238/R
LX552R	FORBICI PER GESSO ESMARCH 230MM	L01040101	I.n.s.	PZda 1 PZ	973413/R
LX553R	FORBICI PER GESSO BERGMANN 230MM	L01040101	I.n.s.	PZda 1 PZ	973416/R
LX556R	FORBICI PER GESSO BRUNS 235MM	L01040101	I.n.s.	PZda 1 PZ	973418/R
LX558R	FORBICI PER ABITI LAMA DENTELL.MM 235	L01040101	I.n.s.	PZda 1 PZ	973420/R
LX565R	FORBICI PER GESSO SEUTIN 230MM	L01040101	I.n.s.	PZda 1 PZ	38041/R
LX574R	FORBICI GESSO MODELLO AESCULAP 260MM	L01040101	I.n.s.	PZda 1 PZ	786947/R
LX575R	FORBICI GESSO MODELLO AESCULAP 360MM	L01040101	I.n.s.	PZda 1 PZ	786949/R
OC415R	FORBICI IRIDECTOMIA GRAEFE 100MM	L01040503	I.n.s.	PZda 1 PZ	1082644/R
OC430R	FORBICI ENUCLEAZIONE LANDOLT 125MM	L01040502	I.n.s.	PZda 1 PZ	38111/R
OC461R	FORBICI IRIDECTOMIA WECKER 110MM	L01040503	I.n.s.	PZda 1 PZ	1082611/R
OC480R	PINZA-FORBICI IRIDECTOMIA MCCLURE 95MM	L01040503	I.n.s.	PZda 1 PZ	1082586/R
OC482R	FORBICI PER IRIDECTOMIA NOYES 125MM	L01040503	I.n.s.	PZda 1 PZ	1082589/R



<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
OC491R	FORBICI CORNEALI CASTROVIEJO 110MM	L01040501	I.n.s.	SCA DA1 PZ	38065/R
OC492R	FORBICI CORNEALI CASTROVIEJO 110MM	L01040501	I.n.s.	SCA DA1 PZ	1082408/R
OC496R	FORBICE MICRO P IRIDE RETTA 105MM	L01040503	I.n.s.	PZda 1 PZ	1082593/R
OC497R	FORBICE MICRO P IRIDE CURVA 105MM	L01040503	I.n.s.	PZda 1 PZ	1082608/R
OC498R	FORBICI VANNAS CATARATTA SECOND.MM 85	L01040599	I.n.s.	PZda 1 PZ	38078/R
OC499R	FORBICE CATARATTA VANNAS CURVA 85MM	L01040599	I.n.s.	PZda 1 PZ	1082466/R
OC500R	FORBICE P CATARATTA VANNAS CURVA 85MM	L01040599	I.n.s.	PZda 1 PZ	1082468/R
OG350R	MICRO-FORBICE BELLUCCI RETTA ACUTA	L01040602	I.n.s.	PZda 1 PZ	91391/R
OG351R	FORBICE MICROCHIR.BELLUCCI CURVA SMUSSA	L1002	I.n.s.	PZda 1 PZ	85419/R
OG352R	FORBICE MICROCHIR.BELLUCCI CURVA SIN.	L1002	I.n.s.	PZda 1 PZ	973546/R
OG353R	MICRO-FORBICE BELLUCCI CURVA DES.	L01040602	I.n.s.	PZda 1 PZ	973570/R
OG354R	MICROFORBICI CAWTHORNE	L01040602	I.n.s.	PZda 1 PZ	973572/R
OK351R	FORBICI HEYMANN PER NASO MM190	L01040601	I.n.s.	PZda 1 PZ	973566/R
OK365R	FORBICE COTTLE ACUTA CURVA 105MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	38235/R
OK366R	FORBICE PREPARAZ.SOTTILE CURVA 110MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	786931/R
OK367R	FORBICE SOTTILE COTTLE SMUSSA CURVA	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	970706/R
OK369R	FORBICI COTTLE P.NASO MM105 CURVA	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	970708/R
OK370R	FORBICI PER NASO FOMON 145MM	L01040601	I.n.s.	PZda 1 PZ	973567/R
OK371R	FORBICE PER RINOPLASTICA COTTLE 165MM	L01040601	I.n.s.	PZda 1 PZ	973568/R
OK372R	FORBICI FOMON MM 135	L01040601	I.n.s.	PZda 1 PZ	38071/R
OK373R	FORBICI ALA NASALE FOMON CRV.FORTE 115MM	L01040601	I.n.s.	SCA DA1 PZ	972551/R
OK560R	FORBICI PER NASO RET.130MM	L01040601	I.n.s.	SCA DA1 PZ	1003246/R
OK561R	FORBICI PER NASO CRV.SINIS.130MM	L01040601	I.n.s.	SCA DA1 PZ	1170066/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
OM489R	FORBICE P.CONDOTTO SALIVARE 100MM	L010403	I.n.s.	PZda 1 PZ	38088/R
OM700R	FORBICI DEAN PER TONSILLE MM170	L01040603	I non sterile		85217/R
OM707R	FORBICI BOETTCHER PER TONSILLE MM180	L01040603	I non sterile		973527/R
OM711R	FORBICI SCHWECKENDICK PER TONSILLE MM195	L01040603	I non sterile		973529/R
OP130R	FORBICE P.LARINGE KILLIAN 200MM	L01040699	I non sterile		38025/R
OP310R	MICRO-FORBICE P.LARINGE RETTA	L01040699	I non sterile		68977/R
OP311R	MICRO-FORBICE P.LARINGE SINISTRA	L01040699	I non sterile		973500/R
OP312R	MICRO-FORBICE P.LARINGE DESTRA	L01040699	I non sterile		973502/R
OP313R	MICRO-FORBICE P.LARINGE CURV.VERS.ALTO	L01040699	I non sterile		973503/R