

SCHEDA TECNICA

Nome Commerciale:	PINZE AESCULAP
Descrizione Prodotto:	Pinze, pinzette, clip
Divisione:	Aesculap
Prodotto da:	Aesculap AG - Tuttlingen
Officina di produzione:	Aesculap AG - Tuttlingen
Rappresentato in Italia da:	B.Braun Milano S.p.A. Via Vincenzo da Seregno 14 20161 Milano
Certificazioni:	D.O.C., ISO
Ente certificatore:	0123
Classe di rischio:	Classe I non sterile - non necessita quindi di certificato CE
Codice CND:	Vedi elenco allegato

INDICAZIONI, CONTROINDICAZIONI, AVVERTENZE

Una preparazione efficace è nella responsabilità esclusiva del gestore. Vi preghiamo di fare attenzione alle indicazioni ed alle normative descritte nell' istruzione d' uso e ai manuali nazionali dei regolamenti e delle normative.

PULIZIA: Pulizia automatica alcalina o manuale con / senza trattamento a ultrasuoni

DISINFEZIONE: Disinfezione termica 5 min a 90 C

ASCIUGATURA: Asciugatura a max 120 C 248 F

PREPARAZIONE NEL PUNTO DI UTILIZZO : AD UMIDO O A SECCO.

SOSTANZE CHIMICHE E TEMPERATURE X LA PULIZIA E DISINFEZIONE: sostanze di tipo acido / neutro/ alcalino con/senza aggiunta di tensioattivi .CHIMICA a max 80°C o TERMICA con acqua completamente desalinizzata a max 93°C .

Si presuppone che per la pulizia e disinfezione vengano utilizzati prodotti omologati per il caso di impiego e che siano rispettate le concentrazioni, i tempi d' azione e le temperature raccomandate. E' necessario assicurare che sui prodotti non permangano residui. Per il risciacquo finale usare acqua completamente desalinizzata

INFORMAZIONI TECNICHE

Caratteristiche qualitative delle pinze anulari AESCULAP (in generale)

Denti del morso

- Perfettamente coincidenti
- L'intaglio del dente non continua sul retro del morso
- Denti doppi di uguale altezza ed uguale spessore
- Denti ben limati ed affilati

Morso e chiusura

- Spigoli del morso spezzati senza sbavatura
- Scanalature del morso centrate e senza sbavatura
- Inclinazioni della chiusura parallela a strumento chiuso
- Rivetto completamente inserito
- Guida della chiusura parallela e simmetrica
- Vite della chiusura centrata
- Testa della vite e capocchia del filetto senza sbavatura
- Vite ben serrata
- A pinza chiusa, chiusura sovrappoentesi lateralmente

Fermo

- Tutti i denti di uguale altezza
- Dopo lo scatto della pinza, i denti sono posizionati sul fondo
- Spigoli spezzati
- Alzata del fermo arrotondata sul primo dente

Funzionamento

- L'alzata del fermo si copre toccando la punta del morso
- Il morso si chiude quando scatta l'ultimo dente del fermo
- Le parti del morso si coprono reciprocamente, i denti trasversali e longitudinali si inseriscono gli uni negli altri
- La resistenza all'apertura ed alla chiusura deve essere uguale in tutti i punti
- La pinza non deve portarsi autonomamente nella posizione di lavoro

Superficie

- Assenza di danni superficiali, quali ad es. fessure, graffi, rigature
- Assenza di impurità superficiali, quali ad es. macchie, ruggine, sporco
- Privo di sbavatura in tutti i componenti funzionali
- Faccette lisce e pulite

Riassunto delle caratteristiche qualitative delle pinze AESCULAP

- Dimensioni AESCULAP conformi alla norma DIN
- Dimensioni AESCULAP con tolleranze notevolmente inferiori, ad es. larghezza del morso
- Esecuzione AESCULAP conforme alla norma interna, ai disegni, ai campioni ed allo standard qualitativo
- Le tolleranze di lavorazione garantiscono un'esecuzione sempre costante
- Il dimensionamento dello spessore del morso garantisce la medesima elasticità del morso grazie ad un'identica forma dello stesso
- Esecuzione dei denti del morso definita
- Stessa piegatura del morso mediante indicazione del raggio per le pinze ricurve

- L'oliva del morso della pinza evita gli spigoli taglienti nel punto di passaggio dalla chiusura al morso
- Fresatura della chiusura conforme alla norma interna per un' esecuzione sempre uguale.
- Il dimensionamento delle branche garantisce un' uguale elasticità delle stesse e pertanto un identico funzionamento del morso della pinza
- Stessa esecuzione dell' anello grazie alla norma interna ed al dimensionamento degli anelli
- Descrizione dell' esecuzione e del funzionamento delle pinze nello standard qualitativo, per ridurre al minimo le valutazioni soggettive
- Valutazione della superficie rispetto al campione di superficie
- Aumento della resistenza alla corrosione mediante lucidatura elettrochimica, anche nei punti che non è stato possibile correggere in sede di finitura, ad es. nella dentatura e nella chiusura
- Verifica della resistenza alla corrosione mediante prova di ebollizione
- Controllo finale come da schema dei controlli
- Movimento uniforme, il morso aperto resta fermo in qualsiasi posizione
- Rapporto di prova

DATI TECNICI

Monouso:	No
Poliuso:	SI
Sterile alla vendita:	NO
Risterilizzabile:	Fare sempre riferimento alle istruzioni d'uso
Medodo di sterilizzazione:	Procedimento di sterilizzazione a vapore o a vuoto frazionato. Fare sempre riferimento alle istruzioni d'uso
Presenza di lattice:	No
Confezionamento:	Busta di plastica. Scatola di cartone e gomma piuma per alcuni codici
Temperatura di conservazione:	Conservare a Temperatura ambiente, non esporre a valori estremi di temperatura per periodi prolungati.
Biocompatibilità	Si I dispositivi sono sottoposti e soggetti a test di biocompatibilità secondo gli standard internazionali: ISO 10993 -1 Valutazioni Biologiche dei dispositivi medici Part. 1: valutazione e test
Garanzia:	Garanzia pluriennale sulla base dei seguenti requisiti: uso da parte di personale esperto, preparazione, massima cura durante le manipolazioni, sterilizzazione. Sono esclusi dalla garanzia: Danni violenti o over stressing Applicazioni improprie, non adatte all'uso del prodotto Danneggiamento per corrosione da mezzi chimici, come ad esempio uso di soluzioni saline

	<p>Maneggiamento , pulizia e trattamento improprio durante la preparazione, (ad esempio uso di disinfettanti , agenti di pulizia o materiali di manutenzione inadatti) Invecchiamento naturale Inadatte condizioni di sterilizzazione (in particolare insoddisfacente qualità di vapore).</p>
Manutenzione:	<p>Per evitare durezze del movimento o corrosione da attrito, gli strumenti con snodi o con superfici di scorrimento metalliche devono essere oliati prima di ogni sterilizzazione. Aesculap raccomanda l' utilizzo di JG600 o JG598 . in caso di trattamento con detergenti contenenti acido fosforico o acido fluoridrico i prodotti con incisioni al laser possono sbiadire . Cio' puo' determinare la compromissione o la perdita totale della funzione di codifica.</p>

LISTA CODICI

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
AN379R	PINZA P.CATETERI MAGILL P.BAMBINI	L031312	I.n.s.	PZda 1 PZ	55431/R
AN380R	PINZA INTUBAZIONE MAGILL P.BAMB.	L031312	I.n.s.	PZ1	1009706/R
AN381R	PINZA INTUBAZIONE MAGILL P.ADULTI	L031312	I.n.s.	PZ1	1009707/R
AN705R	PINZA TIRA LINGUA YOUNG 165MM	L03130402	I.n.s.	PZ1	69410/R
AN706	GUARNIZIONE GOMMA PAIO P.PINZA AN705R	L03130402	I.n.s.	PZda 1 PZ	69421/R
AN709R	PINZA TIRA LINGUA COLLIN 170MM	L03130402	I.n.s.	PZ1	55449/R
AN710R	PINZA HEYWOOD-SMITH 200MM	L03130402	I.n.s.	PZ1	1010000/R
AN711R	PINZA HEYWOOD-SMITH 210MM	L03130402	I.n.s.	PZ1	1010001/R
AN908R	PINZA EMOSTATICA MOD.KLIN.BERLIN 145MM	L031307	I.n.s.	PZ1	55437/R
AN909R	SERRA TUBO MORSO LISCI 165MM	L031307	INSt	PZ 1	1009852/R
AN910R	PINZA SERRATUBI MORSO STRIATO 165MM	L031307	I.n.s.	PZ1	1009853/R
AN911R	PINZA MORSO INCRINATO ARCO D'GUIDA 180MM	L031307	I.n.s.	PZ1	1009854/R
AN912R	PINZA DA TUBO MORSO STRIATI 180MM	L031307	I.n.s.	PZ1	1009855/R
AN913R	PINZA DA TUBO MORSO STRIATI 200MM	L031307	I.n.s.	PZ1	1009856/R
BD023R	PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA 115MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1006287/R
BD025R	PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA 130MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1006288/R
BD027R	PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA 145MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1006289/R
BD029R	PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA 160MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1006290/R
BD030R	PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA 180MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1006291/R
BD031R	PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA 200MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1006306/R
BD032R	PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA 250MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1006307/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
BD033R	PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA 305MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1006326/R
BD035R	PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA CRV.130MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1006327/R
BD037R	PINZETTA ANAT.LARGH.MEDIA CRV.140MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1006328/R
BD043R	PINZETTA ANAT.115MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1006246/R
BD045R	PINZETTA ANAT.130MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1006266/R
BD047R	PINZETTA ANAT.145MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1006267/R
BD049R	PINZETTA ANAT.160MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1006268/R
BD050R	PINZETTA ANAT.180MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1006271/R
BD051R	PINZETTA ANAT.200MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1006272/R
BD052R	PINZETTA P.MEDICAZ.ANAT.250MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1006273/R
BD053R	PINZETTA ANAT.300MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1006286/R
BD065R	PINZETTA ANAT.MODELLO SVEDESE 130MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1006346/R
BD067R	PINZETTA ANAT.MODELLO SVEDESE 150MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1006347/R
BD068R	PINZETTA ANAT.MODELLO SVEDESE 170MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1006348/R
BD069R	PINZETTA ANAT.MODELLO SVEDESE 200MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1006349/R
BD077R	PINZETTA ANAT.EXTRA LG.145MM	L031308	I.n.s.	PZ1	38391/R
BD078R	PINZETTA ANAT.D.BONNEY 174MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1006351/R
BD081R	PINZETTA ANAT.200MM	L031308	I.n.s.	PZ1	38389/R
BD083R	PINZETTA ANAT.RAMSEY 175MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1006352/R
BD130R	PINZETTA P.FILO OCHSNER 145MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1006350/R
BD151R	DUROGRIP PINZETTA ADSON 120MM	L031308	I.n.s.	PZ1	38392/R
BD154R	DUROGRIP PINZETTA 145MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1006386/R
BD156R	DUROGRIP PINZETTA 180MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1006406/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
BD157R	DUROGRIP PINZETTA 200MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1006407/R
BD158R	DUROGRIP PINZETTA 230MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1006409/R
BD159R	DUROGRIP PINZETTA 250MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1006408/R
BD160R	DUROGRIP PINZETTA CUSHING 180MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1006416/R
BD164R	DUROGRIP PINZETTA 145MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1006413/R
BD165R	DUROGRIP PINZETTA 200MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1006414/R
BD166R	DUROGRIP PINZETTA 250MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1006415/R
BD168R	DUROGRIP PINZETTA GUENWALD 185MM	L031308	I.n.s.	PZ1	38399/R
BD171R	DUROGRIP PINZETTA WANGENSTEEN 150MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1006410/R
BD173R	DUROGRIP PINZETTA WANGENSTEEN 230MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1006412/R
BD180R	DUROGRIP PINZETTA SUTURAZIONE 200MM	L031309	I.n.s.	PZ1	38418/R
BD181R	DUROGRIP PINZETTA SUT.FERRIS-SMITH 175MM	L031309	I.n.s.	PZ1	1007246/R
BD185R	DUROGRIP PINZETTA SUTURAZIONE 300MM	L031309	I.n.s.	PZda 1 PZ	60720/R
BD190R	GERALD PINZETTA 1MM STRIATE RET.180MM	L1003	I.n.s.	PZ1	38365/R
BD191R	GERALD PINZETTA 1MM DE'BAKEY RET.180MM	L1003	I.n.s.	PZ1	1005568/R
BD192R	GEALD DIADUST PINZ.1MM ANELLO RET.180MM	L1003	I.n.s.	PZ1	38274/R
BD193R	GEALD DIADUST PINZ.1MM ANELLO CRV.180MM	L1003	I.n.s.	PZ1	1002953/R
BD194R	GERALD DIADUST PINZETTA RET.180MM	L1003	I.n.s.	PZ1	1002954/R
BD195R	GERALD PINZETTA 1MM DE'BAKEY RET.200MM	L1003	I.n.s.	PZ1	1005569/R
BD196R	GERALD DIADUST PINZETTA RET.200MM	L1003	I.n.s.	PZ1	1002955/R
BD197R	GERALD PINZETTA 1MM STRIATE RET.250MM	L1003	I.n.s.	PZ1	1005567/R
BD198R	CUSHING DUROGRIP PINZETTA RET.250MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1006428/R
BD200R	THUMB DIADUST PINZETTA 1MM RET.180MM	L1003	I.n.s.	PZ1	93796/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
BD201R	THUMB DIADUST PINZETTA 1MM RET.210MM	L1003	I.n.s.	PZ1	1019566/R
BD210R	PINZETTA P.DISSEZIONE MOLTO FINE 115MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1020053/R
BD213R	PINZETTA ANAT.GILLIES 150MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1006018/R
BD215R	PINZETTA SEMKEN 125MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1006014/R
BD216R	PINZETTA SEMKIN FINE 150MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1006015/R
BD217R	PINZETTA ANAT.MORSO 1,5MM 155MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1006017/R
BD220R	PINZETTA ADSON P.DISSEZ.120MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1019950/R
BD222R	PINZETTA ADSON SCANALATURA TRASVER.120MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1019955/R
BD223R	PINZETTA ADSON SOTTILE 150MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1019958/R
BD224R	PINZETTA ADSON 180MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1019960/R
BD225R	PINZETTA ANATOMICO HUDSON 125MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1006011/R
BD226R	PINZETTA JEFFERSON 180MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1020054/R
BD228R	PINZETTA GERALD SCANALATURA TRASV.175MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1006021/R
BD229R	PINZETTA GERALD CRV.175MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1006023/R
BD230R	PINZETTA DISSEZ.GERALD SENZA DENTI 230MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1006024/R
BD231R	PINZETTA MICRO-CHIR.MORSO LISCIO 180MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1006033/R
BD232R	PINZETTA MICRO-CHIR.MORSO LISCIO 200MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1006034/R
BD236R	PINZETTA ANAT.MC'INDOE 150MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1006020/R
BD238R	PINZETTA ANAT.CUSHING 180MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1006027/R
BD239R	PINZETTA ANAT.CUSHING 200MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1006028/R
BD240R	PINZETTA ANAT.CUSHING 250MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1006030/R
BD243R	PINZETTA ANAT.CUSHING CRV.200MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1006029/R
BD246R	PINZETTA P.DISSEZIONE BROPHY 200MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1006031/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
BD247R	PINZETTA P.DISSEZIONE BROPHY 200MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1006032/R
BD250R	PINZETTA COOLEY 200MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1006035/R
BD257R	PINZETTA MICRO-CHIR.MORSO STRIATO 200MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1006036/R
BD260R	PINZETTA P.MICRO.LAZAR 0,5MM 155MM	L031309	I.n.s.	PZ1	1003060/R
BD261R	PINZETTA P.MICRO.LAZAR 0,8MM 155MM	L031309	I.n.s.	PZ1	1003061/R
BD264R	PINZETTA P.MICROSUT.0,5MM 185MM	L031309	I.n.s.	PZ1	1003062/R
BD268R	PINZETTA CAIRNS-DOTT 178MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1006025/R
BD269R	PINZETTA CAIRNS-DOTT 215MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1006026/R
BD301R	PINZETTA P.SCHEGGE RET.90MM	L03130403	I.n.s.	PZ1	38411/R
BD302R	PINZETTA P.SCHEGGE RET.105MM	L03130403	I.n.s.	PZ1	1007127/R
BD303R	PINZETTA P.SCHEGGE RET.115MM	L03130403	I.n.s.	PZ1	1007128/R
BD304R	PINZETTA P.SCHEGGE RET.130MM	L03130403	I.n.s.	PZ1	1007146/R
BD305R	PINZETTA P.SCHEGGE RET.145MM	L03130403	I.n.s.	PZ1	1007148/R
BD311R	PINZETTA P.SCHEGGE CRV.90MM	L03130403	I.n.s.	PZ1	1007149/R
BD312R	PINZETTA P.SCHEGGE CRV.105MM	L03130403	I.n.s.	PZ1	1007150/R
BD313R	PINZETTA P.SCHEGGE CRV.115MM	L03130403	I.n.s.	PZ1	1007151/R
BD314R	PINZETTA P.SCHEGGE CRV.130MM	L03130403	I.n.s.	PZ1	1007152/R
BD315R	PINZETTA MEDICAZIONE CRV.SOTTILI 145MM	L03130403	I.n.s.	PZ1	1007153/R
BD320R	PINZETTA P.MICROSCOPIA 100MM	L031308	I.n.s.	PZ1	38416/R
BD321R	PINZETTA P.MICROSCOPIA CRV.100MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1007211/R
BD329R	MICRO PINZETTA PUNTE ANGOL.110MM	L031308	I.n.s.	PZ1	38412/R
BD330R	MICRO PINCETTA #4 RET.0,2MM 110MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1007186/R
BD331R	MICRO PINCETTA #5 SOTTILE 0,15MM 110MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1007188/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
BD333R	MICRO PINCETTA #7 0,2MM 115MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1007189/R
BD335R	MICRO PINCETTA #3 0,3MM 135MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1007192/R
BD336R	PINZETTA P LEGAT.D.VASI RET.0,3MM 135MM	L031309	I.n.s.	PZ1	1003057/R
BD337R	PINZETTA P.LEGAT.VASI CRV.0,3MM 135MM	L031309	I.n.s.	PZ1	1003058/R
BD338R	PINZETTA PREC.FORMA PIAT.0,3MM 120MM	L031309	I.n.s.	PZ1	1003055/R
BD340R	PINZETTA P.SUTURA AUSTIN 0,8MM 140MM	L031309	I.n.s.	PZ1	1003063/R
BD343R	MICRO PINZETTA #7 1X2D.0,4MM 115MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1007191/R
BD345R	MICRO PINZETTA #3 1X2D.0,4MM 135MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1007193/R
BD500R	PINZETTA DISSEZIONE MOL.FINE 1X2D.100MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1019996/R
BD501R	PINZETTA MOLTO FINE 1X2D.110MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1020048/R
BD502R	PINZETTA MOLTO FINE 2X3D.110MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1020049/R
BD505R	PINZETTA PREC.FOR.PIAT.0,2MM 1X2D.95MM	L031309	I.n.s.	PZ1	38362/R
BD506R	PINZETTA DISSEZ.MICRO-ADSON 1X2D.120MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1020011/R
BD507R	PINZETTA DISSEZ.ADSON FINE 1X2D.120MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1020012/R
BD508R	PINZETTA DISS.ADSON MORS.STRI.1X2D.120MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1020007/R
BD509R	PINZETTA DISS.MIC.ADSON-BIEMER 1X2D.	L031308	I.n.s.	SCA DA1 PZ	1020000/R
BD510R	PINZETTA DISSEZ.MICRO-ADSON 1X2D.120MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1020003/R
BD511R	PINZETTA DISSEZ.ADSON FINE 1X2D.120MM	L031308	I.n.s.	PZ1	38405/R
BD512R	PINZETTA DISS.ADSON MORS.STRI.1X2D.120MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1020004/R
BD513R	PINZETTA DISS.ADSON MORS.STRI.1X2D.120MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1020009/R
BD520R	PINZETTA DISSEZ.MICRO-ADSON 1X2D.150MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1020005/R
BD521R	PINZETTA DISSEZ.ADSON FINE 1X2D.150MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1020014/R
BD522R	PINZETTA DISSEZ.ADSON 1X2D.180MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1020006/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
BD523R	PINZ. DISSEZ.JEFFERSON FINE 1X2D.180MM	L031308	I.n.s.	PZda 1 PZ	1020051/R
BD527R	PINZETTA AD.CRV.1X2D.145MM	L031308	I.n.s.	PZ1	38408/R
BD533R	PINZETTA DISSEZ.MEDIAD.1X2D.115MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1007103/R
BD535R	PINZETTA DISSEZ.MEDIAD.1X2D.130MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1007105/R
BD537R	PINZETTA DISSEZ.MEDIAD.1X2D.145MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1007107/R
BD539R	PINZETTA DISSEZ.MEDIAD.1X2D.160MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1007108/R
BD540R	PINZETTA DISSEZ.MEDIAD.1X2D.180MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1007109/R
BD541R	PINZETTA DISSEZ.MEDIAD.1X2D.200MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1007110/R
BD542R	PINZETTA DISSEZ.MEDIAD.1X2D.250MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1007111/R
BD543R	PINZETTA DISSEZ.MEDIAD.1X2D.300MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1007112/R
BD547R	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	L031308	I.n.s.	PZ1	77916/R
BD549R	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1018146/R
BD552R	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.105MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1007090/R
BD553R	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.115MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1007092/R
BD555R	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.130MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1007093/R
BD557R	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1007094/R
BD559R	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1007096/R
BD560R	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.180MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1007097/R
BD561R	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.200MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1007099/R
BD562R	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.250MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1007100/R
BD563R	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.300MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1007101/R
BD564R	PINZA DURA MADRE STANDARD 1X2D.350MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1007102/R
BD575R	PINZETTA DISSEZIONE 2X3D.130MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1018148/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
BD577R	PINZETTA DISSEZIONE 2X3D.145MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1018149/R
BD579R	PINZETTA DISSEZIONE 2X3D.160MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1018151/R
BD580R	PINZETTA DISSEZIONE 2X3D.180MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1018152/R
BD581R	PINZETTA DISSEZIONE 2X3D.200MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1018153/R
BD587R	PINZETTA DISSEZIONE 3X4D.145MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1018154/R
BD589R	PINZETTA DISSEZIONE 3X4D.160MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1018155/R
BD591R	PINZETTA DISSEZIONE 3X4D.200MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1018156/R
BD597R	PINZETTA DISSEZIONE 4X5D.145MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1018157/R
BD598R	PINZETTA DISSEZIONE OFFICER 4X5D.150MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1018158/R
BD600R	PINZETTA DISSEZ.MOLTO ROBUSTA 1X2D.145MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1018147/R
BD602R	PINZETTA LANE 1X2D.125MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1018186/R
BD603R	PINZETTA LANE 1X2D.145MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1018188/R
BD604R	PINZETTA LANE 2X3D.145MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1018189/R
BD606R	PINZETTA LANE 1X2D.180MM	L031308	I.n.s.	PZda 1 PZ	1018190/R
BD607R	PINZETTA LANE 2X3D.180MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1018191/R
BD608R	PINZETTA TREVES 1X2D.127MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1018192/R
BD609R	PINZETTA TREVES 1X2D.150MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1018193/R
BD610R	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.175M	L031308	I.n.s.	PZ1	1018161/R
BD611R	PINZETTA DISSEZIONE 2X3D.175MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1018162/R
BD651R	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.200MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1007089/R
BD660R	PINZETTA DISSEZIONE GILLIES 1X2D.155MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1020021/R
BD661R	PINZETTA DISSEZIONE MC'INDOE 1X2D.150MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1020022/R
BD662R	PINZETTA DISSEZ.GERALD RET.1X2D.175MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1020024/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
BD663R	PINZETTA DISSEZ.GERALD CRV.1X2D.175MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1020025/R
BD664R	PINZETTA DISSEZ.GERALD RET.1X2D.230MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1020026/R
BD665R	PINZETTA DISSEZIONE SEMKEN 1X2D.125MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1020016/R
BD666R	PINZETTA DISSEZIONE SEMKEN 2X3D.125MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1020017/R
BD667R	PINZETTA DISSEZIONE SEMKEN 1X2D.150MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1020018/R
BD668R	PINZETTA DISSEZ.SEMKEN 1X2D.0,8MM 125MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1020019/R
BD669R	PINZETTA DISSEZ.SEMKEN 1X2D.1,1MM 145MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1020020/R
BD670R	PINZA A DENTI WAUGH 1X2D.180MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1020050/R
BD671R	PINZETTA DISSEZIONE WAUGH 1X2D.200MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1020027/R
BD672R	PINZETTA DISSEZIONE WAUGH 1X2D.250MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1020028/R
BD678R	PINZETTA DISSEZ.BROPHY CRV.1X2D.200MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1007088/R
BD679R	PINZETTA DISSEZIONE WAUGH 1X2D.305MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1020029/R
BD690R	PINZETTA DISS.MOD.STRASBOURG 1X2D.150MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1018163/R
BD692R	PINZETTA DISS.MOD.STRASBOURG 1X2D.200MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1018164/R
BD693R	PINZETTA DISSEZIONE BONNEY 1X2D.175MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1018159/R
BD700R	PINZETTA ADSON-BROWN ATR.120MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1007086/R
BD701R	PINZETTA BROWN ATR.150MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1020052/R
BD702R	PINZETTA CHIR.BROWN ATR.200MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1007087/R
BD704R	PINZETTA DISS.JACKSON-BURROWS 1X2D.150MM	L031308	I.n.s.	PZda 1 PZ	1018160/R
BD705R	PINZETTA P.SUTURA CHARNLEY 180MM	L031309	I.n.s.	PZ1	77954/R
BD710R	PINZETTA DA PRESA RESANO 180MM	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1020057/R
BD711R	PINZETTA DA PRESA RESANO 200MM	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1020058/R
BD712R	PINZETTA DA PRESA RESANO 230MM	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1020059/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
BD725R	PINZETTA DISS.STILLE-BARRAYA 3X4D.180MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1018167/R
BD726R	PINZETTA DISS.STILLE-BARRAYA 3X4D.200MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1018168/R
BD727R	PINZETTA DISS.STILLE-BARRAYA 4X5D.250MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1018169/R
BD735R	PINZETTA DISS.ADLERCREUTZ 4X5D.145MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1018165/R
BD736R	PINZETTA DISS.ADLERCREUTZ 4X5D.200MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1018166/R
BD750R	PINZETTA DI SELMAN 150MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1018172/R
BD755R	PINZETTA A DENTI MOD.RUSSO 150MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1018170/R
BD760R	PINZETTA DISSEZIONE MOD.RUSSO 200MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1018171/R
BD761R	PINZETTA DISSEZIONE MODELLO RUSSO 260MM	L03140105	I.n.s.	PZ1	999786/R
BD801R	PINZETTA SEQUEST.TUTTLE P.POLMONE 230MM	L08050201	I.n.s.	PZ1	91496/R
BD802R	PINZETTA SEQUEST.NELSON P.POLMONE 230MM	L08050201	I.n.s.	PZ1	1018646/R
BD820R	PINZETTA DUVAL 140MM	L0408020301	I.n.s.	PZ1	76516/R
BD870R	PINZETTA ADSON A BAIONETTA 175MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1006689/R
BD878R	PINZETTA LUCAE BAION.140MM	L031308	I.n.s.	PZ1	38397/R
BD879R	PINZETTA LUCAE BAION.1X2D.140MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1006687/R
BD880R	PINZETTA JANSEN BAION.160MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1006688/R
BD883R	PINZETTA DISSEZ.GRUENWALD BAION.200MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1006692/R
BD885R	PINZETTA A BAIONETTA MORSO LISCIO 185MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1006695/R
BD886R	PINZETTA BAIONETTA 1X2D.200MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1006696/R
BD900R	PINZETTA AD ANGOLO TROELTSCH 100MM	L031308	I.n.s.	PZ1	38402/R
BD902R	PINZETTA AD ANGOLO TROELTSCH 115MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1006752/R
BD903R	PINZETTA ANGOLO TROELTSCH 1X2D.115MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1006753/R
BD904R	PINZETTA AD ANGOLO WILDE 115MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1006755/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
BD905R	PINZETTA AD ANGOLO TROELTSCH 120MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1006756/R
BD910R	PINZETTA TROELSCH CRV.140MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1006757/R
BD911R	PINZETTA TROELSCH CRV.170MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1006758/R
BD952R	PINZETTA P.SCHEGGE RET.80MM	L03130403	I.n.s.	PZ1	77912/R
BD963R	PINZA PER SCHEGGE FEILCHENFELD 75MM	L03130403	I.n.s.	PZ1	1017806/R
BD964R	PINZA PER SCHEGGE FEILCHENFELD 95MM	L03130403	I.n.s.	PZda 1 PZ	1017807/R
BD965R	PINZETTA P.SCHEGGE FEILCHENFELD 115MM	L03130403	I.n.s.	PZ1	1017808/R
BD980R	PINZETTA P.SCHEGGE HUNTER RET.105MM	L03130403	I.n.s.	PZ1	1017809/R
BD992R	PINZETTA P.SCHEGGE STIEGLITZ RET.140MM	L03130403	I.n.s.	PZ1	1017811/R
BD993R	PINZETTA P.SCHEGGE STIEGLITZ CRV.140MM	L03130403	I.n.s.	PZ1	1017812/R
BD995R	PINZETTA P.SCHEGGE PEET CRV.120MM	L03130403	I.n.s.	PZ1	1017813/R
BF003R	PINZA P.TAMPONI BRYANT 130MM	L031303	I.n.s.	PZ1	12111/R
BF004R	PINZA P.CAVITA LISTER 135MM	L031302	I.n.s.	PZ1	1024411/R
BF006R	PINZA P.MEDICAZ.LISTER 160MM	L031302	I.n.s.	PZ1	1024414/R
BF008R	PINZA P.CAVITA LISTER 185MM	L031302	I.n.s.	PZda 1 PZ	1024415/R
BF010R	PINZA P.MEDICAZIONE RET.145MM	L031302	I.n.s.	PZ1	1024427/R
BF016R	PINZA P.MEDICAZIONE RET.145MM	L031302	I.n.s.	PZ1	1024428/R
BF021R	PINZA POLIPI E MEDIC 175MM	L031302	I.n.s.	PZ1	1024607/R
BF027R	PINZA POLIPI E MEDIC DUPLAY CRV.210MM	L031302	I.n.s.	PZ1	1024613/R
BF032R	PINZA POLIPI E MEDICAZ GROSS RET.180MM	L031302	I.n.s.	PZ1	1024608/R
BF033R	PINZA POLIPI E MEDICAZ GROSS CRV.180MM	L031302	I.n.s.	PZ1	1024609/R
BF040R	PINZA POLIPI E MEDICAZ GROSS RET.200MM	L031302	I.n.s.	PZ1	1024611/R
BF041R	PINZA POLIPI E MEDICAZ GROSS CRV.200MM	L031302	I.n.s.	PZ1	1024612/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
BF046R	PINZA POLIPI E MEDICAZ GROSS RET.200MM	L031302	I.n.s.	PZ1	1009964/R
BF047R	PINZA POLIPI E MEDICAZ GROSS CRV.200MM	L031302	I.n.s.	PZ1	1009966/R
BF056R	PINZA MAIER P.POLIPI S.CREM.RET.265MM	L031302	I.n.s.	PZ1	1024614/R
BF057R	PINZA MAIER P.POLIPI S.CREM.CRV.265MM	L031302	I.n.s.	PZ1	1024615/R
BF058R	PINZA MAIER P.POLIPI C.CREM.RET.260MM	L031302	I.n.s.	PZ1	1024616/R
BF059R	PINZA MAIER P.POLIPI C.CREM.CRV.260MM	L031302	I.n.s.	PZ1	1024617/R
BF060R	PINZA AESCULAP P.MEDICAZIONI RET.220MM	L031302	I.n.s.	PZ1	55440/R
BF061R	PINZA AESCULAP P.MEDICAZIONI CRV.220MM	L031302	I.n.s.	PZ1	1009969/R
BF062R	PINZA ULRICH-AESCULAP P.MEDICA.RET.265MM	L031302	I.n.s.	PZ1	1024666/R
BF063R	PINZA ULRICH-AESCULAP P.MEDICA.CRV.265MM	L031302	I.n.s.	PZ1	1024667/R
BF065R	PINZA ULRICH-AESCULAP P.MEDICA.CRV.350MM	L031302	I.n.s.	PZ1	68845/R
BF070R	PINZA P.MEDICAZIONI RET.240MM	L031302	I.n.s.	PZ1	1024668/R
BF071R	PINZA MEDICAZ.CRV.240MM	L031302	I.n.s.	PZ1	1024669/R
BF076R	PINZA P.POL.SIMS-MAIER C.CREMA.RET.280MM	L031302	I.n.s.	PZ1	1024618/R
BF077R	PINZA P.POL.SIMS-MAIER C.CREMA.CRV.280MM	L031302	I.n.s.	PZ1	1024619/R
BF078R	PINZA P.POL.SIMS-MAIER C.CREMA.RET.350MM	L031303	I.n.s.	PZ1	60635/R
BF091R	PINZA P MEDICAZ.COLLIN C.CREMA.RET.240MM	L031302	I.n.s.	PZ1	1024670/R
BF092R	PINZA P MEDICAZ.CHERON C.CREMA.RET.240MM	L031302	I.n.s.	PZ1	1024672/R
BF098R	PINZA P.MEDICAZIONI EMMET 210MM	L031302	I.n.s.	PZ1	1024673/R
BF112R	PINZA PORT.TAMP.FOERSTER-BALLENGER 180MM	L031303	I.n.s.	PZ1	1019526/R
BF113R	PINZA PORT.TAMP.FOERSTER-BALLENGER 180MM	L031303	I.n.s.	PZ1	1019546/R
BF116R	PINZA P.TAMPONI RAMPLEY 180MM	L031303	I.n.s.	PZ1	1019547/R
BF118R	PINZA P.TAMPONI RAMPLEY 250MM	L031303	I.n.s.	PZ1	1019548/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
BF120R	PINZA MEDICAZ.FOERSTER MORSO LISCI 245MM	L031302	I.n.s.	PZda 1 PZ	1024674/R
BF121R	PINZA MEDICAZ.FOERSTER MORSO LISCI 245MM	L031302	I.n.s.	PZda 1 PZ	1024675/R
BF122R	PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.245MM	L031302	I.n.s.	PZda 1 PZ	1024676/R
BF123R	PINZA MEDICAZ.FOERSTER MOR.SCANAL.245MM	L031302	I.n.s.	PZda 1 PZ	1024677/R
BF135R	PINZA KELLY P.POLIPI SENZA CREMAG.320MM	L0509030299	I.n.s.	PZ1	92198/R
BF136R	PINZA P.POLIPI KELLY CON CREMAG.320MM	L0509030299	I.n.s.	PZ1	1019030/R
BF299R	PINZA DA PRESA POIRIER 2X3D.125MM	L03130401	I.n.s.	PZ1	92281/R
BF300R	PINZA ARTERIE CHAPUT PICC.2X3D.125MM	L03130401	I.n.s.	PZ1	1019426/R
BF301R	PINZA P.ARTERIE TUFFIER 5X6D.125MM	L03130401	I.n.s.	PZ1	1019427/R
BF303R	PINZA P AFFER TENDINI HERZ 3MM 155MM	L091305	I.n.s.	PZ1	76871/R
BF306R	PINZA P.PRESA JACKSON 4X5D.155MM	L091305	I.n.s.	PZ1	1017206/R
BF307R	PINZA P.PRESA 120MM	L0408020301	I.n.s.	PZ1	76504/R
BF309R	PINZA P.TESSUTO 2X2D.155MM	L0509020201	I.n.s.	PZ1	984613/R
BF310R	PINZA P.AFFERR.I TESSU.LAHEY 3X3D.155MM	L0509020201	I.n.s.	PZ1	984614/R
BF311R	PINZA BRAUN P.TESSUTI 4X4D.155MM	L0509020201	I.n.s.	PZ1	984615/R
BF315R	PINZA P TENDINI BRAND CRV.150MM	L091305	I.n.s.	PZ1	1017208/R
BF316R	PINZA P TENDINI BRAND CRV.185MM	L091305	I.n.s.	PZ1	1017209/R
BF320R	PINZA TENDINI KLEINERT-KUTZ 205MM	L091305	I.n.s.	PZ1	1017212/R
BF324R	PINZA TENDINI BRAND RET.150MM	L091305	I.n.s.	PZ1	1017210/R
BF325R	PINZA TENDINI JAEGER FLESS.275MM	L091305	I.n.s.	PZ1	1017207/R
BF326R	PINZA TENDINI BRAND RET.185MM	L091305	I.n.s.	PZ1	1017211/R
BF401R	PINZA CHAMP MOD.PICCOLO CRV.55MM	L031307	I.n.s.	PZ1	76701/R
BF407R	PINZA CHAMP JONES CRV.87MM	L031307	I.n.s.	PZ1	1015650/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
BF408R	PINZA CHAMP MOD.INGLESE 85MM	L031307	I.n.s.	PZ1	1015651/R
BF410R	PINZA CHAMP SCHAEDEL RET.85MM	L031307	I.n.s.	PZ1	1015653/R
BF411R	PINZA CHAMP SCHAEDEL CRV.85MM	L031307	I.n.s.	PZ1	1015654/R
BF417R	PINZA CHAMP DOYEN 2X2D.180MM	L031307	I.n.s.	PZ1	1015655/R
BF426R	PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	L0509020201	I.n.s.	PZ1	984533/R
BF431R	PINZA CHAMP BACKHAUS 90MM	L031307	I.n.s.	PZ1	1015692/R
BF432R	PINZA CHAMP BACKHAUS 110MM	L031307	I.n.s.	PZ1	1015693/R
BF433R	PINZA CHAMP BACKHAUS 135MM	L031307	I.n.s.	PZ1	1015694/R
BF436R	PINZA CHAMP BACKHAUS 80MM	L031307	I.n.s.	PZ1	1015690/R
BF437R	PINZA CHAMP BACKHAUS 105MM	L031307	I.n.s.	PZ1	1015691/R
BF439R	PINZA TELO ROBIN C.SUPPORTO CAVO MAX.5MM	L031307	I.n.s.	PZ1	1015697/R
BF440R	PINZA TELO ROBIN C.SUP.CAVO MAX.13MM	L031307	I.n.s.	PZ1	1015698/R
BF442R	PINZA TELO ROBIN C.SUP.CAVO MAX.15MM	L031307	I.n.s.	PZ1	1015700/R
BF443R	PINZA D'FISSAG.C.COPPIO POR.TUBO 140MM	L031307	I.n.s.	PZ1	17761/R
BF444R	PINZA CHAMP KOCHER 135MM	L031307	I.n.s.	PZ1	1015695/R
BF448R	PINZA CHAMP ROEDER 135MM	L031307	I.n.s.	PZ1	1015696/R
BF450R	PINZA P.TELO E TESSUTO LANE 130MM	L031307	I.n.s.	PZ1	1015687/R
BF451R	PINZA P.TELO E TESSUTO LANE 155MM	L031307	I.n.s.	PZ1	1015688/R
BF452R	PINZA P.TELO E TESSUTO 195MM	L031307	I.n.s.	PZ1	1015689/R
BF458R	PINZA CHAMP THOMAS #1 100MM	L031307	I.n.s.	PZ1	1015707/R
BF459R	PINZA CHAMP THOMAS #2 140MM	L031307	I.n.s.	PZda 1 PZ	1015708/R
BF460R	PINZA CHAMP ATR.150MM	L031307	I.n.s.	PZ1	1015704/R
BF461R	PINZA CHAMPS LORNA 95MM	L031307	I.n.s.	PZ1	1015702/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
BF463R	PINZA CHAMPS LORNA 130MM	L031307	I.n.s.	PZ1	1015703/R
BF464R	PINZA FERMACARTA BOTTONUTA 140MM	L031307	I.n.s.	PZ1	1015705/R
BF465R	PINZA P.CARTA BOTONUTA 115MM	L031307	I.n.s.	PZ1	1015706/R
BF466R	PINZA P.CARTA BOTONUTA 135MM	L031307	I.n.s.	PZ1	76703/R
BF493R	SPILLA P.STERILIZZAZIONE 140MM	L9099	I non sterile	SCA da 1 PZ	771547/R
BH011R	PINZA BULLDOG JOHNS-HOPKINS 38MM	L0708010101	I.n.s.	PZ1	922574/R
BH012R	PINZA BULLDOG JOHNS-HOPKINS 48MM	L0708010101	I.n.s.	PZ1	922576/R
BH013R	PINZA BULLDOG JOHNS-HOPKINS 56MM	L0708010101	I.n.s.	PZ1	922577/R
BH014R	PINZA BULLDOG JOHNS-HOPKINS 63MM	L0708010101	I.n.s.	PZ1	922580/R
BH015R	PINZA BULLDOG JOHNS-HOPKINS 70MM	L0708010101	I.n.s.	PZ1	922581/R
BH016R	PINZA BULLDOG JOHNS-HOPKINS 80MM	L0708010101	I.n.s.	PZ1	922582/R
BH017R	PINZA BULLDOG JOHNS-HOPKINS 91MM	L0708010101	I.n.s.	PZ1	922583/R
BH018R	PINZA P.POSARE LE CLAMPS BULLDOG 240MM	L070801018001	I.n.s.	PZda 1 PZ	49369/R
BH020R	CLAMP VASCOL.DIEFFENBACH RET.38MM	L0708010199	I.n.s.	PZ1	17729/R
BH021R	CLAMP VASCOL.DIEFFENBACH CRV.38MM	L0708010101	I.n.s.	PZ1	1093566/R
BH022R	CLAMP VASCOL.DIEFFENBACH RET.48MM	L0708010101	I.n.s.	PZ1	49436/R
BH023R	CLAMP VASCOL.DIEFFENBACH CRV.48MM	L0708010101	I.n.s.	PZ1	1093567/R
BH026R	CLAMP VASCOL.DIEFFENBACH RET.58MM	L0708010101	I.n.s.	PZ1	1093568/R
BH027R	CLAMP VASCOL.DIEFFENBACH CRV.58MM	L0708010101	I.n.s.	PZ1	1093569/R
BH030R	PINZA BULLDOG DE'BAKEY-HESS ANG.20/35MM	L0708010101	I.n.s.	PZ1	1093586/R
BH031R	PINZA BULLDOG DE'BAKEY-HESS ANG.30/40MM	L0708010101	I.n.s.	PZ1	1093587/R
BH032R	MICROPINZA BULLDOG DIETRICH ANG.10/48MM	L0708010101	I.n.s.	PZ1	853554/R
BH034R	MICROPINZA BULLDOG DIETRICH ANG.13/48MM	L0708010101	I.n.s.	PZ1	853574/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
BH100R	PINZA VASCOLARI CARREL 85MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009308/R
BH104R	PINZA EMOST.BABY-MOSQUITO RET.100MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009312/R
BH105R	PINZA EMOST.BABY-MOSQUITO CRV.100MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009313/R
BH106R	PINZA EMOST.DI JACOBSON RETTA 130MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009325/R
BH108R	PINZA EMOST.MICRO-HALSTED RET.125MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009316/R
BH109R	PINZA EMOST.MICRO-HALSTED CRV.125MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009317/R
BH110R	PINZA EMOST.HALSTED RET.125MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009320/R
BH111R	PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009321/R
BH114R	PINZA MOSQUITO 1X2D.RET.100MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009315/R
BH115R	PINZA MOSQUITO 1X2D.CRV.100MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009314/R
BH118R	PINZA MOSQUITO HALSTED RET.1X2D.125MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009318/R
BH119R	PINZA MOSQUITO HALSTED CRV.1X2D.125MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009319/R
BH120R	PINZA MOSQUITO HALSTED 1X2D.RET.125MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009322/R
BH121R	PINZA MOSQUITO HALSTED CRV.1X2D.125MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009324/R
BH123R	PINZA P.ARTERIE DUNHILL RET.125MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1024694/R
BH124R	PINZA P.ARTERIE CAIRNS RET.150MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009568/R
BH125R	PINZA P.ARTERIE CAIRNS CRV.150MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009570/R
BH126R	PINZA P.ARTERIE CAIRNS CRV.LAT.150MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009572/R
BH127R	PINZA P.ARTERIE MOYNIHAN CRV.150MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009573/R
BH130R	PINZA EMOST.PROVIDENCE-HOSP.RET.140MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009326/R
BH131R	PINZA EMOST.PROVIDENCE-HOSP.CRV.140MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009327/R
BH134R	PINZA EMOST.KELLY RET.140MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009328/R
BH135R	PINZA EMOST.KELLY CRV.140MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1024693/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
BH139R	PINZA EMOSTATICA DANDY CRV.140MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009329/R
BH140R	PINZA EMOS.BABY-CRILE RET.140MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009332/R
BH141R	PINZA EMOST.BABY-CRILE CRV.140MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009333/R
BH143R	PINZA EMOST.DANDY CRV.LATERAL.1X2D.140MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009330/R
BH144R	PINZA EMOST.CRILE RET.140MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009337/R
BH145R	PINZA EMOST.CRILE CRV.140MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009338/R
BH150R	PINZA EMOS.BABY-CRILE RET.1X2D.140MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009335/R
BH151R	PINZA EMOST.BABY-CRILE CRV.1X2D.140MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009336/R
BH154R	PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.140MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009339/R
BH155R	PINZA EMOST.CRILE CRV.1X2D.140MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009566/R
BH160R	PINZA EMOST.LERICHE RET.150MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009582/R
BH161R	PINZA EMOST.LERICHE CRV.150MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009583/R
BH164R	PINZA EMOST.RANKIN RET.160MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009590/R
BH165R	PINZA EMOST.RANKIN CRV.160MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009591/R
BH166R	PINZA EMOST.CRILE RET.160MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009592/R
BH167R	PINZA EMOST.CRILE CRV.160MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009594/R
BH168R	PINZA EMOS.XON-LOVELACE RET.160MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009598/R
BH170R	PINZA EMOS.LERICHE RET.1X2D.150MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009584/R
BH171R	PINZA EMOS.LERICHE CRV.1X2D.150MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009585/R
BH176R	PINZA EMOST.CRILE RET.1X2D.160MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009595/R
BH177R	PINZA EMOST.CRILE CRV.1X2D.160MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009596/R
BH178R	PINZA EMOST.DIXON-LOVEL.RET.1X2D.160MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009599/R
BH183R	PINZA P.ARTERIE FRASER-KELLY CRV.180MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009611/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
BH187R	PINZA EMOST.DI JACOBSON CUR.188MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009608/R
BH191R	PINZA P.ARTERIE DUNHILL CRV.190MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009613/R
BH193R	PINZA P.ARTERIE GREY TURNER CRV.178MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009614/R
BH196R	PINZA ARTERIALE BIRKET RET.185MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009619/R
BH197R	PINZA ARTERIALE BIRKETT CRV.185MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009621/R
BH198R	PINZA ARTERIE SEC.FUCHSIG CRV.190MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009601/R
BH199R	PINZA EMOSTATICA NISSEN CRV.185MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009602/R
BH200R	PINZA EMOSTATICA ADSON RET.185MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009603/R
BH201R	PINZA EMOSTATICA ADSON CRV.185MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009605/R
BH202R	PINZA EMOST.HALSTED RET.185MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009607/R
BH203R	PINZA EMOST.HALSTED CRV.185MM	L031306	I.n.s.	PZ1	49418/R
BH205R	PINZA EMOSTATICA ADSON CURVA 212MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009610/R
BH206R	PINZA EMOST.HEISS RET.200MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009616/R
BH207R	PINZA EMOST.HEISS LEGG.CRV.200MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009617/R
BH209R	PINZA EMOST.HEISS MOLTO CRV.195MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009618/R
BH210R	PINZA EMOST.HALSTED-MOSQ.RET.200MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1007717/R
BH211R	PINZA EMOST.HALSTED-MOSQ.CRV.200MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1007719/R
BH212R	PINZA EMOST.HALSTED 1X2D.RET.185MM	L031306	I.n.s.	PZ1	49403/R
BH213R	PINZA EMOST.HALSTED 1X2D.CRV.185MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1007715/R
BH214R	PINZA EMOST.HALSTED-MOSQ.RET.1X2D.200MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1007720/R
BH215R	PINZA EMOST.HALSTED-MOSQ.CRV.1X2D.200MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1007722/R
BH216R	PINZA EMOST.HEISS RET.1X2D.200MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1007724/R
BH217R	PINZA EMOST.HEISS CRV.1X2D.200MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1007725/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
BH224R	PINZA EMOST.SAROT RET.240MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1007734/R
BH225R	PINZA EMOSTATICA CRAFOORD CRV.245MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1007737/R
BH226R	PINZA EMOSTATICA SAROT CRV.249MM	L031306	I.n.s.	PZ1	49406/R
BH227R	PINZA ARTERIE CRAFOORD MODIF.240MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1007738/R
BH228R	PINZA BENGOLEA RET.245MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1007730/R
BH229R	PINZA BENGOLEA CRV.245MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1007731/R
BH230R	PINZA BRIDGE RET.275MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1007739/R
BH231R	PINZA BRIDGE CRV.275MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1007742/R
BH234R	PINZA EMOST.SAROT RET.1X2D.240MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1007735/R
BH238R	PINZA BENGOLEA RET.1X2D.245MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1007732/R
BH239R	PINZA BENGOLEA CRV.1X2D.245MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1007733/R
BH300R	PINZA EMOS.KROENLEIN RET.130MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1008866/R
BH302R	PINZA EMOSTATICA PEAN 125MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1008867/R
BH304R	PINZA EMOST.PEAN RET.140MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1008868/R
BH312R	PINZA EMOSTATICA PEAN RET.125MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1008870/R
BH316R	PINZA EMOSTATICA PEAN RET.165MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1008872/R
BH318R	PINZA EMOSTATICA PEAN RET.185MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1008873/R
BH332R	PINZA EMOST.SPENCER-WELLS RET.130MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1008874/R
BH333R	PINZA EMOST.SPENCER-WELLS CRV.130MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1008879/R
BH334R	PINZA EMOST.SPENCER-WELLS RET.150MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1008875/R
BH335R	PINZA EMOST.SPENCER-WELLS CRV.150MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1008878/R
BH336R	PINZA EMOST.SPENCER-WELLS RET.175MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1008876/R
BH337R	PINZA EMOST.SPENCER-WELLS CRV.175MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1008880/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
BH338R	PINZA EMOST.SPENCER-WELLS RET.200MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1008877/R
BH339R	PINZA EMOST.SPENCER-WELLS CRV.200MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1008881/R
BH361R	PINZA P.ARTERIE SPENCER-WELLS CRV.229MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1008882/R
BH410R	PINZA EMOSTATICA PEAN RET.125MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1008886/R
BH412R	PINZA EMOSTATICHE PEAN RET.130MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1008906/R
BH413R	PINZA EMOSTATICHE PEAN CRV.130MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1008908/R
BH414R	PINZA EMOSTATICHE PEAN RET.140MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1008907/R
BH415R	PINZA EMOSTATICHE PEAN CRV.140MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1008909/R
BH422R	PINZA EMOST.PEAN RET.130MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1008910/R
BH424R	PINZA EMOST.PEAN RET.140MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1008911/R
BH425R	PINZA EMOSTATICA PEAN CRV.140MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1008912/R
BH442R	PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.160MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1008914/R
BH443R	PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN CRV.160MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1008926/R
BH444R	PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.185MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1008916/R
BH445R	PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN CRV.185MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1008927/R
BH446R	PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.200MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1008919/R
BH447R	PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN CRV.200MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1008929/R
BH448R	PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.225MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1008921/R
BH449R	PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN CRV.225MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1008930/R
BH450R	PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.240MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1008922/R
BH451R	PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN CRV.240MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1008931/R
BH456R	PINZA EMOST.ROCHESTER-PEAN RET.350MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1008924/R
BH457R	PINZA EMOST.ROCHESTER-PEAN CRV.350MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1008932/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
BH470R	PINZA EMOSTATICA PEAN RET.240MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1008934/R
BH471R	PINZA EMOSTATICA PEAN CRV.240MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1008938/R
BH472R	PINZA EMOSTATICA PEAN RET.260MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1008935/R
BH473R	PINZA EMOSTATICA PEAN CRV.260MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1008939/R
BH474R	PINZA EMOST.PEAN P.ISTERECT.280MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1008936/R
BH475R	PINZA EMOSTATICA PEAN CRV.280MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1008941/R
BH610R	PINZA EMOS.KOCHER RET.145MM	L031306	I.n.s.	PZ1	49410/R
BH612R	PINZA EMOST.KOCHER RET.1X2D.130MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009007/R
BH614R	PINZA EMOST.KOCHER RET.1X2D.140MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009008/R
BH615R	PINZA EMOST.KOCHER CRV.1X2D.140MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009009/R
BH618R	PINZA ROCHESTER-OCHSN.RET.1X2D.140MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009010/R
BH619R	PINZA ROCHESTER-OCHSN.CRV.1X2D.140MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009011/R
BH630R	PINZA EMOST.KOCHER RET.1X2D.150MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009012/R
BH631R	PINZA KOCHER CRV.1X2D.150MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009013/R
BH642R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.160MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009014/R
BH643R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.CRV.1X2D.160MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009022/R
BH644R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.185MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009015/R
BH645R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.CRV.1X2D.185MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009023/R
BH646R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.200MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009016/R
BH647R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.CRV.1X2D.200MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009024/R
BH648R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.225MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009017/R
BH649R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.CRV.1X2D.225MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009025/R
BH650R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.240MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009018/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
BH651R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.CRV.1X2D.240MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009026/R
BH652R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.260MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009019/R
BH653R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.CRV.1X2D.260MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009027/R
BH654R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.280MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009020/R
BH655R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.CRV.1X2D.280MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009028/R
BH658R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.350MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009021/R
BH659R	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.CRV.1X2D.350MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009029/R
BH800R	PINZA ROCHESTER-CARMALT RET.160MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009046/R
BH801R	PINZA ROCHESTER-CARMALT CRV.160MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009051/R
BH804R	PINZA ROCHESTER-CARMALT RET.200MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009049/R
BH805R	PINZA ROCHESTER-CARMALT CRV.200MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009052/R
BH807R	PINZA FICKLING ANGOLAT.LATER.180MM	L031306	I.n.s.	PZda 1 PZ	1009054/R
BH808R	PINZA FICKLING ANGOL.LATER.1X2D.180MM	L031306	I.n.s.	PZda 1 PZ	1009056/R
BH812R	PINZA EMOSTATICA ROBERTS RET.250MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009059/R
BH813R	PINZA EMOSTATICA ROBERTS CRV.250MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009060/R
BH814R	PINZA EMOSTATICA ROBERTS CURVA 225MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009058/R
BH831R	PINZA EMOSTATICA MOYNIHAN CRV.230MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009061/R
BH833R	PINZA EMOSTATICA MOYNIHAN CRV.240MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1009062/R
BH835R	PINZA EMOSTATICA PEAN CRV.195MM	L031306	I.n.s.	PZ1	43969/R
BH837R	PINZA EMOSTATICA PEAN CRV.220MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1007267/R
BH839R	PINZA EMOSTATICA PEAN CRV.230MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1007268/R
BH902R	PINZA EMOST.PENNINGTON 155MM	L031306	I.n.s.	PZ1	15310/R
BH906R	PINZA EMOST.COLLIN OVALE 160MM	L03130402	I.n.s.	PZ1	1010003/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
BH908R	PINZA EMOST.COLLIN FORMA CUORE 160MM	L031306	I.n.s.	PZ1	77938/R
BH949R	PINZA EMOST.MIKULICZ CRV.1X2D.185MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1018286/R
BH951R	PINZA EMOSTASI D.TONSILLE NEGUS 190MM	L14010201	I.n.s.	PZ1	1014012/R
BH952R	PINZA EMOSTASI D.TONSILLE NEGUS 192MM	L14010201	I.n.s.	PZ1	1014014/R
BH957R	PINZA EMOST.TONSILLE SCHNIDT CRV.185MM	L14010201	I.n.s.	PZ1	49485/R
BH959R	PINZA EMOST.TONSILLE SCHNIDT CRV.185MM	L14010201	I.n.s.	PZ1	1009666/R
BH961R	PINZA EMOST.TONSILLE SCHNIDT CRV.185MM	L14010201	I.n.s.	PZ1	1014009/R
BH963R	PINZA EMOST.TONSILLE SCHNIDT CRV.185MM	L14010201	I.n.s.	PZ1	1014011/R
BH965R	PINZA P.TONSILLE WILSON 190MM	L14010201	I.n.s.	PZ1	1014016/R
BJ002R	PINZA P.LEGATURE RET.95MM	L031309	I.n.s.	PZ1	92154/R
BJ008R	PINZA EMOST.MICRO-ADSON 140MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1018328/R
BJ009R	PINZA EMOST.BABY-OVERHOLT 135MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1018489/R
BJ011R	PINZA EMOST.BABY-MIXTER 140MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1018490/R
BJ012R	PINZA EMOST.BABY-MIXTER 180MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1018491/R
BJ013R	PINZA EMOST.BABY-ADSON 140MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1018492/R
BJ014R	PINZA EMOST.BABY-ADSON 180MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1018493/R
BJ015R	PINZA P.PREPARAZ.FORMA A S CRV.185MM	L031310	I.n.s.	PZ1	1014088/R
BJ016R	PINZA PREPARAZ.FORMA A S CRV.210MM	L031310	I.n.s.	PZ1	1014089/R
BJ017R	PINZA PREPARAZ.FORMA A S CRV.215MM	L031310	I.n.s.	PZ1	1014090/R
BJ018R	PINZA PREPARAZ.FORMA A S CRV.220MM	L031310	I.n.s.	PZ1	1014091/R
BJ019R	PINZA P.MEDIC.OVERHOLT-MIXTER 205MM	L031302	I.n.s.	PZ1	1024690/R
BJ020R	PINZA EMOST.OVERHOLT-GEISSEND.#0 194MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1018494/R
BJ021R	PINZA EMOST.OVERHOLT-GEISSEND.#1 205MM	L031306	I.n.s.	PZ1	742569/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
BJ022R	PINZA EMOST.OVERHOLT-GEISSEND.#2 220MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1018495/R
BJ023R	PINZA EMOST.OVERHOLT-GEISSEND.#3 227MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1018496/R
BJ024R	PINZA EMOST.OVERHOLT-GEISSEND.#4 220MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1018497/R
BJ025R	PINZA EMOST.OVERHOLT-GEISSEND.#5 229MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1018498/R
BJ026R	PINZA EMOST.OVERHOLT-GEISSEND.#6 225MM	L031306	I.n.s.	PZ1	742587/R
BJ029R	PINZA DA DISSEZ.90°FINI 280MM	L031310	I.n.s.	PZ1	64316/R
BJ031R	PINZA EMOST.OVERHOLT-GEISSEND.#1 260MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1018499/R
BJ032R	PINZA EMOST.OVERHOLT-GEISSEND.#2 270MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1018500/R
BJ033R	PINZA EMOST.OVERHOLT-GEISSEND.#3 278MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1018501/R
BJ034R	PINZA EMOST.OVERHOLT-GEISSEND.#4 272MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1018502/R
BJ035R	PINZA EMOST.OVERHOLT-GEISSEND.#5 280MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1018503/R
BJ037R	PINZA DI DISSEZ.CRV.FINO 145MM	L031310	I.n.s.	PZ1	12105/R
BJ038R	PINZA DI DISSEZ.CRV.FINO 185MM	L031310	I.n.s.	PZ1	1024707/R
BJ039R	PINZA DI DISSEZ.CRV.FINO 235MM	L031306	I.n.s.	PZ1	9793/R
BJ041R	PINZA EMOST.RUMEL #1 241MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1018506/R
BJ042R	PINZA EMOST.RUMEL #2 241MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1018507/R
BJ043R	PINZA EMOST.RUMEL #3 241MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1018508/R
BJ044R	PINZA EMOST.RUMEL #4 240MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1018509/R
BJ045R	PINZA EMOST.RUMEL #5 241MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1018510/R
BJ047R	PINZA EMOST.ZENKER CRV.300MM	L031306	I.n.s.	PZ1	60685/R
BJ048R	PINZA EMOST.ZENKER CRV.290MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1010366/R
BJ050R	PINZA EMOST.MIXTER-O'SHAUGNESSY 190MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1018504/R
BJ051R	PINZA EMOST.WIKSTROEM 207MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1018505/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
BJ052R	PINCE EMOST.FINOCHIETTO 245MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1016564/R
BJ055R	PINCE EMOST.MIXTER 228MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1016582/R
BJ057R	PINCE EMOST.KANTROWITZ 200MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1016578/R
BJ058R	PINCE EMOST.KANTROWITZ 245MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1016579/R
BJ059R	PINCE EMOST.KANTROWITZ 275MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1016581/R
BJ060R	PINCE EMOST.LAHEY SWEET 224MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1016584/R
BJ061R	PINCE EMOST.MIXTER 220MM	L031306	I.n.s.	PZda 1 PZ	1016586/R
BJ062R	PINCE EMOST.MIXTER 251MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1016587/R
BJ067R	PINCE EMOST.O'SHAUGNESSY 220MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1016537/R
BJ068R	PINCE EMOST.LAHEY 230MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1016585/R
BJ070R	PINCE EMOST.LAWRENCE 270MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1016583/R
BJ073R	PINZA EMOST.MIXTER 290MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1024698/R
BJ075R	PINZA P.LEGATURE SEC.KIEBACK 235MM	L031309	I.n.s.	PZ1	1019007/R
BJ076R	PINZA P.LEGATURE SEC.KIEBACK 300MM	L031309	I.n.s.	PZ1	1019008/R
BJ080R	PINCE EMOST.OVERHOLT FINE #0 215MM	L031306	I.n.s.	PZ1	76712/R
BJ081R	PINCE EMOST.OVERHOLT FINE #1 209MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1016106/R
BJ082R	PINCE EMOST.OVERHOLT FINE #2 220MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1016107/R
BJ083R	PINCE EMOST.OVERHOLT FINE #3 226MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1016108/R
BJ086R	PINCE EMOST.OVERHOLT FINE #6 225MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1016109/R
BJ090R	PINCE EMOST.OVERHOLT FINE #0 294MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1016112/R
BJ091R	PINCE EMOST.OVERHOLT FINE #1 297MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1016114/R
BJ096R	PINCE EMOST.OVERHOLT FINE #6 300MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1016115/R
BJ100R	PINCE EMOST.GEMINI 140MM	L031306	I.n.s.	PZda 1 PZ	1016506/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
BJ102R	PINCE EMOST.GEMINI 180MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1016526/R
BJ103R	PINCE EMOST.GEMINI 200MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1016527/R
BJ104R	PINCE EMOST.GEMINI 230MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1016529/R
BJ106R	PINCE EMOST.GEMINI 280MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1016530/R
BJ110R	PINZA DA DISSEZ.90°280MM	L031310	I.n.s.	PZ1	1010412/R
BJ111R	PINCE EMOST.OVERHOLT FINE #1 262MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1016110/R
BJ114R	PINCE EMOST.OVERHOLT FINE #4 270MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1016111/R
BJ120R	PINCE EMOST.O'SHAUGNESSY 160MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1016551/R
BJ121R	PINCE EMOST.O'SHAUGNESSY 180MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1016553/R
BJ122R	PINCE EMOST.O'SHAUGNESSY 200MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1016555/R
BJ123R	PINCE EMOST.O'SHAUGNESSY 220MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1016556/R
BJ124R	PINCE EMOST.O'SHAUGNESSY 245MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1016557/R
BJ130R	PINCE EMOST.ZENKER CRV.350MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1010367/R
BJ131R	PINCE EMOST.ZENKER CRV.350MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1010368/R
BJ132R	PINCE EMOST.ZENKER CRV.350MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1010369/R
BJ300R	PINZA PERITONEO MIKULICZ 140MM	L04080204	I.n.s.	PZ1	92188/R
BJ304R	PINZA PERITONEO MIKULICZ 185MM	L04080204	I.n.s.	PZ1	1019017/R
BJ305R	PINZA PERITONEO MIKULICZ 180MM	L04080204	I.n.s.	PZ1	1019018/R
BJ306R	PINZA PERITONEO MIKULICZ 205MM	L04080204	I.n.s.	PZ1	1019019/R
BJ308R	PINZA PERITONEO MIKULICZ 205MM	L04080204	I.n.s.	PZ1	1019020/R
BJ309R	PINZA PERITONEO MIKULICZ 205MM	L04080204	I.n.s.	PZ1	1019021/R
BJ310R	PINZA PERITONEO MIJULICZ 200MM	L04080204	I.n.s.	PZ1	1019022/R
BJ312R	PINZA PERITONEO MIKULICZ 245MM	L04080204	I.n.s.	PZ1	1019023/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
BJ313R	PINZA PERITONEO MIKULICZ 205MM	L04080204	I.n.s.	PZ1	1019024/R
BJ314R	PINZA PERITONEO MIKULICZ 200MM	L04080204	I.n.s.	PZ1	1019025/R
BJ315R	PINZA PERITONEO MIKULICZ 185MM	L04080204	I.n.s.	PZ1	1019026/R
BJ325R	PINZA PERITONEO FAURE 205MM	L04080204	I.n.s.	PZ1	1019027/R
BJ326R	PINZA PERITONEO FAURE 205MM	L04080204	I.n.s.	PZ1	1019028/R
BJ500R	PINZA ISTERECTOMIA PHANEUF RET.210MM	L0509030201	I.n.s.	PZ1	76917/R
BJ501R	PINZA EISTERECTOMIA PHANEUF 205MM	L0509030201	I.n.s.	PZ1	1017386/R
BJ506R	PINZA ISTERECTOMIA WERTHEIM 235MM	L0509030201	I.n.s.	PZ1	1017395/R
BJ507R	PINZA ISTERECTOMIA WERTHEIM 235MM	L0509030201	I.n.s.	PZ1	1017396/R
BJ509R	PINZA ISTERECTOMIA WERTHEIM 245MM	L0509030201	I.n.s.	PZ1	1017397/R
BJ510R	PINZA ISTERECTOMIA HOLZBACH RET.245MM	L0509030201	I.n.s.	PZ1	17744/R
BJ511R	PINZA ISTERECTOMIA HOLZBACH 245MM	L0509030201	I.n.s.	PZ1	1017408/R
BJ515R	PINZA ISTERECTOMIA WERTHEIM 350MM	L0509030201	I.n.s.	PZ1	1017398/R
BJ517R	PINZA ISTERECTOMIA MAINGOT 210MM	L0509030201	I.n.s.	PZda 1 PZ	1017387/R
BJ519R	PINZA ISTERECTOMIA MAINGOT 250MM	L0509030201	I.n.s.	PZ1	1017388/R
BJ520R	PINZA ISTERECTOMIA HEANEY 205MM	L0509030201	I.n.s.	PZ1	1017390/R
BJ521R	PINZA ISTERECTOMIA HEANEY 250MM	L0509030201	I.n.s.	PZda 1 PZ	1017391/R
BJ522R	PINZA ISTERECTOMIA HEANEY 195MM	L0509030201	I.n.s.	PZ1	1017392/R
BJ524R	PINZA ISTERECTOMIA HEANEY-REZEK 210MM	L0509030201	I.n.s.	PZ1	1024847/R
BJ526R	PINZA ISTERECTOMIA MOD.VIENNESE 220MM	L0509030201	I.n.s.	PZ1	1017393/R
BJ527R	PINZA ISTERECTOMIA MOD.VIENNESE 240MM	L0509030201	I.n.s.	PZ1	1017394/R
BJ528R	PINZA ISTERECTOMIA HOLZBACH 350MM	L0509030201	I.n.s.	PZ1	1017409/R
BJ529R	PINZA ISTERECTOMIA HEANEY MODIF.350MM	L0509030201	I.n.s.	PZ1	1024846/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
BJ530R	ATR.PINZA ISTERECTOMIA HEANEY RET.225MM	L0509030201	I.n.s.	PZ1	1017414/R
BJ531R	ATR.PINZA ISTERECTOMIA HEANEY 220MM	L0509030201	I.n.s.	PZ1	1017416/R
BJ532R	ATR.PINZA ISTERECTOMIA HEANEY 216MM	L0509030201	I.n.s.	PZ1	1017417/R
BJ534R	PINZA ISTERECTOMIA GWILLIAMS RET.203MM	L0509030201	I.n.s.	PZ1	1017410/R
BJ535R	PINZA ISTERECTOMIA GWILLIAMS 203MM	L0509030201	I.n.s.	PZ1	1017411/R
BJ536R	PINZA ISTERECTOMIA MAINGOT RET.210MM	L0509030201	I.n.s.	PZda 1 PZ	1017389/R
BJ537R	PINZA ISTERECTOMIA BERKELEY-BONNEY 205MM	L0509030201	I.n.s.	PZ1	1017413/R
BJ540R	PINZA ISTERECT.SEGOND-LANDAU RET.242MM	L0509030201	I.n.s.	PZ1	1017399/R
BJ541R	PINZA ISTERECTOMIA SEGOND 240MM	L0509030201	I.n.s.	PZ1	1017406/R
BJ550R	ATR.PINZA PARAMETR.WERTHEIM RET.250MM	L0509030203	I.n.s.	PZ1	76912/R
BJ551R	ATR.PINZA PARAMETR.WERTHEIM 247MM	L0509030203	I.n.s.	PZ1	38367/R
BJ552R	ATR.PINZA PARAMETR.WERTHEIM 241MM	L0509030203	I.n.s.	PZ1	1005606/R
BJ553R	ATR.PINZA PARAMETR.WERTHEIM 225MM	L0509030203	I.n.s.	PZ1	1017326/R
BJ555R	PINZA DI ISTERECT.ATR.CRV.350MM	L0509030201	I.n.s.	PZda 1 PZ	1150563/R
BJ560R	PINZA PARAMETRIUM BURKE 250MM	L0509030203	I.n.s.	PZ1	77945/R
BJ561R	PINZA PARAMETRIUM BURKE 250MM	L0509030203	I.n.s.	PZ1	854655/R
BJ562R	PINZA PARAMETR.BURKE MORSO CORTO 350MM	L0509030203	I.n.s.	PZ1	854656/R
BJ563R	PINZA PARAMETR.BURKE MORSO LUNGO 350MM	L0509030203	I.n.s.	PZ1	854659/R
BJ574R	PINZA ISTERECTOMIA WERTHEIM 254MM	L0509030201	I.n.s.	PZ1	1017423/R
BJ576R	PINZA PARAMETRIUM WERTHEIM 260MM	L0509030203	I.n.s.	PZ1	17752/R
BJ579R	PINZA CHIUSURA WERTHEIM-CULLEN 90°217MM	L0509030299	I.n.s.	PZ1	43970/R
BJ581R	ATR.PINZA CHIUSURA WERTHEIM 90°250MM	L0509030299	I.n.s.	PZ1	43971/R
BJ582R	PINZA ISTERECTOMIA ATR.KIEBACK RET.250MM	L0509030201	I.n.s.	PZ1	1017418/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
BJ583R	PINZA ISTERECTOMIA ATR.KIEBACK CRV.250MM	L0509030201	I.n.s.	PZ1	1017419/R
BJ584R	PINZA ISTERECTOMIA ATR.KIEBACK RET.350MM	L0509030201	I.n.s.	PZ1	1024848/R
BJ585R	PINZA ISTERECTOMIA ATR.KIEBACK CRV.350MM	L0509030201	I.n.s.	PZ1	1017420/R
BM110R	DUROGRIP PINZA LEGAT.SOTTILE 150MM	L0205	I.n.s.	PZda 1 PZ	45771/R
BM111R	DUROGRIP PINZA LEGAT.MORSO LG.150MM	L0205	I.n.s.	PZda 1 PZ	843533/R
BM112R	DUROGRIP PINZA LEGAT.BAUMGARTNER 200MM	L0205	I.n.s.	PZda 1 PZ	843534/R
BM113R	DUROGRIP PINZA LEGATURA 175MM	L0205	I.n.s.	PZda 1 PZ	843537/R
BN730R	PINZA P.METTERE AGRAFES MICHEL 125MM	H02010106	I.n.s.	PZda 1 PZ	92016/R
BN731R	PINZA P.METTERE AGR.HEGENBARTH 120MM	H02010106	I.n.s.	PZda 1 PZ	1148721/R
BN750R	PINZA P.SUTURE A DOPPIO USO 125MM	L031309	I.n.s.	PZ1	1105807/R
BN754R	PINZA A DOPPIO USO MICHEL 130MM	H02010106	I.n.s.	PZda 1 PZ	1148722/R
BN757R	PINZA P.TOGLIERE LE AGRAF.HEATH 135MM	H02010106	I.n.s.	PZda 1 PZ	1148723/R
BN758R	PINZA P.TOGLIERE LE AGRAF.COLLIN 135MM	H02010106	I.n.s.	PZda 1 PZ	1148724/R
BV399R	PINZA P.SOSTIT.VALVE CHIUS.RAPIDA SFERA	L9099	I.n.s.	PZ1	21941/R
BV709R	PINZETTA CAMBIO/REGOL.LAME BLOCC.BV710R	L031308	I.n.s.	PZ 1	21703/R
EA010R	PINZA P.AFFERRARE BOYS-ALLIS MM 155	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013288/R
EA012R	PINZA INTEST.BABY ALLIS 130MM	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013287/R
EA013R	PINZA P.PRESA INTESTINI ALLIS 2X3D.155MM	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013290/R
EA014R	PINZA P.PRESA INTESTINI ALLIS 3X4D 155MM	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013293/R
EA015R	PINZA INTEST.DI ALLIS 4X5 DENTI MM155	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013294/R
EA016R	PINZA INTESTINALE ALLIS 5X6 DENTI MM155	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013289/R
EA017R	PINZA INTESTINALE ALLIS DELICATA MM190	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013296/R
EA018R	PINZA P.INTESTINO ALLIS 5X6DENTI 255MM	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013298/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
EA020R	PINZA INTESTINALE ALLIS-THOMS 6X7D.200MM	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013302/R
EA022R	PINZA DI PRESA INTEST.ALLIS ANGOL.185MM	L0408020301	I.n.s.	PZda 1 PZ	11631/R
EA023R	PINZA DI PRESA INTEST.ALLIS ANGOL.295MM	L0408020301	I.n.s.	PZda 1 PZ	999746/R
EA025R	PINZA INTESTINALE JUDD-ALLIS MM 155	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013299/R
EA026R	PINZA INTESTINO JUDD-ALLIS 3X4D.200MM	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013300/R
EA027R	PINZA INTESTINALE D.DENIS BROWN 190MM	L0408020301	I.n.s.	PZ1	9775/R
EA028R	PINZA INTEST.WILLIAMS 160MM	L0408020301	I.n.s.	PZ1	76517/R
EA030R	PINZA INTESTINALE BABCOCK MM 155	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013303/R
EA031R	PINZA INTESTINALE BABCOCK 175MM	L0408020301	I.n.s.	PZda 1 PZ	1013304/R
EA032R	PINZA INTEST.BABCOCK 215MM	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013305/R
EA033R	PINZA P.PRESA INTESTINI BABCOCK 200MM	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013306/R
EA036R	PINZA INTESTINALE LOCKWOOS 200MM	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013308/R
EA037R	PINZA P.TESSUTO PENNINGTON 200MM	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1024746/R
EA039R	PINZA EMOST.DI COLLIN 140MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1018589/R
EA040R	PINZA A DENTI COLLIN MORSI FENESTRATI	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013506/R
EA041R	PINZA A DENTI COLLIN MORSI FENESTRATI	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013509/R
EA042R	PINZA A DENTI COLLIN MORSI FENESTRATI	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013510/R
EA050R	PINZA INTEST.ATR.BABCOCK 160MM	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013309/R
EA052R	PINZA INTEST.ATR.BABCOCK 215MM	L0408020301	I.n.s.	PZ1	742427/R
EA061R	PINZA INTEST.ATR.COLLIN 195MM	L0408020301	I.n.s.	PZ1	742527/R
EA062R	PINZA ATR.INTESTINALE 230MM	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013286/R
EA092R	PINZA ATR.ALLIS 6,2MM 155MM	L03130401	I.n.s.	PZ1	76532/R
EA095R	PINZA ATR.ALLIS 7,0MM 200MM	L03130401	I.n.s.	PZ1	1013927/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
EA096R	PINZA ATR.ALLIS 8,4MM 220MM	L03130401	I.n.s.	PZ1	1013928/R
EA097R	PINZA ATR.ALLIS 8,4MM 255MM	L03130401	I.n.s.	PZ1	1013929/R
EA099R	PINZA ATR.ALLIS 8,4MM 300MM	L03130401	I.n.s.	PZ1	1013930/R
EA100R	PINZA ATR.ALLIS LUNGHEZZA 295MM	L03130401	I.n.s.	PZ1	60636/R
EA101R	PINZA ATR.ALLIS LUNGHEZZA 350MM	L03130401	I.n.s.	PZ1	1010026/R
EA106R	PINZA INTESTINALE BAINBRIDGE RETTA MM155	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013669/R
EA107R	PINZA INTESTINALE BAINBRIDGE CURVA MM155	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013671/R
EA114R	PINZA INTEST.DI ALLEN RETTA MM 155	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013672/R
EA116R	PINZA INTEST.BABY-KOCHER RET.135MM	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013679/R
EA117R	PINZA INTEST.BABY-KOCHER CRV.135MM	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013681/R
EA120R	PINZA INTEST.BABY-DOYEN RETTA MM 165	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013828/R
EA121R	PINZA INTEST.BABY-DOYEN CURVA MM 165	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013829/R
EA124R	PINZA INTEST.HARTMANN RETTA 200MM	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013673/R
EA125R	PINZA INTEST.HARTMANN CURVA 200MM	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013674/R
EA126R	PINZA INTEST.DI DOYEN RETTA 235MM	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013831/R
EA127R	PINZA INTEST.DI DOYEN CURVA 235MM	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013832/R
EA130R	PINZA INTESTIN.DOYEN RETTA 240MM	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013830/R
EA131R	PINZA INTEST.DI JOYEN CURVA 240MM	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013675/R
EA132R	PINZA PER INTESTINI LANG-STEVENSON 203MM	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013677/R
EA140R	PINZA INTEST.DI KOCHER RETTA 210MM	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013682/R
EA141R	PINZA INTEST.DI KOCHER CURVA 210MM	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013685/R
EA145R	PINZA INTEST.DI KOCHER RETTA 230MM	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013683/R
EA146R	PINZA INTEST.DI KOCHER CURVA 230MM	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013686/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
EA150R	PINZA INTEST.DI KOCHER RETTA 220MM	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013687/R
EA151R	PINZA INTEST.DI KOCHER RETTA 250MM	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013688/R
EA152R	PINZA INTEST.DI KOCHER RETTA 280MM	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013689/R
EA155R	PINZA INTEST.DI KOCHER CURVA 220MM	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013690/R
EA156R	PINZA INTEST.DI KOCHER CURVA 250MM	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013691/R
EA157R	PINZA INTEST.DI KOCHER CURVA 280MM	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013692/R
EA170R	PINZA INTEST.MAYO-ROBSON RETTA 250MM	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013847/R
EA171R	PINZA INTEST.MAYO-ROBSON CURVA 250MM	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013848/R
EA182R	PINZA INTEST.MOYNIHAM FENES.RET.280MM	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013846/R
EA191R	PINZA INTEST.BRUNNER A BAION.245MM	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013678/R
EA202R	PINZA INTEST.ATR.KOCHER RETTA 220MM	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013871/R
EA203R	PINZA INTEST.ATR.KOCHER CUR.220MM	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013874/R
EA204R	PINZA INTEST.ATR.KOCHER RETTA 250MM	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013872/R
EA205R	PINZA INTEST.ATR.KOCHER CUR.250MM	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013876/R
EA206R	PINZA INTEST.ATR.KOCHER RETTA 280MM	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013873/R
EA207R	PINZA INTEST.ATR.KOCHER CUR.280MM	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013877/R
EA210R	PINZA INTEST.ATR.HARTMANN RETTA 200MM	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013891/R
EA211R	PINZA INTEST.ATR.HARTMANN CURVA 200MM	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013892/R
EA212R	PINZA INTEST.ATR.DOYEN 230MM	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013888/R
EA213R	PINZA INTEST.ATR.DOYEN 230MM CURVA	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013889/R
EA216R	PINZA INT.ATR.MAYO-ROBSON RET.250MM	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013894/R
EA217R	PINZA INTEST.ATR.DOYEN CURVA 250MM	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013890/R
EA220R	PINZA INTEST.ATR.BABY-KOCHER RET.135MM	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013867/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
EA221R	PINZA INTEST.ATR.BABY-KOCHER CRV.135MM	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013870/R
EA222R	PINZA INTEST.ATR.DOYEN RETTA 170MM	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013886/R
EA223R	PINZA INTEST.ATR.DOYEN CURVA 170MM	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013887/R
EA240R	PINZA ATR.DI SCUDDER 330MM RETTA	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013895/R
EA305R	PINZA INTEST.A CHIUSURA PAYR 180MM	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013910/R
EA306R	PINZA INTEST.A CHIUSURA PAYR 200MM	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013911/R
EA309R	PINZA INTEST.A CHIUSURA PAYR MM 275	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013912/R
EA321R	PINZA P.COLECTOMIA SCHOEMAKER 203MM	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013908/R
EA331R	PINZA ANASTOMOSI DE-MARTEL-WOLFSON SERIE	L0408020305	I.n.s.	PZ1	92030/R
EA332R	PINZA ANASTOMOSI DE-MARTEL-WOLFSON SERIE	L0408020305	I.n.s.	PZ1	1018910/R
EA334R	PORTA PINZA P.ANASTOMOSI MM 80	L0408020305	I.n.s.	PZ1	1018913/R
EA338R	SERRA-PINZA P.PINZA PER ANASTOMOSI	L0408020305	I.n.s.	PZ1	17680/R
EA355R	PINZA RETTALE ATR.KERSTING 275MM	L0408020305	I.n.s.	PZ1	60732/R
EA356R	PINZA ATR.ANAST.RETTALE MUELLER 375MM	L0408020305	I.n.s.	PZ1	1010407/R
EA360R	PINZA ATR.RESANO 265MM MORSI 80MM	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013913/R
EA362R	PINZA RETTALE LLOYDS-DAVIS 315MM	L0408020305	I.n.s.	PZ1	1010406/R
EA365R	PINZA ANASTOMOSI PARKER-KERR CURVA 250MM	L0408020305	I.n.s.	PZ1	1018914/R
EA397R	PINZA PER CIECO KLEINSCHMIDT 130MM	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013909/R
EA440R	PINZA GASTRICA LANE RETTA PAIO 310MM	L04080202	I.n.s.	PZ1	91993/R
EA441R	PINZA GASTRICA LANE CURVA PAIO MM 300	L04080202	I.n.s.	PZ1	1018872/R
EA450R	PINZA GASTRICA PAYR MORSO PIENO 350MM	L04080202	I.n.s.	PZ1	1018873/R
EA853R	PINZA RETTALE GABRIEL	L040902	I.n.s.	PZda 1 PZ	855561/R
EA900R	PINZA P.BIOPSIE LLOYD DAVIES 350MM	L0408020303	I.n.s.	PZ1	76508/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
EA903R	PINZA PER BIOPSIA RETTALE YEOMAN 420MM	L031301	I.n.s.	PZ1	1013034/R
EA904R	PINZA P.BIOPSIE WALTON 5MM 165MM	L0408020303	I.n.s.	PZ1	1013167/R
EA905R	MANICO SOLO P.PINZA BIOPSIA EA906-EA910	L0408020303	I.n.s.	PZ1	1013173/R
EA906R	ADATTO P.PINZA BIOPSIA 420MM F.CUCCH.R	L0408020303	I.n.s.	PZ1	1013170/R
EA907R	ADATTO P.PINZA BIOPSIA 420MM F.CUCCH.	L0408020303	I.n.s.	PZ1	1013172/R
EA912R	PINZA BIOPSIA RETTALE PINZA SOLA 240MM	L0408020303	I.n.s.	PZ1	1013168/R
EA914R	PINZA BIOPSIA RETTALE PINZA SOLA MM400	L0408020303	I.n.s.	PZ1	1013169/R
EA922R	MICROPINZA DA PRESA - RETTO SEC.MUELLER	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013915/R
EA989R	PINZA LUER 245MM	L0408020306	I.n.s.	PZ1	91983/R
EA990R	PINZA PER EMORROIDI	L0408020306	I.n.s.	PZ1	11633/R
EB001R	PINZA P.COLEDOCO LOWER 180MM	L04080103	I.n.s.	PZ1	92269/R
EB003R	PINZA P.COLEDOCO LAHEY 200MM	L04080103	I.n.s.	PZ1	1019346/R
EB008R	PINZA DESJARDINS	L04080103	I.n.s.	PZ1	1019347/R
EB009R	PINZA NISSEN CANALE BILIARE CURVA 215MM	L04080103	I.n.s.	PZ1	1019348/R
EB011R	PINZA GRAY 220MM	L04080101	I.n.s.	PZ1	92103/R
EB012R	PINZA GRAY 220MM	L04080101	I.n.s.	PZ1	1018956/R
EB220R	PINZA CALCOLI BILIARI BLAKE RETTA	L04080102	I.n.s.	PZ1	76842/R
EB221R	PINZA ALCOLI BILIARI BLAKE CURVA	L04080102	I.n.s.	PZ1	1016827/R
EB225R	PINZA CALCOLI BILIARI CZERNY MM 245	L04080102	I.n.s.	PZ1	1016828/R
EB231R	PINZA PER CALCOLI BILIARI DESJARDINS	L04080102	I.n.s.	PZ1	1016829/R
EB232R	PINZA CALCOLI BILIARI DESJARDINSMM 225	L04080102	I.n.s.	PZ1	1016830/R
EB233R	PINZA CALCOLI BILIARI DESJARDINSMM 225	L04080102	I.n.s.	PZ1	1016831/R
EB234R	PINZA CALCOLI BILIARI DESJARDINSMM 225	L04080102	I.n.s.	PZ1	1016832/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
EB240R	PINZA CALCOLI BIL.DESJARDINS CURVA 240MM	L04080102	I.n.s.	PZ1	1016833/R
EB242R	PINZA CALCOLI BIL.DESJARDINS CURVA 225MM	L04080102	I.n.s.	PZ1	1016834/R
EB244R	PINZA CALCOLI RANDALL ANGOL.FINE	L04080102	I.n.s.	PZ1	1016835/R
EB246R	PINZA P CALCOLI RANDALL ANGOL.	L04080102	I.n.s.	PZ1	1016837/R
EF001R	PINZA ATR.GUYON PEDUNCOLO RENALE	L06060102	I.n.s.	PZ1	43972/R
EF002R	PINZA RENALE ATR.SEC.GUYON 230MM	L06060102	I.n.s.	PZ1	17747/R
EF003R	PINZA RENALE ATR.SEC.GUYON 230MM	L06060102	I.n.s.	PZ1	1007286/R
EF010R	PINZA GUYON 235MM	L06060199	I.n.s.	PZ1	43973/R
EF011R	PINZA GUYON 230MM	L06060199	I.n.s.	PZ1	1007406/R
EF012R	PINZA GUYON MOLTO GRANDE 280MM	L06060199	I.n.s.	PZda 1 PZ	1007409/R
EF015R	PINZA STILLE 240MM	L06060199	I.n.s.	PZ1	1007408/R
EF016R	PINZA STILLE MOD.AMERICANO 220MM	L06060199	I.n.s.	PZ1	1007407/R
EF030R	PINZA HERRICK P.PEDUNCOLO RENALE 225MM	L06060102	I.n.s.	PZ1	43976/R
EF047R	PINZA PER CALCOLI RENALI HEIMING	L06060101	I.n.s.	PZ1	43977/R
EF048R	PINZA PER CALCOLI RENALI HEIMING	L06060101	I.n.s.	PZ1	1007566/R
EF051R	PINZA PER CALCOLI RENALI RANDALL	L06060101	I.n.s.	PZ1	1007567/R
EF052R	PINZA PER CALCOLI RENALI RANDALL	L06060101	I.n.s.	PZ1	1007568/R
EF053R	PINZA PER CALCOLI RENALI RANDALL	L06060101	I.n.s.	PZ1	1007569/R
EF054R	PINZA PER CALCOLI RENALI RANDALL	L06060101	I.n.s.	PZ1	1007570/R
EF055R	PINZA PER CALCOLI RENALI RANDALL	L06060101	I.n.s.	PZ1	1007572/R
EF056R	PINZA PER CALCOLI RENALI RANDALL	L06060101	I.n.s.	PZ1	1007573/R
EF070R	PINZA ATR.P.URETRALI 240MM	L060602	I.n.s.	PZ1	112505/R
EF155R	PINZA AD ANELLO 125MM ANELLO D:4,8MM	L0606030101	I.n.s.	PZ1	43978/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
EF163R	PINZA P.AFFERR.CAPS.DENTI ATR.MM245	L060699	I.n.s.	PZ1	1024886/R
EF164R	PINZA EMOSTATICA DENTI ATR.MM235	L060699	I.n.s.	PZ1	1024887/R
EF167R	PINZA PEDUNCOLARE 10°210MM	L06060102	I.n.s.	PZ1	1007287/R
EF168R	PINZA PORTA LEGATURE MILLIN MM245	L031309	I.n.s.	PZ1	43979/R
EF195R	PINZA P.FISSARE CANALE DEFERENTE MM145	L060699	I.n.s.	PZ1	112507/R
EF921R	PINZA PITHA CORPI ESTRANEI CURVA 220MM	L03130402	I.n.s.	PZ1	784749/R
EF928R	PINZA MATHIEU PER CORPI ESTRANEI	L03130402	I.n.s.	PZ1	112399/R
EF965R	PINZA CIRCONCISIONE WINKELMANN 12MM	L0606030101	I.n.s.	PZ1	43993/R
EF966R	PINZA CIRCONCISIONE WINKELMANN 16MM	L0606030101	I.n.s.	PZ1	995467/R
EF967R	PINZA CIRCONCISIONE WINKELMANN 20MM	L0606030101	I.n.s.	PZ1	995469/R
EO060R	PINZA PELKMANN PER MEDICAZIONI RETTA	L0509030299	I.n.s.	PZ1	38377/R
EO061R	PINZA PELKMANN PER MEDICAZIONI CURVA	L0509030299	I.n.s.	PZ1	1005806/R
EO075R	PINZA BOZEMANN PER MEDICAZIONI	L0509030299	I.n.s.	PZ1	1005807/R
EO077R	PINZA BOZEMANN PER MEDICAZIONI MM 255	L0509030299	I.n.s.	PZ1	1005808/R
EO080R	PINZA BOZEMANN PER MEDICAZIONI RETTA	L0509030299	I.n.s.	PZ1	1005809/R
EO082R	PINZA BOZEMANN PER MEDICAZIONI 250MM	L0509030299	I.n.s.	PZ1	1005810/R
EO085R	PINZA BOZEMANN-DOUGLAS PER MEDICAZIONI	L0509030299	I.n.s.	PZ1	1005811/R
EO105R	PINZETTA A DENTI POZZI 175MM	L0509020201	I.n.s.	PZ1	38384/R
EO106R	PINZA A DENTI ADAIR 190MM	L0509020201	I.n.s.	PZ1	984506/R
EO108R	PINZA A DENTI BRAUN 250MM	L0509020201	I.n.s.	PZ1	984507/R
EO110R	PINZA A DENTI SCHROEDER 250MM	L0509020201	I.n.s.	PZ1	984531/R
EO111R	PINZA A DENTI SCHROEDER 250MM	L0509020201	I.n.s.	PZda 1 PZ	1150560/R
EO112R	PINZA WILSON RETTA 1X1D.240MM	L0509020201	I.n.s.	PZ1	984526/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
EO115R	PINZA A DENTI MARTIN 265MM	L0509020201	I.n.s.	PZ1	984528/R
EO122R	PINZA A DENTI COLLIN-POZZI 250MM	L0509020201	I.n.s.	PZ1	984508/R
EO125R	PINZA A DENTI POZZI MM 255	L0509020201	I.n.s.	PZ1	984527/R
EO130R	PINZA A DENTI DIDUPLAY A FORMA S	L0509020201	I.n.s.	PZ1	984529/R
EO140R	PINZA A DENTI ABEL RETTA CON GUIDA	L0509020201	I.n.s.	PZ1	984530/R
EO150R	PINZA SCHROEDER 1X2 DENTI RETTA	L0509020201	I.n.s.	PZ1	38387/R
EO151R	PINZA SCHROEDER 2X2 DENTI CURVA	L0509020201	I.n.s.	PZ1	984607/R
EO163R	PINZA A DENTI PER AFFERRARE ORGANI 270MM	L0509020201	I.n.s.	PZ1	984611/R
EO164R	PINZA CZERNY 4X4 DENTI 200MM	L0509020201	I.n.s.	PZ1	984609/R
EO165R	PINZA 4X4 DENTI PER AFFERR.ORGANI 260MM	L0509020201	I.n.s.	PZ1	984616/R
EO166R	PINZA PRATT 4X4 DENTI 270MM	L0509020201	I.n.s.	PZ1	984617/R
EO171R	PINZA KUESTNER 2X3 DENTI RETTA	L0509020201	I.n.s.	PZ1	984618/R
EO177R	PINZA UNCINATA TEALE 3X4D.180MM	L0509020201	I.n.s.	PZda 1 PZ	38388/R
EO180R	PINZA A GANCIO D.TEALE 3X4DENTI 225MM	L0509020201	I.n.s.	PZ1	984646/R
EO202R	PINZA JACOBS RETTA 2X2 DENTI	L0509020201	I.n.s.	PZ1	984666/R
EO216R	PINZA A GANCIO D.LITTLEWOOD 185MM	L0509020201	I.n.s.	PZ1	984668/R
EO218R	PINZA MUSEAUX 2X2 DENTI RETTA	L0509020201	I.n.s.	PZ1	984669/R
EO220R	PINZA MUSEAUX 2X2 DENTI LEGG.RETTA	L0509020201	I.n.s.	PZ1	984670/R
EO221R	PINZA MUSEAUX 2X2 DENTI LEGG.RETTA	L0509020201	I.n.s.	PZ1	984671/R
EO222R	PINZA MUSEAUX 2X2 DENTI LEGG.RETTA	L0509020201	I.n.s.	PZ1	984672/R
EO225R	PINZA MUSEAUX 2X2 DENTI CURVA LATER.	L0509020201	I.n.s.	PZ1	984673/R
EO226R	PINZA MUSEAUX 2X2 DENTI CURVA LATER.	L0509020201	I.n.s.	PZ1	984675/R
EO240R	PINZA MUSEAUX 3X3 DENTI FORTE RETTA	L0509020201	I.n.s.	PZ1	92216/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
EO242R	PINZA MUSEAUX ROBUSTA RETTA	L0509020201	I.n.s.	PZ1	984746/R
EO300R	PINZA A DENTI COLLIN 250MM	L0509030202	I.n.s.	PZ1	38374/R
EO310R	PINZA HEYWOOD-SMITH PER POLIPI GRANDE	L0509030299	I.n.s.	PZ1	38381/R
EO315R	PINZA NOTO P.POLIPI RETTA FENESTRATA	L0509030299	I.n.s.	PZ1	1005991/R
EO332R	PINZA DOYEN PER OVAIO 185MM	L05090399	I.n.s.	PZ1	38379/R
EO338R	PINZA PER OVAIO ATR.RETTA 250MM	L05090399	I.n.s.	PZ1	38380/R
EO340R	PINZA PER OVAIO ATR.RETTA 270MM	L05090399	I.n.s.	PZ1	1005906/R
EO342R	PINZA P.POLIPI UTERINI BONNEY 240MM	L0509030299	I.n.s.	PZ1	1005992/R
EO405R	PINZA PER AFFERRARE UTERO COLLIN	L0509030202	I.n.s.	PZ1	1005750/R
EO407R	PINZA PER AFFERRARE UTERO DARTIGUES	L0509030202	I.n.s.	PZ1	1005752/R
EO415R	PINZA PER AFFERRARE UTERO SOMER	L0509030202	I.n.s.	PZ1	1005753/R
EO420R	PINZA PER AFFERRARE UTERO COLLIN	L0509030202	I.n.s.	PZ1	1005755/R
ER050R	PINZA BIOPSIA THOMS-GAYLOR 240MM	L031301	I.n.s.	PZ1	12119/R
ER054R	PINZA P.BIOPSIA FAURE 210MM	L031301	I.n.s.	PZ1	1013027/R
ER055R	PINZA P.BIOPSIA FAURE 240MM	L031301	I.n.s.	PZ1	1013028/R
ER058R	PINZA PER BIOPSIA SCHUBERT 260MM	L031301	I.n.s.	PZ1	1013026/R
ER061R	PINZA PER BIOPSIA SCHUMACHER 240MM	L031301	I.n.s.	PZ1	1013029/R
ER062R	PINZA PER BIOPSIA SCHUMACHER 240MM	L031301	I.n.s.	PZ1	1013030/R
ER063R	PINZA BIOPSIA SCHUMACHER MORSO PICC.	L031301	I.n.s.	PZ1	1013031/R
ER064R	PINZA BIOPSIA SCHUMACHER MORSO GRANDE	L031301	I.n.s.	PZ1	1013032/R
ER066R	PINZA PER BIOPSIA BERGER	L031301	I.n.s.	PZ1	1013033/R
ER068R	PINZA P.BIOPS.TISCHLER 5X6X3MM 210MM	L031301	I.n.s.	PZ1	1105810/R
ER070R	PINZA P.BIOPSIA MOD.EPPENDORF 200MM	L05090301	I.n.s.	PZ1	92047/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
ER071R	PINZA P.BIOPSIE LEECH WILKINSON	L05090301	I.n.s.	PZ1	1018953/R
ER072R	PINZA P.BIOPSIA SEIDEL 240MM	L05090301	I.n.s.	PZ1	1018948/R
ER073R	PINZA P.BIOPSIA SEIDEL 240MM	L05090301	I.n.s.	PZ1	1018950/R
ER076R	PINZA P.BIOPSIA SEIDEL 240MM	L05090301	I.n.s.	PZ1	1018951/R
ET106R	PINZA HERFF P.ROTTURA MEMBRANE MM 255	L050802	I.n.s.	PZ1	1020469/R
ET160R	PINZA CORDONE OMBELIC.DI COLLIN 85MM	L0508030101	I.n.s.	PZ1	44113/R
ET268R	PINZA FISSAGGIO GREEN ARMYTAGE	L05080399	I.n.s.	PZ1	44123/R
ET269R	PINZA UTERINA GREEN-ARMYTAGE 220MM	L05080399	I.n.s.	PZ1	1007586/R
ET301R	PINZA PER ABORTO WINTER RETTA	L05090399	I.n.s.	PZ1	44133/R
ET302R	PINZA PER ABORTO WINTER RETTA	L05090399	I.n.s.	PZ1	1007629/R
ET306R	PINZA PER ABORTO WINTER CURVA	L05090399	I.n.s.	PZ1	1007630/R
ET307R	PINZA PER ABORTO WINTER CURVA	L05090399	I.n.s.	PZ1	1007632/R
ET308R	PINZA PER ABORTO WINTER CURVA	L05090399	I.n.s.	PZ1	1007634/R
ET315R	PINZA PER ABORTO WINTER CURVA	L05090399	I.n.s.	PZ1	1007635/R
ET316R	PINZA PER ABORTO WINTER CURVA	L05090399	I.n.s.	PZ1	1007636/R
ET325R	PINZA PER ABORTO SAENGER CURVA	L05090399	I.n.s.	PZ1	1007646/R
ET326R	PINZA PER ABORTO SAENGER RETTA	L05090399	I.n.s.	PZ1	1007647/R
ET327R	PINZA PER ABORTO SAENGER CURVA	L05090399	I.n.s.	PZ1	1007649/R
ET329R	PINZA P.ABORTO D.MC'CLINTOCK 240MM	L05090399	I.n.s.	PZ1	1007650/R
FB281R	PINZA D.PRES.ORGANO ATR.KLEINE 225MM	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013126/R
FB328R	PINZA BULLDOGG MINI RET.14/35MM	L0708010101	I.n.s.	PZ1	49425/R
FB329R	PINZA BULLDOGG MINI CRV.14/35MM	L0708010101	I.n.s.	PZ1	1093686/R
FB330R	PINZA BULLDOGG MINI RET.19/45MM	L0708010101	I.n.s.	PZ1	1093687/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
FB331R	PINZA BULLDOGG MINI CRV.19/45MM	L0708010101	I.n.s.	PZ1	1093688/R
FB352R	PINZA BULLDOG DE'BAKEY ATR.RET.20/50MM	L0708010101	I.n.s.	PZ1	1093986/R
FB353R	PINZA BULLDOG DE'BAKEY ATR.CRV.20/48MM	L0708010101	I.n.s.	PZ1	1093987/R
FB357R	PINZ.BULLD.DE'BAKEY-SATINSKY ATR.21/75MM	L0708010101	I.n.s.	PZ1	1093988/R
FB358R	PINZA BULLD.DE'BAKEY-SATINSKY ATR.42/100	L0708010101	I.n.s.	PZ1	1093989/R
FB359R	PINZA BULLDOG DE'BAKEY ATR.CRV.38/95MM	L0708010101	I.n.s.	PZ1	1094079/R
FB362R	MICROPINZA BULLDOG ATR.RET.10/50MM	L0708010101	I.n.s.	PZ1	1093044/R
FB363R	MICROPINZA BULLDOG ATR.ANG.10/45MM	L0708010101	I.n.s.	PZ1	1093067/R
FB364R	MICROPINZA BULLDOG ATR.RET.14/55MM	L0708010101	I.n.s.	PZ1	1093045/R
FB365R	MICROPINZA BULLDOG ATR.ANG.14/50MM	L0708010101	I.n.s.	PZ1	1093068/R
FB366R	MICROPINZA BULLDOG ATR.RET.20/60MM	L0708010101	I.n.s.	PZ1	1093046/R
FB367R	MICROPINZA BULLDOG ATR.ANG.20/55MM	L0708010101	I.n.s.	PZ1	1093086/R
FB369R	MICROPINZA BULLDOG ATR.CRV.20/55MM	L0708010101	I.n.s.	PZ1	1093106/R
FB370R	PINZA BULLDOG GLOVER ATR.RET.25/50MM	L0708010101	I.n.s.	PZ1	1105427/R
FB374R	PINZA BULLDOG GLOVER ATR.CRV.20/40MM	L0708010101	I.n.s.	PZ1	1105428/R
FB375R	PINZA BULLDOG GLOVER ATR.CRV.30/60MM	L0708010101	I.n.s.	PZ1	1105429/R
FB376R	PINZA BULLDOG GLOVER ATR.CRV.45/75MM	L0708010101	I.n.s.	PZ1	1105430/R
FB377R	PINZA BULLDOG GLOVER ATR.CRV.55/120MM	L0708010101	I.n.s.	PZ1	1105431/R
FB382R	PINZA BULLDOG GREGORY SOFT ATR.ANG.FIG.C	L0708010101	I.n.s.	PZ1	1105432/R
FB383R	PINZA BULLDOG GREGORY SOFT ATR.ANG.FIG.D	L0708010101	I.n.s.	PZ1	1105434/R
FB385R	PINZ.BULLDOG GREGORY SOFT ATR.CRV.DEST.	L0708010101	I.n.s.	PZ1	1105439/R
FB394R	PINZA ATR.MORSO 1MM 150MM	L07080199	I.n.s.	PZ1	38395/R
FB395R	PINZA ATR.MORSO 1MM 195MM	L07080199	I.n.s.	PZ1	1006561/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
FB396R	PINZA ATR.MORSO 1MM 240MM	L07080199	I.n.s.	PZ1	1006565/R
FB397R	PINZETTA DA PRESA 180MM	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013086/R
FB398R	PINZETTA DA PRESA 230MM	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013106/R
FB399R	PINZETTA DA PRESA 300MM	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013107/R
FB400R	PINZA ATR.MORSO 2MM 150MM	L07080199	I.n.s.	PZ1	1006573/R
FB401R	PINZA ATR.ANGOL.150MM MORSO 2MM	L07080199	I.n.s.	PZ1	1006587/R
FB402R	PINZA ATR.MORSO 2MM 200MM	L07080199	I.n.s.	PZ1	1006574/R
FB403R	PINZA ATR.ANGOL.200MM MORSO 2MM	L07080199	I.n.s.	PZ1	1006588/R
FB404R	PINZA ATR.MORSO 2,0MM 240MM	L07080199	I.n.s.	PZ1	1006575/R
FB405R	PINZA ATR.MORSO 2MM 300MM	L07080199	I.n.s.	PZ1	1006577/R
FB406R	PINZA ATR.DE'BAKEY 200MM RETTA	L07080199	I.n.s.	PZ1	1006583/R
FB407R	PINZA ATR.DE'BAKEY 240MM RETTA	L07080199	I.n.s.	PZ1	1006584/R
FB408R	PINZA ATR.RETTA 300MM 3,5MM	L07080199	I.n.s.	PZ1	1006585/R
FB409R	PINZA ATR.RETTA 300MM 3,5MM	L07080199	I.n.s.	PZ1	1006586/R
FB410R	PINZETTA ATR.DE'BAKEY LB.20MM ANG.240MM	L070701	I.n.s.	PZ1	1024272/R
FB411R	PINZA PER VASI ATR.150MM	L07080199	I.n.s.	PZ1	1006567/R
FB412R	PINZA VASCOLARE ATR.200MM	L07080199	I.n.s.	PZ1	1006569/R
FB414R	PINZA ATR.RETTA 150MM 2,8MM	L07080199	I.n.s.	PZ1	1006578/R
FB415R	PINZA ATR.RETTA 200MM 2,8MM	L07080199	I.n.s.	PZ1	1006580/R
FB416R	PINZA ATR.RETTA 240MM 2,8MM	L07080199	I.n.s.	PZ1	1006581/R
FB417R	PINZA ATR.DE'BAKEY RET.300MM 2,8MM	L07080199	I.n.s.	PZ1	1006582/R
FB418R	PINZETTA ATR.DE'BAKEY LB.1,5MM RET.240MM	L07080199	I.n.s.	PZ1	1006570/R
FB419R	PINZETTA ATR.DE'BAKEY LB.1,5MM RET.300MM	L07080199	I.n.s.	PZ1	1006571/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
FB420R	PINZA BULLDOG DE'BAKEY ATR.RET.20/80MM	L0708010101	I.n.s.	PZ1	1093108/R
FB421R	PINZA BULLDOG DE'BAKEY ATR.CRV.20/78MM	L0708010101	I.n.s.	PZ1	1093113/R
FB422R	PINZA BULLDOG DE'BAKEY ATR.RET.30/90MM	L0708010101	I.n.s.	PZ1	1093109/R
FB423R	PINZA BULLDOG DE'BAKEY ATR.CRV.30/86MM	L0708010101	I.n.s.	PZ1	1093114/R
FB424R	PINZA BULLDOG DE'BAKEY ATR.RET.45/105MM	L0708010101	I.n.s.	PZ1	1093110/R
FB425R	PINZA BULLDOG DE'BAKEY ATR.CRV.45/97MM	L0708010101	I.n.s.	PZ1	1093115/R
FB426R	PINZA BULLDOG DE'BAKEY ATR.RET.65/125MM	L0708010101	I.n.s.	PZ1	1093111/R
FB427R	PINZA BULLDOG DE'BAKEY ATR.CRV.65/115MM	L0708010101	I.n.s.	PZ1	49439/R
FB431R	PINZA BULLDOG GLOVER ATR.ANG.20/52MM	L0708010101	I.n.s.	PZ1	77931/R
FB432R	PINZA BULLDOG GLOVER ATR.RET.25/68MM	L0708010101	I.n.s.	PZ1	1095466/R
FB433R	PINZA BULLDOG GLOVER ATR.CRV.25/65MM	L0708010101	I.n.s.	PZ1	49438/R
FB434R	PINZA BULLDOG GLOVER ATR.RET.40/97MM	L0708010101	I.n.s.	PZ1	1095486/R
FB435R	PINZA BULLDOG GLOVER ATR.CRV.40/90MM	L0708010101	I.n.s.	PZ1	1095506/R
FB436R	PINZA BULLDOG GLOVER ATR.RET.60/116MM	L0708010101	I.n.s.	PZ1	1095487/R
FB437R	PINZA BULLDOG GLOVER ATR.CRV.60/107MM	L0708010101	I.n.s.	PZ1	1095507/R
FB440R	PINZA MOSQUITO ATR.RETTA 125MM	L031306	I.n.s.	PZ1	77935/R
FB441R	PINZA MOSQUITO ATR.CURVA 125MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1018211/R
FB442R	PINZA MOSQUITO ATR.RETTAMM 165	L031306	I.n.s.	PZ1	1018213/R
FB443R	PINZA MOSQUITO ATR.CURVA 165MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1018220/R
FB444R	PINZA ATR.PEAN RETTAMM 155	L031306	I.n.s.	PZ1	1018253/R
FB445R	PINZA ATR.PEAN CURVA MM 155	L031306	I.n.s.	PZ1	1018254/R
FB446R	CLAMP VASCOL.DE'BAKEY-BAINBRIDGE 150MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	68540/R
FB447R	CLAMP VASC.ATR.DE'BAKEY-BAINBR.CRV.155MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1010946/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
FB448R	CLAMP VASCOL.DE'BAKEY-BAINBRIDGE 180MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1010948/R
FB449R	CLAMP VASCOL.DE'BAKEY-BAINBRIDGE 180MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	17755/R
FB450R	PINZA DE'BAKEY-GLOVER 210MM RET.	L07080102	I.n.s.	PZ1	1010979/R
FB451R	PINZA DE'BAKEY-GLOVER CRV.210MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1010980/R
FB452R	PINZA ATR.DE'BAKEY 205MM RETTA	L07080102	I.n.s.	PZ1	1010976/R
FB453R	PINZA ATR.DE'BAKEY 15°41/200MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1010977/R
FB454R	PINZA DE'BAKEY-GLOVER COARTAZ.225MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1016770/R
FB455R	PINZA DE'BAKEY-GLOVER COARTAZ.225MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1016772/R
FB456R	PINZA DE'BAKEY-GLOVER COARTAZ.240MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1016771/R
FB457R	PINZA DE'BAKEY-GLOVER COARTAZ.240MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1016774/R
FB458R	CLAMP VASCOLARE GLOVER CURVA 215MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1010951/R
FB459R	PINZA ATR.GLOVER MORSO CURVO 245MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1010975/R
FB460R	CLAMP VASCOLARE GLOVER A CUCCHIAIO 220MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1010950/R
FB461R	PINZA ATR.GLOVER 195MM CURVAT.FORTE	L07080102	I.n.s.	PZ1	1010973/R
FB462R	PINZA ATR.GLOVER 210MM CURVAT.FORTE	L07080102	I.n.s.	PZ1	1010974/R
FB463R	PINZA ATR.DE'BAKEY 160MM MORSO CURVO	L07080102	I.n.s.	PZ1	1010981/R
FB464R	PINZA DE'BAKEY ESCLUSIONE AORTA 190MM	L0708010501	I.n.s.	PZ1	76689/R
FB465R	PINZA DE'BAKEY VASI PERIF.A S 200MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	74742/R
FB466R	PINZA DE'BAKEY VASI PERIF.CURVA 180MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1012173/R
FB467R	PINZA LELAND-JONES VASI PERIF.CUR.190MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1012174/R
FB468R	PINZA ATR.LELAND-JONES	L07080102	I.n.s.	PZ1	1010986/R
FB469R	PINZA ATR.LELAND-JONES 195MM RETTA	L07080102	I.n.s.	PZ1	1010987/R
FB470R	PINZA ATR.DE'BAKEY 200MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	17757/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
FB471R	PINZA DE'BAKEY PER ANEURISMA 250MM	L07080199	I.n.s.	PZ1	1012972/R
FB472R	PINZA DE'BAKEY PER ANEURISMA 300MM	L07080199	I.n.s.	PZ1	1012973/R
FB473R	PINZA DE'BAKEY PER ANEURISMA 315MM	L07080199	I.n.s.	PZ1	1012974/R
FB475R	PINZA DE'BAKEY PER ANEURISMA 300MM	L07080199	I.n.s.	PZ1	1012977/R
FB476R	PINZA DE'BAKEY PER ANEURISMA 255MM	L07080199	I.n.s.	PZ1	1012970/R
FB477R	PINZA DE'BAKEY PER ANEURISMA 265MM	L07080199	I.n.s.	PZ1	76473/R
FB478R	PINZA DE'BAKEY PER ANEURISMA 280MM	L07080199	I.n.s.	PZ1	1012971/R
FB480R	PINZA DE'BAKEY PER ANEURISMA MM 330	L07080199	I.n.s.	PZ1	1012976/R
FB481R	PINZA DE'BAKEY PER ANEURISMA 270MM	L07080199	I.n.s.	PZ1	1012969/R
FB482R	PINZA DE'BAKEY PER ANEURISMA 265MM	L07080199	I.n.s.	PZ1	1012967/R
FB483R	PINZA ATR.PER LEGATURE DE'BAKEY 240MM	L031309	I.n.s.	PZ1	1019013/R
FB484R	PINZA DE'BAKEY PER DISSEZ.LEGAT.190MM	L031309	I.n.s.	PZ1	1019010/R
FB485R	PINZA DE'BAKEY PER DISSEZ.LEGAT.230MM	L031309	I.n.s.	PZ1	1019011/R
FB486R	PINZA ATR.DISSEZ/LEGAT.DE'BAKEY-RUMEL	L07080102	I.n.s.	PZ1	1010966/R
FB487R	PINZA ATR.DISSEZ/LEGAT DE'BAKEY-RUMEL	L07080102	I.n.s.	PZ1	1010967/R
FB488R	CLAMP PER AORTA 260MM CURVA A SINISTRA	L0708010501	I.n.s.	PZ1	105914/R
FB489R	CLAMP PER AORTA 260MM CURVA A DESTRA	L0708010501	I.n.s.	PZ1	718371/R
FB490R	PINZA P.ANASTOMOSI LAMBERT ATR.	L07080103	I.n.s.	PZ1	92038/R
FB491R	PINZA ATR.P.AORTA E ANASTOMOSI 255MM	L0708010501	I.n.s.	PZ1	1014928/R
FB492R	PINZA ATR.LAMBERT-KAY 210MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011008/R
FB493R	PINZA ATR.P.AORTA MORRIS 175MM	L0708010501	I.n.s.	PZ1	1014926/R
FB494R	PINZA ATR.P.AORTA DE'BAKEY 240MM	L0708010501	I.n.s.	PZ1	1014927/R
FB495R	PINZA ATR.VASCOLARE OCHSNER 260MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011007/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
FB496R	PINZA ATR.DE'BAKEY-MCQUIGG-MIXTER	L07080102	I.n.s.	PZ1	1010970/R
FB497R	PINZA ATR.DISSEZ/LEGAT.DE'BAKEYMIXTER	L07080102	I.n.s.	PZ1	1010968/R
FB498R	PINZA ATR.DE'BAKEY 210MM CURVA DOPPIA	L07080102	I.n.s.	PZ1	1010971/R
FB499R	PINZA ATR.DE'BAKEY 230MM CURVA DOPPIA	L07080102	I.n.s.	PZ1	1010972/R
FB500R	CLAMP VASCOL.DE'BAKEY MORSO 38MM 220MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011073/R
FB501R	CLAMP VASCOL.DE'BAKEY MORSO 48MM 265MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011086/R
FB502R	CLAMP VASCOL.DE'BAKEY MORSO 54/99/270MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011087/R
FB503R	CLAMP VASCOL.DE'BAKEY MORSO 58MM 270MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011088/R
FB504R	CLAMP VASCOL.DE'BAKEY MORSO 75MM 280MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011089/R
FB506R	PINZA ATR.DE'BAKEY-SATINSKY 235MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011266/R
FB507R	PINZA ATR.DE'BAKEY-SATINSKY 240MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011267/R
FB508R	PINZA ATR.DE'BAKEY-SATINSKY 245MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011286/R
FB510R	PINZA ATR.DE'BAKEY 240MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011288/R
FB511R	PINZA VASCOL.ATR.DE'BAKEY 60°55/85/220MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011090/R
FB512R	CLAMP VASCOL.DE'BAKEY MORSO 65MM 280MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011091/R
FB513R	CLAMP VASCOL.DE'BAKEY 60°100/135/305MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011092/R
FB515R	PINZA ATR.DE'BAKEY 225MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011290/R
FB516R	PINZA ATR.DE'BAKEY 210MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011291/R
FB517R	PINZA ATR.DE'BAKEY 255MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011292/R
FB518R	PINZA ATR.VASCOL.DE'BAKEY 275MM ANG	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011295/R
FB519R	PINZA ATR.DE'BAKEY-BECK 205MM ANGOL.	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011362/R
FB520R	PINZA ATR.DE'BAKEY-BECK 45/80/210MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011363/R
FB521R	PINZA ATR.DE'BAKEY-HARKEN 255MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011364/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
FB522R	PINZA ATR.DE'BAKEY-HARKEN 245MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011228/R
FB523R	PINZA ATR.DE'BAKEY-HARKEN 245MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011247/R
FB524R	PINZA ATR.DE'BAKEY-HARKEN 245MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011248/R
FB525R	PINZA ATR.DIETHRICH 210MM ANGOLATA	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011299/R
FB526R	PINZA ATR.DE'BAKEY-PEAN 200MM RETTA	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011354/R
FB527R	PINZA ATR.DE'BAKEY-PEAN 200MM CURVA	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011357/R
FB528R	PINZA ATR.PANCR.RENI HOPT LU.MORSI40MM	L06060103	I.n.s.	PZ1	91970/R
FB529R	PINZA ATR.PANCREAS/RENI HOPT 50MM	L06060103	I.n.s.	PZ1	1018755/R
FB530R	PINZA ATR.PANCR.RENI HOPT LU.MORSI60MM	L06060103	I.n.s.	PZ1	1018756/R
FB532R	PINZA ATR.DE'BAKEY-PEAN 265MM RETTA	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011355/R
FB533R	PINZA ATR.DE'BAKEY-PEAN 260MM CURVA	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011358/R
FB534R	PINZA ATR.DE'BAKEY-PEAN 280MM RETTA	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011356/R
FB535R	PINZA ATR.DE'BAKEY-PEAN 275MM CURVA	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011359/R
FB540R	PINZA ATR.DE'BAKEY 130MM RETTA	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011303/R
FB541R	PINZA BULLDOG ATR.DE'BAKEY-RING.	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011304/R
FB542R	PINZA BULLDOG ATR.DE'BAKEY-RINGG.	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011305/R
FB543R	PINZA BULLD.ATR.DE'BAKEY-RINGG.45°125MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011307/R
FB544R	PINZA BULLD.ATR.DE'BAKEY-RINGG.90°105MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011308/R
FB546R	PINZA DI VASO DALE CUCCHIAIO S 175MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1026701/R
FB547R	PINZA DI VASO DALE CUCCHIAIO M 180MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1026703/R
FB548R	PINZA DI VASO DALE CUCCHIAIO L 180MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1026704/R
FB549R	PINZA DI VASO DALE ATR.180MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1026705/R
FB550R	PINZA DI VASO GLOVER CUCCHIAIO CRV.245MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	11634/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
FB552R	PINZA ATR.BABY PER COARTAZIONE RETTA	L07080102	I.n.s.	PZ1	76733/R
FB553R	PINZA BABY PER COARTAZ.CURVA ANGOLARE	L07080102	I.n.s.	PZ1	1016769/R
FB554R	PINZA BABY PER COARTAZ.CURVA SUL PIANO	L07080102	I.n.s.	PZ1	1016767/R
FB557R	PINZA PER LEGATURA PICCOLA MOLTO CURVA	L031309	I.n.s.	PZ1	1019009/R
FB558R	PINZA ATR.DI DE'BAKEY 40/170MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011347/R
FB559R	PINZA P.ANASTOMOSI DERRA ATR.170MM	L07080103	I.n.s.	PZ1	1018929/R
FB560R	PINZA BABY DERRA MOD.PICCOLO	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011352/R
FB561R	PINZA BABY DERRA MOD.MEDIO	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011353/R
FB563R	PINZA PER ANASTOMOSI BABY-BACK CURV.ANG.	L07080103	I.n.s.	PZ1	1018931/R
FB567R	PINZA BABY PER IMP.MULTIPLO CURVA ANG.	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011350/R
FB568R	PINZA BABY PER IMP.MULTIPLO CURVA 60°	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011349/R
FB569R	PINZA ATR.DI COOLEY	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011348/R
FB570R	PINZA ATR.200MM	L07080199	I.n.s.	PZ1	77917/R
FB573R	PINZA ATR.LESS 220MM ANGOLATA	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011296/R
FB574R	PINZA ATR.LESS 245MM ANGOLATA	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011297/R
FB576R	PINZA ATR.DE'BAKEY MORSO ANGOL.265MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011301/R
FB578R	PINZA ATR.SUBRAMANIAN MODIE.155MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011300/R
FB581R	MINI-PINZA ATR.NEON.LEGGERMENTE ANGOLATA	L07080103	I.n.s.	PZ1	1018923/R
FB582R	MINI-PINZA ATR.NEONAT.MOLTO ANGOLATA	L07080103	I.n.s.	PZ1	1018924/R
FB587R	PINZA ATR.COBRA SEC.ALLENBERG 235MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011287/R
FB588R	PINZA ATR.COBRA SEC.ALLENBERG 245MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	64373/R
FB590R	PINZA ATR.P.NEONATOLOGIA PICCOLA	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011328/R
FB591R	MINI PINZA ATR.P.NEONATOLOGIA MEDIA	L07080103	I.n.s.	PZ1	1018925/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
FB592R	MINI-PINZA ATR.P.NEONATOLOGIA GRANDE	L07080103	I.n.s.	PZ1	1018926/R
FB593R	MINI-PINZA ATR.P.NEONATOLOGIA CURVA	L07080103	I.n.s.	PZ1	1018928/R
FB600R	PINZA SECONDO BABY-SATINSKY 150MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	76838/R
FB602R	PINZA SECONDO SATINSKY 265MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1016794/R
FB604R	PINZA SECONDO SATINSKY PICCOLA	L07080102	I.n.s.	PZ1	1016797/R
FB605R	PINZA SECONDO SATINSKY GRANDE	L07080102	I.n.s.	PZ1	1016799/R
FB617R	PINZA DI VASO SUCCLAVIA ATR.HENLY 200MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1026706/R
FB618R	PINZA DI VASO LEMOLE STRONG ATR.40X15MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1026707/R
FB619R	PINZA DI VASO LEMOLE STRONG ATR.50X20MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1026708/R
FB633R	PINZA SECONDO CRAFOORD-SELLORS 240MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1016800/R
FB634R	PINZA SECONDO CRAFFORD 240MM FLESSIBILE	L07080102	I.n.s.	PZ1	1016801/R
FB635R	PINZA SECONDO CRAFOORD 240MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1016802/R
FB669R	PINZA DI VASO WYLIE ATR.CRV.FORTE 220MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1026709/R
FB670R	PINZ.D.VAS.WYLIE ATR.CRV.VERSO DIETR.230	L07080102	I.n.s.	PZ1	1026711/R
FB672R	PINZ.D.VASO WYLIE ATR.CRV.VER.L'ALTO 160	L07080102	I.n.s.	PZ1	1026713/R
FB673R	PINZ.D.VASO WYLIE ATR.CRV.VER.L'ALTO 180	L07080102	I.n.s.	PZ1	1026716/R
FB674R	PINZ.D.VASO WYLIE ATR.CRV.VER.IL BAS.160	L07080102	I.n.s.	PZ1	1026717/R
FB675R	PINZ.D.VASO WYLIE ATR.CRV.VER.IL BAS.180	L07080102	I.n.s.	PZ1	1026718/R
FB700R	PINZA ATR.COOLEY RETTA 125MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011367/R
FB701R	PINZA ATR.COOLEY CURVA 125MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1024387/R
FB702R	PINZA ATR.COOLEY CURVA 115MM	L07080102	I.n.s.	PZda 1 PZ	1024386/R
FB703R	PINZA ATR.BULLDOG COOLEY 125MM CURVE	L07080102	I.n.s.	PZ1	55409/R
FB704R	PINZA ATR.DI COOLEY 40GRD.120MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011454/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
FB705R	PINZA ATR.COOLEY CURVA 120MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011456/R
FB706R	PINZA ATR.BULLDOG COOLEY 125MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011879/R
FB707R	PINZA ATR.COOLEY 100MM CURVA	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011453/R
FB708R	PINZA ATR.COOLEY MORSO DERRA 115MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011457/R
FB710R	PINZA ATR.COOLEY RET. 41/160MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011509/R
FB711R	PINZA ATR.COOLEY ANG.41/160MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011513/R
FB712R	PINZA ATR.COOLEY RET.52/170MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011510/R
FB713R	PINZA ATR.COOLEY CRV.52/180MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011511/R
FB714R	PINZA ATR.COOLEY ANG. 52/170MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011514/R
FB715R	PINZA ATR.COOLEY CRV.63/180MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011512/R
FB717R	PINZA ATR.COOLEY 30 GRADI 165MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011506/R
FB718R	PINZA ATR.COOLEY 60 GRADI 160MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011478/R
FB719R	PINZA ATR.COOLEY 90 GRADI 150MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011474/R
FB721R	PINZA ATR.COOLEY 90GRADI 165MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011469/R
FB722R	PINZA ATR.COOLEY 90GRADI 165MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011470/R
FB723R	PINZA ATR.COOLEY CURVA 175MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011471/R
FB724R	PINZA ATR.COOLEY CURVA 180MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011473/R
FB725R	PINZA ATR.COOLEY MORSO DERRA 170MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011465/R
FB726R	PINZA ATR.COOLEY MORSO DERRA 175MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011466/R
FB727R	PINZA ATR.COOLEY MORSO DERRA 175MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011467/R
FB729R	PINZA ATR.COOLEY CURVA 170MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011507/R
FB730R	PINZA DI VASO ATR.COOLEY 175MM	L07080102	I.n.s.	PZda 1 PZ	1011885/R
FB731R	PINZA ATR.COOLEY-BECK 150MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011461/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
FB732R	PINZA ATR.DI COOLEY-BECK 155MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011463/R
FB734R	PINZA DI VASO ATR.COOLEY 170MM	L07080102	I.n.s.	PZda 1 PZ	1011882/R
FB735R	PINZA DI VASO ATR.COOLEY 170MM	L07080102	I.n.s.	PZda 1 PZ	1011884/R
FB736R	PINZA DI VASO ATR.COOLEY 185MM	L07080102	I.n.s.	PZda 1 PZ	1011887/R
FB737R	PINZA DI VASO ATR.COOLEY 195MM	L07080102	I.n.s.	PZda 1 PZ	1011888/R
FB738R	PINZA DI VASO ATR.COOLEY 260MM	L07080102	I.n.s.	PZda 1 PZ	1011892/R
FB741R	PINZA ATR.COOLEY 140MM CURVA	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011458/R
FB742R	PINZA ATR.COOLEY 140MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011459/R
FB743R	PINZA ATR.COOLEY 145MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011460/R
FB754R	PINZA ATR.COOLEY ANGOLATA 165MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011515/R
FB755R	PINZA ATR.COOLEY ANGOLATA 170MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011516/R
FB756R	PINZA ATR.COOLEY ANGOLATA 185MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011518/R
FB764R	PINZA ATR.COOLEY 310MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011528/R
FB765R	PINZA ATR.COOLEY 270MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011529/R
FB766R	PINZA ATR.COOLEY 225MM BRANCHE CURVE	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011519/R
FB767R	PINZA ATR.COOLEY 270MM BRANCHE CURVE	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011520/R
FB773R	PINZA ATR.COOLEY 260MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011521/R
FB775R	PINZA ATR.PARRY-COOLEY 280MM	L07080103	I.n.s.	PZ1	1018932/R
FB776R	PINZA ATR.COOLEY 200MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011522/R
FB777R	PINZA ATR.COOLEY 250MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011523/R
FB778R	PINZA ATR.COOLEY 250MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011525/R
FB779R	PINZA ATR.COOLEY 255MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011526/R
FB780R	PINZA ATR.COOLEY 260MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011527/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
FB784R	PINZETTA ATR.COOLEY LB.1,5MM RET.150MM	L07080199	I.n.s.	PZ1	17749/R
FB785R	PINZETTA ATR.COOLEY LB.2,0MM RET.195MM	L07080199	I.n.s.	PZ1	1024346/R
FB786R	PINZETTA ATR.COOLEY LB.2,3MM RET.240MM	L07080199	I.n.s.	PZ1	1024366/R
FB795R	PINZA ATR.SECONDO LEITZ 190MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011890/R
FB930R	PINZA SECONDO DUVAL 230MM	L08050201	I.n.s.	PZ1	12108/R
FB934R	PINZA SECONDO BABCOCK 220MM	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013070/R
FB936R	PINZA ATR.P.AFFERRARE BABCOCK 220MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011911/R
FB938R	PINZA SECONDO ALLIS-THOMS 220MM	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013069/R
FB940R	PINZA FISS.BORST MORSI 15X15MM 215MM	L0708010501	I.n.s.	PZ1	17739/R
FB941R	PINZA BULLDOG DI FISSAGGIO LISCIO 95MM	L0708010101	I.n.s.	PZ1	1105442/R
FB942R	PINZA BULLDOG D.FISSAGGIO LISCIO 130MM	L0708010101	I.n.s.	PZ1	1105443/R
FB950R	PINZA SECONDO PRICE-THOMAS 225MM	L080501	I.n.s.	PZ1	76694/R
FB954R	PINZA MORSO 60MM LUNGH.230MM	L080501	I.n.s.	PZ1	1015109/R
FB955R	PINZA MORSO 80MM LUNGH.230MM	L080501	I.n.s.	PZ1	1015110/R
FB956R	PINZA ATR.SECONDO DICK 255MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011907/R
FB957R	PINZA ATR.SECONDO DICK 265MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011909/R
FB958R	PINZA ATR.SECONDO DICK 275MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1011910/R
FB961R	PINZA SECONDO SEMB LUNGH.240MM	L031310	I.n.s.	PZ1	1014087/R
FC034R	PINZA P.TRAFORAZ.P.FC004 FC014	L070805	I.n.s.	PZda 1 PZ	92253/R
FC035R	PINZA TRAFOR.540MM P.FC005 FC015 FC025	L070805	I.n.s.	PZda 1 PZ	1125726/R
FC048R	PINZA PROTESI VASCOLARI CURVA 540MM	L0708060199	I.n.s.	PZ1	92209/R
FC049R	PINZA BULLDOG 40MM PER PINZA FC048R	L0708010101	I.n.s.	PZ1	68840/R
FC300R	PINZA ATR.DARDIK MORSO 30MM RETTA	L031306	I.n.s.	PZ1	1018310/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
FC301R	PINZA ATR.DARDIK MORSO 30MM 15°CURVA	L031306	I.n.s.	PZ1	1018309/R
FC302R	PINZA ATR.DARDIK MORSO 30MM 30°CURVA	L031306	I.n.s.	PZ1	1018308/R
FC303R	PINZA ATR.DARDIK MORSO 30MM 45°CURVA	L031306	I.n.s.	PZ1	1018307/R
FC304R	PINZA ATR.DARDIK MORSO 30MM 90°CURVA	L031306	I.n.s.	PZ1	1018291/R
FC310R	PINZA ATR.DARDIK APERT.50MM RETTA	L031306	I.n.s.	PZ1	1018315/R
FC311R	PINZA ATR.DARDIK MORSO 50MM 15°CURVA	L031306	I.n.s.	PZ1	1018314/R
FC312R	PINZA ATR.DARDIK MORSO 50MM 30°CURVA	L031306	I.n.s.	PZ1	1018313/R
FC313R	PINZA ATR.DARDIK MORSO 50MM 45°CURVA	L031306	I.n.s.	PZ1	1018312/R
FC314R	PINZA ATR.DARDIK MORSO 50MM 90°CURVA	L031306	I.n.s.	PZ1	1018311/R
FC411R	PINZA ATR."ULTRA-LIGHT" RETTA 150MM	L031308	I.n.s.	PZ1	38404/R
FC412R	PINZA ATR."ULTRA LIGHT" RETTA 200MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1006966/R
FC413R	PINZA ATR."ULTRA-LIGHT" RETTA 240MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1006967/R
FC418R	PINZA ATR."ULTRA LIGHT" RETTA 300MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1006969/R
FD253R	MICROPINZ.PLATEAU MORSI LA:0,8MM 180MM	L1003	I.n.s.	PZ1	1002937/R
FD255R	MICROPINZ.STRAT.DIAM.1X2 DENTI 180MM	L1003	I.n.s.	PZ1	60675/R
FD280R	PINZA PER SUTURE RET.MORSO 0,3MM 120MM	L031309	I.n.s.	PZda 1 PZ	38363/R
FD281R	PINZA PER SUTURE CRV.MORSO 0,3MM 120MM	L031309	I.n.s.	PZda 1 PZ	1003071/R
FD284R	PINZA PER SUTURE RET.MORSO 0,3MM 150MM	L031309	I.n.s.	PZda 1 PZ	1003072/R
FD285R	PINZA PER SUTURE CRV.MORSO 0,3MM 150MM	L031309	I.n.s.	PZda 1 PZ	1003073/R
FD286R	PINZA PER SUTURE RET.MORSO 0,6MM 180MM	L031309	I.n.s.	PZda 1 PZ	1003074/R
FD287R	PINZA PER SUTURE CRV.MORSO 0,6MM 180MM	L031309	I.n.s.	PZda 1 PZ	1003075/R
FD552R	CLIPS VASI MEHDORN TEMPORARY 4X1,0MM	L0708010199	I.n.s.	PZda 1 PZ	49380/R
FD554R	CLIPS VASI MEHDORN TEMPORARY 4X1,4MM	L0708010199	I.n.s.	PZda 1 PZ	1130024/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
FD556R	CLIPS VASI MENDORN TEMPORARY 6X1,0MM	L0708010199	I.n.s.	PZda 1 PZ	1130025/R
FD558R	CLIPS VASI MEHDORN TEMPORARY 6X1,4MM	L0708010199	I.n.s.	PZda 1 PZ	1130026/R
FD560R	MICRO-CLIPS BIEMER P USO TEMPOR.DORATA	L0708010199	I.n.s.	PZda 1 PZ	1130021/R
FD561R	MICRO-CLIPS BIEMER USO TEMPOR.9MM	L0708010199	I.n.s.	PZda 1 PZ	1130022/R
FD562R	MICRO-CLIP BIEMER USO TEMPOR.9X0,8MM	L0708010199	I.n.s.	PZda 1 PZ	1130023/R
FD568R	PINZA POSACLIPS 145MM	L070801018001	I.n.s.	PZda 1 PZ	49442/R
FD569R	PINZA POSA-CLIPS 140MM C.CREMAGLIERA	L070801018001	I.n.s.	PZda 1 PZ	1009646/R
FD572R	PINZA APPLICATRICE P.RIAVVICINAT.BIEMER	L07080199	I.n.s.	PZda 1 PZ	49480/R
FD622R	CLIP VASCOLARE SCHWARTZ 0°RET.25X8X2MM	L0708010101	I.n.s.	PZda 1 PZ	1130054/R
FD623R	CLIP VASCOLARE SCHWARTZ 25°25X8X2MM	L0708010101	I.n.s.	PZda 1 PZ	1130147/R
FD624R	CLIP VASCOLARE SCHWARTZ 45°25X8X2MM	L0708010101	I.n.s.	PZda 1 PZ	1130148/R
FD628R	CLIP VASCOL.-PINZ.APPLIC.SCHWARTZ 190MM	L070801018001	I.n.s.	PZda 1 PZ	1131038/R
FE005K	PINZA PER FILI SECONDO MUELLER RETTA	L0708010199	I.n.s.	PZda 1 PZ	1106276/R
FE030S	CLIP ALPHA BULLDOG MORSI ANGOLATI	L0708010101	I.n.s.	PZ1	1093029/R
FE031S	CLIP ALPHA BULLDOG MORSI A Z	L0708010101	I.n.s.	PZ1	1093034/R
FE032S	CLIP ALPHA BULLDOG MORSI ANGOLATI/CURVI	L0708010101	I.n.s.	PZ1	1093039/R
FE033S	CLIP ALPHA BULLDOG MORSI A S	L0708010101	I.n.s.	PZ1	1093126/R
FE034S	CLIP ALPHA BULLDOG MORSI A CUCCHIAIO	L0708010101	I.n.s.	PZ1	1093507/R
FE040S	CLIP ALPHA BULLDOG MORSI ANGOLATI	L0708010101	I.n.s.	PZ1	1093032/R
FE041S	CLIP ALPHA BULLDOG MORSI ANGOLATI A Z	L0708010101	I.n.s.	PZ1	1093037/R
FE042S	CLIP ALPHA BULLDOG MORSI ANGOLATI/CURVI	L0708010101	I.n.s.	PZ1	1093040/R
FE043S	CLIP ALPHA BULLDOG MORSI A S	L0708010101	I.n.s.	PZ1	1093508/R
FE044S	CLIP ALPHA BULLDOG MORSI A CUCCHIAIO	L0708010101	I.n.s.	PZ1	1093042/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
FF011R	PINZA P CUIOIO CAPELL.DE MARTEL 185MM	L110699	I.n.s.	PZ1	11618/R
FG052R	PINZA SGORBIA SYPERT 8/360MM	L091302	I.n.s.	PZ1	9782/R
FM001R	PINZA MICRO D.MUELLER 110MM ACUTA 0,15MM	L1003	I.n.s.	PZ1	1005832/R
FM002R	PINZA MICRO D.MUELLER 110MM ACUTA 0,2MM	L1003	I.n.s.	PZ1	1005836/R
FM003R	PINZA MICRO D.MUELLER 110MM ACUTA 0,3MM	L1003	I.n.s.	PZ1	1005839/R
FM004R	PINZA MICRO D.MUELLER 110MM 1X2 DENTI	L1003	I.n.s.	PZ1	1005840/R
FM005R	PINZA MICRO C.ANELLO D.MUELLER 110MM	L1003	I.n.s.	PZ1	1005841/R
FM006R	PINZA MICRO TRIANG.MUELLER RETTA MM110	L1003	I.n.s.	PZ1	1005842/R
FM033R	PINZA MICRO D.MUELLER 160MM ACUTA 0,3MM	L1003	I.n.s.	PZ1	1005845/R
FM034R	PINZA MICRO D.MUELLER 160MM 1X2 DENTI	L1003	I.n.s.	PZ1	1005848/R
FM035R	PINZA MICRO C.ANELLO D.MUELLER 160MM	L1003	I.n.s.	PZ1	1005849/R
FM036R	PINZA MICRO MUELLER RETTA 160MM	L1003	I.n.s.	PZ1	1005847/R
FM047R	MICRO-PINZA AD ANELLO D:2,4M 180MM	L1003	I.n.s.	PZda 1 PZ	60672/R
FM053R	MICROPINZETTA ANULARE 1,5MM ANELLO 180MM	L1003	I.n.s.	PZ1	1002934/R
FM054R	MICROPINZETTA ANULARE 1,5MM ANELLO 200MM	L1003	I.n.s.	PZ1	1002936/R
FM063R	MICROPINZETTA IMP.ROTONDA RETTA 200MM	L1003	I.n.s.	PZ1	38364/R
FM570R	DIADUST MICROPINZETTA ANUL.1MM RET.150MM	L1003	I.n.s.	PZ1	38277/R
FM571R	DIADUST MICROPINZETTA ANUL.1MM CRV.150MM	L1003	I.n.s.	PZ1	1003000/R
FM572R	DIADUST MICROPINZETTA ANUL.1MM RET.185MM	L1003	I.n.s.	PZ1	1002992/R
FM573R	DIADUST MICROPINZETTA ANUL.1MM CRV.185MM	L1003	I.n.s.	PZ1	1003002/R
FM574R	DIADUST MICROPINZETTA ANUL.1MM RET.210MM	L1003	I.n.s.	PZ1	1002993/R
FM575R	DIADUST MICROPINZETTA ANUL.1MM CRV.210MM	L1003	I.n.s.	PZ1	1003005/R
FM576R	DIADUST MICROPINZETTA ANUL.1MM RET.230MM	L1003	I.n.s.	PZ1	1002995/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
FM577R	DIADUST MICROPINZETTA ANUL.1MM CRV.230MM	L1003	I.n.s.	PZ1	1003006/R
FM578R	DIADUST MICROPINZETTA PIATTO RET.150MM	L1003	I.n.s.	PZ1	1003036/R
FM579R	DIADUST MICROPINZETTA ANUL.2MM RET.185MM	L1003	I.n.s.	PZ1	1003035/R
FM580R	DIADUST MICROPINZETTA PIATTO RET.185MM	L1003	I.n.s.	PZ1	1003038/R
FM581R	DIADUST MICROPINZETTA PIATTO CRV.150MM	L1003	I.n.s.	PZ1	1003041/R
FM582R	DIADUST MICROPINZET.1MM PIATTO RET.185MM	L1003	I.n.s.	PZ1	1002929/R
FM583R	DIADUST MICROPINZETTA PIATTO CRV.185MM	L1003	I.n.s.	PZ1	1003042/R
FM584R	DIADUST MICROPINZET.1MM PIATTO RET.210MM	L1003	I.n.s.	PZ1	1002930/R
FM585R	DIADUST MICROPINZETTA PIATTO CRV.210MM	L1003	I.n.s.	PZ1	1003043/R
FM586R	DIADUST MICROPINZETTA PIATTO RET.185MM	L1003	I.n.s.	PZ1	1002931/R
FM587R	DIADUST MICROPINZETTA ANUL.1MM CRV.185MM	L1003	I.n.s.	PZ1	1002927/R
FM588R	DIADUST MICROPINZETTA PIATTO RET.210MM	L1003	I.n.s.	PZ1	1002933/R
FM589R	DIADUST MICROPINZETTA ANUL.1MM CRV.210MM	L1003	I.n.s.	PZ1	1002928/R
FM590R	MICROPINZETTA DE'BAKEY 1MM RET.185MM	L1003	I.n.s.	PZ1	1003087/R
FM591R	MICROPINZETTA DE'BAKEY 1MM RET.210MM	L1003	I.n.s.	PZ1	1003088/R
FM592R	MICROPINZETTA DE'BAKEY 1MM RET.185MM	L1003	I.n.s.	PZ1	38366/R
FM593R	DIADUST MICROPINZETTA PIATTO CRV.250MM	L1003	I.n.s.	PZ1	1003046/R
FM594R	DIADUST MICROPINZETTA PIATTO RET.250MM	L1003	I.n.s.	PZ1	1003040/R
FM595R	DIADUST MICROPINZETTA ANUL.1MM CRV.250MM	L1003	I.n.s.	PZ1	1003007/R
FM596R	DIADUST MICROPINZETTA ANUL.1MM RET.250MM	L1003	I.n.s.	PZ1	1002999/R
FM597R	DIADUST MICROPINZETTA ANUL.1MM RET.185MM	L1003	I.n.s.	PZ1	38270/R
FM598R	DIADUST MICROPINZETTA ANUL.1MM RET.210MM	L1003	I.n.s.	PZ1	1002926/R
FM599R	DIADUST MICROPINZETTA PIATTO RET.210MM	L1003	I.n.s.	PZ1	1003039/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
FM600R	MICROPINZETTA DE'BAKEY 1MM RET.210MM	L1003	I.n.s.	PZ1	1005586/R
FO100R	PINZA PER SEQUESTRO RETTA 200MM	L091304	I.n.s.	PZ1	92325/R
FO106R	PINZA RIPOSIZIONE CON QUIDA 170MM	L091399	I.n.s.	PZ1	12112/R
FO108R	PINZA RIPOSIZIONE C.GUIDA 205MM	L091399	I.n.s.	PZ1	1019190/R
FO110R	PINZA CARTILAGINE DINGMANN 185MM	L091306	I.n.s.	PZ1	76861/R
FO111R	PINZA CARTILAGINE DINGMANN 185MM	L091306	I.n.s.	PZ1	1016936/R
FO112R	PINZA P CAVIGLIA 210MM C.2 PUNTE	L091301	I.n.s.	PZ1	92089/R
FO113R	PINZA RIPOSIZIONE 95MM	L091399	I.n.s.	PZ1	1019186/R
FO115R	PINZA PER RIMETTERE A POSTO FRAMM.OSSO	L091399	I.n.s.	PZ1	1019187/R
FO116R	PINZA PER OSSA REILL 170MM CURVA	L091302	I.n.s.	PZ1	1014207/R
FO117R	PINZA RIPOSIZIONE 135MM	L091399	I.n.s.	PZ1	1019188/R
FO118R	PINZA P.OSSA PER OSSA GRANDI 200MM	L091302	I.n.s.	PZda 1 PZ	1014208/R
FO119R	PINZA P.RIPOSIZIONAM.HAASE 165MM LUNG.	L091399	I.n.s.	PZ1	1019189/R
FO123R	PINZA OSSA CON CREMAGL.PICCOLA 140MM	L091302	I.n.s.	PZ1	1014209/R
FO124R	PINZA OSSA CREMAGL.VITE 170MM PICCOLA	L091302	I.n.s.	PZ1	1014211/R
FO125R	PINZA OSSA CREMAGL.VITE GRANDE 230MM	L091302	I.n.s.	PZda 1 PZ	1014212/R
FO144R	PINZE P.OSSE D.HEY GROVES 210MM	L091302	I.n.s.	PZ1	1014333/R
FO145R	PINZA P.OSSE D.HEY GROVES 270MM	L091302	I.n.s.	PZ1	1014334/R
FO146R	PINZA P.OSSE D.HEY GROVES 305MM	L091302	I.n.s.	PZ1	1014335/R
FO148R	PINZA OSSA KERN CON CREMAGLIERA 155MM	L091302	I.n.s.	PZ1	1014213/R
FO151R	RIAVVICINATORE P.OSSA LANE MM 330	L091399	INSt	PZ 1	1017295/R
FO153R	PINZA P.PATELLA 185MM	L091302	I.n.s.	PZ1	1014329/R
FO158R	PINZA OSSA KERN-LANE CON CREMAGL.240MM	L091302	I.n.s.	PZ1	1014214/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
FO159R	PINZA OSSA LANE CON CREMAGLIERA 320MM	L091302	I.n.s.	PZ1	1014217/R
FO161R	RIAVVICINATORE OSSA LAMBOTTE 13/260MM	L091399	INSt	PZ 1	1017297/R
FO162R	RIAVVICINAT.OSSA LAMBOTTE 16/330MM	L091399	INSt	PZ 1	1017298/R
FO169R	PINZA P.OSSA AUTOCENTRANTE 3/3/145MM	L091302	I.n.s.	PZ1	1014218/R
FO170R	PINZA P.OSSA AUTOCENTRANTE 2,5/7/190MM	L091302	I.n.s.	PZ1	1014219/R
FO171R	PINZA P.OSSA AUTOCENTR.3,5/10,5/240MM	L091302	I.n.s.	PZ1	1014220/R
FO172R	PINZA P.OSSA AUTOCENTRANTE 3,5/11/260MM	L091302	I.n.s.	PZ1	1014221/R
FO173R	PINZA P.OSSA AUTOCENTR.4,5/11,5/280MM	L091302	I.n.s.	PZda 1 PZ	1014223/R
FO180R	PINZA VERBRUGGE PER OSSA MOLTO PICCOLA	L091301	I.n.s.	PZ1	76948/R
FO181R	PINZA VERBRUGGE PER OSSA PICCOLA 255MM	L091301	I.n.s.	PZ1	1017727/R
FO182R	PINZA VERBRUGGE PER OSSA MEDIA 265MM	L091301	I.n.s.	PZ1	1017729/R
FO183R	PINZA VERBRUGGE PER OSSA GRANDE 270MM	L091301	I.n.s.	PZ1	1017731/R
FO399R	PINZA P.SYNOVETOMIA D.STELLBRINK CURVA	L091399	I.n.s.	PZ1	1019286/R
FO400R	PINZA P.SYNOVETOMIA D.STELLBRINK CURVA	L091399	I.n.s.	PZ1	1019306/R
FO406R	PINZA-SGORBIA FRIEDMANN RETTO 140MM	L091302	I.n.s.	PZ1	1014426/R
FO407R	PINZA SGORBIA FRIEDMANN CURVA 140MM	L091302	I.n.s.	PZ1	1014427/R
FO409R	PINZA SGORBIA LUER-FRIEDMANN CURVA MM146	L091302	I.n.s.	PZ1	76622/R
FO410R	PINZA SGORBIA MOLTO CURVA 140MM	L091302	I.n.s.	PZ1	1014429/R
FO411R	PINZA SGORBIA LUER LEGGERM.CURVA 150MM	L091302	I.n.s.	PZ1	715087/R
FO412R	PINZA SGORBIA LUER MOLTO CURVA MM155	L091302	I.n.s.	PZ1	1014430/R
FO413R	PINZA SGORBIA CURVA 45 GRADI	L091302	I.n.s.	PZ1	1014428/R
FO415R	PINZA SGORBIA BLUMENTHAL LEGGERM.CURVA	L091302	I.n.s.	PZ1	1014431/R
FO416R	PINZA SGORBIA BLUMENTHAL MOLTO CURVA	L091302	I.n.s.	PZ1	1014432/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
FO428R	PINZA SGORBIA HAKANSSON CURVA 170MM	L091302	I.n.s.	PZ1	1014433/R
FO430R	PINZA-SGORBIA JANSEN 175MM	L091302	I.n.s.	PZ1	1014434/R
FO432R	PINZA-SGORBIA JANSEN 175MM	L091302	I.n.s.	PZ1	1014435/R
FO440R	PINZA-SGORBIA ALEXANDER 140MM	L091302	I.n.s.	PZ1	1014437/R
FO442R	PINZA-SGORBIA JANSEN 180MM	L091302	I.n.s.	PZ1	1014438/R
FO450R	PINZA-SGORBIA LEMPERS 200MM	L091302	I.n.s.	PZ1	1014446/R
FO451R	PINZA SGORBIA LEMPERS CURVA 200MM	L091302	I.n.s.	PZ1	1014447/R
FO453R	PINZA-SGORBIA BEYER 180MM	L091302	I.n.s.	PZda 1 PZ	1014448/R
FO455R	PINZA SGORBIA MEAD CURVA IN PUNTA 165MM	L091302	I.n.s.	PZ1	1014449/R
FO457R	PINZA SGORBIA BANE CURVA STRETTAMM175	L091302	I.n.s.	PZ1	1014436/R
FO460R	PINZA SGORBIA LUER RETTA 175MM	L091302	I.n.s.	PZ1	1014450/R
FO461R	PINZA SGORBIA LUER CURVA 175MM	L091302	I.n.s.	PZ1	1014451/R
FO462R	PINZA SGORBIA LUER RETTA 180MM	L091302	I.n.s.	PZ1	1014452/R
FO463R	PINZA SGORBIA LUER CURVA 180MM	L091302	I.n.s.	PZ1	1014453/R
FO467R	PINZA-SGORBIA TROTTER 205MM	L091302	I.n.s.	PZ1	1014456/R
FO470R	PINZA SGORBIA OLIVECRONA CURVA 205MM	L091302	I.n.s.	PZ1	1014454/R
FO472R	PINZA SGORBIA GULEKE 205MM	L091302	I.n.s.	PZ1	1014455/R
FO474R	PINZA SGORBIA NORTHFIELD	L091302	I.n.s.	PZ1	1014457/R
FO475R	PINZA SGORBIA PENNYBACKER	L091302	I.n.s.	PZ1	1014458/R
FO500R	PINZA SGORBIA MORSOMM 3 MM 155	L091302	I.n.s.	PZ1	1014466/R
FO502R	PINZA SGORBIA CURVA MORSO 5MM 160MM	L091302	I.n.s.	PZ1	1014467/R
FO511R	PINZA SGORBIA MAYFIELD 175MM	L091302	I.n.s.	PZ1	1014468/R
FO514R	PINZA SGORBIA BEYER 180MM	L091302	I.n.s.	PZ1	1014470/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
FO518R	PINZA SGORBIA RUSKIN 190MM	L091302	I.n.s.	PZ1	1014471/R
FO520R	PINZA SGORBIA MARQUARDT 200MM	L091302	I.n.s.	PZ1	1014469/R
FO522R	PINZA SGORBIA ECHLIN 23CM MORSO 2X10	L091302	I.n.s.	PZ1	1014475/R
FO523R	PINZA SGORBIA ECHLIN 23CM MORSO 3X10	L091302	I.n.s.	PZ1	1014476/R
FO525R	PINZA SGORBIA FRYKHOLM 240MM	L091302	I.n.s.	PZ1	1014478/R
FO526R	PINZA SGORBIA LEKSELL MORS 5X16MM 245MM	L091302	I.n.s.	PZ1	1014472/R
FO527R	PINZA SGORBIA LEKSELL MORS 3X16MM 245MM	L091302	I.n.s.	PZ1	1014474/R
FO530R	PINZA SGORBIA STILLE CURVA LATER.MM230	L091302	I.n.s.	PZ1	1014479/R
FO532R	PINZA SGORBIA LEKSELL-STILLE 240MM	L091302	I.n.s.	PZ1	1014480/R
FO534R	PINZA SGORBIA STILLE-RUSKIN 240MM	L091302	I.n.s.	PZ1	1014481/R
FO550R	PINZA SGORBIA LUER-STILLE RETTA MM225	L091302	I.n.s.	PZ1	1014482/R
FO551R	PINZA SGORBIA LUER-STILLE CURVA MM225	L091302	I.n.s.	PZ1	1014483/R
FO555R	PINZA SGORBIA SEMB 240MM	L091302	I.n.s.	PZ1	1014485/R
FO566R	PINZA SGORBIA LUER-STILLE CURVA 270MM	L091302	I.n.s.	PZ1	1014484/R
FO570R	PINZA SGORBIA SAUERBRUCH MORSO ARROT.	L091302	I.n.s.	PZ1	1014486/R
FO572R	PINZA SGORBIA SAUERBRUCH RETTANGOLARE	L091302	I.n.s.	PZ1	1014487/R
FO599R	PINZA P.SINOVIECTOMIA 2	L091399	I.n.s.	PZ1	92337/R
FO601R	PINZA SCHEGGE MOD.PICCOLO CURVAMM 130	L03130403	I.n.s.	PZ1	1017826/R
FO602R	PINZA TAGLIENTE CURVA 170MM	L091303	I.n.s.	PZ1	76946/R
FO604R	PINZA P.OSSE STAMM 150MM	L091302	I.n.s.	PZ1	1014337/R
FO610R	PINZA TAGLIENTE FINE RETTA MM 150	L091303	I.n.s.	PZ1	1017656/R
FO611R	PINZA TAGLIENTE FINE CURVA MM 150	L091303	I.n.s.	PZ1	1017658/R
FO612R	PINZA P OSSA SOTTILE 170MM	L091302	I.n.s.	PZ1	1014225/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
FO614R	PINZA TAGLIENTE 175MM	L091303	I.n.s.	PZ1	1017660/R
FO620R	PINZA TAGLIENTE LISTON RETTA 140MM	L091303	I.n.s.	PZ1	1017646/R
FO622R	PINZA TAGLIENTE LISTON RETTA 170MM	L091303	I.n.s.	PZ1	1017648/R
FO624R	PINZA TAGLIENTE LISTON RETTA 200MM	L091303	I.n.s.	PZ1	1017650/R
FO626R	PINZA TAGLIENTE LISTON RETTA 220MM	L091303	I.n.s.	PZ1	1017651/R
FO632R	PINZA TAGLIENTE LISTON CURVA 170MM	L091303	I.n.s.	PZ1	1017652/R
FO634R	PINZA TAGLIENTE LISTON CURVA 200MM	L091303	I.n.s.	PZ1	1017653/R
FO636R	PINZA TAGLIENTE LISTON CURVA 220MM	L091303	I.n.s.	PZ1	1017654/R
FO640R	PINZA TAGLIENTE RUSKIN-LISTON RETTA	L091303	I.n.s.	PZ1	1017661/R
FO641R	PINZA TAGLIENTE RUSKIN-LISTON CURVA	L091303	I.n.s.	PZ1	1017662/R
FO645R	PINZA SCHEGGE OSSEE LISTON CURVA 240MM	L03130403	I.n.s.	PZ1	1017846/R
FO646R	PINZA TAGLIENTE LISTON RETTA 280MM	L091303	I.n.s.	PZ1	1017667/R
FO647R	PINZA TAGLIENTE LISTON CURVA 280MM	L091303	I.n.s.	PZ1	1017668/R
FO648R	PINZA TAGLIENTE LISTON-STILLE 265MM	L091303	I.n.s.	PZ1	1017669/R
FO649R	PINZA TAGLIENTE LISTON-KEY-HORSLEY	L091303	I.n.s.	PZ1	1017670/R
FO800R	PINZA PER MENISCO BIRCHER RETTA	L091306	I.n.s.	PZ1	92005/R
FO801R	PINZA PER MECISCO BIRCHER CURVA	L091306	I.n.s.	PZ1	1018879/R
FO807R	PINZA WELLER PER MENISCO 200MM	L091306	I.n.s.	PZ1	12113/R
FO808R	PINZA PER MENISCO BIRCHER-GANSKE	L091306	I.n.s.	PZ1	1018881/R
FO810R	PINZA P.MENISCO BIRCHER-GANSKE	L091306	I.n.s.	PZ1	1018882/R
FO816R	PINZA PER CARTILAGINE 205MM	L091306	I.n.s.	PZ1	1016937/R
FO900R	PINZA P.SEGARE ANELLI 150MM	BLANC	BLANC	PZ 1	BLANC
FO903R	PINZA PER STRAPPARE L.UNGH.INCAR.140MM	L031399	I.n.s.	PZ1	1017267/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
FO950R	PINZA P.TENDINI 150MM RETTA	L091305	I.n.s.	PZ1	1017213/R
FO951R	PINZA P.TENDINI 150MM CURVA	L091305	I.n.s.	PZ1	1017214/R
HF213R	PINZA PER UNGHIE A TAGLIO CURVO MM 135	L031399	I.n.s.	PZ1	1019766/R
HF234R	PINZA PER UNGHIE LUNG.145MM.	L031399	I.n.s.	PZ1	1024730/R
HF250R	PINZA PER UNGHIE MOD.FORTE MM 152	L031399	I.n.s.	PZ1	76878/R
JG820R	PINZA STERILIZZAZIONE CHEATTLE 280MM	S9080	I.n.s.	PZda 1 PZ	1148911/R
JG822R	PINZA PER STERILIZZAZIONE RETTA 200MM	S9080	I.n.s.	PZda 1 PZ	92245/R
JG850R	PINZA SAUERBRUCH P.TAMPONI USATI 550MM	L031303	I.n.s.	PZ1	55443/R
LX149R	PINZA TAGLIAFILY RIMOZ.SUTURA STERNALE	L080599	I.n.s.	PZ1	60682/R
LX150R	PINZA TAGLIENTE FILI PICCOLA 145MM	L0999	I.n.s.	PZda 1 PZ	1125970/R
LX158R	PINZA TAGLIENTE P FILI MOD.PFAU	L0999	I.n.s.	PZda 1 PZ	1125969/R
LX162R	PINZA TAGLIENTE LATERALMENTE 240MM	L0999	I.n.s.	PZda 1 PZ	1125968/R
LX164R	PINZA TAGLIENTE P.CHIODI E FILI 470MM	L0999	I.n.s.	PZda 1 PZ	1125977/R
LX170R	PINZA PIATTA PER FILI MORSO ZIGRINATO	L0999	I.n.s.	PZda 1 PZ	76625/R
LX171R	PINZA PIATTA PER FILI MORSO ZIGRINATO	L0999	I.n.s.	PZda 1 PZ	1125839/R
LX172R	PINZA PIATTA 190MM	L0999	I.n.s.	PZda 1 PZ	1125840/R
LX174R	PINZA PER FILI	L0999	I.n.s.	PZda 1 PZ	1125841/R
LX176R	PINZA P.FILO ACCIAIO DUROGRIP 170MM	L0999	I.n.s.	PZda 1 PZ	93816/R
LX177R	PINZA ESTRAZ.FILI KIRSCHNER 130MM	L0999	I.n.s.	PZda 1 PZ	1125865/R
LX178R	PINZA ESTRAZ.FILI KIRSCHNER 180MM	L0999	I.n.s.	PZda 1 PZ	1125866/R
LX179R	PINZA TOGLIERE VITI POTTE	L0999	I.n.s.	PZda 1 PZ	1125872/R
LX181R	PINZA MORSO ROTONDO MOD.PFAU	L0999	I.n.s.	PZda 1 PZ	1125868/R
LX182R	PINZA ESTRAZ.FILI MOD.PFAU	L0999	I.n.s.	PZda 1 PZ	288680/R

Emesso da: Emanuela Mastropietro
Versione: 9
Controllato da: Sara Setti

Data ultimo aggiornamento: 08/05/2019

il: 04/06/2020

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
LX183R	PINZA ESTRAZ.FILI MOD.PFAU	L0999	I.n.s.	PZda 1 PZ	1125869/R
LX185R	PINZA P/ESTRAZIONE 145MM MORSO STRETTO	L0999	I.n.s.	PZda 1 PZ	769691/R
LX189R	PINZA PLATTA 185MM	L0999	I.n.s.	PZda 1 PZ	76667/R
LX190R	PINZA P.PIEGARE P.FILO FINO D:1,8MM	L0999	I.n.s.	PZda 1 PZ	1125871/R
LX618R	PINZA PER STRAPPARE GESSI WOLFF 180MM	Z12139099	I.n.s.	PZ1	993081/R
LX624R	PINZA PER STRAPPARE GESSI WOLFF 240MM	Z12139099	I.n.s.	PZ1	993082/R
MB229R	PINZA EMOST.JACOBSON CRV.130MM	L031306	I.n.s.	PZ1	1024692/R
MB238R	PINZA SHUNT PER CAROTIDE JAVID 168MM	L0708010502	I.n.s.	PZ1	1026846/R
MB239R	PINZA SHUNT PER CAROTIDE JAVID 180MM	L0708010502	I.n.s.	PZ1	1026849/R
MB240	PINZA DI VASO WYLIE ATR.CRV.75/250MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1026789/R
MB241	PINZA DI VASO WYLIE ATR.CRV.70/215MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1026790/R
MB273R	PINZA P MEDIC.D.FLECHTER-VAN DOREN 241MM	L031302	I.n.s.	PZ1	1024621/R
MB285R	MICROPINZA BULLDOG DIETRICH RET.20/55MM	L0708010101	I.n.s.	PZ1	1093732/R
MB291R	PINZETTA CHIR.HUDSON FINO 1X2D.120MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1007113/R
MB300R	PINZA INTEST.ATR.BABCOCK 357MM	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1013917/R
MB454R	PINZETTA CHIR.ADSON 2X3D.120MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1007115/R
MB576R	PINZA PIATTA 200MM	L0999	I.n.s.	PZda 1 PZ	1125867/R
MB580R	PINZA DI OCCL.CAVA COOLEY ATR.CH.28	L07080102	I.n.s.	PZ1	1024389/R
MB581R	PINZA DI OCCL.CAVA COOLEY ATR.CH.32	L07080102	I.n.s.	PZ1	1024390/R
MB582R	PINZA DI OCCL.CAVA COOLEY ATR.CH.34	L07080102	I.n.s.	PZ1	1024391/R
MB613R	PINZA ATR.COOLEY SATIN.MORSO 21MM 140MM	L07080199	I.n.s.	PZ1	1024370/R
MB737R	PINZA BULLDOG COOLEY ATR.RET.20/50MM	L0708010101	I.n.s.	PZ1	1105444/R
MB738R	PINZA BULLDOG COOLEY ATR.RET.30/65MM	L0708010101	I.n.s.	PZ1	1105445/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
MB739R	PINZA BULLDOG COOLEY ATR.RET.45/85MM	L0708010101	I.n.s.	PZ1	1105446/R
MB740R	PINZA BULLDOG COOLEY ATR.RET.60/125MM	L0708010101	I.n.s.	PZ1	1105447/R
MB741R	MICROPINZA BULLDOG DIETHRICH RET.16/52MM	L0708010101	I.n.s.	PZ1	1093731/R
MB743R	PINZA DI VASO HENDREN ATR.210MM LB.13MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1026791/R
MB744R	PINZA DI VASO HENDREN ATR.215MM LB.30MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1026792/R
MB745R	PINZA DI VASO HENDREN ATR.215MM LB.35MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1026794/R
MB746R	PINZA DI VASO HENDREN ATR.220MM LB.40MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1026795/R
MB747R	PINZA DI VASO HENDREN ATR.220MM LB.45MM	L07080102	I.n.s.	PZ1	1026797/R
MB750R	PINZA PROFUNDA GREGORY ATR.PICCOLA 145MM	L07080199	I.n.s.	PZ1	1026867/R
MB751R	PINZA PROFUNDA GREGORY ATR.MEZZO 180MM	L07080199	I.n.s.	PZ1	1026870/R
MB752R	PINZA PROFUNDA GREGORY ATR.GRANDE 195MM	L07080199	I.n.s.	PZ1	1026871/R
MD466R	PINZA ARTERIALE COLLER CURVA 160MM	L031306	I non sterile	PZ 1	1007746/R
MD467R	PINZA ARTERIALE COLLER CRV.160MM	L031306	I non sterile	PZ 1	1007749/R
MD568	PINZ.P.PRES.INTEST.ALLIS-ADAIR 9X10D.160	L0408020301	I.n.s.	PZ1	1024747/R
MD569	PINZA DISS./LEGAT.PERPENDIC.140MM	L031310	I.n.s.	PZ1	76577/R
MD570R	PINZAXDISSEZIONE 183MM	L031310	I.n.s.	PZ1	1014086/R
MD591	PINZA ISTER.HEANEY-BALLENTINE RET.215MM	L0509030201	I.n.s.	PZ1	1024849/R
MD592	PINZA ISTER.HEANEY-BALLENTINE CRV.215MM	L0509030201	I.n.s.	PZ1	1024850/R
MD615	PINZA SGORBIA ADSON RET.200MM	L091302	I.n.s.	PZ1	1026926/R
MD617	PINZA SGORBIA LEMPERT RET.165MM	L091302	I.n.s.	PZ1	15324/R
MD652	PINZA PER TUBO MORSO SCANAL.C.STAF.150MM	L031307	I.n.s.	PZ1	1105946/R
MD653	PINZA PER TUBO MORSO SCANAL.C.STAF.180MM	L031307	I.n.s.	PZ1	1105950/R
MD654	PINZA PER TUBO MORSO SCANAL.C.STAF.200MM	L031307	I.n.s.	PZ1	1105953/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
OC020R	PINZA PER IRIDE 100MM	L170201	I.n.s.	PZ1	38370/R
OC021R	PINZA PER IRIDE 100MM	L170201	I.n.s.	PZ1	1005647/R
OC022R	PINZA PER IRIDE 100MM	L170201	I.n.s.	PZ1	1005648/R
OC024R	PINZA PER IRIDE 100MM	L170201	I.n.s.	PZ1	1005650/R
OC025R	PINZA PER IRIDE 100MM	L170201	I.n.s.	PZ1	1005651/R
OC026R	PINZA PER IRIDE 100MM	L170201	I.n.s.	PZ1	1005652/R
OC051R	PINZA IRIDE BISHOP-HARMON 1X2 D:85MM	L170201	I.n.s.	PZ1	1005649/R
OC069R	PINZA P.CORNEA THORPE 120MM	L170201	I.n.s.	PZ1	38369/R
OC091R	PINZA PER SUTURA ST.MARTIN 80MM	L170299	I.n.s.	PZ1	38373/R
OC094R	PINZA SUTURA CASTRUVIEJO D.0,9MM 100MM	L170299	I.n.s.	PZda 1 PZ	1005702/R
OC100R	PINZA PER FISSARE GRAEFE 110MM	L170299	I.n.s.	PZ1	1005706/R
OC231R	PINZA PER CALAZIONE DESMARRES 90MM	L170201	I.n.s.	PZda 1 PZ	38368/R
OF403R	PINZA MEDICAZ.ORECCHIO HARTMANN 135MM	L031302	I.n.s.	PZ1	1024681/R
OF405R	PINZA MEDICAZ.ORECCHIO HARTMANN 135MM	L031302	I.n.s.	PZ1	1024682/R
OF407R	PINZA MEDICAZ.ORECCHIO TILLEY 140MM	L031302	I.n.s.	PZ1	1024683/R
OF408R	PINZA TAMPON.NASALE TILLEY 2,2MM 76MM	L031302	I.n.s.	PZ1	1024680/R
OF410R	PINZA PER POLIPI HARTMANN-WULLSTEIN	L140202	I.n.s.	PZ1	1014786/R
OF411R	PINZA P.POLIPI HARTMANN	L140202	I.n.s.	PZ1	1014806/R
OF414R	PINZA DISSEZ.HARTMANN-WULLSTEIN RETTA	L140202	I.n.s.	PZ1	1014807/R
OF420R	PINZA P.POLIPI HARTMANN 2,0X6MM	L140202	I.n.s.	PZ1	1014808/R
OF425R	PINZA P.POLIPI HARTMANN	L140202	I.n.s.	PZ1	1014809/R
OF438R	PINZA POLIPI AURIC.HARTMANN D:2MM RETTA	L140502	I.n.s.	PZ1	91958/R
OF439R	PINZA POLIPI AURIC.HARTMANN D2,5MM RETTA	L140502	I.n.s.	PZ1	1018745/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
OF440R	PINZA POLIPI AURIC.HARTMANN D:3MM RETTA	L140502	I.n.s.	PZ1	1018746/R
OF442R	PINZA POLIPI AURIC.HARTM.-WULLSTEIN	L140502	I.n.s.	PZ1	1018747/R
OF444R	PINZA HARTMANN-WULLSTEIN ROTONDA	L140502	I.n.s.	PZ1	1018748/R
OF448R	PINZA HARTMANN-CITELLI 2MM D:	L140202	I.n.s.	PZ1	1014826/R
OF760R	PINZA TAGLIENTE CITELLI 180MM #2	L1199	I.n.s.	PZda 1 PZ	76687/R
OF768R	PINZA TAGLIENTE BEYER 190MM	L1199	I.n.s.	PZda 1 PZ	855630/R
OG300R	PINZA P.MALLEUS DIETER TAGLIENTE	L140502	I.n.s.	PZ1	1018749/R
OG301R	PINZA P.MALLEUS DIETER TAGLIENTE	L140502	I.n.s.	PZ1	1018750/R
OG325R	MICRO-PINZA MORSO RETTA 1,5X6MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1012106/R
OG329R	MICROPINZETTA D.PRESA HOUGH DIR.1X5MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1012107/R
OG330R	MICRO-PINZA LM.RET.0,8X4,5MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1012108/R
OG331R	MICRO-PINZA MORSO 45 GRADI 0,8X3,5MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1012109/R
OG332R	MICRO PINZA MORSO 45°V.BASSO 0,8X3,5MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1012110/R
OG334R	MICROPINZETTA CAWTHORNE 1,25X7MM	L031308	I.n.s.	PZ1	68917/R
OG335R	MICRO-PINZA MORSO RETTA 1X5MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1012111/R
OG338R	MICRO PINZA MORSO CURV.SIN.1X5MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1012112/R
OG339R	MICRO PINZA MORSO CURV.DESTRA 1X5MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1012113/R
OG341R	MICRO PINZA RETTA OVALE 1X0,9MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1012114/R
OG342R	MICRO PINZA CURVA OVALE 1X0,9MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1012115/R
OG343R	MICRO PINZA CURV.SX MORSO OV.1,3X0,8MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1012117/R
OG344R	MICRO PINZA CURV.DESTRA MORSO OV.1,3X0,8	L031308	I.n.s.	PZ1	1012119/R
OG345R	MICRO PINZA MORSO 1,3X0,8MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1012120/R
OG346R	MICRO-PINZA AURIC.WULLSTEIN D:1MM	L140502	I.n.s.	PZ1	1018751/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
OG348R	MICRO PINZA MORSO OVALE 1,7X2,5MM	L031308	I.n.s.	PZ1	1012121/R
OG360R	PINZA PIEGA-FILI MC'GEE MORSO 5,0MM	L0999	I.n.s.	PZda 1 PZ	1125864/R
OK225R	PINZA PER MEDICAZIONI LUBET-BARBON	L031302	I.n.s.	PZ1	1024684/R
OK226R	PINZA PER MEDICAZIONI WEST 200MM	L031302	I.n.s.	PZ1	1024685/R
OK242R	PINZA PER MEDICAZIONI HARTMANN 175MM	L031302	I.n.s.	PZ1	1024686/R
OK243R	PINZA PER MEDICAZIONI HARTMANN MM215	L031302	I.n.s.	SCA DA1 PZ	1024687/R
OK245R	PINZA PER MEDICAZIONI HARTMANN MM190	L031302	I.n.s.	PZ1	1024688/R
OK352R	PINZA P NASO KIRSTEN LAME DENTATE 175MM	L140202	I.n.s.	PZ1	1014726/R
OK378R	PINZA P FRAMMENTI OSSEI KAZANJIAN	L140202	I.n.s.	PZ1	1014706/R
OK400R	PINZA SGORBIA JANSEN-MIDDLETON 200MM	L140202	I.n.s.	PZ1	76848/R
OK405R	PINZA SGORBIA JANSEN-MIDDLETON 210MM	L140202	I.n.s.	PZ1	997188/R
OK410R	PINZA SGORBIA CRAIG MM 165	L140202	I.n.s.	PZ1	997189/R
OK412R	PINZA NASALE CRAIG-DOMNICK	L140202	I.n.s.	PZ1	1014727/R
OK422R	PINZA P.SETTO HEYMANN-KNIGHT	L140202	I.n.s.	PZ1	1014746/R
OK433R	PINZA NASAL LUC 200MM	L140202	I.n.s.	PZ1	1014747/R
OK434R	PINZA NASAL LUC 200MM	L140202	I.n.s.	PZ1	1014748/R
OK435R	PINZA NASALE LUC 6,0MM	L140202	I.n.s.	PZ1	1014749/R
OK436R	PINZA NASALE LUC 7,5MM	L140202	I.n.s.	PZ1	1014750/R
OK440R	PINZA NASAL BRUENINGS MM190	L140202	I.n.s.	PZ1	1014751/R
OK441R	PINZA NASAL BRUENINGS MM190	L140202	I.n.s.	PZ1	1014766/R
OK442R	PINZA NASAL BRUENINGS MM190	L140202	I.n.s.	PZ1	1014767/R
OK443R	PINZA NASAL BRUENINGS MM190	L140202	I.n.s.	PZ1	1014768/R
OK503R	PINZA ETMOIDALE HENCKEL-TILLEYS 6,5MM	L140202	I.n.s.	PZ1	1014608/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
OK505R	PINZA ETMOIDE DI WEIL-BLAKESLEY 3MM	L140202	I.n.s.	PZ1	76674/R
OK506R	PINZA P.ETMOIDE WEIL-BLAKESLEY 3,6MM	L140202	I.n.s.	PZ1	1014598/R
OK507R	PINZA P.ETMOIDE WEIL-BLAKESLEY 4,2MM	L140202	I.n.s.	PZ1	1014601/R
OK508R	PINZA P.ETMOIDE WEIL-BLAKESLEY 4,8MM	L140202	I.n.s.	PZ1	1014602/R
OK509R	PINZA P.ETMOIDE WEIL-BLAKESLEY 5,6MM	L140202	I.n.s.	PZ1	1014604/R
OK520R	PINZA P.ETMOIDE WEIL-BLAKESLEY 3,6MM	L140202	I.n.s.	PZ1	1014605/R
OK521R	PINZA P.ETMOIDE WEIL-BLAKESLEY 4,2MM	L140202	I.n.s.	PZ1	1014606/R
OK522R	PINZA P.ETMOIDE WEIL-BLAKESLEY 4,8MM	L140202	I.n.s.	PZ1	1014607/R
OK525R	PINZA P.ETMOIDE TAKAHASHI RETTA MM120	L140202	I.n.s.	PZ1	1014613/R
OK526R	PINZA P.ETMOIDE TAKAHASHI CURVA MM110	L140202	I.n.s.	SCA DA1 PZ	1014614/R
OK527R	PINZA ETMOIDE WATSON-WILLIAMS 120MM	L140202	I.n.s.	PZ1	1014615/R
OK529R	PINZA ETMOIDE WATSON-WILLIAMS 120MM	L140202	I.n.s.	PZ1	1014616/R
OK530R	PINZA ETMOIDE WATSON-WILLIAMS DENT.	L140202	I.n.s.	PZ1	1014617/R
OK531R	PINZA ETMOIDE WATSON-WILLIAMS 120MM	L140202	I.n.s.	PZ1	1014618/R
OK536R	PINZA ETMOIDALE ST.BARTS RET.	L140202	I.n.s.	PZda 1 PZ	1014609/R
OK537R	PINZA ETMOID.ST.BARTS CRV.IN SU	L140202	I.n.s.	PZda 1 PZ	1014610/R
OK538R	PINZA ETMOID.ST.BARTS CRV.IN GIU	L140202	I.n.s.	PZda 1 PZ	1014611/R
OK581R	PUNCH CAVITA' NASALE RETROTAGLIANTE DX 110MM	L140299	I.n.s.	PZ1	1170067/R
OK603R	PINZA NASALE TAGLIANTE RETTA 11.5X3.5MM 130MM	L140202	I.n.s.	SCA DA1 PZ	1170090/R
OK607R	PINZA NASALE TAGLIANTE ANG. 45°11.5X3.5MM 130MM	L140202	I.n.s.	SCA DA1 PZ	1170092/R
OK612R	PINZA NASALE HENKE #1	L140202	I.n.s.	SCA DA1 PZ	1014769/R
OK613R	PINZA NASALE HENKE #2	L140202	I.n.s.	SCA DA1 PZ	1014770/R
OK641R	PINZA NASALE HARTMANN #1	L140202	I.n.s.	SCA DA1 PZ	1014771/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
OK642R	PINZA NASALE HARTMANN #2	L140202	I.n.s.	SCA DA1 PZ	1014772/R
OK643R	PINZA NASALE HARTMANN #3	L140202	I.n.s.	SCA DA1 PZ	1014773/R
OK644R	PINZA NASALE HARTMANN #4	L140202	I.n.s.	SCA DA1 PZ	1014775/R
OK646R	PINZA NASALE SCHMEDEN #1	L140202	I.n.s.	SCA DA1 PZ	1014776/R
OK647R	PINZA NASALE SCHMEDEN #2	L140202	I.n.s.	SCA DA1 PZ	112511/R
OK704R	PINZA PUNZONANTE OSTROM	L031301	I.n.s.	PZ1	1150414/R
OK711R	PINZA TAGLIENTE KERRISON 4MM	L1199	I.n.s.	PZda 1 PZ	855894/R
OK712R	PINZA TAGLIENTE KERRISON 5MM	L1199	I.n.s.	PZda 1 PZ	855904/R
OK740R	PINZA HAJEK-KOFLER	L1199	I.n.s.	PZda 1 PZ	856163/R
OK741R	PINZA HAJEK-KOFLER	L1199	I.n.s.	PZda 1 PZ	856166/R
OK742R	PINZA HAJEK-KOFLER	L1199	I.n.s.	PZda 1 PZ	856168/R
OK745R	PINZA HAJEK-KOFLER GIREVOLE	L1199	I.n.s.	PZda 1 PZ	856169/R
OL010R	PINZA PER COLUMELLA COTTLE MM100	L140202	I.n.s.	PZ1	1014846/R
OL011R	PINZA NASALE COTTLE 140MM	L140202	I.n.s.	PZ1	38375/R
OL470R	PINZA ASH PER RADRIZZ.IL SETTO 220MM	L140202	I.n.s.	PZ1	1014847/R
OL471R	PINZ.WALSHAM P.RADRIZ.IL SETTO DES.220MM	L140202	I.n.s.	PZda 1 PZ	1014867/R
OL472R	PINZ.WALSHAM P.RADRIZ.IL SETTO SIN.220MM	L140202	I.n.s.	PZda 1 PZ	1014868/R
OL473R	PINZA P.SETTO COTTLE-WALSHAM 220MM	L140202	I.n.s.	PZ1	1014869/R
OL474R	PINZA PER SEPTUM	L140202	I.n.s.	PZ1	1014870/R
OM485R	PINZA P.MEDICAZ.P.NASO-FARINGE.180MM	L031302	I.n.s.	PZ1	1024678/R
OM490R	PINZA NASALE E FARINGE JATHO	L140202	I.n.s.	PZ1	1014906/R
OM496R	PINZA NASALE JURASZ #1	L140202	I.n.s.	PZ1	1014907/R
OM498R	PINZA NASALE JURASZ #1	L140202	I.n.s.	PZ1	1014908/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
OM499R	PINZA NASALE JURASZ #2	L140202	I.n.s.	PZ1	1014909/R