

SCHEDA TECNICA

Nome Commerciale:	strumentario chirurgico per ginecologia
Descrizione Prodotto:	strumentario chirurgico open per interventi di ginecologia
Divisione:	Aesculap
Prodotto da:	Aesculap AG
Officina di produzione:	Aesculap AG Tuttlingen
Rappresentato in Italia da:	B.Braun Milano S.p.A. Via Vincenzo da Seregno 14 20161 Milano
Certificazioni:	D.O.C., CE, ISO
Ente certificatore:	0123
Classe di rischio:	vedi elenco allegato
Codice CND:	vedi elenco allegato

INDICAZIONI, CONTROINDICAZIONI, AVVERTENZE

Strumentario chirurgico da ginecologia

Chirurgia Open

Aesculap raccomanda di attenersi alle indicazioni d' uso riportate nelle IFU

INFORMAZIONI TECNICHE

Lo strumentario chirurgico è in acciaio selezionato secondo gli standard Aesculap e nel rispetto delle normative vigenti.

Una preparazione efficace è sotto la responsabilità esclusiva del gestore.

Vi preghiamo di fare attenzione alle indicazioni ed alle normative descritte nell' istruzione d' uso e ai manuali nazionali dei regolamenti e delle normative.

PULIZIA: Pulizia automatica alcalina o manuale con /senza trattamento ad ultrasuoni

DISINFEZIONE: Disinfezione termica 5 min a 90°C

ASCIUGATURA: Asciugatura a max 120°C (248°F)

PREPARAZIONE NEL PUNTO DI UTILIZZO: Ad umido o a secco

SOSTANZE CHIMICHE :

Si presuppone che per la pulizia e disinfezione vengano utilizzati prodotti omologati per il caso di impiego e che siano rispettate le concentrazioni, i tempi d' azione e le temperature raccomandate.

Sostanze di tipo acido/neutro/alcalino con o senza aggiunta di tensioattivi

NB: In caso di trattamento con detergenti contenenti acido fosforico o acido fluoridrico i prodotti con incisioni al laser possono sbiadire. Ciò può determinare la compromissione o la perdita totale della funzione di codifica.

E' necessario assicurare che sui prodotti non permangano residui chimici. Per il risciacquo finale si raccomanda acqua completamente demineralizzata.

DATI TECNICI

Monouso:	No
Poliuso:	SI
Sterile alla vendita:	NO
Risterilizzabile:	Fare riferimento alle istruzioni per l' uso
Medodo di sterilizzazione:	Fare riferimento alle istruzioni per l' uso
Presenza di lattice:	No
Confezionamento:	Involucro trasparente e scatola di cartone
Temperatura di conservazione:	Conservare a T ambiente , non esporre a valori estremi di temperatura per periodi prolungati
Biocompatibilità	Si I dispositivi sono sottoposti e soggetti a test di biocompatibilità secondo gli standard internazionali: ISO 10993 -1 Valutazioni Biologiche dei dispositivi medici Part. 1: valutazione e test
Presenza ftalati:	No
Garanzia:	Pluriennale . Si raccomanda di attenersi alle IFU , di rispettare le condizioni per il riprocessamento previste dalle normative di riferimento. Sono esclusi dalla garnazia: danni violenti, corrosione da chimici (ex: soluzioni saline),invecchiamento natirale .
Manutenzione:	Lo strumentario chirurgico è in acciaio selezionato secondo gli standard Aesculap e nel rispetto delle normative vigenti. Lubrificare prima di ogni sterilizzazione. Aesculap raccomanda l' uso dell' olio Aesculap JG600 o Jg598 .

LISTA CODICI

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
BC702R	FORBICI WERTHEIM P.SSEZ.CRV.145MM	L0104110201	I non sterile	SCA da 1 PZ	38105/R
BC703R	FORBICI WERTHEIM P.DISSEZ.CRV.200MM	L0104110201	I non sterile	SCA da 1 PZ	972567/R
BC704R	FORBICI WERTHEIM P.DISSEZ.CRV.230MM	L0104110201	I non sterile	SCA da 1 PZ	972568/R
BC708R	FORBICI UTERINE SIMS CRV.210MM	L0104110201	I non sterile	SCA da 1 PZ	38188/R
BC721R	FORBICI UTERINE SIMS RET.200MM	L0104110201	I non sterile	SCA da 1 PZ	973173/R
BC723R	FORBICI UTERINE SIMS RET.230MM	L0104110201	I non sterile	SCA da 1 PZ	973174/R
BC731R	FORBICI UTERINE SIMS RET.200MM	L0104110201	I non sterile	SCA da 1 PZ	973275/R
BC741R	FORBICI UTERINE SIMS CRV.200MM	L0104110201	I non sterile	SCA da 1 PZ	973175/R
BC743R	FORBICI UTERINE SIMS CRV.230MM	L0104110201	I non sterile	SCA da 1 PZ	973272/R
BC746R	FORBICI UTERINE SIMS CRV.200MM	L0104110201	I non sterile	SCA da 1 PZ	973273/R
BC748R	FORBICI UTERINE SIMS CRV.230MM	L0104110201	I non sterile	SCA da 1 PZ	973274/R
BC760R	FORBICI UTERINE SIEBOLD 245MM	L0104110201	I non sterile	SCA da 1 PZ	973276/R
BC761R	FORBICI UTER.Bozemann CRV.A S 220MM	L0104110201	I non sterile	SCA da 1 PZ	973277/R
BC762R	FORBICI UTERINE SIMS-SIEBOLD RET.250MM	L0104110201	I non sterile	SCA da 1 PZ	973278/R
BC763R	FORBICI PARAMETR.SEC.KIEBACK 90?240MM	L0104110202	I non sterile	SCA da 1 PZ	38173/R
BC764R	FORB.ISTERECT.KIEBACK CRV.PT.BOTT 260MM	L0104110202	I non sterile	SCA da 1 PZ	973089/R
BC765R	FORBICE PARAMETR.SEC.KIEBACK 90?350MM	L0104110202	I non sterile	SCA da 1 PZ	973092/R
BC796R	FORBICI CORDONE OMBEL.ANGOL.135MM	L0104110101	I non sterile	SCA da 1 PZ	972563/R
BC797R	FORBICI CORDONE OMBEL.ANGOL.160MM	L0104110101	I non sterile	SCA da 1 PZ	972564/R
BF309R	PINZA P.TESSUTO 2X2D.155MM	L0509020201	I non sterile	SCA da 1 PZ	984613/R
BF310R	PINZA P.AFFERR.I TESSU.LAHEY 3X3D.155MM	L0509020201	I non sterile	SCA da 1 PZ	984614/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
BF311R	PINZA BRAUN P.TESSUTI 4X4D.155MM	L0509020201	I non sterile	SCA da 1 PZ	984615/R
BJ500R	PINZA ISTERECTOMIA PHANEUF RET.210MM	L0509030201	I non sterile	SCA da 1 PZ	76917/R
BJ501R	PINZA EISTERECTOMIA PHANEUF 205MM	L0509030201	I non sterile	SCA da 1 PZ	1017386/R
BJ506R	PINZA ISTERECTOMIA WERTHEIM 235MM	L0509030201	I non sterile	SCA da 1 PZ	1017395/R
BJ507R	PINZA ISTERECTOMIA WERTHEIM 235MM	L0509030201	I non sterile	SCA da 1 PZ	1017396/R
BJ509R	PINZA ISTERECTOMIA WERTHEIM 245MM	L0509030201	I non sterile	SCA da 1 PZ	1017397/R
BJ510R	PINZA ISTERECTOMIA HOLZBACH RET.245MM	L0509030201	I non sterile	SCA da 1 PZ	17744/R
BJ511R	PINZA ISTERECTOMIA HOLZBACH 245MM	L0509030201	I non sterile	SCA da 1 PZ	1017408/R
BJ515R	PINZA ISTERECTOMIA WERTHEIM 350MM	L0509030201	I non sterile	SCA da 1 PZ	1017398/R
BJ517R	PINZA ISTERECTOMIA MAINGOT 210MM	L0509030201	I non sterile	SCA da 1 PZ	1017387/R
BJ519R	PINZA ISTERECTOMIA MAINGOT 250MM	L0509030201	I non sterile	SCA da 1 PZ	1017388/R
BJ520R	PINZA ISTERECTOMIA HEANEY 205MM	L0509030201	I non sterile	SCA da 1 PZ	1017390/R
BJ521R	PINZA ISTERECTOMIA HEANEY 250MM	L0509030201	I non sterile	SCA da 1 PZ	1017391/R
BJ522R	PINZA ISTERECTOMIA HEANEY 195MM	L0509030201	I non sterile	SCA da 1 PZ	1017392/R
BJ524R	PINZA ISTERECTOMIA HEANEY-REZEK 210MM	L0509030201	I non sterile	SCA da 1 PZ	1024847/R
BJ527R	PINZA ISTERECTOMIA MOD.VIENNESE 240MM	L0509030201	I non sterile	SCA da 1 PZ	1017394/R
BJ529R	PINZA ISTERECTOMIA HEANEY MODIF.350MM	L0509030201	I non sterile	SCA da 1 PZ	1024846/R
BJ530R	ATR.PINZA ISTERECTOMIA HEANEY RET.225MM	L0509030201	I non sterile	SCA da 1 PZ	1017414/R
BJ531R	ATR.PINZA ISTERECTOMIA HEANEY 220MM	L0509030201	I non sterile	SCA da 1 PZ	1017416/R
BJ532R	ATR.PINZA ISTERECTOMIA HEANEY 215MM	L0509030201	I non sterile	SCA da 1 PZ	1017417/R
BJ534R	PINZA ISTERECTOMIA GWILLIAMS RET.205MM	L0509030201	I non sterile	SCA da 1 PZ	1017410/R
BJ535R	PINZA ISTERECTOMIA GWILLIAMS 205MM	L0509030201	I non sterile	SCA da 1 PZ	1017411/R
BJ536R	PINZA ISTERECTOMIA MAINGOT RET.210MM	L0509030201	I non sterile	SCA da 1 PZ	1017389/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
BJ537R	PINZA ISTERECTOMIA BERKELEY-BONNEY 205MM	L0509030201	I non sterile	SCA da 1 PZ	1017413/R
BJ540R	PINZA ISTERECT.SEGOND-LANDAU RET.240MM	L0509030201	I non sterile	SCA da 1 PZ	1017399/R
BJ541R	PINZA ISTERECTOMIA SEGOND 240MM	L0509030201	I non sterile	SCA da 1 PZ	1017406/R
BJ550R	ATR.PINZA PARAMETR.WERTHEIM RET.250MM	L0509030203	I non sterile	SCA da 1 PZ	76912/R
BJ551R	ATR.PINZA PARAMETR.WERTHEIM 245MM	L0509030203	I non sterile	SCA da 1 PZ	38367/R
BJ552R	ATR.PINZA PARAMETR.WERTHEIM 240MM	L0509030203	I non sterile	SCA da 1 PZ	1005606/R
BJ553R	ATR.PINZA PARAMETR.WERTHEIM 220MM	L0509030203	I non sterile	SCA da 1 PZ	1017326/R
BJ560R	PINZA PARAMETRIUM BURKE 250MM	L0509030203	I non sterile	SCA da 1 PZ	77945/R
BJ561R	PINZA PARAMETRIUM BURKE 250MM	L0509030203	I non sterile	SCA da 1 PZ	854655/R
BJ562R	PINZA PARAMETR.BURKE MORSO CORTO 350MM	L0509030203	I non sterile	SCA da 1 PZ	854656/R
BJ563R	PINZA PARAMETR.BURKE MORSO LUNGO 350MM	L0509030203	I non sterile	SCA da 1 PZ	854659/R
BJ574R	PINZA ISTERECTOMIA WERTHEIM 255MM	L0509030201	I non sterile	SCA da 1 PZ	1017423/R
BJ576R	PINZA PARAMETRIUM WERTHEIM 260MM	L0509030203	I non sterile	SCA da 1 PZ	17752/R
BJ579R	PINZA CHIUSURA WERTHEIM-CULLEN 90?215MM	L0509030299	I non sterile	SCA da 1 PZ	43970/R
BJ581R	ATR.PINZA CHIUSURA WERTHEIM 90?250MM	L0509030299	I non sterile	SCA da 1 PZ	43971/R
BJ582R	PINZA ISTERECTOMIA ATR.KIEBACK RET.250MM	L0509030201	I non sterile	SCA da 1 PZ	1017418/R
BJ583R	PINZA ISTERECTOMIA ATR.KIEBACK CRV.250MM	L0509030201	I non sterile	SCA da 1 PZ	1017419/R
BJ585R	PINZA ISTERECTOMIA ATR.KIEBACK CRV.350MM	L0509030201	I non sterile	SCA da 1 PZ	1017420/R
BV087R	DIVARICATORE JOLL AUTOREGGENTE 155MM	L0509020299	Ila	SCA da 1 PZ	46978/R
BV993R	DIVARICATORE JACKSON BURROWS 180MM	L03140101	Ila	SCA da 1 PZ	425727/R
BV996R	DIVARICATORE CURVO 135MM CHIUSURA LT	L0509020299	Ila	SCA da 1 PZ	46973/R
BV997R	DIVARICATORE GELPI 175MM	L0509020299	Ila	SCA da 1 PZ	425559/R
EL010C	SPECOLO VAGINALE COLLIN VERGINI 53X10M	L059001	I non sterile	SCA da 1 PZ	992952/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
EL011R	SPECOLO VAGINALE COLLIN 95/85X18MM	L059001	I non sterile	SCA da 1 PZ	992949/R
EL013R	SPECOLO VAGINALE COLLIN 100/90X28MM	L059001	I non sterile	SCA da 1 PZ	992950/R
EL014R	SPECOLO VAGINALE COLLIN 100/90X32MM	L059001	I non sterile	SCA da 1 PZ	43999/R
EL015R	SPECOLO VAGINALE COLLIN 105/95X35MM	L059001	I non sterile	SCA da 1 PZ	992889/R
EL016R	SPECOLO VAGINALE COLLIN 115/105X40MM	L059001	I non sterile	SCA da 1 PZ	992890/R
EL040R	SPECOLO VAGINALE CUSCO 75X17MM	L059001	I non sterile	SCA da 1 PZ	992892/R
EL041R	SPECOLO VAGINALE CUSCO 80X24MM	L059001	I non sterile	SCA da 1 PZ	992904/R
EL042R	SPECOLO VAGINALE CUSCO 80X32MM	L059001	I non sterile	SCA da 1 PZ	992906/R
EL043R	SPECULO VAGINALE CUSCO 90X36MM	L059001	I non sterile	SCA da 1 PZ	992907/R
EL044R	SPECOLO VAGINALE CUSCO 110X37MM	L059001	I non sterile	SCA da 1 PZ	992908/R
EL056R	SPECOLO VAGINALE CUSCO 92X73 25MM	L059001	I non sterile	SCA da 1 PZ	992896/R
EL057R	SPECULO VAGINALE CUSCO 100X25 27MM	L059001	I non sterile	SCA da 1 PZ	992898/R
EL058R	SPECOLO VAGINALE CUSCO 110X27 30MM	L059001	I non sterile	SCA da 1 PZ	992899/R
EL075R	SPECOLO VAGINALE CUSCO 75X17MM	L059001	I non sterile	SCA da 1 PZ	992894/R
EL076R	SPECOLO VAGINALE CUSCO PICCOLO 80X24MM	L059001	I non sterile	SCA da 1 PZ	992909/R
EL077R	SPECOLO VAGINALE CUSCO PICCOLO 80X32MM	L059001	I non sterile	SCA da 1 PZ	992911/R
EL078R	SPECOLO VAGINALE CUSCO 90X36MM	L059001	I non sterile	SCA da 1 PZ	992912/R
EL079R	SPECOLO VAGINALE CUSCO 110X37MM	L059001	I non sterile	SCA da 1 PZ	992913/R
EL080R	SPECULUM VAGIN.CUSCO C.CANN.ASP.107X29MM	L059001	Ila	SCA da 1 PZ	365133/R
EL081R	SPECULUM VAGIN.CUSCO C.CANN.ASP.115X35MM	L059001	Ila	SCA da 1 PZ	365153/R
EL086R	SPECOLO VAG.CUSCO 80X32MM	L059001	I non sterile	SCA da 1 PZ	992900/R
EL087R	SPECOLO VAG.CUSCO 90X37MM	L059001	I non sterile	SCA da 1 PZ	992901/R
EL088R	SPECOLO VAG.CUSCO 115X37MM	L059001	I non sterile	SCA da 1 PZ	992902/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
EL150R	SPECOLO VAGINALE TRELAT SMONT.PICCOLO	L059001	I non sterile	SCA da 1 PZ	992914/R
EL151R	SPECOLO VAGINALE TRELAT SMONT.MEDIO	L059001	I non sterile	SCA da 1 PZ	992915/R
EL152R	SPECOLO VAGINALE TRELAT SMONT.GRANDE	L059001	I non sterile	SCA da 1 PZ	992918/R
EL180R	SPECOLO VAGINALE SEYFFERT 100X17MM	L059001	I non sterile	SCA da 1 PZ	992919/R
EL181R	SPECOLO VAGINALE SEYFFERT 110X33MM	L059001	I non sterile	SCA da 1 PZ	992920/R
EL182R	SPECOLO VAGINALE SEYFFERT 110X33MM	L059001	I non sterile	SCA da 1 PZ	992921/R
EL183R	SPECOLO VAGINALE SEMM 90X14 18MM	L059001	I non sterile	SCA da 1 PZ	44002/R
EL184R	SPECOLO VAGINALE SEMM 100X17 20MM	L059001	I non sterile	SCA da 1 PZ	992947/R
EL185R	SPECOLO VAGINALE SEMM 100X25 30MM	L059001	I non sterile	SCA da 1 PZ	992948/R
EL192R	SPECOLO VAGINALE PEDERSON 100X22MM	L059001	I non sterile	SCA da 1 PZ	992925/R
EL193R	SPECOLO VAGINALE PEDERSON 120X25MM	L059001	I non sterile	SCA da 1 PZ	992926/R
EL194R	SPECOLO GRAVE 75X20MM	L059001	I non sterile	SCA da 1 PZ	992922/R
EL195R	SPECOLO GRAVE 95X30MM	L059001	I non sterile	SCA da 1 PZ	992923/R
EL196R	SPECOLO GRAVE 105X33MM	L059001	I non sterile	SCA da 1 PZ	992924/R
EL407R	SPECOLO VAGINALE SIMS DOPPIO PICCOLO	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	44032/R
EL408R	SPECOLO VAGINALE SIMS DOPPIO MEDIO	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	993118/R
EL409R	SPECOLO VAGINALE SIMS DOPPIO GRANDE	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	993119/R
EL410R	SERIE SPECOLI SEIDL 80X8MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 SET	44063/R
EL411R	SERIE SPECOLI SEIDL 80X10MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 SET	993186/R
EL413R	SERIE SPECOLI SEIDL 90X14MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 SET	993187/R
EL420R	SERIE SPECOLI KRISTELLER 70X15MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	993188/R
EL421R	SERIE SPECOLI KRISTELLER 70X27MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	993189/R
EL422R	SERIE SPECOLI KRISTELLER 75X30MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	993190/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
EL423R	SERIE SPECOLI KRISTELLER 90X36MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	993193/R
EL424R	SERIE SPECOLI KRISTELLER 110X18MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	993194/R
EL425R	SERIE SPECOLI KRISTELLER 110X27MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	993195/R
EL426R	SERIE SPECOLI KRISTELLER 110X20MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	993196/R
EL427R	SERIE SPECOLI KRISTELLER 110X30MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	993197/R
EL428R	SERIE SPECOLI KRISTELLER 110X36MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	993198/R
EL440R	SPECOLO VAGINALE KRISTELLER 70X15MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	44035/R
EL441R	SPECOLO VAGINALE KRISTELLER 70X27MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	993126/R
EL442R	SPECOLO VAGINALE KRISTELLER 75X30MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	993127/R
EL443R	SPECOLO VAGINALE KRISTELLER 90X36MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	993128/R
EL444R	SPECOLO VAGINALE KRISTELLER 110X18MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	993133/R
EL445R	SPECOLO VAGINALE KRISTELLER 110X27MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	993134/R
EL446R	SPECOLO VAGINALE KRISTELLER 110X20MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	993135/R
EL447R	SPECOLO VAGINALE KRISTELLER 110X30MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	993136/R
EL448R	SPECOLO VAGINALE KRISTELLER 110X36MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	993137/R
EL450R	DIVARICAT.VAGINALE KRISTELLER 75X10MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	993129/R
EL451R	DIVARICAT.VAGINALE KRISTELLER 75X23MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	993130/R
EL452R	DIVARICAT.VAGINALE KRISTELLER 80X25MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	993131/R
EL453R	DIVARICAT.VAGINALE KRISTELLER 100X32MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	993132/R
EL454R	DIVARICAT.VAGINALE KRISTELLER 115X14MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	993138/R
EL455R	DIVARICAT.VAGINALE KRISTELLER 115X23MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	993139/R
EL456R	DIVARICAT.VAGINALE KRISTELLER 115X16MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	993140/R
EL457R	DIVARICAT.VAGINALE KRISTELLER 115X26MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	993141/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
EL458R	DIVARICAT.VAGINALE KRISTELLER 120X30MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	993142/R
EL480R	SERIE SPECOLI KALLMORGEN 75X39MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 SET	993199/R
EL481R	SERIE SPECOLI KALLMORGEN 95X39MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 SET	993200/R
EL491R	SERIE SPECOLI KRISTELLER 110X20MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 SET	993201/R
EL492R	SERIE SPECOLI KRISTELLER 110X30MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 SET	993202/R
EL493R	SERIE SPECOLI KRISTELLER 110X36MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 SET	993204/R
EL494R	SPECOLO VAGINALE KRISTELLER 110X20MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	993143/R
EL495R	SPECOLO VANINALE KRISTELLER 110X30MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	993144/R
EL496R	SPECOLO VAGINALE KRISTELLER 110X36MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	993145/R
EL497R	DIVARICAT.VAGIN.DI KRISTELLER 115X18MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	993146/R
EL498R	DIVARICAT.VAGIN.DI KRISTELLER 115X26MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	993147/R
EL499R	DIVARICAT.VAGIN.DI KRISTELLER 115X32MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	993148/R
EL550R	SPECOLO VAGINALE BRAUN 56X13MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	993205/R
EL551R	DIVARICAT.VAGINALE BRAUN 60X10MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	993206/R
EL558R	SPECOLO VAGINALE MATHIEU 95X17-30MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	993207/R
EL559R	VALVA VAGINALE MATHIEU 95X17-26MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	993208/R
EL578R	SPECOLO VAGINALE JACKSON 89X38MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	993209/R
EL579R	SPECOLO VAGINALE JACKSON 102X38MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	993210/R
EL581R	SPECOLO VAGINALE HEANEY 89X38MM 175MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	994341/R
EL627R	SPECOLO VAGINALE DOYEN 60X45MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	700180/R
EL628R	SPECOLO VAGINALE DOYEN 90X45MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	994326/R
EL629R	SPECOLO VAGINALE DOYEN 112X45MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	994327/R
EL631R	SPECOLO VAGINALE DOYEN 60X35MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	994328/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
EL632R	SPECOLO VAGINALE DOYEN 90X35MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	994329/R
EL633R	SPECOLO VAGINALE DOYEN 120X35MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	994330/R
EL634R	SPECOLO VAGINALE DOYEN 60X45MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	994331/R
EL635R	SPECOLO VAGINALE DOYEN 90X45MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	994332/R
EL636R	SPECOLO VAGINALE DOYEN 120X45MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	994334/R
EL637R	SPECOLO VAGINALE DOYEN 60X60MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	994335/R
EL638R	SPECOLO VAGINALE DOYEN 90X60MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	994336/R
EL639R	SPECOLO VAGINALE DOYEN 120X60MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	994337/R
EL642R	SPECOLO VAGINALE DOYEN 160X45MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	994338/R
EL644R	SPECOLO VAGINALE DOYEN 160X60MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	994339/R
EL660R	SPECULUM VAGINALE LANDON 89X25MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	994340/R
EL690R	SPECOLO VAGINALE LANDAU 100X28MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	994342/R
EL691R	SPECOLO VAGINALE LANDAU 110X38MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	994343/R
EL693R	SPECOLO VAGINALE BREISKY 130X20MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	994344/R
EL694R	SPECOLO VAGINALE BREISKY 130X25MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	994345/R
EL695R	SPECOLO VAGINALE BREISKY 130X30MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	994346/R
EL697R	SPECOLO VAGINALE BREISKY 130X35MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	994347/R
EL698R	SPECOLO VAGINALE BREISKY 130X40MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	994348/R
EL700R	SPECOLO VAGINALE BREISKY 160X40MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	994370/R
EL702R	SPECOLO VAGINALE BREISKY 180X40MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	994371/R
EL703R	SPECOLO VAGINALE BREISKY 100X20MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	700177/R
EL704R	SPECOLO VAGINALE BREISKY 100X25MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	994366/R
EL705R	SPECOLO VAGINALE BREISKY 100X30MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	994367/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
EL707R	SPECOLO VAGINALE BREISKY 100X35MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	994368/R
EL708R	SPECOLO VAGINALE BREISKY 100X40MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	994369/R
EL736R	SPECOLO VAGINALE AUVARD 65X38-28MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	44072/R
EL738R	SPECOLO VAGINALE AUVARD 75X42-40MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	994416/R
EL739R	SPECOLO VAGINALE AUVARD 105X43-40MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	994417/R
EL740R	SERIE SPECOLI VAGINALI SCHERBAK	L03140102	I non sterile	SCA da 1 SET	994568/R
EL741R	VALVA SPECOLO VAG.DI SCHERBAK 80X30MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	15372/R
EL742R	VALVA SPECOLO VAG.DI SCHERBAK 85X35MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	993166/R
EL743R	VALVA SPECOLO VAG.DI SCHERBAK 85X40MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	993167/R
EL744R	VALVA SPECOLO VAG.DI SCHERBAK 55X40-60MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	993168/R
EL745R	VALVA SCHERBACK 70X45-70MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	993169/R
EL746R	MANICO PER SPECOLO VAGINALE SCHERBAK	L059001	I non sterile	SCA da 1 PZ	44076/R
EL747R	PESO PER SPECOLO VAGINALE SCHERBAK	L059001	I non sterile	SCA da 1 PZ	44080/R
EL748R	VALVA SPECOLO SCHERBACK 80X45-70MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	993170/R
EL751R	VALVA SPECOLO VAGIN.DI BOZEMANN 65X30MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	993177/R
EL752R	VALVA SPECOLO VAGIN.DI BOZEMANN 75X35MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	993179/R
EL753R	VALVA SPECOLO VAGIN.DI BOZEMANN 85X35MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	993180/R
EL754R	VALVA SPECOLO VAGIN.DI BOZEMANN 95X35MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	993181/R
EL755R	VALVA SPECOLO VAGIN.DI BOZEMANN 80X30MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	993172/R
EL756R	VALVA SPECOLO VAGIN.DI BOZEMANN 85X33MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	993173/R
EL757R	VALVA SPECOLO VAGIN.DI BOZEMANN 100X38MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	993175/R
EL758R	VALVA SPECOLO VAGIN.DI BOZEMANN 110X42MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	993176/R
EL759R	MANICO SPECOLO VAGINALE BOZEMANN A 230MM	L059001	I non sterile	SCA da 1 PZ	1129551/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
EL859R	SPECOLO VAGINALE DOYEN 60X30MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	994372/R
EL860R	DIVARICAT.VAGINALE DOYEN 80X30MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	994374/R
EL865R	SPECOLO VAGINALE HEANEY 83X29MM 170MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	11629/R
EL868R	DIVARICAT.VAGINALE MOD.TUEBINGEN 95X20MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	994376/R
EL870R	DIVARICAT.VAGINALE MARTIN 105X27MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	994377/R
EL872R	DIVARICAT.VAGINALE SIMON 115X22MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	994378/R
EL873R	DIVARICAT.VAGINALE SIMON 115X27MM	L03140102	I non sterile	SCA da 1 PZ	994379/R
EM097R	CONTENITORE PER DILAT.HEGAR 4-12MM	N/A	N/A	SCA da 1 PZ	N/A
EM098R	CONTENITORE PER DILAT.HEGAR 13-17MM	N/A	N/A	SCA da 1 PZ	N/A
EM099R	CONTENITORE PER DILAT.HEGAR 1-17MM	N/A	N/A	SCA da 1 PZ	N/A
EM100R	CONTENITORE PER DILAT.HEGAR 18-26MM	N/A	N/A	SCA da 1 PZ	N/A
EM101R	DILAT.UTERINO HEGAR SEMPLICE MM 1	L0509020102	I non sterile	SCA da 1 PZ	44094/R
EM102R	DILAT.UTERINO HEGAR SEMPLICE MM 2	L0509020102	I non sterile	SCA da 1 PZ	986859/R
EM103R	DILAT.UTERINO HEGAR SEMPLICE MM 3	L0509020102	I non sterile	SCA da 1 PZ	986860/R
EM104R	DILAT.UTERINO HEGAR SEMPLICE 4MM	L0509020102	I non sterile	SCA da 1 PZ	686862/R
EM105R	DILAT.UTERINO HEGAR SEMPLICE MM 5	L0509020102	I non sterile	SCA da 1 PZ	986865/R
EM106R	DILAT.UTERINO HEGAR SEMPLICE MM 6	L0509020102	I non sterile	SCA da 1 PZ	986867/R
EM107R	DILAT.UTERINO HEGAR SEMPLICE MM 7	L0509020102	I non sterile	SCA da 1 PZ	986869/R
EM108R	DILAT.UTERINO HEGAR SEMPLICE MM 8	L0509020102	I non sterile	SCA da 1 PZ	986871/R
EM109R	DILAT.UTERINO HEGAR SEMPLICE MM 9	L0509020102	I non sterile	SCA da 1 PZ	986875/R
EM110R	DILAT.UTERINO HEGAR SEMPLICE MM 10	L0509020102	I non sterile	SCA da 1 PZ	986876/R
EM111R	DILAT.UTERINO HEGAR SEMPLICE MM 11	L0509020102	I non sterile	SCA da 1 PZ	986879/R
EM112R	DILAT.UTERINO HEGAR SEMPLICE MM 12	L0509020102	I non sterile	SCA da 1 PZ	986881/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
EM113R	DILAT.UTERINO HEGAR SEMPLICE MM 13	L0509020102	I non sterile	SCA da 1 PZ	986884/R
EM114R	DILAT.UTERINO HEGAR SEMPLICE MM 14	L0509020102	I non sterile	SCA da 1 PZ	986889/R
EM115R	DILAT.UTERINO HEGAR SEMPLICE MM 15	L0509020102	I non sterile	SCA da 1 PZ	986895/R
EM116R	DILAT.UTERINO HEGAR SEMPLICE MM 16	L0509020102	I non sterile	SCA da 1 PZ	986897/R
EM117R	DILAT.UTERINO HEGAR SEMPLICE MM 17	L0509020102	I non sterile	SCA da 1 PZ	986900/R
EM118R	DILAT.UTERINO HEGAR SEMPLICE MM 18	L0509020102	I non sterile	SCA da 1 PZ	986901/R
EM119R	DILAT.UTERINO HEGAR SEMPLICE MM 19	L0509020102	I non sterile	SCA da 1 PZ	986902/R
EM120R	DILAT.UTERINO HEGAR SEMPLICE MM 20	L0509020102	I non sterile	SCA da 1 PZ	986904/R
EM121R	DILAT.UTERINO HEGAR SEMPLICE MM 21	L0509020102	I non sterile	SCA da 1 PZ	986907/R
EM122R	DILAT.UTERINO HEGAR SEMPLICE MM 22	L0509020102	I non sterile	SCA da 1 PZ	986909/R
EM123R	DILAT.UTERINO HEGAR SEMPLICE MM 23	L0509020102	I non sterile	SCA da 1 PZ	986910/R
EM124R	DILAT.UTERINO HEGAR SEMPLICE MM 24	L0509020102	I non sterile	SCA da 1 PZ	986913/R
EM125R	DILAT.UTERINO HEGAR SEMPLICE MM 25	L0509020102	I non sterile	SCA da 1 PZ	986914/R
EM126R	DILAT.UTERINO HEGAR SEMPLICE MM 26	L0509020102	I non sterile	SCA da 1 PZ	986916/R
EM131R	DILAT.UTERINO HEGAR SEMPLICE MM 1,5	L0509020102	I non sterile	SCA da 1 PZ	986917/R
EM132R	DILAT.UTERINO HEGAR SEMPLICE MM 2,5	L0509020102	I non sterile	SCA da 1 PZ	986919/R
EM133R	DILAT.UTERINO HEGAR SEMPLICE MM 3,5	L0509020102	I non sterile	SCA da 1 PZ	986920/R
EM134R	DILAT.UTERINO HEGAR SEMPLICE 4,5MM	L0509020102	I non sterile	SCA da 1 PZ	986922/R
EM135R	DILAT.UTERINO HEGAR SEMPLICE 5,5MM	L0509020102	I non sterile	SCA da 1 PZ	986924/R
EM136R	DILAT.UTERINO HEGAR SEMPLICE 6,5MM	L0509020102	I non sterile	SCA da 1 PZ	986928/R
EM137R	DILAT.UTERINO HEGAR SEMPLICE 7,5MM	L0509020102	I non sterile	SCA da 1 PZ	986930/R
EM138R	DILAT.UTERINO HEGAR SEMPLICE 8,5MM	L0509020102	I non sterile	SCA da 1 PZ	986932/R
EM139R	DILAT.UTERINO HEGAR SEMPLICE 9,5MM	L0509020102	I non sterile	SCA da 1 PZ	986935/R

Emesso da: Emanuela Mastropietro
Versione: 0
Controllato da: Sara Setti

Data ultimo aggiornamento: 21/02/2019

il: 03/11/2020

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
EM140R	DILAT.UTERINO HEGAR SEMPLICE 10,5MM	L0509020102	I non sterile	SCA da 1 PZ	986939/R
EM141R	DILAT.UTERINO HEGAR SEMPLICE 11,5MM	L0509020102	I non sterile	SCA da 1 PZ	986942/R
EM142R	DILAT.UTERINO HEGAR SEMPLICE 12,5MM	L0509020102	I non sterile	SCA da 1 PZ	986943/R
EM143R	DILAT.UTERINO HEGAR SEMPLICE 13,5MM	L0509020102	I non sterile	SCA da 1 PZ	986944/R
EM144R	DILAT.UTERINO HEGAR SEMPLICE 14,5MM	L0509020102	I non sterile	SCA da 1 PZ	986946/R
EM145R	DILAT.UTERINO HEGAR SEMPLICE 15,5MM	L0509020102	I non sterile	SCA da 1 PZ	986947/R
EM146R	DILAT.UTERINO HEGAR SEMPLICE 16,5MM	L0509020102	I non sterile	SCA da 1 PZ	986948/R
EM147R	DILAT.UTERINO HEGAR SEMPLICE 17,5MM	L0509020102	I non sterile	SCA da 1 PZ	986949/R
EM193R	DILATATORI UTER.HEGAR SERIE EM104-117R	L0509020102	I non sterile	SCA da 1 SET	972036/R
EM194R	DILATATORI UTER.HEGAR SERIE EM101-126R	L0509020102	I non sterile	SCA da 1 SET	972037/R
EM231R	DILATATOR UTERINO HEGAR 1+2MM 195MM	L0509020102	I non sterile	SCA da 1 PZ	700176/R
EM232R	DILATATOR UTERINO HEGAR 3+4MM 195MM	L0509020102	I non sterile	SCA da 1 PZ	987027/R
EM233R	DILATATOR UTERINO HEGAR 5+6MM 195MM	L0509020102	I non sterile	SCA da 1 PZ	987028/R
EM234R	DILATATOR UTERINO HEGAR 7+8MM 195MM	L0509020102	I non sterile	SCA da 1 PZ	987029/R
EM235R	DILATATOR UTERINO HEGAR 9+10MM 195MM	L0509020102	I non sterile	SCA da 1 PZ	987030/R
EM236R	DILATATOR UTERINO HEGAR 11+12MM 195MM	L0509020102	I non sterile	SCA da 1 PZ	987031/R
EM237R	DILATATOR UTERINO HEGAR 13+14MM 195MM	L0509020102	I non sterile	SCA da 1 PZ	987032/R
EM238R	DILATATOR UTERINO HEGAR 15+16MM 195MM	L0509020102	I non sterile	SCA da 1 PZ	987034/R
EM239R	DILATATOR UTERINO HEGAR 17+18MM 195MM	L0509020102	I non sterile	SCA da 1 PZ	987035/R
EM271R	DILATORE UTERINO PRATT 13-15CHAR.	L0509020102	I non sterile	SCA da 1 PZ	987036/R
EM272R	DILATORE UTERINO PRATT 17-19CHAR.	L0509020102	I non sterile	SCA da 1 PZ	987037/R
EM273R	DILATORE UTERINO PRATT 21-23CHAR.	L0509020102	I non sterile	SCA da 1 PZ	987038/R
EM274R	DILATORE UTERINO PRATT 25-27CHAR.	L0509020102	I non sterile	SCA da 1 PZ	987039/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
EM275R	DILATORE UTERINO PRATT 29-31CHAR.	L0509020102	I non sterile	SCA da 1 PZ	987040/R
EM276R	DILATORE UTERINO PRATT 33-35CHAR.	L0509020102	I non sterile	SCA da 1 PZ	987047/R
EM277R	DILATORE UTERINO PRATT 37-39CHAR.	L0509020102	I non sterile	SCA da 1 PZ	987050/R
EM278R	DILATORE UTERINO PRATT 41-43CHAR.	L0509020102	I non sterile	SCA da 1 PZ	987051/R
EM710R	SEPARATORE KOGAN 240MM SENZA GRAD.	L0509020102	I non sterile	SCA da 1 PZ	44101/R
EM711R	SEPARATORE KOGAN 240MM CON GRAD.	L0509020102	I non sterile	SCA da 1 PZ	987066/R
EO005R	ISTEROMETRO MAYO RETTO MALLE.D:5/330MM	U089003	I non sterile	SCA da 1 PZ	38256/R
EO010R	ISTEROMETRO SIMS GRADUATO D:4/330MM	U089003	I non sterile	SCA da 1 PZ	991186/R
EO012R	ISTEROMETRO SIMS GRAD.MALLE.D:4/330MM	U089003	I non sterile	SCA da 1 PZ	991188/R
EO013R	ISTEROMETRO GALABIN D:3/295MM	U089003	I non sterile	SCA da 1 PZ	991189/R
EO015R	ISTEROMETRO MARTIN GRADUATO D:3/300MM	U089003	I non sterile	SCA da 1 PZ	991190/R
EO016R	ISTEROMETRO GRAD.DI VALLEIX D:4/250MM	U089003	I non sterile	SCA da 1 PZ	991191/R
EO020	ISTEROMETRO SIMPSON MALLE.D:4/310MM	U089003	I non sterile	SCA da 1 PZ	991192/R
EO030R	DIVARICAT.UTERINO BRAUN 270MM	L0509020299	I non sterile	SCA da 1 PZ	38060/R
EO060R	PINZA PELKMANN PER MEDICAZIONI RETTA	L0509030299	I non sterile	SCA da 1 PZ	38377/R
EO061R	PINZA PELKMANN PER MEDICAZIONI CURVA	L0509030299	I non sterile	SCA da 1 PZ	1005806/R
EO075R	PINZA BOZEMANN PER MEDICAZIONI	L0509030299	I non sterile	SCA da 1 PZ	1005807/R
EO077R	PINZA BOZEMANN PER MEDICAZIONI MM 255	L0509030299	I non sterile	SCA da 1 PZ	1005808/R
EO080R	PINZA BOZEMANN PER MEDICAZIONI RETTA	L0509030299	I non sterile	SCA da 1 PZ	1005809/R
EO082R	PINZA BOZEMANN PER MEDICAZIONI 255MM	L0509030299	I non sterile	SCA da 1 PZ	1005810/R
EO085R	PINZA BOZEMANN-DOUGLAS PER MEDICAZIONI	L0509030299	I non sterile	SCA da 1 PZ	1005811/R
EO105R	PINZETTA A DENTI POZZI 175MM	L0509020201	I non sterile	SCA da 1 PZ	38384/R
EO106R	PINZA A DENTI ADAIR 190MM	L0509020201	I non sterile	SCA da 1 PZ	984506/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
EO108R	PINZA A DENTI BRAUN 250MM	L0509020201	I non sterile	SCA da 1 PZ	984507/R
EO110R	PINZA A DENTI SCHROEDER 250MM	L0509020201	I non sterile	SCA da 1 PZ	984531/R
EO111R	PINZA A DENTI SCHROEDER 250MM	L0509020201	I non sterile	SCA da 1 PZ	1150560/R
EO112R	PINZA WILSON RETTA 1X1D.240MM	L0509020201	I non sterile	SCA da 1 PZ	984526/R
EO115R	PINZA A DENTI MARTIN 265MM	L0509020201	I non sterile	SCA da 1 PZ	984528/R
EO122R	PINZA A DENTI COLLIN-POZZI 250MM	L0509020201	I non sterile	SCA da 1 PZ	984508/R
EO125R	PINZA A DENTI POZZI MM 255	L0509020201	I non sterile	SCA da 1 PZ	984527/R
EO130R	PINZA A DENTI DIDUPLAY A FORMA S	L0509020201	I non sterile	SCA da 1 PZ	984529/R
EO140R	PINZA A DENTI ABEL RETTA CON GUIDA	L0509020201	I non sterile	SCA da 1 PZ	984530/R
EO150R	PINZA SCHROEDER 1X2 DENTI RETTA	L0509020201	I non sterile	SCA da 1 PZ	38387/R
EO151R	PINZA SCHROEDER 2X2 DENTI CURVA	L0509020201	I non sterile	SCA da 1 PZ	984607/R
EO163R	PINZA A DENTI PER AFFERRARE ORGANI 270MM	L0509020201	I non sterile	SCA da 1 PZ	984611/R
EO164R	PINZA CZERNY 4X4 DENTI 200MM	L0509020201	I non sterile	SCA da 1 PZ	984609/R
EO165R	PINZA 4X4 DENTI PER AFFERR.ORGANI 260MM	L0509020201	I non sterile	SCA da 1 PZ	984616/R
EO166R	PINZA PRATT 4X4 DENTI 270MM	L0509020201	I non sterile	SCA da 1 PZ	984617/R
EO171R	PINZA KUESTNER 2X3 DENTI RETTA	L0509020201	I non sterile	SCA da 1 PZ	984618/R
EO177R	PINZA UNCINATA TEALE 3X4D.180MM	L0509020201	I non sterile	SCA da 1 PZ	38388/R
EO180R	PINZA A GANCIO D.TEALE 3X4DENTI 225MM	L0509020201	I non sterile	SCA da 1 PZ	984646/R
EO202R	PINZA JACOBS RETTA 2X2 DENTI	L0509020201	I non sterile	SCA da 1 PZ	984666/R
EO216R	PINZA A GANCIO D.LITTLEWOOD 185MM	L0509020201	I non sterile	SCA da 1 PZ	984668/R
EO218R	PINZA MUSEAUX 2X2 DENTI RETTA	L0509020201	I non sterile	SCA da 1 PZ	984669/R
EO220R	PINZA MUSEAUX 2X2 DENTI LEGG.RETTA	L0509020201	I non sterile	SCA da 1 PZ	984670/R
EO221R	PINZA MUSEAUX 2X2 DENTI LEGG.RETTA	L0509020201	I non sterile	SCA da 1 PZ	984671/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
EO222R	PINZA MUSEAUX 2X2 DENTI LEGG.RETTA	L0509020201	I non sterile	SCA da 1 PZ	984672/R
EO225R	PINZA MUSEAUX 2X2 DENTI CURVA LATER.	L0509020201	I non sterile	SCA da 1 PZ	984673/R
EO226R	PINZA MUSEAUX 2X2 DENTI CURVA LATER.	L0509020201	I non sterile	SCA da 1 PZ	984675/R
EO240R	PINZA MUSEAUX 3X3 DENTI FORTE RETTA	L0509020201	I non sterile	SCA da 1 PZ	92216/R
EO242R	PINZA MUSEAUX ROBUSTA RETTA	L0509020201	I non sterile	SCA da 1 PZ	984746/R
EO300R	PINZA A DENTI COLLIN 250MM	L0509030202	I non sterile	SCA da 1 PZ	38374/R
EO310R	PINZA HEYWOOD-SMITH PER POLIPI GRANDE	L0509030299	I non sterile	SCA da 1 PZ	38381/R
EO315R	PINZA NOTO P.POLIPI RETTA FENESTRATA	L0509030299	I non sterile	SCA da 1 PZ	1005991/R
EO332R	PINZA DOYEN PER OVAIO 185MM	L05090399	I non sterile	SCA da 1 PZ	38379/R
EO338R	PINZA PER OVAIO ATR.RETTA 250MM	L05090399	I non sterile	SCA da 1 PZ	38380/R
EO340R	PINZA PER OVAIO ATR.RETTA 270MM	L05090399	I non sterile	SCA da 1 PZ	1005906/R
EO342R	PINZA P.POLIPI UTERINI BONNEY 240MM	L0509030299	I non sterile	SCA da 1 PZ	1005992/R
EO405R	PINZA PER AFFERRARE UTERO COLLIN	L0509030202	I non sterile	SCA da 1 PZ	1005750/R
EO407R	PINZA PER AFFERRARE UTERO DARTIGUES	L0509030202	I non sterile	SCA da 1 PZ	1005752/R
EO415R	PINZA PER AFFERRARE UTERO SOMER	L0509030202	I non sterile	SCA da 1 PZ	1005753/R
EO420R	PINZA PER AFFERRARE UTERO COLLIN	L0509030202	I non sterile	SCA da 1 PZ	1005755/R
EO433R	TIRA-FIBROMA DOYEN 150MM	L059099	I non sterile	SCA da 1 PZ	110302/R
EO435R	TIRA-FIBROMA DOYEN 190MM	L059099	I non sterile	SCA da 1 PZ	783207/R
ER002R	UNCINO ESTRAZIONE IUD SAUNDERS 318MM	L059003	I non sterile	SCA da 1 PZ	93603/R
ER005R	CURETTA SECREZIONE UTER.ASCH DOPPIA	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	98430/R
ER011R	CURETTA SCHOECKAERT SECREZIONE UTERINA	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	996689/R
ER012R	CURETTA RANDALL PER ENDOMETRIO LUER-LOCK	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	68487/R
ER015R	PINZA PER BIOPSIA MOD.BERLIN 3,5MM	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	76480/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
ER016R	CURETTA P ABRASIONE ENDOMETRIO D4MM	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	996690/R
ER025R	CURETTA UTERINA HEANEY DENTELLATO 240MM	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	996702/R
ER050R	PINZA BIOPSIA THOMS-GAYLOR 240MM	L031301	I non sterile	SCA da 1 PZ	12119/R
ER054R	PINZA P.BIOPSIA FAURE 210MM	L031301	I non sterile	SCA da 1 PZ	1013027/R
ER055R	PINZA P.BIOPSIA FAURE 240MM	L031301	I non sterile	SCA da 1 PZ	1013028/R
ER058R	PINZA PER BIOPSIA SCHUBERT 260MM	L031301	I non sterile	SCA da 1 PZ	1013026/R
ER061R	PINZA PER BIOPSIA SCHUMACHER 240MM	L031301	I non sterile	SCA da 1 PZ	1013029/R
ER062R	PINZA PER BIOPSIA SCHUMACHER 240MM	L031301	I non sterile	SCA da 1 PZ	1013030/R
ER063R	PINZA BIOPSIA SCHUMACHER PICCOLA 240MM	L031301	I non sterile	SCA da 1 PZ	1013031/R
ER064R	PINZA BIOPSIA SCHUMACHER GRANDE 240MM	L031301	I non sterile	SCA da 1 PZ	1013032/R
ER066R	PINZA PER BIOPSIA BERGER 210MM	L031301	I non sterile	SCA da 1 PZ	1013033/R
ER068R	PINZA P.BIOPS.TISCHLER 5X6X3MM 210MM	L031301	I non sterile	SCA da 1 PZ	1105810/R
ER070R	PINZA P.BIOPSIA MOD.EPPENDORF 200MM	L05090301	I non sterile	SCA da 1 PZ	92047/R
ER071R	PINZA P.BIOPSIE LEECH WILKINSON	L05090301	I non sterile	SCA da 1 PZ	1018953/R
ER072R	PINZA P.BIOPSIA SEIDEL 240MM	L05090301	I non sterile	SCA da 1 PZ	1018948/R
ER073R	PINZA P.BIOPSIA SEIDEL 240MM	L05090301	I non sterile	SCA da 1 PZ	1018950/R
ER076R	PINZA P.BIOPSIA SEIDEL 240MM	L05090301	I non sterile	SCA da 1 PZ	1018951/R
ER101R	CURETTA UTERINA SIMON TAGLIENTE 6,8MM	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	68920/R
ER102R	CURETTA UTERINA SIMON TAGLIENTE 8,5MM	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	995871/R
ER103R	CURETTA UTERINA SIMON TAGLIENTE 10,0MM	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	995873/R
ER104R	CURETTA UTERINA SIMON TAGLIENTE 11,5MM	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	995874/R
ER105R	CURETTA UTERINA SIMON TAGLIENTE 13,0MM	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	995876/R
ER106R	CURETTA UTERINA SIMON TAGLIENTE 14,5MM	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	995877/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
ER111R	CURETTA UTERINA SCHROEDER TAGL.6,8MM	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	995878/R
ER112R	CURETTA UTERINA SCHROEDER TAGL.8,5MM	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	995879/R
ER113R	CURETTA UTERINA SCHROEDER TAGL.10,0MM	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	995882/R
ER114R	CURETTA UTERINA SCHROEDER TAGL.11,5MM	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	995884/R
ER115R	CURETTA UTERINA SCHROEDER TAGL.13,0MM	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	995886/R
ER116R	CURETTA UTERINA SCHROEDER TAGL.14,5MM	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	995889/R
ER126R	CURETTA GOURDET SMUSSA 280MM 6MM	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	995891/R
ER128R	CURETTA GOURDET SMUSSA 280MM 8MM	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	995892/R
ER130R	CURETTA GOURDET SMUSSA 280MM 10MM	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	995893/R
ER132R	CURETTA GOURDET SMUSSA 280MM 12MM	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	995895/R
ER134R	CURETTA GOURDET SMUSSA 280MM 14MM	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	995896/R
ER219R	CURET.UTER.RECAMIER TAGL/RIG.#00 4,5MM	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	995897/R
ER220R	CURET.UTER.RECAMIER TAGL/RIG.#0 7,5MM	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	995898/R
ER221R	CURET.UTER.RECAMIER TAGL/RIG.#1 8,5MM	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	995899/R
ER222R	CURET.UTER.RECAMIER TAGL/RIG.#2 10,5MM	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	995900/R
ER223R	CURET.UTER.RECAMIER TAGL/RIG.#3 12,0MM	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	995901/R
ER224R	CURET.UTER.RECAMIER TAGL/RIG.#4 14,0MM	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	995902/R
ER225R	CURET.UTER.RECAMIER TAGL/RIG.#5 15,0MM	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	995903/R
ER226R	CURET.UTER.RECAMIER TAGL/RIG.#6 16,5MM	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	995904/R
ER227R	CURET.UTER.RECAMIER TAGL/RIG.#7 18,0MM	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	995905/R
ER228R	CURET.UTER.RECAMIER TAGL/RIG.#8 19,5MM	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	995908/R
ER229R	CURET.UTER.RECAMIER TAGL/RIG.#9 21,5MM	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	995910/R
ER230R	CURET.UTER.RECAMIER TAGL/RIG.#10 23,5MM	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	995912/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
ER241R	CURET.UTER.RECAMIER TAGL/FLESS.#1 8,5MM	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	995914/R
ER242R	CURET.UTER.RECAMIER TAGL/FLESS.#2 10,5MM	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	995917/R
ER243R	CURET.UTER.RECAMIER TAGL/FLESS.#3 12,0MM	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	995919/R
ER244R	CURET.UTER.RECAMIER TAGL/FLESS.#4 14,0MM	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	995921/R
ER245R	CURET.UTER.RECAMIER TAGL/FLESS.#5 15,0MM	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	995922/R
ER246R	CURET.UTER.RECAMIER TAGL/FLESS.#6 16,5MM	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	995924/R
ER247R	CURET.UTER.RECAMIER TAGL/FLESS.#7 18,0MM	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	995925/R
ER248R	CURET.UTER.RECAMIER TAGL/FLESS.#8 19,5MM	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	995927/R
ER320R	CURET.UTER.RECAMIER SM/RIG.#0 7,5MM	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	7872/R
ER321R	CURET.UTER.RECAMIER SM/RIG.#1 8,5MM	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	995993/R
ER322R	CURET.UTER.RECAMIER SM/RIG.#2 10,5MM	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	995994/R
ER323R	CURET.UTER.RECAMIER SM/RIG.#3 12,0MM	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	995995/R
ER324R	CURET.UTER.RECAMIER SM/RIG.#4 14,0MM	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	995996/R
ER325R	CURET.UTER.RECAMIER SM/RIG.#5 15,0MM	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	995997/R
ER326R	CURET.UTER.RECAMIER SM/RIG.#6 16,5MM	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	995998/R
ER327R	CURET.UTER.RECAMIER SM/RIG.#7 18,0MM	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	995999/R
ER328R	CURET.UTER.RECAMIER SM/RIG.#8 19,5MM	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	996000/R
ER329R	CURET.UTER.RECAMIER SM/RIG.#9 21,5MM	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	996001/R
ER330R	CURET.UTER.RECAMIER SM/RIG.#10 23,5MM	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	996002/R
ER401R	CURETTA UTERINA SIMS TAGL.RIG.7,5MM #1	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	996003/R
ER402R	CURETTA UTERINA SIMS TAGL.RIG.8,5MM #2	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	996004/R
ER403R	CURETTA UTERINA SIMS TAGL.RIG.10,5MM #3	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	996006/R
ER404R	CURETTA UTERINA SIMS TAGL.RIG.12,0MM #4	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	996007/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
ER405R	CURETTA UTERINA SIMS TAGL.RIG.14,0MM #5	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	996008/R
ER406R	CURETTA UTERINA SIMS TAGL.RIG.15,0MM #6	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	996009/R
ER411R	CURETTA UTER.SIMS TAGL.FLESS.7,5MM #1	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	996010/R
ER412R	CURETTA UTER.SIMS TAGL.FLESS.8,5MM #2	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	996011/R
ER413R	CURETTA UTER.SIMS TAGL.FLESS.10,5MM #3	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	996012/R
ER414R	CURETTA UTER.SIMS TAGL.FLESS.12,0MM #4	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	996013/R
ER415R	CURETTA UTER.SIMS TAGL.FLESS.14,0MM #5	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	996014/R
ER416R	CURETTA UTER.SIMS TAGL.FLESS.15,0MM #6	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	996015/R
ER421R	CURETTA UTER.SIMS SMUSSA RIG.7,5MM #1	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	996016/R
ER422R	CURETTA UTER.SIMS SMUSSA RIG.8,5MM #2	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	996017/R
ER423R	CURETTA UTER.SIMS SMUSSA RIG.10,5MM #3	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	996018/R
ER424R	CURETTA UTER.SIMS SMUSSA RIG.12,0MM #4	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	996019/R
ER425R	CURETTA UTER.SIMS SMUSSA RIG.14,0MM #5	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	996020/R
ER426R	CURETTA UTER.SIMS SMUSSA RIG.15,0MM #6	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	996021/R
ER520R	CUR.UTER.BUMM SMUSSA MODELLAB.16,0MM #0	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	15307/R
ER521R	CUR.UTER.BUMM SMUSSA MODELLAB.18,0MM #1	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	996026/R
ER522R	CUR.UTER.BUMM SMUSSA MODELLAB.19,5MM #2	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	996027/R
ER523R	CUR.UTER.BUMM SMUSSA MODELLAB.21,5MM #3	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	996028/R
ER524R	CUR.UTER.BUMM SMUSSA MODELLAB.23,5MM #4	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	996029/R
ER525R	CUR.UTER.BUMM SMUSSA MODELLAB.26,0MM #5	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	996030/R
ER526R	CUR.UTER.BUMM SMUSSA MODELLAB.28,5MM #6	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	996031/R
ER580R	CURETTA UTERINA COLLIN DENTELL.RIGIDA	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	996033/R
ER585R	CURETTA UTERINA BLAKE DOPPIA 275MM	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	996032/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
ER602R	CURETTA PER ABORTO WALLICH 420MM	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	996034/R
ER611R	CURETTA PER ABORTO RECAMIER 34,5MM #1	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	996035/R
ER612R	CURETTA PER ABORTO RECAMIER 39,5MM #2	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	996036/R
ER621R	CURETTA PER ABORTO BUMM SMUSSA 23,5MM #1	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	996037/R
ER623R	CURETTA PER ABORTO BUMM SMUSSA 28,5MM #3	L050901	I non sterile	SCA da 1 PZ	996038/R
ET269R	PINZA UTERINA GREEN-ARMYTAGE 220MM	L05080399	I non sterile	SCA da 1 PZ	1007586/R
ET270R	ELEVATORE PER OSTETRICA SELLHEIM MM 300	L059002	I non sterile	SCA da 1 PZ	44126/R
ET301R	PINZA PER ABORTO WINTER RETTA	L05090399	I non sterile	SCA da 1 PZ	44133/R
ET302R	PINZA PER ABORTO WINTER RETTA	L05090399	I non sterile	SCA da 1 PZ	1007629/R
ET306R	PINZA PER ABORTO WINTER CURVA	L05090399	I non sterile	SCA da 1 PZ	1007630/R
ET307R	PINZA PER ABORTO WINTER CURVA	L05090399	I non sterile	SCA da 1 PZ	1007632/R
ET308R	PINZA PER ABORTO WINTER CURVA	L05090399	I non sterile	SCA da 1 PZ	1007634/R
ET315R	PINZA PER ABORTO WINTER CURVA	L05090399	I non sterile	SCA da 1 PZ	1007635/R
ET316R	PINZA PER ABORTO WINTER CURVA	L05090399	I non sterile	SCA da 1 PZ	1007636/R
ET325R	PINZA PER ABORTO SAENGER CURVA	L05090399	I non sterile	SCA da 1 PZ	1007646/R
ET326R	PINZA PER ABORTO SAENGER RETTA	L05090399	I non sterile	SCA da 1 PZ	1007647/R
ET327R	PINZA PER ABORTO SAENGER CURVA	L05090399	I non sterile	SCA da 1 PZ	1007649/R
ET329R	PINZA P.ABORTO D.MC'CLINTOCK 240MM	L05090399	I non sterile	SCA da 1 PZ	1007650/R
GF954R	VENTOSA PER ESTRAZ.D40MM	Z12080301	Ila	SCA da 1 PZ	1001086/R
GF955R	VENTOSA PER ESTRAZ.D50MM	Z12080301	Ila	SCA da 1 PZ	1001126/R
GF956R	VENTOSA PER ESTRAZ.D60MM	Z12080301	Ila	SCA da 1 PZ	1001127/R
GF957	VENTOSA SILICONE DIAM.60MM TUBO	Z12080301	Ila	SCA da 1 PZ	1001128/R
MB841R	SPECOLO VAGINALE GRAVE 102X34MM	L059001	I non sterile	SCA da 1 PZ	106074/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
MD591	PINZA ISTER.HEANEY-BALLENTINE RET.215MM	L0509030201	I non sterile	SCA da 1 PZ	1024849/R
MD592	PINZA ISTER.HEANEY-BALLENTINE CRV.215MM	L0509030201	I non sterile	SCA da 1 PZ	1024850/R
S63022	PINZA PER OVAIO ATRAUMATICA CURVA 250	L059001	I non sterile	SCA da 1 PZ	1150837/R