

## **SCHEDA TECNICA**

<b>Nome Commerciale:</b>	Angiodyn camici
<b>Descrizione Prodotto:</b>	Camici chirurgici in TNT con asciugamani monouso
<b>Divisione:</b>	Aesculap
<b>Prodotto da:</b>	BBraun Melsungen AG
<b>Officina di produzione:</b>	Winner Industries (Shenzhen) Co., Ltd
<b>Rappresentato in Italia da:</b>	B.Braun Milano S.p.A. Via Vincenzo da Seregno 14 20161 Milano
<b>Certificazioni:</b>	D.O.C., CE, ISO
<b>Ente certificatore:</b>	0123
<b>Classe di rischio:</b>	I sterile
<b>Codice CND:</b>	T020401

## **INDICAZIONI, CONTROINDICAZIONI, AVVERTENZE**

Camici chirurgici monouso con asciugamani

## **INFORMAZIONI TECNICHE**

Il codice è composto da:

- camice chirurgico sterile in TNT 43g standard ottenuto assemblando vari componenti.

Queste includono: TNT di Poliestere vergine 43g idrofobico e alcool-repellente per corpo, maniche e cintura del camice, ganci e asole in Poliestere e Nylon, polsini bianchi in maglia elasticizzata di Poliestere .

I camici sono facilmente indossabili, ganci e asole regolano la chiusura del collo ed unitamente alla cintura chiudono la parte posteriore del camice. I polsini elasticizzati bianchi completano le maniche.

- asciugamani monouso

**DATI TECNICI**

<b>Monouso:</b>	Sì
<b>Poliuso:</b>	no
<b>Sterile alla vendita:</b>	Garanzia sterilità 3 anni dalla data di produzione. L'E.T.O. residuo rientra nei limiti fissati dalla circolare n.56 del 22.06.83 del Ministero Sanità.
<b>Risterilizzabile:</b>	no
<b>Medodo di sterilizzazione:</b>	Sterilizzazione ad ossido di etilene
<b>Validità:</b>	36 mesi
<b>Presenza di lattice:</b>	No
<b>Confezionamento:</b>	Peel-pack costituito da foglio in carta permeabile all'ossido di etilene. Scatole in cartone. Le confezioni non contengono PVC (polivinilcloruro)
<b>Temperatura di conservazione:</b>	Non richiede particolari condizioni di conservazione e immagazzinamento. Evitare comunque di esporre il prodotto all'azione diretta del sole.
<b>Biocompatibilità</b>	Sì I dispositivi sono sottoposti e soggetti a test di biocompatibilità secondo gli standard internazionali: ISO 10993 -1 Valutazioni Biologiche dei dispositivi medici Part. 1: valutazione e test
<b>Presenza ftalati:</b>	No
<b>Anno inizio commercializzazione:</b>	2021
<b>Garanzia:</b>	no
<b>Manutenzione:</b>	no
<b>Accessori:</b>	no

## LISTA CODICI

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
5010874	ANGIODYN CAMICE XL	T020401	I sterile	SCT da 15 PZ	2057215/R
5019513	ANGIODYN CAMICE L	T020401	I sterile	SCT da 15 PZ	2057220/R