

Riferimenti di gara

SCHEDA TECNICA

Nome Commerciale	Cateteri di drenaggio ed aghi
Descrizione Prodotto	Cateteri di drenaggio in PVC o in silicone, con aghi in acciaio
Codice Prodotto	Vedi elenco allegato
Divisione	AESCULAP
Prodotto da	B. Braun Melsungen AG - Melsungen Germania
Rappresentato in Italia da	B.Braun Milano S.p.A. Via Vincenzo da Seregno 14 20161 Milano
Certificazione	CE ISO
Ente certificatore	0123
Classe di rischio	vedi elenco allegato
Codice CND	vedi elenco allegato

INDICAZIONI, CONTROINDICAZIONI, AVVERTENZE

Tubi per il drenaggio di secreti biologici durante la fase post-operatoria dell'intervento chirurgico ed aghi trocar per il loro posizionamento.

INFORMAZIONI TECNICHE

Descrizione:

- Drenaggio Redon **in PVC medicale** senza ago da inserzione, di lunghezza pari a 50 cm, con tratto perforato di 15 cm, graduato, radiopaco e disponibile in differenti misure.

Gamma:

codice	descrizione	Qtà/conf.
U2110800	REDON CATETERE CM 50 PERF 15 CH 8	100
U2111000	REDON CATETERE CM 50 PERF 15 CH 10	100
U2111200	REDON CATETERE CM 50 PERF 15 CH 12	100
U2111400	REDON CATETERE CM 50 PERF 15 CH 14	100
U2111600	REDON CATETERE CM 50 PERF 15 CH 16	100
U2111800	REDON CATETERE CM 50 PERF 15 CH 18	100
5528208	DRENAGGIO DRAINOCONT 8CH	100
5528218	DRENAGGIO DRAINOCONT 10CH	100
5528224	DRENAGGIO DRAINOCONT 12CH	100

5528232	DRENAGGIO DRAINOCONT 14CH	100
5528240	DRENAGGIO DRAINOCONT 16CH	100
U2110600	REDON CATETERE CM 50 PERF 15 CH 6	100

- Ago monouso con drenaggio Redon preconnesso **in PVC medicale**, di lunghezza pari a 50 cm, con tratto perforato di 15 cm e disponibile in differenti misure.

Gamma:

codice	descrizione	Qtà/conf.
5526639	DRENAGGIO REDON 8CH CON AGO	50
5526868	DRENAGGIO REDON 10CH CON AGO	50
5526876	DRENAGGIO REDON 12CH CON AGO	50
5526884	DRENAGGIO REDON 14CH CON AGO	50
5526892	DRENAGGIO REDON 16CH CON AGO	50

- Catetere di drenaggio per laparotomia **in silicone** senza ago da inserzione, radiopaco, 50 cm. di lunghezza, 4 fori laterali.

Questi cateteri sono utilizzati dopo le incisioni chirurgiche nella cavità addominale per esaminare gli organi e aiutare nelle diagnosi, essendo la rimozione di fluidi e secrezioni essenziale. L'eccellente biocompatibilità del silicone garantisce: minima reazione infiammatoria, minimo trauma tissutale, minima aderenza al canale della ferita e flessibilità a lungo termine indipendente dalla temperatura corporea.

Gamma:

codice	descrizione	Qtà/conf.
U2251800	DRENAGGIO LAPAROTOMIA SILICONE 18CH	25
U2252200	DRENAGGIO LAPAROTOMIA SILICONE 22CH	25
U2252500	DRENAGGIO LAPAROTOMIA SILICONE 25CH	25
U2252700	DRENAGGIO LAPAROTOMIA SILICONE 27CH	25
U2253000	DRENAGGIO LAPAROTOMIA SILICONE 30CH	25
U2253200	DRENAGGIO LAPAROTOMIA SILICONE 32CH	25

- Gli aghi Drainocont Redon sono invece studiati per la connessione a vite con i drenaggi Drainocont in PVC.

Sono aghi riutilizzabili, in acciaio medicale e punta smussa appuntita e piatta per garantire un semplice e sicuro passaggio attraverso la pelle, i muscoli e la fascia.

Gamma:

codice	descrizione	Qtà/conf.
5528302	AGO DRAINOCONT 195 cm 8CH	5
5528313	AGO DRAINOCONT 195 cm 10CH	5
5528321	AGO DRAINOCONT 195 cm 12CH	5
5528330	AGO DRAINOCONT 195 cm 14CH	5
5528340	AGO DRAINOCONT 195 cm 16CH	5

Monouso	SI
Poliuso	NO
Sterile alla vendita	SI
Metodo di sterilizzazione	ETO (Ossido di Etilene) Residuo ETO <2 ppm in accordo con le norme ISO-10993-7
Risterilizzabile	NO
Mesi validità	5 anni
Presenza di Lattice	No
Confezionamento	Doppia busta in plastica
Temperatura di conservazione	Conservare a temperatura ambiente (5°C-25°C): non esporre a valori estremi di temperatura per periodi prolungati.
Biocompatibilità	Si
	I dispositivi sono sottoposti e soggetti a test di biocompatibilità secondo gli standard internazionali : ISO 10993 -1 Valutazioni Biologiche dei dispositivi medici Part. 1: valutazione e test"

LISTA CODICI

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
5528302	AGO DRAINOCONT 8CH	A060299	Ila	SCA 5	14680/R
5528313	AGO DRAINOCONT 10CH	A060299	Ila	SCA 5	344556/R
5528321	AGO DRAINOCONT 12CH	A060299	Ila	SCA 5	344557/R
5528330	DRAINOCONT REDONNEEDLE CH.14	A060299	Ila	PAC5	344558/R
5528340	AGO DRAINOCONT 16CH	A060299	Ila	SCA 5	344559/R
5526639	DRENAGGIO REDON 8CH CON AGO	A060299	Ila	SCA 50	151406/R
5526868	DRENAGGIO REDON 10CH CON AGO	A060299	Ila	SCA 50	344569/R
5526876	DRENAGGIO REDON 12CH CON AGO	A060299	Ila	SCA 50	344570/R
5526884	REDON NEEDLE AND DRAIN KIT 14CH	A060299	Ila	PAC50	344571/R
5526892	DRENAGGIO REDON 16CH CON AGO	A060299	Ila	SCA 50	344572/R
U2110800	REDON DRENAGGIO DI ASPIRAZIONE, 50CM,CH8	A060299	Ila	PAC100	344694/R
U2111000	REDON DRENAGGIO DI ASPIRAZIONE,50CM,CH10	A060299	Ila	PAC100	344695/R
U2111200	REDON DRENAGGIO DI ASPIRAZIONE,50CM,CH12	A060299	Ila	PAC100	344696/R
U2111400	REDON DRENAGGIO DI ASPIRAZIONE,50CM,CH14	A060299	Ila	PAC100	344697/R
U2111600	REDON DRENAGGIO DI ASPIRAZIONE, 50CM, CH	A060299	Ila	PAC100	344698/R
U2111800	REDON DRENAGGIO DI ASPIRAZIONE, 50CM, CH	A060299	Ila	PAC100	344699/R
5528208	DRAINOCONT REDONDRAIN CH.8	A060299	Ila	PAC100	10775/R
5528218	DRAINOCONT REDON-DRAINS CH 10	A060299	Ila	PAC100	344673/R
5528224	DRAINOCONT REDON-DRAINS CH 12	A060299	Ila	PAC100	344674/R
5528232	DRAINOCONT REDON-DRAINS CH 14	A060299	Ila	PAC100	344675/R
5528240	DRAINOCONT REDONDRAIN CH16	A060299	Ila	PAC100	344676/R
U2251800	DRAINAGE CATH LAPAROTOMY 50CM, CH18	A060299	Ila	PAC25	183017/R
U2252200	DRAINAGE CATH LAPAROTOMY 50CM, CH22	A060299	Ila	PAC25	344701/R
U2252500	DRAINAGE CATH LAPAROTOMY 50CM,CH25	A060299	Ila	PAC25	344702/R
U2252700	DRAINAGE CATH LAPAROTOMY 50CM,CH27	A060299	Ila	PAC25	344703/R
U2253000	DRAINAGE CATH LAPAROTOMY 50CM,CH30	A060299	Ila	PAC25	344704/R
U2253200	DRAINAGE CATH LAPAROTOMY 50CM,CH32	A060299	Ila	PAC25	344705/R
U2110600	REDON DRENAGGIO DI ASPIRAZIONE, 50CM,CH6	A060299	Ila	SCA100	344700/R

