

SCHEDA TECNICA



Nome Commerciale:	FDC1000 FLUID DISPENSING CONNECTOR
Descrizione Prodotto:	Connettore per trasferimento di fluidi tra siringhe
Divisione:	Hospital Care
Prodotto da:	B. Braun Melsungen AG - Melsungen
Officina di produzione:	B. Braun Medical SA - Melsungen
Rappresentato in Italia da:	B.Braun Milano S.p.A. Via Vincenzo da Seregno 14 20161 Milano
Certificazioni:	D.O.C., CE, ISO
Ente certificatore:	0123
Classe di rischio:	I sterile
Codice CND:	A99 - DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA - ALTRI

INDICAZIONI, CONTROINDICAZIONI, AVVERTENZE

Connettore per trasferimento di fluidi tra siringhe. Utile nel prelevare una quantità precisa di farmaco con una siringa a dose unica, da una siringa madre di più grande volume.

INFORMAZIONI TECNICHE

Descrizione

- Costituito da due raccordi Luer Lock su entrambi i lati, che garantiscono un'ottima connessione.
- Facile da usare

- Minimizza le contaminazioni
- Ampie alette che facilitano la gestione
- Consente il riempimento della siringa monodose senza trasferimento di aria dalla siringa madre

Materiali costituenti

Connettore FDC 1000 in Polipropilene verde

Tappo esterno protettivo del Luer lock femmina in Polietilene blu

Tappo esterno protettivo del Luer lock Maschio in Polietilene bianco

DATI TECNICI

Monouso:	Sì
Poliuso:	no
Sterile alla vendita:	si
Medodo di sterilizzazione:	Il prodotto è sterilizzato ad Ossido di Etilene (ETO) e l'eventuale residuo è conforme ai limiti fissati dalla circolare ministeriale n. 56 del 22/06/83 stabiliti in < 2ppm.
Validità:	60 mesi
Presenza di lattice:	No
Confezionamento:	Peel-pack costituito da foglio in poliestere/polipropilene (PE/PP) trasparente e carta permeabile all'ossido di etilene. Scatole in cartone.
Temperatura di conservazione:	Non richiede particolari condizioni di conservazione e immagazzinamento. Evitare comunque di esporre il prodotto all'azione diretta del sole.
Biocompatibilità	Sì I dispositivi sono sottoposti e soggetti a test di biocompatibilità secondo gli standard internazionali: ISO 10993 -1 Valutazioni Biologiche dei dispositivi medici Part. 1: valutazione e test
Presenza ftalati:	No

LISTA CODICI

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	Banca Dati/Repertorio
415080	FDC 1000 FLUID DISPENSING CONNECTOR	A99	I sterile	SCA 100 PZ	1530369/R