

## SCHEDA TECNICA



<b>Nome Commerciale:</b>	Tubi prolunga dritti
<b>Descrizione Prodotto:</b>	Tubi di prolunga per sistemi infusionali a bassa pressione. Diverse tipologie e misure.
<b>Divisione:</b>	Hospital Care
<b>Prodotto da:</b>	B. Braun Melsungen AG - Melsungen
<b>Rappresentato in Italia da:</b>	B.Braun Milano S.p.A. Via Vincenzo da Seregno 14 20161 Milano
<b>Certificazioni:</b>	D.O.C., CE, ISO
<b>Ente certificatore:</b>	0123
<b>Classe di rischio:</b>	Ila
<b>Codice CND:</b>	A03020101 - PROLUNGHE A BASSA PRESSIONE

## INDICAZIONI, CONTROINDICAZIONI, AVVERTENZE

Tubi di prolunga in PVC per infusioni a bassa pressione di farmaci, soluzioni standard e nutrizionali.

Necessari per gestire la terapia infusionale senza limiti di lunghezza.

Nessuna limitazione di flusso per tutte le applicazioni standard.

Si sconsiglia l'utilizzo con pompe infusionali a siringa.

Non utilizzare se la confezione è danneggiata o aperta.

Utilizzare il dispositivo subito dopo la rimozione delle capsule di protezione .

Attenersi alle istruzioni d'uso riportate sulla confezione.

## INFORMAZIONI TECNICHE

Codice	Descrizione	Diametro ø Interno x Esterno	Lunghezza	Volume Riempimento	Materiale Tubo
4097300	TUBO PROLUNGA Heidelberger connessione Luer-Lock	3.0 x 4.1 mm	30 cm	2.1 ml	PVC Latex-free DEHP-free
4097173	TUBO PROLUNGA Heidelberger connessione Luer-Lock	3.0 x 4.1 mm	75 cm	5.3 ml	PVC Latex-free DEHP-free
4097262	TUBO PROLUNGA Heidelberger connessione Luer-Lock	3.0 x 4.1 mm	100 cm	7.1 ml	PVC Latex-free DEHP-free
4097408	TUBO PROLUNGA Heidelberger connessione Luer-Lock	3.0 x 4.1 mm	140 cm	10.6 ml	PVC Latex-free DEHP-free
4097190	TUBO PROLUNGA Heidelberger connessione Luer-Lock	3.0 x 4.1 mm	190 cm	14.1 ml	PVC Latex-free DEHP-free

4247116	Prolunga corta con punto di iniezione in-line. connessione Luer-Lock	3.0 x 4.1 mm	14 cm	0.62 ml	PVC Latex-free DEHP-free
4256000	Prolunga corta connessione Luer Slip	1.2 x 2.2 mm	30 cm	0.4 ml	PVC Latex-free DEHP-free
4256034	Prolunga corta connessione Luer Lock	1,2 x 2,2 mm	30 cm	0.4 ml	PVC Latex-free DEHP-free

### Materiali costituenti

Tubo: polivinil-cloruro (PVC, DEHP-free)

Raccordo tubi: acrilonitril-butadiene-stirolo (ABS)

Raccordi luer-lock: acrilonitril-butadiene-stirolo (ABS)

Corpo tappo di iniezione (Cod. 4247116): acrilnitril-butadien-stirolo (ABS)

Membrana tappo perforabile (Cod. 4247116) : gomma naturale

Altri materiali usati per cappucci di protezione, raccordi, tappi, regolatori, ecc.: PP, PS, PE, SB, ASA

Gli inchiostri e i materiali usati per le stampa di etichette o per le stampigliature su raccordi, tubi, cateteri, ecc., sono assolutamente atossici.

### Limiti di utilizzo

Resistenza alla pressione idrostatica: 4.5 bar

## DATI TECNICI

<b>Monouso:</b>	Sì
<b>Sterile alla vendita:</b>	SI
<b>Medodo di sterilizzazione:</b>	Per i codici: 4097190-4247116-4256000-4256034 Sterilizzazione ad Ossido di Etilene (ETO) e l'eventuale residuo è conforme ai limiti fissati dalla circolare ministeriale n. 56 del 22/06/83 stabiliti in < 2ppm.  Per i codici: 4097262-4097173-4097300-4097408

	Sterilizzazione a Raggi Gamma
<b>Validità:</b>	Il prodotto nella confezione integra è stabile per 2 (due) anni dalla data di sterilizzazione
<b>Presenza di lattice:</b>	No
<b>Confezionamento:</b>	Peel-pack costituito da foglio in poliestere/polipropilene (PE/PP) trasparente e carta permeabile all'ossido di etilene. Scatole in cartone
<b>Temperatura di conservazione:</b>	Il prodotto non richiede particolari condizioni di conservazione e immagazzinamento (temperatura -25°C ...+55°C / umidità 10% ... 90%). Evitare comunque di esporre il prodotto all'azione diretta del sole.
<b>Biocompatibilità</b>	Sì I dispositivi sono sottoposti e soggetti a test di biocompatibilità secondo gli standard internazionali: ISO 10993 -1 Valutazioni Biologiche dei dispositivi medici Part. 1: valutazione e test
<b>Presenza ftalati:</b>	No

## LISTA CODICI

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
4097173	HEIDELBERGER TUBO PROLUNGA 75 CM	A03020101	Ila	SCADa 100 PZ	380341/R
4097190	TUBO PROLUNGA 190	A03020101	Ila	SCADa 100 PZ	379647/R
4097262	HEIDELBERGER TUBO PROLUNGA 100 CM	A03020101	Ila	SCADa 100 PZ	380353/R
4097300	HEIDELBERGER EXTENSION 30CM,LL	A03020101	Ila	SCADa 100 PZ	380354/R
4097408	HEIDELBERGER TUBO PROLUNGA 140 CM	A03020101	Ila	SCADa 100 PZ	379650/R
4247116	PROLUNGA IN 18 CM	A03020101	Ila	SCADa 100 PZ	22479/R
4256000	TUBO PROLUNGA 30 PEDIATRICO LUER	A03020101	Ila	SCADa 100 PZ	380394/R
4256034	TUBO PROLUNGA 30 PEDIATRICO LUER-LOCK	A03020101	Ila	SCADa 100 PZ	380393/R