

<b>Riferimenti di gara</b>
----------------------------

**SCHEDA TECNICA**

<b>Nome Commerciale</b>	BISTURI STERILI MONOUSO DI SICUREZZA AESCULAP
-------------------------	---

**ILLUSTRAZIONE**



<b>Descrizione Prodotto</b>	Bisturi sterili monouso con dispositivo di sicurezza
<b>Codice Prodotto</b>	vedi elenco allegato
<b>Divisione</b>	AESCULAP
<b>Prodotto da</b>	Aesculap AG - Tuttlingen Germania
<b>Officina di produzione</b>	Aesculap AG
<b>Rappresentato in Italia da</b>	B.Braun Milano S.p.A. Via Vincenzo da Seregno 14 20161 Milano
<b>Certificazione</b>	CE ISO
<b>Ente certificatore</b>	0123 TUV
<b>Classe di rischio</b>	Vedi elenco allegato
<b>Codice CND</b>	Ila

**INDICAZIONI, CONTROINDICAZIONI, AVVERTENZE**

Bisturi monouso da utilizzare per lesioni di continuità dei tessuti, dotato di meccanismo di sicurezza attivabile con una sola mano.

## INFORMAZIONI TECNICHE

- Prodotto Monouso
  - Composizione dell'impugnatura in Polietilene
  - Pulsante e carrello in ABS
  - Ogni materiale risulta esente da lattice e ftalati
  - Impugnatura ergonomica con zigrinatura antiscivolo tipo "golf ball"
  - Impugnatura trasparente per controllare agevolmente la posizione della lama a scopo di sicurezza
  - Facile attivazione del sistema di sicurezza con una sola mano
  - Dispositivo di protezione parte integrante del bisturi
  - Privo di cappuccio di protezione da togliere
  - Lama in acciaio temperato Inox Carbon Steel ad uso chirurgico secondo DIN 58298.4
  - Blocco anteriore della lama prima dell'uso, una volta fatta uscire in avanti dal corpo
  - Blocco posteriore di sicurezza, dopo l'uso: si attiva in modo irreversibile alla retrazione del pulsante basculante.
  - Un braccetto munito di uncino scatta dietro uno scalino, emettendo un "click sonoro"; dal fondo del manico fuoriesce un dente che si percepisce nel palmo della mano e che segnala l'avvenuto blocco del sistema
  - Ampia Gamma completa di 16 figure di lama (vedi elenco allegato), che copre qualsiasi esigenza, compresa la rimozione di punti di sutura
  - Confezione esterna individuale tipo peel-pack con apertura a strappo, con entrambi i fogli in polietilene spesso di grado medicale
  - Confezione esterna individuale con scritte in inchiostro di grado medicale
  - Confezione interna al peel-pack rigida e trasparente in materiale polimerico per evitare tagli accidentali del packaging per il mantenimento della sterilità
  - Icona della figura della lama e del codice, riportata sul blister esterno, per facilitare l'identificazione prima dell'apertura della confezione sterile così da ridurre gli sprechi
- L'apertura della confezione sterile mostra il fondo del corpo del bisturi e non la parte anteriore da dove esce la lama, per aumentare la sicurezza

<b>Monouso</b>	SI
<b>Poliuso</b>	NO
<b>Sterile alla vendita</b>	SI
<b>Metodo di sterilizzazione</b>	Raggi Gamma
<b>Risterilizzabile</b>	NO
<b>Mesi validità</b>	60 mesi
<b>Presenza di Lattice</b>	No
<b>Confezionamento</b>	Peel Pack
<b>Temperatura di conservazione</b>	Temperatura Ambiente
<b>Biocompatibilità</b>	Si
	I dispositivi sono sottoposti e soggetti a test di biocompatibilità secondo gli standard internazionali : ISO 10993 -1 Valutazioni Biologiche dei dispositivi medici Part. 1: valutazione e test"
<b>Anno inizio commercializzazione</b>	2013

**LISTA CODICI**

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
BA810SU	CARBON STEEL BISTURI SICUREZZA #10	V0101	Ila	PAC10	390473/R
BA811SU	CARBON STEEL BISTURI SICUREZZA #11	V0101	Ila	PAC10	390493/R
BA812SU	CARBON STEEL BISTURI SICUREZZA #12	V0101	Ila	PAC da 10 PZ1	1121345/R
BA813SU	CARBON STEEL BISTURI SICUREZZA #13	V0101	Ila	PAC10	390494/R
BA815-1SU	CARBON STEEL BISTURI SICUREZZA #15-1	V0101	Ila	PAC10	390496/R
BA815-CSU	CARBON STEEL BISTURI SICUREZZA #15-C	V0101	Ila	PAC10	390497/R
BA815SU	CARBON STEEL BISTURI SICUREZZA #15	V0101	Ila	PAC10	390495/R
BA818SU	CARBON STEEL BISTURI SICUREZZA #18	V0101	Ila	PAC10	390498/R
BA819SU	CARBON STEEL BISTURI SICUREZZA #19	V0101	Ila	PAC10	390499/R
BA820SU	CARBON STEEL BISTURI SICUREZZA #20	V0101	Ila	PAC10	390500/R
BA821SU	CARBON STEEL BISTURI SICUREZZA #21	V0101	Ila	PAC10	390501/R
BA822SU	CARBON STEEL BISTURI SICUREZZA #22	V0101	Ila	PAC10	390502/R
BA823SU	CARBON STEEL BISTURI SICUREZZA #23	V0101	Ila	PAC10	390503/R
BA824SU	CARBON STEEL BISTURI SICUREZZA #24	V0101	Ila	PAC10	390504/R
BA825SU	CARBON STEEL BISTURI SICUREZZA #25	V0101	Ila	PAC10	390505/R
BA836SU	CARBON STEEL BISTURI SICUREZZA #36	V0101	Ila	PAC10	390506/R