

Riferimenti di gara

SCHEDA TECNICA

Nome Commerciale	Discofix® - Rubinetti 3 vie con prolunga
-------------------------	--

ILLUSTRAZIONE



Descrizione Prodotto	Rubinetti a 3 vie con prolunga, per linee di infusione e monitoraggio, con attacchi luer-lock in policarbonato resistente ai lipidi
Codice Prodotto	Riferirsi all'elenco allegato
Divisione	Hospital Care
Prodotto da	B. Braun Melsungen AG - Melsungen Germania
Officina di produzione	B. Braun Medical AG Escholzmatt Svizzera
Rappresentato in Italia da	B. Braun Milano S.p.A. Via Vincenzo da Seregno 14 20161 Milano
Certificazione	CE D.O.C. ISO
Ente certificatore	0123
Classe di rischio	Ila

Codice CND	A0703 - RUBINETTI
-------------------	-------------------

INDICAZIONI, CONTROINDICAZIONI, AVVERTENZE

Rubinetto a 3 vie con prolunga per la somministrazione contemporanea o alternata di farmaci e soluzioni, per gravità e/o a pressione, o di linee per misurazione delle pressioni cruenta. Varie misure. Costituito di rotatore con rotazione fluida di 360° e individuazione precisa della corretta posizione del rubinetto ogni 45°.

Resistente ai lipidi.

Non utilizzare se la confezione è danneggiata o aperta.

Utilizzare il dispositivo subito dopo la rimozione delle capsule di protezione.

Attenersi alle istruzioni d'uso riportate sulla confezione.

Verificare la compatibilità dei farmaci infusi.

Si consiglia l'utilizzo di valvole unidirezionali sulle eventuali vie infusionali per gravità.

INFORMAZIONI TECNICHE

Elenco codici

Codice Articolo	Lunghezza prolunga	Diametro Int x Diametro Est Prolunga	Colore Rotatore	Volume di Riempimento
4098102	10 cm	2.5 x 4.1 mm	Blu	0.7 ml
4098218	25 cm	2.5 x 4.1 mm	Blu	1.5 ml
4098501	50 cm	2.5 x 4.1 mm	Blu	2.7 ml
4098234	75 cm	2.5 x 4.1 mm	Blu	3.9 ml
4098080	100 cm	2.5 x 4.1 mm	Blu	5.1 ml

Materiali costituenti

Dispositivo composto da materiali plastici, biocompatibili, sterili e apirogeni; chimicamente stabili e incapaci di cedere sostanze ai liquidi che scorrono al loro interno, LATEX-free, DEHP-free.

Componente	Materiale
Corpo del rubinetto	Policarbonato resistente ai lipidi
Rotatore	Polietilene (PE)
Tubo prolunga	Polivinil-cloruro (PVC) DEHP-free
Raccordo Luer Lock maschio	Acrilonitril-butadiene-stirol (ABS)

Altri materiali per cappucci di protezione e tappi: PP, PS

Gli inchiostri e i materiali usati per le stampa di etichette o per le stampigliature su raccordi, tubi, cateteri, ecc., sono assolutamente atossici.

Limiti di utilizzo

Resistenza alla pressione: 2.0 bar

In funzione del protocollo ospedaliero il tempo massimo di utilizzo può variare. In generale, Discifix C può essere utilizzato fino a 96h con tutti i farmaci, soluzioni e disinfettanti presenti in commercio senza evidenza di fratture.

In caso di somministrazione di sangue e soluzioni contenenti lipidi si consiglia l'uso per un massimo di 24 ore. E' opportuno riferirsi nell'utilizzo a protocolli interni al singolo reparto o all'ospedale, che facciano

riferimento a linee guida emesse da organismi nazionali o internazionali (p. es. CDC di Atlanta).

Monouso	SI
Sterile alla vendita	SI
Metodo di sterilizzazione	Il prodotto è sterilizzato a Raggi Gamma
Mesi validità	Il prodotto nella confezione integra è stabile per 3 (tre) anni dalla data di sterilizzazione
Presenza di Lattice	No
Confezionamento	Peel-pack costituito da foglio in poliestere/polipropilene (PE/PP) trasparente e carta permeabile all'ossido di etilene. Scatole in cartone
Temperatura di conservazione	Il prodotto non richiede particolari condizioni di conservazione e immagazzinamento. Evitare comunque di esporre il prodotto all'azione diretta del sole.
Biocompatibilità	Si
	I dispositivi sono sottoposti e soggetti a test di biocompatibilità secondo gli standard internazionali : ISO 10993 -1 Valutazioni Biologiche dei dispositivi medici Part. 1: valutazione e test"

LISTA CODICI

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
4098102	DISCOFIX-3 BLU TUBO 10CM LL	A0703	II a	SCT Da 50 PZ	373567/R
4098218	DISCOFIX-3 BLU LL TUBO 25CM	A0703	II a	SCT Da 50 PZ	373569/R
4098501	DISCOFIX-3 BLU LL TUBO 50CM	A0703	II a	SCT Da 50 PZ	373571/R
4098234	DISCOFIX-3 BLU LL TUBO 75CM	A0703	II a	SCT Da 50 PZ	373570/R
4098080	DISCOFIX-3 BLU LL TUBO 100CM	A0703	II a	SCT Da 50 PZ	373565/R