

SCHEDA TECNICA

Nome Commerciale:	MONOPLUS® (BBS)
Descrizione Prodotto:	MONOFILAMENTO SINTETICO ASSORBIBILE A LUNGO PERIODO
Divisione:	Aesculap
Prodotto da:	B. Braun Surgical S.A. Carretera de Terrassa 121, Rubí, Spagna Registro Mercantil de Societades de Barcelona Hoja n B-150083, Folio 1, Tomo 29126 RIF. ES-A-61123782
Officina di produzione:	B.Braun Surgical S.A., Rubí, Spagna
Rappresentato in Italia da:	B.Braun Milano S.p.A. Via Vincenzo da Seregno 14 20161 Milano
Certificazioni:	D.O.C., CE, ISO
Ente certificatore:	0123
Classe di rischio:	Vedi elenco allegato
Codice CND:	Vedi elenco allegato

INDICAZIONI, CONTROINDICAZIONI, AVVERTENZE

Indicazioni:

MONOPLUS® è indicato per l'approssimazione dei tessuti che richiedano tempi di cicatrizzazione lunghi, superiori a quattro settimane, compatibili con le caratteristiche tecniche del prodotto e ove sia comunque necessario un tempo di assorbimento prevedibile. E' particolarmente indicato per tendini, legamenti, fasce muscolari e per tutti i soggetti che potrebbero manifestare un rallentamento dei processi di cicatrizzazione delle ferite.

Precauzioni:

Da usare in conformità alle necessità chirurgiche. Assicurarsi che eventuali strumenti chirurgici, quali pinze o porta-ago non danneggino il filo. L'utilizzatore dovrà essere già esperto nelle tecniche di sutura chirurgiche prima di utilizzare il prodotto.

Come avviene per tutti i materiali di sutura, un contatto molto prolungato con soluzioni saline, ad esempio bile e urina, può provocare litiasi.

Reazioni a contatto con agenti topici disinfettanti:

Gli studi effettuati in sede di progettazione e sviluppo e l'ormai consolidato uso clinico non hanno evidenziato reazioni di incompatibilità tra il prodotto e agenti topici disinfettanti .

INFORMAZIONI TECNICHE

COMPOSIZIONE

Monofilamento in Polidossanone 100%

CARATTERISTICHE

La composizione e le caratteristiche di produzione di MONOPLUS® garantiscono:

- un avanzato processo di estrusione della molecola, che conferisce grado di memoria minore e facilità di eliminazione della stessa;
- una eccellente maneggevolezza e morbidezza, grazie anche alla ottimale uniformità di superficie e calibro;
- una eccellente scorrevolezza, e un aspetto della sutura liscio e levigato;
- uniformità di calibro, che consente una elevata facilità di scorrimento e un grande equilibrio tra elasticità e plasticità;
- mancanza totale di capillarità;
- una eccellente tenuta del nodo, con grande facilità di annodamento, posizionamento del nodo, tenuta del nodo e resistenza alla trazione del nodo stesso;
- una superiore resistenza alla trazione del filo dritto per tutto il periodo di cicatrizzazione;
- una prevedibile curva di assorbimento.

Resistenza tensile post-impianto:

MONOPLUS® ha le seguenti percentuali di resistenza tensile residua post-impianto (valori medi):

- 100% = iniziale;

- 50%-70% = a 28 giorni in relazione al calibro del monofilamento (50% a 28gg per i calibri uguali o inferiori a USP 4/0; 50% a 35gg per i calibri uguali o superiori a USP 3/0)

Tempi di riassorbimento:

Il riassorbimento si completa in 180-210 gg.

Il filo viene riassorbito per idrolisi. Il monomero è un composto normalmente presente nell'organismo che genera come cataboliti terminali H₂O e CO₂. La degradazione del polimero non è influenzata dalle componenti enzimatiche tissutali. Anche in tessuti infetti la curva di assorbimento non viene influenzata.

Colorazione:

MONOPLUS® è colorato in viola .Il colorante utilizzato è il D&C violet nr. 2, colorante approvato dalla Food & Drug Administration (FDA).

GAMMA DI PRODOTTO

Le combinazioni atraumatiche di MONOPLUS® sono armate con aghi tipo EASYSLIDE®. Tutti gli aghi, dei fili montati, sono forati meccanicamente, e controllati con sistema computerizzato, e sono a canale chiuso, per garantire una minor traumaticità durante il passaggio tissutale e un ottimo rapporto ago-filo.

Calibri disponibili: Da U.S.P. 7/0 a 2; da E.P. 0.5 a 5.

Lunghezza del filo: Da 45 cm. di lunghezza a 250 cm.

Lunghezza dell'ago: da 10mm a 65 mm.

Ampiezza della gamma di prodotto: si veda lista codici in allegato.

CARICHI DI ROTTURA

Calibro EP-USP	Resistenza tensile sul nodo/Kg. Valore medio	Resistenza tensile sul nodo/N. Valore medio	Resistenza attacco ago/filo Kg. Valore medio	Resistenza attacco ago/filo N. Valore medio
0,5-7/0	0,29	2,84	0,17	1,68
0,7-6/0	0,46	4,50	0,40	3,95
1-5/0	1,03	10,09	0,91	8,98
1,5-4/0	1,57	15,38	1,31	12,92
2-3/0	2,29	22,44	1,84	18,15
3-2/0	3,47	34,00	2,49	24,57
3,5-0	4,44	43,51	3,05	30,09
1-4	5,79	56,74	4,28	42,23
2-5	7,99	78,30	5,12	50,52

CARATTERISTICHE DEGLI AGHI

Acciaio inox secondo le norme DIN 17440 7/85, che mantiene atraumaticità costante, oltre che facilità e rapidità di penetrazione attraverso i tessuti anche dopo più passaggi. Gli aghi montati su MONOPLUS® sono disponibili in colore "silver" o acciaio naturale, oppure in colore nero (Easyblack). Gli aghi Easyblack sono individuati dalla lettera "b" posta dopo la misura della lunghezza dell'ago.

Altre caratteristiche:

- Stabilità sul porta aghi
- Corrispondenza di calibro ago-filo, atraumaticità e tenuta della congiunzione ago-filo
- Duttilità e resistenza alle deformazioni e alle rotture

Elemento	Serie	Serie	Serie
	300	420	455
Carbonio	<0.15	0.33	0.03
Manganese	<2.0	1.0	0.5
Fosforo	<0.045	0.04	0.015
Zolfo	<0.03	0.03	0.015
Titanio			2.0/2.2
Silicio	<1.0	1.0	0.5

Cromo	17.0/19.0	12/14.5	11.5/12.5
Nichel	8.0/10.0	0.5	9.2/10.3
Molibdeno		0.06	0.5
Rame			1.4/2.5
Ferro	a 100 %	a 100 %	a 100 %
Modulo di Young (modulo di elasticità)	200.000 N/mm ² 20.500 kg/mm ²	200.000 N/mm ² 20.500 kg/mm ²	200.000 N/mm ² 20.500 kg/mm ²
Durezza (Rc)	55.2	55.2	55.2

Per identificare le diverse tipologie di ago, B.Braun usa la seguente nomenclatura:

CURVATURA		CORPO		PUNTA		LUNGHEZZA	SPESSORE	
S	1/8 cerchio	R	cilindrico	T	punta trocar	Questa misura si riferisce alla distanza tra punta e coda dell'ago, misurata lungo la lunghezza dell'ago in mm.	ff	super sottile
V	1/4 cerchio	S	tagliante	N	punta smussa		f	ago sottile
D	3/8 cerchio	L	lanceolato	S	punta sternale		s	rinforzato
H	1/2 cerchio			C	punta tagliente corta		ss	super rinforzato
F	5/8 cerchio			M	micro punta		v	a rottura controllata
G	retto			MP	punta di precisione		b	nero
P	curvatura progressiva			m	micro ago			
J	uncino			mV	micro vascolare			

CONTROLLI DI QUALITA'

Controlli di Qualità Fornitori:

Le materie prime acquistate presso altre aziende vengono poi controllate da B. Braun, secondo standard qualitativi ufficialmente riconosciuti.

Controlli di Qualità in accettazione:

La procedura minima di controllo di Qualità del materiale in accettazione prevede:

- verifica del certificato di conformità ai requisiti prestabiliti;
- rigoroso esame fisico delle caratteristiche (verifica del calibro e della sua uniformità, resistenza tensile lineare e sul nodo, ecc.);
- nel caso di elementi chimici, come l'acido glicolico, analisi chimica, secondo protocolli ufficialmente riconosciuti.

Controlli di qualità "in process":

Ogni singola fase del ciclo produttivo viene sottoposta a rigorosi esami di controllo, in modo da garantire che essa risponda alle specifiche prestabilite.

Controlli di qualità sui prodotti finiti:

Al termine del ciclo produttivo, a prodotto finito e sterilizzato, vengono presi da ogni lotto dei campioni, a caso, dove vengono effettuati tutti i controlli necessari atti a garantire la rispondenza agli standard USP ed EP, ma soprattutto agli standard B. Braun che sono molto più restrittivi. I campioni, dopo essere stati controllati, vengono conservati.

Tra i controlli che vengono effettuati ci sono:

- controllo visivo;
- test di sterilità;
- analisi chimica ;
- test fisici per garantire la rispondenza alle specifiche USP ed EP.
- controlli a campione volti a valutare la resistenza del filo al carico di rottura su filo semplice e su filo annodato;
- verifica della uniformità di calibro;
- dopo un adeguato periodo di quarantena successivo alla sterilizzazione dei fili viene valutata nuovamente la resistenza (intesa come carico di rottura) e vengono effettuati saggi di valutazione della sterilità.

Le suture B.Braun sono conformi ai requisiti stabiliti dal D.Lgs. n. 46 del 24 Febbraio 1997 (attuazione della Direttiva 93/42/CE concernente i dispositivi medici) e successive modifiche e aggiornamenti con particolare riferimento al D. Lgs. n- 37 del 25 Gennaio 2010 (recepimento della Direttiva 2007/47/CE) e rispondenti ai requisiti di confezionamento ed etichettatura richiamati dalla sopracitata normativa.

Le suture B.Braun sono conformi alle norme di buona fabbricazione, ai requisiti stabiliti dalla ultima edizione disponibile della Farmacopea Ufficiale e Farmacopea Europea, nonché alle norme sulle modalità e sui metodi di sterilizzazione. I materiali utilizzati per la fabbricazione delle suture B.Braun sono di ultima generazione. I materiali utilizzati per la fabbricazione delle suture B.Braun sono di ultima generazione.

B.Braun ha provveduto alla registrazione dei fili da sutura in ottemperanza al Decreto del Ministero della Salute del 21 dicembre 2009, completa del numero di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici di cui all'art. 57 comma1 della Legge 27 dicembre 2002 – n. 289. Il numero di repertorio di ogni articolo è riportato nella lista codici in allegato.

Tutte le suture B.Braun sono fabbricate in materiale idoneo per esclusivo uso medicale, interamente sterili, monouso, apirogene, atossiche (con particolare riferimento agli ftalati come al punto 7.5 dell'allegato 1 della Legge 247/44 del 2007).

Tutte le suture B.Braun, una volta sterilizzate, sono confezionate in idoneo materiale, che consente il mantenimento della sterilità del prodotto nel tempo e garantisce un'efficace barriera contro polvere ed umidità, come da normativa di riferimento UNI EN ISO 11607-1: 2017.

DATI TECNICI

Monouso:	Si
Poliuso:	No
Sterile alla vendita:	SI
Risterilizzabile:	NO
Medodo di sterilizzazione:	Modalità di sterilizzazione: Ossido di etilene. Residuo ETO contenuto nel filo trattato: <1 ppm in accordo con le norme ISO-10993-7.
Validità:	Durata della stabilità a confezionamento integro: 5 anni dalla data di sterilizzazione; indicata sulla confezione e su ogni singola busta
Presenza di lattice:	No
Confezionamento:	<p>Il confezionamento primario è costituito da un doppio confezionamento sterile, che garantisce facilità di apertura della busta e di estrazione della sutura, accessibilità dell'ago, protezione della punta, facilità e velocità nell'armatura dell'ago stesso. All'interno della confezione primaria e sulla confezione secondaria sono presenti tutte le informazioni che consentono l'identificazione del filo e dell'ago (tipo di filo, calibro della sutura e dell'ago).</p> <p>Confezionamento DDP: La confezione esterna è una scatola di cartoncino sigillata con una pellicola di cellophane dotata di linea guida per apertura a strappo. La confezione interna è composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - involucro esterno: tipo peel-pack, con indicatore di sterilità; composto da carta medica e pellicola di PETP/PE; - involucro interno: prodotto secondo norme DIN 1712/3 in alluminio; - supporto del filo: per i fili atraumatici cartoncino ricoperto con LDPE, per i fili liberi bobina in PE; <p>etichettatura: secondo le normative vigenti. In lingua italiana sia sulla confezione che su ogni singola busta.</p> <p>Confezionamento RCP: Involucro esterno: tipo peel-pack, con indicatore di sterilità. Involucro interno: non presente, apertura in singolo step con accessibilità immediata dell'ago; supporto del filo: per i fili atraumatici, supporto in materiale plastico con avvolgimento del filo che permette la riduzione della memoria del filo stesso.</p> <p>Tutti i materiali utilizzati per il confezionamento non liberano cloro in fase di incenerimento.</p> <p>Confezione da 24 e 36 buste La lettera, che precede la parte numerica del codice, individua la quantità di buste per confezione: B = 24 buste, C = 36 buste.</p> <p>Assenza di lattice e di ftalati anche nel confezionamento. Tutti i prodotti offerti sono muniti di codice identificativo di tipo data matrix (EAN-128),</p>

	posto sia sul confezionamento secondario sia sul confezionamento primario, in conformità agli standard previsti. Detto codice a barre garantisce un'unica identificazione di prodotto per ciascuna combinazione.
Biocompatibilità	Sì I dispositivi sono sottoposti e soggetti a test di biocompatibilità secondo gli standard internazionali: ISO 10993 -1 Valutazioni Biologiche dei dispositivi medici Part. 1: valutazione e test
Presenza ftalati:	No

LISTA CODICI

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
B0024029	MONOPLUS VIO 0(3,5)150CM FRC65(M)LOOPDDP	H010101010101	III	SCA 24	1390218/R
B0024032	MONOPLUS VIOLET 1(4)150CMFRC65(M)LOOPDDP	H010101010101	III	SCA 24	1390220/R
B0024077	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5) 90CM HR48 (M)	H010101010101	III	SCA 24	1127224/R
B0024079	MONOPLUS VIOLA 2 (5) 90CM HR48 (M)	H010101010101	III	SCA 24	1262560/R
B0024090	MONOPLUS VIO 0(3,5)150CM HR48 LOOP(M)DDP	H010101010101	III	SCA 24	1255981/R
B0024091	MONOPLUS VIOLA 1 (4) 150CM HR48 (M)LOOP	H010101010101	III	SCA 24	404795/R
B0024094	MONOPLUS VIO 0(3,5)150CM HR65 LOOP(M)	H010101010101	III	SCA 24	404972/R
B0024096	MONOPLUS VIOLA 1 (4) 200CM HRT48(M)LOOP	H010101010101	III	SCA 24	404801/R
B0024098	MONOPLUS VIOLA 1 (4) 150CM HR76 (M)LOOP	H010101010101	III	SCA 24	404796/R
B0024099	MONOPLUS VIOLA 1 (4) 70CM HR76 (M)	H010101010101	III	SCA 24	404954/R
B0024107	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 240CM HR65 LOOP(M)	H010101010101	III	SCA 24	921675/R
B0024120	MONOPLUS VIOLET 0(3,5)90CM HRC37SS(M)DDP	H010101010101	III	SCA 24	1390181/R
B0024130	MONOPLUS VIOLA 1 (4) 150CM HR65 LOP (M)	H010101010101	III	SCA 24	397233/R
B0024141	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HRC40SS(M)DDP	H010101010101	III	SCA 24	1390182/R
B0024267	MONOPLUS VIOLET 1(4)150CM HRC43S LOOP(M)	H010101010101	III	SCA 24	1390185/R
B0024278	MONOPLUS VIOLET 1(4)200CM HRC48 LOOP(M)	H010101010101	III	SCA 24	1390217/R
B0024339	MONOPLUS VIOLA 1(4)120CM HR65 LOOP(M)	H010101010101	III	SCA 24	921696/R
B0024342	MONOPLUS VI 0(3,5)150CM HRT40S LOP(M)DDP	H010101010101	III	SCA 24	1272153/R
B0024343	MONOPLUS VIOLA 1 (4) 150CM HR76 (M)LOOP	H010101010101	III	SCA 24	404797/R
B0024347	MONOPLUS VIOLA 1 (4)150CM HRT40S(M)LOOP	H010101010101	III	SCA 24	404798/R
B0024357	MONOPLUS VIOLA 0(3.5)150CM HRN50(M)LOOP	H010101010101	III	SCA 24	921737/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
B0024358	MONOPLUS VIOLA 1(4) 150CM HRN50(M)LOOP	H010101010101	III	SCA 24	921635/R
B0024390	MONOPLUS VIOL. 1 (4) 150CM FRT65 (M) LO	H010101010101	III	SCA 24	1307540/R
B0024391	MONOPLUS VIOLA 2(5)150CM HRT48 LOOP DDP	H010101010101	III	PAC da 24 PZ	1667128/R
B0024392	MONOPLUS VIOLA 1 (4) 150CM HRT48(M)LOOP	H010101010101	III	SCA 24	404800/R
B0024393	MONOPLUS VIOLA 1 (4)150CM HRT43S(M)LOOP	H010101010101	III	SCA 24	404799/R
B0024394	MONOPLUS VI 0(3,5)150CM HRT48 LOOP(M)DDP	H010101010101	III	SCA 24	1377061/R
B0024398	MONOPLUS VIOLET 1(4)240CM HR48 LOOP(M)	H010101010101	III	SCA 24	921674/R
B0024469	MONOPLUS VIOLET 2 (5) 90CM HR40S (M)	H010101010101	III	SCA 24	1168477/R
B0024500	MONOPLUS VIOLA 1 (4) 140CM HR65 (M) DDP	H010101010101	III	PAC da 24 PZ	1778256/R
B0024567	MONOPLUS VIOLA 0(3,5)150CM HR40S LOOP(M)	H010101010101	III	SCA 24	921835/R
B0024568	MONOPLUS VIOLA 1 (4) 150CM HR40S(M)LOOP	H010101010101	III	SCA 24	404794/R
B0024726	MONOPLUS VIOLA 0(3.5)150CM FRT65(M)LOOP	H010101010101	III	SCA 24	404802/R
B0024739	MONOPLUS VIOLET 1(4)150CM HRC40S LOOP(M)	H010101010101	III	SCA 24	1390184/R
B0024750	MONOPLUS VIOLET 1(4)150CM HRC48 LOOP(M)	H010101010101	III	SCA 24	1390186/R
B0024918	MONOPLUS VIOLA 1(4)4X45CM HR48 TO(M)DDP	H010101010101	III	PAC da 24 PZ	1778257/R
B0024977	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3)45CM 2XDS39(M)DDP	H010101010101	III	SCA 24	921738/R
B0024987	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CM GS60 (M)DDP	H010101010101	III	SCA 24	921709/R
B2024079	MONOPLUS VIOLET 2 (5) 90CM HR48 (M) .RCP	H010101010101	III	SCA 24	1375938/R
B2024089	MONOPLUS VIOLET 0(3,5)150CM HR48 (M).RCP	H010101010101	III	SCA 24	1375735/R
B2024090	MONOPLUS VIOLET 0(3,5)150 HR48 LOOPM.RCP	H010101010101	III	SCA 24	1375946/R
B2024091	MONOPLUS VIOLET 1(4)150CM HR48 LOOPM.RCP	H010101010101	III	SCA 24	1375736/R
B2024094	MONOPLUS VIOLET 0(3,5)150 HR65 LOOPM.RCP	H010101010101	III	SCA 24	1375737/R
B2024096	MONOPLUS VIOLET 0(3,5)150 FRT65 LOPM.RCP	H010101010101	III	SCA 24	1375738/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
B2024098	MONOPLUS VIOLET 1(4)150CM HR76 LOOPM.RCP	H010101010101	III	SCA 24	1375739/R
B2024099	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 70CM HR76 (M) RCP	H010101010101	III	SCA 24	1375741/R
B2024100	MONOPLUS VIOLET 1(4)250CM HR65 LOOPM.RCP	H010101010101	III	SCA 24	1375742/R
B2024107	MONOPLUS VIOLET 1(4)240CM HR65 LOOPM.RCP	H010101010101	III	SCA 24	1375743/R
B2024119	MONOPLUS VIOLET 2 (5) 90CM HS40 (M) .RCP	H010101010101	III	SCA 24	1375744/R
B2024130	MONOPLUS VIOLET 1(4)150CM HR65 LOOPM.RCP	H010101010101	III	SCA 24	1375745/R
B2024235	MONOPLUS VIOLET 0(3,5)90CM HRB65 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 24	1375746/R
B2024278	MONOPLUS VIOLET 1(4)200CM HRC48 LOPM.RCP	H010101010101	III	SCA 24	1375747/R
B2024339	MONOPLUS VIOLET 1(4)120CM HR65 LOOPM.RCP	H010101010101	III	SCA 24	1375748/R
B2024342	MONOPLUS VIOLET 0(3,5)150 HRT40SLOPM.RCP	H010101010101	III	SCA 24	1375749/R
B2024343	MONOPLUS VIOLET 1(4)150 HRT40S LOOPM.RCP	H010101010101	III	SCA 24	1375750/R
B2024347	MONOPLUS VIOLET 1(4)150 HRT43S LOOPM.RCP	H010101010101	III	SCA 24	1375751/R
B2024354	MONOPLUS VIOLET 2 (5) 90CM HRT43S(M).RCP	H010101010101	III	SCA 24	1375755/R
B2024357	MONOPLUS VIOLET 0(3,5)150 HRN50 LOPM.RCP	H010101010101	III	SCA 24	1375756/R
B2024358	MONOPLUS VIOLET 1(4)150 HRN50 LOOPM).RCP	H010101010101	III	SCA 24	1375758/R
B2024390	MONOPLUS VIOLET 1(4)150CM FRT65 LOPM.RCP	H010101010101	III	SCA 24	1375759/R
B2024391	MONOPLUS VIOLET 2(5)150CM HRT48 LOPM.RCP	H010101010101	III	SCA 24	1375761/R
B2024392	MONOPLUS VIOLET 1(4)200 HRT48 LOOPM).RCP	H010101010101	III	SCA 24	1375762/R
B2024393	MONOPLUS VIOLET 1(4)150CM HRT48 LOPM.RCP	H010101010101	III	SCA 24	1375764/R
B2024394	MONOPLUS VIOLET 0(3,5)150 HRT48 LOPM.RCP	H010101010101	III	SCA 24	1375765/R
B2024396	MONOPLUS VIOLET 1(4)180CM HRT48 LOPM.RCP	H010101010101	III	SCA 24	1375766/R
B2024397	MONOPLUS VIOLET 1(4)180CM HR48 LOOPM.RCP	H010101010101	III	SCA 24	1375767/R
B2024398	MONOPLUS VIOLET 1(4)240CM HR48 LOOPM.RCP	H010101010101	III	SCA 24	1375768/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
B2024408	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HRN50 (M).RCP	H010101010101	III	SCA 24	1376200/R
B2024469	MONOPLUS VIOLET 2 (5) 90CM HR40S (M).RCP	H010101010101	III	SCA 24	1375769/R
B2024500	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 140CM HR65 (M).RCP	H010101010101	III	SCA 24	1375770/R
B2024563	MONOPLUS VIOLET 0(3,5)150CM HR40S(M).RCP	H010101010101	III	SCA 24	1375771/R
B2024564	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 150CM HR40S(M).RCP	H010101010101	III	SCA 24	1375772/R
B2024567	MONOPLUS VIOLET 0(3,5)150 HR40S LOPM.RCP	H010101010101	III	SCA 24	1375773/R
B2024568	MONOPLUS VIOLET 1(4)150CM HR40S LOPM.RCP	H010101010101	III	SCA 24	1375774/R
B2024739	MONOPLUS VIOLET 1(4)150CM HRC40SLOP(MRCP	H010101010101	III	SCA 24	1375775/R
B2024749	MONOPLUS VIOLT 0(3,5)150CM HRC48LOPM.RCP	H010101010101	III	SCA 24	1375776/R
B2024750	MONOPLUS VIOLET 1(4)150CM HRC48 LOPM.RCP	H010101010101	III	SCA 24	1375777/R
B2024858	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 70CM HR70 (M) RCP	H010101010101	III	SCA 24	1375778/R
B2024878	MONOPLUS VIOLET 1(4)150CM HRB48LOP(M)RCP	H010101010101	III	SCA 24	1375779/R
B2024895	MONOPLUS VIOLET 3/0(2)70CM 2XGR65(M).RCP	H010101010101	III	SCA 24	1377022/R
B2024896	MONOPLUS VIOLET 2/0(3)70CM 2XGR65(M).RCP	H010101010101	III	SCA 24	1377024/R
B2024897	MONOPLUS VIOLET 0(3,5)70CM 2XGR65(M).RCP	H010101010101	III	SCA 24	1377025/R
B2024898	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 70CM 2XGR65(M).RCP	H010101010101	III	SCA 24	1377026/R
C0024002	MONOPLUS VIOLA 2/0 (3) 4X70CM HR26(M)TO	H010101010101	III	SCA 36	404803/R
C0024003	MONOPLUS VIOLA 6/0 (0.7) 70CM HR13 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404804/R
C0024004	MONOPLUS VIOLA 5/0 (1) 70CM HR13 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404805/R
C0024008	MONOPLUS VIOLET 5/0(1)75CM DR13B(M)DDP	H010101010101	III	SCA 36	921594/R
C0024010	MONOPLUS VIOLET 7/0(0,5)75CM DR10B(M)DDP	H010101010101	III	SCA 36	921615/R
C0024012	MONOPLUS VIOLA 0 (3.5) 70CM HR13SS (M)	H010101010101	III	SCA 36	404810/R
C0024013	MONOPLUS VIOLA 5/0 (1) 70CM HR17 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404811/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
C0024014	MONOPLUS VIOLA 4/0 (1.5) 70CM HR17 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404812/R
C0024015	MONOPLUS VIOLA 3/0 (2) 70CM HR17 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404813/R
C0024024	MONOPLUS VIOLA 4/0 (1.5) 70CM HR26 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404826/R
C0024025	MONOPLUS VIOLA 3/0 (2) 70CM HR26 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404827/R
C0024026	MONOPLUS VIOLA 2/0 (3) 70CM HR26 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404828/R
C0024027	MONOPLUS VIOLA 0 (3.5) 70CM HR26 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404829/R
C0024034	MONOPLUS VIOLA 4/0 (1.5) 70CM HR30 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404844/R
C0024035	MONOPLUS VIOLA 3/0 (2) 70CM HR30 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404845/R
C0024036	MONOPLUS VIOLA 2/0 (3) 70CM HR30 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404846/R
C0024037	MONOPLUS VIOLA 0 (3.5) 70CM HR30 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404847/R
C0024038	MONOPLUS VIOLA 1 (4) 70CM HR30 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404848/R
C0024042	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1) 70CM HRC17(M)DDP	H010101010101	III	SCA 36	1390175/R
C0024044	MONOPLUS VIOLA 4/0 (1,5)70CM HR37(M)	H010101010101	III	SCA 36	397238/R
C0024045	MONOPLUS VIOLA 3/0 (2) 70CM HR37 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404851/R
C0024046	MONOPLUS VIOLA 2/0 (3) 70CM HR37 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404852/R
C0024047	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM HRC17(M)DDP	H010101010101	III	SCA 36	1390176/R
C0024051	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM HRC22(M)DDP	H010101010101	III	SCA 36	1390179/R
C0024053	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM HRC22(M)DDP	H010101010101	III	SCA 36	1390180/R
C0024054	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM HRC26(M)DDP	H010101010101	III	SCA 36	1390225/R
C0024055	MONOPLUS VIOLA 3/0 (2) 70CM HR37S (M)	H010101010101	III	SCA 36	404855/R
C0024056	MONOPLUS VIOLA 2/0 (3) 70CM HR37S (M)	H010101010101	III	SCA 36	404856/R
C0024057	MONOPLUS VIOLA 0 (3.5) 70CM HR37S (M)	H010101010101	III	SCA 36	404857/R
C0024058	MONOPLUS VIOLA 1 (4) 70CM HR37S (M)	H010101010101	III	SCA 36	404858/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
C0024062	MONOPLUS VIOLA 2/0 (3) 70CM HR40 (M)	H010101010101	III	SCA 36	921754/R
C0024063	MONOPLUS VIOLA 2/0 (3) 70CM HR48 (M)	H010101010101	III	SCA 36	921695/R
C0024066	MONOPLUS VIOLA 2/0 (3) 70CM HR40S (M)	H010101010101	III	SCA 36	404862/R
C0024067	MONOPLUS VIOLA 0 (3.5) 70CM HR40S (M)	H010101010101	III	SCA 36	404863/R
C0024068	MONOPLUS VIOLA 1 (4) 70CM HR40S (M)	H010101010101	III	SCA 36	404864/R
C0024077	MONOPLUS VIOLA 0 (3.5) 90CM HR48 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404872/R
C0024078	MONOPLUS VIOLA 1 (4) 90CM HR48 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404873/R
C0024079	MONOPLUS VIOLA 2 (5) 90CM HR48 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404874/R
C0024081	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1) 45CM DS19	H010101010101	III	SCA 36	921699/R
C0024085	MONOPLUS VIOLA 3/0 (2) 70CM HR26S (M)	H010101010101	III	SCA 36	404840/R
C0024086	MONOPLUS VIOLA 2/0 (3) 70CM HR26S (M)	H010101010101	III	SCA 36	404841/R
C0024087	MONOPLUS VIOLA 0 (3.5) 70CM HR26S (M)	H010101010101	III	SCA 36	404842/R
C0024088	MONOPLUS VIOLA 1 (4) 70CM HR26S (M)	H010101010101	III	SCA 36	404843/R
C0024090	MONOPLUS VIOLA 0 (3.5) 150CM HR48(M)LOOP	H010101010101	III	SCA 36	404875/R
C0024092	MONOPLUS VIOLA 0 (3,5) 70CM FR26 (M)	H010101010101	III	SCA 36	397241/R
C0024101	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 45CM DS24 (M)	H010101010101	III	SCA 36	921755/R
C0024102	MONOPLUS VIOLA 3/0 (2) 45CM DS19 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404969/R
C0024103	MONOPLUS VIOLA 3/0 (2) 45CM DSMP24 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404791/R
C0024104	MONOPLUS VIOLA 2/0 (3) 90CM HS37 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404937/R
C0024105	MONOPLUS VIOLA 0 (3.5) 90CM HS37 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404938/R
C0024106	MONOPLUS VIOLA 1 (4) 90CM HS37 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404939/R
C0024108	MONOPLUS VIOLA 1 (4) 70CM HS23SS (M)	H010101010101	III	SCA 36	404932/R
C0024109	MONOPLUS VIOLA 3/0 (2) 45CM DSMP19 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404957/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
C0024110	MONOPLUS VIOLA 1 (4) 70CM FR26S (M)	H010101010101	III	SCA 36	397244/R
C0024114	MONOPLUS VIOLA 2/0 (3) 90CM HS37S (M)	H010101010101	III	SCA 36	404943/R
C0024115	MONOPLUS VIOLA 0 (3.5) 90CM HS37S (M)	H010101010101	III	SCA 36	404944/R
C0024116	MONOPLUS VIOLA 1 (4) 90CM HS37S (M)	H010101010101	III	SCA 36	404945/R
C0024117	MONOPLUS VIOLA 0 (3.5) 90CM HS40 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404946/R
C0024118	MONOPLUS VIOLA 1 (4) 90CM HS40 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404947/R
C0024121	MONOPLUS VIOLA 2/0 (3) 90CM HS40S (M)	H010101010101	III	SCA 36	404948/R
C0024122	MONOPLUS VIOLA 0 (3.5) 90CM HS40S (M)	H010101010101	III	SCA 36	404949/R
C0024127	MONOPLUS VIOLA 0 (3.5) 90CM HS48 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404950/R
C0024128	MONOPLUS VIOLA 1 (4) 90CM HS48 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404951/R
C0024131	MONOPLUS VIOLA 2/0 (3) 70CM HR17S (M)	H010101010101	III	PAC da 36 PZ	1587071/R
C0024133	MONOPLUS VIOLA 5/0 (1) 70CM HR22 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404816/R
C0024134	MONOPLUS VIOLA 4/0 (1.5) 70CM HR22 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404817/R
C0024135	MONOPLUS VIOLA 3/0 (2) 70CM HR22 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404818/R
C0024136	MONOPLUS VIOLA 2/0 (3) 70CM HR22 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404819/R
C0024146	MONOPLUS VIOLA 2/0 (3) 70CM HR22S (M)	H010101010101	III	SCA 36	404824/R
C0024147	MONOPLUS VIOLA 0 (3.5) 70CM HR22S (M)	H010101010101	III	SCA 36	404825/R
C0024151	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2)70CM DSMP19(M)	H010101010101	III	SCA 36	921756/R
C0024156	MONOPLUS VIOLA 2/0 (3) 70CM HS37S (M)	H010101010101	III	SCA 36	404940/R
C0024157	MONOPLUS VIOLA 0 (3.5) 70CM HS37S (M)	H010101010101	III	SCA 36	404941/R
C0024158	MONOPLUS VIOLA 1 (4) 70CM HS37S (M)	H010101010101	III	SCA 36	404942/R
C0024164	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CM 2XHR22S (M)	H010101010101	III	SCA 36	1169922/R
C0024171	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5) 45CM 2XJRC30S	H010101010101	III	SCA 36	1100767/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
C0024175	MONOPLUS VIOLA 5/0 (1) 70CM DS19 (M)	H010101010101	III	SCA 36	921700/R
C0024176	MONOPLUS VIOLA 6/0 (0.7) 45CM DSMP11 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404958/R
C0024177	MONOPLUS VIOLA 5/0 (1)45CM DSMP11(M)	H010101010101	III	SCA 36	404970/R
C0024179	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1) 70CM HS15 (M)	H010101010101	III	SCA 36	1313974/R
C0024185	MONOPLUS VIOLA 3/0 (2) 70CM HS26S (M)	H010101010101	III	SCA 36	404933/R
C0024186	MONOPLUS VIOLA 2/0 (3) 70CM HS26S (M)	H010101010101	III	SCA 36	404934/R
C0024187	MONOPLUS VIOLA 0 (3.5) 70CM HS26S (M)	H010101010101	III	SCA 36	404935/R
C0024188	MONOPLUS VIOLA 1 (4) 70CM HS26S (M)	H010101010101	III	SCA 36	404936/R
C0024189	MONOPLUS VIOLA 3/0 (2) 70CM GS60 (M)	H010101010101	III	SCA 36	921757/R
C0024190	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM HS23 (M)	H010101010101	III	SCA 36	1313975/R
C0024193	MONOPLUS VIOL. 4/0 (1,5) 45CM DS12 (M)	H010101010101	III	SCA 36	397237/R
C0024194	MONOPLUS VIOLA 5/0 (1)45CM DSMP16(M)	H010101010101	III	SCA 36	404967/R
C0024202	MONOPLUS VIOLA 1 (4) 70CM HS48 (M)	H010101010101	III	SCA 36	397240/R
C0024206	MONOPLUS VIOLA 5/0 (1) 70CM 2XHR13 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404808/R
C0024207	MONOPLUS VIOLA 2/0 (3) 70CM HR13SS (M)	H010101010101	III	SCA 36	404809/R
C0024222	MONOPLUS VIOLA 6/0 (0.7) 70CM DRC10 (M)	H010101010101	III	SCA 36	921637/R
C0024224	MONOPLUS VIOLET 5/0(1)70CM 2XDR13B(M)	H010101010101	III	SCA 36	1150891/R
C0024232	MONOPLUS VIOLA 6/0 (0.7) 70CM DRC12 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404927/R
C0024233	MONOPLUS VIOLA 5/0 (1) 70CM DRC12 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404928/R
C0024238	MONOPLUS VIOLA 4/0(1,5)90CM 2XHR22 (M)	H010101010101	III	SCA 36	397242/R
C0024239	MONOPLUS VIOLA 3/0 (2)90CM 2XHR22(M)DDP	H010101010101	III	PAC da 36 PZ	1527734/R
C0024240	MONOPLUS VIOLA 4/0(1,5)40 GR19 LOP(M)	H010101010101	III	SCA 36	921758/R
C0024243	MONOPLUS VIOLA 5/0 (1) 70CM DRC18 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404931/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
C0024261	MONOPLUS VIOLA 1 (4) 90CM HRC48 (M) DDP	H010101010101	III	PAC da 36 PZ	1778259/R
C0024264	MONOPLUS VIOLA 0 (3,5)70CM HR26SS(M)DDP	H010101010101	III	SCA 36	397239/R
C0024283	MONOPLUS VIOLA 5/0 (1) 70CM HRT17 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404902/R
C0024284	MONOPLUS VIOLA 4/0 (1.5) 70CM HRT17 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404903/R
C0024285	MONOPLUS VIOLA 3/0 (2) 70CM HRT17 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404905/R
C0024286	MONOPLUS VIOLA 2/0 (3) 70CM HRT17 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404904/R
C0024294	MONOPLUS VIOLA 4/0 (1.5) 70CM HRT22 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404906/R
C0024295	MONOPLUS VIOLA 3/0 (2) 70CM HRT22 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404907/R
C0024305	MONOPLUS VIOLA 3/0 (2) 70CM HRT26 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404908/R
C0024306	MONOPLUS VIOLA 2/0 (3) 70CM HRT26 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404909/R
C0024311	MONOPLUS VIOLA 2/0 (3) 70CM HRT30 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404911/R
C0024316	MONOPLUS VIOLA 2/0 (3) 70CM HRT37 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404912/R
C0024322	MONOPLUS VIOLA 0 (3.5) 90CM HRT37S (M)	H010101010101	III	SCA 36	404915/R
C0024332	MONOPLUS VIOLA 0 (3.5) 90CM HRT48 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404922/R
C0024333	MONOPLUS VIOLA 1 (4) 90CM HRT48 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404923/R
C0024342	MONOPLUS VIOLA 0(3.5)150CM HRT40S(M)LOOP	H010101010101	III	SCA 36	404919/R
C0024352	MONOPLUS VIOLA 0 (3.5) 90CM HRT43S (M)	H010101010101	III	SCA 36	404920/R
C0024353	MONOPLUS VIOLA 1 (4) 90CM HRT43S (M)	H010101010101	III	SCA 36	404921/R
C0024401	MONOPLUS VIOLA 0 (3.5) 90CM HR43S (M)	H010101010101	III	SCA 36	404870/R
C0024402	MONOPLUS VIOLA 1 (4) 90CM HR43S (M)	H010101010101	III	SCA 36	404871/R
C0024404	MONOPLUS VIOLA 0 (3.5) 90CM HRN35 (M)	H010101010101	III	SCA 36	921759/R
C0024406	MONOPLUS VIOLA 1 (4) 90CM HRN45 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404953/R
C0024407	MONOPLUS VIOLA 6/0 (0.7) 45CM DSMP13 (M)	H010101010101	III	SCA 36	921638/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
C0024408	MONOPLUS VIOLA 1 (4) 90CM HRN50 (M)	H010101010101	III	SCA 36	397246/R
C0024433	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1) 90CM HR26 (M)	H010101010101	III	SCA 36	1269264/R
C0024436	MONOPLUS VIOLA 2/0 (3) 90CM HR26 (M)	H010101010101	III	SCA 36	1285790/R
C0024437	MONOPLUS VIOL. 4/0 (1.5) 90CM 2XHR26 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404837/R
C0024438	MONOPLUS VIOLA 3/0 (2) 90CM 2XHR26 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404838/R
C0024439	MONOPLUS VIOLA 4/0 (1.5) 90CM HR30 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404849/R
C0024440	MONOPLUS VIOLA 3/0 (2) 90CM HR30 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404850/R
C0024441	MONOPLUS VIOLA 2/0 (3) 90CM 2XHR26 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404839/R
C0024444	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)90CM 2XHR17(M)	H010101010101	III	SCA 36	921772/R
C0024447	MONOPLUS VIOLA 0 (3.5) 90CM HR37 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404853/R
C0024448	MONOPLUS VIOLA 1 (4) 90CM HR37 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404854/R
C0024452	MONOPLUS VIOLA 0 (3.5) 90CM HR37S (M)	H010101010101	III	SCA 36	404859/R
C0024453	MONOPLUS VIOLA 1 (4) 90CM HR37S (M)	H010101010101	III	SCA 36	404860/R
C0024457	MONOPLUS VIOLA 0 (3.5) 90CM HR40 (M)	H010101010101	III	SCA 36	921760/R
C0024458	MONOPLUS VIOLA 1 (4) 90CM HR40 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404861/R
C0024466	MONOPLUS VIOLA 2/0 (3) 90CM HR40S (M)	H010101010101	III	SCA 36	404865/R
C0024467	MONOPLUS VIOLA 0 (3.5) 90CM HR40S (M)	H010101010101	III	SCA 36	404866/R
C0024468	MONOPLUS VIOLA 1 (4) 90CM HR40S (M)	H010101010101	III	SCA 36	404867/R
C0024512	MONOPLUS VIOLA 6/0 (0.7) 70CM DR12 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404879/R
C0024513	MONOPLUS VIOLA 5/0 (1) 70CM DR12 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404880/R
C0024514	MONOPLUS VIOLA 4/0 (1,5)70CM DR12(M)DDP	H010101010101	III	PAC da 36 PZ	1862550/R
C0024515	MONOPLUS VIOLA 5/0 (1) 70CM HR17B(M)DDP	H010101010101	III	PAC da 36 PZ	1527736/R
C0024517	MONOPLUS VIOLA 0 (3.5) 90CM HRT37 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404913/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
C0024518	MONOPLUS VIOLA 1 (4) 90CM HRT37 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404914/R
C0024519	MONOPLUS VIOLA 3/0 (2) 70CM DS19 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404966/R
C0024520	MONOPLUS VIOLA 3/0 (2) 70CM DS24 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404974/R
C0024521	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM HR17B(M)DDP	H010101010101	III	SCA 36	921618/R
C0024522	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM HR22B(M)DDP	H010101010101	III	SCA 36	921622/R
C0024523	MONOPLUS VIOLA 5/0 (1) 70CM DR15 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404884/R
C0024524	MONOPLUS VIOLA 4/0 (1.5) 70CM DR15 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404885/R
C0024525	MONOPLUS VIOLA 3/0 (2) 70CM DR15 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404886/R
C0024526	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)4X70CM HR22BMDDP	H010101010101	III	SCA 36	921621/R
C0024529	MONOPLUS VIOLET 3/0(2)40CM DR18 LOP(MDDP	H010101010101	III	SCA 36	1176240/R
C0024530	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM HR22B(M)DDP	H010101010101	III	SCA 36	921616/R
C0024531	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)75CM 2XHR22BMDDP	H010101010101	III	SCA 36	921623/R
C0024532	MONOPLUS VIOLA 6/0 (0.7) 70CM DR18 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404890/R
C0024533	MONOPLUS VIOLA 5/0 (1) 70CM DR18 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404891/R
C0024534	MONOPLUS VIOLA 4/0 (1.5) 70CM DR18 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404892/R
C0024535	MONOPLUS VIOLA 5/0 (1) 70CM DS16 (M)	H010101010101	III	SCA 36	397234/R
C0024536	MONOPLUS VIOLA 4/0 (1.5) 70CM DS19 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404975/R
C0024538	MONOPLUS VIOLA 1 (4) 90CM DS39 (M)	H010101010101	III	SCA 36	921762/R
C0024539	MONOPLUS VIOLA 4/0(1,5)70CM DS16(M)DDP	H010101010101	III	PAC da 36 PZ	1778273/R
C0024540	MONOPLUS VIOLET 4/0 (1.5) 70CM GS60 (M)	H010101010101	III	SCA 36	921708/R
C0024541	MONOPLUS VIOLET 4/0 (1,5)70CM DS24(M)	H010101010101	III	SCA 36	921636/R
C0024545	MONOPLUS VIOLA 0 (3.5) 90CM HRT40S (M)	H010101010101	III	SCA 36	404917/R
C0024546	MONOPLUS VIOLA 1 (4) 90CM HRT40S (M)	H010101010101	III	SCA 36	404918/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
C0024548	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM HR26B(M)DDP	H010101010101	III	SCA 36	921617/R
C0024550	MONOPLUS VIOLET 3/0(2)4X45CM HR26B(M)DDP	H010101010101	III	SCA 36	921620/R
C0024551	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CM HR26B(M)DDP	H010101010101	III	SCA 36	921619/R
C0024560	MONOPLUS VIOLA 2 (5) 70CM HS40S (M) DDP	H010101010101	III	PAC da 36 PZ	1667129/R
C0024567	MONOPLUS VIOLA 0(3,5)150CM HR40S(M)LOOP	H010101010101	III	SCA 36	404869/R
C0024571	MONOPLUS VIOLA 3/0 (2) 70CM FR26 (M) DD	H010101010101	III	PAC da 36 PZ	1862553/R
C0024572	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 20CM SKR26B (M)D	H010101010101	III	SCA 36	921703/R
C0024598	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5) 70CM DS30 (M)DDP	H010101010101	III	SCA 36	921764/R
C0024602	MONOPLUS VIOLA 4/0 (1.5) 70CM HR13 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404806/R
C0024603	MONOPLUS VIOLA 6/0 (0.7) 70CM 2XHR13(M)	H010101010101	III	SCA 36	404807/R
C0024605	MONOPLUS VIOLA 3/0 (2) 70CM 2XHRT26 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404910/R
C0024613	MONOPLUS VIOLA 5/0 (1) 70CM 2XHR17 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404814/R
C0024614	MONOPLUS VIOLA 4/0 (1.5) 70CM 2XHR17(M)	H010101010101	III	SCA 36	404815/R
C0024624	MONOPLUS VIOLA 4/0 (1.5) 70CM 2XHR26(M)	H010101010101	III	SCA 36	404834/R
C0024625	MONOPLUS VIOLA 3/0 (2) 70CM 2XHR26 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404835/R
C0024626	MONOPLUS VIOLA 2/0 (3) 70CM 2XHR26 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404836/R
C0024634	MONOPLUS VIOLA 4/0 (1.5) 70CM 2XHR22(M)	H010101010101	III	SCA 36	404822/R
C0024635	MONOPLUS VIOLA 3/0 (2) 70CM 2XHR22 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404823/R
C0024679	MONOPLUS VIOLET 4/0 (1,5) 70CM HR20 (M)	H010101010101	III	SCA 36	921704/R
C0024680	MONOPLUS FIAL. 3/0 (2) 70CM HR20	H010101010101	III	SCA 36	1123808/R
C0024693	MONOPLUS VIOLA 7/0(0,5)70CM 2XDR9(M)	H010101010101	III	SCA 36	921697/R
C0024694	MONOPLUS VIOLA 6/0(0,7)70CM 2XDR9(M)	H010101010101	III	SCA 36	921698/R
C0024721	MONOPLUS VIOLA 7/0 (0.5)70CM 2XDRC10(M)	H010101010101	III	SCA 36	404925/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
C0024722	MONOPLUS VIOLA 6/0 (0.7)70CM 2XDRC10(M)	H010101010101	III	SCA 36	404926/R
C0024724	MONOPLUS VIOLA 4/0(1,5)4X70 HR26 TO(M)	H010101010101	III	SCA 36	404832/R
C0024725	MONOPLUS VIOLA 3/0 (2) 4X70 HR26 TO(M)	H010101010101	III	SCA 36	404833/R
C0024730	MONOPLUS VIOLET 4/0 (1.5) 70CM HS18 (M)	H010101010101	III	SCA 36	1391831/R
C0024732	MONOPLUS VIOLA 6/0 (0.7)70CM 2XDRC12(M)	H010101010101	III	SCA 36	404929/R
C0024733	MONOPLUS VIOLA 5/0 (1) 70CM 2XDRC12 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404930/R
C0024764	MONOPLUS VIOLA 4/0(1,5)4X45 HR22 TO(M)	H010101010101	III	SCA 36	404820/R
C0024765	MONOPLUS VIOLA 3/0(2)4X45 HR22 TO(M)	H010101010101	III	SCA 36	404821/R
C0024774	MONOPLUS VIOLA 4/0(1,5)4X45 HR26 TO(M)	H010101010101	III	SCA 36	404830/R
C0024775	MONOPLUS VIOLA 3/0 (2) 4X45 HR26 TO(M)	H010101010101	III	SCA 36	404831/R
C0024776	MONOPLUS VIO 2/0 (3) 4X45CM HR26 TO(M)	H010101010101	III	PAC da 36 PZ	1778275/R
C0024780	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 90CM 2XFR36 (M)	H010101010101	III	SCA 36	921814/R
C0024801	MONOPLUS VIOLA 7/0 (0.5) 70CM 2XDR10(M)	H010101010101	III	SCA 36	404878/R
C0024802	MONOPLUS VIOLA 6/0 (0.7) 70CM 2XDR10(M)	H010101010101	III	SCA 36	404877/R
C0024812	MONOPLUS VIOLA 6/0 (0.7) 70CM 2XDR12(M)	H010101010101	III	SCA 36	404881/R
C0024813	MONOPLUS VIOLA 5/0 (1) 70CM 2XDR12 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404882/R
C0024814	MONOPLUS VIOLA 4/0 (1.5) 70CM 2XDR12(M)	H010101010101	III	SCA 36	404883/R
C0024818	MONOPLUS VIOLA 1 (4) 70CM HRT37S (M)	H010101010101	III	SCA 36	404916/R
C0024823	MONOPLUS VIOLA 5/0 (1) 70CM 2XDR15 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404887/R
C0024824	MONOPLUS VIOLA 4/0 (1.5) 70CM 2XDR15(M)	H010101010101	III	SCA 36	404888/R
C0024825	MONOPLUS VIOLA 3/0 (2) 70CM 2XDR15 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404889/R
C0024833	MONOPLUS VIOLA 5/0 (1) 70CM 2XDR18 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404893/R
C0024834	MONOPLUS VIOLA 4/0 (1.5) 70CM 2XDR18(M)	H010101010101	III	SCA 36	404894/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
C0024835	MONOPLUS VIOLA 3/0 (2) 70CM 2XFR26 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404895/R
C0024836	MONOPLUS VIOLA 2/0 (3) 70CM 2XFR26 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404896/R
C0024843	MONOPLUS VIOLET 6/0 (0,7) 70CM 2XHR10(M)	H010101010101	III	PAC da 36 PZ	2010252/R
C0024850	MONOPLUS VIOLA 2/0 (3) 120CM PRC24 (M)	H010101010101	III	SCA 36	397243/R
C0024861	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM 2XGS60 (M)DDP	H010101010101	III	SCA 36	404977/R
C0024889	MONOPLUS VIOLET 4/0 (1.5) 45CM HR17(M)	H010101010101	III	SCA 36	921705/R
C0024895	MONOPLUS VIOLA 3/0 (2) 70CM 2XGR65 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404899/R
C0024896	MONOPLUS VIOLA 2/0 (3) 70CM 2XGR65 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404900/R
C0024897	MONOPLUS VIOLA 0 (3.5) 70CM 2XGR65 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404901/R
C0024898	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 70CM 2XGR65 (M)	H010101010101	III	SCA 36	921707/R
C0024901	MONOPLUS VIOLA 5/0 (1) 45CM DSMP19 (M)	H010101010101	III	SCA 36	921765/R
C0024902	MONOPLUS VIOLA 6/0 (0.7) 45CM HR13 (M)	H010101010101	III	SCA 36	921706/R
C0024906	MONOPLUS VIOLET 4/0 (1,5)45CM DS16(M)DDP	H010101010101	III	SCA 36	921766/R
C0024907	MONOPLUS VIOLA 4/0 (1,5) 45CM DSMP19 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404955/R
C0024908	MONOPLUS VIOLA 4/0 (1.5) 45CM DSMP13 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404956/R
C0024909	MONOPLUS VIOLA 4/0 (1.5) 45CM DS19 (M)	H010101010101	III	SCA 36	921701/R
C0024910	MONOPLUS VIOLA 4/0 (1.5) 45CM DSMP24 (M)	H010101010101	III	SCA 36	921767/R
C0024916	MONOPLUS VIOLA 5/0 (1) 45CM DSMP13 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404959/R
C0024921	MONOPLUS VIOLA 4/0(1,5)45CM HSMP15(MDDP)	H010101010101	III	PAC da 36 PZ	1527737/R
C0024928	MONOPLUS VIOLA 1 (4) 70CM JRC30S (M)	H010101010101	III	SCA 36	397245/R
C0024936	MONOPLUS VIOLA 2/0 (3) 90CM 2XFR26 (M)	H010101010101	III	PAC da 36 PZ	1824733/R
C0024937	MONOPLUS VIOLA 0 (3.5) 90CM 2XFR26 (M)	H010101010101	III	SCA 36	921702/R
C0024965	MONOPLUS VIOLA 2/0 (3) 45CM DSMP19 (M)	H010101010101	III	SCA 36	921768/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
C0024970	MONOPLUS VIOLA 4/0 (1,5) 45CM DSMP16 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404790/R
C0024976	MONOPLUS VIOLA 2/0 (3) 45CM 2XDS39 (M)	H010101010101	III	SCA 36	397236/R
C0024983	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM DSMP24(MDDP	H010101010101	III	SCA 36	921769/R
C0024984	MONOPLUS VIOLA 4/0 (1.5) 45CM 2XGR19(M)	H010101010101	III	SCA 36	404897/R
C0024985	MONOPLUS VIOLA 3/0 (2) 45CM 2XGR19 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404898/R
C0024988	MONOPLUS VIOLA 2/0 (3)70CM DSMP24(M)	H010101010101	III	SCA 36	404976/R
C0024990	MONOPLUS VIOLA 2/0 (3) 70CM DS24 (M)	H010101010101	III	SCA 36	404968/R
C0024991	MONOPLUS VIOLET 3/0(2)70CM DS30 (M) DDP	H010101010101	III	SCA 36	921770/R
C0024992	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CM DS30 (M)DDP	H010101010101	III	SCA 36	921771/R
C2024002	MONOPLUS VIOLET 6/0(0,7)70CM HR13(M).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1375781/R
C2024003	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1) 70CM HR13(M).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1375782/R
C2024004	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM HR13(M).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1375783/R
C2024005	MONOPLUS VIOLET 7/0(0,5)70CM 2XHR6M).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1375785/R
C2024008	MONOPLUS VIOLET 5/0(1)70CM DR13B(M) .RCP	H010101010101	III	SCA 36	1375786/R
C2024010	MONOPLUS VIOLET 7/0(0,5)70CM DR10BM).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1375787/R
C2024011	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)90CM2XHRC17M.RCP	H010101010101	III	SCA 36	1375788/R
C2024012	MONOPLUS VIOLET 6/0(0,7)70CM HR17(M).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1375789/R
C2024013	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1) 70CM HR17(M).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1375790/R
C2024014	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM HR17(M).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1375791/R
C2024015	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM HR17(M).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1375792/R
C2024017	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 90CM HS26S(M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1375793/R
C2024018	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5) 90CM HS26S(M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1375794/R
C2024019	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 90CM HS26S(M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1375795/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
C2024021	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5)120CM HS26S(M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1375905/R
C2024022	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5)120CM HS37S(M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1375908/R
C2024023	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2)120CM HS26S(M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1375912/R
C2024024	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM HR26 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1375913/R
C2024025	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM HR26 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1375914/R
C2024026	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CM HR26 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1375915/R
C2024027	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5) 70CM HR26 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1375917/R
C2024028	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3)120CM HS26S(M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1375918/R
C2024031	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 120CM HS37S(M) RCP	H010101010101	III	SCA 36	1375919/R
C2024034	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM HR30 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1375920/R
C2024035	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM HR30 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1375921/R
C2024036	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CM HR30 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1375922/R
C2024037	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5) 70CM HR30 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1375923/R
C2024038	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 70CM HR30 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1375924/R
C2024040	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM HR40 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1375925/R
C2024045	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM HR37 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1375926/R
C2024046	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CM HR37 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1375927/R
C2024055	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2)70CM HR37S (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1375928/R
C2024056	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3)70CM HR37S (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1375929/R
C2024057	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5)70CM HR37S (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1375930/R
C2024058	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 70CM HR37S (M) RCP	H010101010101	III	SCA 36	1375931/R
C2024063	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CM HR48 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1375932/R
C2024066	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CM HR40S(M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1375933/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
C2024067	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5) 70CM HR40S(M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1375934/R
C2024068	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 70CM HR40S (M) RCP	H010101010101	III	SCA 36	1375935/R
C2024078	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HR48 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1375936/R
C2024080	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HR26S (M) RCP	H010101010101	III	SCA 36	1375939/R
C2024081	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1) 45CM DS19 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1375940/R
C2024085	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2)70CM HR26S (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1375942/R
C2024086	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3)70CM HR26S (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1375943/R
C2024087	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5) 70CM HR26S(M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1375944/R
C2024088	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 70CM HR26S (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1375945/R
C2024092	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5) 70CM FR26(M) RCP	H010101010101	III	SCA 36	1375947/R
C2024101	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 45CM DS24 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1375948/R
C2024102	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 45CM DS19 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1375949/R
C2024103	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2)45CM DSMP24(M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1375950/R
C2024104	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 90CM HS37 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1375952/R
C2024105	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5) 90CM HS37 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1375954/R
C2024106	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HS37 (M) RCP	H010101010101	III	SCA 36	1375955/R
C2024108	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 70CM HS23SS (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1375957/R
C2024109	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2)45CM DSMP19(M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1375959/R
C2024110	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 70CM FR26S (M) RCP	H010101010101	III	SCA 36	1375960/R
C2024111	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 70CM FR26 (M) RCP	H010101010101	III	SCA 36	1375962/R
C2024112	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3)45CM DSMP24(M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1375963/R
C2024114	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 90CM HS37S(M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1375964/R
C2024115	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5) 90CM HS37S(M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1375966/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
C2024116	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HS37S (M) RCP	H010101010101	III	SCA 36	1375970/R
C2024117	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5) 90CM HS40 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1375971/R
C2024118	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HS40 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1375973/R
C2024121	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3)90CM HS40S (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1375976/R
C2024122	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5)90CM HS40S (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376086/R
C2024126	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3)70CM JR36SS(M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376087/R
C2024127	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5) 90CM HS48 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376089/R
C2024128	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HS48 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376091/R
C2024129	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2)70CM HR17S(M).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376092/R
C2024131	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3)70CM HR17S(M).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376094/R
C2024132	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5)70CM HR17S(M).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376095/R
C2024133	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1) 70CM HR22 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376096/R
C2024134	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM HR22 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376097/R
C2024135	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM HR22 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376098/R
C2024136	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CM HR22 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376099/R
C2024143	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3)90CM HR26S (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376101/R
C2024145	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2)70CM HR22S (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376102/R
C2024146	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3)70CM HR22S (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376103/R
C2024147	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5)70CM HR22S (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376104/R
C2024151	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2)70CM DSMP19(M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376105/R
C2024156	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3)70CM HS37S (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376106/R
C2024157	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5)70CM HS37S (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376107/R
C2024158	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 70CM HS37S (M) RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376108/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
C2024168	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5)70CM JRC30S(M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376109/R
C2024169	MONOPLUS VIOLET 2/0(3)120CM JR30S (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376110/R
C2024170	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5)120CM JR30S(M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376111/R
C2024171	MONOPLUS VIOLET 0(3,5)45CM 2XJRC30S(MRCP	H010101010101	III	SCA 36	1376112/R
C2024175	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1) 70CM DS19 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376113/R
C2024176	MONOPLUS VIOLET 6/0(0,7)45CM DSMP11M.RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376114/R
C2024177	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1)45CM DSMP11(M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376115/R
C2024179	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1) 70CM HS15(M).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376116/R
C2024180	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CM HS23 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376118/R
C2024184	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CM HS30 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376119/R
C2024185	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2)70CM HS26S (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376120/R
C2024186	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3)70CM HS26S (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376123/R
C2024187	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5)70CM HS26S (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376124/R
C2024188	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 70CM HS26S (M) RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376125/R
C2024189	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM GS60(M).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376127/R
C2024190	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM HS23 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376128/R
C2024193	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)45CM DS12(M).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376130/R
C2024194	MONOPLUS VIOLET 5/0(1)45CM DSMP16(M).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376131/R
C2024195	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5) 70CM HS30 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376132/R
C2024205	MONOPLUS VIOLET 3/0(2)70CM HR13SS(M).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376134/R
C2024206	MONOPLUS VIOLET 2/0(3)70CM HR13SS(M).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376135/R
C2024207	MONOPLUS VIOLET 0(3,5)70CM HR13SS(M).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376136/R
C2024213	MONOPLUS VIOLET 7/0(0,5)70 2XDRC8 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376137/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
C2024221	MONOPLUS VIOLET 7/0(0,5)70CM DRC10M).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376138/R
C2024222	MONOPLUS VIOLET 6/0(0,7)70CM DRC10M).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376139/R
C2024224	MONOPLUS VIOLET 5/0(1)70CM 2XDR13BM).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376140/R
C2024232	MONOPLUS VIOLET 6/0(0,7)70CM DRC12M).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376141/R
C2024233	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1) 70CM DRC12M).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376142/R
C2024238	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)90CM 2XHR22M.RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376143/R
C2024239	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2)90CM 2XHR22(M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376144/R
C2024240	MONOPLUS VIOLT 4/0(1,5)40CM GR19LOPM.RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376145/R
C2024241	MONOPLUS VIOLET 3/0(2)40CM GR19 LOPM.RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376146/R
C2024243	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1)70CM DRC18(M).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376172/R
C2024245	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2)30CM GR19(M) .RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376173/R
C2024247	MONOPLUS VIOLET 4/0 (1,5)30CM GR19(M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376174/R
C2024253	MONOPLUS VIOLET 3/0(2)120CM GR19(M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376175/R
C2024254	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)120CM GR19(M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376176/R
C2024282	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM HRT13(M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376177/R
C2024283	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1)70CM HRT17(M).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376261/R
C2024284	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM HRT17(M).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376178/R
C2024285	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2)70CM HRT17(M).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376179/R
C2024286	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3)70CM HRT17(M).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376180/R
C2024294	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM HRT22(M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376181/R
C2024295	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM HRT22(M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376182/R
C2024304	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM HRT26(M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376183/R
C2024305	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM HRT26(M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376184/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
C2024306	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CM HRT26(M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376185/R
C2024307	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5) 70CM HRT26(M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376186/R
C2024311	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CM HRT30(M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376187/R
C2024316	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CM HRT37(M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376188/R
C2024322	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5)90CM HRT37S(M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376189/R
C2024323	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HRT37S (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376190/R
C2024332	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5) 90CM HRT48(M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376191/R
C2024333	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HRT48 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376192/R
C2024352	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5)90CM HRT43S(M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376193/R
C2024353	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HRT43S (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376194/R
C2024401	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5)90CM HR43S (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376196/R
C2024402	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HR43S (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376197/R
C2024406	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HRN45 (M) RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376198/R
C2024407	MONOPLUS VIOLET 6/0(0,7)45CM DSMP13M.RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376199/R
C2024424	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)90CM HR17 (M)RC	H010101010101	III	SCA 36	1376202/R
C2024433	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1) 90CM HR26 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376204/R
C2024434	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)90CM HR26 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376206/R
C2024435	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 90CM HR26 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376207/R
C2024436	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 90CM HR26 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376208/R
C2024437	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)90CM 2XHR26M.RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376210/R
C2024438	MONOPLUS VIOLET 3/0(2)90CM 2XHR26(M).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376211/R
C2024439	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)90CM HR30 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376212/R
C2024440	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 90CM HR30 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376213/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
C2024441	MONOPLUS VIOLET 2/0(3)90CM 2XHR26(M).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376214/R
C2024443	MONOPLUS VIOLET 5/0(1)90CM 2XHR17(M).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376216/R
C2024444	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)90CM 2XHR17M.RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376218/R
C2024447	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5) 90CM HR37 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376242/R
C2024448	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HR37 (M) RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376244/R
C2024450	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 90CM HR37S(M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376245/R
C2024452	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5) 90CM HR37S(M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376246/R
C2024453	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HR37S (M) RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376247/R
C2024458	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HR40 (M) RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376248/R
C2024466	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 90CM HR40S(M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376249/R
C2024467	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5) 90CM HR40S(M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376250/R
C2024468	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HR40S (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376251/R
C2024498	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM HRC26(M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376252/R
C2024501	MONOPLUS VIOLET 7/0(0,5)70CM DR10(M).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376253/R
C2024512	MONOPLUS VIOLET 6/0(0,7)70CM DR12(M).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376807/R
C2024513	MONOPLUS VIOLET 5/0(1)70CM DR12 (M) .RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376808/R
C2024514	MONOPLUS VIOLET 4/0 (1,5)70CM DR12(M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376809/R
C2024515	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1)70CM HR17B(M).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376810/R
C2024517	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5) 90CM HRT37(M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376811/R
C2024518	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HRT37 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376812/R
C2024519	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM DS19 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376813/R
C2024520	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM DS24 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376815/R
C2024521	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM HR17B(M).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376816/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
C2024522	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM HR22B(M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376817/R
C2024523	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1)70CM DR15 (M).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376818/R
C2024524	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM DR15 (M).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376820/R
C2024525	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2)70CM DR15 (M).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376821/R
C2024527	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM DR22 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376822/R
C2024528	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM DR18(M).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376823/R
C2024529	MONOPLUS VIOLET 3/0(2)40CM DR18 LOPM.RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376825/R
C2024530	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM HR22B(M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376826/R
C2024531	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)75CM2XHR22BM.RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376827/R
C2024532	MONOPLUS VIOLET 6/0(0,7)70CM DR18 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376829/R
C2024533	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1)70CM DR18 (M).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376831/R
C2024534	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM DR18(M).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376832/R
C2024535	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1) 70CM DS16(M).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376833/R
C2024536	MONOPLUS VIOLET 4/0 (1,5)70CM DS19(M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376834/R
C2024537	MONOPLUS VIOLET 4/0 (1,5)70CM DR22(M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376836/R
C2024538	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM DS39 (M) RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376837/R
C2024539	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM DS16(M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376840/R
C2024540	MONOPLUS VIOLET 4/0 (1,5)70CM GS60(M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376841/R
C2024541	MONOPLUS VIOLET 4/0 (1,5)70CM DS24(M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376842/R
C2024543	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5) 90CM HRT40(M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376843/R
C2024545	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5)90CM HRT40S(M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376844/R
C2024546	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HRT40S (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376845/R
C2024547	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM HR26B(M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376847/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
C2024548	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM HR26B(M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376848/R
C2024551	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CM HR26B(M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376849/R
C2024560	MONOPLUS VIOLET 2 (5) 70CM HS40S (M).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376850/R
C2024572	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2)20CM SKR26B(M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376852/R
C2024574	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 20CM GR19B(M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376854/R
C2024598	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5) 70CM DS30 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376855/R
C2024601	MONOPLUS VIOLET 3/0(2)90CM 2XHR26M).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376856/R
C2024602	MONOPLUS VIOLET 6/0(0,7)70CM 2XHR13M.RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376858/R
C2024603	MONOPLUS VIOLET 5/0(1)70CM 2XHR13(M).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376859/R
C2024605	MONOPLUS VIOLET 3/0(2)70CM 2XHR26M).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376860/R
C2024606	MONOPLUS VIOLET 3/0(2)40CM SKR26LOPM.RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376861/R
C2024611	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM DR18B(M.RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376863/R
C2024613	MONOPLUS VIOLET 5/0(1)70CM 2XHR17(M).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376864/R
C2024614	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM 2XHR17M.RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376865/R
C2024620	MONOPLUS VIOLET 3/0(2)120CM 2XHR26M).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376880/R
C2024624	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM 2XHR26M.RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376882/R
C2024625	MONOPLUS VIOLET 3/0(2)70CM 2XHR26(M).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376940/R
C2024626	MONOPLUS VIOLET 2/0(3)70CM 2XHR26(M).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376941/R
C2024634	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM 2XHR22M.RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376943/R
C2024635	MONOPLUS VIOLET 3/0(2)70CM 2XHR22(M).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376945/R
C2024639	MONOPLUS VIOLET 3/0(2)90CM 2XHR37(M).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376946/R
C2024644	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM 2XHR37M.RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376948/R
C2024646	MONOPLUS VIOLET 2/0(3)70CM 2XHR37(M).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376949/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
C2024649	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)120CM SKR26(MRCP	H010101010101	III	SCA 36	1376950/R
C2024650	MONOPLUS VIOLET4/0(1,5)40CMSKR26LOPM.RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376952/R
C2024661	MONOPLUS VIOLET 3/0(2)30CM SKR26 (M).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376953/R
C2024662	MONOPLUS VIOLET 2/0(3)30CM SKR26 (M).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376954/R
C2024664	MONOPLUS VIOLET 2/0(3)120CM SKR26 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376955/R
C2024679	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM HR20 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376957/R
C2024680	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM HR20 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376959/R
C2024714	MONOPLUS VIOLET 6/0(0,7)45CM2XDR8(M).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376960/R
C2024721	MONOPLUS VIOLET 7/0(0,5)70CM2XDRC10M.RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376962/R
C2024722	MONOPLUS VIOLET 6/0(0,7)70CM2XDRC10M.RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376963/R
C2024730	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM HS18(M).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376964/R
C2024732	MONOPLUS VIOLET 6/0(0,7)70CM2XDRC12M.RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376965/R
C2024733	MONOPLUS VIOLET 5/0(1)70CM 2XDRC12M).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376966/R
C2024780	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3)90CM 2XFR36(M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376967/R
C2024801	MONOPLUS VIOLET 7/0(0,5)70CM2XDR10M).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376968/R
C2024802	MONOPLUS VIOLET 6/0(0,7)70CM 2XDR10M.RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376969/R
C2024812	MONOPLUS VIOLET 6/0(0,7)70CM 2XDR12M.RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376971/R
C2024813	MONOPLUS VIOLET 5/0(1)70CM 2XDR12(M).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376972/R
C2024814	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM 2XDR12M.RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376974/R
C2024818	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 70CM HRT37S (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376978/R
C2024823	MONOPLUS VIOLET 5/0(1)70CM 2XDR15(M).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376981/R
C2024824	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM 2XDR15M.RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376982/R
C2024825	MONOPLUS VIOLET 5/0(1)70CM 2XDR18(M).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376983/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
C2024833	MONOPLUS VIOLET 5/0(1)70CM 2XDR18(M).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1377017/R
C2024834	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM 2XDR18M.RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376985/R
C2024835	MONOPLUS VIOLET 3/0(2)70CM 2XFR26(M).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376986/R
C2024836	MONOPLUS VIOLET 2/0(3)70CM 2XFR26(M).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376989/R
C2024837	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM 2XDR22(MRCP	H010101010101	III	SCA 36	1376990/R
C2024846	MONOPLUS VIOLET 6/0(0,7)70CM2XHR13FFMRCP	H010101010101	III	SCA 36	1376994/R
C2024847	MONOPLUS VIOLET 5/0(1)70CM 2XHR13FF(MRCP	H010101010101	III	SCA 36	1376997/R
C2024850	MONOPLUS VIOLET 2/0(3)120CM PRC24 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1376998/R
C2024861	MONOPLUS VIOLET 3/0(2)70CM 2XGS60(M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1377018/R
C2024877	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HRB48 (M) RCP	H010101010101	III	SCA 36	1377019/R
C2024881	MONOPLUS VIOLET 0(3,5)90CM HRB48 (M) RCP	H010101010101	III	SCA 36	1377020/R
C2024889	MONOPLUS VIOLET 4/0 (1,5)45CM HR17(M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1377021/R
C2024901	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1)45CM DSMP19(M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1377027/R
C2024902	MONOPLUS VIOLET 6/0(0,7)45CM HR13(M).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1377028/R
C2024903	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1) 45CM HR13(M).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1377278/R
C2024906	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)45CM DS16(M).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1377279/R
C2024907	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)45CM DSMP19M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1377280/R
C2024908	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)45CM DSMP13M.RCP	H010101010101	III	SCA 36	1377282/R
C2024909	MONOPLUS VIOLET 4/0 (1,5)45CM DS19(M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1377283/R
C2024910	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)45CM DSMP24(MRCP	H010101010101	III	SCA 36	1377284/R
C2024911	MONOPLUS VIOLET 7/0(0,5)45CM DR12(M).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1377285/R
C2024916	MONOPLUS VIOLET 5/0(1)45CM DSMP13(M).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1377286/R
C2024921	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)45CM HSMP15(MRCP	H010101010101	III	SCA 36	1377287/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
C2024928	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 70CM JRC30S (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1377288/R
C2024936	MONOPLUS VIOLET 2/0(3)90CM 2XFR26(M).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1377289/R
C2024937	MONOPLUS VIOLET 0(3,5)90CM 2XFR26(M).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1377290/R
C2024945	MONOPLUS VIOLET 3/0(2)90CM 2XHR30(M).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1377291/R
C2024953	MONOPLUS VIOLET 0(3,5)150CM HR26(MLOPRCP	H010101010101	III	SCA 36	1377293/R
C2024965	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3)45CM DSMP19(M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1377294/R
C2024968	MONOPLUS VIOLET 2/0(3)150 HR30 LOP(M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1377295/R
C2024970	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)45CM DSMP16M.RCP	H010101010101	III	SCA 36	1377296/R
C2024975	MONOPLUS VIOLET 6/0(0,7)30CM 2XVLM8M.RCP	H010101010101	III	SCA 36	1377297/R
C2024976	MONOPLUS VIOLET 2/0(3)45CM 2XDS39 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1377298/R
C2024981	MONOPLUS VIOLET 7/0 (0,5)45CM DR10(M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1377300/R
C2024982	MONOPLUS VIOLET 6/0(0,7)45CM 2XDR10M.RCP	H010101010101	III	SCA 36	1377301/R
C2024983	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM DSMP24(MRCP	H010101010101	III	SCA 36	1377302/R
C2024984	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)45CM 2XGR19M.RCP	H010101010101	III	SCA 36	1377303/R
C2024985	MONOPLUS VIOLET 3/0(2)45CM 2XGR19(M).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1377304/R
C2024986	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2)70CM DSMP24(M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1377306/R
C2024987	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CM GS60(M).RCP	H010101010101	III	SCA 36	1375780/R
C2024988	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3)70CM DSMP24(M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1377307/R
C2024989	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CM DR26 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1377308/R
C2024990	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CM DS24 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1377309/R
C2024991	MONOPLUS VIOLET 3/0(2)70CM DS30 (M) RCP	H010101010101	III	SCA 36	1377310/R
C2024992	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CM DS30 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 36	1377311/R
C2024994	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)45CM 2XGS45M.RCP	H010101010101	III	SCA 36	1377312/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
G2024995	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 45CM 2XGS45M.RCP	H010101010101	III	SCA 36	1377313/R
G0024409	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5) 90CM HRN40 (M)	H010101010101	III	SCA 12	1243745/R
G2024002	MONOPLUS VIOLET 6/0(0,7)70CM HR13(M).RCP	H010101010101	III	SCA 12	1377315/R
G2024003	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1) 70CM HR13 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 12	1377316/R
G2024004	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM HR13 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 12	1377317/R
G2024013	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1) 70CM HR17 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 12	1377318/R
G2024014	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM HR17 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 12	1377319/R
G2024017	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 90CM HS26S(M)RCP	H010101010101	III	SCA 12	1377320/R
G2024018	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5) 90CM HS26S(M)RCP	H010101010101	III	SCA 12	1377321/R
G2024019	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 90CM HS26S(M)RCP	H010101010101	III	SCA 12	1377322/R
G2024021	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5)120CM HS26S(M)RCP	H010101010101	III	SCA 12	1377323/R
G2024022	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5)120CM HS37S(M)RCP	H010101010101	III	SCA 12	1377324/R
G2024023	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2)120CM HS26S(M)RCP	H010101010101	III	SCA 12	1377325/R
G2024024	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM HR26 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 12	1377329/R
G2024025	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM HR26 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 12	1377330/R
G2024026	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CM HR26 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 12	1377458/R
G2024027	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5) 70CM HR26 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 12	1377331/R
G2024028	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3)120CM HS26S(M)RCP	H010101010101	III	SCA 12	1377332/R
G2024031	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 120CM HS37S(M) RCP	H010101010101	III	SCA 12	1377333/R
G2024035	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM HR30 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 12	1377334/R
G2024036	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CM HR30 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 12	1377462/R
G2024037	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5) 70CM HR30 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 12	1377463/R
G2024057	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5) 70CM HR37S(M)RCP	H010101010101	III	SCA 12	1377464/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
G2024058	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 70CM HR37S (M) RCP	H010101010101	III	SCA 12	1377465/R
G2024078	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HR48 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 12	1377466/R
G2024087	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5) 70CM HR26S(M)RCP	H010101010101	III	SCA 12	1377467/R
G2024088	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 70CM HR26S (M)RCP	H010101010101	III	SCA 12	1377468/R
G2024091	MONOPLUS VIOLET 1(4)150CM HR48 LOOPM.RCP	H010101010101	III	SCA 12	1377469/R
G2024102	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 45CM DS19 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 12	1377470/R
G2024105	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5) 90CM HS37 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 12	1377471/R
G2024107	MONOPLUS VIOLET 1(4)240CM HR65 LOOPM.RCP	H010101010101	III	SCA 12	1377472/R
G2024114	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 90CM HS37S(M)RCP	H010101010101	III	SCA 12	1377473/R
G2024115	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5) 90CM HS37S(M)RCP	H010101010101	III	SCA 12	1377474/R
G2024116	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HS37S (M) RCP	H010101010101	III	SCA 12	1377475/R
G2024117	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5) 90CM HS40 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 12	1377478/R
G2024118	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HS40 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 12	1377480/R
G2024119	MONOPLUS VIOLET 2 (5) 90CM HS40 (M) RCP	H010101010101	III	SCA 12	1377482/R
G2024128	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HS48 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 12	1377483/R
G2024134	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM HR22 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 12	1377484/R
G2024135	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM HR22 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 12	1377498/R
G2024158	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 70CM HS37S (M) RCP	H010101010101	III	SCA 12	1377500/R
G2024168	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5)70CM JRC30S(M)RCP	H010101010101	III	SCA 12	1377502/R
G2024185	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2)70CM HS26S (M)RCP	H010101010101	III	SCA 12	1377503/R
G2024186	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3)70CM HS26S (M)RCP	H010101010101	III	SCA 12	1377504/R
G2024187	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5)70CM HS26S (M)RCP	H010101010101	III	SCA 12	1377505/R
G2024194	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1)45CM DSMP16(M)RCP	H010101010101	III	SCA 12	1377506/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
G2024232	MONOPLUS VIOLET 6/0(0,7)70CM DRC12(M)RCP	H010101010101	III	SCA 12	1377508/R
G2024233	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1) 70CM DRC12(M)RCP	H010101010101	III	SCA 12	1377510/R
G2024283	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1) 70CM HRT17(M)RCP	H010101010101	III	SCA 12	1377511/R
G2024284	MONOPLUS VIOLET 4/0(1,5)70CM HRT17(M)RCP	H010101010101	III	SCA 12	1377512/R
G2024285	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM HRT17(M)RCP	H010101010101	III	SCA 12	1377513/R
G2024286	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CM HRT17(M)RCP	H010101010101	III	SCA 12	1377514/R
G2024358	MONOPLUS VIOLET 1(4)150 HRN50 LOOPM).RCP	H010101010101	III	SCA 12	1377515/R
G2024393	MONOPLUS VIOLET 1(4)150CM HRT48 LOPM.RCP	H010101010101	III	SCA 12	1377516/R
G2024448	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HR37 (M) RCP	H010101010101	III	SCA 12	1377518/R
G2024458	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HR40 (M) RCP	H010101010101	III	SCA 12	1377519/R
G2024467	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5) 90CM HR40S(M)RCP	H010101010101	III	SCA 12	1377520/R
G2024468	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HR40S (M)RCP	H010101010101	III	SCA 12	1377522/R
G2024512	MONOPLUS VIOLET 6/0(0,7)70CM DR12 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 12	1377527/R
G2024513	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1) 70CM DR12 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 12	1377530/R
G2024519	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM DS19 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 12	1377532/R
G2024520	MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM DS24 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 12	1377533/R
G2024536	MONOPLUS VIOLET 4/0 (1,5)70CM DS19(M)RCP	H010101010101	III	SCA 12	1377534/R
G2024567	MONOPLUS VIOLET 0(3,5)150CMHR40SLOPM.RCP	H010101010101	III	SCA 12	1377536/R
G2024625	MONOPLUS VIOL 3/0 (2) 70CM 2XHR26 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 12	1377537/R
G2024721	MONOPLUS VIOL 7/0(0,5)70CM 2XDRC10(M)RCP	H010101010101	III	SCA 12	1377538/R
G2024722	MONOPLUS VIOL 6/0(0,7)70CM 2XDRC10(M)RCP	H010101010101	III	SCA 12	1377539/R
G2024801	MONOPLUS VIOL 7/0(0,5)70CM 2XDR10 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 12	1377540/R
G2024813	MONOPLUS VIOL 5/0 (1) 70CM 2XDR12 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 12	1377541/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
G2024814	MONOPLUS VIOL 4/0(1,5)70CM 2XDR12 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 12	1377542/R
G2024990	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CM DS24 (M)RCP	H010101010101	III	SCA 12	1377544/R
M0024864	MONOPLUS VIO 2/0(3)8X45CM HRB37STO(M)TD	H010101010101	III	PAC da 6 PZ	1778276/R
M0024865	MONOPLUS VIO 0(3,5)8X45CM HRB37STO(M)TD	H010101010101	III	PAC da 6 PZ	1778277/R
M0024866	MONOPLUS VIOLA 1(4)8X45CM HRB37STO(M)TD	H010101010101	III	PAC da 6 PZ	1778278/R
M0024949	MONOPLUS VIOLET 0(3.5)8X45CM HR37STO (M)	H010101010101	III	SCA 36	1007366/R