

## **SCHEDA TECNICA**

<b>Nome Commerciale:</b>	NOVOSYN®
<b>Descrizione Prodotto:</b>	POLIFILAMENTO SINTETICO ASSORBIBILE INTRECCIATO E RIVESTITO, A MEDIO TEMPO DI ASSORBIMENTO
<b>Divisione:</b>	Aesculap
<b>Prodotto da:</b>	B. Braun Surgical S.A. Carretera de Terrassa 121, Rubí, Spagna Registro Mercantil de Societades de Barcelona Hoja n B-150083, Folio 1, Tomo 29126 RIF. ES-A-61123782
<b>Officina di produzione:</b>	B. Braun Surgical S.A., Rubi, Spagna
<b>Rappresentato in Italia da:</b>	B.Braun Milano S.p.A. Via Vincenzo da Seregno 14 20161 Milano
<b>Certificazioni:</b>	D.O.C., CE, ISO
<b>Ente certificatore:</b>	0123
<b>Classe di rischio:</b>	III
<b>Codice CND:</b>	vedi elenco allegato

## **INDICAZIONI, CONTROINDICAZIONI, AVVERTENZE**

### **Indicazioni:**

NOVOSYN® è indicato nelle applicazioni in cui la pratica chirurgica richieda l'uso di suture intrecciate, sintetiche e assorbibili, soprattutto nella regione del tratto gastrointestinale, in ginecologia, urologia e nelle legature. NOVOSYN è indicato anche in Oftalmologia (es.: chirurgia dello strabismo) ed in microchirurgia (es.: anastomosi dei nervi periferici e per i tessuti ancora in crescita) nel caso si preferisca un materiale da sutura assorbibile.

### **Controindicazioni:**

I materiali sono controindicati per applicazioni che richiedano un supporto prolungato della chiusura della ferita da parte del materiale stesso (es.: chirurgia cardiovascolare).

### **Precauzioni:**

Da usare in conformità alle necessità chirurgiche. Assicurarsi che eventuali strumenti chirurgici, quali pinze o porta-ago non danneggino il filo. L'utilizzatore dovrà essere già esperto nelle tecniche di sutura chirurgiche prima di utilizzare il prodotto.

## INFORMAZIONI TECNICHE

### Filamenti in Acido Poliglicolico al 90% e Acido Lattico al 10%.

Novosyn è colorato di viola con colorante D&C viola n°.2 (C.I. 60725) per renderlo riconoscibile. I fili intrecciati sono trattati con un rivestimento sintetico assorbibile, composto da una miscela di un copolimero composto da glicolato e L-lattato e calcio stearato in parti uguali, che ne facilitano lo scorrimento evitando la lacerazione dei tessuti.

### CARATTERISTICHE

**NOVOSYN® risponde a tutti i requisiti attualmente richiesti dalla Farmacopea Europea e Statunitense per quanto riguarda le suture sintetiche, sterili, assorbibili.**

#### La produzione si avvale:

- di un avanzato processo di estrusione della molecola di acido glicolico e acido lattico;
- di un avanzato processo di intreccio;
- di un avanzato processo di rivestimento.

#### Tutto questo garantisce:

- un grado di memoria minore e facilità di eliminazione della memoria stessa;
- una eccellente maneggevolezza e morbidezza, grazie anche alla ottimale uniformità di superficie e calibro;
- una eccellente scorrevolezza, e un aspetto della sutura liscio e levigato;
- uniformità di calibro, che consente facilità di scorrimento e ridotto coefficiente di attrito al passaggio intratessutale;
- minimizzazione della capillarità;
- una eccellente tenuta del nodo, con grande facilità di annodamento, posizionamento del nodo, tenuta del nodo e resistenza alla trazione del nodo stesso;
- una superiore resistenza alla trazione del filo dritto per tutto il periodo di cicatrizzazione;
- una prevedibile curva di assorbimento.

#### Resistenza tensile post-impianto:

NOVOSYN® ha le seguenti percentuali di resistenza tensile, media, residua post-impianto:

- 100% = iniziale;
- 75% = dopo 14 giorni;
- 40-50% = dopo 21 giorni;
- 25% = dopo 28 giorni;
- 0% = dopo 35 giorni.

#### Tempi di riassorbimento:

Il filo viene metabolizzato in acido glicolico e acido lattico mediante idrolisi, senza causare un'alterazione permanente nell'area della ferita.

Il riassorbimento completo della massa si completa generalmente in 56-70 giorni, quando il tessuto è normalmente perfuso.

## GAMMA DI PRODOTTO

NOVOSYN® è disponibile sia come filo libero che atraumatico; le combinazioni atraumatiche sono previste anche con aghi staccabili (take-off). Tutti gli aghi sono forati meccanicamente e controllati con sistema computerizzato. Tutti gli aghi sono a canale chiuso per garantire una minor traumaticità durante il passaggio tissutale e un ottimo rapporto ago-filo, e hanno corpo a sezione appiattita per favorire la stabilità sul portaghi.

Calibri disponibili: da U.S.P. 2 a USP 8/0.

Lunghezze filo disponibili: da 30 cm a 250 cm

Lunghezze ago disponibili: da 6 mm a 76 mm

Ampiezza della gamma di prodotto: si veda lista codici in allegato.

## CARATTERISTICHE DEGLI AGHI

Acciaio inox secondo le norme DIN 17440 7/85, che mantiene atraumaticità costante, oltre che facilità e rapidità di penetrazione attraverso i tessuti anche dopo più passaggi. Gli aghi montati su NOVOSYN® sono disponibili in colore "silver" o acciaio naturale, oppure in colore nero (Easyblack). Gli aghi Easyblack sono individuati dalla lettera "b" posta dopo la misura della lunghezza dell'ago.

Altre caratteristiche:

- Stabilità sul porta aghi
- Corrispondenza di calibro ago-filo, atraumaticità e tenuta della congiunzione ago-filo
- Duttilità e resistenza alle deformazioni e alle rotture

Elemento	Serie	Serie	Serie
	<b>300</b>	<b>420</b>	<b>455</b>
Carbonio	<0.15	0.33	0.03
Manganese	<2.0	1.0	0.5
Fosforo	<0.045	0.04	0.015
Zolfo	<0.03	0.03	0.015
Titanio			2.0/2.2
Silicio	<1.0	1.0	0.5
Cromo	17.0/19.0	12/14.5	11.5/12.5
Nichel	8.0/10.0	0.5	9.2/10.3
Molibdeno		0.06	0.5
Rame			1.4/2.5
Ferro	a 100 %	a 100 %	a 100 %

Modulo di Young (modulo di elasticità)	200.000 N/mm <sup>2</sup> 20.500 kg/mm <sup>2</sup>	200.000 N/mm <sup>2</sup> 20.500 kg/mm <sup>2</sup>	200.000 N/mm <sup>2</sup> 20.500 kg/mm <sup>2</sup>
Durezza (Rc)	55.2	55.2	55.2

### CARATTERISTICHE DEL FILO

Misura USP (EP)	Resistenza tensile sul nodo MEDIO (kgf)	Attacco ago-filo MEDIO (kgf)	Resistenza tensile sul dritto MEDIO (kgf)
2 (5)	7,45	1,84	16,66
1 (4)	5,96	1,84	12,46
0 (3,5)	4,58	1,53	9,61
2/0 (3)	3,14	1,12	6,78
3/0 (2)	2,08	0,69	4,21
4/0 (1,5)	1,12	0,46	2,78
5/0 (1)	0,79	0,23	1,43
6/0 (0,7)	0,30	0,17	0,68
7/0 (0,5)	0,16	0,082	0,22
8/0 (0,4)	0,08	0,051	0,16

Per identificare le diverse tipologie di ago, B.Braun usa la seguente nomenclatura:

CURVATURA		CORPO		PUNTA		LUNGHEZZA	SPESSORE	
S	1/8 cerchio	R	cilindrico	T	punta trocar	Questa misura si riferisce alla distanza tra punta e coda dell'ago, misurata lungo la lunghezza dell'ago in mm.	ff	super sottile
V	1/4 cerchio	S	tagliente	N	punta smussa		f	ago sottile
D	3/8 cerchio	L	lanceolato	S	punta sternale		s	rinforzato
H	1/2 cerchio			C	punta tagliente corta		ss	super rinforzato
F	5/8 cerchio			M	micro punta		v	a rottura controllata
G	retto			MP	punta di precisione		b	nero
P	curvatura progressiva			m	micro ago			
J	uncino			mV	micro vascolare			

## CONTROLLI DI QUALITA'

### Controlli di Qualità Fornitori:

Le materie prime acquistate presso altre aziende vengono poi controllate da B. Braun, secondo standard qualitativi ufficialmente riconosciuti.

### Controlli di Qualità in accettazione:

La procedura minima di controllo di Qualità del materiale in accettazione prevede:

- verifica del certificato di conformità ai requisiti prestabiliti;
- rigoroso esame fisico delle caratteristiche (verifica del calibro e della sua uniformità, resistenza tensile lineare e sul nodo, ecc.);
- nel caso di elementi chimici, come l'acido glicolico, analisi chimica, secondo protocolli ufficialmente riconosciuti.

### Controlli di qualità "in process":

Ogni singola fase del ciclo produttivo viene sottoposta a rigorosi esami di controllo, in modo da garantire che essa risponda alle specifiche prestabilite.

### Controlli di qualità sui prodotti finiti:

Al termine del ciclo produttivo, a prodotto finito e sterilizzato, vengono presi da ogni lotto dei campioni, a caso, dove vengono effettuati tutti i controlli necessari atti a garantire la rispondenza agli standard USP ed EP, ma soprattutto agli standard B. Braun che sono molto più restrittivi. I campioni, dopo essere stati controllati, vengono conservati.

Tra i controlli che vengono effettuati ci sono:

- controllo visivo;
- test di sterilità;
- analisi chimica ;
- test fisici per garantire la rispondenza alle specifiche USP ed EP.
- controlli a campione volti a valutare la resistenza del filo al carico di rottura su filo semplice e su filo annodato;
- verifica della uniformità di calibro;
- dopo un adeguato periodo di quarantena successivo alla sterilizzazione dei fili viene valutata nuovamente la resistenza (intesa come carico di rottura) e vengono effettuati saggi di valutazione della sterilità.

Le suture B.Braun sono conformi ai requisiti stabiliti dal D.Lgs. n. 46 del 24 Febbraio 1997 (attuazione della Direttiva 93/42/CE concernente i dispositivi medici) e successive modifiche e aggiornamenti con particolare riferimento al D. Lgs. n- 37 del 25 Gennaio 2010 (recepimento della Direttiva 2007/47/CE) e rispondenti ai requisiti di confezionamento ed etichettatura richiamati dalla sopracitata normativa.

Le suture B.Braun sono conformi alle norme di buona fabbricazione, ai requisiti stabiliti dalla ultima edizione disponibile della Farmacopea Ufficiale e alla Pharmacopea Europea, nonché alle norme sulle modalità e

sui metodi di sterilizzazione. I materiali utilizzati per la fabbricazione delle suture B.Braun sono di ultima generazione.

B.Braun ha provveduto alla registrazione dei fili da sutura in ottemperanza al Decreto del Ministero della Salute del 21 dicembre 2009, completa del numero di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici di cui all'art. 57 comma1 della Legge 27 dicembre 2002 – n. 289. Il numero di repertorio di ogni articolo è riportato nella lista codici in allegato.

Tutte le suture B.Braun sono fabbricate in materiale idoneo per esclusivo uso medicale, interamente sterili, monouso, apirogene, atossiche (con particolare riferimento agli ftalati come al punto 7.5 dell'allegato 1 della Legge 247/44 del 2007).

Tutte le suture B.Braun, una volta sterilizzate, sono confezionate in idoneo materiale, che consente il mantenimento della sterilità del prodotto nel tempo e garantisce un'efficace barriera contro polvere ed umidità, come da normativa di riferimento UNI EN ISO 11607-1: 2017.

## DATI TECNICI

<b>Monouso:</b>	Sì
<b>Poliuso:</b>	NO
<b>Sterile alla vendita:</b>	SI
<b>Risterilizzabile:</b>	NO
<b>Medodo di sterilizzazione:</b>	Ossido di etilene (ETO) Residuo ETO contenuto nel filo trattato: <1 ppm in accordo con le norme ISO-10993-7.
<b>Validità:</b>	Durata della stabilità a confezionamento integro: 5 anni dalla data di sterilizzazione indicata sulla confezione e su ogni singola busta.
<b>Presenza di lattice:</b>	No
<b>Confezionamento:</b>	Il confezionamento primario è costituito da un doppio confezionamento sterile, che garantisce facilità di apertura della busta e di estrazione della sutura, accessibilità dell'ago, protezione della punta, facilità e velocità nell'armatura dell'ago stesso. All'interno della confezione primaria e sulla confezione secondaria sono presenti tutte le informazioni che consentono l'identificazione del filo e dell'ago (tipo di filo, calibro della sutura e dell'ago). Confezionamento DDP: La confezione esterna è una scatola di cartoncino sigillata con una pellicola di cellophane dotata di linea guida per apertura a strappo. La confezione interna è composta da: - involucro esterno: tipo peel-pack, con indicatore di sterilità; composto da carta medica e pellicola di PETP/PE; - involucro interno: prodotto secondo norme DIN 1712/3 in alluminio; - supporto del filo: per i fili atraumatici cartoncino ricoperto con LDPE, per i fili liberi bobina in PE;

	<p>etichettatura: secondo le normative vigenti. In lingua italiana sia sulla confezione che su ogni singola busta.</p> <p>Confezionamento RCP:</p> <p>Involucro esterno: tipo peel-pack, con indicatore di sterilità.</p> <p>Involucro interno: non presente, apertura in singolo step con accessibilità immediata dell'ago; supporto del filo: per i fili atraumatici, supporto in materiale plastico con avvolgimento del filo che permette la riduzione della memoria del filo stesso.</p> <p>Tutti i materiali utilizzati per il confezionamento non liberano cloro in fase di incenerimento.</p> <p>Assenza di lattice e di ftalati anche nel confezionamento. Tutti i prodotti offerti sono muniti di codice identificativo di tipo data matrix (EAN-128), posto sia sul confezionamento secondario sia sul confezionamento primario, in conformità agli standard previsti. Detto codice a barre garantisce un'unica identificazione di prodotto per ciascuna combinazione.</p>
<b>Temperatura di conservazione:</b>	Conservare a temperatura ambiente (5°C-25°C): non esporre a valori estremi di temperatura per periodi prolungati.
<b>Biocompatibilità</b>	<p>Sì</p> <p>I dispositivi sono sottoposti e soggetti a test di biocompatibilità secondo gli standard internazionali: ISO 10993 -1 Valutazioni Biologiche dei dispositivi medici Part. 1: valutazione e test</p>
<b>Presenza ftalati:</b>	No

## LISTA CODICI

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
B0058449	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 5X70CM DDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	1771887/R
B0058450	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 5X70CM DDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	1908435/R
B0058567	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5)10X60CM	H010101020201	III	SCA24	580908/R
B0058647	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 6X45CM DDP	H010101020203	III	PAC da 24 PZ	1570460/R
B0058669	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 12X45CM	H010101020203	III	SCA24	290268/R
B0058670	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 12X45CM	H010101020203	III	SCA24	290274/R
B0058707	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 150CM	H010101020203	III	SCA24	600508/R
B0058708	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 150CM	H010101020203	III	SCA24	600510/R
B0058709	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 150CM	H010101020203	III	SCA24	600509/R
B0059450	NOVOSYN UNDYED 2 (5) 5X70CM	H010101020203	III	SCA da 24	446354/R
B0059647	NOVOSYN INC 0 (3,5) 6X45CM	H010101020203	III	PAC da 24 PZ	446355/R
B0059667	NOVOSYN INCOLORE 0 (3,5) 12X45CM	H010101020203	III	SCA 24	446358/R
B0068071	NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR65 (M)	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	1043409/R
B0068074	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM HR76 (M)	H010101020201	III	SCA24	464984/R
B0068075	NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR76 (M)	H010101020201	III	SCA24	313506/R
B0068076	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 70CM HR76 (M)	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	1510342/R
B0068077	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 70CM HR76 (M)	H010101020201	III	SCA24	342835/R
B0068119	NOVOSYN VIOLA 1(4) 150CM HR48 (M) LOOP	H010101020201	III	SCA24	359548/R
B0068125	NOVOSYNVIOLA2(5)150CMHR37S(M)	H010101020201	III	SCA24	320063/R
B0068127	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 140CM HRT43S (M)	H010101020201	III	SCA24	320066/R
B0068158	NOVOSYN VIOLET 0(3,5)150CM HR48 LOP(M)	H010101020201	III	SCA24	469768/R



<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
B0068183	NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR70 (M)	H010101020201	III	SCA24	512136/R
B0068229	NOVOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HRN50S (M)	H010101020201	III	SCA 24	1256154/R
B0068346	NOVOSYN VIOLA 0(3,5) 150CM HRT43 LOOP	H010101020201	III	SCA 24	1272172/R
B0068347	NOVOSYN VIO 1 (4) 150CM HRT43 LOOP (M)	H010101020201	III	SCA24	290273/R
B0068350	NOVOSYN VIO 1 (4) 150CM HR40S LOOP (M)	H010101020201	III	SCA24	298889/R
B0068355	NOVOSYN VIOLA 0(3,5)150CM HR40S LOOP	H010101020201	III	SCA 24	1272174/R
B0068356	NOVOSYN VIOLA 0(3,5)150CM HRT43S LOP(M)	H010101020201	III	SCA24	298893/R
B0068357	NOVOSYN VIOLA 1(4)150CM HRT43S LOOP(M)	H010101020201	III	SCA24	298897/R
B0068369	NOVOSYNVIOLA0(3,5)150CMHRT48LOP(M)	H010101020201	III	SCA24	320068/R
B0068370	NOVOSYN VIOLA 1 (4)150CM HRT48 LOOP(M)	H010101020201	III	SCA24	298900/R
B0068380	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 150CM HR60 LOOP(M)	H010101020201	III	SCA24	298903/R
B0068463	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 90CM HS48(M)	H010101020201	III	SCA 24	1256155/R
B0068473	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 90CM HRT43S (M)	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	1837791/R
B0068488	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 90CM HS40 (M)	H010101020201	III	SCA 24	1272175/R
B0068498	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 90CM HS37(M)	H010101020201	III	SCA 24	1263592/R
B0068503	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 90CM HRT48 (M)	H010101020201	III	SCA 24	1263390/R
B0068520	NOVOSYNVIOLA1(4)150CMHRT48(M)	H010101020201	III	SCA24	320079/R
B0068535	NOVOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HRT37S (M) DDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	1937034/R
B0068555	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 120CM HR40S (M)	H010101020201	III	SCA 24	1272185/R
B0068558	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 90CM HR40S(M)	H010101020201	III	SCA 24	1256151/R
B0068563	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 90CM HR48 (M)	H010101020201	III	SCA 24	1256158/R
B0068575	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 90CM HRC48 (M)	H010101020201	III	SCA 24	1263389/R
B0068579	NOVOSYNVIOLA1(4)90CMHR76(M)	H010101020201	III	SCA24	320080/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
B0068588	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 90CM HS40S (M)	H010101020201	III	SCA 24	1256159/R
B0068598	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 90CM HR37S(M)	H010101020201	III	SCA 24	1256157/R
B0068599	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 90CM HS37S (M)	H010101020201	III	SCA 24	1263594/R
B0068605	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 90CM DRN64 (M)	H010101020201	III	SCA24	451115/R
B0068639	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 90CM HR65 (M)	H010101020201	III	SCA24	357448/R
B0068640	NOVOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HR65 (M)	H010101020201	III	SCA24	373993/R
B0068648	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 90CM HRN45 (M)	H010101020201	III	SCA 24	1272187/R
B0068654	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 90CM HRT37 (M)	H010101020201	III	SCA 24 HSCA 24	1272189/R
B0068655	NOVOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HR37SS (M) DDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	1385739/R
B0068675	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 90CM HRN65 (M)	H010101020201	III	SCA24	554331/R
B0068680	NOVOSYNVIOLA2(5)70CM2XHR65(M)	H010101020201	III	SCA24	320082/R
B0068803	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM HR70 (M) DDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	1527738/R
B0068804	NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR70 (M)	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	1043426/R
B0068848	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 90CM HR43 (M)	H010101020201	III	SCA 24	1263387/R
B0068897	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 90CM HRC37S (M) DDP	H010101020201	III	SCA 24	1263595/R
B0068906	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 90CM 2XHR26 (M)	H010101020201	III	SCA24	320083/R
B0068918	NOVOSYN VIOLA 2 (5)150CM HRT48 LOOP(M)	H010101020201	III	SCA24	298906/R
B0068919	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 150CM HR65 LOOP(M)	H010101020201	III	SCA24	293673/R
B0068927	NOVOSYN VIOLA 1(4)150CM HR76 LOOP(M)	H010101020201	III	SCA24	294216/R
B0068928	NOVOSYN VIOLA 2(5)150CM HR76 LOOP(M)	H010101020201	III	SCA24	294217/R
B0068929	NOVOSYN VIOLA 1(4)240CM HR65 LOOP(M)	H010101020201	III	SCA24	294218/R
B0068930	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 240CM HR65 LOOP(M)	H010101020201	III	SCA24	293674/R
B0068939	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 150CM HR65 (M)	H010101020201	III	SCA24	294219/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
B0068940	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 150CM HR65 (M)	H010101020201	III	SCA24	293676/R
B0068992	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 90CM HRC40S (M) DDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	1571709/R
B0069364	NOVOSYN INC 2 (5) 90CM HS48 (M) DDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	1808487/R
B0088010	NOVOSYN VIOLA 2(5)4X45CM DR48TO(M)	H010101020201	III	SCA24	320084/R
B0088618	NOVOSYN VIOLA 5/0(1)4X90CM HR22TO(M)	H010101020201	III	SCA24	294220/R
B0088631	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 4X70CM HR22 TO (M)	H010101020201	III	SCA24	290480/R
B0088632	NOVOSYN VIOLA 0(3,5)4X70CM HR22TO(M)	H010101020201	III	SCA24	290569/R
B0088636	NOVOSYN VIOLA 4/0(1,5)4X90CM HR26TOM	H010101020201	III	SCA24	294221/R
B0088643	NOVOSYN VIOLA 0(3,5)4X70CM HR26TO(M)	H010101020201	III	SCA24	290573/R
B0088648	NOVOSYN VIOLA 2/0(3)4X70CM HR26(M)	H010101020201	III	SCA24	290576/R
B0088649	NOVOSYN VIOLA 0(3,5)4X70CM HR26(M)	H010101020201	III	SCA24	290579/R
B0088652	NOVOSYN VIOLA 0(3,5)4X90CM HR37S(M)	H010101020201	III	SCA24	294222/R
B0088653	NOVOSYN VIOLA 1(4)4X90CM HR37S(M)	H010101020201	III	SCA24	294223/R
B0088655	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 4X70CM HR65(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	1826458/R
B0088657	NOVOSYN VIOLA 2(5)4X90CM HR37STO(M)	H010101020201	III	SCA24	294224/R
B0088661	NOVOSYN VIO 2/0 (3) 4X70CM HR30 TO (M)	H010101020201	III	SCA24	293677/R
B0088662	NOVOSYN VIO 0 (3,5) 4X70CM HR30 TO (M)	H010101020201	III	SCA24	293678/R
B0088667	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 4X70CM HR40S TO(M)	H010101020201	III	SCA24	293683/R
B0088668	NOVOSYN VIO 2 (5) 4X70CM HR40S TO (M)	H010101020201	III	SCA24	293684/R
B0088670	NOVOSYN VIO 2/0 (3) 4X70CM HR37 TO (M)	H010101020201	III	SCA24	293685/R
B0088671	NOVOSYN VIOLA 0(3,5)4X70CM HR37TO(M)	H010101020201	III	SCA24	294225/R
B0088680	NOVOSYN VIOLA 0(3,5)4X90CM HR40STO(M)	H010101020201	III	SCA24	294226/R
B0088682	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 4X70CM HR48(M)	H010101020201	III	SCA24	294227/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
B0088684	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 5X70CM HR65(M)	H010101020201	III	SCA24	294228/R
B0088685	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 4X90CM HS48(M)	H010101020201	III	SCA24	294229/R
B0088687	NOVOSYN VIOLA 1(4)4X70CM HR48TO(M)	H010101020201	III	SCA24	294230/R
B0088688	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 4X70CM HR48 TO (M)	H010101020201	III	SCA24	293686/R
B0088691	NOVOSYN VIO 0 (3,5) 4X70CM HR26S TO(M)	H010101020201	III	SCA24	293687/R
B0088692	NOVOSYN VIO 1 (4) 4X70CM HR26S TO (M)	H010101020201	III	SCA24	293689/R
B0088693	NOVOSYN VIO 2 (5) 4X70CM HR26S TO (M)	H010101020201	III	SCA24	293690/R
B0088695	NOVOSYN VIO 2/0 (3) 4X70CM HR37S TO(M)	H010101020201	III	SCA24	293691/R
B0088697	NOVOSYN VIO 1 (4) 4X70CM HR37S TO (M)	H010101020201	III	SCA24	293693/R
B0088698	NOVOSYN VIO 2 (5) 4X70CM HR37S TO (M)	H010101020201	III	SCA24	293694/R
B0088706	NOVOSYN VIOLA 0(3,5)4X70CM HR37SSTOM	H010101020201	III	SCA24	294231/R
B0088762	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5)4X45CM HR30 TO(M)	H010101020201	III	SCA24	293696/R
B0088763	NOVOSYN VIOLA 1(4)4X45CM HR30TO(M)	H010101020201	III	SCA24	294232/R
B0088766	NOVOSYN VIO 0 (3,5) 4X45CM HR40S TO(M)	H010101020201	III	SCA24	293697/R
B0088767	NOVOSYN VIO 1 (4) 4X45CM HR40S TO (M)	H010101020201	III	SCA24	293698/R
B0088768	NOVOSYN VIO 2 (5) 4X45CM HR40S TO (M)	H010101020201	III	SCA24	293699/R
B0088778	NOVOSYN VIOLA 1(4)5X45CM HR40STO(M)	H010101020201	III	SCA24	294233/R
B0088781	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 4X45CM HR43 TO (M)	H010101020201	III	SCA24	293700/R
B0088782	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 4X45CM HR43 TO (M)	H010101020201	III	SCA24	293701/R
B0088786	NOVOSYN VIO 0 (3,5) 4X45CM HR48 TO (M)	H010101020201	III	SCA24	293703/R
B0088787	NOVOSYN VIO 1 (4) 4X45CM HR48 TO (M)	H010101020201	III	SCA24	293647/R
B0088788	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 4X45CM HR48 TO (M)	H010101020201	III	SCA24	293661/R
B0088791	NOVOSYN VIOLA 0(3,5)4X45CM HR26S TO(M)	H010101020201	III	SCA24	293663/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
B0088792	NOVOSYN VIO 1 (4) 4X45CM HR26S TO (M)	H010101020201	III	SCA24	293664/R
B0088793	NOVOSYN VIO 2 (5) 4X45CM HR26S TO (M)	H010101020201	III	SCA24	293665/R
B0088796	NOVOSYN VIOLA 0(3,5)4X45CM HR37S TO(M)	H010101020201	III	SCA24	293668/R
B0088797	NOVOSYN VIO 1 (4) 4X45CM HR37S TO (M)	H010101020201	III	SCA24	293670/R
B0088798	NOVOSYN VIO 2 (5) 4X45CM HR37S TO (M)	H010101020201	III	SCA24	293679/R
B0088806	NOVOSYN VIOLA 0(3,5)4X45CM HR37SSTOM	H010101020201	III	SCA24	293680/R
B0088807	NOVOSYN VIO 1 (4) 4X45CM HR37SS TO (M)	H010101020201	III	SCA24	293682/R
B0088900	NOVOSYN VIOLA 1(4) 4X45CM HS23SS TO (M)	H010101020201	III	SCA 24	1269340/R
B0088906	NOVOSYN VIOLA 0(3,5)4X45CM HS26SSTOM	H010101020201	III	SCA24	294234/R
B0088907	NOVOSYN VIOLA 1(4)4X45CM HS26SSTO(M)	H010101020201	III	SCA24	294235/R
B0088912	NOVOSYN VIOLA 1(4)4X45CM HS40SSTO(M)	H010101020201	III	SCA24	294237/R
B0089675	NOVOSYN INCOLORE 0(3,5)3X45CM HS37SSTOM	H010101020201	III	SCA24	446359/R
B0089696	NOVOSYN INCOLORE 0(3,5)4X70CM HR37STO(M)	H010101020201	III	SCA24	446360/R
B0089697	NOVOSYN INCOLORE 1(4)4X70CM HR37STO(M)	H010101020201	III	SCA24	446361/R
B0089750	NOVOSYN INCOLORE 0(3,5)4X45CM HRN35TO(M)	H010101020201	III	SCA24	446362/R
B0089786	NOVOSYN INCOLORE 0(3,5)4X45CM HR48TO(M)	H010101020201	III	SCA24	446363/R
B0089796	NOVOSYN INCOLORE 0(3,5)4X45CM HR37STO(M)	H010101020201	III	SCA24	446364/R
B0089797	NOVOSYN INCOLORE 1(4)4X45CM HR37STO(M)	H010101020201	III	SCA24	446365/R
B0089912	NOVOSYN INCOLORE 1(4)4X45CM HS40SSTO(M)	H010101020201	III	SCA24	446366/R
C0058181	NOVOSYN VIOLA 4/0 (1,5) 10X60CM	H010101020203	III	SCA36	368965/R
C0058182	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 10X60CM	H010101020203	III	SCA36	368966/R
C0058183	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 10X60CM	H010101020203	III	SCA36	368967/R
C0058203	NOVOSYN VIOLA 5/0 (1) 140CM	H010101020203	III	SCA36	1119912/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C0058204	NOVOSYN VIOLA 4/0 (1,5) 140CM	H010101020203	III	SCA36	290276/R
C0058205	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 140CM	H010101020203	III	SCA36	290277/R
C0058207	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 140CM	H010101020203	III	SCA36	290278/R
C0058208	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 140CM	H010101020203	III	SCA36	290279/R
C0058209	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 140CM	H010101020203	III	SCA36	290280/R
C0058210	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 140CM	H010101020203	III	SCA36	290281/R
C0058404	NOVOSYN VIOLA 4/0 (1,5) 2X70CM	H010101020203	III	SCA36	290283/R
C0058405	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 2X70CM	H010101020203	III	SCA36	290284/R
C0058406	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 2X70CM	H010101020203	III	SCA36	290285/R
C0058407	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 2X70CM	H010101020203	III	SCA36	290286/R
C0058409	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 2X70CM	H010101020203	III	SCA36	290287/R
C0058410	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 2X70CM	H010101020203	III	SCA36	290288/R
C0058444	NOVOSYN VIOLA 4/0 (1,5) 5X70CM	H010101020203	III	SCA36	290289/R
C0058445	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 5X70CM	H010101020203	III	SCA36	290290/R
C0058446	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 5X70CM	H010101020203	III	SCA36	290291/R
C0058447	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 5X70CM	H010101020203	III	SCA36	290292/R
C0058449	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 5X70CM	H010101020203	III	SCA36	290293/R
C0058450	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 5X70CM	H010101020203	III	SCA36	290294/R
C0058567	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 10X60CM	H010101020203	III	SCA36	290295/R
C0058568	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 10X60CM	H010101020203	III	SCA36	290297/R
C0058622	NOVOSYN VIOLA 6/0 (0,7) 3X45CM	H010101020203	III	SCA36	1119917/R
C0058623	NOVOSYN VIOLA 5/0 (1) 3X45CM	H010101020203	III	SCA36	1119915/R
C0058624	NOVOSYN VIOLA 4/0 (1,5) 3X45CM	H010101020203	III	SCA36	290298/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C0058625	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 3X45CM	H010101020203	III	SCA36	290299/R
C0058626	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 3X45CM	H010101020203	III	SCA36	290300/R
C0058627	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 3X45CM	H010101020203	III	SCA36	290301/R
C0058629	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 3X45CM	H010101020203	III	SCA36	290302/R
C0058630	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 3X45CM	H010101020203	III	SCA36	290303/R
C0058643	NOVOSYN VIOLA 5/0 (1) 6X45CM	H010101020203	III	SCA36	290304/R
C0058644	NOVOSYN VIOLA 4/0 (1,5) 6X45CM	H010101020203	III	SCA36	290305/R
C0058645	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 6X45CM	H010101020203	III	SCA36	290306/R
C0058646	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 6X45CM	H010101020203	III	SCA36	290307/R
C0058647	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 6X45CM	H010101020203	III	SCA36	290308/R
C0058649	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 6X45CM	H010101020203	III	SCA36	290309/R
C0058650	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 6X45CM	H010101020203	III	SCA36	290310/R
C0058664	NOVOSYN VIOLA 4/0 (1,5) 12X45CM	H010101020203	III	SCA36	290311/R
C0058665	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 12X45CM	H010101020203	III	SCA36	290312/R
C0058666	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 12X45CM	H010101020203	III	SCA36	290313/R
C0058667	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 12X45CM	H010101020203	III	SCA36	290314/R
C0059205	NOVOSYN INCOLORE 3/0 (2) 140CM	H010101020203	III	SCA36	446015/R
C0059207	NOVOSYN INCOLORE 2/0 (3) 140CM	H010101020203	III	SCA36	446033/R
C0059208	NOVOSYN INCOLORE 0 (3,5) 140CM	H010101020203	III	SCA36	446035/R
C0059665	NOVOSYN INCOLORE 3/0 (2) 12X45CM	H010101020203	III	SCA36	446037/R
C0059666	NOVOSYN INCOLORE 2/0 (3) 12X45CM	H010101020203	III	SCA36	446053/R
C0068001	NOVOSYN VIOLA 4/0 (1,5)45CM HR22 (M)	H010101020201	III	SCA36	290584/R
C0068002	NOVOSYN VIOLA 6/0 (0,7) 70CM HR10(M)	H010101020201	III	SCA36	293705/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C0068003	NOVOSYN VIOLA 5/0 (1) 70CM HR10 (M)	H010101020201	III	SCA36	293706/R
C0068004	NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 20CM HR22 (M)	H010101020201	III	SCA36	390087/R
C0068005	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 45CM HR22 (M)	H010101020201	III	SCA36	290589/R
C0068006	NOVOSYN VIOLA 6/0 (0,7)70CM HR13 (M)	H010101020201	III	SCA36	294241/R
C0068007	NOVOSYN VIOLA 5/0 (1) 70CM HR13(M)	H010101020201	III	SCA36	293707/R
C0068008	NOVOSYN VIOLA 4/0 (1,5) 70CM HR13(M)	H010101020201	III	SCA36	293710/R
C0068009	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM HR13 (M)	H010101020201	III	SCA36	294242/R
C0068010	NOVOSYN VIOLA 4/0 (1,5)45CM HR26 (M)	H010101020201	III	SCA36	294243/R
C0068011	NOVOSYN VIOLA 6/0 (0,7) 70CM HR17(M)	H010101020201	III	SCA36	293711/R
C0068012	NOVOSYN VIOLA 5/0 (1) 70CM HR17 (M)	H010101020201	III	SCA36	293714/R
C0068013	NOVOSYN VIOLA 4/0 (1,5) 70CM HR17 (M)	H010101020201	III	SCA36	293715/R
C0068014	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM HR17 (M)	H010101020201	III	SCA36	290482/R
C0068015	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM HR17(M)	H010101020201	III	SCA36	290487/R
C0068016	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 70CM HR17 (M)	H010101020201	III	SCA36	290592/R
C0068017	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 45CM HR37 (M)	H010101020201	III	SCA36	294245/R
C0068018	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 20CM HR26 (M)	H010101020201	III	SCA36	290490/R
C0068019	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 45CM HR26S (M)	H010101020201	III	SCA36	293716/R
C0068020	NOVOSYN VIOLA 7/0 (0,5) 45CM HR6 (M)	H010101020201	III	SCA36	294246/R
C0068021	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 45CM HR37S (M)	H010101020201	III	SCA36	294247/R
C0068022	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3)45CM DSMP24 (M)	H010101020201	III	SCA36	294248/R
C0068023	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM HRT40 (M)	H010101020201	III	SCA36	293718/R
C0068024	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 70CM HRT40 (M)	H010101020201	III	SCA36	293719/R
C0068028	NOVOSYN VIOLA 5/0 (1) 70CM HR22 (M)	H010101020201	III	SCA36	294249/R



<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C0068029	NOVOSYN VIOLA 4/0 (1,5) 70CM HR22 (M)	H010101020201	III	SCA36	290495/R
C0068029N1	NOVOSYN VIOLA 4/0 (1,5)70CM HR22 (M)RCP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2093083/R
C0068030	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM HR22 (M)	H010101020201	III	SCA36	290498/R
C0068030N1	NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR22 (M) RCP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2093092/R
C0068031	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM HR22 (M)	H010101020201	III	SCA36	290499/R
C0068031N1	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM HR22 (M)RCP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2125379/R
C0068032	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 70CM HR22(M)	H010101020201	III	SCA36	290502/R
C0068033	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 70CM HR22SS (M)	H010101020201	III	SCA36	294250/R
C0068034	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 70CM HR26 (M)	H010101020201	III	SCA36	294251/R
C0068035	NOVOSYN VIOLA 4/0 (1,5)70CM HR30 (M)	H010101020201	III	SCA36	294253/R
C0068036	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM HR22S(M)	H010101020201	III	SCA36	293720/R
C0068037	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 70CM HR22S(M)	H010101020201	III	SCA36	293726/R
C0068038	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 70CM HR22S(M)	H010101020201	III	SCA36	293728/R
C0068039	NOVOSYN VIOLA 5/0 (1) 70CM HR26 (M)	H010101020201	III	SCA36	294254/R
C0068040	NOVOSYN VIOLA 4/0 (1,5) 70CM HR26 (M)	H010101020201	III	SCA36	293729/R
C0068041	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM HR26 (M)	H010101020201	III	SCA36	290504/R
C0068041N1	NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR26 (M) RCP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2093093/R
C0068042	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM HR26 (M)	H010101020201	III	SCA36	290506/R
C0068042N1	NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR26 (M) RCP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2093094/R
C0068043	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 70CM HR26 (M)	H010101020201	III	SCA36	290507/R
C0068043N1	NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR26 (M) RCP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2093095/R
C0068044	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 70CM HR26 (M)	H010101020201	III	SCA36	293732/R
C0068045	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 70CM HR30(M)	H010101020201	III	SCA36	293733/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C0068046	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM HR30 (M)	H010101020201	III	SCA36	293734/R
C0068046N1	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM HR30 (M)RCP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2093096/R
C0068047	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM HR30 (M)	H010101020201	III	SCA36	293735/R
C0068047N1	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM HR30 (M) RCP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2093097/R
C0068048	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 70CM HR30 (M)	H010101020201	III	SCA36	293736/R
C0068048N1	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 70CM HR30 (M)RCP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2093098/R
C0068049	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 70CM HR30 (M)	H010101020201	III	SCA36	293737/R
C0068050	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM HR37(M)	H010101020201	III	SCA36	293738/R
C0068051	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM HR37 (M)	H010101020201	III	SCA36	293739/R
C0068051N1	NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR37 (M) RCP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2093099/R
C0068052	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 70CM HR37 (M)	H010101020201	III	SCA36	293740/R
C0068052N1	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 70CM HR37 (M) RCP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2093100/R
C0068053	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 70CM HR37 (M)	H010101020201	III	SCA36	293741/R
C0068053N1	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 70CM HR37 (M)RCP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2125380/R
C0068054	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 70CM HR37 (M)	H010101020201	III	SCA36	294255/R
C0068055	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM HR40S (M)	H010101020201	III	SCA36	293742/R
C0068056	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 70CM HR40S (M)	H010101020201	III	SCA36	293743/R
C0068056N1	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 70CM HR40S (M)RCP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2125381/R
C0068057	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 70CM HR40S (M)	H010101020201	III	SCA36	293744/R
C0068057N1	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 70CM HR40S (M)RCP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2093101/R
C0068058	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 70CM HR40S(M)	H010101020201	III	SCA36	293746/R
C0068059	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM HR40S (M)	H010101020201	III	SCA36	294256/R
C0068060	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM HR48 (M)	H010101020201	III	SCA36	293747/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C0068061	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 70CM HR48 (M)	H010101020201	III	SCA36	293749/R
C0068062	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 70CM HR48 (M)	H010101020201	III	SCA36	293750/R
C0068062N1	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 70CM HR48 (M)RCP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2125382/R
C0068063	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 70CM HR48 (M)	H010101020201	III	SCA36	293752/R
C0068064	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM HR60 (M)	H010101020201	III	SCA36	294257/R
C0068065	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 70CM HR60 (M)	H010101020201	III	SCA36	294258/R
C0068066	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 70CM HR60 (M)	H010101020201	III	SCA36	293753/R
C0068067	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 120CM HR26 (M)	H010101020201	III	SCA36	290508/R
C0068068	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 70CM HR60 (M)	H010101020201	III	SCA36	293755/R
C0068069	NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 20CM HR22 (M)	H010101020201	III	SCA36	361751/R
C0068070	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 70CM HR43S (M)	H010101020201	III	SCA36	294259/R
C0068071	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM HR65 (M)	H010101020201	III	SCA36	294260/R
C0068073	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM HR76 (M)	H010101020201	III	SCA36	294261/R
C0068074	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM HR76 (M)	H010101020201	III	SCA36	293756/R
C0068075	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 70CM HR76 (M)	H010101020201	III	SCA36	293758/R
C0068076	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 70CM HR76 (M)	H010101020201	III	SCA36	293759/R
C0068077	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 70CM HR76 (M)	H010101020201	III	SCA36	293763/R
C0068079	NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 20CM HR26 (M)	H010101020201	III	SCA36	390089/R
C0068084	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 70CM HS26SS (M)	H010101020201	III	SCA36	293766/R
C0068085	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM HS37SS (M)	H010101020201	III	SCA36	293858/R
C0068086	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 70CM HS37SS (M)	H010101020201	III	SCA36	293859/R
C0068087	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 70CM HS37SS (M)	H010101020201	III	SCA36	293860/R
C0068088	NOVOSYN FIOLET. 3/0 (2) 120CM HR26 (M)	H010101020201	III	SCA36	370966/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
C0068089	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM HR26S(M)	H010101020201	III	SCA36	293861/R
C0068090	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM HR26S (M)	H010101020201	III	SCA36	293862/R
C0068090N1	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM HR26S (M)RCP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2125383/R
C0068091	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 70CM HR26S(M)	H010101020201	III	SCA36	293863/R
C0068091N1	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 70CM HR26S (M)RCP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2125384/R
C0068092	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 70CM HR26S (M)	H010101020201	III	SCA36	293865/R
C0068092N1	NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR26S (M) RCP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2093102/R
C0068093	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 70CM HR26S(M)	H010101020201	III	SCA36	293866/R
C0068094	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM HR37S(M)	H010101020201	III	SCA36	293867/R
C0068095	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM HR37S (M)	H010101020201	III	SCA36	292575/R
C0068095N1	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM HR37S (M)RCP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2125385/R
C0068096	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 70CM HR37S (M)	H010101020201	III	SCA36	293869/R
C0068096N1	NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR37S (M)RCP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2093103/R
C0068097	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 70CM HR37S (M)	H010101020201	III	SCA36	293870/R
C0068097N1	NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR37S (M)RCP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2093104/R
C0068098	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 70CM HR37S (M)	H010101020201	III	SCA36	293871/R
C0068099	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM HR48 (M)	H010101020201	III	SCA36	293872/R
C0068100	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 70CM HR26SS (M)	H010101020201	III	SCA36	293873/R
C0068101	NOVOSYN VIOLA 7/0 (0,5) 45CM DR10 (M)	H010101020201	III	SCA36	293874/R
C0068102	NOVOSYN VIOLA 6/0 (0,7)45CM DR10 (M)	H010101020201	III	SCA36	294262/R
C0068103	NOVOSYN VIOLA 5/0 (1) 45CM DR10 (M)	H010101020201	III	SCA36	293875/R
C0068106	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 30CM HR22S (M)	H010101020201	III	SCA36	294263/R
C0068107	NOVOSYN VIOLA 4/0 (1,5)70CM DR15 (M)	H010101020201	III	SCA36	294265/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C0068110	NOVOSYN VIOLET 2/0 (3)70CM HR13SS (M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	1402604/R
C0068111	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 70CM HR13SS (M)	H010101020201	III	SCA36	293876/R
C0068113	NOVOSYN VIOLA 4/0 (1,5) 70CM HR17S (M)	H010101020201	III	SCA36	293877/R
C0068114	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM HR17S (M)	H010101020201	III	SCA36	293878/R
C0068115	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM HR17S (M)	H010101020201	III	SCA36	294266/R
C0068116	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 70CM HR17S (M)	H010101020201	III	SCA36	294267/R
C0068118	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 70CM HR17S (M)	H010101020201	III	SCA36	294268/R
C0068121	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3)70CM HR37SS (M)	H010101020201	III	SCA36	294269/R
C0068122	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 70CM HR37SS (M)	H010101020201	III	SCA36	293880/R
C0068123	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 70CM HR37SS (M)	H010101020201	III	SCA36	293881/R
C0068126	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5)140CM HR37S (M)	H010101020201	III	SCA36	294270/R
C0068133	NOVOSYN VIOLA 8/0 (0,4) 30CM DR8 (M)	H010101020201	III	SCA36	429871/R
C0068134	NOVOSYN VIOLA 5/0 (1) 45CM DR12 (M)	H010101020201	III	SCA36	293882/R
C0068140	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 90CM HRC37 (M)	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	1124012/R
C0068141	NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HRC37 (M)	H010101020201	III	SCA36	373994/R
C0068147	NOVOSYN VIOLA 4/0(1,5)70CM HR17B(M)	H010101020201	III	SCA36	422691/R
C0068150	NOVOSYN VIOLA 4/0 (1,5) 70CM DR18 (M)	H010101020201	III	SCA36	293883/R
C0068151	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM DR18 (M)	H010101020201	III	SCA36	293884/R
C0068152	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM HR17B (M)	H010101020201	III	SCA36	600347/R
C0068155	NOVOSYN VIOLA 5/0 (1) 70CM DR18 (M)	H010101020201	III	SCA36	294272/R
C0068159	NOVOSYN VIOLA 4/0 (1,5) 70CM DR22 (M)	H010101020201	III	SCA36	293885/R
C0068160	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM DR22 (M)	H010101020201	III	SCA36	293886/R
C0068161	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM DR22 (M)	H010101020201	III	SCA36	293887/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C0068162	NOVOSYN VIOLA 5/0(1)45CM 2XDSMP13 (M)	H010101020201	III	SCA36	294273/R
C0068164	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM DR26 (M)	H010101020201	III	SCA36	293889/R
C0068165	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM DR26(M)	H010101020201	III	SCA36	293890/R
C0068168	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 70CM DR32 (M)	H010101020201	III	SCA36	294274/R
C0068170	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM DR32 (M)	H010101020201	III	SCA36	293891/R
C0068171	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM DR32 (M)	H010101020201	III	SCA36	293899/R
C0068172	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 70CM DR32 (M)	H010101020201	III	SCA36	293900/R
C0068173	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 70CM DR32 (M)	H010101020201	III	SCA36	293901/R
C0068176	NOVOSYN VIOLA 4/0(1,5)70CM 2XHR17B(M)	H010101020201	III	SCA36	422690/R
C0068181	NOVOSYN VIOLA 4/0 (1,5)70CM HR22B(M)	H010101020201	III	SCA36	422693/R
C0068183	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 70CM HR70 (M)	H010101020201	III	SCA36	293902/R
C0068185	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 90CM GR51 (M)	H010101020201	III	SCA36	293903/R
C0068186	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM HR22B (M)	H010101020201	III	SCA36	422695/R
C0068189	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM HR22B (M)	H010101020201	III	SCA36	600569/R
C0068190	NOVOSYN VIOLA 4/0(1,5)70CM 2XHR22B(M)	H010101020201	III	SCA36	422696/R
C0068191	NOVOSYN VIOLA 4/0(1,5)90CM 2XHR22B(M)	H010101020201	III	SCA36	422697/R
C0068192	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2)70CM 2XHR22B(M)	H010101020201	III	SCA36	422698/R
C0068194	NOVOSYN VIOLA 0(3,5)120CM JRC30S (M)	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	600350/R
C0068196	NOVOSYN VIOLA 4/0 (1,5)70CM HR26B(M)	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	908437/R
C0068198	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM HR26B (M)	H010101020201	III	SCA36	422694/R
C0068198N1	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM HR26B (M)RCP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2125386/R
C0068202	NOVOSYN VIOLA 6/0 (0,7) 45CM DS9(M)	H010101020201	III	SCA36	293905/R
C0068203	NOVOSYN VIOLA 5/0 (1) 45CM HS15 (M)	H010101020201	III	SCA36	293906/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C0068204	NOVOSYN VIOLA 4/0 (1,5) 45CM HS15 (M)	H010101020201	III	SCA36	293907/R
C0068205	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 70CM HS18 (M)	H010101020201	III	SCA36	294275/R
C0068206	NOVOSYN VIOLA 6/0 (0,7) 45CM DS12 (M)	H010101020201	III	SCA36	293908/R
C0068207	NOVOSYN VIOLA 5/0 (1) 45CM DS12 (M)	H010101020201	III	SCA36	293909/R
C0068208	NOVOSYN VIOLA 4/0 (1,5) 45CM DS12(M)	H010101020201	III	SCA36	293912/R
C0068209	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM HR26B (M)	H010101020201	III	SCA36	451113/R
C0068210	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2)70CM 2XHR26B(M)	H010101020201	III	SCA36	422692/R
C0068211	NOVOSYN VIOLA 4/0 (1,5)45CM GS13 (M)	H010101020201	III	SCA36	294276/R
C0068212	NOVOSYN VIOLA 5/0 (1) 45CM DS16 (M)	H010101020201	III	SCA36	293913/R
C0068213	NOVOSYN VIOLA 4/0 (1,5) 45CM DS16 (M)	H010101020201	III	SCA36	293914/R
C0068214	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 45CM DS16 (M)	H010101020201	III	SCA36	293915/R
C0068215	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 45CM DS16 (M)	H010101020201	III	SCA36	294304/R
C0068216	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2)90CM 2XHR26B(M)	H010101020201	III	SCA36	422689/R
C0068219	NOVOSYN VIOLA 5/0 (1) 45CM DS19 (M)	H010101020201	III	SCA36	293916/R
C0068220	NOVOSYN VIOLA 4/0 (1,5) 45CM DS19 (M)	H010101020201	III	SCA36	293917/R
C0068221	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 45CM DS19 (M)	H010101020201	III	SCA36	293918/R
C0068221N1	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 45CM DS19 (M)RCP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2125387/R
C0068225	NOVOSYN VIOLA 4/0 (1,5) 45CM HS21 (M)	H010101020201	III	SCA36	293919/R
C0068226	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 45CM HS21 (M)	H010101020201	III	SCA36	293920/R
C0068227	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 70CM HS55 (M)	H010101020201	III	SCA36	294305/R
C0068228	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 90CM HRN50S (M)	H010101020201	III	SCA36	357447/R
C0068229	NOVOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HRN50S (M)	H010101020201	III	SCA36	376533/R
C0068230	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 45CM HS23 (M)	H010101020201	III	SCA36	293921/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C0068232	NOVOSYN VIOLA 5/0 (1) 70CM DS24 (M)	H010101020201	III	SCA36	294306/R
C0068233	NOVOSYN VIOLA 5/0 (1) 70CM HS15 (M)	H010101020201	III	SCA36	294307/R
C0068234	NOVOSYN VIOLA 4/0 (1,5) 70CM DS24 (M)	H010101020201	III	SCA36	293924/R
C0068235	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM DS24 (M)	H010101020201	III	SCA36	293925/R
C0068235N1	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM DS24 (M)RCP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2125388/R
C0068236	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM DS24 (M)	H010101020201	III	SCA36	293926/R
C0068236N1	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM DS24 (M)RCP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2125389/R
C0068237	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 70CM DS24 (M)	H010101020201	III	SCA36	293927/R
C0068239	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 90CM DS39 (M)	H010101020201	III	SCA36	294308/R
C0068240	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 90CM DS39 (M)	H010101020201	III	SCA36	294309/R
C0068241	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM HS26 (M)	H010101020201	III	SCA36	293928/R
C0068242	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM HS26 (M)	H010101020201	III	SCA36	293929/R
C0068242N1	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM HS26 (M)RCP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2125390/R
C0068243	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 70CM HS26 (M)	H010101020201	III	SCA36	290510/R
C0068245	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 70CM DS30 (M)	H010101020201	III	SCA36	294310/R
C0068246	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM DS30 (M)	H010101020201	III	SCA36	293930/R
C0068247	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM DS30 (M)	H010101020201	III	SCA36	293931/R
C0068247N1	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM DS30 (M) RCP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2125391/R
C0068248	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 70CM DS30 (M)	H010101020201	III	SCA36	293932/R
C0068249	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 70CM DS30 (M)	H010101020201	III	SCA36	293933/R
C0068250	NOVOSYN VIOLA 4/0 (1,5) 70CM HS15 (M)	H010101020201	III	SCA36	293934/R
C0068251	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM HS30 (M)	H010101020201	III	SCA36	293935/R
C0068252	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 70CM HS30(M)	H010101020201	III	SCA36	293937/R



<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C0068253	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 70CM HS30(M)	H010101020201	III	SCA36	293938/R
C0068255	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM DS35 (M)	H010101020201	III	SCA36	294311/R
C0068256	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM DS35 (M)	H010101020201	III	SCA36	294312/R
C0068257	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 70CM DS35 (M)	H010101020201	III	SCA36	294313/R
C0068258	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 70CM DS35 (M)	H010101020201	III	SCA36	293939/R
C0068259	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 70CM DS35 (M)	H010101020201	III	SCA36	294314/R
C0068261	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 70CM HS48 (M)	H010101020201	III	SCA36	293940/R
C0068262	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 70CM HS48 (M)	H010101020201	III	SCA36	293941/R
C0068263	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 70CM HS48 (M)	H010101020201	III	SCA36	294315/R
C0068264	NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5)70CM GS60 (M)	H010101020201	III	SCA36	370964/R
C0068265	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM GS60(M)	H010101020201	III	SCA36	293942/R
C0068266	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM GS60(M)	H010101020201	III	SCA36	293944/R
C0068267	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM HS40S (M)	H010101020201	III	SCA36	293946/R
C0068268	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 70CM HS40S (M)	H010101020201	III	SCA36	293947/R
C0068269	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 70CM HS40S (M)	H010101020201	III	SCA36	293948/R
C0068272	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM GS51 (M)	H010101020201	III	SCA36	294316/R
C0068274	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM GS51 (M)	H010101020201	III	SCA36	294317/R
C0068275	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 70CM GS51 (M)	H010101020201	III	SCA36	294318/R
C0068278	NOVOSYN VIO 2/0(3)150CM HS37S/HR37S(M)	H010101020201	III	SCA36	293949/R
C0068279	NOVOSYN VIOLA2/0(3)150CM HR37S/DS24M	H010101020201	III	SCA36	294319/R
C0068281	NOVOSYN VIOLA 4/0 (1,5) 20CM GR19 (M)	H010101020201	III	SCA36	293950/R
C0068282	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 70CM DS39 (M)	H010101020201	III	SCA36	294320/R
C0068283	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 70CM DS39 (M)	H010101020201	III	SCA36	294321/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
C0068284	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 20CM GR19 (M)	H010101020201	III	SCA36	293951/R
C0068285	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM GR19 (M)	H010101020201	III	SCA36	294322/R
C0068288	NOVOSYN VIOLA 4/0 (1,5) 20CM GR19B (M)	H010101020201	III	SCA36	600349/R
C0068289	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 20CM GR19B (M)	H010101020201	III	SCA36	600348/R
C0068290	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM HS26S(M)	H010101020201	III	SCA36	293952/R
C0068291	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 70CM HS26S (M)	H010101020201	III	SCA36	293953/R
C0068292	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 70CM HS26S (M)	H010101020201	III	SCA36	294323/R
C0068293	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM HS37S (M)	H010101020201	III	SCA36	294325/R
C0068294	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM HS37S(M)	H010101020201	III	SCA36	293954/R
C0068294N1	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM HS37S (M)RCP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2093105/R
C0068296	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 70CM HS37S (M)	H010101020201	III	SCA36	293955/R
C0068296N1	NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HS37S (M)RCP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2093106/R
C0068297	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 70CM HS37S (M)	H010101020201	III	SCA36	293956/R
C0068298	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 70CM HS37S (M)	H010101020201	III	SCA36	293957/R
C0068300	NOVOSYN VIOLA 6/0(0,7)70CM DRC12 (M)	H010101020201	III	SCA36	294326/R
C0068301	NOVOSYN VIOLA 5/0 (1) 70CM DRC12 (M)	H010101020201	III	SCA36	294327/R
C0068302	NOVOSYN VIOLA 4/0(1,5)70CM DRC12 (M)	H010101020201	III	SCA36	294328/R
C0068306	NOVOSYN VIOLA 6/0(0,7)70CM DRT12 (M)	H010101020201	III	SCA36	294329/R
C0068307	NOVOSYN VIOLA 5/0 (1) 70CM DRT12 (M)	H010101020201	III	SCA36	294330/R
C0068309	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 70CM DRT32 (M)	H010101020201	III	SCA36	293958/R
C0068312	NOVOSYN VIOLA 5/0 (1) 70CM HRC17 (M)	H010101020201	III	SCA36	293960/R
C0068313	NOVOSYN VIOLA 4/0 (1,5) 70CM HRC17 (M)	H010101020201	III	SCA36	293965/R
C0068314	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM HRC17(M)	H010101020201	III	SCA36	293966/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C0068315	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM HRC17(M)	H010101020201	III	SCA36	293967/R
C0068316	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 70CM HRC17 (M)	H010101020201	III	SCA36	293968/R
C0068319	NOVOSYN VIOLA 5/0 (1) 70CM DRT18 (M)	H010101020201	III	SCA36	294331/R
C0068320	NOVOSYN VIOLA 4/0 (1,5) 70CM DRT18(M)	H010101020201	III	SCA36	293969/R
C0068321	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM DRT18(M)	H010101020201	III	SCA36	293970/R
C0068323	NOVOSYN VIOLA 2/0(3)150CM HRT37LOP(M)	H010101020201	III	SCA36	294332/R
C0068325	NOVOSYN VIOLA 4/0(1,5)70CM HRC22 (M)	H010101020201	III	SCA36	294333/R
C0068326	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM HRC22 (M)	H010101020201	III	SCA36	294334/R
C0068331	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM HRC22(M)	H010101020201	III	SCA36	293971/R
C0068332	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 70CM HRC22(M)	H010101020201	III	SCA36	293972/R
C0068333	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 70CM HRC22(M)	H010101020201	III	SCA36	293973/R
C0068335	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM HRC26 (M)	H010101020201	III	SCA36	294336/R
C0068336	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM HRC26 (M)	H010101020201	III	SCA36	294337/R
C0068343	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 70CM HRC26 (M)	H010101020201	III	SCA36	293974/R
C0068346	NOVOSYN VIOLA 0(3,5)150CM HRT43 LOP(M)	H010101020201	III	SCA36	293975/R
C0068348	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM HRT43 (M)	H010101020201	III	SCA36	294338/R
C0068349	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM HRT43 (M)	H010101020201	III	SCA36	294339/R
C0068351	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 70CM HRT43 (M)	H010101020201	III	SCA36	294340/R
C0068353	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 70CM HRT43S(M)	H010101020201	III	SCA36	293976/R
C0068355	NOVOSYN VIOLA 0(3,5)150CM HR40SLOP(M)	H010101020201	III	SCA36	294341/R
C0068361	NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HRC37 (M)DDP	H010101020201	III	SCA da 36 PZ	1362106/R
C0068362	NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HRC37 (M)DDP	H010101020201	III	SCA da 36 PZ	1362105/R
C0068367	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5)120CM HR40S (M)	H010101020201	III	SCA36	294342/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C0068371	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 70CM HRC30 (M)	H010101020201	III	SCA36	293977/R
C0068372	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM HRC30 (M)	H010101020201	III	SCA36	293978/R
C0068373	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM HRC30 (M)	H010101020201	III	SCA36	293979/R
C0068374	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 70CM HRC30 (M)	H010101020201	III	SCA36	293981/R
C0068375	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 90CM HRC30S (M)	H010101020201	III	SCA36	293982/R
C0068376	NOVOSYN VIOLA 4/0(1,5)70CM DRT22 (M)	H010101020201	III	SCA36	294343/R
C0068377	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM DRT22 (M)	H010101020201	III	SCA36	293984/R
C0068378	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM DRT22 (M)	H010101020201	III	SCA36	294344/R
C0068382	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM DRT26 (M)	H010101020201	III	SCA36	294345/R
C0068383	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM DRT26 (M)	H010101020201	III	SCA36	293985/R
C0068385	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM DRT32 (M)	H010101020201	III	SCA36	294346/R
C0068386	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM DRT32 (M)	H010101020201	III	SCA36	293986/R
C0068387	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 70CM DRT32 (M)	H010101020201	III	SCA36	293988/R
C0068388	NOVOSYN VIOLA 6/0 (0,7) 45CM DRTM8	H010101020201	III	SCA36	294347/R
C0068389	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 70CM DRT32 (M)	H010101020201	III	SCA36	294348/R
C0068390	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM HRT37 (M)	H010101020201	III	SCA36	294349/R
C0068391	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 70CM HRT37 (M)	H010101020201	III	SCA36	293989/R
C0068392	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM HRT37 (M)	H010101020201	III	SCA36	293990/R
C0068393	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 70CM HRT37 (M)	H010101020201	III	SCA36	293991/R
C0068394	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2)70CM HRT37S (M)	H010101020201	III	SCA36	294350/R
C0068395	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM HRT37S (M)	H010101020201	III	SCA36	293992/R
C0068396	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 70CM HRT37S(M)	H010101020201	III	SCA36	293993/R
C0068397	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 70CM HRT37S(M)	H010101020201	III	SCA36	293994/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
C0068398	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM FS25 (M)	H010101020201	III	SCA36	294351/R
C0068400	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM HRT48 (M)	H010101020201	III	SCA36	294352/R
C0068401	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 70CM HRT48 (M)	H010101020201	III	SCA36	294353/R
C0068402	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 70CM HRT48 (M)	H010101020201	III	SCA36	293996/R
C0068403	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 70CM HRT48 (M)	H010101020201	III	SCA36	294354/R
C0068407	NOVOSYN VIOLA 7/0(0,5)70CM DSMP7 (M)	H010101020201	III	SCA36	294355/R
C0068414	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM FR26 (M)	H010101020201	III	SCA36	293997/R
C0068415	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM FR26(M)	H010101020201	III	SCA36	293998/R
C0068416	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 70CM FR26(M)	H010101020201	III	SCA36	293999/R
C0068417	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 70CM FR26 (M)	H010101020201	III	SCA36	294000/R
C0068419	NOVOSYN VIOLA 5/0 (1) 70CM DS19 (M)	H010101020201	III	SCA36	294001/R
C0068420	NOVOSYN VIOLA 4/0 (1,5) 70CM DS19 (M)	H010101020201	III	SCA36	294002/R
C0068421	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM DS19 (M)	H010101020201	III	SCA36	294003/R
C0068421N1	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM DS19 (M)RCP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2125392/R
C0068422	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM DS19 (M)	H010101020201	III	SCA36	294004/R
C0068423	NOVOSYN VIOLA 5/0 (1) 70CM HS21 (M)	H010101020201	III	SCA36	294356/R
C0068424	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM FR36 (M)	H010101020201	III	SCA36	294357/R
C0068425	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM FR36 (M)	H010101020201	III	SCA36	294005/R
C0068426	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 70CM FR36(M)	H010101020201	III	SCA36	294006/R
C0068427	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 70CM FR36(M)	H010101020201	III	SCA36	294008/R
C0068428	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 70CM FR26S (M) DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	1530386/R
C0068429	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 70CM HS23 (M)	H010101020201	III	SCA36	294358/R
C0068430	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM HS23(M)	H010101020201	III	SCA36	294009/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C0068431	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM HS23(M)	H010101020201	III	SCA36	294011/R
C0068432	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 70CM HS23 (M)	H010101020201	III	SCA36	294359/R
C0068434	NOVOSYN VIOLA 6/0 (0,7) 70CM DR12 (M)	H010101020201	III	SCA36	294012/R
C0068435	NOVOSYN VIOLA 5/0 (1) 70CM DR12 (M)	H010101020201	III	SCA36	294013/R
C0068436	NOVOSYN VIOLA 4/0 (1,5)70CM DR12 (M)	H010101020201	III	SCA36	294360/R
C0068441	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3)70CM HRC26S (M)	H010101020201	III	SCA36	395826/R
C0068442	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 90CM HS26 (M)	H010101020201	III	SCA36	294361/R
C0068444	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 70CM HRC26S (M)	H010101020201	III	SCA36	294015/R
C0068445	NOVOSYN VIOLA 4/0 (1,5)90CM HR30 (M)	H010101020201	III	SCA36	294362/R
C0068446	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 90CM HR30 (M)	H010101020201	III	SCA36	294363/R
C0068447	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 90CM HR30 (M)	H010101020201	III	SCA36	294016/R
C0068448	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 90CM HR30 (M)	H010101020201	III	SCA36	294017/R
C0068448N1	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 90CM HR30 (M)RCP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2125393/R
C0068449	NOVOSYN VIOLA 6/0 (0,7) 45CM HR13 (M)	H010101020201	III	SCA36	294065/R
C0068450	NOVOSYN VIOLA 5/0 (1) 45CM HR13 (M)	H010101020201	III	SCA36	294066/R
C0068451	NOVOSYN VIOLA 4/0 (1,5) 45CM HR13 (M)	H010101020201	III	SCA36	294067/R
C0068453	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 70CM DS48 (M)	H010101020201	III	SCA36	294364/R
C0068457	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 70CM HR40 (M)	H010101020201	III	SCA36	294365/R
C0068461	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 90CM HS48 (M)	H010101020201	III	SCA36	294068/R
C0068462	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 90CM HS48 (M)	H010101020201	III	SCA36	294069/R
C0068462N1	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 90CM HS48 (M)RCP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2093107/R
C0068463	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 90CM HS48(M)	H010101020201	III	SCA36	294070/R
C0068465	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 45CM GS60 (M)	H010101020201	III	SCA36	294366/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C0068466	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 90CM HR40S (M)	H010101020201	III	SCA36	294071/R
C0068467	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 90CM HR40S (M)	H010101020201	III	SCA36	294072/R
C0068471	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 90CM HRT43 (M)	H010101020201	III	SCA36	294367/R
C0068472	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 90CM HRT43 (M)	H010101020201	III	SCA36	294074/R
C0068473	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 90CM HRT43S (M)	H010101020201	III	SCA36	294075/R
C0068474	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 70CM HRT43S (M)	H010101020201	III	SCA36	294076/R
C0068475	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM JR30 (M)	H010101020201	III	SCA36	294077/R
C0068476	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 70CM JRC30S (M)	H010101020201	III	SCA36	294078/R
C0068477	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5)70CM JRC30S (M)	H010101020201	III	SCA36	294368/R
C0068478	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 70CM JR40S (M)	H010101020201	III	SCA36	294079/R
C0068479	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 45CM 2XJRC30S(M)	H010101020201	III	SCA36	294080/R
C0068481	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 70CM JR30S (M) DDP	H010101020201	III	SCA36	1311855/R
C0068485	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 90CM HS40 (M)	H010101020201	III	SCA36	294081/R
C0068486	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 90CM HS40(M)	H010101020201	III	SCA36	294082/R
C0068487	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 90CM HS40 (M)	H010101020201	III	SCA36	294083/R
C0068488	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 90CM HS40 (M)	H010101020201	III	SCA36	294085/R
C0068489	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM FR40 (M)	H010101020201	III	SCA36	294369/R
C0068490	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 70CM FR40(M)	H010101020201	III	SCA36	294086/R
C0068491	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 70CM FR40(M)	H010101020201	III	SCA36	294087/R
C0068493	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 90CM HS30 (M)	H010101020201	III	SCA36	294370/R
C0068494	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 90CM HS37 (M)	H010101020201	III	SCA36	294088/R
C0068495	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 90CM HS37(M)	H010101020201	III	SCA36	294089/R
C0068496	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 90CM HS37 (M)	H010101020201	III	SCA36	294090/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C0068496N1	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 90CM HS37 (M)RCP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2125394/R
C0068497	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 90CM HS37(M)	H010101020201	III	SCA36	294092/R
C0068498	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 90CM HS37(M)	H010101020201	III	SCA36	294093/R
C0068500	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 90CM HRT48 (M)	H010101020201	III	SCA36	294371/R
C0068501	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 90CM HRT48 (M)	H010101020201	III	SCA36	294094/R
C0068502	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 90CM HRT48 (M)	H010101020201	III	SCA36	294095/R
C0068503	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 90CM HRT48 (M)	H010101020201	III	SCA36	294096/R
C0068504	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 90CM HRT48 (M)	H010101020201	III	SCA36	294372/R
C0068506	NOVOSYN VIOLA 6/0 (0,7)70CM DS12 (M)	H010101020201	III	SCA36	294373/R
C0068507	NOVOSYN VIOLA 5/0 (1) 70CM DS12 (M)	H010101020201	III	SCA36	294097/R
C0068508	NOVOSYN VIOLA 4/0 (1,5) 70CM DS12 (M)	H010101020201	III	SCA36	294098/R
C0068512	NOVOSYN VIOLA 5/0 (1) 70CM DS16 (M)	H010101020201	III	SCA36	294374/R
C0068513	NOVOSYN VIOLA 4/0 (1,5) 70CM DS16 (M)	H010101020201	III	SCA36	294099/R
C0068514	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM DS16 (M)	H010101020201	III	SCA36	294101/R
C0068517	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM HRN35 (M)	H010101020201	III	SCA36	294102/R
C0068518	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 70CM HRN35 (M)	H010101020201	III	SCA36	294375/R
C0068522	NOVOSYN VIOLA 4/0 (1,5) 70CM HS18(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	1641285/R
C0068528	NOVOSYN VIOLA 5/0 (1)70CM DSMP19 (M)	H010101020201	III	SCA36	294376/R
C0068529	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2)45CM DSMP16 (M)	H010101020201	III	SCA36	294377/R
C0068530	NOVOSYN VIOLA 6/0(0,7)45CM DSMP16 (M)	H010101020201	III	SCA36	294379/R
C0068532	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 90CM HRT37S (M)	H010101020201	III	SCA36	294103/R
C0068533	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 90CM HRT37S(M)	H010101020201	III	SCA36	294104/R
C0068534	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 90CM HRT37S(M)	H010101020201	III	SCA36	294105/R



<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C0068535	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 90CM HRT37S(M)	H010101020201	III	SCA36	294106/R
C0068536	NOVOSYN VIOLA 4/0 (1,5)45CM DS24 (M)	H010101020201	III	SCA36	294380/R
C0068537	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 150CM DS24 (M)	H010101020201	III	SCA36	294382/R
C0068538	NOVOSYN VIOLA 5/0 (1)45CM DSMP16 (M)	H010101020201	III	SCA36	342837/R
C0068540	NOVOSYN VIOLA 4/0 (1,5) 90CM HR26(M)	H010101020201	III	SCA36	294107/R
C0068541	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 90CM HR26(M)	H010101020201	III	SCA36	294108/R
C0068541N1	NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM HR26 (M)RCP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2093108/R
C0068542	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 90CM HR26(M)	H010101020201	III	SCA36	290512/R
C0068542N1	NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR26 (M) RCP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2093109/R
C0068543	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 90CM HR26(M)	H010101020201	III	SCA36	290528/R
C0068544	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 90CM HR26(M)	H010101020201	III	SCA36	294110/R
C0068545	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 90CM HR26 (M)	H010101020201	III	SCA36	294383/R
C0068546	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 140CM HR26 (M)	H010101020201	III	SCA36	290594/R
C0068547	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM HR30S (M)	H010101020201	III	SCA36	332884/R
C0068548	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 70CM HR30S (M)	H010101020201	III	SCA36	294111/R
C0068549	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 70CM HR30S (M)	H010101020201	III	SCA36	294112/R
C0068550	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 90CM HR37(M)	H010101020201	III	SCA36	294113/R
C0068551	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 90CM HR37 (M)	H010101020201	III	SCA36	294114/R
C0068552	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 90CM HR37(M)	H010101020201	III	SCA36	294115/R
C0068552N1	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 90CM HR37 (M)RCP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2125395/R
C0068553	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 90CM HR37(M)	H010101020201	III	SCA36	294116/R
C0068553N1	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 90CM HR37 (M)RCP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2125396/R
C0068555	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 120CM HR40S (M)	H010101020201	III	SCA36	665547/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C0068556	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 90CM HR40S(M)	H010101020201	III	SCA36	292577/R
C0068556N1	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 90CM HR40S (M)RCP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2125397/R
C0068557	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 90CM HR40S (M)	H010101020201	III	SCA36	292579/R
C0068557N1	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 90CM HR40S (M) RCP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2093110/R
C0068558	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 90CM HR40S(M)	H010101020201	III	SCA36	294119/R
C0068559	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 70CM HR30SS (M) DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	1635841/R
C0068560	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 90CM HR48 (M)	H010101020201	III	SCA36	294120/R
C0068561	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 90CM HR48 (M)	H010101020201	III	SCA36	294121/R
C0068562	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 90CM HR48 (M)	H010101020201	III	SCA36	294122/R
C0068562N1	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 90CM HR48 (M)RCP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2093111/R
C0068563	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 90CM HR48 (M)	H010101020201	III	SCA36	294123/R
C0068565	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 90CM DR32 (M)	H010101020201	III	SCA36	294384/R
C0068566	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 90CM DR32 (M)	H010101020201	III	SCA36	294386/R
C0068567	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 90CM DR32 (M)	H010101020201	III	SCA36	294387/R
C0068568	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 90CM DR32 (M)	H010101020201	III	SCA36	294388/R
C0068569	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 90CM HR40 (M)	H010101020201	III	SCA36	294389/R
C0068574	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 90CM HRC48 (M)	H010101020201	III	SCA36	628730/R
C0068575	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 90CM HRC48 (M)	H010101020201	III	SCA36	645699/R
C0068576	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 90CM HR37SS (M)	H010101020201	III	SCA36	294124/R
C0068577	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 90CM HR37SS (M)	H010101020201	III	SCA36	294125/R
C0068581	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5)90CM HS37SS (M)	H010101020201	III	SCA36	294390/R
C0068582	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 90CM HS37S (M)	H010101020201	III	SCA36	294126/R
C0068583	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 90CM HS37S (M)	H010101020201	III	SCA36	294127/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C0068584	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3)150CM HR37S (M)	H010101020201	III	SCA36	294391/R
C0068585	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 90CM HS40S(M)	H010101020201	III	SCA36	294128/R
C0068586	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 90CM HS40S (M)	H010101020201	III	SCA36	294129/R
C0068587	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 90CM HS40S (M)	H010101020201	III	SCA36	294130/R
C0068588	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 90CM HS40S (M)	H010101020201	III	SCA36	294132/R
C0068589	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 90CM HR26S(M)	H010101020201	III	SCA36	294134/R
C0068590	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 90CM HR26S (M)	H010101020201	III	SCA36	294135/R
C0068590N1	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 90CM HR26S (M)RCP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2125398/R
C0068591	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 90CM HR26S (M)	H010101020201	III	SCA36	294136/R
C0068591N1	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 90CM HR26S (M)RCP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2125399/R
C0068592	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 90CM HR26S(M)	H010101020201	III	SCA36	294137/R
C0068593	NOVOSYN VIOLA 4/0(1,5)90CM HS37S (M)	H010101020201	III	SCA36	294392/R
C0068594	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 90CM HS37S (M)	H010101020201	III	SCA36	294393/R
C0068595	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 90CM HR37S(M)	H010101020201	III	SCA36	294138/R
C0068595N1	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 90CM HR37S (M)RCP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2125400/R
C0068596	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 90CM HS37S (M)	H010101020201	III	SCA36	294139/R
C0068597	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 90CM HR37S(M)	H010101020201	III	SCA36	294140/R
C0068597N1	NOVOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR37S (M) RCP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2093112/R
C0068598	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 90CM HR37S(M)	H010101020201	III	SCA36	294141/R
C0068599	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 90CM HS37S (M)	H010101020201	III	SCA36	294142/R
C0068603	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3)120CM HS26S (M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	1847912/R
C0068604	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM HRN30 (M)	H010101020201	III	SCA36	294394/R
C0068605	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 90CM DRN64 (M)	H010101020201	III	SCA36	294395/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C0068607	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 90CM DRN64 (M)	H010101020201	III	SCA36	294397/R
C0068608	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 70CM HRN35 (M)	H010101020201	III	SCA36	294398/R
C0068613	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 90CM HR26S (M)	H010101020201	III	SCA36	294143/R
C0068614	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 90CM DRN64 (M)	H010101020201	III	SCA36	294399/R
C0068617	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 90CM HRN35 (M)	H010101020201	III	SCA36	294400/R
C0068618	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 90CM HRN35 (M)	H010101020201	III	SCA36	294401/R
C0068619	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 90CM HRN35 (M)	H010101020201	III	SCA36	294402/R
C0068622	NOVOSYN VIOLA 6/0(0,7)45CM DSMP13(M)	H010101020201	III	SCA36	518541/R
C0068623	NOVOSYN VIOLA 5/0 (1)45CM DSMP13 (M)	H010101020201	III	SCA36	294403/R
C0068624	NOVOSYN VIOLA 4/0(1,5)45CM DSMP13 (M)	H010101020201	III	SCA36	294404/R
C0068626	NOVOSYN VIOLA 5/0 (1) 45CM DSMP19(M)	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	699913/R
C0068627	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 70CM HRC43S (M) DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2059682/R
C0068628	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 70CM HRC43S (M) DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	1617098/R
C0068630	NOVOSYN VIOLA 4/0(1,5) 45CM DSMP19 (M)	H010101020201	III	SCA36	351327/R
C0068631	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2)45CM DSMP19 (M)	H010101020201	III	SCA36	294405/R
C0068633	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 90CM HR30S (M)	H010101020201	III	SCA36	294406/R
C0068634	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 70CM HRN40 (M)	H010101020201	III	SCA36	294407/R
C0068635	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 70CM HRN40 (M)	H010101020201	III	SCA36	294408/R
C0068636	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 90CM HRN40 (M)	H010101020201	III	SCA36	294409/R
C0068637	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 90CM HRN40 (M)	H010101020201	III	SCA36	294144/R
C0068638	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM HRN30 (M)	H010101020201	III	SCA36	294644/R
C0068639	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 90CM HR65 (M)	H010101020201	III	SCA36	294645/R
C0068640	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 90CM HR65(M)	H010101020201	III	SCA36	294145/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C0068641	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM HS26S (M)	H010101020201	III	SCA36	294646/R
C0068647	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 90CM HRN45 (M)	H010101020201	III	SCA36	294647/R
C0068648	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 90CM HRN45 (M)	H010101020201	III	SCA36	294648/R
C0068650	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 90CM HRT37(M)	H010101020201	III	SCA36	294146/R
C0068651	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 90CM HRT37(M)	H010101020201	III	SCA36	294147/R
C0068652	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 90CM HRT37(M)	H010101020201	III	SCA36	294148/R
C0068653	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 90CM HRT37(M)	H010101020201	III	SCA36	294149/R
C0068654	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 90CM HRT37(M)	H010101020201	III	SCA36	294150/R
C0068655	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 90CM HR37SS (M)	H010101020201	III	SCA36	392150/R
C0068661	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 90CM HR40 (M)	H010101020201	III	SCA36	294649/R
C0068663	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 90CM HRN50(M)	H010101020201	III	SCA36	294151/R
C0068664	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 90CM HRN50(M)	H010101020201	III	SCA36	294152/R
C0068665	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 90CM HRN50 (M)	H010101020201	III	SCA36	294650/R
C0068669	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2)70CM DSMP30 (M)	H010101020201	III	SCA36	294652/R
C0068670	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3)70CM DSMP30 (M)	H010101020201	III	SCA36	294653/R
C0068671	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5)70CM DSMP30 (M)	H010101020201	III	SCA36	294654/R
C0068673	NOVOSYN VIOLA 8/0(0,4)35CM 2XHSM9(M)	H010101020201	III	SCA36	294655/R
C0068674	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 90CM HRN65 (M)	H010101020201	III	SCA36	294656/R
C0068675	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 90CM HRN65 (M)	H010101020201	III	SCA36	294657/R
C0068683	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 90CM 2XHS48 (M)	H010101020201	III	SCA36	294658/R
C0068684	NOVOSYN VIOLA 7/0(0,5)45CM DSMP11 (M)	H010101020201	III	SCA36	294659/R
C0068685	NOVOSYN VIOLA 6/0(0,7)45CM DSMP11 (M)	H010101020201	III	SCA36	294660/R
C0068688	NOVOSYN VIOLA 6/0(0,7)70CM DSMP11 (M)	H010101020201	III	SCA36	294661/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C0068691	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM HS48 (M)	H010101020201	III	SCA36	294662/R
C0068694	NOVOSYN VIOLA 4/0(1,5)70CM HRC26 (M)	H010101020201	III	SCA36	332882/R
C0068704	NOVOSYN VIOLA 2/0(3)2X70CM HRN30 (M)	H010101020201	III	SCA36	294663/R
C0068706	NOVOSYN VIOLA 6/0(0,7)45CM 2XDS12 (M	H010101020201	III	SCA36	294664/R
C0068708	NOVOSYN VIOLA 6/0(0,7)45CM 2XDSMP7(M	H010101020201	III	SCA36	294665/R
C0068723	NOVOSYN VIOLA 5/0 (1)70CM DSMP13 (M)	H010101020201	III	SCA36	294666/R
C0068727	NOVOSYN VIOLA 2/0(3)2X90CM 2XHR37S(M	H010101020201	III	SCA36	294667/R
C0068729	NOVOSYN VIOLA 4/0(1,5)2X45CM 2XDS19M	H010101020201	III	SCA36	294668/R
C0068732	NOVOSYN VIOLA 7/0(0,5)45CM 2XVLM6 (M	H010101020201	III	SCA36	294669/R
C0068744	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 120CM SKR26 (M)	H010101020201	III	SCA36	294153/R
C0068745	NOVOSYN VIOLA 3/0(2)40CM SKR26 LOP(M	H010101020201	III	SCA36	392153/R
C0068746	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 20CM SKR26 (M)	H010101020201	III	SCA36	294154/R
C0068747	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3)70CM 2XHR30 (M)	H010101020201	III	SCA36	294670/R
C0068749	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 20CM SKR26 (M)	H010101020201	III	SCA36	294155/R
C0068751	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 120CM SKR26 (M)	H010101020201	III	SCA36	294156/R
C0068753	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 20CM SKR19 (M)DDP	H010101020201	III	SCA36	1319329/R
C0068754	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 20CM SKR19 (M)DDP	H010101020201	III	SCA36	1319330/R
C0068756	NOVOSYN VIOLET 3/0 (2)120CM SKR19 (M)	H010101020201	III	SCA36	403631/R
C0068757	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 120CM SKR19	H010101020201	III	SCA36	468303/R
C0068758	NOVOSYN VIOLA 6/0(0.7)45CM 2XHSMP9	H010101020201	III	SCA36	541402/R
C0068760	NOVOSYN VIOLA 4/0(1,5)45CM GS51HR13M	H010101020201	III	SCA36	294671/R
C0068765	NOVOSYN VIOLA 4/0 (1,5)70CM HR20 (M)	H010101020201	III	SCA36	339680/R
C0068766	NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR20	H010101020201	III	SCA36	399893/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
C0068767	NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR20 (M) DDP	H010101020201	III	SCA36	391437/R
C0068770	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 70CM HS40S (M)	H010101020201	III	SCA36	294672/R
C0068775	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 90CM FR26 (M)	H010101020201	III	SCA36	294161/R
C0068785	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3)70CM HRC20S (M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	1679352/R
C0068790	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3)70CM HR26SS (M)	H010101020201	III	SCA36	294673/R
C0068791	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 70CM HR26SS (M)	H010101020201	III	SCA36	294170/R
C0068793	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 70CM HR26SS (M)	H010101020201	III	SCA36	294674/R
C0068795	NOVOSYN VIOLA 4/0 (1,5)45CM HR20 (M)	H010101020201	III	SCA36	294676/R
C0068801	NOVOSYN VIOLA 4/0(1,5)20CM 2XHR22 (M)	H010101020201	III	SCA36	290596/R
C0068802	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2)20CM 2XHR22 (M)	H010101020201	III	SCA36	290603/R
C0068807	NOVOSYN VIOLET 2/0 (3)120CM PRC24 (M)	H010101020201	III	SCA36	361663/R
C0068810	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 90CM FR26 (M) DDP	H010101020201	III	SCA36	1340286/R
C0068813	NOVOSYN VIOLA 4/0 (1,5) 70CM 2XFR26(M)	H010101020201	III	SCA36	294171/R
C0068815	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM 2XFR26 (M)	H010101020201	III	SCA36	294172/R
C0068817	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 70CM 2XFR26 (M)	H010101020201	III	SCA36	294173/R
C0068818	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2)70CM 2XFR26 (M)	H010101020201	III	SCA36	294677/R
C0068820	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 90CM 2XFR26 (M)	H010101020201	III	SCA36	294174/R
C0068823	NOVOSYN VIOLA 4/0 (1,5) 70CM DSMP19(M)	H010101020201	III	SCA36	294175/R
C0068824	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM DSMP19 (M)	H010101020201	III	SCA36	294176/R
C0068825	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 90CM HR22S (M)	H010101020201	III	SCA36	294678/R
C0068828	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 90CM 2XFR26 (M)	H010101020201	III	SCA36	294177/R
C0068840	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 70CM HS23SS (M)	H010101020201	III	SCA36	294679/R
C0068842	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3)70CM HRC37S (M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	1708770/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C0068843	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5)70 CM HRC37S	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	1124014/R
C0068846	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 90CM HR43 (M)	H010101020201	III	SCA36	294680/R
C0068847	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 90CM HR43 (M)	H010101020201	III	SCA36	294178/R
C0068848	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 90CM HR43 (M)	H010101020201	III	SCA36	294179/R
C0068864	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM DSMP24 (M)	H010101020201	III	SCA36	294180/R
C0068865	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM DSMP24 (M)	H010101020201	III	SCA36	294181/R
C0068866	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 90CM FR40 (M)	H010101020201	III	SCA36	294183/R
C0068867	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 90CM FR40 (M)	H010101020201	III	SCA36	294184/R
C0068870	NOVOSYN VIOLA 4/0(1,5)90CM 2XHR17 (M)	H010101020201	III	SCA36	294681/R
C0068874	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 90CM 2XHR22 (M)	H010101020201	III	SCA36	290530/R
C0068875	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 90CM 2XHR22 (M)	H010101020201	III	SCA36	290532/R
C0068877	NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM HR22 (M)	H010101020201	III	SCA36	370965/R
C0068880	NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 120CM HR22 (M)	H010101020201	III	SCA36	388746/R
C0068886	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5)90CM 2XFR40 (M)	H010101020201	III	SCA36	294682/R
C0068890	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5)45CM HR26SS (M)	H010101020201	III	SCA36	294683/R
C0068894	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3)90CM HRC37S (M)DDP	H010101020201	III	SCA DA 36	1234128/R
C0068895	NOVOSYN VIOLET 0 (3,5)90CM HRC37S (M)	H010101020201	III	SCA36	394485/R
C0068896	NOVOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HRC37S (M)	H010101020201	III	SCA36	388745/R
C0068897	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 90CM HRC37S (M) DDP	H010101020201	III	SCA DA 36	1207190/R
C0068900	NOVOSYN VIOLA 4/0(1,5)90CM 2XHR26 (M)	H010101020201	III	SCA36	294684/R
C0068901	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 90CM 2XHR26 (M)	H010101020201	III	SCA36	290534/R
C0068902	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 90CM 2XHR26 (M)	H010101020201	III	SCA36	290535/R
C0068903	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5)90CM 2XHR26 (M)	H010101020201	III	SCA36	290607/R



<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C0068904	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM 2XHR17 (M)	H010101020201	III	SCA36	290537/R
C0068905	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 90CM 2XHR26 (M)	H010101020201	III	SCA36	294685/R
C0068907	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 70CM 2XHR26 (M)	H010101020201	III	SCA36	290539/R
C0068909	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 70CM HRC40 (M)	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	908434/R
C0068910	NOVOSYN VIOLA 4/0(1,5)70CM 2XHR13 (M)	H010101020201	III	SCA36	294686/R
C0068915	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 90CM 2XHR26S (M)	H010101020201	III	SCA36	294687/R
C0068920	NOVOSYN VIOLA 4/0 (1,5) 45CM 2XGS13(M)	H010101020201	III	SCA36	294185/R
C0068932	NOVOSYN VIOLA 4/0(1,5)70CM HR22S (M)	H010101020201	III	SCA36	521549/R
C0068933	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5)45CM 2XGS51 (M)	H010101020201	III	SCA36	294688/R
C0068934	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM HR22S (M)	H010101020201	III	SCA36	294689/R
C0068937	NOVOSYN VIOLA 0(3,5)70CM 2XHR22S (M)	H010101020201	III	SCA36	294690/R
C0068938	NOVOSYN VIOLA 4/0(1,5)120CM 2XHR22(M)	H010101020201	III	SCA36	290609/R
C0068943	NOVOSYN VIOLA 4/0(1,5)35CM 2XGR19 (M)	H010101020201	III	SCA36	294691/R
C0068944	NOVOSYN VIOLA 4/0 (1,5)35CM GR19 (M)	H010101020201	III	SCA36	294692/R
C0068946	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 70CM HR43 (M)	H010101020201	III	SCA36	294186/R
C0068947	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 70CM HR43 (M)	H010101020201	III	SCA36	294187/R
C0068948	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 70CM HR43 (M)	H010101020201	III	SCA36	294188/R
C0068953	NOVOSYN VIOLA 4/0(1,5)90CM HR37S (M)	H010101020201	III	SCA36	294693/R
C0068955	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 90CM HR37S (M)	H010101020201	III	SCA36	294189/R
C0068956	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 90CM HR37S (M)	H010101020201	III	SCA36	294190/R
C0068956N1	NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HR37S (M)RCP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2093113/R
C0068957	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 120CM HS26 (M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	1645616/R
C0068960	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 70CM HRC40S (M)	H010101020201	III	SCA36	632458/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C0068964	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 70CM HRC48 (M) DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	1390609/R
C0068970	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM HRC43 (M)	H010101020201	III	SCA36	628747/R
C0068983	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 90CM HRC43S (M) DDP	H010101020201	III	SCA DA 36	1234140/R
C0068994	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 90CM GR65 (M)	H010101020201	III	SCA36	294694/R
C0068997	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 90CM HRT43 (M)	H010101020201	III	SCA36	294191/R
C0069007	NOVOSYN INCOLORE 5/0 (1) 70CM HR13 (M)	H010101020201	III	SCA36	419492/R
C0069008	NOVOSYN INCOLORE 4/0 (1,5)70CM HR13 (M)	H010101020201	III	SCA36	512142/R
C0069012	NOVOSYN INCOLORE 5/0 (1) 70CM HR17 (M)	H010101020201	III	SCA36	419493/R
C0069013	NOVOSYN INCOLORE 4/0 (1,5)70CM HR17 (M)	H010101020201	III	SCA36	446054/R
C0069014	NOVOSYN INCOLORE 3/0 (2) 70CM HR17 (M)	H010101020201	III	SCA36	419495/R
C0069015	NOVOSYN INCOLORE 2/0 (3) 70CM HR17 (M)	H010101020201	III	SCA36	419496/R
C0069029	NOVOSYN INCOLORE 4/0 (1,5)70CM HR22	H010101020201	III	SCA36	463375/R
C0069030	NOVOSYN INCOLORE 3/0 (2) 70CM HR22 (M)	H010101020201	III	SCA36	419497/R
C0069033	NOVOSYN INC 1 (4) 70CM HR22 (M) DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	1867017/R
C0069040	NOVOSYN INCOLORE 4/0 (1,5)70CM HR26 (M)	H010101020201	III	SCA36	419498/R
C0069041	NOVOSYN INCOLORE 3/0 (2) 70CM HR26 (M)	H010101020201	III	SCA36	416614/R
C0069041N1	NOVOSYN INC 3/0 (2) 70CM HR26 (M)RCP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2125401/R
C0069042	NOVOSYN INCOLORE 2/0 (3) 70CM HR26 (M)	H010101020201	III	SCA36	419500/R
C0069042N1	NOVOSYN INC 2/0 (3) 70CM HR26 (M)RCP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2125402/R
C0069043	NOVOSYN INCOLORE 0 (3,5) 70CM HR26 (M)	H010101020201	III	SCA36	419501/R
C0069062	NOVOSYN INCOLORE 1 (4) 70CM HR48 (M)	H010101020201	III	SCA36	419502/R
C0069083	NOVOSYN INC 1 (4) 70CM HS26SS (M) DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	1517585/R
C0069090	NOVOSYN INCOLORE 2/0 (3) 70CM HR26S (M)	H010101020201	III	SCA36	416616/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C0069091	NOVOSYN INCOLORE 0 (3,5) 70CM HR26S (M)	H010101020201	III	SCA36	419503/R
C0069095	NOVOSYN INCOLORE 2/0 (3) 70CM HR37S (M)	H010101020201	III	SCA36	446055/R
C0069096	NOVOSYN INCOLORE 0 (3,5) 70CM HR37S (M)	H010101020201	III	SCA36	419504/R
C0069097	NOVOSYN INCOLORE 1 (4) 70CM HR37S (M)	H010101020201	III	SCA36	416617/R
C0069098	NOVOSYN INCOLORE 2 (5) 70CM HR37S (M)	H010101020201	III	SCA36	416637/R
C0069099	NOVOSYN INCOLORE 3/0 (2) 70CM HR37S (M)	H010101020201	III	SCA36	446073/R
C0069135	NOVOSYN INCOLORE 4/0(1,5)45CM PR16(M)	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	908429/R
C0069148	NOVOSYN INCOLORE 0 (3,5) 90CM DS30 (M)	H010101020201	III	SCA36	419506/R
C0069195	NOVOSYN INCOLORE 2/0 (3) 70CM HS37S (M)	H010101020201	III	SCA36	446074/R
C0069196	NOVOSYN INCOLORE 0 (3,5) 70CM HS37S (M)	H010101020201	III	SCA36	416639/R
C0069197	NOVOSYN INCOLORE 1 (4) 70CM HS37S (M)	H010101020201	III	SCA36	416640/R
C0069207	NOVOSYN INCOLORE 5/0 (1) 45CM DS12 (M)	H010101020201	III	SCA36	416642/R
C0069208	NOVOSYN INCOLORE 4/0 (1,5)45CM DS12 (M)	H010101020201	III	SCA36	416647/R
C0069212	NOVOSYN INCOLORE 5/0 (1) 45CM DS16 (M)	H010101020201	III	SCA36	419507/R
C0069213	NOVOSYN INCOLORE 4/0 (1,5)45CM DS16 (M)	H010101020201	III	SCA36	416648/R
C0069214	NOVOSYN INCOLORE 3/0 (2) 45CM DS16 (M)	H010101020201	III	SCA36	446093/R
C0069219	NOVOSYN INCOLORE 5/0 (1) 45CM DS19 (M)	H010101020201	III	SCA36	416649/R
C0069220	NOVOSYN INCOLORE 4/0 (1,5)45CM DS19 (M)	H010101020201	III	SCA36	416650/R
C0069220N1	NOVOSYN INC 4/0 (1,5)45CM DS19 (M)RCP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2125403/R
C0069221	NOVOSYN INCOLORE 3/0 (2) 45CM DS19 (M)	H010101020201	III	SCA36	416651/R
C0069221N1	NOVOSYN INC 3/0 (2) 45CM DS19 (M)RCP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2125404/R
C0069234	NOVOSYN INCOLORE 4/0 (1,5)70CM DS24 (M)	H010101020201	III	SCA36	419508/R
C0069235	NOVOSYN INCOLORE 3/0 (2) 70CM DS24 (M)	H010101020201	III	SCA36	416693/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C0069235N1	NOVOSYN INC 3/0 (2) 70CM DS24 (M)RCP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2093114/R
C0069236	NOVOSYN INCOLORE 2/0 (3) 70CM DS24 (M)	H010101020201	III	SCA36	416694/R
C0069236N1	NOVOSYN INC 2/0 (3) 70CM DS24 (M)RCP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2093115/R
C0069237	NOVOSYN INCOLORE 0 (3,5) 70CM DS24 (M)	H010101020201	III	SCA36	416695/R
C0069246	NOVOSYN INCOLORE 3/0 (2) 70CM DS30 (M)	H010101020201	III	SCA36	419509/R
C0069247	NOVOSYN INCOLORE 2/0 (3) 70CM DS30 (M)	H010101020201	III	SCA36	416696/R
C0069247N1	NOVOSYN INC 2/0 (3) 70CM DS30 (M)RCP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2125405/R
C0069248	NOVOSYN INCOLORE 0 (3,5) 70CM DS30 (M)	H010101020201	III	SCA36	419511/R
C0069265	NOVOSYN INCOLORE 3/0 (2) 70CM GS60 (M)	H010101020201	III	SCA36	416697/R
C0069267	NOVOSYN INCOLORE 2/0 (3) 70CM GS60 (M)	H010101020201	III	SCA36	416698/R
C0069271	NOVOSYN INCOLORE 4/0 (1,5)70CM GS51 (M)	H010101020201	III	SCA36	419512/R
C0069280	NOVOSYN INCOLORE 4/0 (1,5)70CM GS60 (M)	H010101020201	III	SCA36	446114/R
C0069282	NOVOSYN INCOLORE 2 (5) 70CM DS48 (M)	H010101020201	III	SCA36	416699/R
C0069290	NOVOSYN INCOLORE 2/0 (3) 70CM HS26S (M)	H010101020201	III	SCA36	446133/R
C0069294	NOVOSYN INCOLORE 2/0 (3) 90CM HS37 (M)	H010101020201	III	SCA36	419513/R
C0069295	NOVOSYN INCOLORE 0 (3,5) 90CM HS37 (M)	H010101020201	III	SCA36	419514/R
C0069296	NOVOSYN INCOLORE 1 (4) 90CM HS37 (M)	H010101020201	III	SCA36	419515/R
C0069297	NOVOSYN INCOLORE 2 (5) 90CM HS37 (M)	H010101020201	III	SCA36	419516/R
C0069325	NOVOSYN INCOLORE 5/0 (1)70CM DSMP16 (M)	H010101020201	III	SCA36	416700/R
C0069326	NOVOSYN INCOLORE 4/0(1,5)70CM DSMP16 (M)	H010101020201	III	SCA36	416702/R
C0069327	NOVOSYN INCOLORE 3/0 (2)70CM DSMP16 (M)	H010101020201	III	SCA36	419573/R
C0069330	NOVOSYN INCOLORE 6/0 (0,7)70CM DS12 (M)	H010101020201	III	SCA36	416703/R
C0069331	NOVOSYN INCOLORE 5/0 (1) 70CM DS12 (M)	H010101020201	III	SCA36	419574/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C0069362	NOVOSYN INCOLORE 0 (3,5) 90CM HS48 (M)	H010101020201	III	SCA36	419575/R
C0069363	NOVOSYN INCOLORE 1 (4) 90CM HS48 (M)	H010101020201	III	SCA36	419576/R
C0069364	NOVOSYN INCOLORE 2 (5) 90CM HS48 (M)	H010101020201	III	SCA36	416704/R
C0069398	NOVOSYN INCOLORE 2 (5) 70CM HRT37S (M)	H010101020201	III	SCA36	446134/R
C0069400	NOVOSYN INCOLORE 2/0 (3) 70CM HRT40 (M)	H010101020201	III	SCA36	446135/R
C0069407	NOVOSYN INCOLORE 5/0 (1) 45CM HR13 (M)	H010101020201	III	SCA36	419577/R
C0069419	NOVOSYN INCOLORE 5/0 (1) 70CM DS19 (M)	H010101020201	III	SCA36	416706/R
C0069420	NOVOSYN INCOLORE 4/0 (1,5)70CM DS19 (M)	H010101020201	III	SCA36	416707/R
C0069421	NOVOSYN INCOLORE 3/0 (2) 70CM DS19 (M)	H010101020201	III	SCA36	416708/R
C0069421N1	NOVOSYN INC 3/0 (2) 70CM DS19 (M)RCP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2125406/R
C0069430	NOVOSYN INCOLORE 3/0 (2) 70CM HS23 (M)	H010101020201	III	SCA36	419578/R
C0069431	NOVOSYN INCOLORE 2/0 (3) 70CM HS23 (M)	H010101020201	III	SCA36	419579/R
C0069432	NOVOSYN INCOLORE 0 (3,5) 70CM HS23 (M)	H010101020201	III	SCA36	419580/R
C0069433	NOVOSYN INCOLORE 1 (4) 70CM HS23 (M)	H010101020201	III	SCA36	416709/R
C0069438	NOVOSYN INCOLORE 1 (4) 70CM HS23SS (M)	H010101020201	III	SCA36	419581/R
C0069440	NOVOSYN INCOLORE 3/0 (2) 70CM HS26 (M)	H010101020201	III	SCA36	419582/R
C0069441	NOVOSYN INCOLORE 2/0 (3) 70CM HS26 (M)	H010101020201	III	SCA36	419583/R
C0069444	NOVOSYN INCOLORE 1 (4) 70CM HRC26S (M)	H010101020201	III	SCA36	419584/R
C0069450	NOVOSYN INCOLORE 2/0 (3) 70CM HS30 (M)	H010101020201	III	SCA36	416710/R
C0069451	NOVOSYN INCOLORE 0 (3,5) 70CM HS30 (M)	H010101020201	III	SCA36	416711/R
C0069461	NOVOSYN INCOLORE 2/0 (3) 70CM HS37 (M)	H010101020201	III	SCA36	419585/R
C0069462	NOVOSYN INCOLORE 0 (3,5) 70CM HS37 (M)	H010101020201	III	SCA36	419587/R
C0069465	NOVOSYN INCOLORE 3/0 (2) 45CM GS60 (M)	H010101020201	III	SCA36	419588/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
C0069466	NOVOSYN INCOLORE 3/0 (2) 90CM HR40S (M)	H010101020201	III	SCA36	446153/R
C0069467	NOVOSYN INCOLORE 2/0 (3) 90CM HR40S (M)	H010101020201	III	SCA36	446154/R
C0069524	NOVOSYN INCOLORE 4/0(1,5)45CM DSMP16 (M)	H010101020201	III	SCA36	416712/R
C0069525	NOVOSYN INCOLORE 5/0 (1)45CM DSMP16 (M)	H010101020201	III	SCA36	416714/R
C0069528	NOVOSYN INCOLORE 5/0 (1)70CM DSMP19 (M)	H010101020201	III	SCA36	416715/R
C0069529	NOVOSYN INCOLORE 4/0(1,5)70CM DSMP19 (M)	H010101020201	III	SCA36	419589/R
C0069530	NOVOSYN INCOLORE 3/0 (2)70CM DSMP19 (M)	H010101020201	III	SCA36	416716/R
C0069531	NOVOSYN INC 2/0 (3)70CM DSMP19 (M)	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	1472297/R
C0069550	NOVOSYN INCOLORE 3/0 (2) 90CM HRN35 (M)	H010101020201	III	SCA36	419590/R
C0069554	NOVOSYN INCOLORE 2/0 (3)70CM DSMP24 (M)	H010101020201	III	SCA36	416717/R
C0069555	NOVOSYN INCOLORE 4/0(1,5)70CM DSMP24 (M)	H010101020201	III	SCA36	446173/R
C0069556	NOVOSYN INCOLORE 3/0 (2)70CM DSMP24 (M)	H010101020201	III	SCA36	419591/R
C0069556N1	NOVOSYN INC 3/0 (2)70CM DSMP24 (M)RCP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2125407/R
C0069557	NOVOSYN INCOLORE 1 (4) 90CM HR40S (M)	H010101020201	III	SCA36	446174/R
C0069558	NOVOSYN INCOLORE 2 (5) 90CM HR40S (M)	H010101020201	III	SCA36	419592/R
C0069559	NOVOSYN INCOLORE 0 (3,5) 90CM HR40S (M)	H010101020201	III	SCA36	446175/R
C0069561	NOVOSYN INCOLORE 0 (3,5) 90CM HR48 (M)	H010101020201	III	SCA36	419594/R
C0069562	NOVOSYN INCOLORE 1 (4) 90CM HR48 (M)	H010101020201	III	SCA36	419596/R
C0069594	NOVOSYN INCOLORE 3/0 (2) 90CM HR37S (M)	H010101020201	III	SCA36	446193/R
C0069595	NOVOSYN INCOLORE 2/0 (3) 90CM HR37S (M)	H010101020201	III	SCA36	419597/R
C0069595N1	NOVOSYN INC 2/0 (3) 90CM HR37S (M)RCP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2125408/R
C0069596	NOVOSYN INCOLORE 0 (3,5) 90CM HR37S (M)	H010101020201	III	SCA36	419599/R
C0069597	NOVOSYN INCOLORE 1 (4) 90CM HR37S (M)	H010101020201	III	SCA36	419613/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C0069600	NOVOSYN INCOLORE 4/0(1,5)45CM PSMP16	H010101020201	III	SCA36	460871/R
C0069602	NOVOSYN INCOLORE 5/0 (1)45CM PSMP16 (M)	H010101020201	III	SCA36	446195/R
C0069607	NOVOSYN INCOLORE 6/0(0,7)45CM DSMP11 (M)	H010101020201	III	SCA36	416719/R
C0069608	NOVOSYN INCOLORE 5/0 (1)45CM DSMP11 (M)	H010101020201	III	SCA36	416720/R
C0069617	NOVOSYN INCOLORE 6/0(0,7)45CM DSMP13F(M)	H010101020201	III	SCA36	446213/R
C0069618	NOVOSYN INCOLORE 6/0(0,7)45CM DSMP13 (M)	H010101020201	III	SCA36	416721/R
C0069619	NOVOSYN INCOLORE 5/0 (1)45CM DSMP13 (M)	H010101020201	III	SCA36	416722/R
C0069620	NOVOSYN INCOLORE 4/0(1,5)45CM DSMP13 (M)	H010101020201	III	SCA36	416723/R
C0069628	NOVOSYN INCOLORE 5/0 (1)45CM DSMP19 (M)	H010101020201	III	SCA36	446214/R
C0069629	NOVOSYN INCOLORE 4/0(1,5)45CM DSMP19 (M)	H010101020201	III	SCA36	416724/R
C0069630	NOVOSYN INCOLORE 3/0 (2)45CM DSMP19 (M)	H010101020201	III	SCA36	416725/R
C0069636	NOVOSYN INCOLORE 4/0(1,5)45CM HSMP15 (M)	H010101020201	III	SCA36	419614/R
C0069656	NOVOSYN INCOLORE 3/0 (2)45CM DSMP24 (M)	H010101020201	III	SCA36	416726/R
C0069657	NOVOSYN INCOLORE 2/0 (3)45CM DSMP24 (M)	H010101020201	III	SCA36	416727/R
C0069661	NOVOSYN INCOLORE 3/0 (2) 90CM HRT37 (M)	H010101020201	III	SCA36	446215/R
C0069662	NOVOSYN INCOLORE 2/0 (3) 90CM HRT37 (M)	H010101020201	III	SCA36	419616/R
C0069663	NOVOSYN INCOLORE 0 (3,5) 90CM HRT37 (M)	H010101020201	III	SCA36	419621/R
C0069664	NOVOSYN INCOLORE 1 (4) 90CM HRT37 (M)	H010101020201	III	SCA36	419622/R
C0069665	NOVOSYN INCOLORE 2 (5) 90CM HRT37 (M)	H010101020201	III	SCA36	419624/R
C0069670	NOVOSYN INCOLORE 1 (4) 70CM HRT40S (M)	H010101020201	III	SCA36	446216/R
C0069709	NOVOSYN INCOLORE 6/0(0,7)45CM 2XDSMP7(M)	H010101020201	III	SCA36	416728/R
C0069716	NOVOSYN INCOLORE 4/0(1,5)45CM 2XDSMP13 M	H010101020201	III	SCA36	419625/R
C0069856	NOVOSYN INCOLORE 1 (4) 70CM HR40SS (M)	H010101020201	III	SCA36	419626/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C0069864	NOVOSYN INCOLORE 3/0 (2) 90CM HRC37 (M)	H010101020201	III	SCA36	446217/R
C0069865	NOVOSYN INCOLORE 2/0 (3) 90CM HRC37 (M)	H010101020201	III	SCA36	446233/R
C0069867	NOVOSYN INCOLORE 1 (4) 90CM HRC37 (M)	H010101020201	III	SCA36	446234/R
C0069868	NOVOSYN INCOLORE 2 (5) 90CM HRC37 (M)	H010101020201	III	SCA36	446235/R
C0069878	NOVOSYN INCOLORE 2 (5) 70CM HRC37S (M)	H010101020201	III	SCA36	446236/R
C0069920	NOVOSYN INCOLORE 2/0 (3) 70CM HRC40 (M)	H010101020201	III	SCA36	446237/R
C0069958	NOVOSYN INCOLORE 1 (4) 70CM HRC40S (M)	H010101020201	III	SCA36	446253/R
C0088613	NOVOSYN VIO 4/0 (1,5) 4X70CM HR17 TO(M)	H010101020201	III	SCA36	294192/R
C0088614	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 4X70CM HR17 TO (M)	H010101020201	III	SCA36	290541/R
C0088629	NOVOSYN VIOLA 4/0 (1,5) 4X70CM HR22 TO(M)	H010101020201	III	SCA36	290543/R
C0088630	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 4X70CM HR22 TO (M)	H010101020201	III	SCA36	290547/R
C0088640	NOVOSYN VIO 4/0 (1,5) 4X70CM HR26 TO(M)	H010101020201	III	SCA36	290548/R
C0088641	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 4X70CM HR26 TO (M)	H010101020201	III	SCA36	290550/R
C0088642	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 4X70CM HR26 TO (M)	H010101020201	III	SCA36	290551/R
C0088647	NOVOSYN VIOLA 3/0(2)4X70CM HR26(M)	H010101020201	III	SCA36	294695/R
C0088660	NOVOSYN VIOLA 3/0(2)4X70CM HR30TO(M)	H010101020201	III	SCA36	294696/R
C0088669	NOVOSYN VIO 3/0 (2) 4X70CM HR37 TO (M)	H010101020201	III	SCA36	294193/R
C0088696	NOVOSYN VIO 0 (3,5) 4X70CM HR37S TO(M)	H010101020201	III	SCA36	294194/R
C0088713	NOVOSYN VIO 4/0 (1,5) 4X45CM HR17 TO(M)	H010101020201	III	SCA36	294195/R
C0088714	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 4X45CM HR17 TO (M)	H010101020201	III	SCA36	290553/R
C0088718	NOVOSYN VIOLA 5/0(1)4X45CM HR13TO(M)	H010101020201	III	SCA36	320085/R
C0088719	NOVOSYNVIOLA4/0(1,5)4X45CMHR13TO(M)	H010101020201	III	SCA36	320086/R
C0088729	NOVOSYN VIOLA 4/0 (1,5) 4X45CM HR22 TO(M)	H010101020201	III	SCA36	290554/R



<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C0088730	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 4X45CM HR22 TO (M)	H010101020201	III	SCA36	290556/R
C0088731	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 4X45CM HR22 TO (M)	H010101020201	III	SCA36	290560/R
C0088740	NOVOSYN VIO 4/0 (1,5) 4X45CM HR26 TO(M)	H010101020201	III	SCA36	290561/R
C0088741	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 4X45CM HR26 TO (M)	H010101020201	III	SCA36	290563/R
C0088742	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 4X45CM HR26 TO (M)	H010101020201	III	SCA36	290565/R
C0088761	NOVOSYN VIOLA 2/0(3)4X45CM HR30TO(M)	H010101020201	III	SCA36	294697/R
C0088765	NOVOSYN VIOLA 2/0(3)4X45CM HR40S TO	H010101020201	III	SCA36	456298/R
C0088769	NOVOSYN VIO 3/0 (2) 4X45CM HR37 TO (M)	H010101020201	III	SCA36	294197/R
C0088770	NOVOSYN VIO 2/0 (3) 4X45CM HR37 TO (M)	H010101020201	III	SCA36	294198/R
C0088783	NOVOSYN VIOLA 3/0(2)4X45CM HR20TO(M)	H010101020201	III	SCA36	320087/R
C0088789	NOVOSYN VIOLA 3/0(2)4X45CM HR26STO(M)	H010101020201	III	SCA36	294698/R
C0088790	NOVOSYN VIOLA 2/0(3)4X45CM HR26STO(M)	H010101020201	III	SCA36	294200/R
C0088794	NOVOSYN VIO 3/0 (2) 4X45CM HR37S TO(M)	H010101020201	III	SCA36	294201/R
C0088795	NOVOSYN VIO 2/0 (3) 4X45CM HR37S TO(M)	H010101020201	III	SCA36	294202/R
C0088831	NOVOSYN VIOLA 2/0(3)4X45CM HS21TO(M)	H010101020201	III	SCA36	294699/R
C0088850	NOVOSYN VIOLA 3/0(2)4X45CM SKR26TO(M)	H010101020201	III	SCA36	320088/R
C0088851	NOVOSYNVIOLA2/0(3)4X45CMSKR26TO(M)	H010101020201	III	SCA36	320089/R
C0088895	NOVOSYN VIOLA 2/0(3)4X45CM HS26STO(M)	H010101020201	III	SCA36	294700/R
C0088910	NOVOSYN VIOLA 3/0(2)4X45CM HS30TO(M)	H010101020201	III	SCA36	294702/R
C0089678	NOVOSYN INCOLORE 2/0(3)3X45CM HS37SSTOM	H010101020201	III	SCA36	446273/R
C0089713	NOVOSYN INCOLORE 4/0(1,5)4X45CM HR17TOM	H010101020201	III	SCA36	446274/R
C0089741	NOVOSYN INCOLORE 3/0(2)4X45CM HR26TO(M)	H010101020201	III	SCA36	446275/R
C0089742	NOVOSYN INCOLORE 2/0(3)4X45CM HR26TO(M)	H010101020201	III	SCA36	541395/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
C0089794	NOVOSYN INCOLORE 3/0(2)4X45CM HR37STO(M)	H010101020201	III	SCA36	446277/R
C0089795	NOVOSYN INCOLORE 2/0(3)4X45CM HR37STO(M)	H010101020201	III	SCA36	446278/R
C0089894	NOVOSYN INCOLORE 3/0(2)4X45CM HS26STO(M)	H010101020201	III	SCA36	446279/R
C0089895	NOVOSYN INCOLORE 2/0(3)4X45CM HS26STO(M)	H010101020201	III	SCA36	446293/R
G0058205	NOVOSYNVIOLA3/0(2)140CM	H010101020203	III	SCA12	290315/R
G0058210	NOVOSYNVIOLA2(5)140CM	H010101020203	III	SCA12	290316/R
G0058714	NOVOSYN VIOLA 4/0 (1,5) 250CM ARO	H010101020203	III	SCA12	290865/R
G0058715	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 250CM ARO	H010101020203	III	SCA12	290823/R
G0058716	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 250CM ARO	H010101020203	III	SCA12	290826/R
G0058717	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 250CM ARO	H010101020203	III	SCA12	290830/R
G0058719	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 250CM ARO	H010101020203	III	SCA12	290866/R
G0058720	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 250CM ARO	H010101020203	III	SCA12	290869/R
G0068012	NOVOSYN VIOLA 5/0 (1) 70CM HR17 (M) DDP	H010101020201	III	PAC da 12 PZ	1319259/R
G0068013	NOVOSYN VIOLA 4/0 (1,5)70CM HR17 (M)	H010101020201	III	SCA12	292591/R
G0068014	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM HR17 (M)	H010101020201	III	SCA12	290611/R
G0068029	NOVOSYN VIOLA 4/0 (1,5)70CM HR22 (M)	H010101020201	III	SCA12	290614/R
G0068030	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM HR22 (M) DDP	H010101020201	III	PAC da 12 PZ	1319267/R
G0068040	NOVOSYN VIOLA 4/0 (1,5)70CM HR26 (M)	H010101020201	III	SCA12	290618/R
G0068041	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM HR26 (M)	H010101020201	III	SCA12	290620/R
G0068042	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM HR26 (M)	H010101020201	III	SCA12	290625/R
G0068043	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 70CM HR26 (M)	H010101020201	III	SCA12	290628/R
G0068044	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 70CM HR26 (M)	H010101020201	III	SCA12	294704/R
G0068046	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM HR30 (M)	H010101020201	III	SCA12	294705/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
G0068047	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM HR30 (M)	H010101020201	III	SCA12	294706/R
G0068048	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 70CM HR30 (M)	H010101020201	III	SCA12	294707/R
G0068051	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM HR37 (M)	H010101020201	III	SCA12	294708/R
G0068052	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 70CM HR37 (M)	H010101020201	III	SCA12	294709/R
G0068053	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 70CM HR37 (M)	H010101020201	III	SCA12	294710/R
G0068055	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM HR40S (M)	H010101020201	III	SCA12	294711/R
G0068056	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 70CM HR40S (M)	H010101020201	III	SCA12	294712/R
G0068140	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 90CM HRC37 (M)	H010101020201	III	SCA12	320096/R
G0068141	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 90CM HRC37 (M)	H010101020201	III	SCA12	294713/R
G0068142	NOVOSYNVIOLA1(4)90CMHRC37(M)	H010101020201	III	SCA12	320097/R
G0068143	NOVOSYNVIOLA2(5)90CMHRC37(M)	H010101020201	III	SCA12	320098/R
G0068145	NOVOSYN VIOLA 8/0(0,4)20CM DRM6 140M	H010101020201	III	SCA12	294203/R
G0068181	NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5)70CM HR22B(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 12 PZ	1331849/R
G0068207	NOVOSYN VIOLA 5/0 (1) 45CM DS12 (M)	H010101020201	III	SCA12	294714/R
G0068213	NOVOSYN VIOLA 4/0 (1,5)45CM DS16 (M)	H010101020201	III	SCA12	294715/R
G0068219	NOVOSYN VIOLA 5/0 (1) 45CM DS19 (M)	H010101020201	III	SCA12	294716/R
G0068221	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 45CM DS19 (M)	H010101020201	III	SCA12	294717/R
G0068234	NOVOSYN VIOLA 4/0 (1,5)70CM DS24 (M)	H010101020201	III	SCA12	294718/R
G0068235	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM DS24 (M)	H010101020201	III	SCA12	294719/R
G0068236	NOVOSYN VIOLA 2/0 (3) 70CM DS24 (M)	H010101020201	III	SCA12	294720/R
G0068237	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 70CM DS24 (M)	H010101020201	III	SCA12	294721/R
G0068241	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM HS26 (M)	H010101020201	III	SCA12	294722/R
G0068296	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 70CM HS37S (M)	H010101020201	III	SCA12	294723/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
G0068297	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 70CM HS37S (M)	H010101020201	III	SCA12	294724/R
G0068313	NOVOSYN VIOLA 4/0(1,5)70CM HRC17 (M)	H010101020201	III	SCA12	294725/R
G0068314	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM HRC17 (M)	H010101020201	III	SCA12	294726/R
G0068388	NOVOSYN VIOLA 6/0 (0,7) 45CM DRTM8	H010101020201	III	SCA12	294727/R
G0068416	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 70CM FR26 (M)	H010101020201	III	SCA12	294728/R
G0068430	NOVOSYN VIOLA 3/0 (2) 70CM HS23 (M) DDP	H010101020201	III	PAC da 12 PZ	1319275/R
G0068462	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 90CM HS48 (M)	H010101020201	III	SCA12	294729/R
G0068463	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 90CM HS48 (M)	H010101020201	III	SCA12	294730/R
G0068562	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 90CM HR48 (M)	H010101020201	III	SCA12	294732/R
G0068587	NOVOSYN VIOLA 1 (4) 90CM HS40S (M)	H010101020201	III	SCA12	294733/R
G0068588	NOVOSYN VIOLA 2 (5) 90CM HS40S (M)	H010101020201	III	SCA12	294734/R
G0068609	NOVOSYN VIOLA 7/0(0,5)20CM DLM6S200M	H010101020201	III	SCA12	294735/R
G0068612	NOVOSYN VIOLA 7/0(0,5)45CM VLM6S200M	H010101020201	III	SCA12	294736/R
G0068615	NOVOSYN VIOLA 8/0(0,4)15CM DLM6 150M	H010101020201	III	SCA12	294204/R
G0068616	NOVOSYN VIOLA 6/0 (0,7) 30CM 2XVLM6(M)	H010101020201	III	SCA12	294205/R
G0068620	NOVOSYN VIOLA 8/0(0,4)30CM DLM6S200M	H010101020201	III	SCA12	294206/R
G0068621	NOVOSYN VIOLA 7/0(0,5)30CM DLM6S200M	H010101020201	III	SCA12	294207/R
G0068622	NOVOSYN VIOLET 6/0(0,7)45CM DSMP13(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 12 PZ	1331850/R
G0068623	NOVOSYN VIOLA 5/0 (1)45CM DSMP13 (M)DDP	H010101020201	III	PAC da 12 PZ	1319278/R
G0068701	NOVOSYN VIOLA8/0(0,4)45CM2XDLM6 150M	H010101020201	III	SCA12	294737/R
G0068702	NOVOSYN VIOLA 8/0(0,4)30CM2XDLM6150M	H010101020201	III	SCA12	294208/R
G0068709	NOVOSYNVIOLA7/0(0,5)38CM2XDLM6S200M)	H010101020201	III	SCA12	320090/R
G0068710	NOVOSYN VIOLA8/0(0,4)30CM2XDLM6S200M	H010101020201	III	SCA12	294209/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
G0068711	NOVOSYN VIOLA7/0(0,5)45CM2XDLM6S200M	H010101020201	III	SCA12	294210/R
G0068712	NOVOSYN VIOLA7/0(0,5)30CM2XDLM6S200M	H010101020201	III	SCA12	320092/R
G0068713	NOVOSYN VIOLET8/0(0,4)45CM2XDLM6S200MDDP	H010101020201	III	SCA12	391704/R
G0068715	NOVOSYN VIOLA 8/0(0,4)30CM2XHLM6150M	H010101020201	III	SCA12	294211/R
G0068724	NOVOSYN VIOLA 8/0(0,4)30CM DLM6 150MDDP	H010101020201	III	PAC da 12 PZ	1867038/R
G0068725	NOVOSYN VIOLA 6/0 (0,7)45CM 2XDRTM8	H010101020201	III	SCA12	294738/R
G0068733	NOVOSYN VIOLA 6/0(0,7)20CM 2XVLM8 (M	H010101020201	III	SCA12	294739/R
G0068734	NOVOSYN VIOLA 6/0 (0,7) 45CM 2XVLM8(M)	H010101020201	III	SCA12	294212/R
G0068735	NOVOSYN VIOLA 5/0 (1) 45CM 2XVLM8 (M)	H010101020201	III	SCA12	294213/R
G0068736	NOVOSYN VIOLA 4/0 (1,5) 45CM 2XVLM8(M)	H010101020201	III	SCA12	294214/R
G0068737	NOVOSYN VIOLA 6/0(0,7)45CM 2XVLM6 (M	H010101020201	III	SCA12	294740/R
G0068738	NOVOSYN VIOLA 6/0(0,7)45CM 2XVLM10(M	H010101020201	III	SCA12	294741/R
G0068739	NOVOSYN VIOLA 5/0(1)45CM 2XVLM10 (M)	H010101020201	III	SCA12	294743/R
G0068740	NOVOSYN VIOLA 8/0(0,4)30CM2XHLM8200M	H010101020201	III	SCA12	320093/R
G0068741	NOVOSYN VIOLA 7/0(0,5)45CM2XHLM8200M	H010101020201	III	SCA12	320094/R
G0068778	NOVOSYN VIOLET 6/0 (0,7)45CM VLM8 (M)DDP	H010101020201	III	PAC da 12 PZ	1867037/R
G0068823	NOVOSYN VIOLET 4/0(1,5)70CM DSMP19 (MDDP	H010101020201	III	PAC da 12 PZ	1331851/R
G0068824	NOVOSYN VIOLET 3/0 (2)70CM DSMP19 (M)DDP	H010101020201	III	PAC da 12 PZ	1331852/R
G0068850	NOVOSYN VIOLA 7/0(0,5)45CM 2XD SMP6(MDDP	H010101020201	III	PAC da 12 PZ	1888515/R
G0068956	NOVOSYN VIOLA 0 (3,5) 90CM HR37S (M)	H010101020201	III	SCA12	294744/R
G0068966	NOVOSYN VIOLA 6/0 (0,7) 45CM 2XHLM8(M)	H010101020201	III	SCA12	294215/R
G0068967	NOVOSYN VIOLA 5/0 (1)45CM 2XHLM8 (M)	H010101020201	III	SCA12	294745/R
G0069075	NOVOSYN INCOLORE 2 (5) 2X70CM HR65 (M)	H010101020201	III	SCA12	419627/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
G0069220	NOVOSYN INCOLORE 4/0 (1,5)45CM DS19 (M)	H010101020201	III	SCA12	446381/R
G0069221	NOVOSYN INCOLORE 3/0 (2) 45CM DS19 (M)	H010101020201	III	SCA12	446387/R
G0069235	NOVOSYN INCOLORE 3/0 (2) 70CM DS24 (M)	H010101020201	III	SCA12	446389/R
G0069236	NOVOSYN INCOLORE 2/0 (3) 70CM DS24 (M)	H010101020201	III	SCA12	446391/R
G0069265	NOVOSYN INCOLORE 3/0 (2) 70CM GS60 (M)	H010101020201	III	SCA12	446394/R
G0069271	NOVOSYN INCOLORE 4/0 (1,5)70CM GS51 (M)	H010101020201	III	SCA12	446395/R
G0069420	NOVOSYN INCOLORE 4/0 (1,5)70CM DS19 (M)	H010101020201	III	SCA12	446397/R
G0069421	NOVOSYN INCOLORE 3/0 (2) 70CM DS19 (M)	H010101020201	III	SCA12	446399/R
G0069524	NOVOSYN INCOLORE 4/0(1,5)45CM DSMP16 (M)	H010101020201	III	SCA12	446401/R
G0069525	NOVOSYN INCOLORE 5/0 (1)45CM DSMP16 (M)	H010101020201	III	SCA12	446403/R
G0069530	NOVOSYN INCOLORE 3/0 (2)70CM DSMP19 (M)	H010101020201	III	SCA12	446404/R
G0069607	NOVOSYN INCOLORE 6/0(0,7)45CM DSMP11 (M)	H010101020201	III	SCA12	446407/R
G0069608	NOVOSYN INCOLORE 5/0 (1)45CM DSMP11 (M)	H010101020201	III	SCA12	446408/R
G0069618	NOVOSYN INCOLORE 6/0(0,7)45CM DSMP13 (M)	H010101020201	III	SCA12	446410/R
G0069619	NOVOSYN INCOLORE 5/0 (1)45CM DSMP13 (M)	H010101020201	III	SCA12	446411/R
G0069620	NOVOSYN INCOLORE 4/0(1,5)45CM DSMP13 (M)	H010101020201	III	SCA12	446412/R
G0069628	NOVOSYN INCOLORE 5/0 (1)45CM DSMP19 (M)	H010101020201	III	SCA12	446414/R
G0069629	NOVOSYN INCOLORE 4/0(1,5)45CM DSMP19 (M)	H010101020201	III	SCA12	446417/R
G0069630	NOVOSYN INCOLORE 3/0 (2)45CM DSMP19 (M)	H010101020201	III	SCA12	446419/R
G0069635	NOVOSYN INC 5/0 (1)45CM HSMP15 (M)DDP	H010101020201	III	PAC da 12 PZ	1867022/R
G0069656	NOVOSYN INCOLORE 3/0 (2)45CM DSMP24 (M)	H010101020201	III	SCA12	446422/R
G0069657	NOVOSYN INCOLORE 2/0 (3)45CM DSMP24 (M)	H010101020201	III	SCA12	446424/R
G0069734	NOVOSYN INCOLORE 6/0(0,7)45CM 2XVLM8 (M)	H010101020201	III	SCA12	419629/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
G0069735	NOVOSYN INCOLORE 5/0 (1)45CM 2XVLM8 (M)	H010101020201	III	SCA12	419630/R
M0068182	NOVOSYN VIOLA 4/0(1,5)8X45CM HR22BTOM	H010101020201	III	SCA6	422703/R
M0068188	NOVOSYN VIOLA 3/0(2)8X45CM HR22BTO(M)	H010101020201	III	SCA6	422700/R
M0068200	NOVOSYN VIOLA 3/0(2)8X45CM HR26BTO(M)	H010101020201	III	SCA6	422699/R
M0068201	NOVOSYN VIOLA 3/0(2)8X70CM HR26BTO(M)	H010101020201	III	SCA6	422701/R
M0088103	NOVOSYN VIOLA 1(4)8X45CM HR48TO(M)TD	H010101020201	III	PAC da 6 PZ	1755270/R
M0088104	NOVOSYN VIOLA 2(5)8X45CM HR48TO(M)TD	H010101020201	III	PAC da 6 PZ	1755273/R
M0088117	NOVOSYN VIOLET 1(4)8X45CM HR40STO(M)TD	H010101020201	III	SCA6	1296147/R
M0088118	NOVOSYN VIOLET 2(5)8X45CM HR40STO(M)TD	H010101020201	III	SCA6	1296148/R
M0088138	NOVOSYN VIOLET 1 (4) 8X45CM HR37S(M)TD	H010101020201	III	SCA6	1296145/R
M0088166	NOVOSYN VIOLET 1(4)8X45CM HR26STO(M)TD	H010101020201	III	SCA6	1296146/R
M0088172	NOVOSYN VIOLET 2/0(3)8X45CM HR26TO(M)TD	H010101020201	III	SCA da 6 PZ	1362487/R
M0088190	NOVOSYN VIOLETA 5/0(1)8X45CM HR13TO(M)TD	H010101020201	III	SCA6	316207/R
M0089020	NOVOSYN INCOLORE 4/0(1,5)8X45CM HR17TOMT	H010101020201	III	SCA6	446433/R
M0089116	NOVOSYN INCOLORE 3/0(2)8X45CM HR26TO(M)T	H010101020201	III	SCA6	446442/R
M0089130	NOVOSYN INCOLORE 3/0(2)8X45CM HR37STO(MT)	H010101020201	III	SCA6	446444/R
M0089131	NOVOSYN INCOLORE 2/0(3)8X45CM HR37STO(MT)	H010101020201	III	SCA6	446445/R
M0089132	NOVOSYN INCOLORE 0(3,5)8X45CM HR37STO(MT)	H010101020201	III	SCA6	446446/R
M0089133	NOVOSYN INCOLORE 1(4)8X45CM HR37STO(M)TD	H010101020201	III	SCA6	446447/R
M0089140	NOVOSYN INCOLORE 0(3,5)8X45CM HR48TO(M)T	H010101020201	III	SCA6	446449/R
M0089157	NOVOSYN INCOLORE 0(3,5)8X45CM HRN35TO(MT)	H010101020201	III	SCA6	446450/R
M0089172	NOVOSYN INCOLORE 1(4)8X45CM HS40SSTO(M)T	H010101020201	III	SCA6	446451/R
M0089175	NOVOSYN INCOLORE 3/0(2)8X45CM HS26STO(MT)	H010101020201	III	SCA6	446453/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
M0089176	NOVOSYN INCOLORE 2/0(3)8X45CM HS26STO(MT	H010101020201	III	SCA6	446459/R
M0089504	NOVOSYN INCOLORE 0(3,5)8X70CM HR37STO(MT	H010101020201	III	SCA6	446460/R
M0089505	NOVOSYN INCOLORE 1(4)8X70CM HR37STO(M)TD	H010101020201	III	SCA6	446461/R