

SCHEDA TECNICA

Nome Commerciale:	Novosyn CHD
Descrizione Prodotto:	POLIFILAMENTO SINTETICO ASSORBIBILE INTRECCIATO, A MEDIO TEMPO DI ASSORBIMENTO, RIVESTITO CON AGENTE ANTIBATTERICO
Divisione:	Aesculap
Prodotto da:	B. Braun Surgical S.A. Carretera de Terrassa 121, Rubí, Spagna Registro Mercantil de Societades de Barcelona Hoja n B-150083, Folio 1, Tomo 29126 RIF. ES-A-61123782
Officina di produzione:	B.Braun Surgical S.A.-Rubí-Spagna
Rappresentato in Italia da:	B.Braun Milano S.p.A. Via Vincenzo da Seregno 14 20161 Milano
Certificazioni:	D.O.C., CE, ISO
Ente certificatore:	0123
Classe di rischio:	si veda elenco allegato
Codice CND:	si veda elenco allegato

INDICAZIONI, CONTROINDICAZIONI, AVVERTENZE

Indicazioni:

L'uso di Novosyn® CHD è indicato nell'approssimazione dei tessuti molli. Novosyn® CHD è rivestito con l'agente antibatterico clorexidina diacetato per ridurre il rischio di attacco e colonizzazione batterici della sutura.

Novosyn® CHD è indicato nelle applicazioni in cui la pratica chirurgica richiede l'uso di materiali di sutura sintetici, riassorbibili e intrecciati, in particolare nell'approssimazione e/o legatura dei tessuti molli, specialmente nel tratto gastrointestinale, in ginecologia, urologia e nelle legature.

Controindicazioni:

I materiali per sutura Novosyn® CHD sono controindicati per le applicazioni in cui è richiesto un supporto prolungato della chiusura della ferita da parte del materiale di sutura (ad esempio nella chirurgia cardiovascolare). È inoltre controindicato per la chirurgia oftalmica, dell'orecchio e anche per la chiusura della ferita in tessuti cardiovascolari e neurologici.

La sutura Novosyn® CHD non deve essere usata nei pazienti con reazioni allergiche note alla clorexidina diacetato perché potrebbe causare una reazione anafilattica.

Esiste una letteratura scientifica che sconsiglia l'uso della clorexidina nei bambini di età inferiore a 2 mesi; pertanto Novosyn® CHD non deve essere usato nei bambini di età inferiore a 2 mesi.

Precauzioni:

Da usare in conformità alle necessità chirurgiche. Assicurarsi che eventuali strumenti chirurgici, quali pinze o porta-ago non danneggino il filo. L'utilizzatore dovrà essere già esperto nelle tecniche di sutura chirurgiche prima di utilizzare il prodotto.

INFORMAZIONI TECNICHE

Descrizione del dispositivo

Novosyn® CHD è un materiale per suture chirurgiche riassorbibile, sintetico, intrecciato multifilamento, realizzato con un copolimero composto per il 90% di glicolide e il 10% di L-lattide (PGLA 90/10). Per renderlo facilmente visibile, Novosyn® CHD è tinto in viola con il pigmento D&C Violet n° 2 (C.I. 60725). È tuttavia disponibile anche senza tintura, in color beige naturale. I fili intrecciati sono trattati con un rivestimento sintetico riassorbibile costituito da una miscela in parti uguali di un copolimero (comprendente glicolide e L-lattide) e stearato di calcio, che ne facilitano lo scorrimento ed evitano la lacerazione dei tessuti. Novosyn® CHD contiene un rivestimento antimicrobico di clorexidina diacetato a non più di 60 µg/m.

CARATTERISTICHE

NOVOSYN® risponde a tutti i requisiti attualmente richiesti dalla Farmacopea Europea e Statunitense per quanto riguarda le suture sintetiche, sterili, assorbibili.

L'efficacia del rivestimento di clorexidina diacetato è stata testata in studi in vitro dove tale sostanza presente nelle suture Novosyn® CHD ha mostrato di inibire la colonizzazione della sutura da parte di Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, S. aureus meticillino-resistente e S. epidermidis meticillino-resistente, microrganismi di cui è noto il contributo alle infezioni del sito chirurgico. Studi microbiologici condotti sulle cavie hanno dimostrato che le suture chirurgiche con clorexidina inibiscono la colonizzazione batterica della sutura dopo esposizione diretta in vivo con batteri (S. aureus). La clorexidina è un agente antibatterico presente in diverse suture disponibili in commercio.

La produzione si avvale:

- di un avanzato processo di estrusione della molecola di acido glicolico e acido lattico;
- di un avanzato processo di intreccio
- di un avanzato processo di rivestimento.

Tutto questo garantisce:

- un grado di memoria minore e facilità di eliminazione della memoria stessa;
- una eccellente maneggevolezza e morbidezza, grazie anche alla ottimale uniformità di superficie e calibro;
- una eccellente scorrevolezza, e un aspetto della sutura liscio e levigato;
- uniformità di calibro, che consente facilità di scorrimento e ridotto coefficiente di attrito al passaggio intratessutale;
- minimizzazione della capillarità;
- una eccellente tenuta del nodo, con grande facilità di annodamento, posizionamento del nodo, tenuta del nodo e resistenza alla trazione del nodo stesso;
- una superiore resistenza alla trazione del filo dritto per tutto il periodo di cicatrizzazione;
- una prevedibile curva di assorbimento.

Resistenza tensile post-impianto:

NOVOSYN® CHD ha le seguenti percentuali di resistenza tensile, media, residua post-impianto:

- 100% = iniziale;

- 75% = dopo 14 giorni;

- 40-50% = dopo 21 giorni;
- 25% = dopo 28 giorni;
- 0% = dopo 35 giorni.

Tempi di riassorbimento:

Il filo viene metabolizzato in acido glicolico e acido lattico mediante idrolisi, senza causare un'alterazione permanente nell'area della ferita.

Il riassorbimento completo della massa si completa generalmente in 56-70 giorni, quando il tessuto è normalmente perfuso.

GAMMA DI PRODOTTO

NOVOSYN® CHD è disponibile sia come filo libero che atraumatico; le combinazioni atraumatiche sono previste anche con aghi staccabili (take-off). Tutti gli aghi sono forati meccanicamente e controllati con sistema computerizzato. Tutti gli aghi sono a canale chiuso per garantire una minor traumaticità durante il passaggio tissutale e un ottimo rapporto ago-filo, e hanno corpo a sezione appiattita per favorire la stabilità sul portaghi.

Disponibile in calibri da U.S.P. 2 a USP 5/0.

Lunghezze filo disponibili: da 45 cm a 140 cm.

Lunghezze ago disponibili: da 10 mm a 65 mm.

Ampiezza della gamma: si veda lista codici in allegato.

CARATTERISTICHE DEGLI AGHI

Acciaio inox secondo le norme DIN 17440 7/85, che mantiene atraumaticità costante, oltre che facilità e rapidità di penetrazione attraverso i tessuti anche dopo più passaggi. Gli aghi montati su NOVOSYN® CHD sono tutti di colore "silver" o acciaio naturale.

Altre caratteristiche:

- Stabilità sul porta aghi
- Corrispondenza di calibro ago-filo, atraumaticità e tenuta della congiunzione ago-filo
- Duttilità e resistenza alle deformazioni e alle rotture

Elemento	Serie	Serie	Serie
	300	420	455
Carbonio	<0.15	0.33	0.03
Manganese	<2.00	1.00	0.50
Fosforo	<0.045	0.04	0.015
Zolfo	<0.03	0.03	0.015
Titanio			2.0/2.2
Silicio	<1.0	1.0	0.5

Cromo	17.0/19.0	12/14.5	11.5/12.5
Nichel	8.0/10.0	0.5	9.2/10.3
Molibdeno		0.06	0.5
Rame			1.4/2.5
Ferro	a 100%	a 100%	a 100%
Modulo di Young (modulo di elasticità)	200.000 N/mm2 20.500 kg/mm2	200.000 N/mm2 20.500 kg/mm2	200.000 N/mm2 20.500 kg/mm2
Durezza (Rc)	55.2	55.2	55.2

CARATTERISTICHE DEL FILO

Misura USP (EP)	Resistenza tensile sul nodo MEDIO (kgf)	Attacco ago-filo MEDIO (kgf)	Resistenza tensile sul dritto MEDIO (kgf)
2 (5)	7.45	1.84	16.66
1 (4)	5.96	1.84	12.46
0 (3.5)	4.58	1.53	9.61
2/0 (3)	3.14	1.12	6.78
3/0 (2)	2.08	0.69	4.21
4/0 (1.5)	1.12	0.46	2.78
5/0 (1)	0.79	0.23	1.43
6/0 (0.7)	0.30	0.17	0.68
7/0 (0.5)	0.16	0.082	0.22
8/0 (0.4)	0.08	0.051	0.16

Per identificare le diverse tipologie di ago, B.Braun usa la seguente nomenclatura:

CURVATURA		CORPO		PUNTA		LUNGHEZZA	SPESSORE	
S	1/8 cerchio	R	cilindrico	T	punta trocar	Questa misura si riferisce alla distanza tra punta e coda dell'ago, misurata lungo la lunghezza dell'ago in mm.	ff	super sottile
V	1/4 cerchio	S	tagliante	N	punta smussa		f	sottile
D	3/8 cerchio	L	lanceolato	S	punta sternale		s	rinforzato
H	1/2 cerchio			C	punta tagliante corta		ss	super rinforzato
F	5/8 cerchio			M	micro punta		v	a rottura controllata
G	retto			MP	punta di precisione		b	nero
P	curvatura progressiva			m	micro ago			

J	uncino			mV	micro vascolare		
---	--------	--	--	----	-----------------	--	--

CONTROLLI DI QUALITA'

Controlli di Qualità Fornitori:

Le materie prime acquistate presso altre aziende vengono poi controllate da B. Braun, secondo standard qualitativi ufficialmente riconosciuti.

Controlli di Qualità in accettazione:

La procedura minima di controllo di Qualità del materiale in accettazione prevede:

- verifica del certificato di conformità ai requisiti prestabiliti;
- rigoroso esame fisico delle caratteristiche (verifica del calibro e della sua uniformità, resistenza tensile lineare e sul nodo, ecc.);
- nel caso di elementi chimici, come l'acido glicolico, analisi chimica, secondo protocolli ufficialmente riconosciuti.

Controlli di qualità "in process":

Ogni singola fase del ciclo produttivo viene sottoposta a rigorosi esami di controllo, in modo da garantire che essa risponda alle specifiche prestabilite.

Controlli di qualità sui prodotti finiti:

Al termine del ciclo produttivo, a prodotto finito e sterilizzato, vengono presi da ogni lotto dei campioni, a caso, dove vengono effettuati tutti i controlli necessari atti a garantire la rispondenza agli standard USP ed EP, ma soprattutto agli standard B. Braun che sono molto più restrittivi. I campioni, dopo essere stati controllati, vengono conservati.

Tra i controlli che vengono effettuati ci sono:

- controllo visivo;
- test di sterilità;
- analisi chimica ;
- test fisici per garantire la rispondenza alle specifiche USP ed EP.
- controlli a campione volti a valutare la resistenza del filo al carico di rottura su filo semplice e su filo annodato;
- verifica della uniformità di calibro;
- dopo un adeguato periodo di quarantena successivo alla sterilizzazione dei fili viene valutata nuovamente la resistenza (intesa come carico di rottura) e vengono effettuati saggi di valutazione della sterilità.

Le suture B.Braun sono conformi alle disposizioni di MDR 2017/745 per i dispositivi medici e rispondono ai requisiti di confezionamento ed etichettatura richiamati dalla sopracitata normativa.

Le suture B.Braun sono conformi alle norme di buona fabbricazione, ai requisiti stabiliti dalla ultima edizione disponibile della Farmacopea Ufficiale, nonché alle norme sulle modalità e sui metodi di sterilizzazione. I materiali utilizzati per la fabbricazione delle suture B.Braun sono di ultima generazione.

B.Braun ha provveduto alla registrazione dei fili da sutura in ottemperanza al Decreto del Ministero della Salute del 21 dicembre 2009, completa del numero di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici di cui all'art. 57 comma1 della Legge 27 dicembre 2002 – n. 289. Il numero di repertorio di ogni articolo è riportato nella lista codici in allegato.

Tutte le suture B.Braun sono fabbricate in materiale idoneo per esclusivo uso medicale, interamente sterili, monouso, apirogene, atossiche (con particolare riferimento agli ftalati come al punto 7.5 dell'allegato 1 della Legge 247/44 del 2007).

Tutte le suture B.Braun, una volta sterilizzate, sono confezionate in idoneo materiale, che consente il mantenimento della sterilità del prodotto nel tempo e garantisce un'efficace barriera contro polvere ed umidità, come da normativa di riferimento UNI EN ISO 11607-1: 2017.

DATI TECNICI

Monouso:	Si
Poliuso:	no
Sterile alla vendita:	Si
Risterilizzabile:	NO
Medodo di sterilizzazione:	Ossido di etilene (ETO) Residuo ETO contenuto nel filo trattato: <1 ppm in accordo con le norme ISO-10993-7.
Validità:	Durata della stabilità a confezionamento integro: 5 anni dalla data di sterilizzazione indicata sulla confezione e su ogni singola busta.
Presenza di lattice:	No
Confezionamento:	<p>Il confezionamento primario è costituito da un doppio confezionamento sterile, che garantisce facilità di apertura della busta e di estrazione della sutura, accessibilità dell'ago, protezione della punta, facilità e velocità nell'armatura dell'ago stesso. All'interno della confezione primaria e sulla confezione secondaria sono presenti tutte le informazioni che consentono l'identificazione del filo e dell'ago (tipo di filo, calibro della sutura e dell'ago).</p> <p>Descrizione della confezione: La confezione esterna è una scatola di cartoncino sigillata con una pellicola di cellophane dotata di linea guida per apertura a strappo. La confezione interna è composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - involucro esterno: tipo peel-pack, con indicatore di sterilità; composto da carta medica e pellicola di PETP/PE; - involucro interno: prodotto secondo norme DIN 1712/3 in alluminio; - supporto del filo: per i fili atraumatici cartoncino ricoperto con LDPE, per i fili liberi bobina in PE; <p>etichettatura: secondo le normative vigenti. In lingua italiana sia sulla confezione che su ogni singola busta.</p> <p>Tutti i materiali utilizzati per il confezionamento non liberano cloro in fase di incenerimento.</p> <p>Assenza di lattice anche nel confezionamento. Tutti i prodotti offerti sono muniti di codice identificativo di tipo data matrix (EAN-128), posto sia sul confezionamento secondario sia sul confezionamento primario, in conformità agli standard previsti. Detto codice a barre garantisce un'unica identificazione di prodotto per ciascuna combinazione.</p>
Temperatura di conservazione:	Conservare a temperatura ambiente (5°C-25°C): non esporre a valori estremi di temperatura per periodi prolungati.
Biocompatibilità	Si

	I dispositivi sono sottoposti e soggetti a test di biocompatibilità secondo gli standard internazionali: ISO 10993 -1 Valutazioni Biologiche dei dispositivi medici Part. 1: valutazione e test
Presenza ftalati:	No
Anno inizio commercializzazione:	2019

LISTA CODICI

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	Banca Dati/Repertorio
B1058449	NOVOSYN CHD VIOLA 1 (4) 5X70CM DDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344399/R
B1058450	NOVOSYN CHD VIOLA 2 (5) 5X70CM DDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344428/R
B1058647	NOVOSYN CHD VIOLA 0 (3,5) 6X45CM DDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344430/R
B1058649	NOVOSYN CHD VIOLA 1 (4) 6X45CM DDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344431/R
B1058650	NOVOSYN CHD VIOLA 2 (5) 6X45CM DDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344433/R
B1058667	NOVOSYN CHD VIOLA 0 (3,5) 12X45CM DDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344434/R
B1058669	NOVOSYN CHD VIOLA 1 (4) 12X45CM DDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2350656/R
B1058670	NOVOSYN CHD VIOLA 2 (5) 12X45CM DDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2350657/R
B1059449	NOVOSYN CHD INC 1 (4) 5X70CM DDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344435/R
B1068074	NOVOSYN CHD VIOLA 2/0(3)70CM HR76(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2350658/R
B1068141	NOVOSYN CHD VIO 0(3,5)90CM HRC37(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344436/R
B1068142	NOVOSYN CHD VIOLA 1(4)90CM HRC37(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344437/R
B1068143	NOVOSYN CHD VIOLA 2(5)90CM HRC37 (M)DDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344438/R
B1068183	NOVOSYN CHD VIOLA 1(4)70CM HR70 (M) DDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344439/R
B1068278	NOVOSYN CHD VIO 2/0 150CMHS37S/HR37SMDDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344440/R
B1068350	NOVOSYN CHD VIO 1(4)150CM HR40S LOOPMDDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344442/R
B1068380	NOVOSYN CHD VIO 1(4)150CM HR60 LOOPMDDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2350659/R
B1068461	NOVOSYN CHD VIOLA 0(3,5)90CM HS48(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344446/R
B1068462	NOVOSYN CHD VIOLA 1(4)90CM HS48 (M) DDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344447/R
B1068463	NOVOSYN CHD VIOLA 2 (5) 90CM HS48(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344448/R
B1068486	NOVOSYN CHD VIO 0 (3,5) 90CM HS40(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344449/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	Banca Dati/Repertorio
B1068487	NOVOSYN CHD VIOLA 1(4)90CM HS40 (M) DDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344451/R
B1068488	NOVOSYN CHD VIOLA 2 (5) 90CM HS40(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344452/R
B1068496	NOVOSYN CHD VIOLA 0(3,5)90CM HS37(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344455/R
B1068497	NOVOSYN CHD VIOLA 1 (4) 90CM HS37(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344456/R
B1068498	NOVOSYN CHD VIOLA 2 (5) 90CM HS37(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344457/R
B1068552	NOVOSYN CHD VIOLA 0(3,5)90CM HR37(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344458/R
B1068553	NOVOSYN CHD VIOLA 1 (4) 90CM HR37(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344459/R
B1068555	NOVOSYN CHD VIOLA 1(4)120CM HR40S(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344461/R
B1068556	NOVOSYN CHD VIO 0 (3,5)90CM HR40S(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344462/R
B1068557	NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 90CM HR40S (M)DDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344463/R
B1068558	NOVOSYN CHD VIOLA 2(5)90CM HR40S (M)DDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344465/R
B1068561	NOVOSYN CHD VIOLA 0(3,5)90CM HR48(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344466/R
B1068562	NOVOSYN CHD VIOLA 1 (4) 90CM HR48(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344467/R
B1068563	NOVOSYN CHD VIOLA 2 (5) 90CM HR48(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344468/R
B1068573	NOVOSYN CHD VIO 0 (3,5)90CM HRC48(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344469/R
B1068574	NOVOSYN CHD VIOLA 1(4) 90CM HRC48(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344470/R
B1068575	NOVOSYN CHD VIOLA 2(5)90CM HRC48 (M)DDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344471/R
B1068577	NOVOSYN CHD VIOLA 1(4)90CM HR37SS(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344472/R
B1068579	NOVOSYN CHD VIOLA 1(4)90CM HR76 (M)DDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2350660/R
B1068582	NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5)90CM HS37S(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344474/R
B1068583	NOVOSYN CHD VIOLA 1(4)90CM HS37S (M)DDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344487/R
B1068586	NOVOSYN CHD VIOL 0(3,5)90CM HS40S(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344488/R
B1068587	NOVOSYN CHD VIOLA 1(4)90CM HS40S (M)DDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344490/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	Banca Dati/Repertorio
B1068588	NOVOSYN CHD VIOLA 2(5)90CM HS40S (M)DDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344492/R
B1068597	NOVOSYN CHD VIOLA 1(4)90CM HR37S (M)DDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344493/R
B1068598	NOVOSYN CHD VIOLA 2(5)90CM HR37S (M)DDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344494/R
B1068599	NOVOSYN CHD VIOLA 2(5)90CM HS37S (M)DDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344495/R
B1068618	NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5)90CM HRN35(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344496/R
B1068619	NOVOSYN CHD VIOLA 1 (4)90CM HRN35(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344497/R
B1068637	NOVOSYN CHD VIOLA 1(4) 90CM HRN40(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344498/R
B1068640	NOVOSYN CHD VIOLA 2(5) 90CM HR65(M) DDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2350661/R
B1068646	NOVOSYN CHD VIOLA 1(4)90CM HR30SS(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344499/R
B1068664	NOVOSYN CHD VIOLA 1(4)90CM HRN50 (M)DDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344501/R
B1068847	NOVOSYN CHD VIOLA 1 (4) 90CM HR43(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344503/R
B1068848	NOVOSYN CHD VIOLA 2 (5) 90CM HR43(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344504/R
B1068895	NOVOSYN CHD VIOL 0(3,5)90CM HRC37S(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344509/R
B1068897	NOVOSYN CHD VIOL 2 (5) 90CM HRC37S(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344510/R
B1068956	NOVOSYN CHD VIOL 0(3,5)90CM HR37S(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344511/R
B1068982	NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 90CM HRC43S(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344512/R
B1068983	NOVOSYN CHD VIOLA 2(5)90CM HRC43S(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344516/R
B1068987	NOVOSYN CHD VIO 1(4)150CM HRC48 LOOPMDDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344517/R
B1069363	NOVOSYN CHD INC 1 (4) 90CM HS48(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344519/R
B1069364	NOVOSYN CHD INC 2 (5) 90CM HS48(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344520/R
B1069557	NOVOSYN CHD INC 1 (4)90CM HR40S(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344521/R
B1069558	NOVOSYN CHD INC 2(5)90CM HR40S (M)DDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344522/R
B1069561	NOVOSYN CHD INC 0(3,5)90CM HR48(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344561/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	Banca Dati/Repertorio
B1069562	NOVOSYN CHD INC 1(4)90CM HR48 (M) DDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344922/R
B1069563	NOVOSYN CHD INC 2(5)90CM HR48 (M) DDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344925/R
B1069596	NOVOSYN CHD INC 0 (3,5)90CM HR37S(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344927/R
B1069597	NOVOSYN CHD INC 1(4)90CM HR37S (M)DDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344928/R
B1088641	NOVOSYN CHD VIOL 3/0(2)4X70CM HR26TOMDDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344929/R
B1088642	NOVOSYN CHD VIOL 2/0(3)4X70CM HR26TOMDDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344931/R
B1088661	NOVOSYN CHD VIOL 2/0(3)4X70CM HR30TOMDDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344933/R
B1088667	NOVOSYN CHD VIOL 1(4)4X70CM HR40STO(MDDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344934/R
B1088668	NOVOSYN CHD VIOL 2(5)4X70CM HR40STO(MDDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2350662/R
B1088691	NOVOSYN CHD VIO 0(3,5)4X70CM HR26STOMDDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344935/R
B1088692	NOVOSYN CHD VIOL 1(4)4X70CM HR26STO(MDDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344936/R
B1088693	NOVOSYN CHD VIOL 2(5)4X70CM HR26STO(MDDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2350664/R
B1088697	NOVOSYN CHD VIOL 1(4)4X70CM HR37STOMDDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344937/R
B1088698	NOVOSYN CHD VIOL 2(5)4X70CM HR37STO(MDDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2350665/R
B1088791	NOVOSYN CHD VIO 0(3,5)4X45CM HR26STOMDDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344939/R
B1088792	NOVOSYN CHD VIOL 1(4)4X45CM HR26STO(MDDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344940/R
B1088793	NOVOSYN CHD VIOL 2(5)4X45CM HR26STO(MDDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2350667/R
B1088796	NOVOSYN CHD VIO 0(3,5)4X45CM HR37STOMDDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2345021/R
B1088797	NOVOSYN CHD VIOL 1(4)4X45CM HR37STO(MDDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344942/R
B1088798	NOVOSYN CHD VIOL 2(5)4X45CM HR37STO(MDDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2350668/R
B1088803	NOVOSYN CHD VIOL 1(4)4X70CM HR30SSTOMDDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344943/R
B1089718	NOVOSYN CHD UN 0(3,5)4X45CM HS37SSTOMDDP	H010101020201	III	PAC da 24 PZ	2344945/R
C1058204	NOVOSYN CHD VIOLA 4/0 (1,5) 140CM	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2344946/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	Banca Dati/Repertorio
C1058205	NOVOSYN CHD VIOLA 3/0 (2) 140CM	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2344947/R
C1058207	NOVOSYN CHD VIOLA 2/0 (3) 140CM	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2344948/R
C1058208	NOVOSYN CHD VIOLA 0 (3,5) 140CM	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2344949/R
C1058209	NOVOSYN CHD VIOLA 1 (4) 140CM	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2344950/R
C1058210	NOVOSYN CHD VIOLA 2 (5) 140CM	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2344951/R
C1058405	NOVOSYN CHD VIOLA 3/0 (2) 2X70CM DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2344953/R
C1058406	NOVOSYN CHD VIOLA 2/0 (3) 2X70CM DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2344955/R
C1058407	NOVOSYN CHD VIOLA 0 (3,5) 2X70CM DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2344956/R
C1058409	NOVOSYN CHD VIOLA 1 (4) 2X70CM DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2344957/R
C1058410	NOVOSYN CHD VIOLA 2 (5) 2X70CM DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2344958/R
C1058444	NOVOSYN CHD VIOLA 4/0 (1,5) 5X70CM DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2344959/R
C1058445	NOVOSYN CHD VIOLA 3/0 (2) 5X70CM DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2344960/R
C1058446	NOVOSYN CHD VIOLA 2/0 (3) 5X70CM DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2344961/R
C1058447	NOVOSYN CHD VIOLA 0 (3,5) 5X70CM DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2344962/R
C1058624	NOVOSYN CHD VIOLA 4/0 (1,5) 3X45C DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2344963/R
C1058625	NOVOSYN CHD VIOLA 3/0 (2) 3X45CM DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2344964/R
C1058626	NOVOSYN CHD VIOLA 2/0 (3) 3X45CM DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2344965/R
C1058627	NOVOSYN CHD VIOLA 0 (3,5) 3X45CM DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2344985/R
C1058629	NOVOSYN CHD VIOLA 1 (4) 3X45CM DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2344986/R
C1058630	NOVOSYN CHD VIOLA 2 (5) 3X45CM DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2344987/R
C1058644	NOVOSYN CHD VIOLA 4/0 (1,5) 6X45CM DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2344988/R
C1058645	NOVOSYN CHD VIOLA 3/0 (2) 6X45CM DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2344989/R
C1058646	NOVOSYN CHD VIOLA 2/0 (3) 6X45CM DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2344990/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	Banca Dati/Repertorio
C1058664	NOVOSYN CHD VIOLA 4/0 (1,5) 12X45CM DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2344993/R
C1058665	NOVOSYN CHD VIOLA 3/0 (2) 12X45CM DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2344994/R
C1058666	NOVOSYN CHD VIOLA 2/0 (3) 12X45CM DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2344996/R
C1059205	NOVOSYN CHD INC 3/0 (2) 140CM DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2344997/R
C1059207	NOVOSYN CHD INC 2/0 (3) 140CM DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2344998/R
C1059208	NOVOSYN CHD INC 0 (3,5) 140CM DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2344999/R
C1059446	NOVOSYN CHD INC 2/0 (3) 5X70CM DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345000/R
C1059447	NOVOSYN CHD INC 0 (3,5) 5X70CM DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345001/R
C1059625	NOVOSYN CHD INC 3/0 (2) 3X45CM DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345002/R
C1059626	NOVOSYN CHD INC 2/0 (3) 3X45CM DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345003/R
C1059645	NOVOSYN CHD INC 3/0 (2) 6X45CM DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345004/R
C1059646	NOVOSYN CHD INC 2/0 (3) 6X45CM DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345005/R
C1059665	NOVOSYN CHD INC 3/0 (2) 12X45CM DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345007/R
C1059666	NOVOSYN CHD INC 2/0 (3) 12X45cm DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345008/R
C1068007	NOVOSYN CHD VIOLA 5/0(1)70CM HR13(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345009/R
C1068008	NOVOSYN CHD VIOL 4/0(1,5)70CM HR13(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345052/R
C1068012	NOVOSYN CHD VIOLA 5/0(1)70CM HR17(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345111/R
C1068013	NOVOSYN CHD VIOL 4/0(1,5)70CM HR17(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345117/R
C1068014	NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2) 70CM HR17(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345119/R
C1068015	NOVOSYN CHD VIOLA 2/0 (3) 70CM HR17	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345120/R
C1068017	NOVOSYN CHD VIO 2/0(3) 90CM HRC37S(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345121/R
C1068029	NOVOSYN CHD VIOLA 4/0 (1,5) 70CM HR22	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345122/R
C1068030	NOVOSYN CHD VIOLA 3/0 (2) 70CM HR22	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345123/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	Banca Dati/Repertorio
C1068031	NOVOSYN CHD VIOLA 2/0 (3) 70CM HR22	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345124/R
C1068036	NOVOSYN CHD VIOL 2/0(3)70CM HR22S(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345125/R
C1068037	NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5)70CM HR22S(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345126/R
C1068038	NOVOSYN CHD VIOLA 1(4)70CM HR22S(M) DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345127/R
C1068039	NOVOSYN CHD VIOLA 5/0 (1)70CM HR26	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345128/R
C1068040	NOVOSYN CHD VIOLA 4/0 (1,5) 70CM HR26	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345129/R
C1068041	NOVOSYN CHD VIOLA 3/0 (2) 70CM HR26	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345130/R
C1068042	NOVOSYN CHD VIOLA 2/0 (3) 70CM HR26	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345131/R
C1068043	NOVOSYN CHD VIOLA 0 (3,5) 70CM HR26	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345132/R
C1068044	NOVOSYN CHD VIOLA 1 (4) 70CM HR26	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345133/R
C1068045	NOVOSYN CHD VIOLA 2 (5) 70CM HR30	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345134/R
C1068046	NOVOSYN CHD VIOLA 3/0 (2) 70CM HR30	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345135/R
C1068047	NOVOSYN CHD VIOLA 2/0 (3) 70CM HR30	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345136/R
C1068048	NOVOSYN CHD VIOLA 0 (3,5) 70CM HR30	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345138/R
C1068049	NOVOSYN CHD VIOLA 1 (4) 70CM HR30	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345139/R
C1068050	NOVOSYN CHD VIOLA 3/0 (2) 70CM HR37	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345141/R
C1068051	NOVOSYN CHD VIOLA 2/0 (3) 70CM HR37	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345142/R
C1068052	NOVOSYN CHD VIOLA 0 (3,5) 70CM HR37	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345143/R
C1068053	NOVOSYN CHD VIOLA 1 (4) 70CM HR37	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345144/R
C1068054	NOVOSYN CHD VIOLA 2 (5) 70CM HR37	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345146/R
C1068055	NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3)70CM HR40S(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345147/R
C1068056	NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5)70CM HR40S(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345148/R
C1068057	NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 70CM HR40S (M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345149/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	Banca Dati/Repertorio
C1068058	NOVOSYN CHD VIOL 2 (5) 70CM HR40S (M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345150/R
C1068060	NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3) 70CM HR48(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345153/R
C1068061	NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5) 70CM HR48(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345156/R
C1068062	NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 70CM HR48 (M) DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345157/R
C1068063	NOVOSYN CHD VIOL 2 (5) 70CM HR48 (M) DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345159/R
C1068066	NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 70CM HR60 (M) DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345160/R
C1068068	NOVOSYN CHD VIOL 2 (5) 70CM HR60 (M) DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345161/R
C1068081	NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 70CM HRC17 (M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345162/R
C1068089	NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2)70CM HR26S(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345163/R
C1068090	NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3)70CM HR26S(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345165/R
C1068091	NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5)70CM HR26S(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345177/R
C1068092	NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 70CM HR26S (M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345178/R
C1068093	NOVOSYN CHD VIOL 2 (5) 70CM HR26S (M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345179/R
C1068094	NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2)70CM HR37S(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345180/R
C1068095	NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3)70CM HR37S(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345191/R
C1068096	NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5)70CM HR37S(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345193/R
C1068097	NOVOSYN CHD VIOL 1 (4)70CM HR37S (M) DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345194/R
C1068098	NOVOSYN CHD VIOL 2 (5) 70CM HR37S (M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345200/R
C1068100	NOVOSYN CHD VIOLA 1(4)70CM HR26SS(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345201/R
C1068111	NOVOSYN CHD VIOL 0(3,5)70CM HR13SS(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345202/R
C1068116	NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5)70CM HR17S(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345203/R
C1068118	NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 70CM HR17S (M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345204/R
C1068123	NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 70CM HR37SS(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345205/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	Banca Dati/Repertorio
C1068124	NOVOSYN CHD VIOL 4/0(1,5)70CM DRC18(MDDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345206/R
C1068128	NOVOSYN CHD VIOL 3/0(2)70CM DRC18(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345207/R
C1068131	NOVOSYN CHD VIOL 2/0(3)70CM DRC26(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345208/R
C1068139	NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2)90CM HRC37(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345209/R
C1068140	NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3)90CM HRC37(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345210/R
C1068150	NOVOSYN CHD VIOL 4/0(1,5)70CM DR18(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345211/R
C1068151	NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2) 70CM DR18(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345212/R
C1068160	NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2) 70CM DR22(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345213/R
C1068165	NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3) 70CM DR26(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345214/R
C1068170	NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2) 70CM DR32(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345215/R
C1068171	NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3) 70CM DR32(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345216/R
C1068172	NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5) 70CM DR32(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345217/R
C1068173	NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 70CM DR32 (M) DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345218/R
C1068212	NOVOSYN CHD VIOL 5/0 (1) 45CM DS16(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2345219/R
C1068213	NOVOSYN CHD VIOL 4/0(1,5)45CM DS16(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349053/R
C1068219	NOVOSYN CHD VIOL 5/0 (1)45CM DS19 (M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349054/R
C1068220	NOVOSYN CHD VIOL 4/0(1,5)45CM DS19(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349055/R
C1068221	NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2) 45CM DS19(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349056/R
C1068225	NOVOSYN CHD VIOLA 4/0 (1,5) 45CM HS21	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349057/R
C1068230	NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2) 45CM HS23(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349058/R
C1068234	NOVOSYN CHD VIOLA 4/0 (1,5) 70CM DS24	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349059/R
C1068235	NOVOSYN CHD VIOLA 3/0 (2) 70CM DS24	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349060/R
C1068236	NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3) 70CM DS24(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349061/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	Banca Dati/Repertorio
C1068237	NOVOSYN CHD VIOLA 0 (3,5) 70CM DS24	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349062/R
C1068241	NOVOSYN CHD VIOLA 3/0 (2) 70CM HS26	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349064/R
C1068242	NOVOSYN CHD VIOLA 2/0 (3) 70CM HS26	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349065/R
C1068243	NOVOSYN CHD VIOLA 0 (3,5) 70CM HS26	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349066/R
C1068246	NOVOSYN CHD VIOLA 3/0 (2) 70CM DS30	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349067/R
C1068247	NOVOSYN CHD VIOLA 2/0 (3) 70CM DS30	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349068/R
C1068248	NOVOSYN CHD VIOLA 0 (3,5) 70CM DS30	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349069/R
C1068249	NOVOSYN CHD VIOLA 1 (4) 70CM DS30	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349070/R
C1068251	NOVOSYN CHD VIOLA 2/0 (3) 70CM HS30	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349071/R
C1068252	NOVOSYN CHD VIOLA 0 (3,5) 70CM HS30	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349073/R
C1068253	NOVOSYN CHD VIOLA 1 (4) 70CM HS30	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349074/R
C1068261	NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5) 70CM HS48(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349075/R
C1068262	NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 70CM HS48 (M) DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349078/R
C1068265	NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2) 70CM GS60(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349080/R
C1068266	NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3) 70CM GS60(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349081/R
C1068267	NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3)70CM HS40S(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349082/R
C1068268	NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5)70CM HS40S(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349083/R
C1068269	NOVOSYN CHD VIOL 1 (4)70CM HS40S (M) DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349084/R
C1068290	NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3)70CM HS26S(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349085/R
C1068291	NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5)70CM HS26S(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349086/R
C1068294	NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3)70CM HS37S(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349087/R
C1068296	NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5)70CM HS37S(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349088/R
C1068297	NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 70CM HS37S (M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349089/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	Banca Dati/Repertorio
C1068298	NOVOSYN CHD VIOL 2 (5) 70CM HS37S (M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349090/R
C1068304	NOVOSYN CHD VIOL 0(3,5)70CM DRC32(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349091/R
C1068313	NOVOSYN CHD VIOL 4/0(1,5)70CM HRC17(MDDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349092/R
C1068314	NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2)70CM HRC17(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349093/R
C1068316	NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5)70CM HRC17(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349094/R
C1068325	NOVOSYN CHD VIOL 4/0(1,5)70CM HRC22(MDDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349095/R
C1068326	NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2)70CM HRC22(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349096/R
C1068331	NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3)70CM HRC22(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349097/R
C1068335	NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2)70CM HRC26(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349098/R
C1068336	NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3)70CM HRC26(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349099/R
C1068343	NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5)70CM HRC26(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349100/R
C1068362	NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5)70CM HRC37(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349101/R
C1068371	NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5)70CM HRC30(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349102/R
C1068408	NOVOSYN CHD VIOL 0(3,5)70CM JR36SS(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349103/R
C1068415	NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3) 70CM FR26(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349104/R
C1068416	NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5) 70CM FR26(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349105/R
C1068417	NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 70CM FR26 (M) DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349106/R
C1068419	NOVOSYN CHD VIOLA 5/0 (1) 70CM DS19	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349107/R
C1068420	NOVOSYN CHD VIOLA 4/0 (1,5) 70CM DS19	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349108/R
C1068421	NOVOSYN CHD VIOLA 3/0 (2) 70CM DS19	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349109/R
C1068422	NOVOSYN CHD VIOLA 2/0 (3) 70CM DS19	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349110/R
C1068425	NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3) 70CM FR36(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349111/R
C1068426	NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5) 70CM FR36(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349112/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	Banca Dati/Repertorio
C1068430	NOVOSYN CHD VIOLA 3/0 (2) 70CM HS23	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349113/R
C1068431	NOVOSYN CHD VIOLA 2/0 (3) 70CM HS23	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349120/R
C1068436	NOVOSYN CHD VIOL 4/0(1,5)70CM DR12(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349121/R
C1068441	NOVOSYN CHD VIOL 2/0(3)70CM HRC26S(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349122/R
C1068447	NOVOSYN CHD VIOL 2/0(3) 90CM HR30 (M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349123/R
C1068466	NOVOSYN CHD VIOL 3/0(2)90CM HR40S(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349124/R
C1068467	NOVOSYN CHD VIOL 2/0(3)90CM HR40S(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349125/R
C1068475	NOVOSYN CHD VIOL 2/0(3)70CM JR30(M) DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349126/R
C1068476	NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 70CM JRC30S(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349128/R
C1068478	NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 70CM JR40S (M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349129/R
C1068490	NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5) 70CM FR40(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349130/R
C1068494	NOVOSYN CHD VIOLA 3/0 (2) 90CM HS37	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349131/R
C1068495	NOVOSYN CHD VIOLA 2/0 (3) 90CM HS37	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349132/R
C1068508	NOVOSYN CHD VIOL 4/0(1,5)70CM DS12(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349133/R
C1068512	NOVOSYN CHD VIOLA 5/0 (1) 70CM DS16	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349134/R
C1068513	NOVOSYN CHD VIOLA 4/0 (1,5) 70CM DS16	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349135/R
C1068514	NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2) 70CM DS16(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349138/R
C1068518	NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5)70CM HRN35(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349139/R
C1068519	NOVOSYN CHD VIO 1 (4) 70CM FR36 (M) DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349141/R
C1068540	NOVOSYN CHD VIOL 4/0(1,5)90CM HR26(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349143/R
C1068541	NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2) 90CM HR26(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349144/R
C1068542	NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3) 90CM HR26(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349145/R
C1068543	NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5) 90CM HR26(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349148/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	Banca Dati/Repertorio
C1068544	NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 90CM HR26 (M) DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349149/R
C1068548	NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5)70CM HR30S(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349150/R
C1068549	NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 70CM HR30S (M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349151/R
C1068550	NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2) 90CM HR37(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349153/R
C1068551	NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3) 90CM HR37(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349156/R
C1068560	NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3) 90CM HR48(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349157/R
C1068580	NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 90CM HR26SS(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349158/R
C1068585	NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3)90CM HS40S(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349159/R
C1068590	NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3)90CM HR26S(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349160/R
C1068591	NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5)90CM HR26S(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349161/R
C1068592	NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 90CM HR26S(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349162/R
C1068595	NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3)90CM HR37S(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349163/R
C1068596	NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3)90CM HS37S(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349164/R
C1068613	NOVOSYN CHD VIOL 2 (5) 90CM HR26S (M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349165/R
C1068624	NOVOSYN CHD VIOL 4/0(1,5)45CM DSMP13MDDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349166/R
C1068627	NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 70CM HRC43S(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349167/R
C1068628	NOVOSYN CHD VIOL 2 (5) 70CM HRC43S(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349169/R
C1068820	NOVOSYN CHD VIOL 2/0(3)90CM 2XFR26(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349170/R
C1068827	NOVOSYN CHD VIOL 3/0(2)70CM DRC22(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349171/R
C1068828	NOVOSYN CHD VIOL 0(3,5)90CM 2XFR26(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349172/R
C1068842	NOVOSYN CHD VIOL 2/0(3)70CM HRC37S(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349173/R
C1068843	NOVOSYN CHD VIOL 0(3,5)70CM HRC37S(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349174/R
C1068844	NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 70CM HRC37S(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349175/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	Banca Dati/Repertorio
C1068901	NOVOSYN CHD VIOL 3/0(2)90CM 2XHR26(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349176/R
C1068902	NOVOSYN CHD VIOL 2/0(3)90CM 2XHR26(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349177/R
C1068909	NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5)70CM HRC40(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349178/R
C1068946	NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5) 70CM HR43(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349179/R
C1068947	NOVOSYN CHD VIOLA 1 (4) 70CM HR43	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349180/R
C1068948	NOVOSYN CHD VIOLA 2 (5) 70CM HR43	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2349181/R
C1068955	NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2)90CM HR37S(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2350550/R
C1068960	NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 70CM HRC40S(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2350551/R
C1068963	NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5)70CM HRC48(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2350552/R
C1068964	NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 70CM HRC48 (M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2350553/R
C1069007	NOVOSYN CHD INC 5/0 (1) 70CM HR13(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2350554/R
C1069012	NOVOSYN CHD INC 5/0 (1) 70CM HR17(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2350555/R
C1069013	NOVOSYN CHD INC 4/0(1,5)70CM HR17(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2350556/R
C1069014	NOVOSYN CHD INC 3/0 (2) 70CM HR17(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2350557/R
C1069029	NOVOSYN CHD INC 4/0(1,5)70CM HR22(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2350558/R
C1069041	NOVOSYN CHD INC 3/0 (2) 70CM HR26(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2350568/R
C1069042	NOVOSYN CHD INC 2/0 (3) 70CM HR26(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2350569/R
C1069051	NOVOSYN CHD INC 2/0 (3) 70CM HR37(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2350571/R
C1069090	NOVOSYN CHD INC 2/0 (3)70CM HR26S(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2350572/R
C1069091	NOVOSYN CHD INC 0 (3,5)70CM HR26S(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2350573/R
C1069095	NOVOSYN CHD INC 2/0 (3)70CM HR37S(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2350574/R
C1069096	NOVOSYN CHD INC 0 (3,5)70CM HR37S(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2350575/R
C1069099	NOVOSYN CHD INC 3/0 (2)70CM HR37S(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2350576/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	Banca Dati/Repertorio
C1069207	NOVOSYN CHD INC 5/0 (1) 45CM DS12(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2350577/R
C1069208	NOVOSYN CHD INC 4/0(1,5)45CM DS12(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2350578/R
C1069213	NOVOSYN CHD INC 4/0(1,5)45CM DS16(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2350581/R
C1069219	NOVOSYN CHD INC 5/0 (1) 45CM DS19(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2350582/R
C1069220	NOVOSYN CHD INC 4/0(1,5)45CM DS19(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2350583/R
C1069221	NOVOSYN CHD INC 3/0 (2) 45CM DS19(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2350584/R
C1069234	NOVOSYN CHD INC 4/0(1,5)70CM DS24(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2350585/R
C1069235	NOVOSYN CHD INC 3/0 (2) 70CM DS24(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2350586/R
C1069236	NOVOSYN CHD INC 2/0 (3) 70CM DS24(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2350587/R
C1069246	NOVOSYN CHD INC 3/0 (2) 70CM DS30(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2350588/R
C1069247	NOVOSYN CHD INC 2/0 (3) 70CM DS30(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2350589/R
C1069248	NOVOSYN CHD INC 0 (3,5) 70CM DS30(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2350590/R
C1069265	NOVOSYN CHD INC 3/0 (2) 70CM GS60(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2350591/R
C1069267	NOVOSYN CHD INC 2/0 (3) 70CM GS60(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2350593/R
C1069280	NOVOSYN CHD INC 4/0 (1,5)70CM GS60(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2350594/R
C1069290	NOVOSYN CHD INC 2/0 (3)70CM HS26S(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2350595/R
C1069419	NOVOSYN CHD INC 5/0 (1) 70CM DS19(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2350596/R
C1069420	NOVOSYN CHD INC 4/0(1,5)70CM DS19(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2350597/R
C1069421	NOVOSYN CHD INC 3/0 (2) 70CM DS19(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2350598/R
C1069430	NOVOSYN CHD INC 3/0 (2) 70CM HS23(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2350599/R
C1069444	NOVOSYN CHD INC 1 (4) 70CM HRC26S(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2350600/R
C1069524	NOVOSYN CHD INC 4/0(1,5)45CM DSMP16MDDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2350601/R
C1069525	NOVOSYN CHD INC 5/0(1)45CM DSMP16(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2350602/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	Banca Dati/Repertorio
C1069529	NOVOSYN CHD INC 4/0(1,5)70CM DSMP19MDDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2350603/R
C1069530	NOVOSYN CHD INC 3/0(2)70CM DSMP19(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2350604/R
C1069531	NOVOSYN CHD INC 2/0(3)70CM DSMP19(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2350605/R
C1069554	NOVOSYN CHD INC 2/0(3)70CM DSMP24(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2350606/R
C1069556	NOVOSYN CHD INC 3/0(2)70CM DSMP24(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2350607/R
C1069595	NOVOSYN CHD INC 2/0(3)90CM HR37S (M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2350608/R
C1069608	NOVOSYN CHD INC 5/0(1)45CM DSMP11(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2350609/R
C1069619	NOVOSYN CHD INC 5/0(1)45CM DSMP13(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2350610/R
C1069620	NOVOSYN CHD INC 4/0(1,5)45CM DSMP13MDDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2350612/R
C1069629	NOVOSYN CHD INC 4/0(1,5)45CM DSMP19MDDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2350613/R
C1069630	NOVOSYN CHD INC 3/0(2)45CM DSMP19(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2350614/R
C1069656	NOVOSYN CHD INC 3/0(2)45CM DSMP24(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2350615/R
C1069657	NOVOSYN CHD INC 2/0(3)45CM DSMP24(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2350616/R
C1088036	NOVOSYN CHD VIO 2/0(3)4X45CM HRC26TOMDDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2350617/R
C1088325	NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2) 45CM HR22(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2350618/R
C1088629	NOVOSYN CHD VIO4/0(1,5)4X70CM HR22TOMDDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2350619/R
C1088630	NOVOSYN CHD VIOL 3/0(2)4X70CM HR22TOMDDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2350620/R
C1088713	NOVOSYN CHD VIO4/0(1,5)4X45CM HR17TOMDDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2350621/R
C1088714	NOVOSYN CHD VIOL 3/0(2)4X45CM HR17TOMDDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2350622/R
C1088729	NOVOSYN CHD VIO4/0(1,5)4X45CM HR22TOMDDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2350623/R
C1088730	NOVOSYN CHD VIOL 3/0(2)4X45CM HR22TOMDDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2350624/R
C1088731	NOVOSYN CHD VIOL 2/0(3)4X45CM HR22TOMDDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2350629/R
C1088741	NOVOSYN CHD VIOL 3/0(2)4X45CM HR26TOMDDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2350631/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	Banca Dati/Repertorio
C1088742	NOVOSYN CHD VIOL 2/0(3)4X45CM HR26TOMDDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2350632/R
C1088770	NOVOSYN CHD VIOL 2/0(3)4X45CM HR37TOMDDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2350633/R
C1088790	NOVOSYN CHD VIO 2/0(3)4X45CM HR26STOMDDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2350634/R
C1088794	NOVOSYN CHD VIO 3/0(2)4X45CM HR37STOMDDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2350635/R
C1088795	NOVOSYN CHD VIO 2/0(3)4X45CM HR37STOMDDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2350636/R
C1089680	NOVOSYN CHD UN 2/0(3)4X45CM HS23SSTOMDDP	H010101020201	III	PAC da 36 PZ	2350637/R
G1058207	NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3) 140CM DDP	H010101020201	III	PAC da 12 PZ	2350638/R
G1068042	NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3) 70CM HR26(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 12 PZ	2350639/R
G1068043	NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5) 70CM HR26(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 12 PZ	2350640/R
G1068092	NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 70CM HR26S (M)DDP	H010101020201	III	PAC da 12 PZ	2350641/R
G1068143	NOVOSYN CHD VIOLA 2(5)90CM HRC37 (M)DDP	H010101020201	III	PAC da 12 PZ	2350642/R
G1068235	NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2) 70CM DS24(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 12 PZ	2350643/R
G1068236	NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3) 70CM DS24(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 12 PZ	2350644/R
G1068237	NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5) 70CM DS24(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 12 PZ	2350645/R
G1068462	NOVOSYN CHD VIOLA 1(4)90CM HS48 (M) DDP	H010101020201	III	PAC da 12 PZ	2350647/R
G1068495	NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3) 90CM HS37(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 12 PZ	2350648/R
G1068556	NOVOSYN CHD VIO 0 (3,5)90CM HR40S(M)DDP	H010101020201	III	PAC da 12 PZ	2350649/R
G1068557	NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 90CM HR40S (M)DDP	H010101020201	III	PAC da 12 PZ	2350650/R
G1068587	NOVOSYN CHD VIOLA 1(4)90CM HS40S (M)DDP	H010101020201	III	PAC da 12 PZ	2350651/R
M1088103	NOVOSYN CHD VIOL 1(4)8X45CM HR48TO(M)TD	H010101020201	III	PAC da 6 PZ	2350705/R
M1088104	NOVOSYN CHD VIOL 2(5)8X45CM HR48TO(M)TD	H010101020201	III	PAC da 6 PZ	2350706/R
M1088117	NOVOSYN CHD VIOL 1(4)8X45CM HR40STO(M)TD	H010101020201	III	PAC da 6 PZ	2350707/R
M1088118	NOVOSYN CHD VIOL 2(5)8X45CM HR40STO(M)TD	H010101020201	III	PAC da 6 PZ	2350708/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	Banca Dati/Repertorio
M1088138	NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 8X45CM HR37S(M)TD	H010101020201	III	PAC da 6 PZ	2350709/R
M1088170	NOVOSYN CHD VIO 4/0(1,5)8X45CM HR26TOMTD	H010101020201	III	PAC da 6 PZ	2350711/R
M1088171	NOVOSYN CHD VIOL 3/0(2)8X45CM HR26TO(MTD	H010101020201	III	PAC da 6 PZ	2350712/R
M1088172	NOVOSYN CHD VIOL 2/0(3)8X45CM HR26TO(MTD	H010101020201	III	PAC da 6 PZ	2350713/R
M1088177	NOVOSYN CHD VIO 4/0(1,5)8X45CM HR22TOMTD	H010101020201	III	PAC da 6 PZ	2350714/R
M1088178	NOVOSYN CHD VIOL 3/0(2)8X45CM HR22TO(MTD	H010101020201	III	PAC da 6 PZ	2350715/R
M1088185	NOVOSYN CHD VIO 4/0(1,5)8X45CM HR17TOMTD	H010101020201	III	PAC da 6 PZ	2350716/R
M1088219	NOVOSYN CHD VIOL 2/0(3)8X70CM HR37TO(MTD	H010101020201	III	PAC da 6 PZ	2350717/R
M1088239	NOVOSYN CHD VIOL 3/0(2)8X70CM HR26TO(MTD	H010101020201	III	PAC da 6 PZ	2350718/R
M1088241	NOVOSYN CHD VIOL 2/0(3)8X70CM HR26TO(MTD	H010101020201	III	PAC da 6 PZ	2350720/R
M1088255	NOVOSYN CHD VIO 4/0(1,5)8X70CM HR17TOMTD	H010101020201	III	PAC da 6 PZ	2350721/R
M1089117	NOVOSYN CHD INC 2/0(3)8X45CM HR26TO(MTD	H010101020201	III	PAC da 6 PZ	2350722/R